



CE₀₄₂₆

Aghi dentali universali

Aghi per uso dentale con cono filettato standard europeo per siringhe tubofiala, sterilizzati a raggi gamma, siliconati, monouso. Il punto di saldatura che unisce il cappuccio al protettore garantisce il mantenimento della sterilità dell'ago.

INDICAZIONI

Questi aghi devono essere utilizzati solo da medici dentisti per l'esecuzione di anestesie locali dentali.

ISTRUZIONI PER L'USO

Posizionamento dell'ago sulla siringa:

- 1) Rompere il sigillo
- 2) Tirare ruotando per togliere il cappuccio
- 3) Innestare l'ago alla siringa avendo cura di non rimuovere il protettore
- 4) Rimuovere il protettore con un leggero movimento di torsione appena prima di effettuare l'anestesia

DOPO L'USO

- 1) Disinnescare l'ago dalla siringa con molta attenzione in modo da evitare punture accidentali
- 2) Non abbandonare l'ago ma eliminarlo subito in apposito contenitore a norma di legge

ATTENZIONE

Non utilizzare se la saldatura di garanzia non è integra. Gli aghi, dopo l'uso, sono ad elevato rischio di contaminazione. Prestare molta attenzione al fine di evitare punture accidentali. Questi aghi devono essere utilizzati solo una volta e non sono risterilizzabili.

AVVERTENZE

L'ago non dovrebbe mai essere reincappucciato con le mani al fine di evitare punture accidentali. L'ago una volta utilizzato, non deve essere reincappucciato ma eliminato in appositi contenitori a norma di legge senza piegarlo, romperlo o manipolarlo in alcun altro modo. Conservare a temperatura ambiente evitando sorgenti di calore dirette e luoghi umidi. L'ago viene utilizzato per somministrare anestetico dentale.


TECNOFAR spa
via della battaglia 17/20
23014 Delebio (SO) Italy

Distribuito da:
SIMIT DENTAL srl
via Carlo Pisacane 5/A
46100 Mantova (MN) Italy

REV. 1061 05/10/2012



CE₀₄₂₆

Dental universal needles

Needles for dental use with hub treading, european standard for tube-ampule syringe, sterilized by gamma irradiation, silicone treated, disposable. The welding point which joins the safety cap to the protector guarantees that the needle remains sterile.

INDICATIONS

These needles must only be used by dental surgeons for the administration of local dental anaesthesia.

INSTRUCTION FOR USE

Positioning of the needle on the syringe:

- 1) Break the seal
- 2) Twist and pull to remove the safety cap
- 3) Insert the needle into the syringe, being careful not to remove the protector.
- 4) Remove the protector by twisting gently, just before the administration of the anaesthesia.

AFTER USE:

- 1) Take the needle out of the syringe very carefully, in order to avoid pricking anyone accidentally.
- 2) Do not leave the needle lying around, but dispose of it immediately in a suitable container which conforms to regulations

CAUTION

Do not use if the protection seal is broken. Needles after use carry a high risk of contamination; be extremely careful not to prick anyone accidentally. These needles must be used once only and cannot be resterilized.

WARNINGS

The safety cap must never be replaced on the needle by hand, or there could be the risk of accidentally pricking someone. Once used, the safety cap must not be replaced on the needle, but the needle must be disposed of in a suitable container which conforms to regulations, without bending, breaking or touching it in any other way. Conserve at room temperature, away from sources of direct heat and damp places. The needle is used for the administration of dental anaesthetic.


TECNOFAR spa
via della battaglia 17/20
23014 Delebio (SO) Italy

Distribuito da:
SIMIT DENTAL srl
via Carlo Pisacane 5/A
46100 Mantova (MN) Italy

REV. 1061 05/10/2012