



SIMIT NEXT
Endo Expert



Catalogo 2024

SIMIT DENTAL

INDICE

3	ENDODONZIA
43	CHIRURGIA
54	IGIENE ORALE E SBIANCAMENTO
63	PHARMA
69	DISINFEZIONE
76	DECONTAMINAZIONE E STERILIZZAZIONE
88	SISTEMI DI INGRANDIMENTO E ILLUMINAZIONE
100	RADIOLOGIA
106	PRIMO SOCCORSO
109	ILLUMINAZIONE

ENDODONZIA



BlueShaper®

I nuovi strumenti BlueShaper® sono la 6^a generazione di NiTi file creati con una doppia lega PINK & BLUE che garantisce performance predicibili offrendo all'odontoiatra fiducia, velocità e sicurezza in tutte le situazioni che si affrontano quotidianamente.

MISURE DISPONIBILI

BlueShaper® Shaping Files (ZX, Z1, Z2)

BlueShaper® Finishing Files (Z3, Z4, Z5, Z6, Z7)

LUNGHEZZA STRUMENTI


21 mm - 25 mm - 31 mm

CONFEZIONAMENTO

Blister Sterile da 4 strumenti (Z1-Z4 Assortito)

Blister Sterile da 6 strumenti (ZX-Z5 Assortito o misure singole)

(Codici vari ZAZBS*)



CONICITÀ

Ø

10-2%

0,14



10-2%

0,17



5-6%

0,19



5-6%

0,25



BlueShaper® PRO

BlueShaper PRO® offre prestazioni eccezionali grazie alla sua maggiore penetrazione nei canali, all'aumento della resistenza allo stress torsionale, all'efficienza di taglio ed è uguale o addirittura superiore, allo standard BlueShaper® nella resistenza alla fatica ciclica.

Grazie al doppio trattamento termico di BlueShaper PRO®, la preparazione del canale è più precisa ed efficace. Ha una punta tagliente potenziata dai 3 mm Gold della punta.

La tecnologia DualWire®, sviluppata da Zarc, permette una maggiore versatilità dello strumento, offrendo una punta tagliente mantenendo la stessa flessibilità dello strumento BlueShaper®.

MISURE DISPONIBILI

Sequenza Base (Z1, Z2, Z3, Z4)

Sequenza Completa (ZX, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5)

LUNGHEZZA STRUMENTI

21 mm - 25 mm - 31 mm

CONFEZIONAMENTO

Blister Sterile da 4 strumenti (Z1-Z4 Assortito)

Blister Sterile da 6 strumenti

(ZX-Z5 Assortito o misure singole)

(Codici vari ZAZBSPRO*)

CONICITÀ

Ø

10-2%

0,14



10-2%

0,17



5-6%

0,19



5-6%

0,25



Nuova punta GOLD



Coni di Guttaperca Blueshaper

Coni di guttaperca disegnati appositamente per la sistematica NiTi BlueShaper®. Si adattano perfettamente al canale sagomato con gli strumenti BlueShaper® e garantiscono una buona fluidità all'interno del canale radicolare.

MISURE DISPONIBILI

Coni di Guttaperca BlueShaper Z3 (Ref.ZAZGP-144)
 Coni di Guttaperca BlueShaper Z4 (Ref.ZAZGP-145)
 Coni di Guttaperca BlueShaper Z5 (Ref.ZAZGP-146)
 Coni di Guttaperca BlueShaper Z6 (Ref.ZAZGP-147)
 Coni di Guttaperca BlueShaper Z7 (Ref.ZAZGP-148)

CONFEZIONAMENTO

n.1 box da 60 pz.



Punte di carta Blueshaper

Punte di carta create appositamente per la sistematica NiTi BlueShaper®. Compatte ed estremamente assorbenti, si adattano perfettamente alla forma del canale sagomato con gli strumenti BlueShaper® e permettono di asciugare perfettamente prima dell'otturazione con cono di guttaperca, otturatore carrier-based o cemento.

MISURE DISPONIBILI

Punte di carta BlueShaper Z3 (Ref.ZAZPP-144)
 Punte di carta BlueShaper Z4 (Ref.ZAZPP-145)
 Punte di carta BlueShaper Z5 (Ref.ZAZPP-146)
 Punte di carta BlueShaper Z6 (Ref.ZAZPP-147)
 Punte di carta BlueShaper Z7 (Ref.ZAZPP-148)

CONFEZIONAMENTO

n.1 box da 100 pz.



Coni di Guttaperca Zarc

I Coni di guttaperca Zarc si adattano perfettamente al canale e garantiscono una buona fluidità all'interno del canale radicolare.

MISURE DISPONIBILI

Punte di Guttaperca Zarc .06/30 (Ref.ZAZGP-48)
 Punte di Guttaperca Zarc .06/25 (Ref.ZAZGP-49)
 Punte di Guttaperca Zarc .04/30 (Ref.ZAZGP-78)
 Punte di Guttaperca Zarc .04/25 (Ref.ZAZGP-79)
 Punte di Guttaperca Zarc X Fine (Ref.ZAZGP-120)
 Punte di Guttaperca Zarc Fine (Ref.ZAZGP-121)

CONFEZIONAMENTO

n.1 box da 60 pz. - Punte di Guttaperca Zarc .06/30, .06/25, .04/30, .04/25
 n.1 box da 100 pz. - Punte di Guttaperca Zarc X Fine, Fine



Punte di carta Zarc

Paper Point Zarc sono le punte di carta di Zarc.

Compatte ed estremamente assorbenti, permettono di asciugare perfettamente prima dell'otturazione con cono di guttaperca, otturatore carrier-based o cemento.

MISURE DISPONIBILI

Punte di carta Zarc .06/30 (Ref.ZAZPP-48)
 Punte di carta Zarc .06/25 (Ref.ZAZPP-49)
 Punte di carta Zarc .04/30 (Ref.ZAZPP-78)
 Punte di carta Zarc .04/25 (Ref.ZAZPP-79)
 Punte di carta Zarc X Fine (Ref.ZAZPP-120)
 Punte di carta Zarc Fine (Ref.ZAZPP-121)

CONFEZIONAMENTI

n.1 box da 100 pz. - Punte di Carta Zarc .06/30, .06/25, .04/30, .04/25
 n.1 box da 100 pz. - Punte di Carta Zarc X Fine, Fine



SlimShaper®

SlimShaper® è il primo sistema mini invasivo a tre leghe (gold, pink e blue) presente sul mercato.

Il trattamento gold, pink e blue e la conicità del 4% permette una più rapida preparazione del canale, rispettando al massimo la sua anatomia originale.

Caratteristiche principali:

- GOLD: massima capacità di taglio e resistenza torsionale
- PINK: l'equilibrio perfetto tra capacità di taglio e flessibilità
- BLUE: una flessibilità straordinaria e una maggior resistenza alla fatica ciclica

MISURE DISPONIBILI

SlimShaper File ZS1, ZS2, ZS3

LUNGHEZZA STRUMENTI

21 mm - 25 mm - 31 mm

CONFEZIONAMENTO

Blister Sterile da 6 strumenti (ZS1-ZS3 Assortito o misure singole)

(Codici vari ZAZSS*)



	CONICITÀ	Ø
ZS1	6-2%	0,15
ZS2	4-3%	0,20
ZS3	4-3%	0,25

Excalibur®

Excalibur® è il nuovo strumento reciprocante con trattamento termico gold di ultima generazione che garantisce performance predicibili offrendo all'odontoiatra fiducia, velocità e sicurezza in tutte le situazioni che si affrontano quotidianamente.

MISURE DISPONIBILI

Excalibur File E20, E25, E35, E45

LUNGHEZZA STRUMENTI

21 mm - 25 mm - 31 mm

CONFEZIONAMENTO

Blister Sterile da 4 strumenti (E20-E45 Assortito)

Blister Sterile da 6 strumenti nelle singole misure E20, E25, E35, E45

(Codici vari ZAZRE*)

	CONICITÀ	Ø
S	5%	0,20
R	5%	0,25
M	5%	0,35
L	5%	0,45



ApicalShaper®

ApicalShaper® è uno strumento per la sagomatura apicale con solo il 3% di conicità per preservare meglio la dentina pericervicale.

E' compatibile con tutti i sistemi di sagomatura canalare presenti sul mercato, oltre a: BlueShaper®, SlimShaper® ed Excalibur®

MISURE DISPONIBILI

ApicalShaper File Z30/03, Z35/03, Z40/03, Z50/03

LUNGHEZZA STRUMENTI

21 mm - 25 mm - 31 mm

CONFEZIONAMENTO

Blister Sterile da 4 strumenti (Z30-Z50 Assortito)

Blister Sterile da 6 strumenti nelle singole misure

Z30/03, Z35/03, Z40/03, Z50/03

(Codici vari ZAZAP*)

	CONICITÀ	Ø
	3%	0,30
	3%	0,35
	3%	0,40
	3%	0,50



Coni di Guttaperca SlimShaper

Coni di Guttaperca disegnati appositamente per la sistematica NiTi SlimShaper®.

Si adattano perfettamente al canale sagomato con gli strumenti SlimShaper® e garantiscono una buona fluidità all'interno del canale radicolare.

MISURE DISPONIBILI

Coni di Guttaperca SlimShaper ZS2 (Ref. ZAZSSGP00ZS2)

Coni di Guttaperca SlimShaper ZS3 (Ref. ZAZSSGP00ZS3)

CONFEZIONAMENTO

n.1 box da 60 pz.



Punte di carta SlimShaper

Paper Point Slimshaper® sono le punte di carta appositamente create per la sistematica NiTi SlimShaper®.

Compatte ed estremamente assorbenti, si adattano perfettamente alla forma del canale sagomato con gli strumenti Slimshaper® e permettono di asciugare perfettamente prima dell'otturazione con cono di guttaperca, otturatore carrier-based o cemento.

MISURE DISPONIBILI

Punte di carta SlimShaper ZS2 (Ref. ZAZSSPP00ZS2)

Punte di carta SlimShaper ZS3 (Ref. ZAZSSPP00ZS3)

CONFEZIONAMENTO

n.1 box da 100 pz.



Coni di Guttaperca Excalibur

Coni di Guttaperca disegnati appositamente per la sistematica NiTi Excalibur®.

Si adattano perfettamente al canale sagomato con gli strumenti Excalibur® e garantiscono una buona fluidità all'interno del canale radicolare.

MISURE DISPONIBILI

Coni di Guttaperca Excalibur E20 (Ref. ZAZREGP00E20)

Coni di Guttaperca Excalibur E25 (Ref. ZAZREGP00E25)

Coni di Guttaperca Excalibur E35 (Ref. ZAZREGP00E35)

Coni di Guttaperca Excalibur E45 (Ref. ZAZREGP00E45)

CONFEZIONAMENTO

n.1 box da 60 pz.



Punte di carta Excalibur

Paper Point Excalibur® sono le punte di carta appositamente create per la sistematica NiTi Excalibur®.

Compatte ed estremamente assorbenti, si adattano perfettamente alla forma del canale sagomato con gli strumenti Excalibur® e permettono di asciugare perfettamente prima dell'otturazione con cono di guttaperca, otturatore carrier-based o cemento.

MISURE DISPONIBILI

Punte di carta Excalibur E20 (Ref. ZAZREPP00E20)


Punte di carta Excalibur E25 (Ref. ZAZREPP00E25)

Punte di carta Excalibur E35 (Ref. ZAZREPP00E35)

Punte di carta Excalibur E45 (Ref. ZAZREPP00E45)

CONFEZIONAMENTI

n.1 box da 100 pz.



K-File

ZK-File è indicato in endodonzia per la sagomatura del canale radicolare.

Sezione lavorante di forma quadrata.

Caratteristiche principali:


- Acciaio inossidabile: i K-File sono stati progettati in acciaio inossidabile ad alta resistenza;
- Stopper in silicone di colore rosso per una maggiore visibilità;
- Manico in plastica SBS ottenuto mediante un processo di polimerizzazione che gli conferisce alta resistenza;
- Pre-sterilizzato: gli strumenti sono confezionati in blister sterili pronti all'uso. Le misure disponibili vanno da ISO 06 a 80 con una conicità del 2%. La parte attiva è lunga 16mm.

VARIE MISURE DISPONIBILI

(Codici vari ZAZKF*)

CONFEZIONAMENTO

n.1 blister da 6pz.



K-Flex

ZK-Flex, con punta non attiva in acciaio inossidabile è molto flessibile, dal disegno romboidale per una effettiva e veloce pulizia del canale radicolare. Facilita l'esplorazione e la preparazione dei canali curvi, riducendo i rischi di perforazioni.

Manico in plastica SBS, stopper ad alta visibilità, disponibile in diverse misure e pre-sterilizzato per essere pronto all'uso.

Le misure disponibili vanno da ISO 15 a 45 con una conicità del 2%.

La parte attiva è lunga 16mm.

VARIE MISURE DISPONIBILI

(Codici vari ZAZK*)

CONFEZIONAMENTO

n.1 blister da 6pz.



H-File

Lo strumento Hedstroem è indicato per la sagomatura del canale radicolare, ideale per la rimozione di detriti organici e residui di lavorazione dopo l'utilizzo del K-File.

Sezione lavorante di forma romboidale.

Caratteristiche principali:

- Manico in plastica SBS
- Pre-sterilizzato: gli strumenti sono confezionati in blister sterili pronti all'uso.
- Diverse misure: le misure disponibili vanno da ISO 08 a 80 con una conicità del 2%.
- La parte attiva è lunga 16 mm.

VARIE MISURE DISPONIBILI

(Codici vari ZAZHEDST*)

CONFEZIONAMENTO

n.1 blister da 6pz.



Z Micro-Opener

Z-Micro-Opener sono gli strumenti endodontici che, grazie alla forma anatomica del manico, permettono al dentista una miglior visuale del campo operatorio e di poter utilizzare i sistemi di ingrandimento e il microscopio.

Aiutano il sondaggio dei canali difficili anche in presenza di calcificazioni e sono imprescindibili nei ritrattamenti per ritirare la guttaperca e altri ostacoli dall'interno del canale radicolare.

Sezione della lima Hedstroem con bordi taglienti a spirale.

MISURE DISPONIBILI

Z Micro-Opener .04/10 (Ref. ZAUDMO1004)

Z Micro-Opener .04/15 (Ref. ZAUDMO1504)

Z Micro-Opener .04/20 (Ref. ZAUDMO2004)

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. di Z Micro-Opener da 3pz.



Z Micro-Shaper

Z-Micro Shaper sono gli strumenti endodontici di Zarc che, grazie alla forma anatomica del manico, permettono al dentista una miglior visuale del campo operatorio e di poter utilizzare i sistemi di ingrandimento e il microscopio.

Inoltre, la sezione dello strumento è stata appositamente disegnata per la localizzazione dei canali radicolari.

MISURE DISPONIBILI

Z Micro-Shaper .02/20 (Ref. ZAUDMS2002)

Z Micro-Shaper .02/25 (Ref. ZAUDMS2002)

Z Micro-Shaper .02/30 (Ref. ZAUDMS3002)

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. di Z Micro-Shaper da 3pz.



Z-Glider

Z-Glider® è l'unico strumento dedicato al glide path con lega PINK per permettere la creazione di un glide path ideale adatto ad una strumentazione maggiormente conservatrice.

Caratteristiche:

- Minor stress clinico: lo strumento Z-Glider® è stato sviluppato per realizzare il glide path in maniera semplice, riducendo lo stress clinico;
- Lega PINK: è l'unico strumento nella sua categoria realizzato con lega pink che gli garantisce sufficiente resistenza alla torsione per poter avanzare in qualunque canale radicolare;
- Favorisce la strumentazione: la realizzazione di un glide path favorisce la strumentazione fino alla lunghezza di lavoro;
- Rotazione continua: lo strumento Z-Glider® lavora con movimento rotatorio continuo

MISURE DISPONIBILI

Z-Glider sterile files 21 mm (Ref. ZAZZG000021)

Z-Glider sterile files 25mm (Ref. ZAZZG000025)

Z-Glider sterile files 31 mm (Ref. ZAZZG000031)

CONFEZIONAMENTO

n.1 Blister da 3pz.



RetreatAll

RetreatAll® sono gli strumenti per il ritrattamento del canale radicolare.

Con solamente due file vengono garantiti ritrattamenti efficaci con l'eliminazione della guttaperca dall'interno del canale.

Caratteristiche:

- Sezione triangolare: gli strumenti RetreatAll® hanno una sezione triangolare per eliminare efficacemente la guttaperca;
- Rotazione continua: il movimento degli strumenti RetreatAll® è rotatorio continuo;
- Solamente 2 file: sono necessari solamente due strumenti per rimuovere la guttaperca dall'interno del canale radicolare;
- Eliminazione efficace della guttaperca: entrambe gli strumenti avanzano per la rimozione della guttaperca più coronalmente e apicalmente grazie al loro design.

CONFEZIONAMENTO

n.1 Blister da 4pz.

(Ref. ZAZRETREATA)



Z-Condensor

Z-Condensor® sono gli strumenti di Zarc per la termocompattazione della guttaperca all'interno del canale radicolare.

Caratteristiche:

- **Riempimento 3D:** gli strumenti Z-Condensor® favoriscono il riempimento tridimensionale del canale radicolare
- Prodotto in acciaio inossidabile disponibile nei seguenti calibri: 025, 030, 035, 040, 045
- Presenta dei segni di profondità per garantire un controllo assoluto

VARIE MISURE DISPONIBILI

(Codici vari ZAZCON*)

CONFEZIONAMENTO

n.1 blister da 4pz.



Z-Rinse

Z-Rinse sono gli aghi universali di Zarc dedicati all'irrigazione del canale radicolare.

Sono stati progettati per ottenere una disinfezione più completa durante il trattamento endodontico, grazie alla punta con doppio foro laterale d'uscita a diverse distanze.

Hanno un collo angolato per una migliore visibilità e con la connessione luer-lock possono essere utilizzati con le siringhe di qualunque marca.

MISURE DISPONIBILI

Z-Rinse 30GA da 22mm
(Ref. ZAUDIN3022050)

Z-Rinse 30GA da 26mm
(Ref. ZAUDIN3026050)

CONFEZIONAMENTO

n.1 box di Z-Rinse da 50pz.



Z-Clean

Z-Clean è un set completo per la pulizia dei file con un design curato e pratico. È possibile sterilizzarlo in autoclave e permette la facile identificazione degli strumenti.

Z-Clean Sponges sono le spugnette da inserire nel box Z-Clean per pulire gli strumenti endodontici e tenerli pronti all'uso durante la pratica.

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. di Z-Clean da 1 pz.
(Ref. ZASP001025RE)

n.1 conf. di Z-Clean Sponges
da 25 pz.
(Ref. ZAUECB01)



File Organizer

File Organizer è un box autoclavabile con un righello di misurazione integrato per tenere in ordine gli strumenti endodontici.

Caratteristiche:

- Autoclavabile
- Righello incluso

Colori disponibili:

Rosso (Ref. ZAZSTANDP)

Blu (Ref. ZAZSTANDB)

Giallo (Ref. ZAZSTANDY)

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. di File Organizer da
1 pz. con righello integrato



Z-Plugger

Z-Plugger sono strumenti manuali che facilitano la compattazione della guttaperca all'interno del canale radicolare.

Si caratterizzano per:

- Manico metallico anatomico: design apposito per facilitarne l'uso
- Gli strumenti in NiTi nelle misure da 025 a 060 e in acciaio inossidabile da 070 a 120
- Facilitano la compattazione della guttaperca

MISURE DISPONIBILI

Z-Plugger 35/70 (Ref. ZAUDPL357001)

Z-Plugger 40/80 (Ref. ZAUDPL408001)

Z-Plugger 50/100 (Ref. ZAUDPL5010001)

Z-Plugger 60/120 (Ref. ZAUDPL601001)

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. di Z-Plugger da 1 pz.



Endo-Block

Il misuratore Endo-Block viene utilizzato appositamente per controllare la lunghezza degli strumenti, della guttaperca e delle punte di carta.

Questo endo-block ha guide di profondità precise per la regolazione della lunghezza degli strumenti di endodonzia con l'aiuto di stopper in silicone.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. di Endo-Block
(Ref. ZAZE8)



Yellow Zarc Petals

Yellow ZARC petals sono stopper in silicone a forma di fiore per un controllo ottimale della frequenza d'uso e affaticamento degli strumenti.

Yellow Zarc petals sono autoclavabili.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. di Yellow Zarc Petals da 50 pz.
(Ref. ZAZPY)



Soft-Core® Otturatore

L'otturatore endodontico Soft-Core® ha un nucleo polimerico radiopaco ricoperto di guttaperca termoplastica.

Il carrier degli otturatori Soft-Core® è più sottile rispetto ai principali otturatori carrier-based in commercio, consentendo una maggiore flessibilità per il posizionamento anche nei canali più curvi.

Un carrier più sottile significa più guttaperca per avere ogni volta riempimenti più densi.

Caratteristiche principali:

- La flessibilità del core rende possibile il riempimento anche dei canali radicolari più impegnativi
- Veloce, efficiente, affidabile
- Compatibile con qualsiasi conicità della preparazione del canale radicolare
- Il carrier centrale più sottile garantisce un riempimento più uniforme ed omogeneo di guttaperca
- Adatto al riempimento di canali stretti, curvi e lunghi
- Facile da usare e semplice rimozione del manico dalla guttaperca tramite rotazione
- Clinicamente testato da oltre 20 anni

MISURE DISPONIBILI

20 - 25 - 30 - 35
40 - 45 - 50 - 55 - 60

CONFEZIONAMENTO

n.1 Box da 6pz.

(Codici vari CMSSCR6*)



Soft-Core® Verifier

Il verificatore Soft-Core® è fatto nello stesso stampo del corrispondente otturatore endodontico, il che significa che c'è un'esatta corrispondenza tra il verifier e l'otturatore endodontico Soft-Core®.

La funzione primaria di un verificatore è proprio quella di verificare se il canale è sufficientemente sagomato e la lunghezza di lavoro.

Caratteristiche principali:

- Il verificatore Soft-Core® è della stessa dimensione del carrier dell'otturatore endodontico per garantire una perfetta corrispondenza e una misurazione affidabile per ottenere una sigillatura predicibile.
- Soft-Core® verifier è fatto di plastica ed è estremamente flessibile. Questo gli permette di passare in tutti i canali radicolari, anche quelli più impegnativi. Inoltre, può essere utilizzato per applicare il sigillante nel canale al posto del tradizionale lentolo.
- Il verificatore Soft-Core® è molto utile nei denti con più radici: infatti, dopo averlo usato per l'applicazione del sigillante, è possibile lasciarlo nel canale in modo tale che il sigillante rimanga in posizione e si eviti che si fissi prematuramente.

MISURE DISPONIBILI

20 - 25 - 30 - 35
40 - 45 - 50 - 55 - 60

CONFEZIONAMENTO

n.1 Box da 6pz.

(Codici vari CMSSSV6*)



Soft-Core intro kit

Intro Kit Soft-Core® con fornello ed otturatori endodontici Soft-Core®.

L'otturatore ha un nucleo polimerico radiopaco ricoperto di guttaperca termoplastica.

CONFEZIONAMENTO

n.1 kit contenuto da (Ref. CMSSCDTINT/EU/R20-30):

n.1 fornello

n.1 conf. di otturatori Soft-Core® n° 20 (6pz)

n.1 conf. di otturatori Soft-Core® n° 25 (6pz)

n.1 conf. di otturatori Soft-Core® n° 30 (6pz)

n.1 conf. di verificatori Soft-Core® assortiti (6pz)



Soft-Core Fornetto

Un canale radicolare otturato tridimensionalmente significa che anche eventuali canali laterali e accessori sono stati riempiti correttamente.

Il fornello Soft-Core® permette di riscaldare fino a 4 otturatori endodontici Soft-Core® contemporaneamente e di mantenerli in temperatura e pronti all'uso per 15 minuti.

Il design unico dell'otturatore endodontico Soft-Core® lo rende la scelta ideale per diversi motivi:

- L'impugnatura dell'otturatore può essere piegata per facilitare il trattamento dei denti posteriori
- Il carrier è coperto di guttaperca flow: un singolo otturatore riempirà l'intero canale e, grazie alla forza idraulica, la guttaperca calda verrà portata facilmente in apice
- L'otturatore ha un sottile carrier ovale che fornisce un eccellente riflusso della guttaperca coronalmente

CONFEZIONAMENTO

n.1 fornello (Ref. CMSSCDTO/EU)



Endo Wise

Endo Wise è il motore endodontico cordless di Bomedent. Il suo design ergonomico, le ridotte dimensioni e la connessione Bluetooth con il pedale per ottimizzare il processo di lavoro lo rendono il dispositivo ideale per la pratica quotidiana.

Caratteristiche principali:

- Design ergonomico e dimensioni ridotte per permettere un'ampia visuale
- "Testina multiposizione" consente di ruotare facilmente e modificare la posizione del contrangolo con 6 diverse angolature.
- Possibilità di impostare sia il movimento continuo che reciprocante (quest'ultimo in senso orario/antiorario).
- Display OLED integrato
- Controllo del torque e della velocità.
- Compatibile con la maggior parte degli strumenti NiTi.
- Con sensore automatico: il motore inizia a lavorare quando entra in contatto con la dentina e si ferma automaticamente quando si allontana.
- Contrangolo 16:1 autoclavabile ad alta temperatura.

CONFEZIONAMENTO

- n.1 Micromotore endodontico Endo Wise,
- n.3 Impugnatura contrangolo,
- n.1 Ugello a spruzzo,
- n.1 Contrangolo, n.1 Cavo di misurazione A,
- n.1 Cavo di misurazione B, n.3 Clips labiali,
- n.1 Morsetto di connessione,
- n.1 Supporto per micromotore, n.1 Cavo USB,
- n.1 Caricabatterie, Manuale di istruzioni

(Ref. BONWMMOT101)



iRoot Pro

iRoot Pro è il motore endodontico portatile con rilevatore apicale integrato di Bomedent con controllo a quattro velocità per misurare e preparare il canale radicolare e, grazie alla sua connessione bluetooth, permette la sincronizzazione con altri dispositivi.

Caratteristiche principali:

- "Testina multiposizione" consente di ruotare facilmente e modificare la posizione del contrangolo con 6 diverse angolature.
- Possibilità di impostare sia il movimento continuo che reciprocante (quest'ultimo in senso orario/antiorario).
- È possibile scegliere tra 4 diverse modalità di lavoro.
- Controllo del torque e della velocità.
- Compatibile con la maggior parte degli strumenti NiTi.
- Diverse funzionalità disponibili: "Auto Reverse", "Reverse" e "Auto Reciprocating" quando raggiunge il limite di torque.
- Con sensore automatico: il motore inizia a lavorare quando entra in contatto con la dentina e si ferma automaticamente quando si allontana.
- Contrangolo 16:1 autoclavabile ad alta temperatura.
- Pedale opzionale collegabile con Bluetooth.

CONFEZIONAMENTO

- n.1 Micromotore con rilevatore apicale integrato,
- n.1 Contrangolo, n.3 Impugnatura per contrangolo,
- n.1 Ugello a spruzzo, n.1 Cavo di misurazione A,
- n.1 Cavo di misurazione B, n.3 Clips labiali
- n.1 Morsetto di connessione, n.1 Adattatore alimentazione
- n.1 Cavo USB, n.1 Base di ricarica, Manuale di istruzioni

(Ref. BONBMAL101)



Wispex

Wispex è il localizzatore apicale con tecnologia avanzata multifrequenza di Bomedent che grazie alle ridotte dimensioni, all'auto calibrazione e all'alta precisione sia nei canali bagnati che nei canali asciutti, risulta essere semplice e comodo da trasportare e posizionare all'interno dello studio.

Il compagno ideale per l'odontoiatra.

Caratteristiche principali:

- Display TFT ad alta definizione.
- Misurazioni con tecnologia avanzata multifrequenza che garantisce elevata accuratezza.
- Diversi colori in base alla posizione nel canale.
- Lunghezza di lavoro impostabile e modificabile.
- Performance non alterate da sangue o polpa nel canale radicolare e invariate per ogni tipologia di dente.
- Avvisa quando il file endodontico è a meno di 2,2 mm dall'apice.
- Batteria di lunga durata che si carica in circa 180 minuti.
- Se collegato al micromotore iRoot Pro, indica sul display velocità e torque.
- Collegamento al micromotore Endo Wise solo attraverso cavetto Micro-USB.

CONFEZIONAMENTO

- n.1 Rilevatore apicale iRoot Apex,
- n.1 Cavo di misurazione,
- n.3 Clips labiali,
- n.3 Moretti di connessione,
- n.1 Caricabatterie,
- n.1 Cavo USB,
- Manuale di istruzioni

(Ref. BONWMAPI101)



iRoot Apex

iRoot Apex è il localizzatore apicale di Bomedent che, grazie alle sue ridotte dimensioni, è semplice e comodo da trasportare e posizionare all'interno dello studio.

Caratteristiche principali:

- Display LCD di alta qualità touch da 3,5"
- La tecnologia Bluetooth consente la sincronizzazione del localizzatore con iRoot Pro.
- Include un giroscopio di precisione in modo che lo schermo si adatti a diverse posizioni.
- Tecnologia multifrequenza e calibrazione automatica per garantire misure accurate.
- Regolazione multiangolo.
- Avvisa quando il file endodontico è a meno di 2,2 mm dall'apice.
- Batteria ricaricabile in circa 120 minuti e garantisce una durata di circa 5h.
- Se collegato al micromotore iRoot Pro, indica sul display velocità e torque.

CONFEZIONAMENTO

- n.1 rilevatore apicale iRoot Apex,
- n.1 Cavo di misurazione,
- n.3 Clips labiali,
- n.3 Moretti di connessione,
- n.1 Caricabatterie,
- n.1 Cavo USB,
- Manuale di istruzioni

(Ref. BONBMAPL101)



Tubulitec Liner e Primer

Tubulitec Liner e Primer rappresentano un sistema completo per l'isolamento della cavità sotto tutti i tipi di materiale da otturazione.

Applicando inizialmente Tubulitec Primer, la pellicola per dentina, tutte le aperture dei tubuli dentinali sono sigillate per evitare micro perdite ed eliminare in modo efficace qualsiasi micro organismo.

BENEFICI:

- Primer antibatterico: Tubulitec Primer eliminerà tutti i batteri mentre sigilla le aperture dei tubuli dentinali.
- Pellicola universale: Tubulitec Primer può essere usato sotto tutti i tipi di materiale da otturazione. Da applicare con un semplice pellet di cotone.

CONFEZIONAMENTI

n.1 flacone di Tubulitec Primer da 10 ml (Ref. DTF-104)

n.1 flacone di Tubulitec Liner da 10 ml (Ref. DTF-105)



Tubulicid Rosso

Detergente antibatterico per la detersione delle cavità e per impregnare di fluoro lo smalto e la dentina.

La funzione primaria di Tubulicid è quella di asportare lo strato di detriti (smear layer) che si forma sulla superficie dentinale durante la preparazione di una cavità o di un moncone protesico.

L'asportazione di questi detriti è importante soprattutto per migliorare l'adesione dei liners e dei cementi.

Tubulicid Rosso con Fluoro: indicato per la detersione delle cavità e per impregnare di fluoro lo smalto e la dentina con un unico trattamento.

CONFEZIONAMENTO

n.1 flacone di Tubulicid Rosso da 100 ml (Ref. DTF-102)



Tubulicid Blu

Detergente antibatterico per la rimozione del fango dentinale senza aprire i tubuli dentinali, senza Fluoro.

Tubulicid Blu è usato per la pulizia efficace di ampie superfici sia per la preparazione di corone e ponti.

La funzione primaria del Tubulicid è quella di asportare lo strato di detriti (smear layer) che si forma sulla superficie dentinale durante la preparazione di una cavità o di un moncone protesico.

L'asportazione di questi detriti è importante soprattutto per migliorare l'adesione dei liners e dei cementi. Tubulicid Blu Senza Fluoro è indicato per la detersione di superfici dentinali di ampia estensione prima della cementazione di ponti e corone.

CONFEZIONAMENTO

n.1 flacone di Tubulicid Blu da 100 ml (Ref. DTF-101)



Tubulicid Verde

Detergente antibatterico per la detersione dei canali radicolari e dei tubuli dentinali.

Tubulicid Endo Plus è un prodotto specifico per la terapia canalare radicolare dedicata e di routine in quanto unisce l'effetto demineralizzante con un trattamento attivo della superficie.

Per ottenere l'effettiva pulizia dei canali radicolari è importante che il fango dentinale prodotto durante la preparazione canalare radicolare meccanica venga rimosso così come i detriti che ostruiscono gli imbocchi dei tubuli dentinali.

Grazie alla bassa tensione superficiale e all'EDTA, Tubulicid Endo Plus facilita la penetrazione dei tubuli dentinali rimuovendo efficacemente sia il fango dentinale esterno che interno per un trattamento canalare più semplice e sicuro ed una migliore adesione del materiale da otturazione.

CONFEZIONAMENTO

n.1 flacone di Tubulicid Verde da 100 ml (Ref. DTF-103)



N5 ipoclorito di sodio

N5 Sodio ipoclorito al 5% in cloro attivo. Soluzione pronta all'uso a base di ipoclorito di sodio al 5% per l'irrigazione dei canali radicolari nel corso di operazioni di alesaggio. L'elevata qualità del confezionamento primario in vetro garantisce una stabilità maggiore del prodotto nel tempo.

Caratteristiche:

- Elevata capacità di dissoluzione della componente organica grazie all'elevata concentrazione (5,25) e l'elevato pH;
- Elevate attività antimicrobiche anche per *Enterococcus Faecalis*.
- Dispositivo medico ad uso esclusivo del medico odontoiatra.
- Non miscelare il prodotto con sostanze acide poiché libererebbe gas tossici.

CONFEZIONAMENTO

n.1 Flacone di N5 da 250ml
(Ref. ITD018IA12)



EDTA 17% - Soluzione

EDTA 17% di Produits Dentaires facilita la rimozione della strumentazione e del fango dentinale nella preparazione chimico-meccanica del canale radicolare. Inoltre, è indicato per l'irrigazione del canale radicolare, la rimozione di detriti e il risciacquo.

L'acido etilendiamminotetraacetico (EDTA) è un agente chelante che si combina con lo ione calcio e lo inattiva, esercitando così il suo effetto decalcificante sulla dentina.

L'EDTA agisce sulla parte inorganica del fango dentinale e deve essere utilizzato in alternativa alla soluzione di ipoclorito di sodio per completarne la dissoluzione.

CONFEZIONAMENTI

n.1 Flacone di EDTA 17% da 15 ml
(Ref. MAP11565)

n.1 Flacone di EDTA 17% da 100 ml
(Ref. MAP11569)



Palline di cotone

In fibra di cotone filato in palline, utilizzate per asciugare/assorbire o applicare sostanze durante le procedure odontoiatriche. Il processo di purificazione avviene con "purificazione mediante ossigeno" (acqua ossigenata), che risulta in un cotone senza alcuna traccia di cloro.

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. di Palline di cotone
assorbenti n°1 - Ø 8 mm
box da 6 ricariche da 3 g
ciascuna (~630 pezzi)

(Ref. MAP33251)

n.1 conf. di Palline di cotone
assorbenti n°2 - Ø 6 mm
box da 6 ricariche da 3 g ciascuna (~1470 pezzi)

(Ref. MAP33252)

n.1 conf. di Palline di cotone assorbenti n°3 - Ø 4.3 mm
box da 6 ricariche da 3 g ciascuna (~2220 pezzi) (Ref. MAP33253)

n.1 conf. di Palline di cotone assorbenti n°4 - Ø 3.6 mm
box da 6 ricariche da 3 g ciascuna (~4050 pezzi) (Ref. MAP33254)



Irriflex

Inventato e prodotto in Svizzera, Irriflex® è il punto di svolta che sta rivoluzionando il campo dell'irrigazione canalare. L'irrigazione dei canali radicolari è un passo essenziale nel trattamento endodontico e un'agevole diffusione dei fluidi irrigui nei canali radicolari è fondamentale.

Una discesa senza sforzo lungo le pareti curve del canale e una precisione nel posizionamento dell'ago di irrigazione per tutto il lavoro, semplificano la procedura operativa e offrono al professionista la massima attenzione alla diffusione dell'irrigazione.

La rimozione del fango dentinale, lo scollamento del biofilm e la disinfezione del canale radicolare prima del riempimento sono punti chiave. Irriflex® concentra tutto il vostro lavoro sul gesto clinico, benvenuti nella "realità della pulizia scorrevole"!

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 20 pz. di Aghi
per irrigazione Irriflex (Ref. MAP21400)

n.1 conf. da 40 pz. di Aghi
per irrigazione Irriflex (Ref. MAP21401)



Eugenate Desobturator - Solvente

In caso di ritrattamento endodontico, Eugenate desobturator è un solvente a base di olio di arancio puro utilizzato per ammorbidire e successivamente rimuovere con azione meccanica i cementi a base di eugenolo (eugenato) o le punte di guttaperca.

L'ammorbidimento dei materiali per otturazione ne facilita la rimozione meccanica, soprattutto in caso di criticità dovute alla durezza e alla posaione del materiale.

Poiché sono necessarie solo poche gocce di solvente, è possibile ottenere un'erogazione precisa utilizzando un prodotto per dosaggio goccia a goccia.

CONFEZIONAMENTO

n.1 Flacone di Eugenate
Desobturator da 15ml
(Ref. MAP11555)



Pipette di plastica 0,3 ml

Le pipette in plastica sono utilizzate per l'erogazione di piccole quantità di liquido nel canale radicolare o nella camera pulpale durante il trattamento endodontico o restaurativo. L'erogazione del liquido può essere controllata goccia a goccia, consentendo una precisione molto apprezzata, in particolare per i solventi di ritrattamento come Eugenate desobturator di PD (soluzione di olio d'arancia)

Le pipette sono traslucide, flessibili e codificate per colore. Gli anelli integrati codificati per colore consentono di identificare i diversi liquidi quando si utilizzano più pipette contemporaneamente.

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. di pipette di plastica da 25pz.
(Ref. MAP11754)

n.1 conf. di pipette di plastica da 5pz.
(Ref. MAP11750)



Opacal-idrossido di calcio

Opacal è una pasta di idrossido di calcio radiopaca, cremosa e pronta per l'uso per la medicazione intermedia del canale radicolare.

Quando è necessaria la provvisorizzazione del canale radicolare tra due appuntamenti, la pasta di idrossido di calcio è il materiale standard da utilizzare.

Il prodotto ha lo scopo di eliminare i microrganismi rimanenti e prevenire la reinfezione. Le principali proprietà della pasta di idrossido di calcio sono dovute al suo pH alcalino. La durata abituale del trattamento intermedio è compresa tra 1 e 3 settimane.

Il prodotto è caratterizzato da un pH elevato (superiore a 12).

Con una radiopacità > 300% della radiopacità della dentina, Opacal è una delle paste di idrossido di calcio più radiopache, garantendo una facile identificazione e un follow-up efficiente.

Opacal è un materiale acquoso non indurente. Questa caratteristica induce un rapido rilascio di ioni e un'azione performante in procedure con tempi di trattamento brevi (R.G. Fava & W.P. Saunderson – Calcium hydroxide pastes: classification and clinical indications). Inoltre, la pasta può essere rimossa facilmente.

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. di Opacal Kit composto da:
Siringa da 3 ml
+ 10 puntali per applicazione
(Ref. MAP11020)

n.1 conf. di Opacal Refill puntali
per applicazione da 10 puntali
(Ref. MAP11022)



MAP One System

Il kit si compone degli strumenti strettamente indispensabili per l'applicazione dei cementi per la riparazione radicolare come PD[®] MTA bianco.

Inneggabili sono i benefici di questo kit essenziale:

- utilizzo di una minore quantità di cemento con conseguente minore spreco di materiale;
- elevata efficienza e precisione nel posizionamento del cemento con conseguente ottimizzazione del tempo dedicato;
- disponibilità di diverse forme e posizioni grazie ad un solo puntale in NiTi a memoria di forma facilmente plasmabile manualmente, torna alla forma originale in autoclave.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. di Map One System (Ref. MAP20296)
composto da:

- n.1 Siringa in acciaio inossidabile
- n.1 Puntale in NiTi a memoria di forma N°1 (rosso) [Ø esterno 1,10mm]
- n.8 Pistoni in plastica N°1
- n.1 Curette in NiTi per la pulizia N°1



MTA White

PD[™] MTA White è un cemento di riparazione a base di aggregato di triossido minerale (mineral trioxide aggregate, MTA) formulato con tungstato di calcio e progettato per miscelarsi rapidamente e facilmente, raggiungendo senza sforzi la giusta consistenza per svariate procedure.

Il carattere alcalino del cemento conferisce proprietà antibatteriche e il suo carattere idrofilico favorisce la neoformazione del cemento, creando un ambiente favorevole alla guarigione dei tessuti peri-adirettamente a contatto con la polpa.

L'eccellente biocompatibilità di PD[™] MTA White con la parete dentinale e la polpa ne consente l'uso per otturazioni radicolari ortograde e retrograde, per il trattamento dei riassorbimenti radicolari cervicali, come materiale di incappucciamento della polpa, nonché per l'apicizzazione e la pulpotomia dei denti immaturi nei bambini e negli adolescenti.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. di MTA White
composta da:

- n.4 bustine da 140mg
- + acqua pura 3ml

(Ref. MAP20190)



Puntale NiTi a memoria di forma

MAP Puntale NiTi a memoria di forma può essere precurvato manualmente in base alle diverse esigenze per gli accessi ortogradi o chirurgici complessi.

Ritorna alla forma dritta iniziale durante la sterilizzazione.

Il Puntale in NiTi a memoria di forma MAP è indicato per:

- Incappucciamento diretto della polpa
- Otturazione canale radicolare in caso di medicazione intermedia o durante apexogenesi e procedure di rivascularizzazione
- Apicizzazione di denti immaturi
- Riparazione di perforazioni canalari radicolari patologiche o iatrogene
- Otturazione tramite accesso chirurgico di riassorbimento radicolare cervicale
- Otturazione retrograda semplice dopo la resezione apicale

MISURE DISPONIBILI

Puntale in NiTi a memoria di forma N°0 (giallo) [Ø esterno 0,90mm]
(Ref. MAP20210)

Puntale in NiTi a memoria di forma N°1 (rosso) [Ø esterno 1,10mm]
(Ref. MAP20211)

Puntale in NiTi a memoria di forma N°2 (blu) [Ø esterno 1,30mm]
(Ref. MAP20212)

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. di Puntali NiTi a memoria di forma
composto da:

- n.1 Puntale in NiTi a memoria di forma
- n.1 Curette in NiTi per la pulizia della rispettiva misura
- n.8 Pistoni in plastica della rispettiva misura



Map One Intro Kit NiTi

Il MAP System fornisce un metodo per l'applicazione dei materiali preposti alla riparazione radicolare tramite obturazione ortograde e retrograda come ad esempio il cemento PD® MTA White. Il MAP One IntroKit è il kit ottimale per il clinico alla ricerca di flessibilità e precisione.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. di Map One Intro Kit (**Ref. MAP20285**)

composto da:

- n.1 Siringa in acciaio inossidabile
- n.1 Puntale in NiTi a memoria di forma N°0 (giallo) [Ø esterno 0,90mm]
- n.1 Puntale in NiTi a memoria di forma N°1 (rosso) [Ø esterno 1,10mm]
- n.1 Puntale in NiTi a memoria di forma N°2 (blu) [Ø esterno 1,30mm]
- n.8 Pistoni in plastica N°0
- n.8 Pistoni in plastica N°1
- n.8 Pistoni in plastica N°2
- n.1 Curette in NiTi per la pulizia N°0
- n.1 Curette in NiTi per la pulizia N°1
- n.1 Curette in NiTi per la pulizia N°2
- n.1 O-ring per la pulizia N°0
- n.1 O-ring per la pulizia N°1
- n.1 O-ring per la pulizia N°2
- n.1 blocco per impasto in acciaio e n.1 box in alluminio sterilizzabile (185x95x30mm),



MAP One Universal Kit

Il MAP System fornisce un metodo per l'applicazione dei materiali preposti alla riparazione radicolare tramite obturazione ortograde e retrograda come ad esempio il cemento PD® MTA White. Il MAP One Universal Kit è il kit completo per il professionista che necessita del massimo numero possibile di opzioni per l'accesso e il posizionamento dei materiali da obturazione endodontici.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. di Map One Universal Kit (**Ref. MAP20286**) composto da:

- n.1 Siringa in acciaio inossidabile
- n.1 Puntale in NiTi a memoria di forma N°0 (giallo) [Ø esterno 0,90mm]
- n.1 Puntale in NiTi a memoria di forma N°1 (rosso) [Ø esterno 1,10mm]
- n.1 Puntale in NiTi a memoria di forma N°2 (blu) [Ø esterno 1,30mm]
- n.1 Puntale Curvo Classic N°0 (giallo) [Ø esterno 0,90mm]
- n.1 Puntale Curvo Classic N°1 (rosso) [Ø esterno 1,10mm]
- n.16 Pistoni in plastica N°0
- n.16 Pistoni in plastica N°1
- n.8 Pistoni in plastica N°2
- n.1 Curette in NiTi per la pulizia N°0
- n.1 Curette in NiTi per la pulizia N°1
- n.1 Curette in NiTi per la pulizia N°2
- n.1 O-ring per la pulizia N°0
- n.1 O-ring per la pulizia N°1
- n.1 O-ring per la pulizia N°2
- n.1 blocco per impasto in acciaio e n.1 box in alluminio sterilizzabile (185x145x30mm)



MAP One Surgical Kit

Il MAP System fornisce un metodo per l'applicazione dei materiali preposti alla riparazione radicolare tramite obturazione ortograde e retrograda come ad esempio il cemento PD® MTA White. Il MAP One Surgical Kit è il kit dedicato allo specialista di chirurgia che tratta casi complessi di obturazione retrograda.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. di Map One Surgical Kit (**Ref. MAP20287**)

composto da:

- n.1 Siringa in acciaio inossidabile
- n.1 Puntale Surgery destro N°0 (giallo) [Ø esterno 0,90mm]
- n.1 Puntale Surgery sinistro N°0 (giallo) [Ø esterno 0,90mm]
- n.1 Puntale Surgery destro N°1 (rosso) [Ø esterno 1,10mm]
- n.1 Puntale Surgery sinistro N°1 (rosso) [Ø esterno 1,10mm]
- n.1 Puntale in NiTi a memoria di forma N°0 (giallo) [Ø esterno 0,90mm]
- n.1 Puntale in NiTi a memoria di forma N°1 (rosso) [Ø esterno 1,10mm]
- n.24 Pistoni in plastica N°0
- n.24 Pistoni in plastica N°1
- n.1 Curette in NiTi per la pulizia N°0
- n.1 Curette in NiTi per la pulizia N°1
- n.1 O-ring per la pulizia N°0
- n.1 O-ring per la pulizia N°1
- n.1 blocco per impasto in acciaio
- n.1 box in alluminio sterilizzabile (185x145x30mm)



Puntale Curvo classico

MAP Puntale curvo "classico" in acciaio inox in due diverse misure permette di posizionare in modo estremamente preciso il materiale tramite l'accesso ortograde. Il Puntale curvo "classico" MAP è in acciaio inox e indicato per:

- Incappucciamento diretto della polpa
- Otturazione canalare radicolare in caso di medicazione intermedia o durante apexogenesi e procedure di rivascolarizzazione
- Apicizzazione di denti immaturi e riparazione di perforazioni canalari radicolari patologiche o iatrogene


MISURE DISPONIBILI

n.1 Puntale curvo "classico" N°0 (giallo) [Ø esterno 0,90mm] (Ref. MAP20220)

n.1 Puntale curvo "classico" N°1 (rosso) [Ø esterno 1,10mm] (Ref. MAP20221)

CONFEZIONAMENTI

- n.1 conf. di Puntale curvo classico composto da:
- n.1 Puntale curvo "classico"
- n.1 Curette in NiTi per la pulizia della rispettiva misura
- n.8 Pistoni in plastica della rispettiva misura



Puntale Surgery

MAP Puntale Surgery è in acciaio e, grazie alla sua forma a triplo-angolo, permette un accesso semplice ed una visione perfetta dell'intero spazio chirurgico durante i casi complessi di otturazione retrograda.

MISURE DISPONIBILI

n.1 Puntale Surgery destro N°0 (giallo) [Ø esterno 0,90mm] (Ref. MAP20225)

n.1 Puntale Surgery sinistro N°0 (giallo) [Ø esterno 0,90mm] (Ref. MAP20226)

n.1 Puntale Surgery destro N°1 (rosso) [Ø esterno 1,10mm] (Ref. MAP20227)

n.1 Puntale Surgery sinistro N°1 (rosso) [Ø esterno 1,10mm] (Ref. MAP20228)

CONFEZIONAMENTI

- n.1 conf. di Puntale ad uncino composto da:
- n.1 Puntale Surgery
- n.1 Curette in NiTi per la pulizia della rispettiva misura
- n.8 Pistoni in plastica della rispettiva misure



Puntale ad uncino

MAP Puntale ad uncino in acciaio inox in tre diverse misure.

MISURE DISPONIBILI

n.1 Puntale ad uncino N°0 (giallo) [Ø esterno 0,90mm] (Ref. MAP20263)

n.1 Puntale ad uncino N°1 (rosso) [Ø esterno 1,10mm] (Ref. MAP20264)

n.1 Puntale ad uncino N°2 (blu) [Ø esterno 1,30mm] (Ref. MAP20265)

CONFEZIONAMENTI

- n.1 conf. di Puntale ad uncino composto da:
- n.1 Puntale ad uncino
- n.1 Curette in NiTi per la pulizia della rispettiva misura
- n.8 Pistoni in plastica della rispettiva misure



Map Pistone di ricambio

Pistone MAP di ricambio in plastica.

MISURE DISPONIBILI

Pistone in plastica N°0 (Giallo) (Ref. MAP20200)

Pistone in plastica N°1 (Rosso) (Ref. MAP20201)

Pistone in plastica N°2 (Blu) (Ref. MAP20202)

CONFEZIONAMENTI

- n.1 conf. di Pistone di ricambio (della rispettiva misura) da 16 pz.



Curette per la pulizia

Curette MAP in NiTi per la pulizia dei puntali.

MISURE DISPONIBILI

Curette in NiTi 090 (Giallo) (Ref. MAP20240)

Curette in NiTi 110 (Rosso) (Ref. MAP20241)

Curette in NiTi 130 (Blu) (Ref. MAP20243)

CONFEZIONAMENTI

- n.1 conf. di Curette per la pulizia da 1 pz.





Cemento al fosfato di zinco Liquido o Polvere - presa normale

Settori di Impiego

Fissaggio definitivo di corone, ponti, inlays, fissaggio di bande ortodontiche, cementazione per perni monconi e viti dentali, ricostruzioni di monconi, sottofondi per tutti i materiali di otturazione, otturazioni provvisorie.

CONFEZIONAMENTI

n.1 flacone di Cemento al fosfato di zinco a presa normale in **Liquido da 40 ml** (Ref. HF8002300)

n.1 flacone di Cemento al fosfato di zinco a presa normale in **Polvere da 100g** nei seguenti colori:

Colore n.2 (Ref. HF8002202)

Colore n.3 (Ref. HF8002203)

Colore n.4 (Ref. HF8002204)



Cemento al fosfato di zinco Liquido o Polvere - presa rapida

Settori di Impiego

Fissaggio definitivo di corone, ponti e inlays, fissaggio di bande ortodontiche, cementazione per perni monconi e viti dentali

CONFEZIONAMENTI

n.1 flacone di Cemento al fosfato di zinco a presa rapida in **Liquido da 40 ml** (Ref. HF8001300)

n.1 flacone di Cemento al fosfato di zinco a presa rapida in **Polvere da 100g** nei seguenti colori:

Colore n.2 (Ref. HF8001202)

Colore n.3 (Ref. HF8001203)

Colore n.4 (Ref. HF8001204)



Ready2Mix

La particolarità di questo innovativo prodotto è rappresentata dalla sua flessibilità. Infatti permette di modificare la consistenza usata per fissaggi e sottofondi, rendendola più densa oppure più liquida attraverso una goccia di liquido in più oppure in meno.

Rispetto alla miscelazione classica manuale, READY2MIX permette di:

- evitare errori di miscelazione grazie ad un sistema di dosaggio preciso
- brevettato e adattare la consistenza alle proprie preferenze.
- riprodurre la consistenza ideale continuamente anche se l'operatore cambia di volta in volta
- ridurre il tempo di miscelazione del 33%.

CONFEZIONAMENTI

n.1 Presa Normale Colore n.3 - Kit da n.20 bustine da n.1 gr. di polvere + liquido da 10 ml. (Ref. HF8002403)

n.1 Presa Normale Colore n.4 - Kit da n.20 bustine da n.1 gr. di polvere + liquido da 10 ml. (Ref. HF8002404)



Il sistema iVac è stato creato utilizzando i tre concetti più importanti stabiliti dalla ricerca endodontica:

La **vibrazione ultrasonica** che crea un catalizzatore chimico per le soluzioni irriganti insieme ad una cavitazione temporanea e ad effetti di microstreaming, con la conseguente azione di pulizia chimico-meccanica nelle aree di difficile accesso del canale radicolare.

Pressione apicale negativa, mediante la quale il fluido di irrigazione si sposta dalla camera pulpare all'area apicale senza causare fuoriuscite del liquido irrigante oltre il forame apicale.

Il **principio dell'irrigazione continua**, secondo cui il volume dell'irrigante viene rinnovato continuamente. Il costante ricambio dell'irrigante provoca un'attività chimica ideale.

Contenuto

- n.5 x 0.35 iVac™ cannule 27 mm
- n.5 x 0.50 iVac™ cannule 27 mm
- n.10 Cannule capillari angolate
- n.5 iVac S-Type (SATELEC) oppure E-Type (EMS) connettore piezoelettrico
- n.10 Anelli
- n.5 Adattatore Low Vac
- n.5 Adattatore High Vac
- n.1 Guida Rapida
- n.5 Tubo corto in silicone con n.1 connettore femmina e n.1 connettore a gomito
- n.5 Tubo lungo in silicone con n.1 connettore femmina e n.1 connettore maschio
- n.1 Istruzioni d'uso

CONFEZIONAMENTI

- n.1 kit introduttivo iVac™ con attacco SATELEC
(Ref. PAC9542SIVC)

- n.1 kit introduttivo iVac™ con attacco EMS
(Ref. PAC9542EIVC)



Componenti del sistema iVac™

REF	DESCRIZIONE	IMMAGINE
PAC954235G	20x iVac 0.35 cannule 27mm (verde)	
PAC954250Y	20x iVac 0.50 cannule 27mm (giallo)	
PAC9542SC	2 x iVac connettore S-type piezo (Satelec)	
PAC9542EC	2 x iVac connettore E-type piezo (EMS)	
PAC9542ACT	10x cannule capillari angolate 0.60mm	
PAC9542R	2x anelli	
PAC9542ST	5x tubi corti (170mm) in silicone con 1x connettore femmina e un connettore a gomito	
PAC9542LTA	1x tubo lungo (1700mm) in silicone con 1x connettore femmina e 1 connettore maschio 1x adattatore Low Vac / 1x adattatore High Vac	

NeoSealer Flo

NeoSEALER® Flo è un sigillante canalare bioceramico bioattivo con proprietà di manipolazione superiori, che promuove la formazione di idrossiapatite per innescare il processo di guarigione.

Caratteristiche:

- NeoSEALER® Flo è progettato con cura per promuovere il posizionamento e massimizzare la bioattività.
- Promuove la formazione di idrossiapatite sulla superficie per sigillare e supportare la guarigione attraverso il rilascio di ioni calcio e idrossido.
- Biocompatibile, non citotossico, non genotossico, inizialmente ad alto pH (alcalino / basico), che si è dimostrato antimicrobico in vitro.

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. di NeoSEALER Flo - 2.2 gr Refill siringa (**Ref. AVANSRS**)

n.1 conf. di NeoSEALER Flo - 2.2 gr Kit (con 20 aghi Basic Flex Tips) (**Ref. AVANSFK**)



NeoSealer Flex Flo Tips

Il puntale Flex Flo Tip è dedicato al posizionamento di NeoSEALER® Flo, il sigillante canalare bioceramico bioattivo di nuova generazione di Avalon Biomed che promuove la formazione di idrossiapatite per innescare il processo di guarigione.

Caratteristiche:

- Meno spreco di prodotto: progettato per garantire l'81% di spreco del prodotto in meno rispetto agli aghi convenzionali.
- Massima precisione: stopper integrato per la precisione del posizionamento.
- Flessibilità: punta flessibile di calibro 25,5 per raggiungere in profondità i canali più piccoli.

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 20 pz. di Aghi Flex Flo NeoSEALER

(**Ref. AVFFT20**)

n.1 conf. da 40 pz. di Aghi Flex Flo NeoSEALER

(**Ref. AVFFT40**)



NeoSealer Basic Flex Tips

Il puntale Flex Flo Tip è dedicato al posizionamento di NeoSEALER® Flo, il sigillante canalare bioceramico bioattivo di nuova generazione di Avalon Biomed che promuove la formazione di idrossiapatite per innescare il processo di guarigione.

Caratteristiche:

- Meno spreco di prodotto: progettato per ridurre del 29% lo spreco di prodotto rispetto agli aghi convenzionali.
- Massima adattabilità: altamente flessibile per seguire l'anatomia del canale.
- Flessibilità: punta flessibile e rifilabile, calibro 25.

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 20 pz. di Aghi Basic Flex Tip

(**Ref. AVBFT20**)

n.1 conf. da 40 pz. di Aghi Basic Flex Tip

(**Ref. AVBFT40**)



NeoPutty

NeoPUTTY è il cemento bioceramico bioattivo premiscelato di nuova generazione di Avalon Biomed, ottimizzato per una manipolazione ed un posizionamento più efficienti.

Il suo film compatto, non appiccicoso, resistente al risciacquo, unitamente alla bioattività, lo rendono il putty migliore per lo svolgimento delle procedure quotidiane più importanti.

NeoPUTTY garantisce prestazioni eccellenti per le procedure dentali a contatto con la polpa vitale ed il tessuto periradicolare.

Caratteristiche:

- Elevato Ph per promuovere la risposta osteogenica;
- Bioattività su base MTA: forme di idrossiapatite per garantire una sigillatura bioattiva
- Consistenza solida non appiccicosa

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. di NeoPutty - 0,5 gr

(**Ref. AVANPIK**)

n.1 conf. di NeoPutty - 1,5 gr

(**Ref. AVANPPK**)



NeoMTA 2

NeoMTA® 2 è il nuovo MTA di Avalon perfezionato dalla Dott.ssa Carolyn Primus, l'inventrice di White ProRoot MTA.

Altamente bioattivo e biocompatibile, è un MTA in polvere da miscelare col suo gel dedicato per ottenere la consistenza desiderata.

Il feedback clinico e il miglioramento continuo attraverso lo sviluppo continuo del prodotto sono le fondamenta della seconda generazione di MTA in polvere/liquido, altamente versatile e con caratteristiche migliorate.

NeoMTA® 2 è indicato per il trattamento di radici e polpa.

Rimane dove è stato posizionato in modo da consentire la completa procedura in efficienza, garantendo un beneficio bioattivo.

Con 0% di perdita di peso, NeoMTA® 2 è più stabile rispetto ai principali concorrenti

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. di NeoMTA 2- 1,0 gr

(**Ref. AVN2100**)

n.1 conf. di NeoMTA 2- 2,5 gr

(**Ref. AVN2050**)



NiTin Starter kit - matrici sezionali

Tutti i vantaggi dei migliori sistemi di matrici sezionali riuniti nel nuovo sistema di matrici sezionali NiTin™

Caratteristiche:

- Le matrici sezionali NiTin™ sono rigide e offrono una curvatura ottimale pur essendo adattabili
- Garantiscono una stabilità e rigidità maggiori grazie alla curvatura
- La linguetta centrale consente un inserimento ed una rimozione corretta, semplice e veloce
- Hanno uno spessore di 0,035mm (35µ)
- Diverse misure disponibili per molari e premolari

CONFEZIONAMENTI

n.1 NiTin™ Mini Kit matrici sezionali (**Ref. RENT-KMN-40**) composto da:

- n.1 anello NiTin™ alto (nero)
- n.1 anello NiTin™ standard (bianco)
- n.40 matrici NiTin™ assortite in 5 misure
- n.40 cunei NiTin™ assortite in 4 misure
- n.1 pinza di posizionamento anelli



NiTin matrici sezionali kit pack

Le matrici sezionali NiTin™ di Re-invent sono preformate per garantire un'anatomia ideale del restauro, con punti di contatto precisi e predicibili che permettono di ridurre il tempo di rifinitura del restauro stesso.

Caratteristiche:

- Le matrici sezionali NiTin™ sono rigide e offrono una curvatura ottimale pur essendo adattabili
- Garantiscono una stabilità e rigidità maggiori grazie alla curvatura
- La linguetta centrale consente un inserimento ed una rimozione corretta, semplice e veloce
- Hanno uno spessore di 0,035mm (35µ)
- Diverse misure disponibili per molari e premolari

CONFEZIONAMENTI

n.1 NiTin™ Mini Kit matrici sezionali (**Ref. RENT-KMN-01**) composto da:

- n.1 anello NiTin™ alto (nero)
- n.1 anello NiTin™ standard (bianco)
- n.100 matrici NiTin™ assortite in 5 misure
- n.100 cunei NiTin™ assortite in 4 misure
- n.1 pinza di posizionamento anelli
- n.1 pinzetta per matrici e cunei



Anelli di posizionamento

I due anelli NiTin™ (bianco e nero) di Re-invent, grazie alle alte performance del NiTinol, producono una consistente forza di separazione del dente. La struttura e l'angolatura degli anelli per molari (neri) e premolari (bianchi) offrono un perfetto posizionamento e spazio di lavoro, evitando eccessi in composito e minor sprechi.

Caratteristiche:

- Design di lunga durata: la lega in nickel-titanio in filo trafilato NiTinol ha una resistenza superiore e unitamente al rinforzo posteriore in PEEK®, fornisce una forza di separazione ideale, e quindi contatti anatomicamente perfetti, per centinaia di utilizzi
- Lo specifico trattamento a freddo migliora la resistenza e solidità dell'anello
- Grazie ad un superpolimero PEEK® (polietereteracetone) gli anelli sono più forti e al tempo stesso elastici (tornano in posizione)
- Risultati predicibili per ogni utilizzo
- La forma ottimizzata delle estremità consente un migliore adattamento e controllo: estremità anatomiche riducono il flash
- PEEK® ultra performante per aumentare la forza di ritenzione ed evitare che gli anelli scivolino
- Ottimo anche per cavità ampie poichè le estremità non appoggiano sulle cuspidi
- Riduzione dei tempi nei restauri

CONFEZIONAMENTI

- n.1 conf. da n.1 anelli NiTin™ alto (nero) - (**Ref. RENT400**)
- n.1 conf. da n.2 anelli NiTin™ alto (nero) - (**Ref. RENT400-1**)
- n.1 conf. da n.1 anello NiTin™ standard (bianco) - (**Ref. RENT500**)
- n.1 conf. da n.2 anelli NiTin™ standard (bianco) - (**Ref. RENT500-1**)



NiTin Refill matrici sezionali

Tutti i vantaggi dei migliori sistemi di matrici sezionali riuniti nel nuovo sistema di matrici sezionali NiTin™.

Caratteristiche:

- Le matrici sezionali NiTin™ sono rigide e offrono una curvatura ottimale pur essendo adattabili
- Garantiscono una stabilità e rigidità maggiori grazie alla curvatura
- La linguetta centrale consente un inserimento ed una rimozione corretta, semplice e veloce
- Hanno uno spessore di 0,035mm (35μ)
- Diverse misure disponibili per molari e premolari

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 50 pz. di Refill matrici sezionali per premolari - 4,4mm
(Ref. **RENTM100**)

n.1 conf. da 50 pz. di Refill matrici sezionali per premolari - 6,0mm
(Ref. **RENTM150**)

n.1 conf. da 50 pz. di Refill matrici sezionali - 5,6mm
(Ref. **RENTM175**)

n.1 conf. da 50 pz. di Refill matrici sezionali - 6,6mm
(Ref. **RENTM200**)

n.1 conf. da 50 pz. di Refill matrici sezionali - 8,7mm
(Ref. **RENTM300**)

n.1 conf. da 250 pz. di Kit Refill matrici sezionali miste
(Ref. **RENTMK01**)



NiTin Refill matrici sezionali

Tutti i vantaggi dei migliori sistemi di matrici sezionali riuniti nel nuovo sistema di matrici sezionali NiTin™.

I cunei per le matrici sezionali NiTin™ di Re-invent sono in plastica e, insieme al sistema di matrici sezionali NiTin™ garantiscono di ottenere un'anatomia ideale del restauro, con punti di contatto precisi e predicibili.

Caratteristiche:

- I cunei si adattano alla forma della gengiva e le estremità curve sulla punta rendono l'inserimento più facile e senza danni alla papilla
- Un pratico tassello all'estremità garantisce un facile posizionamento sotto l'anello

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 100 pz. NiTin™ Refill Cuneo X-Small (giallo)
(Ref. **RENTYL**)

n.1 conf. da 100 pz. NiTin™ Refill Cuneo Small (blu)
(Ref. **RENTBL**)

n.1 conf. da 100 pz. NiTin™ Refill Cuneo Medium (arancione)
(Ref. **RENTOR**)

n.1 conf. da 100 pz. NiTin™ Refill Cuneo Large (verde)
(Ref. **RENTGR**)

n.1 conf. da 400 pz. NiTin™ Kit Refill Cuneo
(100 cunei per ciascuna misura)
(Ref. **RENTK4**)



Pinzetta per cunei e matrici

Le matrici sezionali NiTin™ di Re-invent sono preformate per garantire un'anatomia ideale del restauro, con punti di contatto precisi e predicibili.

La pinzetta NiTin™ permette il posizionamento delle matrici e dei cunei in modo semplice e preciso garantendo un controllo tattile eccellente per avere sempre la situazione sotto controllo.

Caratteristiche:

- Posizionamento facilitato delle matrici e dei cunei
- Controllo tattile eccellente
- Profonda sporgenza intercuspide che permette di rimuovere le matrici nei contatti stretti

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. di Pinzetta NiTin™
(Ref. **RENT-DF6-8**)



Pinza di posizionamento anelli

Le matrici sezionali NiTin™ di Re-invent sono preformate per garantire un'anatomia ideale del restauro, con punti di contatto precisi e predicibili.

La pinza NiTin™ per il posizionamento degli anelli ha un'impugnatura ergonomica, permette un rapido e preciso posizionamento ed è prodotta per durare nel tempo.

Caratteristiche:

- Controllo di precisione per un facile posizionamento dell'anello
- Estremità curve che si uniscono perfettamente agli anelli NiTin™
- Nessuno slittamento dell'anello

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. di Pinza NiTin™
(Ref. **RENT-MRDF-100**)



Plano

Plano è un accessorio disegnato per migliorare l'organizzazione di più materiali endodontici utilizzati durante la fase di obturazione canalare.

Il team di StyleItaliano Endodontics lo ha ideato per migliorare ed agevolare la routine quotidiana endodontica.

Il suo utilizzo è riservato al personale qualificato dello studio odontoiatrico e dell'ambiente ospedaliero.

Con Plano è molto più facile avere i tuoi strumenti nel posto giusto al momento giusto.

Plano offre spazio dedicato e slot per coni di guttaperca e punte di carta.

Dispone inoltre di un'area centrale progettata per consentire la miscelazione di materiali bioceramici o MTA e di un essiccatore per asciugare i coni prima di utilizzarli.

Disinfettare prima dell'uso: ogni fessura in Plano è abbastanza profonda da permetterti di versare facilmente un po' di disinfettante e di pulire perfettamente i tuoi coni di guttaperca prima di inserirli nei canali.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. PLANO (Ref. PRJT2536)



Ergo

Ergo è un accessorio in silicone autoclavabile per l'organizzazione e la pulizia degli strumenti Endodontici. Il team di StyleItaliano Endodontics lo ha ideato per migliorare l'efficienza ed ergonomia della routine quotidiana Endodontica.

Ergo è diviso in due sezioni che servono per accogliere due differenti spugne. Quella blu, più piccola, è utile per organizzare strumenti endodontici manuali. La spugna grigia, invece, serve per pulire gli strumenti rotanti posizionandoli in movimento al di sopra o all'interno della stessa.

A lato di Ergo ci sono 5 fori che servono per alloggiare la sequenza preferita dall'operatore di strumenti rotanti. I fori sono molto utili per connettere e disconnettere dalla testina del motore endodontico gli strumenti senza toccarli con le dita.

Al di sopra di Ergo sono presenti due scale millimetriche per la misurazione degli strumenti endodontici. Ergo ti permette di raggiungere velocemente tutti i tuoi strumenti, installare i file rotanti sul motore endodontico e/o pulire i tuoi strumenti in modo facile ed efficace.



Creo

Creo è un accessorio in silicone autoclavabile per lavorare nell'odontoiatria restaurativa, consentendo al professionista di organizzare, misurare e preparare strumenti e materiali.

"Easy to use, easy to clean"

Change the way you do Resto, piccoli trucchi che renderanno la tua conservativa più semplice:

- **SPAZIO PER I COMPOSITI:** Prepara i tuoi compositi negli spazi dedicati, misura e preleva solo quanto te ne serve.
- **POZZETTI EMISFERICI:** Ideali per contenere reagenti ed adesivi senza rischio di fuoriuscita accidentale.
- **ANATOMIE DI RIFERIMENTO:** Un promemoria per il restauro delle cuspidi e delle anatomie. Scegli lo slot per mostrare le anatomie superiori o inferiori.
- **MISURA I TUOI PERNI:** La scala millimetrica è dedicata alla misura dei perni.
- **PREPARA I PERNI:** I fori permettono di alloggiare i perni per essere trattati prima della cementazione.
- **PULISCI I TUOI STRUMENTI:** L'area dedicata alla pulizia è ideale per rimuovere tracce di composito dai tuoi strumenti.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. CREO (Ref. PRJT0093)



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
ZA ZBS21ASST4	BlueShaper sterile 21mm Z1-Z4 (blister 4 files)	1 blister	38,57 €	22	27,00 €
ZA ZBS25ASST4	BlueShaper sterile 25mm Z1-Z4 (blister 4 files)	1 blister	38,57 €	22	27,00 €
ZA ZBS31ASST4	BlueShaper sterile 31mm Z1-Z4 (blister 4 files)	1 blister	38,57 €	22	27,00 €
ZA ZBS19000ZX	BlueShaper sterile 19mm ZX (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	37,00 €
ZA ZBS21ASST6	BlueShaper sterile 21mm ZX-Z5 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	37,00 €
ZA ZBS21Z0001	BlueShaper sterile 21mm Z1 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	37,00 €
ZA ZBS21Z0002	BlueShaper sterile 21mm Z2 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	37,00 €
ZA ZBS21Z0003	BlueShaper sterile 21mm Z3 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	37,00 €
ZA ZBS21Z0004	BlueShaper sterile 21mm Z4 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	37,00 €
ZA ZBS21Z0005	BlueShaper sterile 21mm Z5 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	37,00 €
ZA ZBS21Z0006	BlueShaper sterile 21mm Z6 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	37,00 €
ZA ZBS21Z0007	BlueShaper sterile 21mm Z7 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	37,00 €
ZA ZBS25ASST6	BlueShaper sterile 25mm ZX-Z5 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	37,00 €
ZA ZBS25Z0001	BlueShaper sterile 25mm Z1 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	37,00 €
ZA ZBS25Z0002	BlueShaper sterile 25mm Z2 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	37,00 €
ZA ZBS25Z0003	BlueShaper sterile 25mm Z3 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	37,00 €
ZA ZBS25Z0004	BlueShaper sterile 25mm Z4 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	37,00 €
ZA ZBS25Z0005	BlueShaper sterile 25mm Z5 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	37,00 €
ZA ZBS25Z0006	BlueShaper sterile 25mm Z6 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	37,00 €
ZA ZBS25Z0007	BlueShaper sterile 25mm Z7 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	37,00 €
ZA ZBS31ASST6	BlueShaper sterile 31mm ZX-Z5 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	37,00 €
ZA ZBS31Z0001	BlueShaper sterile 31mm Z1 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	37,00 €
ZA ZBS31Z0002	BlueShaper sterile 31mm Z2 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	37,00 €
ZA ZBS31Z0003	BlueShaper sterile 31mm Z3 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	37,00 €
ZA ZBS31Z0004	BlueShaper sterile 31mm Z4 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	37,00 €
ZA ZBS31Z0005	BlueShaper sterile 31mm Z5 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	37,00 €
ZA ZBS31Z0006	BlueShaper sterile 31mm Z6 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	37,00 €
ZA ZBS31Z0007	BlueShaper sterile 31mm Z7 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	37,00 €
ZA ZBS21APRO4	BlueShaper Pro sterile 21mm Z1-Z4 (blister da 4 files)	1 blister	42,71 €	22	29,90 €
ZA ZBS25APRO4	BlueShaper Pro sterile 25mm Z1-Z4 (blister da 4 files)	1 blister	42,71 €	22	29,90 €
ZA ZBS31APRO4	BlueShaper Pro sterile 31mm Z1-Z4 (blister da 4 files)	1 blister	42,71 €	22	29,90 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2024

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
ZAZBS19PROZX	BlueShaper Pro sterile 19mm ZX (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS21APR06	BlueShaper Pro sterile 21mm ZX-Z5 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS21ZPR01	BlueShaper Pro sterile 21mm Z1 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS21ZPR02	BlueShaper Pro sterile 21mm Z2 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS21ZPR03	BlueShaper Pro sterile 21mm Z3 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS21ZPR04	BlueShaper Pro sterile 21mm Z4 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS21ZPR05	BlueShaper Pro sterile 21mm Z5 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS21ZPR06	BlueShaper Pro sterile 21mm Z6 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS21ZPR07	BlueShaper Pro sterile 21mm Z7 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS25APR06	BlueShaper Pro sterile 25mm ZX-Z5 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS25ZPR01	BlueShaper Pro sterile 25mm Z1 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS25ZPR02	BlueShaper Pro sterile 25mm Z2 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS25ZPR03	BlueShaper Pro sterile 25mm Z3 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS25ZPR04	BlueShaper Pro sterile 25mm Z4 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS25ZPR05	BlueShaper Pro sterile 25mm Z5 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS25ZPR06	BlueShaper Pro sterile 25mm Z6 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS25ZPR07	BlueShaper Pro sterile 25mm Z7 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS31APR06	BlueShaper Pro sterile 31mm ZX-Z5 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS31ZPR01	BlueShaper Pro sterile 31mm Z1 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS31ZPR02	BlueShaper Pro sterile 31mm Z2 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS31ZPR03	BlueShaper Pro sterile 31mm Z3 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS31ZPR04	BlueShaper Pro sterile 31mm Z4 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS31ZPR05	BlueShaper Pro sterile 31mm Z5 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS31ZPR06	BlueShaper Pro sterile 31mm Z6 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS31ZPR07	BlueShaper Pro sterile 31mm Z7 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZRE2102005	Excalibur sterile 21mm E20 (blister da 6 files)	1 blister	60,00 €	22	42,00 €
ZAZRE2502005	Excalibur sterile 25mm E20 (blister da 6 files)	1 blister	60,00 €	22	42,00 €
ZAZRE3102005	Excalibur sterile 31mm E20 (blister da 6 files)	1 blister	60,00 €	22	42,00 €
ZAZRE2102505	Excalibur sterile 21mm E25 (blister da 6 files)	1 blister	60,00 €	22	42,00 €
ZAZRE2502505	Excalibur sterile 25mm E25 (blister da 6 files)	1 blister	60,00 €	22	42,00 €
ZAZRE3102505	Excalibur sterile 31mm E25 (blister da 6 files)	1 blister	60,00 €	22	42,00 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2024

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
ZAZRE2103505	Excalibur sterile 21mm E35 (blister da 6 files)	1 blister	60,00 €	22	42,00 €
ZAZRE2503505	Excalibur sterile 25mm E35 (blister da 6 files)	1 blister	60,00 €	22	42,00 €
ZAZRE3103505	Excalibur sterile 31mm E35 (blister da 6 files)	1 blister	60,00 €	22	42,00 €
ZAZRE2104505	Excalibur sterile 21mm E45 (blister da 6 files)	1 blister	60,00 €	22	42,00 €
ZAZRE2504505	Excalibur sterile 25mm E45 (blister da 6 files)	1 blister	60,00 €	22	42,00 €
ZAZRE3104505	Excalibur sterile 31mm E45 (blister da 6 files)	1 blister	60,00 €	22	42,00 €
ZAZRE21ASST1	Excalibur sterile 21mm E20-E45 (blister da 4 files)	1 blister	44,29 €	22	31,00 €
ZAZRE25ASST1	Excalibur sterile 25mm E20-E45 (blister da 4 files)	1 blister	44,29 €	22	31,00 €
ZAZRE31ASST1	Excalibur sterile 31mm E20-E45 (blister da 4 files)	1 blister	44,29 €	22	31,00 €
ZAZSS2100001	SlimShaper sterile 21mm ZS1 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	39,00 €
ZAZSS2500001	SlimShaper sterile 25mm ZS1 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	39,00 €
ZAZSS3100001	SlimShaper sterile 31mm ZS1 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	39,00 €
ZAZSS2100002	SlimShaper sterile 21mm ZS2 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	39,00 €
ZAZSS2500002	SlimShaper sterile 25mm ZS2 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	39,00 €
ZAZSS3100002	SlimShaper sterile 31mm ZS2 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	39,00 €
ZAZSS2100003	SlimShaper sterile 21mm ZS3 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	39,00 €
ZAZSS2500003	SlimShaper sterile 25mm ZS3 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	39,00 €
ZAZSS3100003	SlimShaper sterile 31mm ZS3 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	39,00 €
ZAZSS21ASST6	SlimShaper sterile 21mm ZS1-ZS3 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	39,00 €
ZAZSS25ASST6	SlimShaper sterile 25mm ZS1-ZS3 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	39,00 €
ZAZSS31ASST6	SlimShaper sterile 31mm ZS1-ZS3 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	39,00 €
ZAZAS2103003	ApicalShaper sterile 21mm Z30/03	1 blister	55,71 €	22	39,00 €
ZAZAS2103503	ApicalShaper sterile 21mm Z35/03	1 blister	55,71 €	22	39,00 €
ZAZAS2104003	ApicalShaper sterile 21mm Z40/03	1 blister	55,71 €	22	39,00 €
ZAZAS2105003	ApicalShaper sterile 21mm Z50/03	1 blister	55,71 €	22	39,00 €
ZAZAS21ASST1	ApicalShaper sterile 21mm Z30-Z50	1 blister	40,86 €	22	28,60 €
ZAZAS2503003	ApicalShaper sterile 25mm Z30/03	1 blister	55,71 €	22	39,00 €
ZAZAS2503503	ApicalShaper sterile 25mm Z35/03	1 blister	55,71 €	22	39,00 €
ZAZAS2504003	ApicalShaper sterile 25mm Z40/03	1 blister	55,71 €	22	39,00 €
ZAZAS2505003	ApicalShaper sterile 25mm Z50/03	1 blister	55,71 €	22	39,00 €
ZAZAS25ASST1	ApicalShaper sterile 25mm Z30-Z50	1 blister	40,86 €	22	28,60 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2024

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
ZAZAS3103003	ApicalShaper sterile 31mm Z30/03	1 blister	55,71 €	22	39,00 €
ZAZAS3103503	ApicalShaper sterile 31mm Z35/03	1 blister	55,71 €	22	39,00 €
ZAZAS3104003	ApicalShaper sterile 31mm Z40/03	1 blister	55,71 €	22	39,00 €
ZAZAS3105003	ApicalShaper sterile 31mm Z50/03	1 blister	55,71 €	22	39,00 €
ZAZAS31ASST1	ApicalShaper sterile 31mm Z30-Z50	1 blister	40,86 €	22	28,60 €
ZAZZG000021	Z-Glider sterile files 21mm (blister 3 files)	1 blister	32,86 €	22	23,00 €
ZAZZG000025	Z-Glider sterile files 25mm (blister 3 files)	1 blister	32,86 €	22	23,00 €
ZAZZG000031	Z-Glider sterile files 31mm (blister 3 files)	1 blister	32,86 €	22	23,00 €
ZAZCON02521	Z Condensor 21mm 025 (box 4 pz)	1 box	37,14 €	22	26,00 €
ZAZCON03021	Z Condensor 21mm 030 (box 4 pz)	1 box	37,14 €	22	26,00 €
ZAZCON03521	Z Condensor 21mm 035 (box 4 pz)	1 box	37,14 €	22	26,00 €
ZAZCON04021	Z Condensor 21mm 040 (box 4 pz)	1 box	37,14 €	22	26,00 €
ZAZCON04521	Z Condensor 21mm 045 (box 4 pz)	1 box	37,14 €	22	26,00 €
ZAZCON02525	Z Condensor 25mm 025 (box 4 pz)	1 box	37,14 €	22	26,00 €
ZAZCON03025	Z Condensor 25mm 030 (box 4 pz)	1 box	37,14 €	22	26,00 €
ZAZCON03525	Z Condensor 25mm 035 (box 4 pz)	1 box	37,14 €	22	26,00 €
ZAZCON04025	Z Condensor 25mm 040 (box 4 pz)	1 box	37,14 €	22	26,00 €
ZAZCON04525	Z Condensor 25mm 045 (box 4 pz)	1 box	37,14 €	22	26,00 €
ZAZRETREATA	RetreatAll (blister 4 files)	1 blister	41,43 €	22	29,00 €
ZAZPY	Petali gialli (50 pz)	1 box	17,86 €	22	12,50 €
ZAUDCB01	Z-Clean	1 pz.	29,71 €	22	20,80 €
ZASP001025RE	Z-Clean Sponges (25 pz)	1 box	49,57 €	22	34,70 €
ZAGP-144	Guttapercha BlueShaper Z3 (box 60 pz)	1 box	34,14 €	4	23,90 €
ZAGP-145	Guttapercha BlueShaper Z4 (box 60 pz)	1 box	34,14 €	4	23,90 €
ZAGP-146	Guttapercha BlueShaper Z5 (box 60 pz)	1 box	34,14 €	4	23,90 €
ZAGP-147	Guttapercha BlueShaper Z6 (box 60 pz)	1 box	34,14 €	4	23,90 €
ZAGP-148	Guttapercha BlueShaper Z7 (box 60 pz)	1 box	34,14 €	4	23,90 €
ZAZSSGP00ZS2	Punte di guttaperca SlimShaper ZS2	1 box	34,14 €	4	23,90 €
ZAZSSGP00ZS3	Punte di guttaperca SlimShaper ZS3	1 box	34,14 €	4	23,90 €
ZAZREGP00E20	Punte di guttaperca Excalibur E20	1 box	34,14 €	4	23,90 €
ZAZREGP00E25	Punte di guttaperca Excalibur E25	1 box	34,14 €	4	23,90 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2024

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
ZAZREGP00E35	Punte di guttaperca Excalibur E35	1 box	34,14 €	4	23,90 €
ZAZREGP00E45	Punte di guttaperca Excalibur E45	1 box	34,14 €	4	23,90 €
ZAGP-48	Guttapercha Zarc .04/25 (box 60 pz)	1 box	22,00 €	4	15,40 €
ZAGP-49	Guttapercha Zarc .04/30 (box 60 pz)	1 box	22,00 €	4	15,40 €
ZAGP-78	Guttapercha Zarc .06/25 (box 60 pz)	1 box	22,00 €	4	15,40 €
ZAGP-79	Guttapercha Zarc .06/30 (box 60 pz)	1 box	22,00 €	4	15,40 €
ZAGP-120	Guttapercha Zarc Fine (box 100 pz)	1 box	14,29 €	4	10,00 €
ZAGP-121	Guttapercha Zarc X-Fine (box 100 pz)	1 box	14,29 €	4	10,00 €
ZAPP-144	Punte di carta - BlueShaper Z3 (box 100 pz)	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAPP-145	Punte di carta - BlueShaper Z4 (box 100 pz)	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAPP-146	Punte di carta - BlueShaper Z5 (box 100 pz)	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAPP-147	Punte di carta - BlueShaper Z6 (box 100 pz)	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAPP-148	Punte di carta - BlueShaper Z7 (box 100 pz)	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAZSSPP00ZS2	Punte di carta SlimShaper ZS2	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAZSSPP00ZS3	Punte di carta SlimShaper ZS3	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAZREPP00E20	Punte di carta Excalibur E20	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAZREPP00E25	Punte di carta Excalibur E25	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAZREPP00E35	Punte di carta Excalibur E35	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAZREPP00E45	Punte di carta Excalibur E45	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAPP-48	Punte di carta - Zarc .04/25 (box 100 pz)	1 box	20,71 €	22	14,50 €
ZAPP-49	Punte di carta - Zarc .04/30 (box 100 pz)	1 box	20,71 €	22	14,50 €
ZAPP-78	Punte di carta - Zarc .06/25 (box 100 pz)	1 box	20,71 €	22	14,50 €
ZAPP-79	Punte di carta - Zarc .06/30 (box 100 pz)	1 box	20,71 €	22	14,50 €
ZAPP-120	Punte di carta - Zarc Fine (box 180 pz)	1 box	11,86 €	22	8,30 €
ZAPP-121	Punte di carta - Zarc X-Fine (box 180 pz)	1 box	11,86 €	22	8,30 €
ZAZGR	Z-Gauge Righello	1 pz.	39,71 €	22	27,80 €
ZAZRL	Z-Righello	1 pz.	9,93 €	22	6,95 €
ZAZEB	Endo-Block righello	1 pz.	27,86 €	22	19,50 €
ZAZSTANDP	File Organizer e righello autoclavabile - ZARC Pink	1 pz.	8,43 €	22	5,90 €
ZAZSTANDY	File Organizer e righello autoclavabile - ZARC Yellow	1 pz.	8,43 €	22	5,90 €
ZAZSTANDB	File Organizer e righello autoclavabile - ZARC Blue	1 pz.	8,43 €	22	5,90 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2024

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
ZAUDMS2002	Z Micro-Shaper .02/20 (box da 3 pz)	1 box	46,29 €	22	32,40 €
ZAUDMS2502	Z Micro-Shaper .02/25 (box da 3 pz)	1 box	46,29 €	22	32,40 €
ZAUDMS3002	Z Micro-Shaper .02/30 (box da 3 pz)	1 box	46,29 €	22	32,40 €
ZAUDMO1004	Z Micro-Opener .04/10 (box da 3 pz)	1 box	46,29 €	22	32,40 €
ZAUDMO1504	Z Micro-Opener .04/15 (box da 3 pz)	1 box	46,29 €	22	32,40 €
ZAUDMO2004	Z Micro-Opener .04/20 (box da 3 pz)	1 box	46,29 €	22	32,40 €
ZAZKFILE2106	K File 21mm 06 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZKFILE2108	K File 21mm 08 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZKFILE2110	K File 21mm 10 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZKFILE2115	K File 21mm 15 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZKFILE2120	K File 21mm 20 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZKFILE2125	K File 21mm 25 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZKFILE2130	K File 21mm 30 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZKFILE2135	K File 21mm 35 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZKFILE2140	K File 21mm 40 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZKFILE2145	K File 21mm 45 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZKF21ASST1	K File Assorted 21mm 15-40 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZKF21ASST2	K File Assorted 21mm 45-80 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZKFILE2506	K File 25mm 06 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZKFILE2508	K File 25mm 08 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2024

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
ZAZKFILE2510	K File 25mm 10 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZKFILE2515	K File 25mm 15 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZKFILE2520	K File 25mm 20 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZKFILE2525	K File 25mm 25 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZKFILE2530	K File 25mm 30 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZKFILE2535	K File 25mm 35 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZKFILE2540	K File 25mm 40 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZKFILE2545	K File 25mm 45 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZKF25ASST1	K File Assorted 25mm 15-40 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZKF25ASST2	K File Assorted 25mm 45-80 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZKFILE3106	K File 31mm 06 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZKFILE3108	K File 31mm 08 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZKFILE3110	K File 31mm 10 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZKFILE3115	K File 31mm 15 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZKFILE3120	K File 31mm 20 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZKFILE3125	K File 31mm 25 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZKFILE3130	K File 31mm 30 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZKFILE3135	K File 31mm 35 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZKFILE3140	K File 31mm 40 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZKFILE3145	K File 31mm 45 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZKF31ASST1	K File Assorted 31mm 15-40 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZKF31ASST2	K File Assorted 31mm 45-80 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZKFLEX2115	K Flex 21mm 15 (box 6 files)	1 box	14,62 €	22	10,20 €
ZAZKFLEX2120	K Flex 21mm 20 (box 6 files)	1 box	14,62 €	22	10,20 €
ZAZKFLEX2125	K Flex 21mm 25 (box 6 files)	1 box	14,62 €	22	10,20 €
ZAZKFLEX2130	K Flex 21mm 30 (box 6 files)	1 box	14,62 €	22	10,20 €
ZAZKFLEX2135	K Flex 21mm 35 (box 6 files)	1 box	14,62 €	22	10,20 €
ZAZKFLEX2140	K Flex 21mm 40 (box 6 files)	1 box	14,62 €	22	10,20 €
ZAZKFLEX2145	K Flex 21mm 45 (box 6 files)	1 box	14,62 €	22	10,20 €
ZAZKX21ASST1	K Flex Assorted 21mm 15-40 (box 6 files)	1 box	14,62 €	22	10,20 €
ZAZKFLEX2515	K Flex 25mm 15 (box 6 files)	1 box	14,62 €	22	10,20 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2024

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
ZAZKFLEX2520	K Flex 25mm 20 (box 6 files)	1 box	14,62 €	22	10,20 €
ZAZKFLEX2525	K Flex 25mm 25 (box 6 files)	1 box	14,62 €	22	10,20 €
ZAZKFLEX2530	K Flex 25mm 30 (box 6 files)	1 box	14,62 €	22	10,20 €
ZAZKFLEX2535	K Flex 25mm 35 (box 6 files)	1 box	14,62 €	22	10,20 €
ZAZKFLEX2540	K Flex 25mm 40 (box 6 files)	1 box	14,62 €	22	10,20 €
ZAZKFLEX2545	K Flex 25mm 45 (box 6 files)	1 box	14,62 €	22	10,20 €
ZAZKX25ASST1	K Flex Assorted 25mm 15-40 (box 6 files)	1 box	14,62 €	22	10,20 €
ZAZKFLEX3115	K Flex 31mm 15 (box 6 files)	1 box	14,62 €	22	10,20 €
ZAZKFLEX3120	K Flex 31mm 20 (box 6 files)	1 box	14,62 €	22	10,20 €
ZAZKFLEX3125	K Flex 31mm 25 (box 6 files)	1 box	14,62 €	22	10,20 €
ZAZKFLEX3130	K Flex 31mm 30 (box 6 files)	1 box	14,62 €	22	10,20 €
ZAZKFLEX3135	K Flex 31mm 35 (box 6 files)	1 box	14,62 €	22	10,20 €
ZAZKFLEX3140	K Flex 31mm 40 (box 6 files)	1 box	14,62 €	22	10,20 €
ZAZKFLEX3145	K Flex 31mm 45 (box 6 files)	1 box	14,62 €	22	10,20 €
ZAZKX31ASST1	K Flex Assorted 31mm 15-40 (box 6 files)	1 box	14,62 €	22	10,20 €
ZAZHEDST2108	Hedström sterile 21mm 08 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZHEDST2110	Hedström sterile 21mm 10 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZHEDST2115	Hedström sterile 21mm 15 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZHEDST2120	Hedström sterile 21mm 20 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZHEDST2125	Hedström sterile 21mm 25 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZHEDST2130	Hedström sterile 21mm 30 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZHEDST2135	Hedström sterile 21mm 35 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZHEDST2140	Hedström sterile 21mm 40 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZHEDST2145	Hedström sterile 21mm 45 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZHD21ASST1	Hedström sterile Assorted 21mm 15-40 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZHD21ASST2	Hedström sterile Assorted 21mm 45-80 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZHEDST2508	Hedström sterile 25mm 08 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZHEDST2510	Hedström sterile 25mm 10 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZHEDST2515	Hedström sterile 25mm 15 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZHEDST2520	Hedström sterile 25mm 20 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZHEDST2525	Hedström sterile 25mm 25 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2024

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
ZAZHEDST2530	Hedström sterile 25mm 30 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZHEDST2535	Hedström sterile 25mm 35 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZHEDST2540	Hedström sterile 25mm 40 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZHEDST2545	Hedström sterile 25mm 45 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZHD25ASST1	Hedström sterile Assorted 25mm 15-40 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZHD25ASST2	Hedström sterile Assorted 25mm 45-80 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZHEDST3108	Hedström sterile 31mm 08 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZHEDST3110	Hedström sterile 31mm 10 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZHEDST3115	Hedström sterile 31mm 15 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZHEDST3120	Hedström sterile 31mm 20 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZHEDST3125	Hedström sterile 31mm 25 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZHEDST3130	Hedström sterile 31mm 30 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZHEDST3135	Hedström sterile 31mm 35 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZHEDST3140	Hedström sterile 31mm 40 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZHEDST3145	Hedström sterile 31mm 45 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZHD31ASST1	Hedström sterile Assorted 31mm 15-40 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAZHD31ASST2	Hedström sterile Assorted 31mm 45-80 (box 6 files)	1 box	9,20 €	22	6,50 €
ZAUDPL357001	Z-Plugger 35/70 (box 1 pz)	1 box	59,57 €	22	41,70 €
ZAUDPL408001	Z-Plugger 40/80 (box 1 pz)	1 box	59,57 €	22	41,70 €
ZAUDPL5010001	Z-Plugger 50/100 (box 1 pz)	1 box	59,57 €	22	41,70 €
ZAUDPL6012001	Z-Plugger 60/120 (box 1 pz)	1 box	59,57 €	22	41,70 €
ZAUDIN3022050	Z-Rinse 30GA 22mm (box 50 pz)	1 box	66,14 €	22	46,30 €
ZAUDIN3026050	Z-Rinse 30GA 26mm (box 50 pz)	1 box	66,14 €	22	46,30 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2024

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
CMSSCR6/20	Soft-Core Otturatore 20 - 6 pcs	1 box	29,25 €	4	20,50 €
CMSSCR6/25	Soft-Core Otturatore 25 - 6 pcs	1 box	29,25 €	4	20,50 €
CMSSCR6/30	Soft-Core Ottubatore 30 - 6 pcs	1 box	29,25 €	4	20,50 €
CMSSCR6/35	Soft-Core Otturatore 35 - 6 pcs	1 box	29,25 €	4	20,50 €
CMSSCR6/40	Soft-Core Otturatore 40 - 6 pcs	1 box	29,25 €	4	20,50 €
CMSSCR6/45	Soft-Core Otturatore 45 - 6 pcs	1 box	29,25 €	4	20,50 €
CMSSCR6/50	Soft-Core Otturatore 50 - 6 pcs	1 box	29,25 €	4	20,50 €
CMSSCR6/55	Soft-Core Otturatore 55 - 6 pcs	1 box	29,25 €	4	20,50 €
CMSSCR6/60	Soft-Core Otturatore 60 - 6 pcs	1 box	29,25 €	4	20,50 €
CMSSSV6/20	Soft-Core Size Verifier 20 - 6 pcs	1 box	20,74 €	22	12,10 €
CMSSSV6/25	Soft-Core Size Verifier 25 - 6 pcs	1 box	20,74 €	22	12,10 €
CMSSSV6/30	Soft-Core Size Verifier 30 - 6 pcs	1 box	20,74 €	22	12,10 €
CMSSSV6/35	Soft-Core Size Verifier 35 - 6 pcs	1 box	20,74 €	22	12,10 €
CMSSSV6/40	Soft-Core Size Verifier 40 - 6 pcs	1 box	20,74 €	22	12,10 €
CMSSSV6/45	Soft-Core Size Verifier 45 - 6 pcs	1 box	20,74 €	22	12,10 €
CMSSSV6/50	Soft-Core Size Verifier 50 - 6 pcs	1 box	20,74 €	22	12,10 €
CMSSSV6/55	Soft-Core Size Verifier 55 - 6 pcs	1 box	20,74 €	22	12,10 €
CMSSSV6/60	Soft-Core Size Verifier 60 - 6 pcs	1 box	20,74 €	22	12,10 €
CMSSCDTINT/EU/R20-30	Soft-Core Intro Kit : Fornetto, 3 x 6-box otturatori Soft-Core (#20, #25 and #30)	1 kit	487,06 €	22	282,50 €
CMSSCDT0/EU	Soft-Core Fornetto	1 kit	417,75 €	22	242,00 €



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2024

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
BONBMMAL101	iRoot Pro - micromotore endodontico e rilevatore apicale integrato (contenuto della confezione: n.1 micromotore con rilevatore apicale integrato, n.1 contrangolo, n.3 impugnature per contrangolo, n.1 ugello a spruzzo, n.1 cavo di misurazione A, n.1 cavo di misurazione B, n.3 clips labiali, n.1 morsetto di connessione, n.1 adattatore alimentazione, n.1 cavo USB, n.1 base di ricarica, manuale di istruzioni)	1 conf.	1.198,57 €	22	839,00 €
BONBMAPL101	iRoot Apex - rilevatore apicale (contenuto della confezione: n.1 rilevatore apicale iRoot Apex, n.1 cavo di misurazione, n.3 clips labiali, n.3 moretti di connessione, n.1 caricabatterie, n.1 cavo USB, manuale di istruzioni)	1 conf.	484,29 €	22	339,00 €
BONWMMOT101	Endo wise - micromotore endodontico (contenuto della confezione: n.1 micromotore, n.1 contrangolo, n.3 impugnature per contrangolo, n.1 ugello a spruzzo, n.3 clips labiali, n.1 morsetto di connessione, n.1 Cavo di misurazione A, n.1 Cavo di misurazione B, n.1 adattatore alimentazione, n.1 cavo USB, n.1 supporto per micromotore, manuale di istruzioni)	1 conf.	1.212,86 €	22	849,00 €
BONWMAPL101	WisPex - rilevatore apicale (contenuto della confezione: n.1 rilevatore apicale iRoot Apex, n.1 cavo di misurazione, n.3 clips labiali, n.3 moretti di connessione, n.1 caricabatterie, n.1 cavo USB, manuale di istruzioni)	1 conf.	398,57 €	22	279,00 €
BONBMCA1601	Testina contrangolo 16:1	1 conf.	360,00 €	22	214,90 €



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2024

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
DTF-101	TUBULICID BLU senza fluoro - 100 ml Detergente della dentina prima delle otturazioni	Flacone	38,83 €	22	28,90 €
DTF-102	TUBULICID ROSSO con fluoro - 100 ml Detergente della dentina prima delle otturazioni	Flacone	38,83 €	22	28,90 €
DTF-103	TUBULICID VERDE - PLUS - 100 ml Per la detersione e l'apertura dei tubuli dentinali durante i trattamenti canalari	Flacone	47,17 €	22	34,90 €
DTF-104	TUBULITEC PRIMER - 10 ml Resina idrofila per il trattamento delle superfici preparate	Flacone	32,91 €	22	23,90 €
DTF-105	TUBULITEC LINER - 10 ml Cavity Liner per la protezione della dentina esposta	Flacone	32,91 €	22	23,90 €
DTF-107	DT TEMPORARY DRESSING Ca (OH)2 - 50 buste sterili Pasta a base di idrossido di calcio	1 pz.	84,87 €	22	61,90 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2024

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
PAC9542SIVC	iVac sistema di irrigazione - intro kit attacco Satelec	1 kit	268,11 €	22	203,00 €
PAC9542EIVC	iVac sistema di irrigazione - intro kit EMS	1 kit	268,11 €	22	203,00 €
PAC954235G	iVac™ Cannule 0.35, 27 mm, verde	20 pz.	48,19 €	22	37,00 €
PAC954250Y	iVac™ Cannule 0.50, 27 mm, gialla	20 pz.	48,19 €	22	37,00 €
PAC9542LTA	iVac™ Long Silicone tubi e connettori	1 pz.	21,62 €	22	17,00 €
PAC9542ST	iVac™ Short Silicone tubi e connettori	5 pz.	30,21 €	22	23,00 €
PAC9542ACT	iVac™ Cannula capillare angolata	10 pz.	21,62 €	22	17,00 €
PAC9542SC	iVac™ S-type Piezo connettore (Satelec)	2 pz.	72,35 €	22	55,00 €
PAC9542EC	iVac™ E-type Piezo connettore (EMS)	2 pz.	72,35 €	22	55,00 €
PAC9542R	iVac™ anelli	2 pz.	40,95 €	22	31,00 €
PAC952201	iVac™ PeekSonic cannule 0.25, 28 mm rosso	20 pz.	71,04 €	22	54,00 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2024

RIF.	DESCRIZIONE	NUMERO ISO	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
MAP SYSTEM KIT						
MAP20296	MAP ONE SYSTEM KIT		1 pz.	478,06 €	22	371,50 €
MAP20285	INTRO KIT		1 pz.	870,00 €	22	699,00 €
MAP20286	UNIVERSAL KIT		1 pz.	1.208,91 €	22	956,00 €
MAP20287	SURGICAL KIT		1 pz.	1.402,04 €	22	1.121,50 €
MAP SYSTEM PUNTALI						
MAP20210-11-12	PUNTALE IN NITI A MEMORIA DI FORMA	Ø 090 giallo, Ø 110 rosso, Ø 130 blu	1 pz.	311,82 €	22	248,50 €
MAP20220-21	PUNTALE CURVO CLASSIC	Ø 090 giallo, Ø 110 rosso	1 pz.	298,12 €	22	238,00 €
MAP20225	PUNTALE SURGERY N° 0 - DX	Ø 090 giallo	1 pz.	308,79 €	22	243,00 €
MAP20226	PUNTALE SURGERY N° 0 - SX	Ø 090 giallo	1 pz.	308,79 €	22	243,00 €
MAP20227	PUNTALE SURGERY N° 1 - DX	Ø 110 rosso	1 pz.	308,79 €	22	243,00 €
MAP20228	PUNTALE SURGERY N° 1 - SX	Ø 110 rosso	1 pz.	308,79 €	22	243,00 €
MAP20263-64-65	PUNTALE HOOKED (ad Uncino)	Ø 090 giallo, Ø 110 rosso, Ø 130 blu	1 pz.	308,79 €	22	243,00 €
MAP SYSTEM - PULIZIA						
MAP20252-53	SILICON STOP PER LA PULIZIA DEI PUNTALI	Ø 090 giallo, Ø 110 rosso, Ø 130 blu	conf 50 pz.	71,38 €	22	55,00 €
MAP SYSTEM - RICAMBI						
MAP20200-01-02	PISTONE DI RICAMBIO	Ø 090 giallo, Ø 110 rosso, Ø 130 blu	box 16 pz.	35,76 €	22	28,50 €
Cemento MTA						
MAP20190	PD® MTA Bianco	4 bustine da 140mg + acqua pura 3ml	1 pz.	45,28 €	4	34,90 €
Puntali Irriflex						
MAP21401	IrriFlex - puntali per irrigazione	-	Box of 40	69,76 €	22	52,90 €
MAP21400	IrriFlex - puntali per irrigazione	-	Box of 20	45,04 €	22	36,90 €
Eugenate Desobturator - EDTA 17% - Opacal						
MAP11555	Eugenate Desobturator- solvente	flacone 15 ml	1 pz.	18,06 €	22	14,90 €
MAP11569	EDTA 17% - flacone 100 ml	flacone 100 ml	1 pz.	55,66 €	22	45,50 €
MAP11565	EDTA 17% - flacone 15 ml	flacone 15 ml	1 pz.	23,58 €	22	19,50 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2024

RIF.	DESCRIZIONE	NUMERO ISO	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
MAP11020	Opacal Kit composto da Siringa da 3 ml + puntali per applicazione (monouso)	kit	1 pz.	42,30 €	22	34,50 €
MAP11022	Opacal Refill puntali per applicazione	10 puntali	1 pz.	14,15 €	22	12,00 €
MAP33251	Palline di cotone N°1	Refill 6×3 g	box 630 pz	23,89 €	22	20,00 €
MAP33252	Palline di cotone N°2	Refill 6×3 g	box 1470 pz	24,50 €	22	20,00 €
MAP33253	Palline di cotone N°3	Refill 6×3 g	box 2.220 pz	32,56 €	22	27,00 €
MAP33254	Palline di cotone N°4	Refill 6×3 g	box 4.050 pz	43,82 €	22	36,00 €
MAP11754	Pipette di plastica 0,3	0,3 ml	box 25 pz	100,73 €	22	76,00 €
MAP11750	Pipette di plastica 0,3	0,3 ml	box 5 pz	27,24 €	22	21,00 €



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2024

**HOFFMANN'S**

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
HOFFMANN'S CEMENT - Polvere - Presa Normale - 100 gr.					
HF8002202	Colore n.2	1 pz.	61,76 €	4	46,15 €
HF8002203	Colore n.3	1 pz.	61,76 €	4	46,15 €
HF8002204	Colore n.4	1 pz.	61,76 €	4	46,15 €
HOFFMANN'S CEMENT - Presa Rapida - Polvere clinica 100 gr.					
HF8001202	Colore n.2	1 pz.	61,76 €	4	46,15 €
HF8001203	Colore n.3	1 pz.	61,76 €	4	46,15 €
HF8001204	Colore n.4	1 pz.	61,76 €	4	46,15 €
HOFFMANN'S CEMENT - Liquido 40 ml.					
HF8002300	Presa Normale	1 pz.	38,20 €	4	28,50 €
HF8001300	Presa Rapida	1 pz.	38,20 €	4	28,50 €
HOFFMANN'S READY2MIX					
HF8002403	Presa Normale Colore n.3 - Kit da n.20 bustine da n.1 gr. di polvere + liquido da 10 ml.	1 Kit	112,35 €	4	83,90 €
HF8002404	Presa Normale Colore n.4 - Kit da n.20 bustine da n.1 gr. di polvere + liquido da 10 ml.	1 Kit	112,35 €	4	83,90 €
HOFFMANN'S ACCESSORI					
HF82900	Lastra di cristallo - 150 x 75 x 20mm - Circa 590 gr.	1 pz.	172,82 €	22	129,00 €
HF82908	Spatola - 17 cm - 43 gr.	1 pz.	142,25 €	22	106,00 €
HF82101	Hoffmann's Silano Componente A+B - 5 ml cad	1 pz.	114,32 €	22	85,50 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2024

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
AVANSRS	NeoSEALER Flo - 2.2 gm Refill siringhe (no aghi)	kit	167,14 €	4	108,00 €
AVANSFK	NeoSEALER Flo - 2.2 gm Kit (con 20 aghi Basic Flex Tips)	kit	208,93 €	4	135,00 €
AVANPIK	NeoPUTTY - 0.5 gm Kit	kit	115,92 €	4	74,90 €
AVANPPK	NeoPUTTY - 1.2 gm Kit	kit	231,99 €	4	149,90 €
AVN2100	NeoMTA 2 - 1.0 gm Kit	kit	165,60 €	4	107,00 €
AVN2250	NeoMTA 2 - 2.5 gm Kit	kit	286,15 €	4	184,90 €
AVFFT20	Aghi Flex Flo NeoSEALER (20 pack)	Pack	64,85 €	22	41,90 €
AVFFT40	Aghi Flex Flo NeoSEALER (40 pack)	Pack	117,46 €	22	75,90 €
AVBFT20	Aghi Basic Flex Tips NeoSEALER Flo (20 pack)	Pack	40,08 €	22	25,90 €
AVBFT40	Aghi Basic Flex Tips NeoSEALER Flo (40 pack)	Pack	61,75 €	22	39,90 €
AVSPA100	Mixing Spatula	1 pz	16,25 €	22	10,50 €
AVSPA200	Glass Slab	1 pz	23,06 €	22	14,90 €




I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2024

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
RENT400	NiTin anello per molari (nero)	2 pz.	309,59 €	22	222,00 €
RENT400-1	NiTin anello per molari (nero)	1 pz.	173,28 €	22	124,00 €
RENT500	NiTin anello per premolari (bianco)	2 pz.	309,54 €	22	222,00 €
RENT500-1	NiTin anello per premolare (bianco)	1 pz.	173,28 €	22	124,00 €
RENTYL	NiTin refill cunei misura X-Small / pack giallo	100 pz.	56,02 €	22	41,00 €
RENTBL	NiTin refill cunei misura Small / pack blu	100 pz.	56,02 €	22	41,00 €
RENTOR	NiTin refill cunei misura Medium / pack arancione	100 pz.	56,02 €	22	41,00 €
RENTGR	NiTin refill cunei misura Large / pack verde	100 pz.	56,02 €	22	41,00 €
RENTK4	NiTin Kit cunei (100 cunei per ogni misura disponibile)	400 pz.	216,44 €	22	155,00 €
RENT-DF6-8	NiTin pinza per matrici	1 pz.	47,78 €	22	35,00 €
RENT-KMN-01	NiTin Sectional Matrix Kit pack <i>Il Kit contiene:</i> - 1 Anello NiTin™ Premolari piedini lunghi (nero) - 1 Anello NiTin™ Molari standard (bianco) - 100 Matrici Full Curve tridimensionali assortite - 100 Cunei NiTin™ assortiti - 1 Pinza allarga-anelli - 1 Pinzetta per matrici	1 pz.	693,96 €	22	540,00 €
RENT-KMN-40	NiTin Sectional Matrix Mini Kit pack <i>Il Kit contiene:</i> - 1 Anello NiTin™ Premolari piedini lunghi (nero) - 1 Anello NiTin™ Molari standard (bianco) - 40 Matrici Full Curve tridimensionali assortite - 40 Cunei NiTin™ assortiti - 1 Pinza allarga-anelli	1 pz.	548,44 €	22	392,00 €
RENTM100	NiTin Matrice in metallo Full Curve prem. 4.4mm	50 pz.	87,36 €	22	62,00 €
RENTM150	NiTin Matrice in metallo Full Curve prem. 6.0mm	50 pz.	87,36 €	22	62,00 €
RENTM175	NiTin Matrice in metallo Full Curve 5.6mm	50 pz.	87,36 €	22	62,00 €
RENTM200	NiTin Matrice in metallo Full Curve 6.6mm	50 pz.	87,36 €	22	62,00 €
RENTM300	NiTin Matrice in metallo Full Curve 8.7mm	50 pz.	87,36 €	22	62,00 €
RENTMK01	NiTin Full Curve matrice Bands Kit pack	250 pz.	397,11 €	22	284,00 €
RENT-MMN-00	NiTin Sectional Matrix Trial Kit pack <i>Il Kit contiene:</i> - 1 Anello NiTin™ Premolari piedini lunghi (nero) - 1 Anello NiTin™ Molari standard (bianco) - 25 Matrici Full Curve tridimensionali assortite - 20 Cunei NiTin™ assortiti - 1 Pinza allarga-anelli		493,45 €	22	353,00 €
RENT-MRDF-100	Pinza allarga anelli Nitin	1 pz.	142,46 €	22	102,00 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2024

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
PRJT1515	Kit Ergo Starter kit 1x Bracciale Ergo, 3x spugna blu 3x spugna grigia, 2x protezioni acciaio	1 pz.	69,00 €	22	69,00 €
PRJT1508	Ergo refill 24 x spugna blu, 24x spugna grigia	1 pz.	42,00 €	22	42,00 €
PRJT2536	Plano	1 pz.	59,00 €	22	59,00 €
PRJT0093	Creo kit	1 pz.	87,00 €	22	87,00 €
PROLINE					
PROTRPAD	Protrain simulatore Endodontico	1 kit	50,50 €	22	50,50 €



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2024

CHIRURGIA



AMS DEFLUSSORI con rubinetto

Deflussori con rubinetto compatibili con i principali motori chirurgici.

Nella tabella scaricabile nell'area Download sono elencate le compatibilità.

Tutti i prodotti sono marchiati CE e FDA.



UTILIZZA UN MICROMOTORE W&H?

elenco di deflussori compatibili in funzione del modello:

Ref.:DEF6452 (1 via)	ELCOMED 100/200/IMPLANTMED
Ref.:DEF6452 (1 via)	IMPLANTMED SI 923
Ref.:DEF6452 (1 via)	IMPLANTMED SI 95
Ref.:DEF6452 (1 via)	IMPLANTMED SI 915
Ref.:DEF6452 (1 via)	ELCOMED SA-310
Ref.:DEF6452 (1 via)	DU 900
Ref.:DEF6452 (1 via)	PIEZOMED
Ref.:DEF6452 (1 via)	IMPLANTMED NEW DESIGN
Ref.:DEF6452 (1 via)	ELCOMED 200 C/SA 200
Ref.:DEF6435 (1/2 vie + R)	TUTTI I MOTORI W&H

UTILIZZA UN MICROMOTORE ANTHOGRY?

elenco di deflussori compatibili in funzione del modello:

Ref.:DEF6452 (1 via)	IMPLANTEO
Ref.:DEF6452 (1 via)	IMPLANTEO LED

UTILIZZA UN MICROMOTORE NOUVAG?

elenco di deflussori compatibili in funzione del modello:

Ref.:DEF6415 (1 via)	MD10
Ref.:DEF6415 (1 via)	MD10-S
Ref.:DEF6415 (1 via)	MD 11
Ref.:DEF6415 (1 via)	MD 20
Ref.:DEF6415 (1 via)	MD 30
Ref.:DEF6415 (1 via)	SM 12
Ref.:DEF6415 (1 via)	SEM 2
Ref.:DEF6415 (1 via)	SU 100
Ref.:DEF6415 (1 via)	CBM
Ref.:DEF6415 (1 via)	MD 700
Ref.:DEF6415 (1 via)	TCM 3000
Ref.:DEF6416 (1/2 vie + R)	MD 8000

UTILIZZA UN MICROMOTORE BIEN AIR?

elenco di deflussori compatibili in funzione del modello:

Ref.:DEF6448 (1 via)	CHIROPRO 980
----------------------	--------------

AMS DEFLUSSORI senza rubinetto

Deflussori compatibili con i principali motori chirurgici senza rubinetto.

Nella tabella scaricabile nell'area Download sono elencate le compatibilità.

Tutti i prodotti sono marchiati CE e FDA.



UTILIZZA UN MICROMOTORE NSK?

elenco di deflussori compatibili in funzione del modello:

Ref.:DEF6446 (1 via)	SURGIC XT
Ref.:DEF6446 (1 via)	SURGIC XT PLUS
Ref.:DEF6446 (1 via)	OSSOCISION
Ref.:DEF6446 (1 via)	VARIOSURG
Ref.:DEF6446 (1 via)	VARIOSURG 3
Ref.:DEF6446 (1 via)	SURGIC PRO

UTILIZZA UN MICROMOTORE DE GIORGI?

elenco di deflussori compatibili in funzione del modello:

Ref.:DEF6444 (1 via)	STERIL INTRAPLANT
Ref.:DEF6444 (1 via)	INTRAMATIC 2
Ref.:DEF6444 (1 via)	INTRAMAX PLUS
Ref.:DEF6446 (1 via)	INTRASURGERY
Ref.:DEF6446 (1 via)	INTRASURGERY 2
Ref.:DEF6407 (1 via)	WOODPECKER LED

UTILIZZA UN MICROMOTORE ACTEON?

elenco di deflussori compatibili in funzione del modello:

Ref.:DEF6448 (1 via)	SUNI MAX
Ref.:DEF6448 (1 via)	SUNI SATELEC 2000/3000
Ref.:DEF6462*	IMPLANT CENTER
Ref.:DEF6462*	IMPLANT CENTER2 LED
Ref.:DEF6462*	PIEZOTOME
Ref.:DEF6462*	PIEZOTOME 2
Ref.:DEF6462*	PIEZOTOME SOLO

Disponibili anche deflussori compatibili con i seguenti brands:

ASEPTICO, ASTRATECH, ATR, BIOSAFIN, BONART, BREDENT, DE GOTZEN, DENTUM, EMS, FIATECH, HKM, IDIEVOLUTION, FRIADENT, KYOCERA, MARIOTTI, NOBEL BIOCARE, NOVAXA, RESISTA, SAESHIN, SILFRANDENT, SIRONA, SWEDEN & MARTINA, TISSIDENTAL, STRAUMANN

SPONGOSTAN

Spugna emostatica

Emostatico riassorbibile sterile a base di spugna di gelatina di origine suina pura al 100%

La spugna di gelatina Spongostan ha una struttura porosa che non si sfalda se immersa in soluzione fisiologica. Spongostan attiva i trombociti appena il sangue entra in contatto con la matrice spugnosa. Dopo l'applicazione nel tessuto, la spugna di gelatina viene assorbita nel corso di 3-4 settimane.

Quando viene applicata su ferite cutanee o sulla mucosa, la spugna si dissolve dopo circa 3-5 giorni. Lo Spongostan® ha una capacità di assorbimento corrispondente a circa 45 volte il proprio peso, ha un pH neutro, non irrita il tessuto e non provoca reazioni allergiche.

Indicazioni: operazioni con forti emorragie non controllabili con l'emostasi convenzionale e quando è sconsigliato l'uso di materiale non assorbibile.

Estrazioni dentali con emorragie persistenti. Epistassi. Il tempo per il raggiungimento dell'emostasi è di 5-10 minuti.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 24pz. (Ref. ETMS0005)



TABOTAMP

Garza 5x7,5cm

Tabotamp è un emostatico riassorbibile sterile di origine vegetale a base di cellulosa ossidata e rigenerata.

L'efficacia emostatica di Tabotamp è associata ad una comprovata azione antibatterica verso un'ampia gamma di microorganismi gram + e gram - e ceppi batterici di varie specie.

L'emostatico Tabotamp viene utilizzato quale coadiuvante nelle procedure chirurgiche per facilitare il controllo dell'emorragia capillare, venosa e delle piccole arterie nei casi in cui la legatura o altri metodi di controllo convenzionali si dimostrino poco pratici o inefficaci.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 10 bustine
(Ref. ET1903SK)



TABOTAMP

Garza 5x1,25cm

Cellulosa ossidata e rigenerata (100% di origine vegetale).

Adatto per sanguinamenti importanti e pazienti coagulopatici.

Emostasi raggiunta in 2-3 min.

Completamente riassorbito in 7-14 gg.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 10 bustine (Ref. ET1906SK)



TOPPER 8

Garza non sterile



- Garza in tessuto non tessuto sterile, a 4 strati, piegata.
- Elevata capacità assorbente dei fluidi ematici nella cavità orale.
- Sterilizzabile in autoclave - Dimensione 5x5cm.
- Ideale per la detersione di ferite post-estrattive ed in chirurgia in generale.
- Eccellente maneggevolezza che ne semplifica l'utilizzo, minor adesione della normale garza.
- Garantiscono un maggior confort per il Paziente.
- Possono sopportare sia soluzioni acide che Basiche.
- Possono essere autoclavate.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 200 pz.
(Ref. ETM53405N/S)



TOPPER 8

Garza sterile



TOPPER 8 è sterilizzata a raggi gamma, ed ha una dimensione di 5cmx5cm.

Ha una elevata capacità assorbente dei fluidi ematici nella cavità orale.

È ideale per la detersione di ferite post-estrattive ed in chirurgia in generale.

È di eccellente maneggevolezza che ne semplifica l'utilizzo.

Presenta una totale biodegradabilità.

È confezionata in buste sterili ognuna contenente 2 garze.

Confezione

120 pezzi (60 buste da 2 garze cadauna)
(Ref. ETTS8052/N SING)



VICRYL PLUS

Sutura sintetica assorbibile

Vicryl Plus è una sutura intrecciata assorbibile antibatterica. La presenza di acido lattico e dodecanolo nel processo di sintesi garantiscono la massima resistenza tensile nei primi giorni dell'impianto.

Nella sutura è presente IRGACARE MP (forma più pura di Triclosan), agente antibatterico ad ampio spettro.

Il Triclosan crea una zona batteriostatica che non permette la colonizzazione della sutura.

Il rivestimento conferisce ottima scorrevolezza attraverso i tessuti e ideale capacità di annodamento.

La particolare struttura degli intrecci garantisce una elevata resistenza tensile ed una estrema maneggevolezza.

Calibri disponibili da 0 a 5-0

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 12 o
24 o 36 o 72 fili

(Codici vari)



VICRYL

Sutura sintetica assorbibile

Vicryl è una sutura intrecciata assorbibile versatile per le possibili applicazioni chirurgiche. La forza di tenuta sui lembi della ferita dura fino a 35gg dall'impianto. Sui piani superficiali i punti cadono spontaneamente.

La componente in stereato di calcio con cui è rivestito il filo agisce da lubrificante, riducendo il rischio di distacco e trascinamento della placca. La presenza dell'acido lattico nel processo di sintesi garantisce la massima resistenza tensile nei primi giorni d'impianto.

La particolare struttura degli intrecci garantisce una elevata resistenza tensile ed una estrema maneggevolezza.

La componente in lattice e glicolide impatta sul profilo di perdita della resistenza tensile.

Calibri disponibili da 0 a 9-0.

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 12 o
24 o 36 o 72 fili

(Codici vari)



SETA

Sutura Naturale non assorbibile

La seta è una sutura naturale intrecciata vergine ritorta non assorbibile, facile da annodare e particolarmente maneggevole.

Il processo di decerazione Perma Hand ed il trattamento True Permanizing migliorano la biocompatibilità e la resistenza all'imbibimento dei liquidi (capillarità).

Calibri disponibili da 0 a 9-0.

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 12 o
24 o 36 o 72 fili

(Codici vari)



VICRYL RAPIDE

Sutura sintetica assorbibile

Vicryl Rapide è la sutura intrecciata assorbibile a più rapida perdita di resistenza tensile. E' indicata per l'approssimazione di tessuti molli ove sia richiesto un breve supporto alla ferita.

Il trattamento con radiazioni ionizzanti conferisce alla sutura una perdita di resistenza tensile più rapida ed un processo di assorbimento più veloce. Il nuovo rivestimento conferisce alla sutura un'ottima scorrevolezza attraverso i tessuti ed un'ideale capacità di annodamento.

Determina inoltre un notevole aumento di resistenza alla trazione sul nodo in percentuale variabile a seconda dei calibri ed un migliore scivolamento-affossamento del nodo.

Dopo 5 giorni rimane il 50% della resistenza originale. Dopo 10-14 giorni la resistenza è completamente perduta.

Calibri disponibili da 0 a 8-0.

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 12 o
24 o 36 o 72 fili

(Codici vari)



ETHIBOND EXCEL

Sutura sintetica assorbibile

Ethibond Excel è la sutura intrecciata in Poliestere rivestito che sostituisce la seta in tutte le applicazioni chirurgiche in cui è consigliato l'utilizzo di un filo non assorbibile. E' biologicamente più inerte della seta, non è capillare ed è resistente alla trazione. Il rivestimento in Polibutilato impedisce l'aderenza e il deposito della placca nell'intreccio dei fili.

La morfologia dell'intreccio, unita al rivestimento di Polibutilato (unica sostanza studiata appositamente per il rivestimento di suture chirurgiche), conferisce ad Ethibond Excel caratteristiche di elevata resistenza tensile sul nodo, scorrevolezza, flessibilità, maneggevolezza, facilità di annodamento e tenuta dei nodi.

Il rivestimento in Polibutilato, agendo come lubrificante, facilita lo scorrimento, diminuendo la frizione del filo al passaggio attraverso i tessuti.

Calibri disponibili da 0 a 7-0.

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 12 o
24 o 36 o 72 fili

(Codici vari)



RIF.	MODELLI MICROMOTORI	METODO IRRIGAZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
ACTEON GROUP - SATELEC						
DEF6448	SUNI MAX	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	70,21 €	22	59,90 €
DEF6448	SUNI SATELEC 2000/3000	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	70,21 €	22	59,90 €
DEF6462	IMPLANT CENTER	Irrigazione singola 1 via Senza rubinetto c/raccordo a pompa formato rotella	10 pz.	164,22 €	22	140,90 €
DEF6462	IMPLANT CENTER 2 LED	Irrigazione singola 1 via Senza rubinetto c/raccordo a pompa formato rotella	10 pz.	164,22 €	22	140,90 €
DEF6462	PIEZOTOME	Irrigazione singola 1 via Senza rubinetto c/raccordo a pompa formato rotella	10 pz.	164,22 €	22	140,90 €
DEF6462	PIEZOTOME 2	Irrigazione singola 1 via Senza rubinetto c/raccordo a pompa formato rotella	10 pz.	164,22 €	22	140,90 €
DEF6462	PIEZOTOME SOLO	Irrigazione singola 1 via Senza rubinetto c/raccordo a pompa formato rotella	10 pz.	164,22 €	22	140,90 €
ANTHOGRYR						
DEF6452	IMPLANTEO	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
DEF6452	IMPLANTEO LED	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
ATS DENTAL SRL						
DEF6462	OMEGA IMPLANT	Irrigazione singola 1 via Senza rubinetto c/raccordo a pompa formato rotella	10 pz.	164,22 €	22	140,90 €
ASEPTICO						
DEF6446	AEU-7000E-70V	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
DEF6446	AEU-7000L-70V	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
DEF6446	AEU-6000-70V	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
DEF6446	AEU-17Bv2	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
DEF6446	AEU 260 S	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
DEF6446	AEU 707Av2	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
ASTRATECH						
DEF6452	ELCOMED 100	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità Febbraio 2023

RIF.	MODELLI MICROMOTORI	METODO IRRIGAZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
DEF6452	IMPLANTMED SI 923	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
ATR						
ATR-DEF/1	ATR PHYSIO PLUS	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
ATR-DEF/1	ATR 3000 PLUS	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
ATR-DEF/1	ATR 3000 NEW	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
ATR-DEF/1	ATR 3000 KRUGG	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
ATR-DEF/2	PER TUTTI I MODELLI ATR	Irrigazione ad 1/2 vie	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
BIEN AIR						
DEF6448	CHIROPRO 980	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	70,21 €	22	57,60 €
BIOSAFIN						
DEF6448	EASY SURGERY	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	70,21 €	22	57,60 €
DEF6448	MyTUTOR	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	70,21 €	22	57,60 €
BONART						
DEF6446	PIEZO SURGICAL SYSTEM	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
BREDENT						
DEF6404	SKY UNIT	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
DE GIORGI						
DEF6444	STERIL INTRAPLANT	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
DEF6444	INTRAMATIC 2	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
DEF6444	INTRAMAX PLUS	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
DEF6446	ULTRASURGERY	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
DEF6446	INTRASURGERY 2.0	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
DEF6407	WOODPECKER LED	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
DE GOTZEN						
DEF6462	DUAL 2000	Irrigazione singola 1 via Senza rubinetto c/raccordo a pompa formato rotella	10 pz.	164,22 €	22	140,90 €
DENTIUM						
DEF6446	ICT MOTOR	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
EMS						
DEF6448	PIEZON MASTER SURGERY	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	70,21 €	22	57,60 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità Febbraio 2023

RIF.	MODELLI MICROMOTORI	METODO IRRIGAZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
FRIATEC						
DEF6404	IMPLANTOLOGY SURGICAL UNIT	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
IDIEVOLUTION						
DEF6448	TMM2	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	70,21 €	22	57,60 €
KAVO						
DEF6453	INTRASURG 300/500/300 PLUS/ 1000/1000 AIR	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
DEF6448	MASTER SURG & EXPERT SURG	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	70,21 €	22	57,60 €
KYOCERA						
DEF6446	IMPLANTOR NEO	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
MARIOTTI						
DEF6404	MINIUNIKO	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
DEF6404	MINIUNIKO C	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
DEF6404	MINIUNIKO F	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
DEF6460	MINIUNIKO PIEZO	1/2 vie con rubinetto per la connessione della seconda linea di irrigazione al secondo c/angolo	10 pz.	81,60 €	22	69,90 €
NOBEL BIOCARE						
DEF6435	OSSEOSET 100	1/2 vie con rubinetto per la connessione della seconda linea di irrigazione al secondo c/angolo	10 pz.	81,60 €	22	69,50 €
DEF6435	OSSEOSET 200 SI-915 e SI-923	1/2 vie con rubinetto per la connessione della seconda linea di irrigazione al secondo c/angolo	10 pz.	81,60 €	22	69,50 €
DEF6435	OSSEOCARE	1/2 vie con rubinetto per la connessione della seconda linea di irrigazione al secondo c/angolo	10 pz.	81,60 €	22	69,50 €
NOUVAG						
DEF6415	MD10	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
DEF6415	MD10-S	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
DEF6415	MD 11	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
DEF6415	MD 20	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità Febbraio 2023

RIF.	MODELLI MICROMOTORI	METODO IRRIGAZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
DEF6415	MD 8000	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
DEF6415	MD 30	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
DEF6415	SM 12	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
DEF6415	SEM 2	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
DEF6415	SU 100	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
DEF6415	CBM	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
DEF6415	MD 7000	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
DEF6415	TCM 3000	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
DEF6416	MD 8000	1/2 vie con rubinetto per la connessione della seconda linea di irrigazione al secondo c/angolo	10 pz.	81,60 €	22	69,50 €
SEDEF03/N	DEF03/N	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	69,50 €
SEDEF04/N	DEF04/N	1/2 vie	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
NOVAXA						
DEF6415	NEW ASSISTANT	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
DEF6415	ASSISTANT -I-XT	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
DEF6415	ASSISTANT 2	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
NSK						
DEF6446	SURGIC XT	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
DEF6446	SURGIC XT PLUS	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
DEF6446	OSSOCISION	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
DEF6446	VARIOSURG	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
DEF6446	VARIOSURG 3	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
DEF6446	SURGIC PRO	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
RESISTA						
DEF6448	ULTRASONIC BONE SURGERY	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	70,21 €	22	59,90 €
SAESHIN						
DEF6446	TRAUS SIP 10, X-CUBE	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
DEF6446	TRAUS SUS 10	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
DEF6446	X CUBE	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità Febbraio 2023

RIF.	MODELLI MICROMOTORI	METODO IRRIGAZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
SILFRADENT						
DEF6448	SURGYBONE	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	70,21 €	22	59,90 €
DEF6448	ACROBONE	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	70,21 €	22	59,90 €
DEF6448	EASYBONE (VECCHIO MODELLO)	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	70,21 €	22	59,90 €
DEF6448	EASYBONE 4	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	70,21 €	22	59,90 €
SIRONA						
DEF6404	DENTAL UNIT TENEO	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
SWEDEN & MARTINA						
DEF6409	HERACLE DEF	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
DEF6407	SPIN-DEF	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
DEF6407	XO OSSEO SYSTEM	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
DEF6446	IMPLA 6000/7000	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
TISSI DENTAL						
DEF6444	IMPLAMAX	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
W&H						
DEF6452	ELCOMED 100 / 200 / IMPLANTMED	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
DEF6452	IMPLANTMED SI 923	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
DEF6452	IMPLANTMED SI 95	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
DEF6452	IMPLANTMED SI 915	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
DEF6452	ELCOMED SA - 310	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
DEF6452	DU 900	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
DEF6452	PIEZOMED	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
DEF6452	IMPLANTMED NEW DESIGN	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
DEF6452	ELCOMED 200 C/SA200	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
DEF6435	PER TUTTI I MODELLI W&H	1/2 vie con rubinetto per la connessione della seconda linea di irrigazione al secondo c/angolo	10 pz.	81,60 €	22	69,50 €
STRAUMANN						
DEF6415	ZIMMER DENTAL	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità Febbraio 2023

RIF.	MODELLI MICROMOTORI	METODO IRRIGAZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
DEF6415	LIFECORE	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
DEF6415	CENTRAL PLUS-INNOVACORP	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	57,60 €
ESACROM						
DEF6448	SURGERYSONIC I	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	70,21 €	22	59,60 €
DEF6448	SURGERYSONIC II	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	70,21 €	22	59,60 €
DEF6448	SURGERYSONIC MOTO	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	70,21 €	22	59,60 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità Febbraio 2023

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
MEDICAZIONI:					
ETM53405N/S	TOPPER 8 - garze - non sterili Medicazione prepiegata 4 strati 5x5 1 dispenser da 200 medicazioni	1 pz.	10,30 €	22	8,90 €
ETTS8052/N SING	TOPPER 8 - garze - sterili Medicazione prepiegata 4 strati 5x5 1 dispenser da 60 buste da 2 pz. cad.	1 pz.	35,35 €	22	29,90 €



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità Febbraio 2023

IGIENE ORALE E SBIANCAMENTO



■ COLLUTORIO DENTOSAN

con clorexidina 0,20%

Il collutorio Dentosan con clorexidina 0,20% assicura una completa igiene orale inibendo lo sviluppo dei batteri che formano la placca. Grazie alla sua elevata sostantività, la Clorexidina favorisce l'igienizzazione del cavo orale per un tempo prolungato, particolarmente importante in questo periodo, favorendo l'igiene della bocca (punto di ingresso di microrganismi patogeni all'interno del corpo).

MODALITÀ D'USO

Effettuare 1 sciacquo per circa 60 secondi con 1 cucchiaino di prodotto non diluito (10 ml). Se ne consiglia l'uso non più di 2 volte al giorno, preferibilmente la mattina e la sera dopo i pasti per circa una settimana, salvo diverso consiglio del medico. Si consiglia dopo l'utilizzo di Dentosan Collutorio Trattamento Intensivo di non assumere cibo o bevande per almeno 30 minuti.

CONFEZIONAMENTO:

COLLUTORIO DENTOSAN con clorexidina 0,20% - (Ref. REC11028150)
n.6 flaconi da 1L + 1 erogatore

COLLUTORIO DENTOSAN con clorexidina 0,20% - (Ref. REC11028170)
n.1 tanica da 5L



■ GEL PARODONTALE DENTOSAN

Gel coadiuvante intensivo antiplacca con clorexidina digluconato 0,50%,

Gel coadiuvante intensivo antiplacca, con beccuccio dosatore per applicazioni localizzate.

Contiene clorexidina digluconato 0,50%, nota per la sua azione preventiva e disgregante della placca batterica.

La clorexidina è nota per la sua specifica azione preventiva e disgregante della placca batterica e la sua spiccata capacità di fissarsi a lungo sulle gengive e sullo smalto dei denti assicurando il controllo dell'accumulo di placca nel tempo.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. di Dentosan Gel Parodontale 30ml

(Ref. REC11029300)



■ ALOVEX PROTEZIONI MANI

Igienizzante mani

Alovex Protezione mani deterge le mani igienizzandole in breve tempo grazie alla sua soluzione con alcool al 70%. Grazie ad Aloe vera e Pantenolo lascia le mani morbide ed idratate.

Caratteristiche

- Alcool al 70% in linea con le indicazioni OMS per la detersione e l'igiene delle mani in assenza di acqua e sapone.
- ALOE VERA: L'Aloe (Aloe Barbadensis) gel, estratto Biologico certificato, ha considerevoli proprietà lenitive poiché idrata e protegge la pelle quando è secca e soggetta a detersione frequente.
- PANTENOLO: Il Pantenolo (Provitamina B5) grazie alla sua azione idratante, lenitiva ed emolliente protegge la pelle mantenendola morbida ed elastica. Previene la secchezza mantenendo equilibrato il film idrolipidico cutaneo. Ha un effetto calmante in caso di pelle arrossata o irritata.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 500ml

(Ref. REC1101980)



■ Lampada Zoom Whitespeed Led Lampada Led per lo sbiancamento professionale

Lampada a Led per lo sbiancamento professionale che si contraddistingue non solo per la tecnologia ma anche per la massima mobilità e facilità di stoccaggio.

Caratteristiche:

- Luce a led blu ad altissima intensità, con durata di 50.000 ore;
- Intensità della luce variabile grazie alla funzione "Intensity" che permette di aumentare o ridurre la potenza della luce emessa all'inizio ed addirittura durante lo svolgimento del trattamento;
- Manopole a scatto che permettono una regolazione controllata sia del braccio che della testata, entrambi totalmente snodabili;
- Impugnatura ergonomica;
- Ruote girevoli e provviste di bloccaggio direzionale.



CONFEZIONAMENTO

n.1 Lampada Zoom Whitespeed a Led
(Ref. ZME3000)

■ Zoom Chairside Whitening kit 6% Gel al perossido di idrogeno + DayWhite 6%

Indicato per lo sbiancamento dei denti naturali con trattamento ambulatoriale ed attivazione tramite lampada a luce LED. Il trattamento prevede anche l'utilizzo domiciliare diurno con specifico gel DayWhite in concentrazione al 6%. Il gel agisce immediatamente grazie alla reazione foto-Fenton di perossido e ferro.

CONFEZIONAMENTO (kit per 2 pazienti) - (Ref. ZMZME2691)

n.1 conf. composta da:

- » n.4 Siringhe di gel Zoom 6% da 2,4 ml cad.
- » n.2 Siringhe da 2,4 ml cad Take Home gel Day White 6%
- » n.2 Retrattori labiali IsoPrep®
- » n.2 Whitening Accelerator PH Booster
- » n.2 fogli vinile
- » n.1 porta mascherina
- » n.2 Guide Light

» n.2 Tray monopaziente ciascuno contenente:

Siringa Liquidam da 2.9g, Cannula di aspirazione chirurgica, Olio di vitamina E, Rulli di cotone, garze e materiale isolante, Pennellini vari



■ Zoom Chairside Whitening kit 25% Gel al perossido di idrogeno

L'efficace e rapido effetto sbiancante del gel Zoom associato alla lampada è il risultato della reazione PHOTO-FENTON di perossido e ferro: il perossido reagisce con il ferro e produce radicali idrossili.

La reazione con l'energia emessa dalla lampada WHITESPEED rinnova il ferro ciclicamente continuando a produrre radicali idrossili e quindi migliorando i risultati dello sbiancamento.

Clinicamente provato per uno sbiancamento fino ad 8 tonalità in 45 minuti.

CONFEZIONAMENTO (kit per 2 pazienti) - (Ref. ZMZME2667)

n.1 conf. composta da:

- » n.2 Siringhe di gel Zoom da 4,6 g cad.
- » n.2 Retrattori labiali IsoPrep®
- » n.2 Guide Light
- » n.2 Siringhe di Relie® ACP gel da 2,4 g
- » n.2 Tray monopaziente ciascuno contenente:

Siringa Liquidam da 2.9g, Cannula di aspirazione chirurgica, Olio di vitamina E, Rulli di cotone, garze e materiale isolante, Pennellini vari



■ Zoom Chairside Whitening kit 6% Gel al perossido di idrogeno + NiteWhite 16%

Indicato per lo sbiancamento dei denti naturali con trattamento ambulatoriale ed attivazione tramite lampada a luce LED. Il trattamento prevede anche l'utilizzo domiciliare diurno con specifico gel DayWhite in concentrazione al 6%. Il gel agisce immediatamente grazie alla reazione foto-Fenton di perossido e ferro.

CONFEZIONAMENTO (kit per 2 pazienti) - (Ref. ZMZME2691)

n.1 conf. composta da:

- » n.4 Siringhe di gel Zoom 6% da 2,4 ml cad.
- » n.2 Siringhe da 2,4 ml cad Take Home gel NiteWhite 16% perossido di idrogeno
- » n.2 Retrattori labiali IsoPrep®
- » n.2 Whitening Accelerator PH Booster
- » n.2 fogli vinile
- » n.1 porta mascherina
- » n.2 Guide Light

» n.2 Tray monopaziente ciascuno contenente:

Siringa Liquidam da 2.9g, Cannula di aspirazione chirurgica, Olio di vitamina E, Rulli di cotone, garze e materiale isolante, Pennellini vari



■ NiteWhite gel 16% / 10% con ACP Sbiancante notturno

I prodotti NiteWhite® ACP a base di perossido di carbamide 10% e 16%, si distinguono per contenere nitrato di potassio, fluoruro e fosfato di calcio amorfo (ACP). Permette di ottenere sia un sorriso decisamente brillante sia di riparare lo smalto, ridurre la sensibilità e prolungare l'effetto sbiancante nel tempo.

Il kit contiene tutto il necessario per effettuare il trattamento domiciliare completo (18 trattamenti diurni 15-30 minuti 2 volte al giorno) in modo semplice e sicuro

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. composta da:

- » n.6 Siringhe da 2,4 g con ACP
- » n.2 Fogli di Vinile
- » n.1 Porta Mascherina
- » n.1 Scala Colori
- » Istruzioni d'uso

NiteWhite 10 % (Ref. ZM881073411290)
NiteWhite 16 % (Ref. ZM881073911290)



■ DayWhite gel 6% con ACP Sbiancante domiciliare diurno

DayWhite® ACP a base di perossido di idrogeno 6% si distingue per contenere nitrato di potassio, fluoruro e fosfato di calcio amorfo (ACP).

Questa nuova formula brevettata permette di ottenere sia un sorriso decisamente brillante sia di riparare lo smalto, ridurre la sensibilità e prolungare l'effetto sbiancante nel tempo.

Il kit contiene tutto il necessario per effettuare il trattamento domiciliare completo (18 trattamenti diurni 15-30 minuti 2 volte al giorno) in modo semplice e sicuro

CONFEZIONAMENTO - (Ref. ZM881073011290)

n.1 conf. composta da:

- » n.6 Siringhe da 2,4 g con ACP
- » n.2 Fogli di Vinile
- » n.1 Porta Mascherina
- » n.1 Scala Colori
- » Istruzioni d'uso



■ **PROTECTIVECLEAN 4300 TRIAL** Spazzolino elettrico

Lo spazzolino elettrico Protective Clean 4300 Trial è lo strumento migliore per testare la tecnologia sonora e le varie testine disponibili nella gamma Sonicare.

Migliora le condizioni delle gengive

Le innumerevoli setole di alta qualità garantiscono uno spazzolamento ultra delicato in grado di rimuovere la placca lungo il bordo gengivale, per migliorare la salute delle gengive fino al 100% in più rispetto a uno spazzolino manuale. Inoltre la punta curva raggiunge anche i denti in fondo alla bocca.

Progettato su misura per il tuo paziente

Abituarsi a qualcosa di nuovo può richiedere un po' di tempo. Ecco perché il programma Easy-Start offre ai pazienti la possibilità di un graduale, ma delicato, aumento della potenza di pulizia per i primi 14 usi del loro nuovo spazzolino.

Timer utili

Il QuadPacer permette ai pazienti di sapere quando hanno dedicato il tempo giusto alla pulizia di ogni parte del cavo orale, mentre la funzione Smartimer indica loro quando sono trascorsi i due minuti consigliati per la pulizia.

Tecnologia innovativa

La tecnologia sonora avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle setole rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana. Connette inoltre il manico dello spazzolino intelligente alle testine.

La versione Trial permette di testare n° 3 testine diverse - G3 Premium Gum Care, InterCare standard, W2C Optimal white mini.

Base di ricarica usb

Batteria al litio - Garanzia 2 anni

(Ref. SCHX6848/98)



■ **SERIE 2100** Spazzolino elettrico

La tecnologia sonora, combinata all'azione di pulizia, offre una rimozione delicata della placca 3 volte superiore a uno spazzolino manuale. Le potenti vibrazioni delle setole guidano le microbollicine in profondità tra i denti e lungo il bordo gengivale.

Le 31.000 movimenti al minuto dello spazzolino puliscono delicatamente i denti, dissolvono la placca e rimuovono per una pulizia quotidiana eccezionale.

Sicuro e delicato

Lo spazzolino Sonicare offre una pulizia accurata senza essere aggressivo su denti e gengive. Le vibrazioni soniche, delicate ma potenti, assicurano una pulizia eccezionale e allo stesso tempo delicata su denti e gengive.

Progettato su misura per il tuo paziente

Grazie al design compatto, leggero ed ergonomico, lo spazzolino è facile da impugnare e da utilizzare, in modo da ottenere una pulizia straordinaria senza sforzi.

Addio adattatore. Benevenuta USB.

Gli adattatori di alimentazione possono sembrare piccoli, ma complessivamente le loro plastiche hanno un impatto enorme sull'ambiente. Passando al caricatore USB nei modelli Philips Sonicare serie 1000-4000, è possibile utilizzare fino a 189.210 kg di plastica in meno ogni anno.

Tecnologia innovativa

Le potenti vibrazioni delle setole guidano le microbollicine in profondità tra i denti e lungo il bordo gengivale, per un'esperienza rinfrescante. In soli 2 minuti otterrai l'equivalente di due mesi di spazzolamento manuale. ** 31.000 movimenti al minuto dello spazzolino puliscono delicatamente i denti, dissolvono la placca e la rimuovono per una pulizia quotidiana eccezionale.

Batteria al litio a lunga durata (14 giorni) e adattatore di alimentazione usb.

Garanzia 2 anni.

(Ref. SCHX3651/13) WHITE, (Ref. SCHX3651/11) SUGAR ROSE, (Ref. SCHX3651/12) LIGHT BLUE



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
REC11028150	COLLUTORIO DENTOSAN 6 lt	1 pz.	60,21 €	22	55,90 €
REC11029300	GEL PARODONTALE DENTOSAN	1 pz.	6,90 €	22	6,50 €
REC1101980	ALOVEX PROTEZIONE MANI 500ml	1 pz.	8,92 €	22	8,30 €
RECREC11028170	COLLUTORIO DENTOSAN TANICA 5lt	1 pz.	40,51 €	22	37,50 €



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2024

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
KIT PER SBIANCAMENTO PROFESSIONALE					
ZME3000	Lampada Whitespeed a LED per sbiancamento alla poltrona	1 pz.	3.302,90 €	22	2.939,00 €
ZMZME2667	Zoom Chairside Whitening Kit in gel al 25% per lampade Zoom 4 Arcate <ul style="list-style-type: none"> n.2 Siringhe di gel Zoom da 4,6 g. cad. (Perossido di idrogeno 25%) n.2 Retrattori labiali IsoPrep® n.2 Guide Light n.2 Siringhe di desensibilizzante Relief ACP gel da 2,4 g. cad. n.2 Tray Monopaziente (diga liquida, cannula di aspirazione chirurgica, olio di vitamina E, rulli di cotone, garze e materiale isolante) Istruzioni d'uso figurative 	1 pz.	267,00 €	22	242,00 €
ZMZME2692	Zoom Chairside Whitening Kit in gel al 6% per lampade Zoom 4 Arcate <p>Non necessita di refrigerazione</p> <ul style="list-style-type: none"> n.4 Siringhe di gel Zoom da 2,4 ml. cad. (Perossido di idrogeno 6%) n.2 Retrattori labiali IsoPrep® n.2 Siringhe Take Home DayWhite 6% da 2,4 ml. n.2 Whitening Accelerator PH Booster n.2 Fogli di Vinile n.1 Portamascherine n.2 Guide Light n.2 Tray Monopaziente (diga liquida, cannula di aspirazione chirurgica, olio di vitamina E, rulli di cotone, garze e materiale isolante, istruzioni d'uso figurative) 	1 pz.	267,00 €	22	242,00 €
ZMZME2691	Zoom Chairside Whitening Kit in gel al 6% per lampade Zoom 4 Arcate <p>Non necessita di refrigerazione</p> <ul style="list-style-type: none"> n.4 Siringhe di gel Zoom da 2,4 ml. cad. (Perossido di idrogeno 6%) n.2 Retrattori labiali IsoPrep® n.2 Siringhe Take Home NiteWhite 16% da 2,4 ml. n.2 Whitening Accelerator PH Booster n.2 Fogli di Vinile n.1 Portamascherine n.2 Guide Light n.2 Tray Monopaziente (diga liquida, cannula di aspirazione chirurgica, olio di vitamina E, rulli di cotone, garze e materiale isolante, istruzioni d'uso figurative) 	1 pz.	267,00 €	22	242,00 €
ACCESSORI PER SBIANCAMENTO PROFESSIONALE					
ZMPVE1602	Desensibilizzante Relief ACP n.4 siringhe da 2,4 g. cad.	1 pz.	37,75 €	22	25,90 €
ZME2010	Occhiali protettivi	1 pz.	27,86 €	22	25,90 €
ZME2673	Retrattore Universal per labbra e lingua Misura: medium, large - Colore blu	box da 3	46,00 €	22	24,90 €
ZME2674	Retrattore Small per labbra e lingua Misura: small, medium - Colore grigio	box da 3	46,00 €	22	24,90 €
ZM15-1638	Fogli termoplastici per mascherine	box da 6	46,00 €	22	25,90 €
ZM15-1627	Portamascherine	1 pz.	6,90 €	22	6,50 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2024

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
KIT PER SBIANCAMENTO DOMICILIARE - CON FLUORO					
ZM881073411290*	NiteWhite Excel 3 ACP con perossido di carbammide in gel al 10% Per sbiancamento domiciliare notturno con nuova formula: minore sensibilità e gusto fresco alla menta n.6 siringhe da 2,4 g. cad. complete di n.6 puntali miscelatori ** - 18 arcate	1 pz.	77,84 €	22	69,90 €
ZM881073911290*	NiteWhite Excel 3 ACP con perossido di carbammide in gel al 16% Per sbiancamento domiciliare notturno con nuova formula: minore sensibilità e gusto fresco alla menta n.6 siringhe da 2,4 g. cad. complete di n.6 puntali miscelatori ** - 18 arcate	1 pz.	77,84 €	22	69,90 €
ZM881073011290*	DayWhite Excel 3 ACP con perossido di idrogeno in gel al 6% Per sbiancamento domiciliare diurno con nuova formula: minore sensibilità e gusto fresco alla menta n.6 siringhe automiscelanti da 2,4 g. cad. complete di n.6 puntali miscelatori ** - 18 arcate	1 pz.	77,84 €	22	69,90 €
	* Prodotti conformi alla normativa EU ** Ogni confezione contiene: <ul style="list-style-type: none"> • pochette • n.2 fogli in vinile • Porta-mascherina • Scala colori • Istruzioni d'uso 				



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2024

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
SCHX6848/98	PROTECTIVE CLEAN 4300 TRIAL <i>Modalità BrushSync per una sempre corretta modalità ed intensità di utilizzo che segnala quando sostituire la testina</i> <i>Sensore di pressione che avvisa quando viene esercitata una pressione eccessiva</i> <i>Testina W2c Optimal White mini + n. 1 Testina G3 Premium Gum Care + n. 1 Testina InterCare standard</i> <i>Base di ricarica usb</i> <i>Batteria al litio - Garanzia 2 anni</i>	1 pz.	65,00 €	22	65,00 €
SCHX6483/52	PROTECTIVE CLEAN 4700 DISPENSE <i>Modalità Clean e Gum Care, per una pulizia extra a potenza ridotta per poter massaggiare delicatamente le gengive</i> <i>Programma Easy start per un graduale ma delicato aumento della potenza di pulizia per i primi 14 usi del nuovo spazzolino</i> <i>Modalità BrushSync per una sempre corretta modalità ed intensità di utilizzo che segnala quando sostituire la testina</i> <i>Testina C3 Premium Plaque Defence + n. 1 testina G3 Premium Gum Care + n. 1 testina W2c Optimal White mini</i> <i>Base di ricarica usb</i> <i>Batteria al litio - Garanzia 2 anni</i>	1 pz.	143,00 €	22	143,00 €
SCHX6807/24	PROTECTIVE CLEAN 4300 <i>Modalità BrushSync per una sempre corretta modalità ed intensità di utilizzo che segnala quando sostituire la testina</i> <i>Sensore di pressione che avvisa quando viene esercitata una pressione eccessiva</i> <i>Testina W2c Optimal White</i> <i>Base di ricarica usb</i> <i>Batteria al litio - Garanzia 2 anni</i>	1 pz.	94,90 €	22	94,90 €
SCHX6352/42	SONICARE FOR KIDS - PINK	1 pz.	94,90 €	22	94,90 €
SCHX6322/04	SONICARE FOR KIDS - BLUE <i>App interattiva che guida i bambini a scoprire come lavarsi i denti</i> <i>8 divertenti adesivi per personalizzare lo spazzolino</i> <i>1 Testina Sonicare for kids standard + 1 Testina Sonicare for Kids mini</i> <i>Base di ricarica usb</i> <i>Batteria al litio</i>	1 pz.	73,50 €	22	73,50 €
SCHX3651/11	SERIE 2100 - SUGAR ROSE	1 pz.	42,50 €	22	42,50 €
SCHX3651/12	SERIE 2100 - LIGHT BLUE	1 pz.	42,50 €	22	42,50 €
SCHX3651/13	SERIE 2100 - WHITE <i>Modalità Clean per un'eccezionale pulizia quotidiana</i> <i>Funzione SmartTimer e QuadPacer ti guidano nello spazzolare i denti per il tempo consigliato</i> <i>Base di ricarica usb</i> <i>Batteria al litio - Garanzia 2 anni</i>	1 pz.	42,50 €	22	42,50 €
SCHX9911/94	DIAMOND CLEAN 9000 ROSEGOLD	1 pz.	267,00 €	22	267,00 €
SCHX9911/09	DIAMOND CLEAN 9000 BLACK	1 pz.	267,00 €	22	267,00 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2024

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
SCHX9911/27	DIAMOND CLEAN 9000 WHITE 4 modalità di pulizia - 3 intensità Modalità BrushSync per una sempre corretta modalità ed intensità di utilizzo che segnala quando sostituire la testina Programma Easy start per un graduale ma delicato aumento della potenza di pulizia per i primi 14 usi del nuovo spazzolino Testina C3 Premium Plaque Defence inclusa Sensore di pressione integrato Base di ricarica usb con custodia Batteria al litio - Garanzia 2 anni	1 pz.	267,00 €	22	267,00 €
SCHX3806/31	CORDLESS POWERFLOSSER - Bianco	1 pz.	119,90 €	22	119,90 €
SCHX3806/33	CORDLESS POWERFLOSSER - Nero Tecnologia Quad Stream per una pulizia interdentale più rapida ed efficace. I delicati impulsi d'acqua ti guidano da un dente all'altro nella Modalità pulizia profonda per una pulizia accurata ogni volta. 2 modalità di pulizia interdentale, 3 intensità. Ricarica universale rapida con cavo USB-C. Serbatoio da 250 ml semplice da riempire	1 pz.	119,90 €	22	119,90 €
SCHX6052/07	TESTINE SENSITIVE La testina Philips Sonicare S Sensitive è perfetta per la pulizia di denti e gengive sensibili e doloranti. Pulizia efficace e delicata sulle gengive	2pz	20,00 €	22	20,00 €
SCHX6042/33	TESTINE FORKIDS 3+	2pz	19,90 €	22	19,90 €
SCHX6042/33	TESTINE FORKIDS 7+	2pz	17,00 €	22	17,00 €
SCHX6062/10	TESTINE OPTIMAL WHITE	2pz	24,00 €	22	24,00 €
SCHX9042/42	TESTINE PREMIUM C3 PLAQUE DEFENSE	2pz	36,00 €	22	36,00 €
SCHX9052/17	TESTINE G3 PREMIUM GUM CARE	2pz	36,00 €	22	36,00 €
SCHX9062/17	TESTINE W3 PREMIUM WHITE	2pz	30,00 €	22	30,00 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2024

PHARMA



■ Pject® Aghi per anestesia

Aghi per uso dentale con cono filettato standard europeo per siringhe tubofiala, sterilizzati a raggi gamma, siliconati, monouso. Il punto di saldatura che unisce il cappuccio al protettore garantisce il mantenimento della sterilità dell'ago.


- Punta a triplice affilatura trattata per un effetto anticooring
- Indicazione sul cono dell'orientamento della punta
- Con protettore e cappuccio posteriore a tenuta

Formati disponibili

27G x 36mm - (Ref. SPV17180) - Colore grigio
 30G x 12mm - (Ref. SPV17181) - Colore giallo
 30G x 21mm - (Ref. SPV17182) - Colore giallo
 30G x 25mm - (Ref. SPV17183) - Colore giallo
 30G x 16mm - (Ref. SPV17184) - Colore giallo

CONFEZIONAMENTO

Conf. da 100 aghi monouso



■ Sodio Cloruro 0,9% Salf Prodotto medicale per iniezione con A.I.C.

Sacche di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0.9%).

INFORMAZIONI CLINICHE

Allestimento di preparazioni iniettabili.

POSOLOGIA E MODO DI SOMMINISTRAZIONE

Utilizzare per soluzioni, diluizioni o sospensioni estemporanee di medicinali iniettabili o di altre preparazioni sterili. Scegliere il volume da impiegare in base alle esigenze di diluizione della preparazione iniettabile.

Per informazioni complete sul prodotto scarica l'RCP nella sezione download del sito.

CONFEZIONAMENTO

250 ml - n.20 sacche 250ml - (Ref. PHF250SD)
 500 ml - n.15 sacche 500ml - (Ref. PHF500SD)
 1000 ml - n.10 sacche 1000ml - (Ref. PHF1000SD)



■ Sodio Cloruro 0,9% Galenica senese soluzione fisiologica in sacche di classe II A

Soluzione sterile, apirogena, isotonica di classe IIA è indicata per irrigazioni e lavaggi dentali. Il prodotto è infatti concepito per il raffreddamento degli strumenti chirurgici rotanti durante gli interventi di chirurgia implantare.

Dopo l'intervento chirurgico la soluzione può inoltre essere usata per eliminare sangue e frammenti di tessuto, per lavaggio e irrigazione di ferite.

Può essere inoltre utilizzata per la disinfezione di strumenti medico-chirurgici termosensibili.

CONFEZIONAMENTO

250ml - n.20 sacche 250ml
 (Ref. PHF250GS)
 500ml - n.15 sacche da 500ml
 (Ref. PHF500GS)
 1000ml - n.10 sacche 1000ml
 Ref. PHF1000GS)



■ Pericid Essential soluzione liquida 1,5ml pronta all'uso

Pericid Essential rappresenta un'evoluzione del precedente prodotto Pericid Impl - sempre della linea Simit Pharma - e presenta molteplici vantaggi e benefici. E' indicato per il trattamento delle tasche parodontali, prevenzione e trattamento della parodontite al fine di arrestarne la progressione, lesioni post estrattive e protezione di ferite e siti chirurgici.


La presenza di oli essenziali, a rilascio prolungato, lo rende ideale per applicazioni topiche, attivo contro batteri GRAM⁺ e GRAM⁻ aerobi e anaerobi.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. contiene:

- n.1 Flacone Liquido: 1,5 ml
- n.1 Siringa sterile
- n.1 Ago erogatore a punta smussa

(Ref. PHFITD021ID1)



■ Sodio Cloruro 0,9% Kabipac soluzione fisiologica in flaconi di Polietilene con A.I.C.

Nuovo flacone in polietilene, sicurezza ed efficienza al meglio 100%. Nessun additivo.

Prodotto medicale per iniezione identificato dal codice A.I.C., inoltre è caratterizzato da un innovativo e unico sistema DuoCap: n.2 porte (porta di infusione e porta di additivazione) ben identificate, separate, protette e con dimensioni diverse; n.2 sigilli twist-off (membrane protette, porte sterili, facile rimozione dei sigilli, evidenza immediata dell'integra porta).

Il flacone Kabipac è altamente ecologico.

Oltre ad essere realizzato al 100% in polietilene (PE).

Non rilascia diossina durante l'incenerimento (soltanto anidride carbonica e acqua) e non c'è nessun rischio di tossicità da DEHP.

Per informazioni complete sul prodotto scarica l'RCP nella sezione download del sito.

CONFEZIONAMENTO

250 ml - n.20 flaconi 250ml - (Ref. PHF250KP)
 500 ml - n.20 flaconi 500ml - (Ref. PHF500KP)



Orabloc® Needlestick Safety System

Il rivoluzionario sistema Pierrel di protezione che consente di evitare punture accidentali al personale sanitario con aghi potenzialmente infetti. Il re-incappucciamento dell'ago dopo l'uso è la causa più frequente di punture accidentali, le cui conseguenze comportano indagini cliniche per gli operatori sanitari, fino alla quarantena.

Sistema di sicurezza adatto a tutti i tipi di ago per uso medico ed utilizzabile in tutti i settori sanitari: Odontoiatria, Veterinaria, Pediatria, Ospedale, Chirurgia ambulatoriale, Chirurgia cosmetica, Cure domiciliari.

VANTAGGI

- Semplice da usare
- Sicuro ed economico
- Fino a 100 iniezioni protette
- Idoneo per ogni tipo di ago

CONFEZIONAMENTO - (Ref. PI20201212)

n.1 conf da 100 pz.



Articaina con adrenalina Pierrel 40 mg/ml + 10 microgrammi/ml soluzione iniettabile

- Anestesia in 1-3 minuti circa.
- Durata dell'anestesia pulpale di 1 ora circa (45-75 min)
- Soluzione iniettabile indicata per interventi complessi che richiedono ad esempio omeostasi pronunciata.
- Tubofiale sigillate individualmente nel blister per massima protezione del vetro e per garantire l'integrità della confezione fino all'utilizzo.
- Stabile 24 mesi a temperatura ambiente.
- Processo di produzione in asepsi.
- Gli anestetici Pierrel sono prodotti in Italia ed esportati in tutto il mondo.

Ogni ml di soluzione contiene:

- Articaina cloridrato – 40,00 mg
- Adrenalina tartrato – 18,20 mg equivalenti a 10 mg di adrenalina

Per informazioni complete sul prodotto richiedici l'RCP.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 100 tubofiale
(Ref. PI32200010)



Articaina con adrenalina Pierrel 40 mg/ml + 5 microgrammi/ml soluzione iniettabile

- Anestesia in 1-3 minuti circa.
- Durata dell'anestesia pulpale di 1 ora circa (45-75 min)
- Soluzione iniettabile indicata per interventi complessi che richiedono ad esempio omeostasi pronunciata.
- Tubofiale sigillate individualmente nel blister per massima protezione del vetro e per garantire l'integrità della confezione fino all'utilizzo.
- Stabile 24 mesi a temperatura ambiente.
- Processo di produzione in asepsi.
- Gli anestetici Pierrel sono prodotti in Italia ed esportati in tutto il mondo.

Ogni ml di soluzione contiene:

- Articaina cloridrato – 40,00 mg
- Adrenalina tartrato – 9,10 mg equivalenti a 5 mg di adrenalina

Per informazioni complete sul prodotto richiedici l'RCP.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 100 tubofiale
(Ref. PI32200020)



Mepivacaina Pierrel Mepivacaina 30 mg/ml soluzione iniettabile

- Anestesia rapida (2-3 minuti).
- Anestesia prolungata nel tempo (130-160 minuti).
- La Mepivacaina non possiede proprietà vasodilatatrici e ciò ne permette l'uso anche senza vasocostrittore nei casi in cui questo è controindicato.
- Utile nel trattamento di quei soggetti nei quali è controindicato il vasocostrittore: gravi ipertesi, coronaropatici, diabetici.
- Periodo di validità: 3 anni.
- Processo di produzione in asepsi.
- Gli anestetici Pierrel sono prodotti in Italia ed esportati in tutto il mondo.

Ogni ml di soluzione contiene:

- Mepivacaina 30 mg/ml soluzione iniettabile

Per informazioni complete sul prodotto richiedici l'RCP.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 100 tubofiale
(Ref. PI32200040)



Mepivacaina con adrenalina Pierrel 20 mg/ml con adrenalina 1:100.000 soluzione iniettabile

- Anestesia rapida (2-3 minuti).
- Anestesia prolungata nel tempo (130-160 minuti).
- La Mepivacaina non possiede proprietà vasodilatatrici e ciò ne permette l'uso anche senza vasocostrittore nei casi in cui questo è controindicato.
- Particolarmente indicata nei casi in cui si desidera ischemia assoluta nella regione anestetzata per un periodo prolungato.
- Periodo di validità: 3 anni.
- Processo di produzione in asepsi.
- Gli anestetici Pierrel sono prodotti in Italia ed esportati in tutto il mondo.

Ogni ml di soluzione contiene:

- Mepivacaina HCl 20,00 mg
- Adrenalina bitartrato 18,20 mcg equivalenti a mcg 10 di adrenalina

Per informazioni complete sul prodotto richiedici l'RCP.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 100 tubofiale
(Ref. PI32200030)



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
PI32200010	ARTICAINA 40 mg/ml + Adr. 1:100.000 - (Conf. 100 tubofiale da 1,8ml)	1 pz.	59,69 €	10	56,60 €
PI32200020	ARTICAINA 40 mg/ml + Adr. 1:200.000 - (Conf. 100 tubofiale da 1,8ml)	1 pz.	59,69 €	10	56,60 €
PI32200030	MEPIVACAINA 20 mg/ml + Adr. 1:100.000 - (Conf. 100 tubofiale da 1,8ml)	1 pz.	59,69 €	10	56,60 €
PI32200040	MEPIVACAINA 30 mg/ml senza vasocostrittore - (Conf. 100 tubofiale da 1,8ml)	1 pz.	59,69 €	10	56,60 €
PI20201212	ORABLOC dispositivo di protezione aghi - (Conf. 100 pz.)	1 pz.	32,71 €	22	30,90 €



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2024

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
ITD021ID1	PERIODICID ESSENTIAL - Soluzione filmogena a base di olii essenziali indicata per il trattamento delle tasche paradontali Contenuto della confezione: « n.1 Flacone Liquido: 1,5 ml di soluzione liquida « n.1 Siringa sterile « n. 1 Ago erogatore a punta smussa	1 pz.	74,28 €	22	71,11 €
ITD018IA12	N5 - Sodio ipoclorito al 5% in cloro attivo Contenuto della confezione: n.1 Flacone da 250 ml	1 pz.	16,88 €	22	14,48 €
SPV17180	PJECT - Ago dentale per anestesia - Formato 27Gx36 Conf. da 100 pz	1 pz.	10,00 €	22	10,00 €
SPV17181	PJECT - Ago dentale per anestesia - Formato 30Gx12 Conf. da 100 pz	1 pz.	10,00 €	22	10,00 €
SPV17182	PJECT - Ago dentale per anestesia - Formato 30Gx21 Conf. da 100 pz	1 pz.	10,00 €	22	10,00 €
SPV17183	PJECT - Ago dentale per anestesia - Formato 30Gx25 Conf. da 100 pz	1 pz.	10,00 €	22	10,00 €
SPV17184	PJECT - Ago dentale per anestesia - Formato 30Gx16 Conf. da 100 pz	1 pz.	10,00 €	22	10,00 €



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2024

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
KABIPAC: SOLUZIONE FISIOLÓGICA IN FLACONI DI POLIETILENE CON A.I.C.					
PHF250KP	SODIO CLORURO 0,9% Pe-Kabipac - 250 ml - Conf. da 20 fl.	1 pz.	52,17 €	10	49,90 €
PHF500KP	SODIO CLORURO 0,9% Pe-Kabipac - 500 ml - Conf. da 20 fl.	1 pz.	63,20 €	10	59,90 €
GALENICA SENESE: SOLUZIONE FISIOLÓGICA IN SACCHE DI CLASSE II A					
PHF250GS	SODIO CLORURO 0,9% - CE 250 ml - Galenica Senese - Conf. da 20 sac.	1 pz.	55,23 €	22	51,30 €
PHF500GS	SODIO CLORURO 0,9% - CE 500 ml - Galenica Senese - Conf. da 15 sac.	1 pz.	46,67 €	22	44,60 €
PHF1000GS	SODIO CLORURO 0,9% - CE 1000 ml - Galenica Senese - Conf. da 10 sac.	1 pz.	38,80 €	22	36,40 €
SALF: SOLUZIONE FISIOLÓGICA IN SACCHE CON A.I.C.					
PHF250SD	SODIO CLORURO 0,9% - 250 ML Conf. 20 Sacche SALF	1 pz.	74,04 €	10	61,30 €
PHF500SD	SODIO CLORURO 0,9% - 500 ML Conf. 15 Sacche SALF	1 pz.	59,49 €	10	45,90 €
PHF1000SD	SODIO CLORURO 0,9% - 1000 ML Conf. 10 Sacche SALF	1 pz.	49,07 €	10	38,10 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2024

DISINFEZIONE



PULI-JET PLUS 2.0

Disinfettante concentrato per aspiratori

Detergente disinfettante per aspiratori dentali con azione anti-calcare.

Efficace nei confronti di:

Batteri

- staphylococcus aureus,
- pseudomonas aeruginosa,
- enterococcus hirae;

Funghi

candida albicans, aspergillus niger.

Modalità D'impiego:

Disciogliere allo 0,8% in Acqua Calda (40-50°C) ed aspirare dall'impianto (Attraverso Pulse-Cleaner) dopo aver accuratamente mescolato la soluzione

CONFEZIONAMENTO

n.4 taniche da 1l (Ref. CT060922)



PULI-JET CLASSIC

Detergente sanitizzante per aspiratori

Disinfettante sanificante per la pulizia degli aspiratori ed impianti centralizzati di aspirazione.

Concentrato non schiumogeno per pulire, disinfettare, deodorare tutti gli aspiratori dentali indicato dopo gli interventi chirurgici di lunga durata.

Spettro d'azione:

Detergente antiodore, sanificante e antibatterico (lasciare agire una notte o almeno 1 ora)

CONFEZIONAMENTO

n.4 taniche da 5l (Ref. CT040715)



ANTISCHIUMOGENO

Antischiuma disinfettante per aspiratori dentali

Tavolette antischiuma disinfettanti per aspiratori dentali ed impianti centralizzati di aspirazione (conf. da 10 astucci da 50 tavolette).

Antischiuma, disinfettante (battericida e candidicida)

Spettro d'azione:

Il prodotto è un ottimo Battericida e Candidicida. L'azione disinfettante è assicurata da una quantità di Ortho-Phthalaldehyde provata contro Staphylococcus Aureus, Pseudomonas Aeruginosa, Enterococcus Hirae e Candida Albicans.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 50 tavolette (Ref. CT0408265)



ANTISCHIUMOGENO

Antischiuma sanitizzante per aspiratori dentali

Tavolette antischiuma sanitizzanti per aspiratori dentali ed impianti centralizzati di aspirazione (conf. da 10 astucci da 50 tavolette).

Per evitare la schiuma, causa di improvvisi arresti dell'aspirazione.

Spettro d'azione:

Azione continuativa antischiuma. Sanificante antibatterico.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 50 tavolette (Ref. CT0407865)



AC NET

Detergente per autoclavi

Detergente pronto all'uso per la pulizia interna di autoclavi medicali

Area d'intervento:

camera autoclavi medicali in acciaio Inox

Quando usarlo:

ogni volta che è necessario pulire l'autoclave

Come usarlo:

spruzzare sulle parti da trattare, strofinare con il panno in microfibra in dotazione, sciacquare con acqua ed asciugare.

CONFEZIONAMENTO

1 flacone da 500ml completo di nebulizzatore + 1 panno in microfibra (Ref. CT040807-SNG)



AQUA PLUS 2.0

Preparato concentrato per soluzioni disinfettanti

Elimina il biofilm e le infezioni crociate nei circuiti idrici dei riuniti e ne previene la crescita.

Spettro d'azione:

Diluito in acqua al 25% (1/2 flacone in 750 ml di acqua) ha efficacia testata:

- legionellicida in 5'
- battericida in 10'
- tubercolicida in 10'
- fungicida in 60'

CONFEZIONAMENTO

n.4 flaconi da 500 ml (Ref. CT060944)



Soluzione disinfettante a base di ortoftalaldeide allo 0,55% pronta all'uso, attiva in 5 minuti contro virus, funghi, batteri e micobatteri. Indicata per la disinfezione dello strumentario chirurgico.

Presenta:

- odore poco accentuato
- eccellente compatibilità con i materiali
- validità in uso fino a 14 giorni.

Caratteristiche:

- Efficacia comprovata
- Compatibilità con lo strumentario odontoiatrico
- Sicurezza per l'operatore
- Velocità di azione
- Praticità d'uso - non richiede attivazione
- Inodore
- La soluzione aperta e non utilizzata può essere conservata fino a 75 giorni

Durata d'uso: fino a 14 giorni

CONFEZIONAMENTO

n.4 Flaconi da 3,78l
(Ref. ETCX20391)



CIDEZYME

Detergente enzimatico utilizzato per la rimozione rapida di tutti i residui organici da strumenti medico chirurgici, compresi strumenti a fibre ottiche, prima di procedere alla disinfezione/sterilizzazione.

Modalità d'uso:

Diluire in acqua Cidezyme, in accordo con le istruzioni riportate sui fogli illustrativi (8ml/ltr).

Usare acqua a temperatura ambiente, mescolare, immergere lo strumento per 1 min, risciacquare.

Caratteristiche:

- Dispositivo medico di Classe I
- Conservare a temperatura tra i 15°-30°C

Confezionamento

n.12 flaconi da 1 litro
(Ref. ET2258/N)



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %
CANNULE IN PLASTICA STERILIZZABILI IN AUTOCLAVE A 135°				
CT040230	Cannula Chirurgica n° 9	3 pz.	11,65 €	22
CT040240	Cannula Chirurgica n° 10	3 pz.	11,65 €	22
CT040250	Intercettatore di spruzzo per A.L. n° 17	3 pz.	11,65 €	22
CT040255	Intercettaore di spruzzo n°20	3 pz.	13,14 €	22
CT040257	Cannula Chirurgica n° 21	3 pz.	13,14 €	22
CT040260	Intercettatore di spruzzo n° 11	3 pz.	11,65 €	22
ACCESSORI				
CT040502	Imbuto sputacchiera Ø 11	1 pz.	6,31 €	22
CT040515	Raccordo aspirasaliva Ø 11	1 pz.	5,43 €	22
CT040520	Adattatore cannule Ø 11 sul terminale Ø 16	1 pz.	1,19 €	22
SCOVOLINO PER CANNULE				
CT040810	Piccole	1 pz.	3,33 €	22
CT040820	Grandi	1 pz.	3,33 €	22
VASO ASPI-JET 6				
CT203805	Vaso Aspi JET6	1 pz.	77,89 €	22
TERMINALI				
CT040591	Ø 11 Bianco - in esaurimento	1 pz.	10,76 €	22
CT040570	Ø 11 Nero - in esaurimento	1 pz.	10,76 €	22
CT040592	Ø 16 Bianco - in esaurimento	1 pz.	10,76 €	22
CT040540	Ø 16 Grigio - in esaurimento	1 pz.	10,76 €	22
TERMINALI ASSEMBLATI TIPO A				
CT040607	"A" Ø 11 Bianco - in esaurimento	1 pz.	13,52 €	22
CT040601	"A" Ø 11 Grigio	1 pz.	14,60 €	22
CT040604	"A" Ø 11 Nero - in esaurimento	1 pz.	13,52 €	22
CT040611	"A" Ø 16 Grigio	1 pz.	14,60 €	22
CT040614	"A" Ø 16 Nero - in esaurimento	1 pz.	13,52 €	22
TERMINALI ASSEMBLATI TIPO B				
CT040637	"B" Ø 11 Bianco	1 pz.	19,03 €	22
CT040631	"B" Ø 11 Grigio	1 pz.	19,03 €	22
CT040647	"B" Ø 16 Bianco	1 pz.	19,03 €	22
CT040641	"B" Ø 16 Grigio	1 pz.	19,03 €	22

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %
CT040644	"B" Ø 16 Nero - (ex codice CT040560)	1 pz.	19,03 €	22
FILTRI				
CT045060	Filtro aria in conf. da 50 filtri	1 pz.	109,45 €	22
CT041070	Filtro acqua per Maxi-Canister	1 pz.	2,15 €	22
CT041055	Filtro acqua per tavoletta manuale	1 pz.	9,50 €	22
CT240317	Filtro Inox in rete per pompe PAL (sostituisce codice CT041090)	1 pz.	20,02 €	22
CT201515	Filtro tavoletta pneumatica	1 pz.	12,52 €	22
CT201511	Filtro Collet. Tav. Meccanica	1 pz.	14,59 €	22
TUBI				
TUBO IN SILICONE VHR				
CT040901	Ø 11 Bianco	25 mt.	482,30 €	22
CT040904	Ø 11 Grigio	25 mt.	482,30 €	22
CT040871	Ø 17,5 Bianco	25 mt.	482,30 €	22
CT040869	Ø 17,5 Grigio	25 mt.	482,30 €	22
TUBO SPIRALE PIATTA				
CT040890	Ø 11 Grigio	25 mt.	239,14 €	22
CT040880	Ø 11 Nero	25 mt.	239,14 €	22
CT040920	Ø 15 Grigio	25 mt.	239,14 €	22
CT040910	Ø 15 Nero	25 mt.	239,14 €	22
CT040860	Ø 17,5 Grigio	25 mt.	239,14 €	22
CT040850	Ø 17,5 Nero	25 mt.	239,14 €	22
CT040950	Ø 20 Grigio	25 mt.	239,14 €	22
CT040990	Ø 20 Grigio	25 mt.	239,14 €	22
TUBO SALIVARE IN SILICONE VHR 100				
CT040907	Ø 11 Grigio - articolo a richiesta	25 mt.	698,54 €	22
CT040881	Ø 17,5 Grigio - articolo a richiesta	25 mt.	698,54 €	22
TUBI PRETAGLIATI COMPLETI DI ATTACCHI ORIENTABILI PREASSEMBLATI (1,40 m.)				
TUBO IN SILICONE VHR				
CT041322	Ø 11 Bianco	1 pz.	44,77 €	22
CT041342	Ø 11 Grigio	1 pz.	44,77 €	22
CT041325	Ø 17,5 Bianco	1 pz.	44,77 €	22
CT041345	Ø 17,5 Grigio	1 pz.	44,77 €	22

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %
TUBO SPIRALE PIATTA				
CT041341	Ø 11 Grigio	1 pz.	31,48 €	22
CT041301	Ø 11 Nero	1 pz.	31,48 €	22
CT041344	Ø 17,5 Grigio	1 pz.	31,48 €	22
CT041304	Ø 17,5 Nero	1 pz.	31,48 €	22
TUBO SALIVARE IN SILICONE VHR 100				
CT041349	Ø 11 Grigio - articolo a richiesta	1 pz.	55,20 €	22
CT041351	Ø 17,5 Grigio - articolo a richiesta	1 pz.	55,20 €	22
LINGUETTE PER TERMINALE "B"				
CT205368	Ø 11	50 pz.	81,62 €	22
CT205369	Ø 16	50 pz.	81,62 €	22
PRODOTTI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ASPIRATORE				
CT040720	PULSE CLEANER Contenitore per la detersione e igienizzazione dell'impianto di aspirazione	1 pz.	75,26 €	22
CT270170	CILLIT POLIFOSFATI Evita la formazione di incrostazioni calcaree per PAL 22 V.E. - PAL 50 V.E.	12bust.	45,58 €	22
CT040725	ANTISCHIUMA tanica da 5 kg	1pz.	69,64 €	22
LINEA MAGNOLIA Detergenti/Disinfettanti/Lubrificanti PER L'IMPIANTO DI ASPIRAZIONE CHIRURGICO				
CT040715	PULI - JET CLASSIC	4x5 lt.	207,55 €	22
CT060922	PULI - JET PLUS VERSIONE 2.0 - Concentrato detergente e disinfettante per la manutenzione giornaliera dell'aspiratore dentale con azione anticalcare	4x1 lt.	277,40 €	22
CT040826S	ANTISCHIUMOGENO DISINFETTANTE - 50 Tavolette antischiuma e disinfettanti per l'impianto di aspirazione dentale	1 pz.	55,19 €	22
CT040786S	ANTISCHIUMOGENO SANITIZZANTE - 50 Tavolette antischiuma e sanitizzanti per l'impianto di aspirazione dentale	1 pz.	55,19 €	22
CT040807-SNG	AC NET - Detergente per pulizia autoclavi	1 pz.	20,25 €	22
CT040837	DOSATORE PULIJET CLASSIC	1 pz.	a richiesta	22
CT060944	AQUA PLUS 2.0 4 flaconi da 500 ml	1 conf. da 4 flaconi	78,77 €	22

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %
ETCX20391	CIDEX - OPA Soluzione di ortoftalaldeide allo 0,55% pronto all'uso attivo in 5 minuti (4 taniche da 3,78 litri)	1 pz.	405,21 €	22
ET2258/N	CIDEZYME Detergente enzimatico (12 flaconi da 1 litro)	1 pz.	572,57 €	22

DECONTAMINAZIONE E STERILIZZAZIONE



HYGIENIO

Sanificatore

Hygienio è l'innovativo metodo di applicazione a caldo del disinfettante sulle superfici, permette una disinfezione dell'ambiente operativo a 360°: innumerevoli prove e test di laboratorio hanno certificato un abbattimento della carica microbica superiore al 99,999%.

Hygienio utilizza un sistema tecnologico brevettato in grado di miscelare in modo automatico ed equilibrato vapore saturo secco e disinfettante nebulizzato, questa esclusiva tecnologia permette di disinfettare tutte le superfici presenti in un ambiente rapidamente e con riutilizzo immediato degli spazi e delle attrezzature.

L'attività di disinfezione diviene semplice e rapida grazie ad una pratica lancia irrigatrice ed evita il contatto diretto con le superfici da e verso l'operatore eliminando il rischio di trasporto di cariche batteriche.

La miscela vapore-disinfettante generata da Hygienio a contatto con le superfici condensa per poi asciugarsi rapidamente depositando un sottile strato omogeneo di disinfettante.

La pellicola di disinfettante essendo finissima ed autoestinguente in 18/24 ore, non necessita di risciacqui e quindi garantisce un effetto batteriostatico duraturo nel tempo.

CONFEZIONAMENTI

n.1 Hygienio B1N1 da 1pz.

(Ref. HYB1N1)



ADANTIUM PLUS

Disinfettante

Adantium® Plus è un moderno preparato di sintesi, concentrato, per la contemporanea detersione e disinfezione ad azione sterilizzante mirate alla decontaminazione totale di Dispositivi Chirurgici.

Il disinfettante consigliato da utilizzare con Hygienio, Adantium Plus, è un preparato di sintesi di ultima generazione a spettro totale di abbattimento:

- batteri;
- micobatteri;
- spore funghi e virus.

Adantium plus è notificato presso l'istituto superiore di sanità italiano (CE0373) e pertanto risponde a tutte le normative vigenti dettate del CEN (Comitato Europeo Normativo).

Adantium Plus risulta atossico al 99,999% e biodegradabile al 94%, e garantisce quindi l'uso in totale sicurezza e conformità ai disposti della Legge sulla Sicurezza (D.lgs. 81/08 e s.m).

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. di Adantium Plus 25ml da 12pz.

(Ref. HYADP25)



ADANTIUM PLUS SPRAY

Disinfettante

Adantium® Plus è un moderno preparato di sintesi, concentrato, per la contemporanea detersione e disinfezione ad azione sterilizzante mirante alla decontaminazione totale di dispositivi chirurgici termoresistenti, superfici ed ambienti in ambito sanitario/ospedaliero, ai sensi della attuale legge sulla sicurezza.

Dispositivo Medico di Classe II a (CE 0373).

Mostra attività virucida contro virus con involucro: è quindi efficace contro il Sars-Cov-2

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. di Adantium Plus Spray (Ref. HYHSE_BOX.1)

composta da:

- n.12 ricariche di disinfettante concentrato, utili per 6 Litri di soluzione
- n.1 leaflet con le istruzioni d'uso
- n.1 flacone trasparente vuoto da 500 ml
- n.1 erogatore spray



ELMAMED 30

Vasca ad ultrasuoni



Elmasonic Med 30 (3 litri). Kit completo di coperchio e cestello inox. Dispositivo di pulizia ad ultrasuoni conforme all'attuale regolamento MDR.

CONFEZIONAMENTI

n.1 ElmaMed 30 completo coperchio e cestello inox.

(Ref. ELMAMED30KIT)



ELMAMED 60

Vasca ad ultrasuoni



Elmasonic Med 60 (6 litri). Kit completo di coperchio e cestello inox. Dispositivo di pulizia ad ultrasuoni conforme all'attuale regolamento MDR.

CONFEZIONAMENTI

n.1 ElmaMed 60 completo coperchio e cestello inox.

(Ref. ELMAMED60KIT)



ELMASTEAM 8MED

Vaporizzatore



Elmasteam 8 med è ideale per la prepulizia e lavaggio dello strumentario chirurgico.

Il manipolo è dotato di una connessione Luer-Lock così da consentire la connessione dello strumentario cannulato al puntale del manipolo per la pulizia interna.

L'unità passa automaticamente in modalità ECO, riducendo la pressione di esercizio a 3 bar.



CONFEZIONAMENTI

n.1 ElmaSteam 8med

(Ref. EL1075951)



DETERGENTE EC35

Per protesi



Adatto per la pulizia quotidiana delle protesi dentali realizzate in:

- metallo
- ceramica
- materie plastiche

Le soluzioni di EC 35 rimuovono con azione ultrasonica i residui organici e i residui alimentari.



CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 1L

(Ref. EL5814100000)

DETERGENTE EC10

Universal



Detergente adatto per la pulizia ad ultrasuoni di strumenti medici e dentistici e di apparecchiature da laboratorio in vetro, acciaio, plastica, ceramica.

Adatto anche per corone, porta-impronte in acciaio inossidabile.

Rimuove: sangue, saliva, residui di proteine e osso, grassi, olii, paste abrasive e lucidanti.

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 1L

(Ref. EL5804100000)



DETERGENTE EC55

Strumenti e frese



Concentrato per la disinfezione e la pulizia in bagni ad immersione con e senza ultrasuoni.

Per strumenti medici generici e chirurgici e soprattutto per strumenti odontoiatrici rotanti (trapani, frese, lucidatrici, strumenti canalari) ed endoscopi.

Rimuove: sangue, proteine, saliva, residui di tessuto ed osso. Adatto per acciaio inossidabile, plastica, ceramica. Non adatto per leghe di alluminio e metalli leggeri.

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 1L

(Ref. EL8000066)



Kit Slim Test

per il controllo d'efficienza del ciclo d'igiene

Di seguito il dettaglio del contenuto del kit:

CD29 - Indicatore chimico multivariabile per il monitoraggio dei processi di sterilizzazione a vapore.

Caratteristiche:

- Indicatore chimico multivariabile di tipo 4 (secondo ISO 11140-1).
- Strisce di carte doppie fustellate laminate su un lato stampate con inchiostro indicatore.
- Dimensioni: 200 x 15 mm.
- Colore iniziale: giallo.
- Colore finale: nero.
- 100% privo di metalli pesanti tossici

SEAL PROOF SEAL CHECK (conf. 12 pz)

test per il controllo della termosaldatura

Il test va inserito all'interno di una confezione, la quale dovrà essere termosaldata per tutta la lunghezza.

Seal Check mette in evidenza l'uniformità della saldatura e la perfetta tenuta dei lembi.

HELIX TEST (conf. 100 pz)

- Test per la verifica della penetrazione del vapore nei corpi cavi (turbine e manipoli).
- Impiego in autoclavi con vuoto frazionato, Classe B.
- Il dispositivo utilizza indicatori chimici monouso, idonei per cicli a 134°C - 3,5 min. e 121 °C - 15 min.
- Conforme alle Norme UNI EN ISO 11140-1 (indicatori classe 2 + 5).
- Confezionamento: n.1 cannula e 100 test



CONFEZIONAMENTI

n.1 kit slim test

(Ref. VRSLIMKIT1)



Kit Smart Test Completo

per il controllo d'efficienza del ciclo d'igiene

Un kit per 365 giorni in sicurezza

- **Helix test** consigliato una volta al giorno
- **Vaporline** consigliato in 3 buste al giorno
- **Spore** consigliato una volta al mese
- **Bowie & Dick** consigliato una volta al mese
- **Seal Check** consigliato una volta al mese

CONFEZIONAMENTO

n.1 kit Smart Test

composto da:

- n.200 Helix test
- n.250 Vaporline
- n.10 Spore
- n.10 Bowie & Dick
- n.12 Seal Check


(Ref. VRSMARTKIT)



BOWIE & DICKS




HELIX TEST




VAPORLINE



SPORE



SEAL CHECK



FOGLI PER ARCHIVIAZIONE TEST



Bowie-Dick

Bowie-Dick rileva l'inadeguata rimozione dell'aria e la penetrazione del vapore nelle sterilizzatrici a vapore.

Cicli di 16,9 minuti a 121°C, 4 minuti a 132°C e 3,5 minuti a 134°C.

I problemi relativi alla rimozione dell'aria o alla qualità del vapore verranno visualizzati come cambiamento di colore eterogeneo in marrone scuro/nero sul foglio di prova, con aree più chiare al centro o un cambiamento di colore non uniforme.

100% senza Pb.

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 20pz.

(Ref. VRBD125X72)



Bowie-Dick Starlab

Permette di verificare la capacità di penetrazione del vapore nei corpi porosi.

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 1pz.

(Ref. VR0307)



Chemdye

CD29 - Indicatore chimico multivariabile per il monitoraggio dei processi di sterilizzazione a vapore.

Caratteristiche:

Indicatore chimico multivariabile di tipo 4 (secondo ISO 11140-1).

Strisce di carte doppie fustellate laminate su un lato stampate con inchiostro indicatore.

- Dimensioni: 200 x 15 mm.
- Colore iniziale: giallo.
- Colore finale: nero.
- 100% privo di metalli pesanti tossici.

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 250 strisce doppie per busta di alluminio (500 test)

(Ref. VRCD29)




Vaporline

L'indicatore integratore VAPORLINE® è un indicatore monouso di sterilizzazione con vapore saturo che controlla accuratamente le condizioni di sterilizzazione nei cicli compresi tra 121°C e 134°C.

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 250 pz.

(Ref. VRCD29)



SteamPlus

L'indicatore integratore chimico STEAMPlus® è un prodotto ad avanzata tecnologia in grado di garantire il corretto monitoraggio dei parametri di sterilizzazione con vapore saturo sia nei cicli a 134°C che in quelli a 121°C.

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 100pz.

(Ref. VRSSI-100)



Seal Proof Seal Check

Test per il controllo della termosaldatura.

Il test va inserito all'interno di una confezione, la quale dovrà essere termosaldata per tutta la lunghezza.

Seal Check mette in evidenza l'uniformità della saldatura e la perfetta tenuta dei lembi.

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 12pz.

(Ref. VR08011/12)



Incubatore per Test Biologico

Incubatore per indicatori biologici e sistemi di monitoraggio dell'igiene a $37 \pm 2^\circ\text{C}$ o $60 \pm 2^\circ\text{C}$.

Caratteristiche

- Dimensioni: 12.0 cm di altezza, 12.3 cm di diametro.
- 26 posizioni metalliche (0.9 cm di diametro, 3.0 cm di profondità) per incubare BT10, BT20, BT30, BT80, BT90, BT91, BT100, BT101, BT200, BT202, BT21, BT22, BT24.
- 10 posizioni metalliche (diametro 1.3 cm, profondità 3.0 cm) per incubare BT23, terreno di coltura e penna proteica.
- Foro speciale per termometro esterno.
- 1 fiala frantoio.
- Gamma di tensione: 100 € "240 V CA.
- Potenza: 20 W
- Frequenza: 50-60 Hz

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 1 pz.

(Ref. : VRNDB-060-E)



SonoCheck

SonoCheck è il test di valutazione dell'efficacia e della funzionalità delle vasche ad ultrasuoni.

Permette di effettuare sia il controllo di routine (test di funzionalità) che straordinario (test di validazione).

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 3pz.

(Ref. VR30550-03)



Tosi Test

TOSI (Test Object Surgical Instruments) è un dispositivo di controllo e di validazione in grado di valutare l'efficacia di pulizia dei termodisinfettori progettati, prodotti e validati secondo la Norma EN ISO 15883.

Il dispositivo è stato progettato per valutare la capacità di rimuovere ogni residuo di sangue coagulato dagli strumenti chirurgici e permette di verificare sia l'efficienza meccanica che l'efficienza chimica dei termodisinfettori.

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 12pz.

(Ref. VR11100-12)



Spore indicatore biologico

Indicatore biologico per il controllo dei cicli di sterilizzazione a vapore - Spore Bionova.

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 10 pz.

(Ref. VRBT20/6BION10)



Helix Test

Test per la verifica della penetrazione del vapore nei corpi cavi (turbine e manipoli).

Impiego in autoclavi con vuoto frazionato, Classe B.

Il dispositivo utilizza indicatori chimici monouso, idonei per cicli a 134°C - 3,5 min. e 121°C - 15 min.

Conforme alle Norme UNI EN ISO 11140-1 (indicatori classe 2 + 5).

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 1 Cannula e 200 test

(Ref. VR08003)

n.1 conf. da 1 Cannula e 100 test

(Ref. VR33002030)



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %
HYB1N1	HYGIENIO SANIFICATORE MOD. B1N1	1 pz.	3.300,00 €	22
HYADP25	ADANTIUM PLUS - flacone da 25 ml	12 pz.	144,00 €	22
HYHSE_BOX.1	ADANTIUM PLUS SPRAY - Disinfettante per superfici, sistemi ingrandenti e decontaminante per strumenti Il box contiene: n.1 flacone trasparente vuoto da 500 ml; n.1 erogatore spray; n.12 ricariche di disinfettante concentrato Adantium Plus (utili per 6 litri di soluzione);	1 box	65,00 €	22



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2024

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %
VASCHE AD ULTRASUONI				
EL1097278-C	ELMASONIC MED 30 (3 lt) - 305x170x230 mm (220v-240v)	1 pz.	1.244,63 €	22
EL11006677-C	ELMASONIC MED 60 (6 lt) - 370x210x275 (220v-240v)	1 pz.	2.130,84 €	22
ACCESSORI VASCHE AD ULTRASUONI				
COPERCHI				
EL1003281	COPERCHIO IN PLASTICA PER ELMASONIC S30	1 pz.	41,18 €	22
EL1003282	COPERCHIO IN PLASTICA PER ELMASONIC S60	1 pz.	50,13 €	22
EL2070300000	COPERCHIO INOX PER 2 BECHER ELMASONIC S30/H - Ø 96 mm	1 pz.	57,31 €	22
EL2070930000	COPERCHIO INOX PER 2 BECHER ELMASONIC S60/H - Ø 96 mm	1 pz.	68,03 €	22
CESTELLI				
EL1004176	CESTELLO INOX ELMASONIC 30 - 198x106x50 mm	1 pz.	89,51 €	22
EL1004243	CESTELLO INOX ELMASONIC 60 - 255x115x75 mm	1 pz.	125,35 €	22
EL2070380000	CESTELLO A IMMERSIONE IN HOSTELENE - Ø 74 mm - h= 50mm	1 pz.	28,72 €	22
EL2070540000	CESTELLO A IMMERSIONE INOX - Ø 59 mm - h= 57mm	1 pz.	91,35 €	22
BECHER				
EL1046009	BECHER VETRO CON COPERCHIO (600 ml) - Ø 90 mm	1 pz.	26,89 €	22
EL1046010	BECHER VETRO CON COPERCHIO (1000 ml) - Ø 90 mm	1 pz.	68,06 €	22
EL2070341000	BECHER VETRO (600 ml) - Ø 90 mm	1 pz.	14,15 €	22
EL2070351000	BECHER VETRO (1000 ml) - Ø 90 mm	1 pz.	43,90 €	22
ACCESSORI VARI				
EL2000005119	GUARNIZIONE PER BECHER	1 pz.	4,30 €	22
EL2000001581	CONTENITORE BIANCO PER LA PULIZIA CON COPERCHIO Ø 80 mm - h= 50 mm	1 pz.	11,65 €	22
EL2000001582	CONTENITORE BLU PER LA PULIZIA CON COPERCHIO Ø 80 mm - h= 50 mm	1 pz.	11,65 €	22
EL8000641	ETICHETTE (27pz.)	1 pz.	4,70 €	22
EL8000642	VASSOIO IN MELAMINA (autoclavabile)	1 pz.	21,50 €	22
VAPORIZZATORI				
EL1075951	ELMASTEAM 8 MED	1 pz.	4.744,56 €	22
ACCESSORI VAPORIZZATORI				
EL1058677	SET SUPPORTO MURO ELMASTEAM	1 pz.	62,67 €	22

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2024

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %
EL1075962	VASSOIO INOX DI EVAPORAZIONE - 425x365x295 mm	1 pz.	465,47 €	22
EL1076043	EROGATORE MANIPOLO ELMASTEAM (2 mm) - D 10x42	1 pz.	35,83 €	22
EL3760720000	CESTELLO INOX PERFORATO SMALL - 130x32,5x D 32 mm	1 pz.	16,66 €	22
EL3760730000	CESTELLO INOX PERFORATO LARGE - 193x32,5x D 65mm	1 pz.	25,08 €	22
EL1065691	ESTENSIONE TUBO ELMASTEAM CON POMPA - 2 m / Ø 10 mm	1 pz.	89,52 €	22
EL1033726	ASSORBI VAPORE - 670 x 550	1 pz.	1.065,23 €	22
EL1033727	ASSORBI VAPORE - 550x345	1 pz.	1.011,47 €	22
EL1033728	ASSORBI VAPORE - 374x345	1 pz.	976,05 €	22
DETERGENTI				
EL5804100000	DETERGENTE EC 10 UNIVERSAL (1lt)	1 pz.	34,20 €	22
EL5813700000	DETERGENTE EC 25 ALGINATI E GESSI (1lt)	1 pz.	30,81 €	22
EL5814100000	DETERGENTE EC 35 PROTESI (1lt)	1 pz.	37,69 €	22
EL5809900000	DETERGENTE EC 60 ACIDO INTENSIVO (1lt)	1 pz.	48,60 €	22



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2024

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %
VRSLIMKIT1	KIT SLIM TEST CONTROLLO composto da: - SEAL PROOF (12 pz) - ISP HELIX TEST SYSTEM (100 pz) - Indicatore chimico VAPORE TIPO 4 (500 pz)	1 pz.	88,33 €	22
VRSMARTKIT	KIT ANNUALE TEST CONTROLLO: - Bowie&Dick (10 pz) - Helix Test (200 pz) - Vaporline (250 pz) - Spore (10 pz) - SealChek (12 pz) - Fogli per archiviazione Test	1 pz.	306,94 €	22
TEST CONTROLLO FUNZIONAMENTO AUTOCLAVE				
BOWIE & DICK:				
VRBD125X72	Test Bowie & Dick	20 pz.	83,55 €	22
VR0307	Test Bowie & Dick Sterlab	1 pz.	3,45 €	22
HELIX TEST:				
VR33002030	Helix Test System	100 pz.	69,60 €	22
VR3FSKS630812	Helix Test sterilizzazione	250 pz.	135,00 €	22
VRKH2X15	Helix Test vapore 3,5 min Chemdye	250 pz.	118,50 €	22
VR08003	Helix Test System Interlock	200 pz.	105,31 €	22
INDICATORI BIOLOGICI:				
VRBT20/6BION10	Bionova Indicatore biologico in Spore	10 pz.	38,50 €	22
TEST CONTROLLO PARAMETRI STERILIZZAZIONE				
VR269008	Vaporline con Extender. Integratore per la sterilizzazione a vapore con estensore munito di indicatore	250 pz.	142,67 €	22
VRSSI-100	Steam Plus	100 pz.	33,25 €	22
VR-IT26-C	Steam Plus	250 pz.	81,00 €	22
VRCD29	Indicatore Chimico Vapore di Tipo 4	500 pz.	45,83 €	22
VRST100SNG	Nastro adesivo con indicatore di processo per vapore saturo (1 rotolo - 19 mm x 50 mt)	1 pz.	5,50 €	22
TEST CONTROLLO EFFICACIA PULENTE				
VR11100-12	Tosi Test - Dispositivo per la validazione e il controllo dell'efficacia di pulizia dei termodisinfettori	12 pz.	98,00 €	22
VR30550-03	Sonocheck - Test di valutazione efficacia pulitrici ad ultrasuoni	3 pz.	12,79 €	22

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2024

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %
TEST CONTROLLO SIGILLATURA				
VR08011	Seal Proof - Test per controllo funzionale sigillatrici	250 pz.	113,67 €	22
VR08011/12	Seal Proof - Test per controllo funzionale sigillatrici	12 pz.	7,50 €	22
ACCESSORI				
VRNDB-060-E	Incubatore per test biologico 15 posti	1 pz.	216,00 €	22
VRDSS2711	Vaschetta decontaminazione 3 Litri	1 pz.	69,00 €	22
BS162001	Occhiali protettivi	1 pz.	11,90 €	22



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2024

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %
SM903789	DENTALZYM 5 detergente delicato per la rimozione di residui di sangue	tanica da 5 litri	145,00 €	22%
SMACIDGLC	ACIDGLASS C2 neutralizzante liquido senza fosfati	tanica da 5 litri	145,00 €	22%
SMDENTALAC5	DENTALAC5 detergente per il risciaquo e brillantatura di strumentazione inox	tanica da 5 litri	145,00 €	22%
SMCSK1/6	Cestino portaferri con coperchio	1 pz	350,00 €	22%
SMCSMICRO2	Cestino per microstrumentario in rete microstirata con coperchio	1 pz	240,00 €	22%

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2024

SISTEMI DI INGRANDIMENTO E ILLUMINAZIONE



RDH EliteEdge

Sistema ingrandente 2.5x

Il sistema ingrandente 2.5X RDH EliteEdge™ è ideale per la maggior parte delle procedure di igiene dentale. RDH EliteEdge™ presenta una tecnologia all'avanguardia con un angolo di inclinazione regolabile per una corretta postura e comprende una larghezza e profondità di campo consigliati per i professionisti dell'igiene dentale. La montatura è di tipo sportivo con stanghette colorate intercambiabili ed un telaio profondo per il massimo confort.

SPECIFICHE

Ogni occhiale include protezioni laterali, il laccetto, la custodia, la possibilità di prescrizione, cacciavite ottico e panno per la pulizia.

OPZIONI DI MONTAGGIO

TTL

COLORI DISPONIBILI

Blue, Purple, Pink, Black



Ingr.	Distanza di lavoro	Larghezza di campo	Profondità di campo	Peso
2.5x	Personalizzabile	10,20 cm	15,20 cm	43,30 gr.

HDL 2.5x Macro

Sistema ingrandente 2.5x

HDL macro offre una larghezza di campo consistente che permette di muoversi facilmente all'interno del campo di lavoro e visualizzarlo con facilità. Si tratta di un sistema ingrandente ideale per coloro che per la prima volta si affacciano all'utilizzo dei sistemi ingrandenti così come per gli utilizzatori abituali.

OPZIONI DI MONTAGGIO

TTL

MONTATURE DISPONIBILI

Victory™ · Tempo™ · Rydon™ · ErgoEdge™



Ingr.	Distanza di lavoro	Larghezza di campo	Profondità di campo	Peso
2.5x macro	Personalizzabile	10.4 cm	12.7 cm	48,7 gr.

Omnioptic

Sistema ingrandente da 2.5x a 5.5x

Omnioptic, il primo ed unico sistema che permette di selezionare tra 4 diversi tipi di ingrandimento da 2,5X a 5,5X - intercambiabili con un sistema di ancoraggio con magneti.

OPZIONI DI MONTAGGIO

TTL

OPZIONI DI INGRANDIMENTO

HDL 2,5 MACRO - HDL 3,5X - HDL 4,5X - HDL 5,5X

MONTATURE DISPONIBILI

Victory™ · Tempo™ · Rydon™ · ErgoEdge™



Ingr.	Ampiezza di campo	Profondità di campo	Distanza di lavoro	Peso
2,5X	8,2 cm	12,7 cm	Personalizzata 34 - 66 cm	57,3 gr.
3,5X	8,0 cm	9,1 cm		75,3 gr.
4,5X	6,4 cm	6,7 cm		79,1 gr.
5,5X	5,2 cm	5,9 cm		82,1 gr.

HDL 3.0x

Sistema ingrandente 3.0x

Comparabile a HDL 2X, questo sistema ingrandente personalizzato vanta una chiarezza d'immagine ed un campo visivo generoso.

Compatto e leggero, è disegnato per garantire un confort raramente associabile ad un altro sistema galileiano di pari ingrandimento.

OPZIONI DI MONTAGGIO

TTL

MONTATURE DISPONIBILI

Victory™ · Tempo™ · Rydon™ · ERGOEDGE™



Ingr.	Distanza di lavoro	Larghezza di campo	Profondità di campo	Peso
3.0x	Personalizzabile	7.9 cm	13.97 cm	48.7 gr.

■ Eyezoom Mini

Ingrandimento variabile da 2.5x a 3.5x

Il nuovo EYEZOOM™ MINI è un sistema ingrandente compatto con ingrandimento variabile da 2,5X a 3,5X. Questa ottica innovativa garantisce all'utilizzatore l'ingrandimento ottimale per ciascuna procedura di lavoro.

Caratteristiche

- Ingrandimento Adattabile. Ingrandimento variabile da 2,5X a 3,5X
- Comfort e leggerezza. La barra in magnesio garantisce un minor peso ed il massimo comfort per l'utilizzatore

INGRANDIMENTI DISPONIBILI

da 2.5x a 3.5x

OPZIONI DI MONTAGGIO

TTL

MONTATURE DISPONIBILI

Victory™ · Tempo™ · Rydon™ · ERGOEDGE™



Ingr.	Ampiezza di campo	Profondità di campo	Distanza di lavoro	Peso
2,5X	10,16 cm	10,16 cm	Personalizzabile	73,7 gr.
3,5X	8,10 cm	8,10 cm		

■ Eyezoom

Ingrandimento variabile da 3.0x a 5.0x

EYEZOOM™ offre un ingrandimento variabile da 3x a 5x. Sviluppato per assistere i professionisti del settore a vedere il campo operatorio da diverse prospettive, assecondando le più svariate preferenze di ciascuna persona.

Caratteristiche

- Ingrandimento variabile. Tecnologia a 3 livello di variazione tra 3.0x a 5.0x
- Ottiche e oculari ingegnerizzati da Orasoptic e KONICA MINOLTA®.
- Visualizzazione di qualità superiore. Chiarezza di visione e risoluzione ad alta definizione.

INGRANDIMENTI DISPONIBILI

da 3.0x a 5.0x

OPZIONI DI MONTAGGIO

TTL

MONTATURE DISPONIBILI

Victory™ · Tempo™ · Rydon™ · ERGOEDGE™



Ingr.	Ampiezza di campo	Profondità di campo	Distanza di lavoro	Peso
3.0X	9,5 cm	11,9 cm	Personalizzabile	86,2 gr.
4.0X	7,4 cm	9,7 cm		
5.0X	6,1 cm	7,6 cm		

■ Eyezoom Max

Ingrandimento variabile da 3.5x a 6.5x

EyeZoom Max offre una risoluzione ad alta definizione e una maggiore acuità visiva.

Le generose dimensioni del campo dell'ingrandimento 3,5X, combinate con la capacità di eseguire procedure impegnative utilizzando l'ingrandimento 6,5X, creano un'esperienza d'ingrandimento versatile.

INGRANDIMENTI DISPONIBILI

da 3,5x a 6,5x

OPZIONI DI MONTAGGIO

TTL

MONTATURE DISPONIBILI

Victory™ · Tempo™ · Rydon™
Triumph · DragonFly™ Pro



Ingr.	Ampiezza di campo	Profondità di campo	Distanza di lavoro	Peso
3,5X	8,8 cm	8,8 cm	Personalizzabile	92,7 gr.
6,5X	5,6 cm	5,0 cm		

HDL Prism

Ingrandimento da 3.5x a 5.5x

I nuovi HDL PRISM sono caratterizzati da un design compatto e durevole con rivestimento anti graffio e anti riflesso e gli oculari presentano una copertura in magnesio con finitura in nichel.

La dimensione aumentata dell'oculare rispetto alla gamma di prismatici precedente permette una migliore visualizzazione e nitidezza di immagine, risultando più luminosa grazie all'alta definizione delle ottiche.



INGRANDIMENTI DISPONIBILI

da 3,5x a 5,5x

OPZIONI DI MONTAGGIO

TTL

MONTATURE DISPONIBILI

Victory™ · Tempo™ · Rydon™ · ERGOEDGE™

Ingr.	Ampiezza di campo	Profondità di campo	Distanza di lavoro	Peso
3.5X	8,9 cm	9,1 cm	Personalizzabile	67,5 gr.
4.5X	7,5 cm	6,7 cm		71,5 gr.
5.5X	6,4 cm	5,9 cm		74,4 gr.

LUXE

Sistema ingrandente 2.5x semi-personalizzabile

Luxe è un occhiale semi personalizzabile con l'ingrandimento tra i più apprezzati della gamma - 2.5X. Il professionista può scegliere tra tre distanze interpupillari e una distanza di lavoro.

Questo permette all'operatore di avere un occhiale adatto alle proprie esigenze e quasi totalmente personalizzato ad un prezzo particolarmente vantaggioso.

Caratteristiche principali:

- prodotto semi personalizzato: scelta tra 3 distanze interpupillari
- rapporto qualità/prezzo particolarmente vantaggioso;
- ampiezza e profondità di campo generose e occhiale particolarmente leggero, 51gr;
- non vi è possibilità di personalizzazione con prescrizione oculistica.



OPZIONI DI MONTAGGIO

TTL

MONTATURE DISPONIBILI

Sportiva

RDH & HDL Ergo

sistemi ingrandenti con ottica a deflessione

RDH & HDL Ergo™ sono i nuovi sistemi con ottica a deflessione che permettono di lavorare in tutta comodità mantenendo una postura eretta.

Il sistema ottico utilizza dei prismi di rifrazione all'interno della lente e questo consente ai medici di stare seduti in posizione eretta riducendo l'inclinazione del collo.

La linea Ergo è un'opzione ergonomica che offre comfort per tutto il giorno.



OPZIONI DI MONTAGGIO

TTL

INGRANDIMENTO: RDH 3.0x, HDL 3.5x

MONTATURE DISPONIBILI

Victory™ · Tempo™ · Rydon™ · ERGOEDGE™

DragonFly™ Pro

Ingrandimento da 2.5x a 5.0x

Dragonfly™ Orasoptic™ è un sistema d'ingrandimento con alimentazione a batteria completamente integrata e comandi incorporati per azionare il sistema di illuminazione.

Il modello PRO premium supporta la linea completa di oculari Orasoptic ed è ricca di funzioni bonus tra cui batterie extra, impostazioni multiple di intensità della luce e finitura in vernice ceramica estremamente resistente.*

*Dragonfly PRO presenta Cerakote, un rivestimento in polimero ceramico che offre durata, resistenza ai graffi, alla corrosione e agli agenti chimici leader del settore.

COLORE DISPONIBILE: Ametista, Carbone, Nettuno, Oliva

INGRANDIMENTO: 2.5x, 3.0x, 3.5x, 4.5x 5.5x; Variabile 2.5x-3.5x; Variabile 3x-4x-5x

INTENSITÀ DELLA LUCE : Alta: 78 Lumens; Bassa: 49 Lumens

DURATA DELLA BATTERIA (Set di 2): Alta: 3 ore 45 min.; Bassa: 6 ore

BATTERIE INCLUSE: 6



DragonFly™ Neo

Ingrandimento da 2.5x a 3.5x

Dragonfly™ Orasoptic™ è un sistema d'ingrandimento con alimentazione a batteria completamente integrata e comandi incorporati per azionare il sistema di illuminazione.

Il modello NEO entry-level è disponibile in un unico colore e supporta i 4 poteri di ingrandimento più popolari.

Questo è il sistema d'ingrandimento preferito da chi si avvicina per la prima volta ad un sistema di ingrandimento, studenti e medici specializzandi.

COLORE DISPONIBILE: Blu Notte

INGRANDIMENTO: 2.5x, 3.0x, 3.5x

INTENSITÀ LUCE: 78 Lumens

DURATA BATTERIA: (set di 2) 3 ore 45 min.

BATTERIE INCLUSE: 4



DragonFly™ RDH

Ingrandimento 2.5x

Dragonfly™ Orasoptic™ è un sistema d'ingrandimento con alimentazione a batteria completamente integrata e comandi incorporati per azionare il sistema di illuminazione.

Il modello RDH supporta gli oculari RDH Elite™ progettati specificamente per igienisti dentali.

COLORE DISPONIBILE

Champagne, Lilla, Blu Notte

INTENSITÀ LUCE

78 Lumens

DURATA BATTERIA

(set di 2) 3 ore 45 min.

BATTERIE INCLUSE

4



■ Zeon Led Spark™

Sistema di illuminazione

Spark è una luce cordless che si integra con qualsiasi lente e montatura.

Caratterizzata da un innovativo design, brevettato, la luce Spark dispensa il suo peso uniformemente attraverso il ponte della montatura minimizzando la pressione sul viso.

La batteria include un indicatore che segnala quando la batteria ha raggiunto il 20% di ricarica residua.

SPOT UNIFORME

Una luce precisa e concentrata garantisce una maggiore visibilità durante le procedure di lavoro.

TECNOLOGIA A CORRENTE COSTANTE

La brillantezza non diminuisce con l'esaurirsi della batteria.

COMANDI TOUCH CONTROL AVANZATI

Possibilità di spegnere e accendere facilmente la luce tra le varie sedute.

CARICA BATTERIA VERSATILE

Un caricatore micro USB permette la ricarica in movimento.

TECNOLOGIA TRUCOLOR™

La nuova tecnologia TruColor™ permette di riprodurre fedelmente i colori, senza compromettere l'emissione luminosa, con un CRI (indice di resa cromatica) > 90 e una CCT (temperatura di colore) di 5.700K.



Intensità luce	Peso luce	Tipo batteria	Vita batteria	Tempo di ricarica
32.000 lux	31.8 gr	litio	6 ore	2 ore

■ Zeon Led Endeavour™

Sistema di illuminazione

Zeon Led Endeavour™ fornisce una luce concentrata per aiutarti a navigare nell'area di lavoro e illuminare dettagli critici che si possono perdere ad occhio nudo. Montati coassialmente sui vostri occhiali, i nostri sistemi di illuminazione eliminano le ombre dal campo operatorio. Tutti i sistemi di illuminazione Orasoptic utilizzano la tecnologia a corrente costante, il che significa che la loro luminosità non diminuirà con la diminuzione della batteria.

CARATTERISTICHE:

- Disegnato per un confort di leggerezza
- Pacco batteria e luce di piccole dimensioni
- Sistema touch control
- 3 livelli di intensità fino a 68.000 lux

TECNOLOGIA TRUCOLOR™

La nuova tecnologia TruColor™ permette di riprodurre fedelmente i colori, senza compromettere l'emissione luminosa, con un CRI (indice di resa cromatica) > 90 e una CCT (temperatura di colore) di 5.700K.



Intensità della luce	Peso Lampada	Tipo batteria	Peso batteria	Durata batteria
33.000/51.000/68.000 lux	11 gr.	Lithium Ion	115 gr.	da 5 a 10 ore

Disponibile anche in versione Zeon Led Endeavour™ XL Trucolor

Zeon Led Endeavour™ XL fornisce un fascio di luce più luminoso del 25% rispetto alla versione classica di Endeavour. La tecnologia a corrente costante garantisce inoltre che l'emissione luminosa del faro non diminuisca durante il funzionamento della batteria.

- Batteria ioni di litio - 206 gr.
- Tre livelli di intensità: 53/68/85 lumens
- Durata in carica della batteria da 10 a 24 ore (a seconda dell'intensità utilizzata)
- Tempo di ricarica 8 ore.

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
ORARDH-EE	RDH ELITE EDGE 2,5X	1 pz.	1.890 €	22	1.615 €
Sistema di Ingrandimento HIGH DEFINITION LOUPE - HDL MACRO 2.5X					
ORAHDL25MACRO-V1	HDL MACRO 2,5X - Montatura Victory	1 pz.	2.946 €	22	2.524 €
ORAHDL25MACRO-RY	HDL MACRO 2,5X - Montatura Rydon	1 pz.	2.946 €	22	2.524 €
ORAHDL25MACRO-TE	HDL MACRO 2,5X - Montatura Tempo	1 pz.	2.946 €	22	2.524 €
ORAHDL25MACRO-ED	HDL MACRO 2,5X - Montatura Ergo Edge	1 pz.	2.946 €	22	2.524 €
ORAHDL25MACRO-TR	HDL MACRO 2,5X - Montatura Triumph	1 pz.	2.946 €	22	2.524 €
Sistema di Ingrandimento HIGH DEFINITION LOUPE - HDL 3.0X					
ORAHDL30-V1	HDL 3.0X - Montatura Victory	1 pz.	3.175 €	22	2.720 €
ORAHDL30-RY	HDL 3.0X - Montatura Rydon	1 pz.	3.175 €	22	2.720 €
ORAHDL30-TE	HDL 3.0X - Montatura Tempo	1 pz.	3.175 €	22	2.720 €
ORAHDL30-ED	HDL 3.0X - Montatura Ergo Edge	1 pz.	3.175 €	22	2.720 €
ORAHDL30-TR	HDL 3.0X - Montatura Triumph	1 pz.	3.175 €	22	2.720 €
Sistemi di Ingrandimento - HDL PRISM - 3.5X					
ORA35PZ-V1	HDL PRISM - 3.5X - Montatura Victory	1 pz.	3.652 €	22	3.023 €
ORA35PZ-RY	HDL PRISM - 3.5X - Montatura Rydon	1 pz.	3.652 €	22	3.023 €
ORA35PZ-TE	HDL PRISM - 3.5X - Montatura Tempo	1 pz.	3.652 €	22	3.023 €
ORA35PZ-ED	HDL PRISM - 3.5X - Montatura Ergo Edge	1 pz.	3.652 €	22	3.023 €
ORA35PZ-TR	HDL PRISM - 3.5X - Montatura Triumph	1 pz.	3.652 €	22	3.023 €
Sistemi di Ingrandimento - HDL PRISM - 4.5X					
ORA45PZ-V1	HDL PRISM - 4.5X - Montatura Victory	1 pz.	3.975 €	22	3.403 €
ORA45PZ-RY	HDL PRISM - 4.5X - Montatura Rydon	1 pz.	3.975 €	22	3.403 €
ORA45PZ-TE	HDL PRISM - 4.5X - Montatura Tempo	1 pz.	3.975 €	22	3.403 €
ORA45PZ-ED	HDL PRISM - 4.5X - Montatura Ergo Edge	1 pz.	3.975 €	22	3.403 €
ORA45PZ-TR	HDL PRISM - 4.5X - Montatura Triumph	1 pz.	3.975 €	22	3.403 €
Sistemi di Ingrandimento - HDL PRISM - 5.5X					
ORA55PZ-V1	HDL PRISM - 5.5X - Montatura Victory	1 pz.	4.296 €	22	3.673 €
ORA55PZ-RY	HDL PRISM - 5.5X - Montatura Rydon	1 pz.	4.296 €	22	3.673 €
ORA55PZ-TE	HDL PRISM - 5.5X - Montatura Tempo	1 pz.	4.296 €	22	3.673 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2024

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
ORA55PZ-ED	HDL PRISM - 5.5X - Montatura Ergo Edge	1 pz.	4.296 €	22	3.673 €
ORA55PZ-ED	HDL PRISM - 5.5X - Montatura Triumph	1 pz.	4.296 €	22	3.673 €
Sistema di Ingrandimento EYEZOOM 3.0 - 5.0X					
ORAEYEZ-V1	EYEZOOM 3.0X-5.0X - Montatura Victory	1 pz.	5.856 €	22	5.007 €
ORAEYEZ-RY	EYEZOOM 3.0X-5.0X - Montatura Rydon	1 pz.	5.856 €	22	5.007 €
ORAEYEZ-TE	EYEZOOM 3.0X-5.0X - Montatura Tempo	1 pz.	5.856 €	22	5.007 €
ORAEYEZ-ED	EYEZOOM 3.0X-5.0X - Montatura Ergo Edge	1 pz.	5.856 €	22	5.007 €
ORAEYEZ-TR	EYEZOOM 3.0X-5.0X - Montatura Triumph	1 pz.	5.856 €	22	5.007 €
Sistema di Ingrandimento EYEZOOM MINI 2.5 - 3.5X					
ORAEYEZMINI-V1	EYEZOOM MINI 2.5X-3.5X - Montatura Victory	1 pz.	4.350 €	22	3.705 €
ORAEYEZMINI-RY	EYEZOOM MINI 2.5X-3.5X - Montatura Rydon	1 pz.	4.350 €	22	3.705 €
ORAEYEZMINI-TE	EYEZOOM MINI 2.5X-3.5X - Montatura Tempo	1 pz.	4.350 €	22	3.705 €
ORAEYEZMINI-ED	EYEZOOM MINI 2.5X-3.5X - Montatura Ergo Edge	1 pz.	4.350 €	22	3.705 €
ORAEYEZMINI-TR	EYEZOOM MINI 2.5X-3.5X - Montatura Triumph	1 pz.	4.350 €	22	3.705 €
Sistemi di Ingrandimento - OMNIOPTIC 2.5X					
ORAOMNI25-TE	OMNIOPTIC 2,5X - Montatura Tempo	1 pz.	2.960 €	22	2.533 €
ORAOMNI25-V1	OMNIOPTIC 2,5X - Montatura Victory	1 pz.	2.960 €	22	2.533 €
Sistemi di Ingrandimento - OMNIOPTIC 3.5X					
ORAOMNI35-TE	OMNIOPTIC 3,5X - Montatura Tempo	1 pz.	3.510 €	22	3.000 €
ORAOMNI35-V1	OMNIOPTIC 3,5X - Montatura Victory	1 pz.	3.510 €	22	3.000 €
Sistemi di Ingrandimento - OMNIOPTIC 4.5X					
ORAOMNI45-TE	OMNIOPTIC 4,5X - Montatura Tempo	1 pz.	3.830 €	22	3.281 €
ORAOMNI45-V1	OMNIOPTIC 4,5X - Montatura Victory	1 pz.	3.830 €	22	3.281 €
Sistemi di Ingrandimento - OMNIOPTIC 5.5X					
ORAOMNI55-TE	OMNIOPTIC 5,5X - Montatura Tempo	1 pz.	4.154 €	22	3.551 €
ORAOMNI55-V1	OMNIOPTIC 5,5X - Montatura Victory	1 pz.	4.154 €	22	3.551 €
Sistema di Ingrandimento OMNIOPTIC OCULARI					
ORAOMNI25	OMNIOPTIC 2,5X - Oculari	1 pz.	2.179 €	22	1.859 €
ORAOMNI35	OMNIOPTIC 3,5X - Oculari	1 pz.	2.645 €	22	2.259 €
ORAOMNI45	OMNIOPTIC 4,5X - Oculari	1 pz.	2.959 €	22	2.499 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2024

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
ORAOMNI55	OMNIOPTIC 5,5X - Oculari	1 pz.	3.271 €	22	2.799 €
Sistema di Ingrandimento EYEZOOM MAX - 3.5X 6.5X					
ORAEYEM-V1	EYEZOOM MAX 3.5X-6.5X - Montatura Victory	1 pz.	6.489 €	22	5.590 €
ORAEYEM-RY	EYEZOOM MAX 3.5X-6.5X - Montatura Rydon	1 pz.	6.489 €	22	5.590 €
ORAEYEM-TE	EYEZOOM MAX 3.5X-6.5X - Montatura Tempo	1 pz.	6.489 €	22	5.590 €
ORAEYEM-ED	EYEZOOM MAX 3.5X-6.5X - Montatura Ergo Edge	1 pz.	6.489 €	22	5.590 €
ORAEYEM-TR	EYEZOOM MAX 3.5X-6.5X - Montatura Triumph	1 pz.	6.489 €	22	5.590 €
ORAHDL25MACRO-DFP-TC	DRAGONFLY HDL 2,5X MACRO PRO	1 pz.	6.415 €	22	5.316 €
ORAHDL25MACRO-DF-TC	DRAGONFLY HDL 2,5X MACRO NEO	1 pz.	6.010 €	22	4.987 €
ORA35PZ-DFP-TC	DRAGONFLY PRO 3,5X	1 pz.	7.066 €	22	5.862 €
ORA35PZ-DF-TC	DRAGONFLY NEO 3,5X	1 pz.	6.661 €	22	5.525 €
ORA45PZ-DFP-TC	DRAGONFLY PRO 4,5X	1 pz.	7.392 €	22	6.132 €
ORA55PZ-DFP-TC	DRAGONFLY PRO 5,5X	1 pz.	7.717 €	22	6.402 €
ORAEYEZ-DFP-TC	DRAGONFLY EYEZOOM PRO	1 pz.	9.344 €	22	7.752 €
ORAEYEZMINI-DFP-TC	DRAGONFLY EYEZOOM MINI PRO	1 pz.	7.717 €	22	6.402 €
ORAEYEM-DFP-TC	DRAGONFLY EYEZOOM MAX PRO	1 pz.	9.441 €	22	7.789 €
ORAHDL30-DFP-TC	DRAGONFLY PRO 3X	1 pz.	6.741 €	22	5.592 €
ORAHDL30-DF-TC	DRAGONFLY NEO 3X	1 pz.	6.336 €	22	5.255 €
ORARDH-DF-TC	DRAGONFLY RDH 2,5X	1 pz.	4.691 €	22	4.020 €
Sistema di Ingrandimento Ergo con ottica a deflessione					
ORAERGORDH-TE	Sistema Ergo RDH 3X - Montatura Tempo	1 pz.	2.826 €	22	2.780 €
ORAERGO35PZ-V1	Sistema Ergo HDL 3,5X - Montatura Victory	1 pz.	4.085 €	22	4.018 €
ORAERGO35PZ-TE	Sistema Ergo HDL 3,5X - Montatura Tempo	1 pz.	4.085 €	22	4.018 €
ORAERGO35PZ-RY	Sistema Ergo HDL 3,5X - Montatura Rydon	2 pz.	4.085 €	22	4.018 €
ORAERGO35PZ-TR	Sistema Ergo HDL 3,5X - Montatura Triumph	3 pz.	4.085 €	22	4.018 €
Sistema di Ingrandimento semipersonalizzato Luxe 2,5X					
ORA25LUXE-SP-NA-S	LUXE 2,X Semipersonalizzato con mont. Sportiva e dist. Interpupillare Stretta	1 pz.	1.453 €	22	1.430 €
ORA25LUXE-SP-RE-S	LUXE 2,X Semipersonalizzato con mont. Sportiva e dist. Interpupillare Regular	1 pz.	1.453 €	22	1.430 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2024

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
ORA25LUXE-SP-WI-S	LUXE 2,X Semipersonalizzato con mont. Sportiva e dist. Interpupillare Ampia	1 pz.	1.453 €	22	1.430 €
ZEON LED ENDEVOUR					
ORALED-ENDEVOUR-TCTTL	ZEON ENDEVOUR TRUCOLOR - Unità portatile di illuminazione Il kit comprende: • Lampada: peso 7,37 gr fino a 68.000 lux - luce bianca, temperatura del colore 6,500°K. • Batteria: Ioni litio, peso 115 gr. Durata in carica della batteria da 5 a 10 ore (a seconda dell'intensità utilizzata), tempo di ricarica 3 ore	1 pz.	1.795 €	22	1.539,00 €
ORALED-ENDEVOUR-TCZEI	• Caricabatteria/ Alimentatore consente l'utilizzo anche direttamente collegato alla presa elettrica • Cavo rivestito per prevenire le rotture nel punto in cui curva. E' inoltre collegato alla batteria tramite connettore di sicurezza • Filtro anti-polimerizzazione				
ORALED-ENDEVOUR-TCUNI	• Clip per attacco al sistema di ingrandimento ZEON ENDEVOUR CON ATTACCO ORASCOPTIC Disponibile con attacco ORASCOPTIC, ZEISS e Universale.				
ORALED-ENDEVOUR-XL	ENDEVOUR XL TRUCOLOR LED Batteria ioni di litio, 206 gr. Durata in carica della batteria da 10 a 24 ore (a seconda dell'intensità utilizzata) Tempo di ricarica 8 ore.	1 pz.	1.940 €	22	1.657,00 €
ZEON LED SPARK					
ORALED-SPARK-TC	ZEON LED SPARK TRUCOLOR - Unità portatile di illuminazione cordless Il kit comprende: • Lampada: peso 31,8 gr fino a 32.000 lux - luce bianca • Batteria: Ioni litio. Durata in carica della batteria 6 ore. Tempo di ricarica 2 ore • Carica-batteria/Alimentatore: caricatore micro USB • Filtro: anti-polimerizzazione • Clip: universale per TTL • L'indice di resa colore (CRI790) permette di individuare come mai prima d'ora il colore dei tessuti e le tonalità cosmetene abbinate, con una resa cromatica senza eguali.	1 pz.	2.095,00 €	22	1.797,00 €
PRESCRIZIONI					
ORAPRESC-STD	PRESCRIZIONE STANDARD	1 pz.	150,00 €	4	150,00 €
ORAPRESC-BIF	PRESCRIZIONE BIFOCALE	1 pz.	150,00 €	4	150,00 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2024


RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
ORAAL-DISC-UNI	CLIP UNIVERSALE LUCE	1 pz.	130,00 €	22	130,00 €
ORA-HSRP1-ZZ	FERMA OCCHIALI CON CLIP PER MONTATURA TEMPO 2/ERGOEDGE/TITANIUM	1 pz.	21,60 €	22	21,60 €
ORA-HSRP1-XV1	FERMA OCCHIALI PER MONTATURA XV1/ DRAGONFLY	1 pz.	30,00 €	22	30,00 €
ORA-HSRP1-XV1-OH	FERMA OCCHIALI PER MONTATURA XV1 SOPRA TESTA	1 pz.	30,00 €	22	30,00 €
ORA-HSRP1-LE	FERMA OCCHIALI PER MONTATURA RDH / LEGEND	1 pz.	21,60 €	22	21,60 €
ORA-HSRP1-ZZ1	FERMA OCCHIALI PER MONTATURA LUXE/RYDON X /RAVE X / REVOLUTION	1 pz.	21,60 €	22	21,60 €
ORA-HSRP1-ZZ0	FERMA OCCHIALI UNIVERSALE MICRO NERO	1 pz.	21,60 €	22	21,60 €
ORAAL-SPARK-LCF	FILTRO ANTIPOLIMERIZ. SPARK/ENDEAVOUR 2/XV1	1 pz.	46,00 €	22	46,00 €
ORAAO-NPDED	KIT NASELLO PER MONTATURA ERGO EDGE	1 kit	39,00 €	22	39,00 €
ORAAL-922276-1	GOMMINO PER CLIP UNIVERSALE - ZEON LED SPARK	1 pz.	14,00 €	22	14,00 €
ORAAO-NPSIL	NASELLO IN SILICONE	1 pz.	29,00 €	22	29,00 €
ORAAO-NPXV1	NASELLO PER MONTATURA XV1 CON VITE	1 pz.	27,00 €	22	27,00 €
ORA-CLOTH	PANNO PULIZIA OCCHIALI	1 pz.	29,25 €	22	29,25 €
ORAAO-NPDRV	NASELLO PER MONTATURA REVOLUTION	1 pz.	39,00 €	22	39,00 €
ORAAO-NPDRg	NASELLO PER MONTATURA DRAGONFLY	1 pz.	39,00 €	22	39,00 €
ORAAO-NPDRP	NASELLO PER MONTATURA RYDON X / RAVE X	1 pz.	39,00 €	22	39,00 €
ORA921887	PINZETTA LUCE PER CAMICE	1 pz.	6,45 €	22	6,45 €
ORA921382-1	PORTA BATTERIA PER CINTURA	1 pz.	39,00 €	22	39,00 €
ORAAO-SSDEDZZ1	PROTEZIONE LATERALE MONTATURA ERGO EDGE	1 paio	39,00 €	22	39,00 €
ORAAO-SSDRPZZ1	PROTEZIONE LATERALE MONTATURA RYDON X / RAVE X / REVOLUTION	1 paio	39,00 €	22	39,00 €
ORAAO-SSDLEZZ1	PROTEZIONE LATERALE MONTATURA LEGEND/RDH	1 paio	23,15 €	22	23,15 €
ORAAO-SSDTEZZ1	PROTEZIONE LATERALE MONTATURA TEMPO/ TRIUMPH	1 paio	23,15 €	22	23,15 €
ORAAO-SSDV1ZZ1	PROTEZIONE LATERALE MONTATURA VICTORY	1 paio	39,00 €	22	39,00 €
ORAAO-SSDDRZZ1	PROTEZIONE LATERALE MONTATURA DRAGONFLY	1 paio	40,00 €	22	40,00 €
ORAAO-ED-RGT	STANGHETTA PER MONTATURA ERGO EDGE - DESTRA	1 pz.	87,70 €	22	87,70 €
ORAAO-ED-LFT	STANGHETTA PER MONTATURA ERGO EDGE - SINISTRA	1 pz.	87,70 €	22	87,70 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2024

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
ORAAO-RDH-BLU	STANGHETTA MONTATURA RDH BLU	1 pz.	72,00 €	22	72,00 €
ORAAO-RV	STANGHETTA MONTATURA REVOLUTION (1 pz)	1 pz.	87,70 €	22	87,70 €
ORAAO-RP	STANGHETTA MONTATURA RYDON X / RAVE X	1 pz.	87,70 €	22	87,70 €
ORAAO-TE-NERA	STANGHETTA MONTATURA TEMPO 3° GEN NERA	1 paio	45,95 €	22	45,95 €
ORAAO-TE-GRAFITE	STANGHETTA MONTATURA TEMPO 3° GEN GRAFITE	1 paio	45,95 €	22	45,95 €
ORAAO-TE-BORDEAU	STANGHETTA MONTATURA TEMPO 3° GEN BORDEAU	1 paio	45,95 €	22	45,95 €
ORAAO-TE-BLU	STANGHETTA MONTATURA TEMPO 3° GEN BLU	1 paio	45,95 €	22	45,95 €
ORAAO-TR-BLU	STANGHETTA MONTATURA TRIUMPH BLU	1 paio	45,95 €	22	45,95 €
ORAAO-TR-NERA	STANGHETTA MONTATURA TRIUMPH NERA	1 paio	45,95 €	22	45,95 €
ORAAO-TR-SLATE	STANGHETTA MONTATURA TRIUMPH SLATE	1 paio	45,95 €	22	45,95 €
ORAAO-TR-GOLD	STANGHETTA MONTATURA TRIUMPH GOLD	1 paio	45,95 €	22	45,95 €
ORAAO-TR-ROSEGO	STANGHETTA MONTATURA TRIUMPH ROSEGOLD	1 paio	45,95 €	22	45,95 €
ORAAO-NMPLTZZ1	TARGHETTA INCISIONE NOME	1 pz.	19,50 €	22	19,50 €
ORAAO922320-2	TEMPO VERSIONE GEN 1 STANGHETTA LATERALE DESTRA CON VITE	1 pz.	45,95 €	22	45,95 €
ORAAO-TPT12-ZZ1	TERMINALE STANGHETTA PER MONTATURA VICTORY/TITANIUM	1 pz.	39,00 €	22	39,00 €
ORAAL-ENDE-VAL	VALIGETTA PORTA ZEON ENDEAVOUR	1 pz.	75,00 €	22	75,00 €
ORAAL-SPA-VAL	VALIGETTA PORTA ZEON SPARK	1 pz.	84,00 €	22	84,00 €
ORAAO-922224-1	VALIGETTA PORTACCHIALI IN TESSUTO	1 pz.	60,00 €	22	60,00 €
ORA922469-2	KIT PROTEZIONI LATERALI PER MONTATURA PHANTOM/LUXE	1 kit	24,00 €	22	24,00 €
ORA922437-2	KIT NASELLO CON VITI PER MONTATURA PHANTOM/Dragonfly	1 kit	24,00 €	22	24,00 €
ORAAO-LUXE-NERA	STANGHETTA PER MONTATURAPHANTON NERA	1 pz.	45,95 €	22	45,95 €
ORAAO-EE	STANGHETTA PER MONTATURA ELITE EDGE - 1 pz	1 pz.	28,00 €	22	28,00 €
ORAAO-922320-1	TEMPO VERSIONE GEN 1 STANGHETTA LATERALE SINISTRA CON VITE	1 pz.	45,95 €	22	45,95 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2024

RADIOLOGIA



■ Pellicola Insight IP-01 2,2x3,5 cm Pellicola Radiografica Endorale Periapicale

Pellicola Radiografica Endorale ad alta sensibilità ed alto contrasto. Periapicale (Super Poly-Soft). Riduce al minimo l'esposizione.

Pellicola di sensibilità F, con il tempo di esposizione più basso tra le pellicole presenti sul mercato.

Riduzione delle radiazioni.

Grazie ai ridotti tempi di esposizione, Insight assicura una riduzione delle radiazioni fino al 60%, garantendo più sicurezza per i vostri pazienti.

Eccellente qualità dell'immagine offre eccellenti prestazioni e superiore qualità dell'immagine per diagnosi più sicure, grazie all'esclusiva tecnologia brevettata T-Grain®.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 100 pellicole
singole
(Ref. KD8675332)



■ Pellicola Insight IP-02 2,2x3,5 cm Pellicola Radiografica Endorale Periapicale

Pellicola Radiografica Endorale ad alta sensibilità ed alto contrasto. Periapicale (Super Poly-Soft). Riduce al minimo l'esposizione.

Pellicola di sensibilità F, con il tempo di esposizione più basso tra le pellicole presenti sul mercato. Riduzione delle radiazioni.

Grazie ai ridotti tempi di esposizione, Insight assicura una riduzione delle radiazioni fino al 60%, garantendo più sicurezza per i vostri pazienti.

Eccellente qualità dell'immagine offre eccellenti prestazioni e superiore qualità dell'immagine per diagnosi più sicure, grazie all'esclusiva tecnologia brevettata T-Grain®.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 100 pellicole
singole
(Ref. KD1280619)



■ Pellicola Insight IP-21 3,1x4,1 cm Pellicola Radiografica Endorale Periapicale

Riduce al minimo l'esposizione. Pellicola di sensibilità F, con il tempo di esposizione più basso tra le pellicole presenti sul mercato.

Riduzione delle radiazioni.

Grazie ai ridotti tempi di esposizione, Insight assicura una riduzione delle radiazioni fino al 60%, garantendo più sicurezza per i vostri pazienti.

Eccellente qualità dell'immagine offre eccellenti prestazioni e superiore qualità dell'immagine per diagnosi più sicure, grazie all'esclusiva tecnologia brevettata T-Grain®.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 150 pellicole
singole
(Ref. KD1763960)



■ Pellicola Insight IP-22 3,1x4,1 cm Pellicola Radiografica Endorale Periapicale

Riduce al minimo l'esposizione. Pellicola di sensibilità F, con il tempo di esposizione più basso tra le pellicole presenti sul mercato.

Riduzione delle radiazioni.

Grazie ai ridotti tempi di esposizione, Insight assicura una riduzione delle radiazioni fino al 60%, garantendo più sicurezza per i vostri pazienti.

Eccellente qualità dell'immagine offre eccellenti prestazioni e superiore qualità dell'immagine per diagnosi più sicure, grazie all'esclusiva tecnologia brevettata T-Grain®.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 130 pellicole
singole
(Ref. KD1798628)



■ Pellicola Insight IP-21 3,1x4,1 cm con barriera ClinAsept

Le pellicole Insight ClinAsept sono racchiuse in una barriera trasparente che le protegge contro contaminazioni che possono essere presenti nei liquidi orali.

Disponibile in formato a film singolo per dimensione 2, ogni pellicola è preconfezionata in modo sicuro con una propria barriera.

Questa pellicola è stata sviluppata utilizzando emulsione T-Grain.

I suoi grani di alogenuro d'argento appiattiti utilizzano i raggi X in modo più efficiente e consentono alla pellicola di trattenere il contrasto in modo più efficace nelle soluzioni di elaborazione stagionate.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 100 pellicole doppie
(Ref. KD1539931)



■ Pellicola T-Mat Recipiente per pulizia dell'impianto di aspirazione

Pellicola radiografica sensibile alla fluorescenza verde, da usare con schermi tipo Lanex verde-emittenti.

Pellicola standard per tutte le applicazioni di radiografia panoramica e cefalometrica. Prestazioni ottimali di definizione dell'immagine ottenute grazie alla tecnologia brevettata T-Grain®.

MISURE E CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Pellicola 12,7x30,5 cm (Ref. KD1987627)

Conf. da 50 fogli

Pellicola 15,0x30,0 cm

Conf. da 50 fogli (Ref. KD1869080)

Conf. da 100 fogli (Ref. KD5215603)

Pellicola 18,0x24,0 cm (KD5210222)

Conf. da 50 fogli



■ Pellicola Ultra Speed DF-53

misura 2,2x3,5 cm

La pellicola Ultra-Speed è una pellicola per radiografie odontoiatriche indicata per tutti gli esami intraorali.

Il prodotto è compatibile con tutti i tipi di quipaggiamento esistenti e utilizzati nelle catene di rilevazione radiografica.

La sua caratteristica è nel contrasto molto alto, sensibilità molto alta, nitidezza molto elevata radiografie di lucentezza e resa costante anche se utilizzata in differenti condizioni di procedimento.

Ciascuna pellicola è confezionata in un pacchetto individuale.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 100 pellicole singole

(Ref. KD1228931)



■ Pellicola Ultra Speed DF-54

misura 2,2x3,5 cm

La pellicola Ultra-Speed è una pellicola per radiografie odontoiatriche indicata per tutti gli esami intraorali.

Il prodotto è compatibile con tutti i tipi di quipaggiamento esistenti e utilizzati nelle catene di rilevazione radiografica.

La sua caratteristica è nel contrasto molto alto, sensibilità molto alta, nitidezza molto elevata radiografie di lucentezza e resa costante anche se utilizzata in differenti condizioni di procedimento.

Ciascuna pellicola è confezionata in un pacchetto individuale.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 100 pellicole singole

(Ref. KD1228840)



■ Pellicola Ultra Speed DF-57

misura 3,1x4,1 cm

La pellicola Ultra-Speed è una pellicola per radiografie odontoiatriche indicata per tutti gli esami intraorali.

Il prodotto è compatibile con tutti i tipi di quipaggiamento esistenti e utilizzati nelle catene di rilevazione radiografica.

La sua caratteristica è nel contrasto molto alto, sensibilità molto alta, nitidezza molto elevata radiografie di lucentezza e resa costante anche se utilizzata in differenti condizioni di procedimento.

Ciascuna pellicola è confezionata in un pacchetto individuale.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 130 pellicole singole

(Ref. KD1394543)



■ Pellicola Ultra Speed DF-58

misura 3,1x4,1 cm

La pellicola Ultra-Speed è una pellicola per radiografie odontoiatriche indicata per tutti gli esami intraorali.

Il prodotto è compatibile con tutti i tipi di quipaggiamento esistenti e utilizzati nelle catene di rilevazione radiografica.

La sua caratteristica è nel contrasto molto alto, sensibilità molto alta, nitidezza molto elevata radiografie di lucentezza e resa costante anche se utilizzata in differenti condizioni di procedimento.

Ciascuna pellicola è confezionata in un pacchetto individuale.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 150 pellicole singole

(Ref. KD1320324)



■ Readymatic fissaggio dental prodotti chimici per tratt. automatico e manuale

Questo prodotto rappresenta soluzioni pronte all'uso che non richiedono operazioni di miscelazione o diluizione, pur mantenendo un'eccellente qualità di trattamento. Consente l'uso in sviluppatrici automatiche di pellicole radiografiche dentali, in modo tale da assicurare una qualità di trattamento costante per radiografie endorali ed extraorali.

Forniscono un'ottima qualità se utilizzate con pellicole endorali INSIGHT e ULTRA-SPEED oppure con pellicole panoramiche T-MAT. Ideale per qualsiasi tipo di sviluppo (automatico, manuale, sviluppatrici dotate di rulli e senza rulli).

Le confezioni Dental Readymatic chiuse rimangono utilizzabili due anni. Il flacone aperto potrà essere utilizzato entro un mese.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 2 flaconi da 5lt

(Ref. KD5285937)

n.1 conf. da 4 flaconi da 2lt

(Ref. KD5285952)



■ Readymatic sviluppo dental prodotti chimici per tratt. automatico e manuale

Questo prodotto rappresenta soluzioni pronte all'uso che non richiedono operazioni di miscelazione o diluizione, pur mantenendo un'eccellente qualità di trattamento. Forniscono un'ottima qualità se utilizzate con pellicole endorali INSIGHT e ULTRA-SPEED oppure con pellicole panoramiche T-MAT.

Consente l'uso in sviluppatrici automatiche di pellicole radiografiche dentali, in modo tale da assicurare una qualità di trattamento costante per radiografie endorali ed extraorali. Ideale per qualsiasi tipo di sviluppo (automatico, manuale, sviluppatrici dotate di rulli e senza rulli).

Le confezioni Dental Readymatic chiuse rimangono utilizzabili due anni. Il flacone aperto potrà essere utilizzato entro un mese.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 2 flaconi da 5lt

(Ref. KD5285929)

n.1 conf. da 4 flaconi da 2lt

(Ref. KD5285945)



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
PELLICOLE RADIOGRAFICHE ENDORALI PELLICOLA Carestream dental INSIGHT					
PERIAPICALE (SUPER POLY-SOFT)					
KD1163401	IP-21/3,1x4,1 cm - 150 pellicole singole	1 pz.	88,12 €	22	86,50 €
KD1798628	IP-22/3,1x4,1 cm - 130 pellicole doppie	1 pz.	121,63 €	22	119,50 €
KD8675332	IP-01/2,2x3,5 cm - 100 pellicole singole	1 pz.	67,02 €	22	66,00 €
KD1280619	IP-02/2,2x3,5 cm - 100 pellicole doppie	1 pz.	96,21 €	22	94,50 €
PERIAPICALE (CARTONATA)					
KD1763960	IP-21/3,1x4,1 cm - 150 pellicole singole	1 pz.	105,42 €	22	103,50 €
KD1124981	IP-11/2,4x4,0 cm - 100 pellicole singole	1 pz.	81,31 €	22	80,00 €
KD8055402	IP-12/2,4x4,0 cm - 100 pellicole doppie	1 pz.	104,88 €	22	103,00 €
BITE WING (CARTONATA CON LINGUETTA)					
KD1807650	IB-21/3,1x4,1 cm - 50 pellicole singole	1 pz.	88,56 €	22	87,00 €
KD8298929	IB-31/2,7x5,4 cm - 100 pellicole singole	1 pz.	174,09 €	22	171,00 €
Occlusale (CARTONATA)					
KD1169143	IO-41/5,7x7,6 cm - 25 pellicole singole	1 pz.	85,30 €	22	84,00 €
KD1079086	IP-22 INSIGHT 3.1X4.1 cm - 150 pellicole doppie	1 pz.	124,34 €	22	122,00 €
KD1539931	IP-21 INSIGHT 3,1x4,1 cm - 100 pellicole doppie	1 pz.	84,13 €	22	82,50 €
Carestream dental ULTRA-SPEED PELLICOLA Carestream dental ULTRA-SPEED					
PERIAPICALE (SUPER POLY-SOFT)					
KD1320324	DF-58/3,1x4,1 cm - 150 pellicole singole - DF-58/3,1x4,1 cm - 150 pellicole singole	1 pz.	77,41 €	22	76,00 €
KD1394543	DF-57/3,1x4,1 cm - DF-57/3,1x4,1 cm	1 pz.	108,03 €	22	106,00 €
KD1228840	DF-54/2,2x3,5 cm (ex codice KD122 1650) - DF-54/2,2x3,5 cm (ex codice KD122 1650)	1 pz.	64,78 €	22	64,00 €
KD1228931	DF-53/2,2x3,5 cm (ex codice KD164 7478) - DF-53/2,2x3,5 cm (ex codice KD164 7478)	1 pz.	89,73 €	22	88,00 €
KD1491737	Periapicale (CARTONATA) DF-58/3,1x4,1 cm (ex codice KD8951758) - Periapicale (CARTONATA) DF-58/3,1x4,1 cm (ex codice KD8951758)	1 pz.	97,85 €	22	96,00 €
KD1491752	DF-57/3,1x4,1 cm (ex codice KD833 9822) - DF-57/3,1x4,1 cm (ex codice KD833 9822)	1 pz.	130,38 €	22	128,00 €
KD1273747	DF-56/2,4x4,0 cm (ex codice KD604 1305) - DF-56/2,4x4,0 cm (ex codice KD604 1305)	1 pz.	74,51 €	22	73,00 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2024

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
KD1273721	DF-55/2,4x4,0 cm (ex codice KD604 1313) - DF-55/2,4x4,0 cm (ex codice KD604 1313)	1 pz.	98,38 €	22	96,50 €
KD8393043	Bite Wing (CARTONATA CON LINGUETTA) DF-40/3,1x4,1 cm (ex codice KD846 5890) - Bite Wing (CARTONATA CON LINGUETTA) DF-40/3,1x4,1 cm (ex codice KD846 5890)	1 pz.	93,96 €	22	92,00 €
KD1296771	DF-42/2,7x5,4 cm (ex codice KD124 3872) - DF-42/2,7x5,4 cm (ex codice KD124 3872)	1 pz.	177,85 €	22	174,50 €
KD1666163	Occlusale (cartonata) DF-50/5,7x7,6 cm (ex codice KD878 8689) - Occlusale (cartonata) DF-50/5,7x7,6 cm (ex codice KD878 8689)	1 pz.	82,93 €	22	81,50 €
PELLICOLE PER RADIOGRAFIA PANORAMICA E CEFALOMETRICA					
PELLICOLA CARESTREAM DENTAL T-MAT G/RA					
KD1987627	12,7x30,5 cm (ex codice KD521 2006) - 50 fogli	1 pz.	104,86 €	22	103,00 €
KD1869080	15,0x30,0 cm - 50 fogli	1 pz.	106,49 €	22	104,50 €
KD5212022	18,0x24,0 cm - 50 fogli	1 pz.	116,67 €	22	114,50 €
KD5215603	15,0x30,0 cm - 100 fogli	1 pz.	213,54 €	22	209,50 €
PELLICOLA CARESTREAM DENTAL X-OMAT DBF					
KD1990712	15,0x30,0 cm (ex codice KD5262381) - 50 fogli	1 pz.	122,72 €	22	120,50 €
KD8713471	12,7x30,5 cm (ex codice KD5262373) - 50 fogli	1 pz.	108,67 €	22	107,00 €
PELLICOLA Carestream dental EKTAVISION G & L					
PELLICOLA EKTAVISION G					
KD8372716	15,0x30,0 cm - 50 fogli	1 pz.	155,58 €	22	153,00 €
KD1477405	12,7x30,5 cm - 50 fogli	1 pz.	142,73 €	22	140,00 €
SCHERMI DI RINFORZO					
SCHERMI DI RINFORZO CARESTREAM DENTAL LANEX MEDIUM					
KD8114654	(Senza Spugna/Utilizzo con cassette standard) 12,7x30,5 cm	1 pz.	284,37 €	22	279,00 €
KD1292671	15,0x30,0 cm	1 pz.	284,26 €	22	279,00 €
SCHERMI DI RINFORZO CARESTREAM DENTAL LANEX REGULAR					
KD1414689	(Senza Spugna/Utilizzo con cassette standard) 12,7x30,5 cm	1 pz.	284,37 €	22	279,00 €
KD1647205	15,0x30,0 cm	1 pz.	284,37 €	22	279,00 €
PRODOTTI CHIMICI CARESTREAM DENTAL PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO AUTOMATICO E MANUALE CARESTREAM DENTAL DENTAL READYMATIC					
KD5285945	Dental Readymatic Sviluppo 4x2 lt	1 pz.	43,56 €	22	43,00 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2024

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
KD5285952	Dental Readymatic Fissaggio 4x2 lt	1 pz.	43,56 €	22	43,00 €
KD5285929	Dental Readymatic Sviluppo 2x5 lt	1 pz.	50,82 €	22	50,00 €
KD5285937	Dental Readymatic Fissaggio 2x5 lt	1 pz.	50,82 €	22	50,00 €
Prodotti chimici per trattamento manuale MONOBAGNO CARESTREAM DENTAL Radiografico Dentale					
KD5087911	Monobagno 6x500 ml	1 pz.	57,62 €	22	56,50 €
SVILUPPO E FISSAGGIO CARESTREAM DENTAL PER RADIOGRAFIA DENTALE					
KD5060686	Dental Sviluppo 4x1 lt	1 pz.	29,40 €	22	29,00 €
KD5060694	Dental Fissaggio 4x1 lt	1 pz.	29,40 €	22	29,00 €
KD5016316	Dental Sviluppo 1x2,25 lt	1 pz.	15,15 €	22	15,00 €
KD5016308	Dental Fissaggio 1x2,25 lt	1 pz.	15,15 €	22	15,00 €
SVILUPPO E FISSAGGIO CARESTREAM DENTAL RAPID ACCESS					
KD5010459	Rapid Access Sviluppo 6x500 ml	1 pz.	48,55 €	22	48,00 €
KD5010491	Rapid Access Fissaggio 6x500 ml	1 pz.	48,71 €	22	48,00 €
PRODOTTI MEDICALI Carestream dental*					
KD1002740	CASSETTA LANEX MEDIUM SCR 15X30	1 pz.	824,85 €	22	809,00 €
KD1604016	CASSETTA X-OMATIC REGULAR 15X30	1 pz.	284,37 €	22	279,00 €
*Avvertenze: i prodotti medicali non sono sempre pronta consegna, potrebbero quindi verificarsi dei ritardi nelle evasioni.					

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2024

PRIMO SOCCORSO



Defibrillatore Semiautomatico FRX

Il defibrillatore semiautomatico Philips FRx presenta innovazioni tecnologiche pensate per il trattamento della causa più comune dell'arresto cardiaco improvviso. E' progettato per una facile predisposizione e un semplice utilizzo e per offrire solidità e affidabilità a coloro che per primi prestano soccorso.

Elettrodi SMART II: possono essere utilizzati su pazienti adulti e pediatrici. Eliminano la necessità di acquistare vari set di elettrodi per tipi di pazienti diversi. Gli elettrodi SMART II consentono al defibrillatore FRx di procedere di pari passo con i soccorritori adattandosi alle loro azioni. Di uso intuitivo, con un design essenziale e istruzioni vocali chiare, comprese quelle per la rianimazione cardiopolmonare, contribuiscono a infondere la sicurezza necessaria per trattare una vittima di arresto cardiaco.

Trasmissione dati wireless: Porta di comunicazione a infrarossi per una facile trasmissione dei dati a uno smartphone o PC che esegue il software Event Review, senza problemi di compatibilità con cavi o hardware.

Attivatore pediatrico: è sufficiente inserire l'attivatore pediatrico nel defibrillatore FRx per segnalare al dispositivo che il paziente trattato è un bambino. Il defibrillatore provvede quindi a fornire istruzioni idonee sul posizionamento degli elettrodi e sulla rianimazione cardiopolmonare. Inoltre, le icone degli elettrodi lampeggiano per indicarne il posizionamento ottimale, mentre il dispositivo riduce l'energia della scarica a un livello più adatto ai bambini.

CONFEZIONAMENTO (Ref. PHD861304)

n.1 confezione contenente:

n.1 defibrillatore FRX Philips, n.1 batteria, n.1 cartuccia per elettrodi per adulti contenente un set di elettrodi di defibrillazione adesivi, n.1 manuale per l'utente, n.1 guida rapida di riferimento



Chiave pediatrica FRX



Chiave per utilizzare il defibrillatore Philips HeartStart FRx su pazienti pediatrici con peso minore di 25 kg o 8 anni di età.

Elettrodi defibrillazione adulti



Coppia di elettrodi di ricambio raccomandati per pazienti adulti o pazienti pediatrici utilizzati in combinazione con la Chiave pediatrica.

Valigetta morbida per FRX



Valigetta morbida in cordura, protegge l'apparecchio da umidità eccessiva, schizzi e urti.

Cartello murale segnalatore



Cartello di segnalazione da installare affisso sopra ad una teca o un supporto contenente un defibrillatore. Permette una maggiore visibilità del defibrillatore.

Staffa per montaggio a parete



Staffa per montaggio a parete per interni progettata appositamente per i defibrillatori Philips HeartStart e i relativi accessori.

Defibrillatore MindRay BeneHeart C1A

mindray
healthcare within reach

Defibrillatore semiautomatico Mindray compatto e leggero in cui sono integrate le funzioni di defibrillazione semiautomatica.

In modalità AED analizza automaticamente il ritmo, determina quando è consigliata l'erogazione di uno shock ed informa l'utilizzatore tramite messaggi vocali e di testo.

BeneHeart C1A è in grado di aumentare le probabilità di successo della defibrillazione (meno di 8 secondi per erogare la prima scarica);

- Accensione in 2 secondi e analisi ECG in 5 secondi;
- Robusto ai test d'impatto da 1.5 m e dotato di un grado di protezione IP55 è ideale per ambienti di pronto soccorso e per l'impiego al di fuori della struttura ospedaliera;
- Possibilità di effettuare la registrazione dei suoni ambientali
- Memorizzazione di 500 eventi paziente, 5 ore di dati relativi al processo di resuscitazione cardiopolmonare e 1000 risultati di test utente
- Elettrodi e batteria della durata di 5 anni, con un costo dei consumabili automaticamente inferiore

CONFEZIONAMENTO (Ref. PHD0654B-XA00001)

n.1 confezione contenente:

n.1 DAE semiautomatico Mindray Beneheart C1A, DAE semiautomatico Mindray Beneheart C1A, Batteria, Elettrodi, Scheda di riferimento rapido, Manuale, Kit di soccorso DAE, Informazioni sulla manutenzione



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %
PHD861304	DEFIBRILLATORE FRX	1 pz.	2.065,00 €	22
PHDM5066A	DEFIBRILLATORE HEARTSTART HS1	1 pz.	1.350,00 €	22
PHD0654B-XA00001	DEFIBRILLATORE MINDRAY C1	1 pz.	1.666,00 €	
PHD989803170891	STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE AED	1 pz.	200,20 €	22
PHD989803170931	CARTELLO MURALE SEGNALE AED - VERDE	1 pz.	56,97 €	22
PHDM5070A	BATTERIA HS1/FRX	1 pz.	419,00 €	22
PHDM5071A	ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE ADULTI HS1 - 1 COPPIA	1 coppia	165,00 €	22
PHDM5072A	ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE PEDIATRICI HS1 - 1 COPPIA	1 coppia	255,00 €	22
PHD989803139261	ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE FRX - 1 COPPIA	1 coppia	139,00 €	22
PHDM5075A	VALIGETTA SEMIRIGIDA HS1	1 pz.	129,14 €	22
PHD989803139311	CHIAVE PEDIATRICA FRX	1 pz.	196,00 €	22
PHD989803139251	VALIGETTA MORBIDA FRX	1 pz.	245,00 €	22
PHD01BM3200-CS	PALLONE MONOUSO SMART BAG ADULTO	1 pz.	50,89 €	22



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa

ILLUMINAZIONE





Lampade Polimerizzatrici

Codice.	Marca	Modello	Volts	Watts
PHL0101	Bosworth	Superlight	15	150
	Dentsply-De Trey	Prisma Lite	15	150
	H-J	-	15	150
	Ic	Luxor	15	150
	Kulzer	Translux. Ec. Ecs	15	150
	Litema	Algotech Lh 5000. Puraflex HI 150	15	150
	Pierre Roland	Lux 200	15	150
	Prolux 200	-	15	150
	Sirona/Siemens	C1. C2. C3. C4	15	150
	Solid States Systems	Initiator	15	150
	Vivadent	Heliomat	15	150
PHL0102/2	3M-ESPE	XI1000. XI2500. XI3000. Visilux I. Visilux li	12	75
	3M-ESPE	Elipar li - Elipar Highlight	12	75
	ALMORE	Op	12	75
	ALTRE	Dexter Destilux. Litex 660. Eggert Lux	12	75
	ALTRE	Polilux (Mariotti). Q-Lux Ligth	12	75
	ALTRE	Fotolux (De Giorgi)	12	75
	COLTENE	Coltolux li Lite	12	75
	DARBY	Superdent 7500	12	75
	DEGUSSA	Degulux. Degulux Softstart	12	75
	DEMETRON-KERR	Optilux 101. 400. 401. 402 (75W). Vcl 200. 300	12	75
	DENT-AMERICA	Litex 650	12	75
	DENTSPLY-DE TREY	Prismetics Lite li. Dentsply Qhl75	12	75
	DEXTER/DEXTILUX	-	12	75
	EGGERT LUX	-	12	75
	FOTOLUX (Carlo de Giorgi)	-	12	75
	HEALTCO	Aristocrate I	12	75
	JOVIDENT	Cu80. Cu100	12	75
	KAVO	Polylux 2	12	75
	KENT	Kent Light	12	75
	KRUGG	Foyolight	12	75
	KULZER	Translux Energy	12	75
	LITEMA	Astral	12	75
	LITEX	660	12	75
	MEGA-PHYSIK	Megalux Cs	12	75
	NOVAXA	Vcl 300	12	75
	PHARMETICA	Hilux 200. 250. 300. 350	12	75
	PHASEALLOY	White Cine Gun	12	75
	Q-LUX LIGHT	-	12	75
	R&S	Handlight	12	75
	SIRONA/SIEMENS	M1	12	75
	UNITEX/3M	-	12	75
	VIVADENT	Heliolux Dlx. Gt. Gte	12	75
	VOCO	Polofil Lux	12	75
	WHALDENT/COLTENE	Coltolux li. Coltolux 3. Coltolux 4	12	75
PHL0103	3M-ESPE	Lc	8	20
	ALO17	Lampada Lysta	8	20
	CASTELLINI	Polylight	8	20
	FLEX	-	8	20
	LYSTA	Lc80. Lc85	8	20



Codice.	Marca	Modello	Volts	Watts
PHL0104	ALTRE	Airel. Bayer Lcu. Elcelux. Focus	12	100
	ALTRE	Heliospad (Spad). Restolux (Gacd)	12	100
	ARIEL	-	12	100
	BAYER LCU	-	12	100
	DEMETRON-KERR	Optilux 400. 401. 402 (100W)	12	100
	DENT-MAT	Ceri-Light	12	100
	DENTSPLY-DE TREY	Prismetics Lite	12	100
	EFOS	Lite	12	100
	ELCELUX	-	12	100
	FOCUS	-	12	100
	HELLOSPAD	Spad	12	100
	KINETIC-INSTR.	Sunspot	12	100
	KULZER	Translux CI	12	100
	LD CAULK	Prismetics Lite	12	100
	MECTRON	Pol Hall	12	100
	MEGA-PHYSIK	Cromalux 75 E 100	12	100
	PRO-DEN SYSTEMES	Executor	12	100
	SS WHITE	Profile Vcs	12	100
	TELEDYNE GETZ	Focus Activator	12	100
	VOCO	Proflux	12	100
PHL0105	3M-ESPE	XI1500	10	52
	CASTELLINI	Polylight Iii	10	52
	DENTSPLY-DE TREY	Spectrum	10	52
	FARO	Polispat. Pu504	10	52
	LITEMA	Arcus 2	10	52
	MECTRON	Pol Hall Ii. Bluelight. Bluelight Pro	10	52
PHL0107	DEMETRON-KERR	30. 35. 50. 150. 250. 350	14	35
	DENTSPLY-DE TREY	Euromax. Prolite. Prolite P li	14	35
	EFOS	35	14	35
	FARO	P287	14	35
	HEALTCO	Aristocrate li	14	35
	KAVO	Polylux 1	14	35
	LD CAULK	The Max	14	35
	SATELEC	Acta	14	35
	SIRONA/SIEMENS	M1. C7. C8	14	35
	VIVADENT	Heliolux. Heliolux I. Heliolux li	14	35
PHL0108	3M-ESPE	Espe	12	75
PHL0113	DOLAN-JENNER	Fiber Lite 170D	21	150
PHL0115	DARBY	Superdent 5000 & 8000	120	150
	DENT-MAT	Marathon	120	150
	PENN-MED	200 Orig. Wand	120	150
	PRO-DEN SYSTEMES	Polylite 500&100	120	150
PHL0117	3M-ESPE	Elipar Trilight 6910	12	75
	VIVADENT	Astralis 5. 7	12	75
PHL0118	DEMETRON-KERR	Optilux 500. 501	12	80
PHL0119	FOTOFIL	Johnson&Johnson	12	75
PHL0121	CASTELLINI	Polysteril. Polysteril li	8	50

Lampade per Riunito

Codice.	Marca	Modello	Volts	Watts
PHL0202	SIRONA/SIEMENS	Siroluxs24v.fantastic(C1.C2.C3.C4)	24	150
PHL0203	ADEC	6300(300H)	24	150
	EURODENT	Isolite(300H)	24	150
	FARO	Sunlight(300H)	24	150
	FARO	70	24	150
	KAVO	1400(Innesto2pin300h)	24	150
	PLANMECA	Delight	24	150
	RITTER	D428-D44lumostarnew-Rit-	24	150
PHL0204	AMACAELLISSE	-	17	95
	ANTHOS	Anteo.eco.lembo.phase.feseo	17	95
	CBSEM	-	17	95
	CEMM	Tsc90.Tsc2000	17	95
	FARO	S70.S90.S2000.Koolbeam	17	95
	FARO	Forest.galviattigl7supoltronaфинnent	17	95
	FEDESA	Midway.lineo.scorpio	17	95
	VITALI	Vitalicambologna	17	95
PHL0209	ADEC	6300(40H)	24	150
	EURODENT	Isolite(40H)	24	150
	FARO	B4843.Sunlight(40H)	24	150
	KAVO	1400(Innesto2pin40h)	24	150
	PLANMECA	Delight	24	150
	RITTER	Lumostarnew-Ritter(40H)-Ritter130	24	150
PHL0212	ALTRE	Magnax-Maruchieight	12	50
	CASTELLINI	Vega.monta.solar	12	50
	MAGNAX	-	12	50
	MARUCHIEIGHT	-	12	50
	OMS	Vision	12	50
	PHILIPS	Oralux	12	50
	SIRONA/SIEMENS	Siroluxe(C6.C8)	12	50
	VISION	Oms	12	50
	XO	Xo4	12	50
PHL0220	EURODENT	Isolite	24	150
PHL0233	ANTHOS	(Prodוז.dal2002)A4.A6.Gulliver.kisar	17	95
	ANTHOS	Venus	17	95
	FARO	Edi	17	95
	STERN-WEBER	Venusplus	17	95
PHL0234	ALTRE	Amacaelisse.cbsem.multilux(Stern)	24	150
	ALTRE	Marus-Starvision	24	150
	GALLUS	G208.Gm4	24	150
	MULTILUX	Stem	24	150
	PORTERDAYSTAR	-	24	150
	RITTER	Startrack._Kisuperstarlite	24	150
	STARVISION	-	24	150
	STERN-WEBER	Multilux(Stern)	24	150

Lampade Strumentazione

Codice.	Marca	Modello
PHL0501	SIRONA	Micromotori
PHL0502	SIRONA	Turbine
PHL0504	KAVO	Turbine/Micromotori
PHL0507	BIENAIR	Turbine
PHL0508	BIENAIR	Micromotori
PHL0516	W&H	Turbine
PHLL502	SIRONA/SIEMENS	Turbine Led
PHLL504	KAVO	Turbine Led
PHLL507	BIENAIR	Turbine Led
PHLL508	BIENAIR	Micromotori Led
PHLL510	NSK	Turbine Led
PHLL516	W&H	Turbine Led



RICAMBI ILLUMINAZIONE

Simit Dental offre una vasta gamma di referenze che soddisfano le più ampie esigenze del professionista dentale.

La gamma di ricambi illuminazione si suddivide in 4 principali categorie:

- Lampadine per lampade polimerizzanti
- Lampadine per riunito
- Lampadine per strumentazione (micromotorie turbine)
- Lampadine a led per strumentazione

LAMPADINE A LED

Le lampadine a Led assicurano una durata nettamente superiore alle lampadine di tipo alogeno con un costo di utilizzo inferiore. Inoltre la potenza di illuminazione risulta raddoppiata ed il colore della luce evidenzia meglio le nuance gialle e rosse.



CODICE SIMIT	VOLTS	WATTS	CODICE FORNITORE	LISTINO	IVA %
PHL0101	15	150	OSR15150	13,75 €	22
PHL0102	12	75	PH13865	33,56 €	22
PHL0102/2	12	75	AL017	24,12 €	22
PHL0103	8	20	AL055	29,11 €	22
PHL0104	12	100	AL024	38,01 €	22
PHL0105	10	52	PH89231	33,02 €	22
PHL0106	12	75	AL0600	30,70 €	22
PHL0107	14	35	PH13165	29,38 €	22
PHL0109	21	150	USEJA	63,34 €	22
PHL0111	24	250	OSRELC	13,21 €	22
PHL0112	12	100	OSR12100	13,88 €	22
PHL0113	21	150	USEKE	26,90 €	22
PHL0114	12	50	12504	56,06 €	22
PHL0115	12	150	USESD	78,57 €	22
PHL0116	13	100	PH14647	69,81 €	22
PHL0117	12	75	PH14552	29,16 €	22
PHL0118	12	80	ADK1280	60,65 €	22
PHL0119	12	75	OSR1275	15,77 €	22
PHL0120	-	18	DULUXL18W71	14,82 €	22
PHL0121	8	50	AL605E	14,82 €	22
PHL0122	120	150	US120150WB	60,65 €	22
PHL0125	21	150	OSREJV	42,86 €	22
PHL0128	10	52	A89231MOL	80,46 €	22
PHL0129	8	50	OSR3205	17,92 €	22
PHL0131	100	175	HQ450Z7	450,13 €	22
PHL0132	12	55	DULUXL55W12	19,41 €	22
PHL0235	12	50	PH14567	3,23 €	22
PHL0239	15	90	PHPVEPXI	34,77 €	22
PHL0244	-	-	MN24120	28,30 €	22
PHL0245	12	100	OSR3207	3,91 €	22
PHL0202	24	150	AL641	15,36 €	22
PHL0203	24	150	AL642	6,87 €	22

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2024



CODICE SIMIT	VOLTS	WATTS	CODICE FORNITORE	LISTINO	IVA %
PHL0204	17	95	PHA1262A	25,34 €	22
PHL0205	6,6A	100	OSRM66100	36,23 €	22
PHL0208	12	55	H355	4,99 €	22
PHL0209	24	150	OSR3209	3,91 €	22
PHL0212	12	50	3206LD	4,31 €	22
PHL0214	24	150	AKB24150	41,78 €	22
PHL0216	24	150	AL642TN	16,58 €	22
PHL0217	12	75	AL450	4,99 €	22
PHL0220	24	150	PH3209	9,03 €	22
PHL0221	24	70	H370	7,28 €	22
PHL0222	12	55	DRK1024	53,32 €	22
PHL0223	20	150	PHDDL	27,63 €	22
PHL0224	13.8	50	PHEPZ	25,88 €	22
PHL0230	12	50	PH3206	9,30 €	22
PHL0232	22.8	110	Y228110	13,48 €	22
PHL0233	17	95	PH14623	16,71 €	22
PHL0234	24	150	OSRA1262	18,60 €	22
PHL0237	120	150	PHENH	24,12 €	22
PHL0238	22	150	A228150I	59,97 €	22
PHL0240	24	100	AL638	16,17 €	22
PHL0241	22,8	50	NEG917TNAX	40,16 €	22
PHL0252	24	100	RD24100LD	11,86 €	22
Lampadine per turbine e micromotori					
PHL0501			M6E	32,08 €	22
PHL0502			T6E	31,00 €	22
PHL0504			TM4E	18,87 €	22
PHL0507			T1E	26,36 €	22
PHL0508			M1E	32,88 €	22
PHL0516			T7	37,47 €	22
PHLL502			T6ELED	45,50 €	22
PHLL504			TM4ELED	42,99 €	22

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2024



CODICE SIMIT	VOLTS	WATTS	CODICE FORNITORE	LISTINO	IVA %
PHLL507			T1ELED	42,99 €	22
PHLL508			M1ELED	45,55 €	22
PHLL510			T5ELED	45,55 €	22
PHLL516			T7ELEDY	51,21 €	22
Varie					
PHL0901	9	52	2741	17,52 €	22

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2024

Gruppo Simit

