

MAGNOLIA s.r.l. LABORATORIO	SCHEDA DI PRODOTTO		ST-10 REV.4
			data 03/01/2016
			PAG. 1 di 2

AC NET		
DESTINAZIONE D'USO	DETERSIONE DELL' INTERNO DELLE AUTOCLAVI	
NORME E LEGGI APPLICABILI AL PRODOTTO	- REG. CE 1272/2008 - CLP CLASSIFICAZIONE ETICHETTATURA IMBALLAGGIO SOSTANZE - REG. 1907/2006 REACH – REGISTRAZIONE, VALUTAZIONE, AUTORIZZAZIONE E RESTRIZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI - UNI EN ISO 14971:2012 APPLICAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI - DLGS 81/2008 TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - REG. 648/2004 DETERGENTI - UNI EN ISO 15223-1 2012 SIMBOLI GRAFICI	
TEST DI EFFICACIA UFFICIALI CE	N.A.	
COMPOSIZIONE CHIMICA	Acqua Demi 65,0 % Isopropanolo 30,0 % Alkyloxypropylamine oxide 2,5 %	
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE	PH	7±1
	DENSITÀ A TEMPERATURA AMBIENTE	0,93 ± 0,05 g/cm³
	ASPETTO E COLORE	LIMPIDO INCOLORE
	ODORE	Alcolico
	PUNTO DI EBOLLI ZIONE	n.d.
	PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	75,5°C
	SOLUBILITÀ IN ACQUA	solubile
PRESTAZIONI	AIUTA NELLA OPERAZIONE DI PULIZIA DELL'INTERNO DELLE AUTOCLAVI IN ACCIAIO INOX	
MODALITÀ D'IMPIEGO	APPLICARE PER NEBULIZZAZIONE SULLE PARTI DA TRATTARE, STROFINARE, SCIAQUARE CON ACQUA ED ASCIUGARE.	
SCADENZA	> 30 MESI	
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE	AL RIPARO DALLA LUCE DIRETTA - A TEMPERATURA AMBIENTE	
INFIAMMABILITÀ	> 60°C	
SIMBOLO DI PERICOLO	Xi	

MAGNOLIA s.r.l. LABORATORIO	SCHEDA DI PRODOTTO		ST-10 REV.4	
			data	03/01/2016
			PAG.	2 di 2
ETICHETTATURA DI PERICOLOSITÀ	R10 Infiammabile. R36 Irritante per gli occhi. R67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. S16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. S24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. S7 Conservare il recipiente ben chiuso. Contiene: propan-2-olo			
BIODEGRADABILITÀ DEI COMPONENTI	Nessun ingrediente è classificato N (pericoloso per l'ambiente). La biodegradabilità del tensioattivo non è nota ma questo è contenuto in quantità modeste.			
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO	Caratteristiche imballo	FLACONE PE DA 500 ML		
	Dimensioni	FORMA ERGONOMICA		
	Peso (g)	44 (con tappo a vite) + (22 G TRIGGER)		
	Contenuto (g)	465		
	Etichetta	FRONTE + RETRO P.E. DA 2 g circa		
CONFEZIONAMENTO CUMULATIVO	Caratteristiche imballo	CARTONE ONDULATO –STAMPA 4 COLORI		
	Dimensioni	207 X 116 X 220 H		
	Peso (g)	4 X (465+44) + 22 =2058		
	Contenuto	4 FLACONI + 1 TRIGGER		
	Etichetta	//		
SCHEMA DI PALLETTIZZAZIONE : n.a.				

MAGNOLIA s.r.l. LABORATORY	PRODUCT DATA SHEET		ST-10 REV 4
			date 03/01/2016
			PAGE 1 of 2

AC NET		
INTENDED USE	SPRAY CLEANER FOR AUTOCLAVE CHAMBERS	
STANDARDS AND REGULATIONS APPLICABLE TO THE PRODUCT	- REG CE 1272/2008 DANG. PROD. LABEL.-FURTHER MODIFIC / INTEGRAT. - UNI CEI EN ISO 14971:2012 RISKS MANAG.-FURTHER MOD. AND INTEG - DLGS 81/2008 HEALTH PROTECTION - FURTHER MOD. AND INTEGRAT. - REG. 1907/2006 REACH – REGISTRATION, EVALUATION, AUTHORIZATION AND REGISTRATION OF CHEMICAL PRODUCTS - REG. 648/2004 DETERGENT - UNI EN ISO 15223-1 2012 GRAPHIC SYMBOL	
CHEMICAL COMPOSITION	Demin. Water 65,0 % Isopropanol 30,0 % Alkyloxypropylamine oxide 2,5 %	
CHEMICAL-PHYSICAL CHARACTERISTICS	PH	7±1
	DENSITY AT ROOM TEMPERATURE	0,93 g/cm ³ ± 0,005
	ASPECT AND COLOUR	CLEAR COLOURLESS
	ODOUR	alcoholic
	FLASH POINT	75,5°C
	SOLUBILITY IN WATER	soluble
PERFORMANCES	DETERGENT ACTION FOR THE CLEANING OF STAINLESS STEEL AUTOCLAVE CHAMBERS	
INSTRUCTION FOR USE	SPRAY ONTO THE SURFACE TO BE TREATED, WIPE CLEAN, RINSE WITH WATER AND DRY.	
SHELF LIFE	30 MONTHS FROM PREPARATION DATE (IN ORIGINAL CONTAINER)	
STORAGE CONDITIONS	AVOID DIRECT SUNLIGHT; KEEP AT ROOM TEMPERATURE	
FLAMMABILITY	> 60°C	
DANGER WARNING	Xi	

MAGNOLIA s.r.l. LABORATORY	PRODUCT DATA SHEET		ST-10 REV 4		
			date	03/01/2016	
			PAGE	2 of 2	
DANGER LABELLING	R10 Inflammable. R36 Irritating to eyes. R67 Vapours may cause drowsiness and dizziness. S16 Keep away from sources of ignition. No smoking. S24/25 Avoid contact with skin and eyes. S26 In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. S7 Keep container tightly closed. It contains: <u>propan-2-ol</u> .				
	BIODEGRADABILITY OF COMPONENTS				
	No component is classified as N (dangerous for the environment). The tenside biodegradability is not known; in any case it is contained in small quantity in the product.				
	UNIT CONTAINER	Pack characteristics	500 ML PE BOTTLE		
		Shape	ERGONOMIC		
Weight (empty bottle)		(g)	44 (with screw cap) + 22 (spray dispenser)		
Weight (content)		(g)	465		
Label		PE, WORK-AND-TURN PRINTING ABOUT 2 g			
MULTI-UNIT CONTAINER	Pack characteristics	CORRUGATED QUADRICOLOUR PRINTED CARTON			
	Dimensions (carton)	(mm)	207X116X220H		
	Content	NO. 4 500 ML BOTTLES + 1 SPRAY DISPENSER			
	Total weight	(kg)	0,121 + (0,519X4) + 0,022 = 2,219		
PALLETTIZZATION LAYOUT: on demand.					