



Catalogo 2026
SIMIT DENTAL

INDICE

3 **ENDODONZIA**

69 **CHIRURGIA**

84 **IGIENE ORALE E SBIANCAMENTO**

94 **ESTETICA PERIORALE**

97 **PHARMA**

104 **DISINFEZIONE**

111 **DECONTAMINAZIONE E STERILIZZAZIONE**

147 **SISTEMI DI INGRANDIMENTO E ILLUMINAZIONE**

164 **RADIOLOGIA**

169 **PRIMO SOCCORSO**

172 **ILLUMINAZIONE**

ENDODONZIA



Punte ultrasoniche A-C Tips per la rifinitura della Cavità di Accesso

Le punte ultrasoniche da endodonzia per la rifinitura della Cavità di Accesso, sviluppate dal Prof. Arnaldo Castellucci rappresentano una soluzione avanzata per l'odontoiatria moderna, focalizzata sulla mini-invasività e sulla massima precisione durante l'apertura e la rifinitura della camera pulpare.

Disponibili con attacco Satelec o EMS

CONFEZIONAMENTI

kit assortito composto da supporto autoclavabile, 6 inserti (#51, #52, 2 x #53, #54, #55) e una chiave per fissaggio
(Codici vari WO31 *)

Inserto ultrasonico singolo a scelta tra
E51-E52-E53-E54-E55 attacco EMS
(Codici vari WOE*)

Inserto ultrasonico singolo a scelta tra
ED51-ED52-ED53-ED54-ED55 attacco Satelec
(Codici vari WOED*)



UNA PUNTA, UNA APPLICAZIONE

	Inserto EMS	Inserto SATELEC	Applicazione	Forma	% della potenza massima erogabile dalle sorgenti ultrasoniche Endodontiche
	E51	ED51	Rifinitura delle pareti della cavità di accesso	Troncoconica (Ø 0.8–1.6 mm, lunghezza 12 mm, punta non attiva)	80-90%
	E52	ED52	Reperimento del canale mesio-palatino (MB2)	Troncoconica (Ø 1.0–1.54 mm, lunghezza 8 mm, punta attiva)	80-90%
	E53	ED53	Rimozione di calcificazioni canalari e di perni in fibra	Punta acuminata (Ø 0.9mm, lunghezza 8 mm, Estremamente affilata e sottile)	60-70%
	E54	ED54	Rimozione di perni metallici	Ovale senza lame (a forma romboidale, tipo "pallone da rugby", con lati piatti)	90-100%
	E55	ED55	Rifinitura del pavimento della camera pulpare	Forma cilindrica concava (Ø 1 mm, lunghezza 10 mm, estremità attiva della punta concava con micro-piramidi)	70-80%

BlueShaper® PRO

ZARC

BlueShaper PRO® offre prestazioni eccezionali grazie alla sua maggiore penetrazione nei canali, all'aumento della resistenza allo stress torsionale, all'efficienza di taglio ed è uguale o addirittura superiore, allo standard BlueShaper® nella resistenza alla fatica ciclica.

Grazie al doppio trattamento termico di BlueShaper PRO®, la preparazione del canale è più precisa ed efficace. Ha una **punta** tagliente potenziata dai **3 mm Gold** della punta. La tecnologia DualWire®, sviluppata da Zarc, permette una maggiore versatilità dello strumento, offrendo una punta tagliente mantenendo la stessa flessibilità dello strumento BlueShaper®.

MISURE DISPONIBILI

Sequenza Base (Z1, Z2, Z3, Z4)

Sequenza Completa (ZXS, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7)

LUNGHEZZA STRUMENTI: 21mm - 25mm - 31mm

CONFEZIONAMENTO

Blister Sterile da 4 strumenti (Z1-Z4 Assortito)

Blister Sterile da 6 strumenti
(ZXS-Z5 Assortito o misure singole)

(Codici vari ZAZBSPRO*)

	CONICITÀ	Ø
Z1	10-2%	0,14
Z2	10-2%	0,17
Z3	5-6%	0,19
Z4	5-6%	0,25



BlueShaper® PRO Manuali

BlueShaper PRO è il primo sistema al mondo con tecnologia DualWire®, che combina due trattamenti termici in un unico strumento. Gli ultimi 3 mm della punta sono in lega Gold, per una maggiore capacità di taglio. Ora disponibile anche in versione manuale.

MISURE DISPONIBILI: (ZXS, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7)

LUNGHEZZA DISPONIBILE: 25mm

CONFEZIONAMENTO

Blister Sterile da 4 strumenti (Z1-Z4 Assortito)

Blister Sterile da 6 strumenti (ZXS-Z5 Assortito o misure singole)

(Codici vari ZAZBSHF*)



SlimShaper® PRO

SlimShaper PRO® è il sistema minimamente invasivo a tre leghe (gold, pink e blue) presente sul mercato. E' dotato di una punta più affilata grazie al doppio trattamento termico negli ultimi 3mm. SlimShaper PRO® ha una flessibilità senza precedenti.

La sua conicità del 3-4% lo rende ancora più conservativo, versatile e sicuro. SlimShaper PRO® è composto da 3 strumenti, tutti caratterizzati da tecnologia DualWire:

- **ZS1 SILVER + GOLD:** massima capacità di taglio, penetrazione del canale e resistenza torsionale
- **ZS2 GOLD + PINK:** l'equilibrio perfetto tra capacità di taglio e flessibilità
- **ZS3 GOLD + BLUE:** una flessibilità straordinaria e una maggior resistenza alla fatica ciclica

MISURE DISPONIBILI

SlimShaper PRO File ZS1, ZS2, ZS3

LUNGHEZZA STRUMENTI

21mm - 25mm - 31mm

CONFEZIONAMENTO

Blister Sterile da 3 strumenti (ZS1-ZS3)

Blister Sterile da 6 strumenti

(ZS1-ZS3 Assortito o misure singole)

(Codici vari ZAZSSPRO*)

	CONICITÀ	Ø
ZS1	6-2%	0,15
ZS2	3-4%	0,20
ZS3	3-4%	0,25



Excalibur® PRO

Excalibur PRO® è la nuova versione dello strumento reciprocante Excalibur e incorpora diversi miglioramenti che ne aumentano significativamente le prestazioni: design della punta ridotto per un migliore accesso al canale e il trattamento nanocoating sulla superficie del file.

MISURE DISPONIBILI

Excalibur PRO file E20, E25, E35, E45

LUNGHEZZA STRUMENTI


21 mm - 25 mm - 31 mm

CONFEZIONAMENTO

Blister sterile da 4 strumenti (E20-E45 assortito)

Blister sterile da 6 strumenti nelle singole misure E20, E25, E35, E45

(codici ZAZRE*PRO)



ApicalShaper®

ApicalShaper® è uno strumento per la sagomatura apicale con solo il 3% di conicità per preservare meglio la dentina pericervicale.

E' compatibile con tutti i sistemi di sagomatura canalare presenti sul mercato, oltre a: BlueShaper®, SlimShaper® ed Excalibur®

MISURE DISPONIBILI

ApicalShaper File Z30/03, Z35/03, Z40/03, Z50/03

LUNGHEZZA STRUMENTI


21 mm - 25 mm - 31 mm

CONFEZIONAMENTO

Blister Sterile da 4 strumenti (Z30-Z50 Assortito)

Blister Sterile da 6 strumenti nelle singole misure Z30/03, Z35/03, Z40/03, Z50/03

(Codici vari ZAZAP*)



Z-Glider EVO

Z-Glider EVO® è studiato per facilitare la creazione del glide-path, riducendo lo stress clinico e preservando l'anatomia del canale.

Lega Gold di seconda generazione che garantisce efficienza di taglio flessibilità e controllo della memoria di forma.

Fornisce una resistenza alla torsione sufficiente per avanzare attraverso qualsiasi canale. Il movimento Z-Glider EVO® è a rotazione continua.

Favorisce la strumentazione: la realizzazione di un glide path favorisce la strumentazione fino alla lunghezza di lavoro.

MISURE DISPONIBILI

Z-Glider EVO sterile files 21 mm (Ref. ZAZZGE00021)

Z-Glider EVO sterile files 25 mm (Ref. ZAZZGE00025)

Z-Glider EVO sterile files 31 mm (Ref. ZAZZGE00031)

CONFEZIONAMENTO

n.1 Blister da 3pz.



■ Excalibur® Glider Pro

Progettato per garantire un **glide path** efficiente e sicuro, grazie all'elevata efficienza di taglio, rischio ridotto di frattura e resistenza ottimizzata alla fatica ciclica.

La **tecnologia Nanocoating** applicata alla sua superficie, offre maggiore **durezza e resistenza** all'usura senza compromettere la flessibilità del nucleo e il controllo della memoria di forma dello strumento, garantendo prestazioni più durature e affidabili.

Con il suo **movimento alternato** Excalibur Glider PRO diventa l'alleato perfetto per una preparazione precisa e controllata prima della strumentazione principale.

Cerchi la combinazione ideale? Abbinalo alla nuova sistematica reciprocante **Excalibur PRO**. Insieme, formano il tandem perfetto per i professionisti che cercano trattamenti più sicuri, prevedibili e rapidi.


LUNGHEZZA STRUMENTI

21mm - 25mm - 31mm

CONFEZIONAMENTO

Blister da 3 file nelle lunghezze

(Codici vari ZAZGEPRO*)



■ RetreatAll

RetreatAll® sono gli strumenti per il ritrattamento del canale radicolare.

Con solamente due file vengono garantiti ritrattamenti efficaci con l'eliminazione della guttaperca dall'interno del canale.



Caratteristiche:

- Sezione triangolare: gli strumenti RetreatAll® hanno una sezione triangolare per eliminare efficacemente la guttaperca;
- Rotazione continua: il movimento degli strumenti RetreatAll® è rotatorio continuo;
- Solamente 2 file: sono necessari solamente due strumenti per rimuovere la guttaperca dall'interno del canale radicolare;
- Eliminazione efficace della guttaperca: entrambe gli strumenti avanzano per la rimozione della guttaperca più coronalmente e apicalmente grazie al loro design.

CONFEZIONAMENTO

n.1 Blister da 4pz.

(Ref.ZAZRETREATA)



■ Z-Condensor

Z-Condensor® sono gli strumenti di Zarc per la termocompattazione della guttaperca all'interno del canale radicolare.



Caratteristiche:

- **Riempimento 3D:** gli strumenti Z-Condensor® favoriscono il riempimento tridimensionale del canale radicolare
- Prodotto in acciaio inossidabile disponibile nei seguenti calibri: 025, 030, 035, 040, 045
- Presenta dei segni di profondità per garantire un controllo assoluto

VARIE MISURE DISPONIBILI

(Codici vari ZAZCON*)

CONFEZIONAMENTO

n.1 blister da 4pz.



Punte di carta Blueshaper

Punte di carta create appositamente per la sistematica NiTi BlueShaper®. Compatte ed estremamente assorbenti, si adattano perfettamente alla forma del canale sagomato con gli strumenti BlueShaper® e permettono di asciugare perfettamente prima dell'otturazione con cono di guttaperca, otturatore carrier-based o cemento.

MISURE DISPONIBILI

Punte di carta BlueShaper Z3 (Ref.ZAPP-144)

Punte di carta BlueShaper Z4 (Ref.ZAPP-145)

Punte di carta BlueShaper Z5 (Ref.ZAPP-146)

Punte di carta BlueShaper Z6 (Ref.ZAPP-147)

Punte di carta BlueShaper Z7 (Ref.ZAPP-148)

CONFEZIONAMENTO

n.1 box da 100 pz.



Punte di carta SlimShaper

Paper Point Slimshaper® sono le punte di carta appositamente create per la sistematica NiTi SlimShaper®. Compatte ed estremamente assorbenti, si adattano perfettamente alla forma del canale sagomato con gli strumenti Slimshaper® e permettono di asciugare perfettamente prima dell'otturazione con cono di guttaperca, otturatore carrier-based o cemento.

MISURE DISPONIBILI

Punte di carta SlimShaper ZS2 (Ref.ZAZSSPP00ZS2)

Punte di carta SlimShaper ZS3 (Ref.ZAZSSPP00ZS3)

CONFEZIONAMENTO: n.1 box da 100 pz.



Punte di carta ApicalShaper

Le punte di carta ApicaShaper® sono le punte di carta create appositamente per la sistematica ApicalShaper® di Zarc4Endo. Compatte ed estremamente assorbenti, si adattano perfettamente alla forma del canale sagomato con gli strumenti ApicalShaper® e permettono di asciugare perfettamente prima dell'otturazione con cono di guttaperca, otturatore carrier-based o cemento.

MISURE DISPONIBILI

Punte di carta ApicalShaper Z30 (Ref.ZAPP-430)

Punte di carta ApicalShaper Z35 (Ref.ZAPP-435)

Punte di carta ApicalShaper Z50 (Ref.ZAPP-440)

Punte di carta ApicalShaper Z50 (Ref.ZAPP-450)

CONFEZIONAMENTO: n.1 box da 100 pz.



Punte di carta Zarc

Paper Point Zarc sono le punte di carta di Zarc. Compatte ed estremamente assorbenti, permettono di asciugare perfettamente prima dell'otturazione con cono di guttaperca, otturatore carrier-based o cemento.

MISURE DISPONIBILI

.06/30 (Ref. ZAPP-48) .02/30 (Ref. ZAPP-27)

.06/25 (Ref. ZAZPP-49) .02/35 (Ref. ZAPP-28)

.04/30 (Ref. ZAPP-78) .02/40 (Ref. ZAPP-29)

.04/25 (Ref. ZAPP-79) X Fine (Ref. ZAPP-120)

.02/15 (Ref. ZAPP-24) Fine (Ref. ZAPP-121)

.02/20 (Ref. ZAPP-25)

.02/25 (Ref. ZAPP-26)

CONFEZIONAMENTI

n.1 box da 100 pz. - Punte di Carta Zarc .06/30, .06/25, .04/30, .04/25

n.1 box da 100 pz. - Punte di Carta Zarc X Fine, Fine



Punte di carta Excalibur

Paper Point Excalibur® sono le punte di carta appositamente create per la sistematica NiTi Excalibur®. Compatte ed estremamente assorbenti, si adattano perfettamente alla forma del canale sagomato con gli strumenti Excalibur® e permettono di asciugare perfettamente prima dell'otturazione con cono di guttaperca, otturatore carrier-based o cemento.

MISURE DISPONIBILI

Punte di carta Excalibur E20 (Ref. ZAZREPP00E20)

Punte di carta Excalibur E25 (Ref. ZAZREPP00E25)

Punte di carta Excalibur E35 (Ref. ZAZREPP00E35)

Punte di carta Excalibur E45 (Ref. ZAZREPP00E45)

CONFEZIONAMENTI

n.1 box da 100 pz.



■ Ponte di carta sterili Z-Fit

Le punte di carta sterili Z-Fit con conicità progressiva sono particolarmente adatte ai canali con una morfologia complessa.

Sono disponibili in due versioni: Narrow (N) con diametro in punta di 0.15 e Wide (W) con diametro in punta di 0.30. Entrambe hanno una conicità iniziale del 4% fino al diametro di 0,84mm, da quel punto in poi proseguono con una conicità dello 0%, per evitare di rimanere bloccate nel terzo coronale.


MISURE DISPONIBILI

Punte di carta sterili Z-Fit N (ZASCPP-701)

Punte di carta sterili Z-Fit W (ZASCPP-702)

CONFEZIONAMENTO

n.1 box da 180 pz.



■ Ponte di carta sterili SlimShaper®

Punte di carta estremamente sottili, disponibili nel comodo blister da 180 pz, pronte all'uso e studiate appositamente per asciugare i canali sagomati con le sistematiche mininvasive SlimShaper e SlimShaper PRO.

MISURE DISPONIBILI

Punte di carta sterili SlimShaper ZS1 (Ref.ZASCPP-201)

Punte di carta sterili SlimShaper ZS2 (Ref.ZASCPP-202)

Punte di carta sterili Slimshaper ZS3 (Ref.ZASCPP-203)

CONFEZIONAMENTO

n.1 box da 180 pz.



■ Ponte di carta sterili Blueshaper®

Punte di carta disponibili nel comodo blister da 180 pz., pronte all'uso e studiate appositamente per asciugare i canali sagomati con le sistematiche BlueShaper o BlueShaper PRO.

MISURE DISPONIBILI

Punte di carta sterili BlueShaper Z3 (Ref.ZASCPP144)

Punte di carta sterili BlueShaper Z4 (Ref.ZASCPP145)

Punte di carta sterili BlueShaper Z5 (Ref.ZASCPP146)

Punte di carta sterili BlueShaper Z6 (Ref.ZASCPP147)

Punte di carta sterili BlueShaper Z7 (Ref.ZASCPP148)

CONFEZIONAMENTO

n.1 box da 180 pz.



■ Ponte di carta sterili Excalibur®

Il diametro delle punte di carta coincide con quello degli strumenti Excalibur.

Confezionate in blister sterile da 180 pz. pronte all'uso.

MISURE DISPONIBILI

Punte di carta sterili Excalibur E20 (Ref.ZASCPP-320)


Punte di carta sterili Excalibur E25 (Ref.ZASCPP-325)

Punte di carta sterili Excalibur E35 (Ref.ZASCPP-335)

Punte di carta sterili Excalibur E45 (Ref.ZASCPP-345)

CONFEZIONAMENTO

n.1 box da 180 pz.



■ Ponte di carta sterili ApicalShaper®

Punte di carta disponibili nel comodo blister da 180 pz., pronte all'uso e studiate appositamente per asciugare i canali sagomati con la sistematica ApicalShaper.

MISURE DISPONIBILI

Punte di carta sterili ApicalShaper Z30 (Ref.ZASCPP-430)

Punte di carta sterili ApicalShaper Z35 (Ref.ZASCPP-435)

Punte di carta sterili ApicalShaper Z40 (Ref.ZASCPP-440)

Punte di carta sterili ApicalShaper Z50 (Ref.ZASCPP-450)

CONFEZIONAMENTO

n.1 box da 180 pz.



■ Ponte di carta sterili standard

Utilizzate per assorbire i liquidi del tessuto canalare durante il trattamento endodontico. Sono disponibili in blister sterile da 180 pz.

MISURE DISPONIBILI

Punte di carta sterili 04/25 (Ref.ZASCPP-48)

Punte di carta sterili 04/30 (Ref.ZASCPP-49)

Punte di carta sterili 06/25 (Ref.ZASCPP-78)

Punte di carta sterili 06/30 (Ref.ZASCPP-79)

Punte di carta sterili Fine (Ref.ZASCPP-120)

Punte di carta sterili X-Fine (Ref.ZASCPP-121)



Coni di Guttaperca Z-Fit

Le punte di guttaperca Z-Fit con conicità progressiva sono particolarmente adatte ai canali con una morfologia complessa. Sono disponibili in due versioni: Narrow (N) con diametro in punta di 0.15 e Wide (W) con diametro in punta di 0.30. Entrambe hanno una conicità iniziale del 4% fino al diametro di 0,84mm, da quel punto in poi proseguono con una conicità dello 0%, per evitare di rimanere bloccate nel terzo coronale.

MISURE DISPONIBILI

Coni di Guttaperca Z-Fit N (Ref.ZAGP-701)

Coni di Guttaperca Z-Fit W (Ref.ZAGP-702)

CONFEZIONAMENTO

n.1 box da 60 pz.



Coni di Guttaperca Blueshaper

Coni di guttaperca disegnati appositamente per la sistematica NiTi BlueShaper®. Si adattano perfettamente al canale sagomato con gli strumenti BlueShaper® e garantiscono una buona fluidità all'interno del canale radicolare.

MISURE DISPONIBILI

Coni di Guttaperca BlueShaper Z3 (Ref.ZAGP-144)

Coni di Guttaperca BlueShaper Z4 (Ref.ZAGP-145)

Coni di Guttaperca BlueShaper Z5 (Ref.ZAGP-146)

Coni di Guttaperca BlueShaper Z6 (Ref.ZAGP-147)

Coni di Guttaperca BlueShaper Z7 (Ref.ZAGP-148)

CONFEZIONAMENTO

n.1 box da 60 pz.



Coni di Guttaperca SlimShaper

Coni di Guttaperca disegnati appositamente per la sistematica NiTi SlimShaper®.

Si adattano perfettamente al canale sagomato con gli strumenti SlimShaper® e garantiscono una buona fluidità all'interno del canale radicolare.

MISURE DISPONIBILI

Coni di Guttaperca SlimShaper ZS1 (Ref.ZSSGP00ZS1)

Coni di Guttaperca SlimShaper ZS2 (Ref.ZAZSSGP00ZS2)

Coni di Guttaperca SlimShaper ZS3 (Ref.ZAZSSGP00ZS3)

CONFEZIONAMENTO

n.1 box da 60 pz.



Coni di Guttaperca Excalibur

Coni di Guttaperca disegnati appositamente per la sistematica NiTi Excalibur®.

Si adattano perfettamente al canale sagomato con gli strumenti Excalibur® e garantiscono una buona fluidità all'interno del canale radicolare.

MISURE DISPONIBILI

Coni di Guttaperca Excalibur E20 (Ref. ZAZREGP00E20)

Coni di Guttaperca Excalibur E25 (Ref. ZAZREGP00E25)

Coni di Guttaperca Excalibur E35 (Ref. ZAZREGP00E35)

Coni di Guttaperca Excalibur E45 (Ref. ZAZREGP00E45)

CONFEZIONAMENTO

n.1 box da 60 pz.



Coni di Guttaperca ApicalShaper

Guttaperca ApicalShaper® sono i coni di guttaperca disegnati appositamente per la sistematica ApicalShaper®.

Si adattano perfettamente al canale sagomato con gli strumenti ApicalShaper® e garantiscono una buona fluidità all'interno del canale radicolare.

MISURE DISPONIBILI

Coni di Guttaperca ApicalShaper Z30 (Ref.ZAGP-430)

Coni di Guttaperca ApicalShaper Z35 (Ref.ZAGP-435)

Coni di Guttaperca ApicalShaper Z40 (Ref.ZAGP-440)

Coni di Guttaperca ApicalShaper Z50 (Ref.ZAGP-450)

CONFEZIONAMENTO

n.1 box da 60 pz.



Coni di Guttaperca Zarc standard

I Coni di guttaperca Zarc si adattano perfettamente al canale e garantiscono una buona fluidità all'interno del canale radicolare.

MISURE DISPONIBILI

.06/30 (Ref.ZAGP-48)

.06/25 (Ref.ZAGP-49)

.04/30 (Ref.ZAGP-78)

.04/25 (Ref.ZAGP-79)

.02/15 (Ref.ZAGP-24)

.02/20 (Ref.ZAGP-25)

.02/25 (Ref.ZAGP-26)

.02/30 (Ref.ZAGP-27)

.02/35 (Ref.ZAGP-28)

.02/40 (Ref.ZAGP-29)

X Fine (Ref.ZAGP-120)

Fine (Ref.ZAGP-121)

CONFEZIONAMENTO

n.1 box da 60 pz. - Punta di Guttaperca Zarc

.06/30, .06/25, .04/30, .04/25

n.1 box da 100 pz. - Punta di Guttaperca

Zarc X Fine, Fine



C+File

C+File è lo strumento canalare manuale di Zarc utilizzato per allargare il canale radicolare con movimenti di sollevamento e reciprocità verticale:

- Prodotto in acciaio inossidabile.
- Si differenzia dal K-File in quanto è realizzato con uno speciale processo di trattamento, forte in punta e flessibile sul collo.
- È particolarmente adatto per i denti calcificati.
- Si tratta di uno strumento standard con conicità del 2%.
- È uno strumento non sterile.
- Diverse misure: 21mm, 25mm e 31mm; diametri in punta 0.06 (rosa)/0.08 (grigio)/0.10 (viola)/0.15 (bianco)

VARIE MISURE DISPONIBILI

(Codici vari ZCFILE*)

CONFEZIONAMENTO

n.1 box da 6pz.



K-Flex

ZK-Flex, con punta non attiva in acciaio inossidabile è molto flessibile, dal disegno romboidale per una effettiva e veloce pulizia del canale radicolare. Facilita l'esplorazione e la preparazione dei canali curvi, riducendo i rischi di perforazioni. Manico in plastica SBS, stopper ad alta visibilità, disponibile in diverse misure e pre-sterilizzato per essere pronto all'uso.

Le misure disponibili vanno da ISO 15 a 45 con una conicità del 2%.

La parte attiva è lunga 16mm.

VARIE MISURE DISPONIBILI

(Codici vari ZAZK*)

CONFEZIONAMENTO

n.1 blister da 6pz.



Z Micro-Opener

Z-Micro-Opener sono gli strumenti endodontici che, grazie alla forma anatomica del manico, permettono al dentista una miglior visuale del campo operatorio e di poter utilizzare i sistemi di ingrandimento e il microscopio.

Aiutano il sondaggio dei canali difficili anche in presenza di calcificazioni e sono imprescindibili nei ritrattamenti per ritirare la guttaperca e altri ostacoli dall'interno del canale radicolare.

Sezione della lima Hedstroem con bordi taglienti a spirale.

MISURE DISPONIBILI

Z Micro-Opener .04/10 (Ref. ZAUDMO1004)

Z Micro-Opener .04/15 (Ref. ZAUDMO1504)

Z Micro-Opener .04/20 (Ref. ZAUDMO2004)

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. di Z Micro-Opener da 3pz.



K-File

ZK-File è indicato in endodonzia per la sagomatura del canale radicolare. Sezione lavorante di forma quadrata.

Caratteristiche principali:


- Acciaio inossidabile: i K-File sono stati progettati in acciaio inossidabile ad alta resistenza;
- Stopper in silicone di colore rosso per una maggiore visibilità;
- Manico in plastica SBS ottenuto mediante un processo di polimerizzazione che gli conferisce alta resistenza;
- Pre-sterilizzato: gli strumenti sono confezionati in blister sterili pronti all'uso. Le misure disponibili vanno da ISO 06 a 80 con una conicità del 2%. La parte attiva è lunga 16mm.

VARIE MISURE DISPONIBILI

(Codici vari ZAZKF*)

CONFEZIONAMENTO

n.1 blister da 6pz.



H-File

Lo strumento Hedstroem è indicato per la sagomatura del canale radicolare, ideale per la rimozione di detriti organici e residui di lavorazione dopo l'utilizzo del K-File.

Sezione lavorante di forma romboidale.

Caratteristiche principali:

- Manico in plastica SBS
- Pre-sterilizzato: gli strumenti sono confezionati in blister sterili pronti all'uso.
- Diverse misure: le misure disponibili vanno da ISO 08 a 80 con una conicità del 2%.
- La parte attiva è lunga 16 mm.

VARIE MISURE DISPONIBILI

(Codici vari ZAZHEDST*)

CONFEZIONAMENTO

n.1 blister da 6pz.



Z Micro-Shaper

Z-Micro Shaper sono gli strumenti endodontici di Zarc che, grazie alla forma anatomica del manico, permettono al dentista una miglior visuale del campo operatorio e di poter utilizzare i sistemi di ingrandimento e il microscopio.

Inoltre, la sezione dello strumento è stata appositamente disegnata per la localizzazione dei canali radicolari.

MISURE DISPONIBILI

Z Micro-Shaper .02/20 (Ref. ZAUDMS2002)

Z Micro-Shaper .02/25 (Ref. ZAUDMS2502)

Z Micro-Shaper .02/30 (Ref. ZAUDMS3002)

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. di Z Micro-Shaper da 3pz.



Z-Rinse

Z-Rinse sono gli aghi universali di Zarc dedicati all'irrigazione del canale radicolare.

Sono stati progettati per ottenere una disinfezione più completa durante il trattamento endodontico, grazie alla punta con doppio foro laterale d'uscita a diverse distanze.

Hanno un collo angolato per una migliore visibilità e con la connessione luer-lock possono essere utilizzati con le siringhe di qualunque marca.

MISURE DISPONIBILI

Z-Rinse 30GA da 22mm
(Ref. ZAUDIN3022050)

Z-Rinse 30GA da 26mm
(Ref. ZAUDIN3026050)

CONFEZIONAMENTO

n.1 box di Z-Rinse da 50pz.



Z-Clean

Z-Clean è un set completo per la pulizia dei file con un design curato e pratico. È possibile sterilizzarlo in autoclave e permette la facile identificazione degli strumenti.

Z-Clean Sponges sono le spugnette da inserire nel box Z-Clean per pulire gli strumenti endodontici e tenerli pronti all'uso durante la pratica.

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. di Z-Clean da 1 pz.
(Ref. ZAZCLEAN)

n.1 conf. di Z-Clean Sponges
da 50 pz.
(Ref. ZAZSPONGE)



File Organizer

File Organizer è un box autoclavabile con un righello di misurazione integrato per tenere in ordine gli strumenti endodontici.

Caratteristiche:

- Autoclavabile
- Righello incluso

Colori disponibili:

Rosa (Ref. ZAZSTANDP)

Blu (Ref. ZAZSTANDB)

Giallo (Ref. ZAZSTANDY)

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. di File Organizer da
1 pz. con righello integrato



Z-Plugger

Z-Plugger sono strumenti manuali che facilitano la compattazione della guttaperca all'interno del canale radicolare.

Si caratterizzano per:

- Manico metallico anatomico: design apposito per facilitarne l'uso
- Gli strumenti in NiTi nelle misure da 035 a 060 e in acciaio inossidabile da 070 a 120
- Facilitano la compattazione della guttaperca

MISURE DISPONIBILI

Z-Plugger 35/70 (Ref. ZAUDPL357001)

Z-Plugger 40/80 (Ref. ZAUDPL408001)

Z-Plugger 50/100 (Ref. ZAUDPL5010001)

Z-Plugger 60/120 (Ref. ZAUDPL6012001)

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. di Z-Plugger da 1 pz.



Endo-Block

Il misuratore Endo-Block viene utilizzato appositamente per controllare la lunghezza degli strumenti, della guttaperca e delle punte di carta.

Questo endo-block ha guide di profondità precise per la regolazione della lunghezza degli strumenti di endodonzia con l'aiuto di stopper in silicone.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. di Endo-Block
(Ref. ZAZE8)




Yellow Zarc Petals

Yellow ZARC petals sono stopper in silicone a forma di fiore per un controllo ottimale della frequenza d'uso e affaticamento degli strumenti.

Yellow Zarc petals sono autoclavabili.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. di Yellow Zarc Petals da 50 pz.
(Ref. ZAZPY)



KO8307

Set Diagnostico Prof. Syngcuk Kim

Include strumenti essenziali come un micro specchietto e una sonda per rilevare anomalie anatomiche.

Il kit contiene:

- Impugnatura per specchietto Peek Singolo EndoBlack
- Specchietto doppio radiato Ø22mm
- Sonda DG 16/Sonda parodontale CP12 TRINOVO PEEK
- Sonda KX1 dritta, TRINOVO PEEK
- Porta lama per bisturi, manico TRINOVO, regolabile
- Vassoio MINI per sterilizzazione con appoggio trasversale, blu
- Pinzette SEMKEN TAYLOR 15 cm



KO8308

Set per scollamento del lembo Prof. Syngcuk Kim

I due elevatori periostali sono fondamentali per sollevare il lembo senza causare lacerazioni. Le curette permettono di rimuovere tutto il tessuto di granulazione incorporato nell'osso.

Il kit contiene:

- Scolla periostio 2/4 TRINOVO PEEK
- Scolla periostio TRINOVO PEEK
- Curette GRACEY 13/14 TRINOVO PEEK
- Curette COLUMBIA 13/14, TRINOVO PEEK
- Escavatore per tessuto di granulazione Fig 1
- Escavatore per tessuto di granulazione Fig 2
- Escavatore per tessuto di granulazione Fig 3
- Escavatore per tessuto di granulazione Fig 4
- Vassoio Midi per sterilizzazione con appoggio trasversale, blu



KO8309

Plugger set Prof. Syngcuk Kim

Facilita l'applicazione del cemento MTA in modo semplice e controllato.

Il kit contiene:

- MTA block
- Spatola per MTA
- Strumento per riparazione delle perforazioni
- Micro plugger 0,6 mm
- Vassoio MINI per sterilizzazione con appoggio trasversale, blu
- Micro plugger 1,0 mm




KO8310

Set microspecchietti Prof. Syngcuk Kim

Microspecchietti pieghevoli a forma di diamante per una visibilità ottimale. Superficie riflettente in entrambi i lati. Utile nei casi di Osteotomia.

Il kit contiene:

- Manico per micro lama/specchietto versione US
- Micro specchietto 2mm
- Micro specchietto 3mm
- Micro specchietto 4mm
- Vassoio MINI per sterilizzazione con appoggio trasversale, blu



KO8311

Set Retrattori Dr. Kim

Le sottili lame mantengono i tessuti in posizione in modo efficace e atraumatico.

Il kit contiene:

- Manico per retrattore Dr. Kim
- Dr. Kim Lama per retrattore 12mm
- Dr. Kim Lama per retrattore 15mm
- Dr. Kim Lama per retrattore 12mm
- Dr. Kim Lama per retrattore 12mm R
- Dr. Kim Lama per retrattore 15mm L
- Dr. Kim Lama per retrattore 15mm R
- Dr. Kim Lama per retrattore 12mm con scanalatura



Prof. Syngcuk Kim

Professore presso il dipartimento di Endodonzia dell'Università della Pennsylvania. Ha introdotto l'utilizzo del microscopio all'interno del dipartimento di Endodonzia dando origine al primo "Microscope training center".

Questi set per microchirurgia sono stati progettati dal Prof. Kim per migliorare la pratica odontoiatrica



KO6699
 Sonda DG16



KO3249
 Sonda DG16 N - Extra Fine



KO9200
 ENDOBLACK®
 Sonda DG16



KO9214
 ENDOBLACK®
 Sonda DG17/17L modificata

Rispetto alla sonda 17 convenzionale, è necessaria una piccola ampiezza per trovare l'accesso al canale radicolare



KO9212
 ENDOBLACK®
 Sonda Parodontale CP12/CP15



KO9201
 ENDOBLACK® - ø 0,45 mm
 Sonda KX1 dritta



KO9202
 ENDOBLACK® - ø 0,35 mm
 Sonda KX2 angolata

SPREADER, SPATOLE e PINZETTA

Spreader

K07536

20

K07537

30

K07538

40

K07539

50



K09205

Spreader 20/30 ENDOBLACK®



K09206

Spreader 40/50 ENDOBLACK®



K09213

ENDOBLACK®

Spatola di riempimento HEIDEMANN 1



K09219

ENDOBLACK®

Spatola con righello per endodonzia



K04095

Pinzetta con manico liscio

Pinzetta endodontica con blocco

Plugger

K07532

0,6 mm

K07533

0,8 mm

K07534

1,0 mm

K07535

1,2 mm



K08409

Plugger 0,40 / 0,55 mm
Trinovo PEEK black



K09207

ENDOBLACK®
Plugger 1/2 (060/080)



K09208

ENDOBLACK®
Plugger 3/4 (100/120)



K09203

ENDOBLACK®
Micro Plugger D1 ø 0,6 mm



K09204

ENDOBLACK®
Micro Plugger D2 ø 1,0 mm



KO9218

Impugnatura per specchietto
Senza specchietto



KO9218-DE

Impugnatura per specchietto
doppio - Senza specchietto



KO4515-CC

Rhodium 4 ø 22 mm
Conf. da 12 pz.



KO4516-CC

Rhodium 5 ø 24 mm
Conf. da 12 pz.



Doppio specchietto
Rhodium 4 ø 22 mm


KO5597
KO5597-CS*

Conf. da 6 pz.

Doppio specchietto
Rhodium 5 ø 24 mm

KO9575
KO9575-CS*

Conf. da 6 pz.



Conf. da 12 pz.

Ingrandente

KO4337

Ø 22 mm

KO4338

Ø 24 mm

Piatto

KO4339

Ø 22 mm

KO4339-CS*

Ø 22 mm

KO4340

Ø 24 mm

KO6083*

Ø 24 mm

KO4515

Ø 22 mm - Rhodium

KO4516

Ø 24 mm - Rhodium

INFO

Tutti gli specchietti e i manici degli specchietti hanno una filettatura europea (gambo semplice), se non diversamente indicato.

*Compatibile con manici Cone Socket o con filettatura american



KO6412-CC

ENDOBLACK®

Micro specchietto Rodio - ø 3 mm

Conf. da 1 pz.



KO6413-CC

ENDOBLACK®

Micro specchietto Rodio - ø 5 mm

Conf. da 1 pz.



KO6414-CC

ENDOBLACK®

Micro specchietto Rodio - 3x6 mm

Conf. da 1 pz.



KO8395

Mini Specchietto Rodio - ø 10 mm

Conf. da 1 pz.



KO8396

Mini Specchietto Rodio - ø 12 mm

Conf. da 1 pz.



KO8397

Mini Specchietto Rodio - ø 14 mm

Conf. da 1 pz.




Gli strumenti sono stati appositamente progettati per la revisione ortograde di un trattamento endodontico.

I micro-ganci sulle estremità fini sono prodotti con la massima precisione e assicurano un aggancio sicuro alla guttaperca, fornendo al contempo un'eccezionale resistenza alla trazione e stabilità.

Il manico in PEEK, una plastica ad alte prestazioni stabile nella forma e nel colore, è estremamente leggero: ogni strumento pesa solo 12 grammi.

Il design dell'impugnatura combina i vantaggi della semplicità di pulizia e sterilizzazione con le eccezionali caratteristiche di presa.

Gli strumenti sono disponibili in quattro versioni, adatte alle diverse situazioni cliniche: **lunghezza delle estremità di lavoro 26 mm o 18 mm, ganci a sinistra/destra ◀▶ o su/giù ⬆⬇**



K08422

26 mm



K08423

26 mm



K08424

18 mm



K08425

18 mm



K08426

18/26 mm



Yoshitsugu Terauchi
D.D.S., PhD.

Il Dr. Terauchi è docente part-time presso la Tokyo Medical & Dental University e dal 1998 svolge un'attività privata limitata all'endodonzia. Ha conseguito il titolo di DDS nel 1993 e ha completato la specializzazione presso la Tokyo Medical & Dental University nel 1995, dove ha anche conseguito il dottorato di ricerca presso il Dipartimento di endodonzia. Ha pubblicato diversi articoli su riviste specializzate a livello nazionale e internazionale. È inoltre autore di diversi capitoli di libri di testo, tra cui l'undicesima edizione di "Pathways of the Pulp". Ha tenuto conferenze a livello nazionale e internazionale ed è apparso due volte sulla TV nazionale, per parlare di endodonzia moderna.

Senza gancio, punta **rivestite in diamante** per la rimozione della guttaperca e la penetrazione di canali calcificati o incassati

Soft-Core® Otturatore

L'otturatore endodontico Soft-Core® ha un nucleo polimerico radiopaco ricoperto di guttaperca termoplastica.

Il carrier degli otturatori Soft-Core® è più sottile rispetto ai principali otturatori carrier-based in commercio, consentendo una maggiore flessibilità per il posizionamento anche nei canali più curvi.

Un carrier più sottile significa più guttaperca per avere ogni volta riempimenti più densi.

Caratteristiche principali:

- La flessibilità del core rende possibile il riempimento anche dei canali radicolari più impegnativi
- Veloce, efficiente, affidabile
- Compatibile con qualsiasi conicità della preparazione del canale radicolare
- Il carrier centrale più sottile garantisce un riempimento più uniforme ed omogeneo di guttaperca
- Adatto al riempimento di canali stretti, curvi e lunghi
- Facile da usare e semplice rimozione del manico dalla guttaperca tramite rotazione
- Clinicamente testato da oltre 20 anni

MISURE DISPONIBILI

20 - 25 - 30 - 35
40 - 45 - 50 - 55 - 60

CONFEZIONAMENTO

n.1 Box da 6pz.

(Codici vari CMSSCR6*)



Soft-Core® Verifier

Il verificatore Soft-Core® è fatto nello stesso stampo del corrispondente otturatore endodontico, il che significa che c'è un'esatta corrispondenza tra il verifier e l'otturatore endodontico Soft-Core®.

La funzione primaria di un verificatore è proprio quella di verificare se il canale è sufficientemente sagomato e la lunghezza di lavoro.

Caratteristiche principali:

- Il verificatore Soft-Core® è della stessa dimensione del carrier dell'otturatore endodontico per garantire una perfetta corrispondenza e una misurazione affidabile per ottenere una sigillatura predicibile.
- Soft-Core® verifier è fatto di plastica ed è estremamente flessibile. Questo gli permette di passare in tutti i canali radicolari, anche quelli più impegnativi. Inoltre, può essere utilizzato per applicare il sigillante nel canale al posto del tradizionale lentolo.
- Il verificatore Soft-Core® è molto utile nei denti con più radici: infatti, dopo averlo usato per l'applicazione del sigillante, è possibile lasciarlo nel canale in modo tale che il sigillante rimanga in posizione e si eviti che si fissi prematuramente.

MISURE DISPONIBILI

20 - 25 - 30 - 35
40 - 45 - 50 - 55 - 60

CONFEZIONAMENTO

n.1 Box da 6pz.

(Codici vari CMSSSV6*)



Soft-Core intro kit

Intro Kit Soft-Core® con fornello ed otturatori endodontici Soft-Core®.

L'otturatore ha un nucleo polimerico radiopaco ricoperto di guttaperca termoplastica.

CONFEZIONAMENTO

n.1 kit contenuto da (Ref. CMSSCDTINT/EU/R20-30):

n.1 fornello

n.1 conf. di otturatori Soft-Core® n° 20 (6pz)

n.1 conf. di otturatori Soft-Core® n° 25 (6pz)

n.1 conf. di otturatori Soft-Core® n° 30 (6pz)

n.1 conf. di verificatori Soft-Core® assortiti (6pz)



Soft-Core Fornetto

Un canale radicolare otturato tridimensionalmente significa che anche eventuali canali laterali e accessori sono stati riempiti correttamente.

Il fornello Soft-Core® permette di riscaldare fino a 4 otturatori endodontici Soft-Core® contemporaneamente e di mantenerli in temperatura e pronti all'uso per 15 minuti.

Il design unico dell'otturatore endodontico Soft-Core® lo rende la scelta ideale per diversi motivi:

- L'impugnatura dell'otturatore può essere piegata per facilitare il trattamento dei denti posteriori
- Il carrier è coperto di guttaperca flow: un singolo otturatore riempirà l'intero canale e, grazie alla forza idraulica, la guttaperca calda verrà portata facilmente in apice
- L'otturatore ha un sottile carrier ovale che fornisce un eccellente riflusso della guttaperca coronalmente

CONFEZIONAMENTO

n.1 fornello (Ref. CMSSCDTO/EU)



Endo Wise

Endo Wise è il motore endodontico cordless di Bomedent. Il suo design ergonomico, le ridotte dimensioni e la connessione Bluetooth con il pedale per ottimizzare il processo di lavoro lo rendono il dispositivo ideale per la pratica quotidiana.

Caratteristiche principali:

- Design ergonomico e dimensioni ridotte per permettere un'ampia visuale
- "Testina multiposizione" consente di ruotare facilmente e modificare la posizione del contrangolo con 6 diverse angolature.
- Possibilità di impostare sia il movimento continuo che reciprocante (quest'ultimo in senso orario/antiorario).
- Display OLED integrato
- Controllo del torque e della velocità.
- Compatibile con la maggior parte degli strumenti NiTi.
- Con sensore automatico: il motore inizia a lavorare quando entra in contatto con la dentina e si ferma automaticamente quando si allontana.
- Contrangolo 16:1 autoclavabile ad alta temperatura.

CONFEZIONAMENTO

- n.1 Micromotore endodontico Endo Wise,
- n.3 Impugnatura contrangolo,
- n.1 Ugello a spruzzo,
- n.1 Contrangolo, n.1 Cavo di misurazione A,
- n.1 Cavo di misurazione B, n.3 Clips labiali,
- n.1 Morsetto di connessione,
- n.1 Supporto per micromotore, n.1 Cavo USB,
- n.1 Caricabatterie, Manuale di istruzioni

(Ref. BONWMMOT101)



Endo Wise Plus

Endo wise plus è il motore endodontico con rilevatore apicale integrato e 4 modalità di lavoro. La sua connessione bluetooth permette la sincronizzazione con il pedale wireless e il rilevatore apicale esterno iRoot Apex.

Caratteristiche principali:

- Torque: 0.6-4.0 Ncm
- Batteria: 1200 mAh / 3,7 VDC. 100-240 VAC. Tempo di ricarica: 90'
- Dimensioni: 210 x 25 x 27 mm (unità centrale con contrangolo)
- Bluetooth: frequenza 2402.0 Mhz~2480.0 Mhz
- Display OLED incorporato

CONFEZIONAMENTO

- n.1 Micromotore con rilevatore apicale integrato
- n.1 Contrangolo
- n.3 Impugnatura in silicone per contrangolo
- n.1 Ugello a spruzzo
- n.1 Cavo di misurazione A
- n.1 Cavo di misurazione B
- n.3 Clips labiali
- n.1 Morsetto di connessione
- n.1 Adattatore alimentazione
- n.1 Cavo USB

Manuale di istruzioni

(Ref. BONSRTA3000)



Wisplex

Wisplex è il localizzatore apicale con tecnologia avanzata multifrequenza di Bomedent che grazie alle ridotte dimensioni, all'autocalibrazione e all'alta precisione sia nei canali bagnati che nei canali asciutti, risulta essere semplice e comodo da trasportare e posizionare all'interno dello studio.

Il compagno ideale per l'odontoiatra.

Caratteristiche principali:

- Display TFT ad alta definizione.
- Misurazioni con tecnologia avanzata multifrequenza che garantisce elevata accuratezza.
- Diversi colori in base alla posizione nel canale.
- Lunghezza di lavoro impostabile e modificabile.
- Performance non alterate da sangue o polpa nel canale radicolare e invariate per ogni tipologia di dente.
- Avvisa quando il file endodontico è a meno di 2,2 mm dall'apice.
- Batteria di lunga durata che si carica in circa 180 minuti.
- Se collegato al micromotore iRoot Pro, indica sul display velocità e torque.
- Collegamento al micromotore Endo Wise solo attraverso cavetto Micro-USB.

CONFEZIONAMENTO

- n.1 Rilevatore apicale iRoot Apex,
- n.1 Cavo di misurazione,
- n.3 Clips labiali,
- n.3 Morsetti di connessione,
- n.1 Caricabatterie,
- n.1 Cavo USB,
- Manuale di istruzioni

(Ref. BONWMAPL101)



iRoot Apex

iRoot Apex è il localizzatore apicale di Bomedent che, grazie alle sue ridotte dimensioni, è semplice e comodo da trasportare e posizionare all'interno dello studio.

Caratteristiche principali:

- Display LCD di alta qualità touch da 3,5"
- La tecnologia Bluetooth consente la sincronizzazione del localizzatore con iRoot Pro.
- Include un giroscopio di precisione in modo che lo schermo si adatti a diverse posizioni.
- Tecnologia multifrequenza e calibrazione automatica per garantire misure accurate.
- Regolazione multiangolo.
- Avvisa quando il file endodontico è a meno di 2,2 mm dall'apice.
- Batteria ricaricabile in circa 120 minuti e garantisce una durata di circa 5h.
- Se collegato al micromotore iRoot Pro, indica sul display velocità e torque.

CONFEZIONAMENTO

- n.1 rilevatore apicale iRoot Apex,
- n.1 Cavo di misurazione,
- n.3 Clips labiali,
- n.3 Morsetti di connessione,
- n.1 Caricabatterie,
- n.1 Cavo USB,
- Manuale di istruzioni

(Ref. BONBMAPL101)



Actor I Pro

Attivatore di irrigazione ad ultrasuoni wireless progettato per migliorare l'efficacia dell'irrigazione canalare durante i trattamenti Endodontici.

Caratteristiche principali:

- Design ergonomico e leggero, facile da impugnare e maneggiare.
- Tecnologia a ultrasuoni silenziosa: piccola ampiezza delle onde ma ottima potenza. Meno rumore. L'ampiezza della vibrazione della punta può essere regolata in modo da non danneggiare il canale radicolare. La sequenza può essere regolata per garantire l'efficienza della pulizia.
- Detersione dei canali radicolari ottimale: favorisce una detersione più profonda e completa del sistema canalare migliorando la rimozione del biofilm batterico e dei detriti.
- Tempo di lavoro: utilizzare il dispositivo per 30-60 secondi alla volta alternando le due potenze di lavoro. Dopo 3 minuti di lavoro continuo il dispositivo entra in stand-by automaticamente. Viene emesso un segnale acustico ogni 5 secondi per temporizzare il lavoro.
- 2 potenze di lavoro: modalità normale e ad alta potenza.
- Bluetooth: dotato di un pulsante Bluetooth con indicatore luminoso bluetooth integrato per il collegamento al pedale wireless.
- Luce frontale: offre una migliore visione della cavità orale

CONFEZIONAMENTO

n.1 Actor I Pro irrigatore
n.1 base di appoggio e ricarica
n.3 cappucci di protezione
n.1 set di 6 inserti (n.3 pz. 2002/21; n.3 pz. 2502/18)

(Ref. BONSRCW2000)



E-Heater

Sistema di obturazione canalare ideale per compattare la guttaperca e sigillare i canali radicolari in modo efficiente, migliorando la qualità del trattamento Endodontico e aumentando il successo a lungo termine.

Caratteristiche principali:

- Controllo della temperatura di lavoro: il riscaldamento della gutta-perca viene attivato solo quando necessario, riducendo il rischio di eccessivo calore nella cavità orale.
- Eliminazione di vuoti e micro-spazi: la guttaperca riscaldata e compattata si adatta meglio alla forma del canale, riducendo al minimo la presenza di vuoti o micro-spazi che potrebbero favorire il passaggio di batteri e causare infezioni.
- Adattamento alla morfologia del canale: la tecnica di compattazione verticale consente di seguire la forma anatomica del canale, anche in quelli curvi o con particolari irregolarità.
- Sigillo apicale eccellente: eHeater permette di ottenere un sigillo apicale molto preciso utilizzando guttaperca riscaldata, che aderisce perfettamente alle pareti del canale radicolare.
- Luce frontale: la luce LED consente di vedere meglio all'interno della cavità orale.
- Batteria 2600 mAh
- Riscaldamento rapido: raggiunge 200°C in 2 secondi

CONFEZIONAMENTO:

n.1 eHeater
n.4 Plugger orientabili (n.1 pz. 40/04; n.1 pz. 45/04; n.1 pz. 50/04; n.1 pz. 55/08)
n.1 Adattatore
n.1 Base di ricarica

(Ref. BONSRCCH1000)



E-Filler

Il dispositivo di obturazione endodontica eFiller di Bon dent è uno strumento per iniettare la guttaperca ammorbidita e fusa nel canale radicolare (backfill) dopo il riscaldamento della stessa.

Permette di effettuare l'obturazione tridimensionale del canale radicolare rendendo così il trattamento canalare più sicuro, più rapido e più completo.

Caratterizzato da un design ergonomico, dona una sensazione di equilibrio e comfort all'utente.

Caratteristiche principali:

- Tempo di fusione della guttaperca: 14 secondi
- Dimensioni del dispositivo: 145x30x120mm - Dimensioni della base di ricarica: 152x57x52mm
- Intervalli di temperatura: 140°C, 170°C, 200°C, 230°C
- Batteria DC 3.6V, 2600mAh

CONFEZIONAMENTO:

n.1 eFiller
n.4 aghi (23G 24mm, 23G 28mm e 25G 24mm, 25G 28mm)
n.1 chiave
n.1 pistone
n.1 spazzola di pulizia
n.1 cappuccio in silicone
n.1 base di ricarica con adattatore di alimentazione

(Ref. BONSRCF1000)



■ Aghi irrigazione Actor I pro

Inserti studiati appositamente per essere utilizzati con l'attivatore di irrigazione ad ultrasuoni wireless Actor I PRO

Progettati per migliorare l'efficacia dell'irrigazione canalare durante i trattamenti endodontici.

MISURE DISPONIBILI

Actor I Pro ago irrigazione 20/02 21 mm

Actor I Pro ago irrigazione 25/02 18 mm

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da n.1 pz. Actor I Pro ago irrigazione 20/02 21 mm

(Ref. B0NBMT0001)

n.1 conf. da n.1 pz. Actor I Pro ago irrigazione 25/02 18 mm

(Ref. B0NBMT0002)



■ Plugger eHeater

Plugger dedicati al dispositivo eHeater sagomati per adattarsi adeguatamente alla preparazione finale del canale radicolare.

Aumentano le forze di condensazione sul materiale da otturazione ammorbidito, senza sottoporre a stress il canale.

La guttaperca calda riempie i canali laterali e sigilla l'apice in modo semplice.

Quando viene interrotto il calore dall'operatore, i pluggers si raffreddano istantaneamente e pertanto possono essere facilmente separati dal materiale d'otturazione.

MISURE DISPONIBILI

Plugger eHeater 40/04

Plugger eHeater 45/04

Plugger eHeater 50/04

Plugger eHeater 55/08



CONFEZIONAMENTI:

n.1 conf. da 4 Plugger eHeater 40/04

(Ref. B0NBMT0001)

n.1 conf. da 4 Plugger eHeater 45/04

(Ref. B0NBMT0002)

n.1 conf. da 4 Plugger eHeater 50/04

(Ref. B0NBMT0003)

n.1 conf. da 4 Plugger eHeater 55/08

(Ref. B0NBMT0004)



■ Aghi eFiller

Aghi per dispositivo estrusione guttaperca a caldo eFiller

Raggiunge facilmente i 3 mm apicali del canale contribuendo ad un migliore riempimento.

Libertà nei movimenti: l'ago per iniezione realizzato con una tecnologia speciale può essere piegato per facilitare il riempimento multi-angolo.

MISURE DISPONIBILI:

Ago per eFiller 23G 28mm

Ago per eFiller 25G 24mm


CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da n.4 pz. aghi per eFiller 23G 28mm

(Ref. B0NBMT0001)

n.1 conf. da n.4 pz. aghi per eFiller 23G 28mm

(Ref. B0NBMT0002)



■ Guttaperca per eFiller

Pellets di guttaperca da 2,5mm compatibili con il dispositivo eFiller.

Questa confezione da 100 pezzi di guttaperca offre ai professionisti una soluzione efficace e pratica per l'otturazione canalare.

La sua stabilità a lungo termine e la biocompatibilità la rendono il materiale preferito per la sigillatura dei canali.

CONFEZIONAMENTO:

n.1 conf. di Guttaperca per eFiller da 100pz.

(Ref. B0NDUDGO000025000)



N5 G-Clor

N5 G-Clor ipoclorito di sodio al 5% in cloro attivo.

Soluzione pronta all'uso a base di ipoclorito di sodio al 5% per l'irrigazione dei canali radicolari nel corso di operazioni di alesaggio.

Caratteristiche:

- Elevata capacità di dissoluzione della componente organica grazie all'elevata concentrazione (5,25) e l'elevato pH;
- Elevate attività antimicrobica anche per *Enterococcus Faecalis*.
- Dispositivo medico ad uso esclusivo del medico odontoiatra.
- Non miscelare il prodotto con sostanze acide poiché libererebbe gas tossici.

CONFEZIONAMENTO

n.1 Flacone di N5 G-Clor da 250ml
(Ref. ITD0000184 I)



EDTA 17% - Soluzione

EDTA 17% di Produits Dentaires facilita la rimozione della strumentazione e del fango dentinale nella preparazione chimico-meccanica del canale radicolare.

Inoltre, è indicato per l'irrigazione del canale radicolare, la rimozione di detriti e il risciacquo.

L'acido etilendiamminotetraacetico (EDTA) è un agente chelante che si combina con lo ione calcio e lo inattiva, esercitando così il suo effetto decalcificante sulla dentina.

L'EDTA agisce sulla parte inorganica del fango dentinale e deve essere utilizzato in alternativa alla soluzione di ipoclorito di sodio per completarne la dissoluzione.

CONFEZIONAMENTI

n.1 Flacone di EDTA 17% da 15 ml
(Ref. MAP11565)

n.1 Flacone di EDTA 17%
da 100 ml
(Ref. MAP11569)



Irriflex®

Inventato e prodotto in Svizzera, Irriflex® è il punto di svolta che sta rivoluzionando il campo dell'irrigazione canalare. L'irrigazione dei canali radicolari è un passo essenziale nel trattamento endodontico e un'agevole diffusione dei fluidi irrigui nei canali radicolari è fondamentale.

Una discesa senza sforzo lungo le pareti curve del canale e una precisione nel posizionamento dell'ago di irrigazione per tutto il lavoro, semplificano la procedura operativa e offrono al professionista la massima attenzione alla diffusione dell'irrigazione.

La rimozione del fango dentinale, lo scollamento del biofilm e la disinfezione del canale radicolare prima del riempimento sono punti chiave. Irriflex® concentra tutto il vostro lavoro sul gesto clinico, benvenuti nella "realtà della pulizia scorrevole"!

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 20 pz. di Aghi
per irrigazione Irriflex
(Ref. MAP21400)

n.1 conf. da 40 pz. di Aghi
per irrigazione Irriflex
(Ref. MAP21401)

n.1 conf. da 40 pz. di Aghi per
irrigazione Irriflex + 50 Stopper
(Ref. MAP21401_PP)



Siringhe IrriGance™

Le siringhe colorate IrriGance™ fanno parte della gamma di prodotti per l'irrigazione insieme a EDTA 17%, alle cannule di irrigazione Irriflex® e a ipoclorito di sodio 5% N5 GClor.

Le siringhe sono realizzate con materiali di grado medico, sono prive di bisfenolo A e sono confezionate singolarmente in un ambiente sterile. Sono completamente compatibili con i sistemi Luer Lock, garantendo un'irrigazione precisa e sicura del canale radicolare.

L'utilizzo di un sistema di codifica a colori per ogni tipo di irrigante aiuta a organizzare i vassoi degli strumenti, riduce il rischio di errori e fa risparmiare tempo prezioso alla poltrona. Design robusto: materiali di alta qualità garantiscono durata e affidabilità nel tempo.

CONFEZIONAMENTI

conf. monomisura/monocolore da 30 siringhe (10 ml)

conf. monomisura/monocolore da 50 siringhe (3 ml e 5 ml)

conf. assortita da 30 siringhe (5 ml) 10 siringhe per ogni colore

(Codici Ref. MAP214*)



Palline di cotone

In fibra di cotone filato in palline, utilizzate per asciugare/assorbire o applicare sostanze durante le procedure odontoiatriche. Il processo di purificazione avviene con "purificazione mediante ossigeno" (acqua ossigenata), che risulta in un cotone senza alcuna traccia di cloro.

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. di Palline di cotone assorbenti n°1 - Ø 8 mm
box da 6 ricariche da 3 g
ciascuna (~630 pezzi)

(Ref. MAP33251)

n.1 conf. di Palline di cotone assorbenti n°2 - Ø 6 mm
box da 6 ricariche da 3 g ciascuna (~1470 pezzi)

(Ref. MAP33252)

n.1 conf. di Palline di cotone assorbenti n°3 - Ø 4.3 mm
box da 6 ricariche da 3 g ciascuna (~2220 pezzi) (Ref. MAP33253)

n.1 conf. di Palline di cotone assorbenti n°4 - Ø 3.6 mm
box da 6 ricariche da 3 g ciascuna (~4050 pezzi) (Ref. MAP33254)



Eugenate Desobturator - Solvente

In caso di ritrattamento endodontico, Eugenate desobturator è un solvente a base di olio di arancio puro utilizzato per ammorbidire e successivamente rimuovere con azione meccanica i cementi a base di eugenolo (eugenato) o le punte di gutta-perca.

L'ammorbidimento dei materiali per otturazione ne facilita la rimozione meccanica, soprattutto in caso di criticità dovute alla durezza e alla posizione del materiale.

Poiché sono necessarie solo poche gocce di solvente, è possibile ottenere un'erogazione precisa utilizzando un prodotto per dosaggio goccia a goccia.

CONFEZIONAMENTO

n.1 Flacone di Eugenate Desobturator da 15ml
(Ref. MAP11555)



Pipette di plastica 0,3 ml

Le pipette in plastica sono utilizzate per l'erogazione di piccole quantità di liquido nel canale radicolare o nella camera pulpale durante il trattamento endodontico o restaurativo. L'erogazione del liquido può essere controllata goccia a goccia, consentendo una precisione molto apprezzata, in particolare per i solventi di ritrattamento come Eugenate desobturator di PD (soluzione di olio d'arancia).

Le pipette sono traslucide, flessibili e codificate per colore. Gli anelli integrati codificati per colore consentono di identificare i diversi liquidi quando si utilizzano più pipette contemporaneamente.

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. di pipette di plastica da 25pz.

(Ref. MAP11754)

n.1 conf. di pipette di plastica da 5pz.

(Ref. MAP11750)



Opacal-idrossido di calcio

Opacal è una pasta di idrossido di calcio radiopaca, cremosa e pronta per l'uso per la medicazione intermedia del canale radicolare. Quando è necessaria la provvisoria del canale radicolare tra due appuntamenti, la pasta di idrossido di calcio è il materiale standard da utilizzare.

Il prodotto ha lo scopo di eliminare i microrganismi rimanenti e prevenire la reinfezione. Le principali proprietà della pasta di idrossido di calcio sono dovute al suo pH alcalino. La durata abituale del trattamento intermedio è compresa tra 1 e 3 settimane.

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. di Opacal Kit composto da:
Siringa da 3 ml + 10 puntali per applicazione
(Ref. MAP11020)

n.1 conf. di Opacal Refill
puntali per applicazione da
10 puntali
(Ref. MAP11022)



MTA White

PD™ MTA White è un cemento di riparazione a base di aggregato di triossido minerale (mineral trioxide aggregate, MTA) formulato con tungstato di calcio e progettato per miscelarsi rapidamente e facilmente, raggiungendo senza sforzi la giusta consistenza per svariate procedure.

Il carattere alcalino del cemento conferisce proprietà antibatteriche e il suo carattere idrofilico favorisce la neoformazione del cemento, creando un ambiente favorevole alla guarigione dei tessuti peri-adirettamente a contatto con la polpa.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. di MTA White
composta da: n.4 bustine da 140mg
+ acqua pura 3ml

(Ref. MAP20190)



MAP One System

Lo Starter Kit essenziale ma contenente tutto il materiale necessario per il professionista che approccia il sistema per la prima volta.

Confezionamento: Ref. MAP20296_PP

1 puntale in NiTi a memoria di forma	N° 1
16 Pistoni in plastica N° 1	
1 Conf. CleanyFloss	
1 Siringa in acciaio inossidabile	
1 Blocco per impasto in acciaio	



MAP Intro Kit

Il MAP System fornisce un metodo per l'applicazione dei materiali preposti alla riparazione radicolare tramite obturazione ortograde e retrograda come ad esempio il cemento PD® MTA White. Il MAP One IntroKit è il kit ottimale per il clinico alla ricerca di flessibilità e precisione.

Confezionamento: Ref. MAP20285_PP

1 Puntale NiTi a memoria di forma	N° 0
1 Puntale NiTi a memoria di forma	N° 1
1 Puntale NiTi a memoria di forma	N° 2
16 Pistoni in plastica N° 0	
16 Pistoni in plastica N° 1	
16 Pistoni in plastica N° 2	
1 Siringa in acciaio Inox	
1 Blocco per impasto in acciaio	
1 Conf. CleanyFloss	



MAP VPT

Una nuova aggiunta alla gamma MAP System per la distribuzione precisa del materiale nella terapia della polpa vitale. L'estensione MAP System è unica per quanto riguarda la sua adattabilità e compatibilità con i materiali più avanzati per la terapia della polpa vitale.

Contenuto Ref. MAP20288_PP

1 Puntale bianco	N° 1
1 Siringa in acciaio Inox	
16 VPT Pistoni bianchi N° 1	
1 VPT Scovolino per la pulizia	
1 Blocco per impasto in acciaio Inox	



MAP Surgical Kit

Il MAP System fornisce un metodo per l'applicazione dei materiali preposti alla riparazione radicolare tramite obturazione ortograde e retrograda come ad esempio il cemento PD® MTA White. Il MAP One Surgical Kit è il kit dedicato allo specialista di chirurgia che tratta casi complessi di obturazione retrograda.

Contenuto Ref. MAP20287_PP

1 Puntale Surgical destro N° 0	N° 0
1 Puntale Surgical sinistro N° 0	N° 0
1 Puntale Surgical destro N° 1	N° 1
1 Puntale Surgical sinistro N° 1	N° 1
1 Puntale NiTi a memoria di forma	N° 0
1 Puntale NiTi a memoria di forma	N° 1
24 Pistoni in plastica N° 0	
24 Pistoni in plastica N° 1	
1 Siringa in acciaio Inox	
1 Blocco per impasto in acciaio	
1 Box in alluminio sterilizzabile 185x145x30mm	



■ MAP VPT puntale bianco Ø2.3mm

Puntale per MAP VPT ø 2,30 mm (bianco) progettato specificamente per la terapia pulpare vitale, come l'incappucciamento della polpa dentinale.

Consente un accesso semplificato alle cavità e un posizionamento preciso dei materiali.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da n.1 puntale bianco ø 2,3 mm

(Ref. MAP20218_PP)



■ Map VPT puntale viola Ø3.4mm

Puntale per MAP VPT ø 3,40 mm (viola) progettato specificamente per la terapia pulpare vitale, come l'incappucciamento della polpa dentinale.

Consente un accesso semplificato alle cavità e un posizionamento preciso dei materiali.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da n.1 puntale viola ø 3.4 mm

(Ref. MAP20219_PP)



■ MAP VPT set di 16 pistoni

Pistoni dedicati ai puntali MAP VPT disponibili nelle due diverse misure:

- Pistone in plastica Bianco
- Pistone in plastica Viola

All'interno di ciascuna confezione ci sono 16 pezzi della stessa misura.

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 16 pistoni bianchi n.1

(Ref. MAP20203)

n.1 conf. da 16 pistoni viola n.2

(Ref. MAP20204)



■ Scovolino per pulizia MAP VPT

Scovolino dedicato alla pulizia dei puntali MAP VPT.


Map VPT permette un posizionamento rapido e preciso dei biomateriali per una procedura riproducibile.

Dopo l'utilizzo è fondamentale una corretta pulizia dei puntali con la relativa spazzola.

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 1 scovolino per pulizia MAP VPT

(Ref. MAP20289)




Puntale NiTi a memoria di forma

MAP Puntale NiTi a memoria di forma può essere precurvato manualmente in base alle diverse esigenze per gli accessi ortogradi o chirurgici complessi.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. di Puntali Niti a memoria di forma composto da:

n.1 Puntale in NiTi a memoria di forma, n.1 Curette in NiTi per la pulizia della rispettiva misura, n.8 Pistoni in plastica della rispettiva misura




Puntale Chirurgico

MAP Puntale Chirurgico è in acciaio e, grazie alla sua forma a triplo-angolo, permette un accesso semplice ed una visione perfetta dell'intero spazio chirurgico durante i casi complessi di otturazione retrograda.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. di Puntale ad uncino composto da: n.1 Puntale Surgery; n.1 Curette in NiTi per la pulizia della rispettiva misura; n.8 Pistoni in plastica della rispettiva misura.



Map Pistone di ricambio

Pistone MAP di ricambio in plastica.

MISURE DISPONIBILI

Pistone in plastica N°0 (Giallo)
(Ref. MAP20200)

Pistone in plastica N°1 (Rosso)
(Ref. MAP20201)

Pistone in plastica N°2 (Blu)
(Ref. MAP20202)



Puntale Curvo

MAP Puntale curvo "classico" in acciaio inox in due diverse misure permette di posizionare in modo estremamente preciso il materiale tramite l'accesso ortogrado.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. di Puntale curvo classico composto da:

n.1 Puntale curvo "classico";

n.1 Curette in NiTi per la pulizia della rispettiva misura;

n.8 Pistoni in plastica della rispettiva misura.



Puntale ad uncino


MAP Puntale ad uncino in acciaio inox in tre diverse misure.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. di Puntale ad uncino composto da:

n.1 Puntale ad uncino, n.1 Curette in NiTi per la pulizia della rispettiva misura

n.8 Pistoni in plastica della rispettiva misura



Cleany Floss

Fili in nylon ultra-fini con asola infilatrice, progettati per una pulizia accurata ed efficace di apparecchi dentali, impianti, ponti, bracket e spazi interdentali più ampi. Alta resistenza alla trazione. Perfetti per la pre-pulizia del dispositivo MAP System (non compatibili con MAP VPT).

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. di Cleany Floss da 30 fili
(Ref. MAP20249)





Cemento al fosfato di zinco Liquido o Polvere - presa normale

Settori di Impiego

Fissaggio definitivo di corone, ponti, inlays, fissaggio di bande ortodontiche, cementazione per perni monconi e viti dentali, ricostruzioni di monconi, sottofondi per tutti i materiali di otturazione, otturazioni provvisorie.

CONFEZIONAMENTI

n.1 flacone di Cemento al fosfato di zinco a presa normale in **Liquido da 40 ml** (Ref. HF8002300)

n.1 flacone di Cemento al fosfato di zinco a presa normale in **Polvere da 100g** nei seguenti colori:

Colore n.2 (Ref. HF8002202)

Colore n.3 (Ref. HF8002203)

Colore n.4 (Ref. HF8002204)



Cemento al fosfato di zinco Liquido o Polvere - presa rapida

Settori di Impiego

Fissaggio definitivo di corone, ponti e inlays, fissaggio di bande ortodontiche, cementazione per perni monconi e viti dentali

CONFEZIONAMENTI

n.1 flacone di Cemento al fosfato di zinco a presa rapida in **Liquido da 40 ml** (Ref. HF8001300)

n.1 flacone di Cemento al fosfato di zinco a presa rapida in **Polvere da 100g** nei seguenti colori:

Colore n.2 (Ref. HF8001202)

Colore n.3 (Ref. HF8001203)

Colore n.4 (Ref. HF8001204)



Ready2Mix

La particolarità di questo innovativo prodotto è rappresentata dalla sua flessibilità. Infatti permette di modificare la consistenza usata per fissaggi e sottofondi, rendendola più densa oppure più liquida attraverso una goccia di liquido in più oppure in meno.

Rispetto alla miscelazione classica manuale, READY2MIX permette di:

- evitare errori di miscelazione grazie ad un sistema di dosaggio preciso
- brevettato e adattare la consistenza alle proprie preferenze.
- riprodurre la consistenza ideale continuamente anche se l'operatore cambia di volta in volta
- ridurre il tempo di miscelazione del 33%.

CONFEZIONAMENTI

n.1 Presa Normale Colore n.3 - Kit da n.20 bustine da n.1 gr. di polvere + liquido da 10 ml. (Ref. HF8002403)

n.1 Presa Normale Colore n.4 - Kit da n.20 bustine da n.1 gr. di polvere + liquido da 10 ml. (Ref. HF8002404)



Il sistema iVac è stato creato utilizzando i tre concetti più importanti stabiliti dalla ricerca endodontica:

La **vibrazione ultrasonica** che crea un catalizzatore chimico per le soluzioni irriganti insieme ad una cavitazione temporanea e ad effetti di microstreaming, con la conseguente azione di pulizia chimico-meccanica nelle aree di difficile accesso del canale radicolare.

Pressione apicale negativa, mediante la quale il fluido di irrigazione si sposta dalla camera pulpare all'area apicale senza causare fuoriuscite del liquido irrigante oltre il forame apicale.

Il **principio dell'irrigazione continua**, secondo cui il volume dell'irrigante viene rinnovato continuamente. Il costante ricambio dell'irrigante provoca un'attività chimica ideale.

Contenuto

- n.5 x 0.35 iVac™ cannule 27 mm
- n.5 x 0.50 iVac™ cannule 27 mm
- n.10 Cannule capillari angolate
- n.5 iVac S-Type (SATELEC) oppure E-Type (EMS) connettore piezoelettrico
- n.10 Anelli
- n.5 Adattatore Low Vac
- n.5 Adattatore High Vac
- n.1 Guida Rapida
- n.5 Tubo corto in silicone con n.1 connettore femmina e n.1 connettore a gomito
- n.5 Tubo lungo in silicone con n.1 connettore femmina e n.1 connettore maschio
- n.1 Istruzioni d'uso

CONFEZIONAMENTI

- n.1 kit introduttivo iVac™ con attacco SATELEC
(Ref. PAC9542SIVC)

- n.1 kit introduttivo iVac™ con attacco EMS
(Ref. PAC9542EIVC)



Componenti del sistema iVac™

REF	DESCRIZIONE	IMMAGINE
PAC954235G	20x iVac 0.35 cannule 27mm (verde)	
PAC954250Y	20x iVac 0.50 cannule 27mm (giallo)	
PAC9542SC	2x iVac connettore S-type piezo (Satelec)	
PAC9542EC	2x iVac connettore E-type piezo (EMS)	
PAC9542ACT	10x cannule capillari angolate 0.60mm	
PAC9542R	10x anelli	
PAC9542ST	5x tubi corti (170mm) in silicone con 1x connettore femmina e un connettore a gomito	
PAC9542LTA	1x tubo lungo (1700mm) in silicone con 1x connettore femmina e 1 connettore maschio 1x adattatore Low Vac / 1x adattatore High Vac	

NeoSealer Flo

NeoSEALER® Flo è un sigillante canalare bioceramico bioattivo con proprietà di manipolazione superiori, che promuove la formazione di idrossipatite per innescare il processo di guarigione.

Caratteristiche:

- NeoSEALER® Flo è progettato con cura per promuovere il posizionamento e massimizzare la bioattività.
- Promuove la formazione di idrossipatite sulla superficie per sigillare e supportare la guarigione attraverso il rilascio di ioni calcio e idrossido.
- Biocompatibile, non citotossico, non genotossico, inizialmente ad alto pH (alcalino / basico), che si è dimostrato antimicrobico in vitro.

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. di NeoSEALER Flo - 2.2 gr Refill siringa (**Ref. AVANSRS**)

n.1 conf. di NeoSEALER Flo - 2.2 gr Kit (con 20 aghi Flex Flo Tips) (**Ref. AVANSFK**)



NeoSealer Flex Flo Tips

Il puntale Flex Flo Tip è dedicato al posizionamento di NeoSEALER® Flo, il sigillante canalare bioceramico bioattivo di nuova generazione di Avalon Biomed che promuove la formazione di idrossipatite per innescare il processo di guarigione.

Caratteristiche:

- Meno spreco di prodotto: progettato per garantire l'81% di spreco del prodotto in meno rispetto agli aghi convenzionali.
- Massima precisione: stopper integrato per la precisione del posizionamento.
- Flessibilità: punta flessibile di calibro 25,5 per raggiungere in profondità i canali più piccoli.

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 20 pz. di Aghi Flex Flo NeoSEALER

(**Ref. AVFFT20**)

n.1 conf. da 40 pz. di Aghi Flex Flo NeoSEALER

(**Ref. AVFFT40**)



NeoPutty

NeoPUTTY è il cemento bioceramico bioattivo premiscelato di nuova generazione di Avalon Biomed, ottimizzato per una manipolazione ed un posizionamento più efficienti.

Il suo film compatto, non appiccicoso, resistente al risciacquo, unitamente alla bioattività, lo rendono il putty migliore per lo svolgimento delle procedure quotidiane più importanti.

NeoPUTTY garantisce prestazioni eccellenti per le procedure dentali a contatto con la polpa vitale ed il tessuto periradicolare.

Caratteristiche:

- Elevato Ph per promuovere la risposta osteogenica;
- Bioattività su base MTA: forme di idrossipatite per garantire una sigillatura bioattiva
- Consistenza solida non appiccicosa

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. di NeoPutty - 0,5 gr

(**Ref. AVANPIK**)

n.1 conf. di NeoPutty - 1,5 gr

(**Ref. AVANPPK**)



NeoSealer Basic Flex Tips

Il puntale Flex Flo Tip è dedicato al posizionamento di NeoSEALER® Flo, il sigillante canalare bioceramico bioattivo di nuova generazione di Avalon Biomed che promuove la formazione di idrossipatite per innescare il processo di guarigione.

Caratteristiche:

- Meno spreco di prodotto: progettato per ridurre del 29% lo spreco di prodotto rispetto agli aghi convenzionali.
- Massima adattabilità: altamente flessibile per seguire l'anatomia del canale.
- Flessibilità: punta flessibile e rifilabile, calibro 25.


CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 20 pz. di Aghi Basic Flex T₁

(**Ref. AVBFT20**)

n.1 conf. da 40 pz. di Aghi Basic Flex Tip

(**Ref. AVBFT40**)



NeoMTA 2

NeoMTA® 2 è il nuovo MTA di Avalon perfezionato dalla Dott.ssa Carolyn Primus, l'inventrice di White ProRoot MTA.

Altamente bioattivo e biocompatibile, è un MTA in polvere da miscelare col suo gel dedicato per ottenere la consistenza desiderata.

Il feedback clinico e il miglioramento continuo attraverso lo sviluppo continuo del prodotto sono le fondamenta della seconda generazione di MTA in polvere/liquido, altamente versatile e con caratteristiche migliorate.

NeoMTA® 2 è indicato per il trattamento di radici e polpa.

Rimane dove è stato posizionato in modo da consentire la completa procedura in efficienza, garantendo un beneficio bioattivo.

Con 0% di perdita di peso, NeoMTA® 2 è più stabile rispetto ai principali concorrenti

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. di NeoMTA 2- 1,0 gr

(**Ref. AVN2100**)

n.1 conf. di NeoMTA 2- 2,5 gr

(**Ref. AVN2050**)



Dighe nic tone

Eleva la tua pratica dentistica con la diga in lattice nic tone, conosciuta in tutto il mondo per la sua qualità e performance.

Prodotte in lattice raffinato, a basso contenuto di proteine e polvere, le dighe nic tone garantiscono una protezione eccezionale e visibilità.

Con un allungamento fino al 800% senza pericolo di strappi, nic tone si adatta ad ogni procedura assicurando massimo comfort e sicurezza ai tuoi pazienti.

Caratteristiche:

- **Colori:** visibilità ottima in ogni procedura grazie al contrasto ottimale con i tessuti orali;
- **Flessibilità e resistenza superiori:** fino al 800% di allungamento senza strappi;
- **Disegnata specificamente per la protezione (e retrazione) dei tessuti molli** assicurando un isolamento efficace e sicuro.

COLORI DISPONIBILI:

● Nero ● Blu ● Verde:

CONFEZIONAMENTI

Dighe per adulti 6x6'' (15x15cm)

Dighe per pedodonzia 5x5'' (12x12cm)

Diga Latex-free sintetica (Blu Media)

(Codici Vari Ref. NIC144*)

Disponibili in vari spessori (Consulta il listino per maggiori dettagli)



Cuadra

Arco per diga progettato per migliorare il comfort del paziente e l'efficienza delle procedure. Con il suo formato 16:9, permette un'ampia visibilità del campo operatorio

FACILE POSIZIONAMENTO: Questo telaio all'avanguardia consente un facile posizionamento delle legature sia per i denti superiori che inferiori senza interferire con il naso del paziente, garantendo un'esperienza più confortevole.

ADATTABILITA' E STABILITA': Realizzato con precisione e adattabilità, offre una stabilità e un'accessibilità senza pari, rivoluzionando il modo in cui i professionisti dentali gestiscono l'isolamento durante i trattamenti. Questo telaio ha più pin di qualsiasi altro telaio sul mercato per permettere di tendere a proprio piacimento la diga con sicurezza.

PRECISIONE E CONTROLLO: Le tacche avanzate di Cuadra offrono una stabilità estrema delle legature, migliorando precisione e controllo soprattutto durante le procedure complesse

COMFORT: Eleva il tuo studio con un telaio che mette al primo posto il comfort del paziente, mantenendo i più alti standard di prestazioni cliniche.

CONFEZIONAMENTO

n.1 Cuadra - arco per diga

(Ref. PRCU_SINGLE)



Pacdam

Pac-Dam è un pratico template per bucare la diga odontoiatrica in maniera facile e precisa.

FACILE DA UTILIZZARE: PacDam deve essere utilizzato su entrambi i lati in un totale di 4 posizioni, in modo da poter marcare, ad esempio, tutti e 4 i quadranti.

PACDAM È UNICO! massima attenzione per ottenere la migliore distanza affidabile tra i fori. Una mascherina permette di marcare solo ciò che serve rispetto ai timbri che marcano tutto e in genere l'inchiostro spesso perde.

COMPATIBILE CON FOGLI 6X6'' E 5X5'': Si può usare anche con fogli da 5"x5" (Pedodonzia)! Basta allineare l'angolo della diga di gomma al centro dell'occhio di PacDam!

PENSATO PER GLI STUDENTI, MA NON SOLO: Non è ovvio e facile fare un singolo foro? Sì, ma pensate agli studenti, ai principianti. Questo è stato sviluppato inizialmente come strumento didattico. Poi è diventato uno strumento utilizzato da tutti.

CONFEZIONAMENTO

n.1 PACDAM Plexyglass (Colori disponibili: Fucsia Fluo, Giallo Fluo e Nero opaco)

(Ref. PRPDAM-PMMA*)

n.1 PACDAM in acciaio (autoclavabile)

(Ref. PRPDAM-AISI)



Ergo Stand

Ergo Stand è un accessorio in silicone autoclavabile per l'organizzazione e la pulizia degli strumenti Endodontici.

Ergo Stand è diviso in due sezioni che servono per accogliere due differenti spugne: Quella blu, più piccola, è utile per organizzare strumenti endodontici manuali.

La spugna grigia, invece, serve per pulire gli strumenti rotanti posizionandoli in movimento al di sopra o all'interno della stessa.

Ergo ti permette di organizzare tutti i tuoi strumenti, installare i file rotanti sul motore endodontico e/o pulire i tuoi strumenti in modo facile ed efficace.

Il prodotto è sterilizzabile in autoclave a vapore (max 135°C). Rimuovere le piastrine metalliche prima della sterilizzazione in autoclave.

Disponibili spugnette di ricambio in conf. da 48pz (n.24 bianche, n.24 blu).
(Ref. PRJT1508)

CONFEZIONAMENTO

n.1 Ergo Stand

(Ref. PRJT123)



Plano

Plano è un accessorio disegnato per migliorare l'organizzazione di più materiali endodontici utilizzati durante la fase di obturazione canalare.

Il team di StyleItaliano Endodontics lo ha ideato per migliorare ed agevolare la routine quotidiana endodontica.

Il suo utilizzo è riservato al personale qualificato dello studio odontoiatrico e dell'ambiente ospedaliero.

Con Plano è molto più facile avere i tuoi strumenti nel posto giusto al momento giusto.

Plano offre spazio dedicato e slot per coni di guttaperca e punte di carta.

Dispone inoltre di un'area centrale progettata per consentire la miscelazione di materiali bioceramici o MTA e di un essiccatore per asciugare i coni prima di utilizzarli.

Disinfettare prima dell'uso: ogni fessura in Plano è abbastanza profonda da permetterti di versare facilmente un po' di disinfettante e di pulire perfettamente i tuoi coni di guttaperca prima di inserirli nei canali.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. PLANO

(Ref. PRJT2536)



Ergo bracciale

Ergo è un accessorio in silicone autoclavabile per l'organizzazione e la pulizia degli strumenti Endodontici. Il team di StyleItaliano Endodontics lo ha ideato per migliorare l'efficienza ed ergonomia della routine quotidiana Endodontica.

Ergo è diviso in due sezioni che servono per accogliere due differenti spugne.

Quella blu, più piccola, è utile per organizzare strumenti endodontici manuali. La spugna grigia, invece, serve per pulire gli strumenti rotanti posizionandoli in movimento al di sopra o all'interno della stessa.

A lato di Ergo ci sono 5 fori che servono per alloggiare la sequenza preferita dall'operatore di strumenti rotanti. I fori sono molto utili per connettere e disconnettere dalla testina del motore endodontico gli strumenti senza toccarli con le dita.

Al di sopra di Ergo sono presenti due scale millimetriche per la misurazione degli strumenti endodontici. Ergo ti permette di raggiungere velocemente tutti i tuoi strumenti, installare i file rotanti sul motore endodontico e/o pulire i tuoi strumenti in modo facile ed efficace.

CONFEZIONAMENTO

n.1 kit composto da

(Ref. PRJT1515):

n.1 Bracciale Ergo

n.3 spugna blu

n.3 spugna grigia

n.2 protezioni acciaio



Creo

Creo è un accessorio in silicone autoclavabile per lavorare nell'odontoiatria restaurativa, consentendo al professionista di organizzare, misurare e preparare strumenti e materiali.


"Easy to use, easy to clean"

Change the way you do Resto, piccoli trucchi che renderanno la tua conservativa più semplice:

- **SPAZIO PER I COMPOSITI:** Prepara i tuoi compositi negli spazi dedicati, misura e preleva solo quanto te ne serve.
- **POZZETTI EMISFERICI:** Ideali per contenere reagenti ed adesivi senza rischio di fuoriuscita accidentale.
- **ANATOMIE DI RIFERIMENTO:** Un promemoria per il restauro delle cuspidi e delle anatomie. Scegli lo slot per mostrare le anatomie superiori o inferiori.
- **MISURA I TUOI PERNI:** La scala millimetrata è dedicata alla misura dei perni.
- **PREPARA I PERNI:** I fori permettono di alloggiare i perni per essere trattati prima della cementazione.
- **PULISCI I TUOI STRUMENTI:** L'area dedicata alla pulizia è ideale per rimuovere tracce di composito dai tuoi strumenti.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. CREO (Ref. PRJT0093)





MD1675/10

Kit per diga dentale



Contenuto:

MD981/20	Cassetta
MD5550	Pinza foradiga
MD5551	Pinza per ganci
MD5552	Archetto G
MD5553	Archetto M
MD5554	Archetto P
MD5595/00	Gancio N. 00
MD5595/3	Gancio N. 3
MD5595/4	Gancio N. 4
MD5595/12A	Gancio N. 12A
MD5595/13A	Gancio N. 13A
MD5595/27	Gancio N. 27
MD5595/29	Gancio N. 29
MD5595/210	Gancio N. 210
MD5595/212	Gancio N. 212
MD5595/W8A	Gancio N. W8A
MD5605	Tray per ganci

KIT PER DIGA DENTALE

MD1675/10

Utilizzato in diverse discipline dall'Endodonzia alla Conservativa, il kit per diga Medesy serve a isolare il dente o i denti da trattare, creando un campo operatorio asciutto e privo di contaminazioni.

Questo strumento è fondamentale in procedure odontoiatriche come otturazioni, devitalizzazioni, sbiancamenti e restauri adesivi.

Funzioni principali degli uncini dentali abbinati al foglio di diga:

- Ancoraggio della diga attorno al dente trattato;
- Stabilizzazione per evitare spostamenti della diga durante la procedura;
- Retrattore gengivale per migliorare l'accesso e la visibilità del dente;
- Protezione dei tessuti molli, riducendo il rischio di contaminazione con saliva o sangue.
- Gli uncini sono disponibili in diverse forme e misure, adatte a molari, premolari, incisivi e canini.
- Alcuni hanno ali per un miglior supporto della diga, mentre altri sono senza ali per un posizionamento più agevole.



MD5605

Vassoio porta uncini in acciaio inox



UNCINI DENTALI

ANTERIORI



MD5595/0
Alette ad arco



MD5595/9 | MD5595/9.NE
Universale



MD5595/00 | MD5595/00.NE
Per anteriori e piccoli premolari





MD5595/210 | MD5595/210.NE
1 aletta piccola e 1 aletta grande



MD5595/212
Per cavità Labiali

Nuovi uncini per diga MEDES, alta qualità in ogni dettaglio. Grazie all'acciaio di prima scelta ed un trattamento termico speciale, i nuovi uncini per diga MEDES mantengono inalterata la loro elasticità per molto tempo. I fori di ancoraggio sono universalmente compatibili con le varie forme di pinze per uncini, mentre i bordi sono smussati per un maggior comfort. Come tutti gli strumenti MEDES, i nuovi uncini per diga sono garantiti contro ogni eventuale difetto di materiale o lavorazione per tutta la durata della loro vita.



PREMOLARI



MD5595/1
Per premolari superiori



MD5595/1A | MD5595/1A.NE
Alette inclinate





MD5595/2A | MD5595/2A.NE
Per premolari inferiori



MD5595/27 | MD5595/27.NE
Alette arrotondate



MD5595/29 | MD5595/29.NE
Alette arrotondate e piatte



MOLARI (Generale)



MD5595/8A | MD5595/8A.NE

Alette inclinate e arrotondate ai lati



MD5595/14 | MD5595/14.NE

Alette inclinate ideale per molari grandi e parzialmente erotti



MD5595/14A

Come il 14 ma più grande



MD5595/18

Alette arrotondate




MD5595/28

Alette piatte



5595/W8A | 5595/W8A.NE

Per radici di molari, alette inclinate



FINITURE

È disponibile una selezione di uncini per diga con trattamento DLC - NERISSIMO per migliorare il contrasto intraorale. Aggiungere "**.NE**" dopo il codice articolo. Esempio: 5595/14 > 5595/14.**NE**



Esempio finitura NERISSIMO

MD5595/14.NE



Esempio finitura standard

MD5595/14



MOLARI INFERIORI



MD5595/3 | MD5595/3.NE

Alette piatte, ideale per piccoli molari inferiori



MD5595/7 | MD5595/7.NE

Alette piatte



MD5595/12A | MD5595/12A.NE

Alette dentellate ideale per molari inferiori destri e parzialmente erotti





MD5595/13A | MD5595/13A.NE

Alette dentellate ideale per molari inferiori sinistri e parzialmente erotti



MD5595/56

Alette inclinate ideale per grandi molari inferiori



MOLARI SUPERIORI



MD5595/4 | MD5595/4.NE

Alette inclinate, per piccoli molari superiori





MD5595/5

Alette inclinate che seguono la curvatura della gengiva, ideale per grandi molari superiori



MD5595/8 | MD5595/8.NE

Alette inclinate che seguono la curvatura della gengiva



PINZE FORADIGA



Disponibile con
manico liscio
(codice [5560/1](#))

MD5560/2

Ainsworth mm170 (con manico zigrinato)



MD5550

Ivory mm 160




TELAI PER DIGA




MD5554

Telaio per diga piccolo mm 80 x 90



MD5553

Telaio per diga medio mm 110 x 110



MD5552

Telaio per diga grande mm 140 x 140



PINZE PER UNCINI



MD5551

Ivory mm 170



MD5580

Washington mm 175



MD5570

Brewer mm 175




MD5590

White mm 170




RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
WO31.01.17.464	AC TIPS - KIT 6 PUNTE ULTRASONICHE - SATELEC	kit	422,96 €	22	290,00 €
WO31.01.17.465	AC TIPS - KIT 6 PUNTE ULTRASONICHE - EMS	kit	422,96 €	22	290,00 €
WOED51	AC TIPS - PUNTA ULTRASONICA ED51 (1 PZ) - SATELEC	1 pz	77,12 €	22	55,00 €
WOED52	AC TIPS - PUNTA ULTRASONICA ED52 (1 PZ) - SATELEC	1 pz	77,12 €	22	55,00 €
WOED53	AC TIPS - PUNTA ULTRASONICA ED53 (1 PZ) - SATELEC	1 pz	77,12 €	22	55,00 €
WOED54	AC TIPS - PUNTA ULTRASONICA ED54 (1 PZ) - SATELEC	1 pz	77,12 €	22	55,00 €
WOED55	AC TIPS - PUNTA ULTRASONICA ED55 (1 PZ) - SATELEC	1 pz	77,12 €	22	55,00 €
WOE51	AC TIPS - PUNTA ULTRASONICA E51 (1 PZ) - EMS	1 pz	77,12 €	22	55,00 €
WOE52	AC TIPS - PUNTA ULTRASONICA E52 (1 PZ) - EMS	1 pz	77,12 €	22	55,00 €
WOE53	AC TIPS - PUNTA ULTRASONICA E53 (1 PZ) - EMS	1 pz	77,12 €	22	55,00 €
WOE54	AC TIPS - PUNTA ULTRASONICA E54 (1 PZ) - EMS	1 pz	77,12 €	22	55,00 €
WOE55	AC TIPS - PUNTA ULTRASONICA E55 (1 PZ) - EMS	1 pz	77,12 €	22	55,00 €



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
file meccanici rotanti					
ZAZBS25APR04		1 blister	42,71 €	22	29,90 €
ZAZBS21APR04	BLUESHAPER PRO STERILE 21MM Z1-Z4 (BLISTER DA 4 FILES)	1 blister	42,71 €	22	29,90 €
ZAZBS31APR04	BLUESHAPER PRO STERILE 31MM Z1-Z4 (BLISTER DA 4 FILES)	1 blister	42,71 €	22	29,90 €
ZAZBS16PROZX	BLUESHAPER PRO STERILE 16MM ZXS (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS21APROS	BLUESHAPER PRO STERILE 21MM ZXS-Z5 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS21ZPR01	BLUESHAPER PRO STERILE 21MM Z1 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS21ZPR02	BLUESHAPER PRO STERILE 21MM Z2 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS21ZPR03	BLUESHAPER PRO STERILE 21MM Z3 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS21ZPR04	BLUESHAPER PRO STERILE 21MM Z4 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS21ZPR05	BLUESHAPER PRO STERILE 21MM Z5 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS21ZPR06	BLUESHAPER PRO STERILE 21MM Z6 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS21ZPR07	BLUESHAPER PRO STERILE 21MM Z7 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS25APROS	BLUESHAPER PRO STERILE 25MM ZXS-Z5 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS25ZPR01	BLUESHAPER PRO STERILE 25MM Z1 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS25ZPR02	BLUESHAPER PRO STERILE 25MM Z2 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS25ZPR03	BLUESHAPER PRO STERILE 25MM Z3 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS25ZPR04	BLUESHAPER PRO STERILE 25MM Z4 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €




I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
ZAZBS25ZPR05	BLUESHAPER PRO STERILE 25MM Z5 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS25ZPR06	BLUESHAPER PRO STERILE 25MM Z6 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS25ZPR07	BLUESHAPER PRO STERILE 25MM Z7 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS31APROS	BLUESHAPER PRO STERILE 31MM ZXS-Z5 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS31ZPR01	BLUESHAPER PRO STERILE 31MM Z1 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS31ZPR02	BLUESHAPER PRO STERILE 31MM Z2 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS31ZPR03	BLUESHAPER PRO STERILE 31MM Z3 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS31ZPR04	BLUESHAPER PRO STERILE 31MM Z4 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS31ZPR05	BLUESHAPER PRO STERILE 31MM Z5 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS31ZPR06	BLUESHAPER PRO STERILE 31MM Z6 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS31ZPR07	BLUESHAPER PRO STERILE 31MM Z7 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZSS210PR01	SLIMSHAPER PRO STERILE FILES 21MM ZS1 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	63,01 €	22	41,90 €
ZAZSS250PR01	SLIMSHAPER PRO STERILE FILES 25MM ZS1 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	63,01 €	22	41,90 €
ZAZSS310PR01	SLIMSHAPER PRO STERILE FILES 31MM ZS1 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	63,01 €	22	41,90 €
ZAZSS210PR02	SLIMSHAPER PRO STERILE FILES 21MM ZS2 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	63,01 €	22	41,90 €
ZAZSS250PR02	SLIMSHAPER PRO STERILE FILES 25MM ZS2 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	63,01 €	22	41,90 €
ZAZSS310PR02	SLIMSHAPER PRO STERILE FILES 31MM ZS2 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	63,01 €	22	41,90 €
ZAZSS210PR03	SLIMSHAPER PRO STERILE FILES 21MM ZS3 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	63,01 €	22	41,90 €
ZAZSS250PR03	SLIMSHAPER PRO STERILE FILES 25MM ZS3 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	63,01 €	22	41,90 €
ZAZSS310PR03	SLIMSHAPER PRO STERILE FILES 31MM ZS3 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	63,01 €	22	41,90 €
ZAZSS21APR06	SLIMSHAPER PRO STERILE FILES 21MM ZS1-ZS3 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	63,01 €	22	41,90 €
ZAZSS25APR06	SLIMSHAPER PRO STERILE FILES 25MM ZS1-ZS3 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	63,01 €	22	41,90 €
ZAZSS31APR06	SLIMSHAPER PRO STERILE FILES 31MM ZS1-ZS3 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	63,01 €	22	41,90 €
ZAZSS21APR03	SLIMSHAPER PRO STERILE FILES 21MM ZS1-ZS3 (BLISTER 3 FILES)	1 blister	32,93 €	22	21,90 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
ZAZSS25APR03	SLIMSHAPER PRO STERILE FILES 25MM ZS1-ZS3 (BLISTER 3 FILES)	1 blister	32,93 €	22	21,90 €
ZAZSS31APR03	SLIMSHAPER PRO STERILE FILES 31MM ZS1-ZS3 (BLISTER 3 FILES)	1 blister	32,93 €	22	21,90 €
ZAZAS2103003	APICALSHAPER STERILE 21MM Z30/03 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	55,71 €	22	39,00 €
ZAZAS2103503	APICALSHAPER STERILE 21MM Z35/03 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	55,71 €	22	39,00 €
ZAZAS2104003	APICALSHAPER STERILE 21MM Z40/03 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	55,71 €	22	39,00 €
ZAZAS2105003	APICALSHAPER STERILE 21MM Z50/03 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	55,71 €	22	39,00 €
ZAZAS21ASST1	APICALSHAPER STERILE 21MM Z30-Z50 (BLISTER 4 FILES)	1 blister	40,86 €	22	28,60 €
ZAZAS2503003	APICALSHAPER STERILE 25MM Z30/03 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	55,71 €	22	39,00 €
ZAZAS2503503	APICALSHAPER STERILE 25MM Z35/03 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	55,71 €	22	39,00 €
ZAZAS2504003	APICALSHAPER STERILE 25MM Z40/03 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	55,71 €	22	39,00 €
ZAZAS2505003	APICALSHAPER STERILE 25MM Z50/03 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	55,71 €	22	39,00 €
ZAZAS25ASST1	APICALSHAPER STERILE 25MM Z30-Z50 (BLISTER 4 FILES)	1 blister	40,86 €	22	28,60 €
ZAZAS3103003	APICALSHAPER STERILE 31MM Z30/03 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	55,71 €	22	39,00 €
ZAZAS3103503	APICALSHAPER STERILE 31MM Z35/03 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	55,71 €	22	39,00 €
ZAZAS3104003	APICALSHAPER STERILE 31MM Z40/03 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	55,71 €	22	39,00 €
ZAZAS3105003	APICALSHAPER STERILE 31MM Z50/03 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	55,71 €	22	39,00 €
ZAZAS31ASST1	APICALSHAPER STERILE 31MM Z30-Z50 (BLISTER 4 FILES)	1 blister	40,86 €	22	28,60 €
ZAZZGE00021	Z-GLIDER EVO STERILE FILES 21MM (BLISTER 3 FILES)	1 blister	36,09 €	22	24,00 €
ZAZZGE00025	Z-GLIDER EVO STERILE FILES 25MM (BLISTER 3 FILES)	1 blister	36,09 €	22	24,00 €
ZAZZGE00031	Z-GLIDER EVO STERILE FILES 31MM (BLISTER 3 FILES)	1 blister	36,09 €	22	24,00 €



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
ZAZCON02521	Z CONDENSOR 21MM 025 (BLISTER 4 FILES)	1 blister	37,14 €	22	26,00 €
ZAZCON03021	Z CONDENSOR 21MM 030 (BLISTER 4 FILES)	1 blister	37,14 €	22	26,00 €
ZAZCON03521	Z CONDENSOR 21MM 035 (BLISTER 4 FILES)	1 blister	37,14 €	22	26,00 €
ZAZCON04021	Z CONDENSOR 21MM 040 (BLISTER 4 FILES)	1 blister	37,14 €	22	26,00 €
ZAZCON04521	Z CONDENSOR 21MM 045 (BLISTER 4 FILES)	1 blister	37,14 €	22	26,00 €
ZAZCON02525	Z CONDENSOR 25MM 025 (BLISTER 4 FILES)	1 blister	37,14 €	22	26,00 €
ZAZCON03025	Z CONDENSOR 25MM 030 (BLISTER 4 FILES)	1 blister	37,14 €	22	26,00 €
ZAZCON03525	Z CONDENSOR 25MM 035 (BLISTER 4 FILES)	1 blister	37,14 €	22	26,00 €
ZAZCON04025	Z CONDENSOR 25MM 040 (BLISTER 4 FILES)	1 blister	37,14 €	22	26,00 €
ZAZCON04525	Z CONDENSOR 25MM 045 (BLISTER 4 FILES)	1 blister	37,14 €	22	26,00 €
ZAZRETREATA	RETREATALL (BLISTER 4 FILES)	1 blister	41,43 €	22	29,00 €
file meccanici reciprocanti					
ZAZRE21APR01	EXCALIBUR PRO STERILE 21MM E20-E45 (BLISTER 4 FILES)	1 blister	48,42 €	22	33,90 €
ZAZRE21PRO20	EXCALIBUR PRO STERILE 21MM E20 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	64,13 €	22	44,90 €
ZAZRE21PRO25	EXCALIBUR PRO STERILE 21MM E25 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	64,13 €	22	44,90 €
ZAZRE21PRO35	EXCALIBUR PRO STERILE 21MM E35 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	64,13 €	22	44,90 €
ZAZRE21PRO45	EXCALIBUR PRO STERILE 21MM E45 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	64,13 €	22	44,90 €
ZAZRE25APR01	EXCALIBUR PRO STERILE 25MM E20-E45 (BLISTER 4 FILES)	1 blister	48,42 €	22	33,90 €
ZAZRE25PRO20	EXCALIBUR PRO STERILE 25MM E20 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	64,13 €	22	44,90 €
ZAZRE25PRO25	EXCALIBUR PRO STERILE 25MM E25 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	64,13 €	22	44,90 €
ZAZRE25PRO35	EXCALIBUR PRO STERILE 25MM E35 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	64,13 €	22	44,90 €
ZAZRE25PRO45	EXCALIBUR PRO STERILE 25MM E45 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	64,13 €	22	44,90 €
ZAZRE31APR01	EXCALIBUR PRO STERILE 31MM E20-E45 (BLISTER 4 FILES)	1 blister	48,42 €	22	33,90 €
ZAZRE31PRO20	EXCALIBUR PRO STERILE 31MM E20 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	64,13 €	22	44,90 €
ZAZRE31PRO25	EXCALIBUR PRO STERILE 31MM E25 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	64,13 €	22	44,90 €
ZAZRE31PRO35	EXCALIBUR PRO STERILE 31MM E35 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	64,13 €	22	44,90 €
ZAZRE31PRO45	EXCALIBUR PRO STERILE 31MM E45 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	64,13 €	22	44,90 €
ZAZGE21PRO2	EXCALIBUR GLIDER PRO STERILE 21MM (BLISTER DA 3 FILES)	1 blister	37,43 €	22	24,90 €
ZAZGE25PRO2	EXCALIBUR GLIDER PRO STERILE 25MM (BLISTER DA 3 FILES)	1 blister	37,43 €	22	24,90 €
ZAZGE31PRO2	EXCALIBUR GLIDER PRO STERILE 31MM (BLISTER DA 3 FILES)	1 blister	37,43 €	22	24,90 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
Punte di guttaperca					
ZAGP-144	GUTTAPERCA BLUESHAPER Z3 (BOX 60 PZ)	1 box	34,14 €	4	23,90 €
ZAGP-145	GUTTAPERCA BLUESHAPER Z4 (BOX 60 PZ)	1 box	34,14 €	4	23,90 €
ZAGP-146	GUTTAPERCA BLUESHAPER Z5 (BOX 60 PZ)	1 box	34,14 €	4	23,90 €
ZAGP-147	GUTTAPERCA BLUESHAPER Z6 (BOX 60 PZ)	1 box	34,14 €	4	23,90 €
ZAGP-148	GUTTAPERCA BLUESHAPER Z7 (BOX 60 PZ)	1 box	34,14 €	4	23,90 €
ZAZSSGP00ZS1	PUNTE DI GUTTAPERCA SLIMSHAPER ZS1 (BOX 60 PZ)	1 box	34,14 €	4	23,90 €
ZAZSSGP00ZS2	PUNTE DI GUTTAPERCA SLIMSHAPER ZS2 (BOX 60 PZ)	1 box	34,14 €	4	23,90 €
ZAZSSGP00ZS3	PUNTE DI GUTTAPERCA SLIMSHAPER ZS3 (BOX 60 PZ)	1 box	34,14 €	4	23,90 €
ZAZREGP00E20	PUNTE DI GUTTAPERCA EXCALIBUR E20 (BOX 60 PZ)	1 box	34,14 €	4	23,90 €
ZAZREGP00E25	PUNTE DI GUTTAPERCA EXCALIBUR E25 (BOX 60 PZ)	1 box	34,14 €	4	23,90 €
ZAZREGP00E35	PUNTE DI GUTTAPERCA EXCALIBUR E35 (BOX 60 PZ)	1 box	34,14 €	4	23,90 €
ZAZREGP00E45	PUNTE DI GUTTAPERCA EXCALIBUR E45 (BOX 60 PZ)	1 box	34,14 €	4	23,90 €
ZAGP430	PUNTE DI GUTTAPERCA APICALSHAPER Z30 (BOX 60 PZ)	1 box	34,14 €	4	23,90 €
ZAGP435	PUNTE DI GUTTAPERCA APICALSHAPER Z35 (BOX 60 PZ)	1 box	34,14 €	4	23,90 €
ZAGP440	PUNTE DI GUTTAPERCA APICALSHAPER Z40 (BOX 60 PZ)	1 box	34,14 €	4	23,90 €
ZAGP450	PUNTE DI GUTTAPERCA APICALSHAPER Z50 (BOX 60 PZ)	1 box	34,14 €	4	23,90 €
ZAGP-24	GUTTAPERCA ZARC .02/15 (BOX 60 PZ)	1 box	22,00 €	4	15,40 €
ZAGP-25	GUTTAPERCA ZARC .02/20 (BOX 60 PZ)	1 box	22,00 €	4	15,40 €
ZAGP-26	GUTTAPERCA ZARC .02/25 (BOX 60 PZ)	1 box	22,00 €	4	15,40 €



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026


RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
ZAGP-27	GUTTAPERCA ZARC .02/30 (BOX 60 PZ)	1 box	22,00 €	4	15,40 €
ZAGP-28	GUTTAPERCA ZARC .02/35 (BOX 60 PZ)	1 box	22,00 €	4	15,40 €
ZAGP-29	GUTTAPERCA ZARC .02/40 (BOX 60 PZ)	1 box	22,00 €	4	15,40 €
ZAGP-48	GUTTAPERCA ZARC .04/25 (BOX 60 PZ)	1 box	22,00 €	4	15,40 €
ZAGP-49	GUTTAPERCA ZARC .04/30 (BOX 60 PZ)	1 box	22,00 €	4	15,40 €
ZAGP-78	GUTTAPERCA ZARC .06/25 (BOX 60 PZ)	1 box	22,00 €	4	15,40 €
ZAGP-79	GUTTAPERCA ZARC .06/30 (BOX 60 PZ)	1 box	22,00 €	4	15,40 €
ZAGP-120	GUTTAPERCA ZARC FINE (BOX 100 PZ)	1 box	14,29 €	4	10,00 €
ZAGP-121	GUTTAPERCA ZARC X-FINE (BOX 100 PZ)	1 box	14,29 €	4	10,00 €
ZAGP-701	GUTTAPERCA Z-FIT N (BOX 60 PZ)	1 box	34,14 €	4	23,90 €
ZAGP-702	GUTTAPERCA Z-FIT W (BOX 60 PZ)	1 box	34,14 €	4	23,90 €
punte di carta					
ZAPP-144	PUNTE DI CARTA - BLUESHAPER Z3 (BOX 100 PZ)	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAPP-145	PUNTE DI CARTA - BLUESHAPER Z4 (BOX 100 PZ)	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAPP-146	PUNTE DI CARTA - BLUESHAPER Z5 (BOX 100 PZ)	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAPP-147	PUNTE DI CARTA - BLUESHAPER Z6 (BOX 100 PZ)	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAPP-148	PUNTE DI CARTA - BLUESHAPER Z7 (BOX 100 PZ)	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAZSSPP00ZS2	PUNTE DI CARTA - SLIMSHAPER ZS2 (BOX 100 PZ)	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAZSSPP00ZS3	PUNTE DI CARTA - SLIMSHAPER ZS3 (BOX 100 PZ)	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAPP-430	PUNTE DI CARTA - APICALSHAPER Z30 (BOX 100 PZ)	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAPP-435	PUNTE DI CARTA - APICALSHAPER Z35 (BOX 100 PZ)	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAPP-440	PUNTE DI CARTA - APICALSHAPER Z40 (BOX 100 PZ)	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAPP-450	PUNTE DI CARTA - APICALSHAPER Z50 (BOX 100 PZ)	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAZREPP00E20	PUNTE DI CARTA - EXCALIBUR E20 (BOX 100 PZ)	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAZREPP00E25	PUNTE DI CARTA - EXCALIBUR E25 (BOX 100 PZ)	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAZREPP00E35	PUNTE DI CARTA - EXCALIBUR E35 (BOX 100 PZ)	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAZREPP00E45	PUNTE DI CARTA - EXCALIBUR E45 (BOX 100 PZ)	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAPP-24	PUNTE DI CARTA - ZARC .02/15 (BOX 100 PZ)	1 box	20,71 €	22	14,50 €
ZAPP-25	PUNTE DI CARTA - ZARC .02/20 (BOX 100 PZ)	1 box	20,71 €	22	14,50 €
ZAPP-26	PUNTE DI CARTA - ZARC .02/25 (BOX 100 PZ)	1 box	20,71 €	22	14,50 €
ZAPP-27	PUNTE DI CARTA - ZARC .02/30 (BOX 100 PZ)	1 box	20,71 €	22	14,50 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
ZAPP-28	PUNTE DI CARTA - ZARC .02/35 (BOX 100 PZ)	1 box	20,71 €	22	14,50 €
ZAPP-29	PUNTE DI CARTA - ZARC .02/40 (BOX 100 PZ)	1 box	20,71 €	22	14,50 €
ZAPP-48	PUNTE DI CARTA - ZARC .04/25 (BOX 100 PZ)	1 box	20,71 €	22	14,50 €
ZAPP-49	PUNTE DI CARTA - ZARC .04/30 (BOX 100 PZ)	1 box	20,71 €	22	14,50 €
ZAPP-78	PUNTE DI CARTA - ZARC .06/25 (BOX 100 PZ)	1 box	20,71 €	22	14,50 €
ZAPP-79	PUNTE DI CARTA - ZARC .06/30 (BOX 100 PZ)	1 box	20,71 €	22	14,50 €
ZAPP-120	PUNTE DI CARTA - ZARC FINE (BOX 180 PZ)	1 box	11,86 €	22	8,30 €
ZAPP-121	PUNTE DI CARTA - ZARC X-FINE (BOX 180 PZ)	1 box	11,86 €	22	8,30 €
ZASCPP-701	Z-FIT NARROW PUNTE DI CARTA STERILI SOTTILI (BLISTER 180 PZ) - CONICITA' PROGRESSIVA	1 box	49,08 €	22	29,50 €
ZASCPP-702	Z-FIT WIDE PUNTE DI CARTA STERILI AMPIE (BLISTER 180 PZ) - CONICITA' PROGRESSIVA	1 box	59,52 €	22	36,25 €
ZASCPP-120	PUNTE DI CARTA STERILI - ZARC FINE (BLISTER 180 PZ)	1 box	35,88 €	22	19,90 €
ZASCPP-121	PUNTE DI CARTA STERILI - ZARC X-FINE (BLISTER 180 PZ)	1 box	35,88 €	22	19,90 €
ZASCPP-144	PUNTE DI CARTA STERILI - BLUESHAPER Z3 (BLISTER 180 PZ)	1 box	53,99 €	22	32,90 €
ZASCPP-145	PUNTE DI CARTA STERILI - BLUESHAPER Z4 (BLISTER 180 PZ)	1 box	53,99 €	22	32,90 €
ZASCPP-146	PUNTE DI CARTA STERILI - BLUESHAPER Z5 (BLISTER 180 PZ)	1 box	53,99 €	22	32,90 €
ZASCPP-147	PUNTE DI CARTA STERILI - BLUESHAPER Z6 (BLISTER 180 PZ)	1 box	53,99 €	22	32,90 €
ZASCPP-148	PUNTE DI CARTA STERILI - BLUESHAPER Z7 (BLISTER 180 PZ)	1 box	53,99 €	22	32,90 €
ZASCPP-48	PUNTE DI CARTA STERILI - ZARC .04/25 (BLISTER 180 PZ)	1 box	44,52 €	22	26,90 €
ZASCPP-49	PUNTE DI CARTA STERILI - ZARC .04/30 (BLISTER 180 PZ)	1 box	44,52 €	22	26,90 €
ZASCPP-78	PUNTE DI CARTA STERILI - ZARC .06/25 (BLISTER 180 PZ)	1 box	44,52 €	22	26,90 €
ZASCPP-79	PUNTE DI CARTA STERILI - ZARC .06/30 (BLISTER 180 PZ)	1 box	44,52 €	22	26,90 €
ZASCPP-320	PUNTE DI CARTA STERILI - EXCALIBUR E20 (BLISTER 180 PZ)	1 box	53,99 €	22	32,90 €
ZASCPP-325	PUNTE DI CARTA STERILI - EXCALIBUR E25 (BLISTER 180 PZ)	1 box	53,99 €	22	32,90 €
ZASCPP-335	PUNTE DI CARTA STERILI - EXCALIBUR E35 (BLISTER 180 PZ)	1 box	53,99 €	22	32,90 €
ZASCPP-345	PUNTE DI CARTA STERILI - EXCALIBUR E45 (BLISTER 180 PZ)	1 box	53,99 €	22	32,90 €
ZASCPP-201	PUNTE DI CARTA STERILI - SLIMSHAPER ZS1 (BLISTER 180 PZ)	1 box	53,99 €	22	32,90 €
ZASCPP-202	PUNTE DI CARTA STERILI - SLIMSHAPER ZS2 (BLISTER 180 PZ)	1 box	53,99 €	22	32,90 €
ZASCPP-203	PUNTE DI CARTA STERILI - SLIMSHAPER ZS3 (BLISTER 180 PZ)	1 box	53,99 €	22	32,90 €
ZASCPP-430	PUNTE DI CARTA STERILI - APICALSHAPER Z30 (BLISTER 180 PZ)	1 box	53,99 €	22	32,90 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
ZASCPP-435	PUNTE DI CARTA STERILI - APICALSHAPER Z35 (BLISTER 180 PZ)	1 box	53,99 €	22	32,90 €
ZASCPP-440	PUNTE DI CARTA STERILI - APICALSHAPER Z40 (BLISTER 180 PZ)	1 box	53,99 €	22	32,90 €
ZASCPP-450	PUNTE DI CARTA STERILI - APICALSHAPER Z50 (BLISTER 180 PZ)	1 box	53,99 €	22	32,90 €
File manuali					
ZAZBSHF16PROZX	BLUESHAPER PRO MANUALE STERILE 16MM (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBSHF25ZPRO1	BLUESHAPER PRO MANUALE STERILE 25MM Z1 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBSHF25ZPRO2	BLUESHAPER PRO MANUALE STERILE 25MM Z2 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBSHF25ZPRO3	BLUESHAPER PRO MANUALE STERILE 25MM Z3 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBSHF25ZPRO4	BLUESHAPER PRO MANUALE STERILE 25MM Z4 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBSHF25ZPRO5	BLUESHAPER PRO MANUALE STERILE 25MM Z5 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBSHF25ZPRO6	BLUESHAPER PRO MANUALE STERILE 25MM Z6 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBSHF25ZPRO7	BLUESHAPER PRO MANUALE STERILE 25MM Z7 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBSHF25APR04	BLUESHAPER PRO MANUALE STERILE 25MM Z1-Z4 (BLISTER DA 4 FILES)	1 blister	42,71 €	22	29,90 €
ZAZBSHF25APR05	BLUESHAPER PRO MANUALE STERILE 25MM ZXS-Z5 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAUDMS2002	Z MICRO-SHAPER .02/20 (BOX DA 3 PZ)	1 box	46,29 €	22	32,40 €
ZAUDMS2502	Z MICRO-SHAPER .02/25 (BOX DA 3 PZ)	1 box	46,29 €	22	32,40 €



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
ZAUDMS3002	Z MICRO-SHAPER .02/30 (BOX DA 3 PZ)	1 box	46,29 €	22	32,40 €
ZAUDMO1004	Z MICRO-OPENER .04/10 (BOX DA 3 PZ)	1 box	46,29 €	22	32,40 €
ZAUDMO1504	Z MICRO-OPENER .04/15 (BOX DA 3 PZ)	1 box	46,29 €	22	32,40 €
ZAUDMO2004	Z MICRO-OPENER .04/20 (BOX DA 3 PZ)	1 box	46,29 €	22	32,40 €
ZAZKFILE2106	K FILE 21MM 06 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2108	K FILE 21MM 08 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2110	K FILE 21MM 10 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2115	K FILE 21MM 15 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2120	K FILE 21MM 20 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2125	K FILE 21MM 25 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2130	K FILE 21MM 30 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2135	K FILE 21MM 35 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2140	K FILE 21MM 40 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2145	K FILE 21MM 45 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKF21ASST1	K FILE ASSORTED 21MM 15-40 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKF21ASST2	K FILE ASSORTED 21MM 45-80 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2506	K FILE 25MM 06 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2508	K FILE 25MM 08 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2510	K FILE 25MM 10 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2515	K FILE 25MM 15 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2520	K FILE 25MM 20 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2525	K FILE 25MM 25 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2530	K FILE 25MM 30 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2535	K FILE 25MM 35 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2540	K FILE 25MM 40 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2545	K FILE 25MM 45 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKF25ASST1	K FILE ASSORTED 25MM 15-40 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKF25ASST2	K FILE ASSORTED 25MM 45-80 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE3106	K FILE 31MM 06 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE3108	K FILE 31MM 08 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE3110	K FILE 31MM 10 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026


RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
ZAZKFILE3115	K FILE 31MM 15 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE3120	K FILE 31MM 20 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE3125	K FILE 31MM 25 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE3130	K FILE 31MM 30 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE3135	K FILE 31MM 35 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE3140	K FILE 31MM 40 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE3145	K FILE 31MM 45 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKF31ASST1	K FILE ASSORTED 31MM 15-40 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKF31ASST2	K FILE ASSORTED 31MM 45-80 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST2108	HEDSTRÖM STERILE 21MM 08 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST2110	HEDSTRÖM STERILE 21MM 10 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST2115	HEDSTRÖM STERILE 21MM 15 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST2120	HEDSTRÖM STERILE 21MM 20 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST2125	HEDSTRÖM STERILE 21MM 25 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST2130	HEDSTRÖM STERILE 21MM 30 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST2135	HEDSTRÖM STERILE 21MM 35 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST2140	HEDSTRÖM STERILE 21MM 40 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST2145	HEDSTRÖM STERILE 21MM 45 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHD21ASST1	HEDSTRÖM STERILE ASSORTED 21MM 15-40 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHD21ASST2	HEDSTRÖM STERILE ASSORTED 21MM 45-80 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST2508	HEDSTRÖM STERILE 25MM 08 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST2510	HEDSTRÖM STERILE 25MM 10 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST2515	HEDSTRÖM STERILE 25MM 15 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST2520	HEDSTRÖM STERILE 25MM 20 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST2525	HEDSTRÖM STERILE 25MM 25 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST2530	HEDSTRÖM STERILE 25MM 30 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST2535	HEDSTRÖM STERILE 25MM 35 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST2540	HEDSTRÖM STERILE 25MM 40 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST2545	HEDSTRÖM STERILE 25MM 45 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHD25ASST1	HEDSTRÖM STERILE ASSORTED 25MM 15-40 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
ZAZHD25ASST2	HEDSTRÖM STERILE ASSORTED 25MM 45-80 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST3108	HEDSTRÖM STERILE 31MM 08 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST3110	HEDSTRÖM STERILE 31MM 10 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST3115	HEDSTRÖM STERILE 31MM 15 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST3120	HEDSTRÖM STERILE 31MM 20 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST3125	HEDSTRÖM STERILE 31MM 25 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST3130	HEDSTRÖM STERILE 31MM 30 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST3135	HEDSTRÖM STERILE 31MM 35 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST3140	HEDSTRÖM STERILE 31MM 40 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST3145	HEDSTRÖM STERILE 31MM 45 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHD31ASST1	HEDSTRÖM STERILE ASSORTED 31MM 15-40 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHD31ASST2	HEDSTRÖM STERILE ASSORTED 31MM 45-80 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFLEX2115	K FLEX 21MM 15 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX2120	K FLEX 21MM 20 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX2125	K FLEX 21MM 25 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX2130	K FLEX 21MM 30 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX2135	K FLEX 21MM 35 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX2140	K FLEX 21MM 40 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX2145	K FLEX 21MM 45 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKX21ASST1	K FLEX ASSORTED 21MM 15-40 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX2515	K FLEX 25MM 15 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX2520	K FLEX 25MM 20 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX2525	K FLEX 25MM 25 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX2530	K FLEX 25MM 30 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX2535	K FLEX 25MM 35 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX2540	K FLEX 25MM 40 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX2545	K FLEX 25MM 45 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKX25ASST1	K FLEX ASSORTED 25MM 15-40 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX3115	K FLEX 31MM 15 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX3120	K FLEX 31MM 20 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
ZAZKFLEX3125	K FLEX 31MM 25 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX3130	K FLEX 31MM 30 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX3135	K FLEX 31MM 35 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX3140	K FLEX 31MM 40 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX3145	K FLEX 31MM 45 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKX31ASST1	K FLEX ASSORTED 31MM 15-40 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZCFILE2106	C+ FILE 21 MM 06 ZARC (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZCFILE2108	C+ FILE 21 MM 08 ZARC (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZCFILE2110	C+ FILE 21 MM 10 ZARC (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZCFILE2115	C+ FILE 21 MM 15 ZARC (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZCFILE2506	C+ FILE 25 MM 06 ZARC (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZCFILE2508	C+ FILE 25 MM 08 ZARC (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZCFILE2510	C+ FILE 25 MM 10 ZARC (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZCFILE2515	C+ FILE 25 MM 15 ZARC (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZCFILE3106	C+ FILE 31 MM 06 ZARC (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZCFILE3108	C+ FILE 31 MM 08 ZARC (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZCFILE3110	C+ FILE 31 MM 10 ZARC (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZCFILE3115	C+ FILE 31 MM 15 ZARC (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
Strumenti e accessori					
ZAUDPL357001	Z-PLUGGER 35/70 (BOX 1 PZ)	1 box	65,84 €	22	43,79 €



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
ZAUDPL408001	Z-PLUGGER 40/80 (BOX 1 PZ)	1 box	65,84 €	22	43,79 €
ZAUDPL5010001	Z-PLUGGER 50/100 (BOX 1 PZ)	1 box	65,84 €	22	43,79 €
ZAUDPL6012001	Z-PLUGGER 60/120 (BOX 1 PZ)	1 box	65,84 €	22	43,79 €
ZAZGR	Z-GAUGE RIGHELLO	1 pz	39,71 €	22	27,80 €
ZAZRL	Z-RIGHELLO	1 pz	9,93 €	22	6,95 €
ZAZEB	ENDO-BLOCK RIGHELLO	1 pz	27,86 €	22	19,50 €
ZAZSTANDP	FILE ORGANIZER E RIGHELLO AUTOCLAVABILE - ZARC PINK	1 pz	8,43 €	22	5,90 €
ZAZSTANDY	FILE ORGANIZER E RIGHELLO AUTOCLAVABILE - ZARC YELLOW	1 pz	8,43 €	22	5,90 €
ZAZSTANDB	FILE ORGANIZER E RIGHELLO AUTOCLAVABILE - ZARC BLUE	1 pz	8,43 €	22	5,90 €
ZAUDIN3022050	Z-RINSE 30GA 22MM (BOX 50 PZ)	1 box	73,10 €	22	48,62 €
ZAUDIN3026050	Z-RINSE 30GA 26MM (BOX 50 PZ)	1 box	73,10 €	22	48,62 €
ZAZCLEAN	Z-CLEAN	1 pz	29,71 €	22	20,80 €
ZAZSPONGE	Z-CLEAN SPUGNE (50 PZ)	1 box	74,36 €	22	52,00 €
ZAZPY	PETALI GIALLI (50 PZ)	1 box	17,86 €	22	12,50 €



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
K03249	SONDA ENDO DG 16N EXTRA FINE TRINOVO PEEK NERO	conf. da 1 pz	73,04 €	22	59,00 €
K04095	PINZA ENDO CON BLOCCO EPL 1	conf. da 1 pz	48,27 €	22	39,00 €
K04337	SPECCHIETTO N. 4 INGRANDENTE	conf. da 12 pz	47,19 €	22	38,00 €
K04338	SPECCHIETTO N. 5 INGRANDENTE	conf. da 12 pz	47,19 €	22	38,00 €
K04339	SPECCHIETTO N. 4 PIATTO	conf. da 12 pz	36,02 €	22	29,00 €
K04339-CS	SPECCHIETTO N. 4 PIATTO CON FILETTATURA CONICA	conf. da 12 pz	94,03 €	22	76,00 €
K04340	SPECCHIETTO N. 5 PIATTO	conf. da 12 pz	36,02 €	22	29,00 €
K06083	SPECCHIETTO N. 5 PIATTO CON FILETTATURA CONICA	conf. da 12 pz	94,03 €	22	76,00 €
K04515	SPECCHIETTO RODIATO N. 4	conf. da 12 pz	69,89 €	22	53,90 €
K04516	SPECCHIETTO RODIATO N. 5	conf. da 12 pz	69,89 €	22	53,90 €
K05597	SPECCHIETTO RODIATO DOPPIO N. 4 - 6 PZ	conf. da 6 pz	114,80 €	22	92,00 €
K05597-CS	SPECCHIETTO RODIO DOPPIO N.4 FIL. CONICA-6PZ	conf. da 6 pz	114,80 €	22	92,00 €
K06699	SONDA DOPPIA IN ACCIAIO DG 16 MANICO STANDARD	conf. da 1 pz	31,07 €	22	25,00 €
K07532	PLUGGER MISURA 0,6 - TRINOVO	conf. da 1 pz	39,67 €	22	32,00 €
K07533	PLUGGER MISURA 0,8 - TRINOVO	conf. da 1 pz	39,67 €	22	32,00 €
K07534	PLUGGER MISURA 1,0 - TRINOVO	conf. da 1 pz	39,67 €	22	32,00 €
K07535	PLUGGER MISURA 1,2 - TRINOVO	conf. da 1 pz	39,67 €	22	32,00 €
K07536	SPREADER MISURA 20 - TRINOVO	conf. da 1 pz	38,34 €	22	31,00 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
K07537	SPREADER MISURA 30 - TRINOVO	conf. da 1 pz	38,34 €	22	31,00 €
K07538	SPREADER MISURA 40 - TRINOVO	conf. da 1 pz	38,34 €	22	31,00 €
K07539	SPREADER MISURA 50 - TRINOVO	conf. da 1 pz	38,34 €	22	31,00 €
K08409	PLUGGER ENDO 0.40/0.55 MM TRINOVO PEEK NERO	conf. da 1 pz	75,43 €	22	61,00 €
K08422	STRUMENTO PER RIMOZ. GUTTA YOSHI 26MM EGPR-L/R	conf. da 1 pz	263,49 €	22	210,90 €
K08423	STRUMENTO PER RIMOZ. GUTTA YOSHI 26 MM EGPR-U/D	conf. da 1 pz	263,49 €	22	210,90 €
K08424	STRUMENTO PER RIMOZ. GUTTA YOSHI 18 MM EGPR-L/R	conf. da 1 pz	263,49 €	22	210,90 €
K08425	STRUMENTO PER RIMOZ. GUTTA YOSHI 18 MM EGPR-U/D	conf. da 1 pz	263,49 €	22	210,90 €
K08426	STRUMENTO PER RIMOZ. GUTTA YOSHI 18/26 MM, DIAMANTE	conf. da 1 pz	263,49 €	22	210,90 €
K09200	SONDA ENDO DG 16 ENDOBLACK	conf. da 1 pz	82,78 €	22	66,90 €
K09201	SONDA ENDO KX1, DRITTA ENDOBLACK	conf. da 1 pz	82,78 €	22	66,90 €
K08451	SONDA KX1 DRITTA	conf. da 1 pz	68,65 €	22	55,80 €
K09202	SONDA ENDO KX2, ANGOLATA ENDOBLACK	conf. da 1 pz	82,78 €	22	66,90 €
K09203	MICRO PLUGGER D-1 ENDOBLACK	conf. da 1 pz	82,78 €	22	66,90 €
K09204	MICRO PLUGGER D-2 ENDOBLACK	conf. da 1 pz	82,78 €	22	66,90 €
K09205	SPREADER 20/30 ENDOBLACK	conf. da 1 pz	92,47 €	22	73,90 €
K09206	SPREADER 40/50 ENDOBLACK	conf. da 1 pz	92,47 €	22	73,90 €
K09207	PLUGGER 0,6/0,8 ENDOBLACK	conf. da 1 pz	85,26 €	22	68,90 €
K09208	PLUGGER 1,0/1,2 ENDOBLACK	conf. da 1 pz	85,26 €	22	68,90 €
K09212	SONDA PARODONTALE CP12/CP15 ENDOBLACK	conf. da 1 pz	94,08 €	22	76,00 €
K09213	SPATOLA HEIDEMANN FIG. 1 ENDOBLACK	conf. da 1 pz	92,91 €	22	75,00 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
K09214	SONDA ENDO 17/17L, MODIFICATA ENDOBLACK	conf. da 1 pz	82,78 €	22	67,00 €
K09218	IMPUGNATURA PER SPECCHIETTO SINGOLO ENDOBLACK	conf. da 1 pz	67,24 €	22	54,00 €
K09218-DE	IMPUGNATURA PER SPECCHIETTO DOPPIO ENDOBLACK	conf. da 1 pz	78,95 €	22	64,00 €
K09219	SPATOLA CON RIGHELLO ENDO ENDOBLACK	conf. da 1 pz	102,14 €	22	82,00 €
K09575	SPECCHIETTO RODIATO DOPPIO N. 5	conf. da 6 pz	114,80 €	22	92,00 €
K09575-CS	SPECCHIETTO RODIATO DOPPIO N. 5 FILETTATURA CONICA	conf. da 6 pz	114,80 €	22	92,00 €
K04515-CC	SPECCHIETTO ENDOBLACK N.4 RODIO	conf. da 12 pz	246,02 €	22	196,90 €
K04516-CC	SPECCHIETTO ENDOBLACK N.5 RODIO	conf. da 12 pz	246,02 €	22	196,90 €
K06412-CC	MICRO SPECCHIETTO DIAM. 3MM RODIO ENDOBLACK - 1 PZ	conf. da 1 pz	184,29 €	22	147,90 €
K06413-CC	MICRO SPECCHIETTO DIAM. 5MM RODIO ENDOBLACK - 1 PZ	conf. da 1 pz	184,29 €	22	147,90 €
K06414-CC	MICRO SPECCHIETTO RODIO 3X6 MM ENDOBLACK - 1 PZ	conf. da 1 pz	184,29 €	22	147,90 €
K08395	MINI SPECCHIETTO RODIATO DIAM. 10MM	conf. da 1 pz	43,70 €	22	35,00 €
K08396	MINI SPECCHIETTO RODIATO DIAM. 12MM	conf. da 1 pz	43,70 €	22	35,00 €
K08397	MINI SPECCHIETTO RODIATO DIAM. 14MM	conf. da 1 pz	43,70 €	22	35,00 €
K08462	MICRO PLUGGER PENN ENDO 3MM, DIAM. 0,6 MM	conf. da 1 pz	71,30 €	22	57,20 €
K08463	MICRO PLUGGER PENN ENDO 2,5MM, DIAM. 1,0 MM	conf. da 1 pz	71,30 €	22	57,20 €
K08307	SET DIAGNOSTICO DR.KIM	kit	583,52 €	22	468,00 €
K08308	SET PER SCOLLAMENTO DEL LEMBO DR.KIM	kit	766,69 €	22	615,00 €
K08309	PLUGGER SET DR.KIM	kit	548,09 €	22	439,50 €
K08310	SET MICRO SPECCHIETTI DR.KIM	kit	491,94 €	22	394,50 €
K08311	SET RETRATTORI DR.KIM	kit	503,09 €	22	403,50 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
CMSSCR6/20	SOFT-CORE OTTURATORE 20 (CONF. 6 PZ)	6 pz	29,25 €	4	20,50 €
CMSSCR6/25	SOFT-CORE OTTURATORE 25 (CONF. 6 PZ)	6 pz	29,25 €	4	20,50 €
CMSSCR6/30	SOFT-CORE OTTURATORE 30 (CONF. 6 PZ)	6 pz	29,25 €	4	20,50 €
CMSSCR6/35	SOFT-CORE OTTURATORE 35 (CONF. 6 PZ)	6 pz	29,25 €	4	20,50 €
CMSSCR6/40	SOFT-CORE OTTURATORE 40 (CONF. 6 PZ)	6 pz	29,25 €	4	20,50 €
CMSSCR6/45	SOFT-CORE OTTURATORE 45 (CONF. 6 PZ)	6 pz	29,25 €	4	20,50 €
CMSSCR6/50	SOFT-CORE OTTURATORE 50 (CONF. 6 PZ)	6 pz	29,25 €	4	20,50 €
CMSSCR6/55	SOFT-CORE OTTURATORE 55 (CONF. 6 PZ)	6 pz	29,25 €	4	20,50 €
CMSSCR6/60	SOFT-CORE OTTURATORE 60 (CONF. 6 PZ)	6 pz	29,25 €	4	20,50 €
CMSSSV6/20	SOFT-CORE SIZE VERIFIER 20 (CONF. 6 PZ)	6 pz	20,74 €	22	12,10 €
CMSSSV6/25	SOFT-CORE SIZE VERIFIER 25 (CONF. 6 PZ)	6 pz	20,74 €	22	12,10 €
CMSSSV6/30	SOFT-CORE SIZE VERIFIER 30 (CONF. 6 PZ)	6 pz	20,74 €	22	12,10 €
CMSSSV6/35	SOFT-CORE SIZE VERIFIER 35 (CONF. 6 PZ)	6 pz	20,74 €	22	12,10 €
CMSSSV6/40	SOFT-CORE SIZE VERIFIER 40 (CONF. 6 PZ)	6 pz	20,74 €	22	12,10 €
CMSSSV6/45	SOFT-CORE SIZE VERIFIER 45 (CONF. 6 PZ)	6 pz	20,74 €	22	12,10 €
CMSSSV6/50	SOFT-CORE SIZE VERIFIER 50 (CONF. 6 PZ)	6 pz	20,74 €	22	12,10 €
CMSSSV6/55	SOFT-CORE SIZE VERIFIER 55 (CONF. 6 PZ)	6 pz	20,74 €	22	12,10 €
CMSSSV6/60	SOFT-CORE SIZE VERIFIER 60 (CONF. 6 PZ)	6 pz	20,74 €	22	12,10 €
CMSSCDTINT/ EU/R20-30	SOFT-CORE INTRO KIT COMPOSTO DA: 1 FORNETTO, 3 CONF. OTTURATORI (da 6 pz) 020, 025, 030 + 1 CONF. ASS.TA DI VERIFICATORI 020, 025, 030	kit	487,06 €	22	282,50 €
CMSSCDTO/EU	CMS SOFT-CORE FORNETTO	1 pz	417,75 €	22	242,00 €



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
BONBMAL101	IROOT PRO - IN ESAURIMENTO	1 conf.	1.227,34 €	22	859,00 €
BONWMMOT101	ENDO WISE - MICROMOTORE ENDODONTICO	1 conf.	1.067,00 €	22	772,00 €
BONSRTA3000	ENDO WISE PLUS - MICROMOTORE ENDODONTICO CON RILEVATORE APICALE INTEGRATO	1 conf.	1.284,41 €	22	926,00 €
BONPBM000101110001	PEDALE WIRELESS PER MOTORE ENDODONTICO	1 pz	192,58 €	22	150,00 €
BONWMAPL101	WISPEX - RILEVATORE APICALE	1 conf.	441,62 €	22	319,00 €
BONBMAPL101	IROOT APEX - RILEVATORE APICALE	1 conf.	531,12 €	22	381,00 €
BONBMCA1601	TESTINA CONTRANGOLO (16:1)	1 pz	360,00 €	22	222,00 €
BONSRCW2000	ACTOR I PRO - ATTIVATORE DI IRRIGANTE A ULTRASUONI	1 conf.	533,33 €	22	387,00 €
BONBMWT0001	ACTOR I PRO AGO IRRIGAZIONE 20/02 21MM (E96)	1 pz	22,83 €	22	16,60 €
BONBMWT0002	ACTOR I PRO AGO IRRIGAZIONE 25/02 18 MM (E98)	1 pz	22,83 €	22	16,60 €
BONSRCF1000	EFILLER - SISTEMA DI OTTURAZIONE BACKFILL	1 conf.	711,11 €	22	514,00 €
BONBMFN0001	E-FILLER AGO 23G 28MM (4 PZ)	4 pz	170,67 €	22	124,00 €
BONBMFN0002	E-FILLER AGO 25G 24MM (4 PZ)	4 pz	170,67 €	22	124,00 €
BONDUDG0000025000	GUTTAPERCA EFILLER 2.5MM (BOX 100 PZ)	1 box da 100 pz	88,19 €	4	64,00 €
BONSRCCH1000	EHEATER - SISTEMA DI OTTURAZIONE DOWNPACK	1 conf.	711,11 €	22	514,00 €
BONBMHN0001	PLUGGER EHEATER 40/04 (4 PZ)	4 pz	170,67 €	22	124,00 €
BONBMHN0002	PLUGGER EHEATER 45/04 (4 PZ)	4 pz	170,67 €	22	124,00 €
BONBMHN0003	PLUGGER EHEATER 50/04 (4 PZ)	4 pz	170,67 €	22	124,00 €
BONBMHN0004	PLUGGER EHEATER 55/08 (4 PZ)	4 pz	170,67 €	22	124,00 €



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
PAC9542SIVC	IVAC INTRO KIT ATTACCO SATELEC	kit	324,41 €	22	245,50 €
PAC9542EIVC	IVAC INTRO KIT ATTACCO EMS	kit	324,41 €	22	245,50 €
PAC954235G	IVAC CANNULE 0.35, 27 MM, VERDE (20 PZ)	box da 20 pz.	58,31 €	22	45,00 €
PAC954250Y	IVAC CANNULE 0.50, 27 MM, GIALLA (20 PZ)	box da 20 pz.	58,31 €	22	45,00 €
PAC9542LTA	IVAC TUBO LUNGO IN SILICONE E CONNETTORI (1 PZ)	1 pz.	26,16 €	22	21,00 €
PAC9542ST	IVAC TUBO CORTO IN SILICONE CON CONNETTORI (5 PZ)	box da 5 pz.	36,55 €	22	27,50 €
PAC9542ACT	IVAC CANNULA CAPILLARE ANGOLATA (10 PZ)	box da 10 pz.	26,16 €	22	21,00 €
PAC9542SC	IVAC INSERTO IN METALLO ATTACCO SATELEC (2 PZ)	2 pz.	87,54 €	22	67,00 €
PAC9542EC	IVAC INSERTO IN METALLO ATTACCO EMS (2 PZ)	2 pz.	87,54 €	22	67,00 €
PAC9542R	IVAC ANELLI (10 PZ)	box da 10 pz.	49,55 €	22	37,50 €



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	NUMERO ISO	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
MAP SYSTEM KIT						
MAP20296_PP	MAP ONE SYSTEM KIT		1 pz.	539,54 €	22	420,00 €
MAP20288_PP	MAP VPT KIT		1 pz.	539,54 €	22	420,00 €
MAP20285_PP	INTRO KIT		1 pz.	943,21 €	22	758,00 €
MAP20286	UNIVERSAL KIT - in esaurimento		1 pz.	1.310,75 €	22	1.037,30 €
MAP20287_PP	KIT CHIRURGICO		1 pz.	1.628,49 €	22	1.302,00 €
MAP SYSTEM PUNTALI						
MAP20210-11-12	PUNTALE IN NITI A MEMORIA DI FORMA	Ø 090 giallo, Ø 110 rosso, Ø 130 blu	1 pz.	304,04 €	22	243,00 €
MAP20220-21	PUNTALE CURVO CLASSIC	Ø 090 giallo, Ø 110 rosso	1 pz.	259,30 €	22	207,10 €
MAP20225	PUNTALE SURGERY N° 0 - DX	Ø 090 giallo	1 pz.	268,33 €	22	211,60 €
MAP20226	PUNTALE SURGERY N° 0 - SX	Ø 090 giallo	1 pz.	268,33 €	22	211,60 €
MAP20227	PUNTALE SURGERY N° 1 - DX	Ø 110 rosso	1 pz.	268,33 €	22	211,60 €
MAP20228	PUNTALE SURGERY N° 1 - SX	Ø 110 rosso	1 pz.	268,33 €	22	211,60 €
MAP20263-64-65	PUNTALE HOOKED (ad Uncino)	Ø 090 giallo, Ø 110 rosso, Ø 130 blu	1 pz.	268,33 €	22	211,60 €



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	NUMERO ISO	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
MAP20218_PP	MAP VPT PUNTALE N° 1	Ø2,3mm bianco	1 pz.	298,11 €	22	238,00 €
MAP20219_PP	MAP VPT PUNTALE N° 2	Ø3,4mm viola	1 pz.	298,11 €	22	238,00 €
MAP SYSTEM - PULIZIA						
MAP20289	MAP VPT CLEANING BRUSH		1 pz.	12,50 €	22	9,90 €
MAP20249	CLEANYFLOSS PER MAP SYSTEM		box 30 pz.	16,48 €	22	13,00 €
MAP SYSTEM - RICAMBI						
MAP20200-01-02	PISTONE DI RICAMBIO	Ø 090 giallo, Ø 110 rosso, Ø 130 blu	box 16 pz.	31,27 €	22	24,90 €
MAP20203	MAP VPT PISTONE IN PLASTICA	bianco	box 16 pz.	31,27 €	22	24,90 €
MAP20204	MAP VPT PISTONE IN PLASTICA	viola	box 16 pz.	31,27 €	22	24,90 €
CEMENTO MTA						
MAP20190	PD® MTA Bianco (4 bustine da 140mg + acqua pura 3ml)		1 conf.	58,85 €	4	46,40 €
PUNTALI IRRIFLEX						
MAP21401_PP	IrriFlex - puntali per irrigazione + 50 stopper endodontici		Box 40 pz + 50 stopper	90,05 €	22	68,80 €
MAP21401	IrriFlex - puntali per irrigazione		Box 40 pz	86,23 €	22	66,00 €
MAP21400	IrriFlex - puntali per irrigazione		Box 20 pz	50,06 €	22	41,00 €
SIRINGHE SENZA AGO						
MAP21431	SIRINGHE IRRIGANCE 5ML - COLORI ASSORTITI - 30 PZ		box 30 pz	10,85 €	22	8,60 €
MAP21422	SIRINGHE IRRIGANCE 3ML - ROSSO - 50 PZ		box 50 pz	16,98 €	22	13,50 €
MAP21423	SIRINGHE IRRIGANCE 3ML - BIANCO - 50 PZ		box 50 pz	16,98 €	22	13,50 €
MAP21424	SIRINGHE IRRIGANCE 3ML - NERO - 50 PZ		box 50 pz	16,98 €	22	13,50 €
MAP21425	SIRINGHE IRRIGANCE 5ML - ROSSO - 50 PZ		box 50 pz	16,98 €	22	13,50 €
MAP21426	SIRINGHE IRRIGANCE 5ML - BIANCO - 50 PZ		box 50 pz	16,98 €	22	13,50 €
MAP21427	SIRINGHE IRRIGANCE 5ML - NERO - 50 PZ		box 50 pz	16,98 €	22	13,50 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	NUMERO ISO	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
MAP21428	SIRINGHE IRRIGANCE 10ML - ROSSO		30 pz	16,98 €	22	13,50 €
MAP21429	SIRINGHE IRRIGANCE 10ML - BIANCO		30 pz	16,98 €	22	13,50 €
MAP21430	SIRINGHE IRRIGANCE 10ML - NERO		30 pz	16,98 €	22	13,50 €
EUGENATE DESOBTURATOR - EDTA 17% - OPACAL						
MAP11555	Eugenate Desobturator- solvente flacone 15 ml		1 pz.	23,25 €	22	19,60 €
MAP11565	EDTA 17% - flacone 15 ml		1 pz.	30,46 €	22	25,80 €
MAP11569	EDTA 17% - flacone 100 ml		1 pz.	42,00 €	22	34,80 €
MAP11020	Opacal Kit composto da Siringa da 3 ml + 10 puntali per applicazione (monouso)		1 pz.	40,23 €	22	33,50 €
MAP11022	Opacal Refill puntali per applicazione		10 puntali	13,88 €	22	12,60 €
PALLINE DI COTONE E PIPETTE						
MAP33251	Palline di cotone N°1		630 pz	22,80 €	22	18,90 €
MAP33252	Palline di cotone N°2		1470 pz	23,45 €	22	19,50 €
MAP33253	Palline di cotone N°3		2.220 pz	31,05 €	22	26,40 €
MAP33254	Palline di cotone N°4		4.050 pz	41,23 €	22	34,70 €
MAP11754	Pipette di plastica 0,3ml		25 pz	95,91 €	22	72,90 €
MAP11750	Pipette di plastica 0,3ml		5 pz	26,68 €	22	20,90 €
N5 IPOCLORITO DI SODIO AL 5%						
ITD0000184 I	N5 G-Clor - Sodio Ipoclorito al 5% in cloro attivo		flacone 250ml	17,73 €	22	15,20 €



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
HOFFMANN'S CEMENT - Polvere - Presa Normale - 100 gr.					
HF8002202	Colore n.2	1 pz.	61,76 €	4	46,15 €
HF8002203	Colore n.3	1 pz.	61,76 €	4	46,15 €
HF8002204	Colore n.4	1 pz.	61,76 €	4	46,15 €
HOFFMANN'S CEMENT - Presa Rapida - Polvere clinica 100 gr.					
HF8001202	Colore n.2	1 pz.	61,76 €	4	46,15 €
HF8001203	Colore n.3	1 pz.	61,76 €	4	46,15 €
HF8001204	Colore n.4	1 pz.	61,76 €	4	46,15 €
HOFFMANN'S CEMENT - Liquido 40 ml.					
HF8002300	Presa Normale	1 pz.	38,20 €	4	28,50 €
HF8001300	Presa Rapida	1 pz.	38,20 €	4	28,50 €
HOFFMANN'S READY2MIX					
HF8002403	Presa Normale Colore n.3 - Kit da n.20 bustine da n.1 gr. di polvere + liquido da 10 ml.	1 Kit	112,35 €	4	83,90 €
HF8002404	Presa Normale Colore n.4 - Kit da n.20 bustine da n.1 gr. di polvere + liquido da 10 ml.	1 Kit	112,35 €	4	83,90 €
HOFFMANN'S ACCESSORI					
HF82900	Lastra di cristallo - 150 x 75 x 20mm - Circa 590 gr.	1 pz.	172,82 €	22	129,00 €
HF82908	Spatola - 17 cm - 43 gr.	1 pz.	142,25 €	22	106,00 €
HF82101	Hoffmann's Silano Componente A+B - 5 ml cad	1 pz.	114,32 €	22	85,50 €




I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
AVANSRS	NEOSEALER FLO REFILL SIRINGA 2,2 GR	kit	174,74 €	4	113,50 €
AVANSFK	NEOSEALER FLO 2,2 GR KIT (CON 20 AGHI FLEX FLO TIPS)	kit	218,43 €	4	142,50 €
AVANPIK	NEOPUTTY - 0.5 GR KIT	kit	121,19 €	4	79,00 €
AVANPPK	NEOPUTTY - 1.2 GR KIT	kit	242,55 €	4	157,50 €
AVN2100	NEOMTA 2 - 1,0 GR KIT	kit	173,14 €	4	113,00 €
AVN2250	NEOMTA 2 - 2,5 GR KIT	kit	299,18 €	4	194,50 €
AVFFT20	NEOSEALER FLEX FLO TIPS (20 PZ) - AGHI PER APPLICARE IL CEMENTO BIO CERAMICO	1 box 20 pz	67,79 €	4	44,00 €
AVFFT40	NEOSEALER FLEX FLO TIPS (40 PZ) - AGHI PER APPLICARE IL CEMENTO BIO CERAMICO	1 box 40 pz	122,80 €	4	80,00 €
AVBFT20	NEOSEALER FLO BASIC FLEX TIPS (20 PZ) - AGHI PER APPLICARE IL CEMENTO BIO CERAMICO	1 box 20 pz	41,91 €	4	28,00 €
AVBFT40	NEOSEALER FLO BASIC FLEX TIPS (40 PZ) - AGHI PER APPLICARE IL CEMENTO BIO CERAMICO	1 box 40 pz	64,56 €	4	42,00 €
AVSPA100	SPATOLA PER MISCELAZIONE	1 pz	16,99 €	4	11,20 €
AVSPA200	LASTRA DI VETRO	1 pz	24,11 €	4	15,70 €




I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
DIGHE 6x6" (15x15cm)					
NIC144-0012	DIGA NIC TONE 6'X6' BLU SOTTILE 36 FOGLI	36 pz	26,97 €	22	19,90 €
NIC144-0022	DIGA NIC TONE 6'X6' BLU MEDIA 36 FOGLI	36 pz	26,97 €	22	19,90 €
NIC144-0032	DIGA NIC TONE 6'X6' BLU SPESSA 36 FOGLI	36 pz	26,97 €	22	19,90 €
NIC144-0039	DIGA NIC TONE 6'X6' BLU EXTRA SPESSA 36 FOGLI	36 pz	26,97 €	22	19,90 €
NIC144-0013	DIGA NIC TONE 6'X6' VERDE SOTTILE 36 FOGLI	36 pz	26,97 €	22	19,90 €
NIC144-0023	DIGA NIC TONE 6'X6' VERDE MEDIA 36 FOGLI	36 pz	26,97 €	22	19,90 €
NIC144-0033	DIGA NIC TONE 6'X6' VERDE SPESSA 36 FOGLI	36 pz	26,97 €	22	19,90 €
NIC144-0040	DIGA NIC TONE 6'X6' NERA SOTTILE 36 FOGLI	36 pz	28,31 €	22	20,90 €
NIC144-0038	DIGA NIC TONE 6'X6' NERA MEDIA 36 FOGLI	36 pz	28,31 €	22	20,90 €
NIC144-0037	DIGA NIC TONE 6'X6' NERA SPESSA 36 FOGLI	36 pz	28,31 €	22	20,90 €
DIGA SINTETICA					
NIC144-0404	DIGA NIC TONE SINTETICA 6'X6' BLU MEDIA 15 FOGLI	15 pz	34,23 €	22	25,25 €
DIGHE PER PEDODONZIA 5x5" (12x12cm)					
NIC144-0010	DIGA NIC TONE 5'X5' BLU SOTTILE 36 FOGLI	36 pz	26,97 €	22	19,90 €
NIC144-0020	DIGA NIC TONE 5'X5' BLU MEDIA 36 FOGLI	36 pz	26,97 €	22	19,90 €
NIC144-0030	DIGA NIC TONE 5'X5' BLU SPESSA 36 FOGLI	36 pz	26,97 €	22	19,90 €
NIC144-0011	DIGA NIC TONE 5'X5' VERDE SOTTILE 36 FOGLI	36 pz	26,97 €	22	19,90 €
NIC144-0021	DIGA NIC TONE 5'X5' VERDE MEDIA 36 FOGLI	36 pz	26,97 €	22	19,90 €
NIC144-0031	DIGA NIC TONE 5'X5' VERDE SPESSA 36 FOGLI	36 pz	28,32 €	22	20,90 €



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
PRJT1515	ERGO STARTER KIT - BRACCIALE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PULIZIA DEGLI STRUMENTI ENDODONTICI: <i>1x Bracciale Ergo, 3x spugna blu 3x spugna grigia, 2x protezioni acciaio</i>	kit	69,00 €	22	69,00 €
PRJT1508	ERGO REFILL SPUGNE (24 BIANCHE + 24 BLU)	conf. da 48 pz	42,00 €	22	42,00 €
PRJT0161	ERGO REFILL SPUGNE (44 BIANCHE)	conf. da 44 pz	39,00 €	22	39,00 €
PRJT2536	PLANO - ACCESSORIO PER ORGANIZZARE I MATERIALI ENDODONTICI	1 pz	69,00 €	22	69,00 €
PRJT0093	CREO KIT - BRACCIALE IN SILICONE PER CONSERVATIVA	1 pz	87,00 €	22	87,00 €
PRJTT123	ERGO STAND - ACCESSORIO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PULIZIA DEGLI STRUMENTI ENDODONTICI	1 pz	49,00 €	22	49,00 €
PRPDAM-AISI	PACDAM ACCIAIO INOSSIDABILE - TEMPLATE AUTOCLAVABILE PER BUCARE LA DIGA ODONTOIATRICA	1 pz	45,00 €	22	45,00 €
PRPDAM-PMMA-N	PACDAM PLEXYGlass NERO OPACO - TEMPLATE PER BUCARE LA DIGA ODONTOIATRICA	1 pz	29,00 €	22	29,00 €
PRPDAM-PMMA-G	PACDAM PLEXYGlass GIALLO FLUO - TEMPLATE PER BUCARE LA DIGA ODONTOIATRICA	1 pz	29,00 €	22	29,00 €
PRPDAM-PMMA-F	PACDAM PLEXYGlass FUCSIA FLUO - TEMPLATE PER BUCARE LA DIGA ODONTOIATRICA	1 pz	29,00 €	22	29,00 €
PRCU_SINGLE	CUADRA ARCO PER DIGA DENTALE (CONF. 1 PZ)	1 pz	49,00 €	22	49,00 €
PROLINE					
PROTRPAD	PROTRAIN SIMULATORE ENDODONTICO	kit	54,14 €	22	54,00 €



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
KIT					
MD1675/10	KIT PER DIGA FINITURA ACCIAIO composto da: 10 uncini, 1 pinza per ganci, 1 pinza foradiga, 3 archetti, 1 piastra porta uncini e 1 cassetta per sterilizzazione)	kit	624,07 €	22	486,50 €
PINZE FORADIGA					
MD5550	PINZA FORADIGA IVORY	1 pz	141,36 €	22	109,55 €
MD5560/1	PINZA FORADIGA AINSWORTH	1 pz	117,30 €	22	90,90 €
MD5560/2	PINZA FORADIGA AINSWORTH ZIGRINATO	1 pz	117,90 €	22	91,10 €
TELAI					
MD5552	TELAIO TENDI DIGA mm140	1 pz	25,65 €	22	20,70 €
MD5553	TELAIO TENDI DIGA mm110	1 pz	25,28 €	22	19,70 €
MD5554	TELAIO TENDI DIGA mm90	1 pz	24,95 €	22	19,70 €
PINZE PER UNCINI					
MD5551	PINZA PER UNCINI IVORY	1 pz	67,65 €	22	53,00 €
MD5570	PINZA PER UNCINI BREWER	1 pz	63,80 €	22	50,10 €
MD5580	PINZA PER UNCINI WASHINGTON	1 pz	63,80 €	22	50,10 €
MD5590	PINZA PER UNCINI WHITE	1 pz	63,80 €	22	50,10 €
UNCINI					
MD5595/0	UNCINO PER DIGA N.0	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/00	UNCINO PER DIGA N.00	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/00.NE	UNCINO PER DIGA N.00 NERO	1 pz	31,77 €	22	24,80 €
MD5595/1	UNCINO PER DIGA N.1	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/1A	UNCINO PER DIGA N.1A	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/1A.NE	UNCINO PER DIGA N.1A NERO	1 pz	31,77 €	22	24,80 €
MD5595/2A	UNCINO PER DIGA N.2A	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/2A.NE	UNCINO PER DIGA N.2A NERO	1 pz	31,77 €	22	24,80 €
MD5595/3	UNCINO PER DIGA N.3	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/3.NE	UNCINO PER DIGA N.3 NERO	1 pz	31,77 €	22	24,80 €
MD5595/4	UNCINO PER DIGA N.4	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/4.NE	UNCINO PER DIGA N.4 NERO	1 pz	31,77 €	22	24,80 €
MD5595/5	UNCINO PER DIGA N.5	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/7	UNCINO PER DIGA N.7	1 pz	23,35 €	22	18,70 €


I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
MD5595/7.NE	UNCINO PER DIGA N.7 NERO	1 pz	31,77 €	22	24,80 €
MD5595/8	UNCINO PER DIGA N.8	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/8.NE	UNCINO PER DIGA N.8 NERO	1 pz	31,77 €	22	24,80 €
MD5595/8A	UNCINO PER DIGA N.8A	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/8A.NE	UNCINO PER DIGA N.8A NERO	1 pz	31,77 €	22	24,80 €
MD5595/9	UNCINO PER DIGA N.9	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/9.NE	UNCINO PER DIGA N.9 NERO	1 pz	31,77 €	22	24,80 €
MD5595/12A	UNCINO PER DIGA N.12A	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/12A.NE	UNCINO PER DIGA N.12A NERO	1 pz	31,77 €	22	24,80 €
MD5595/13A	UNCINO PER DIGA N.13A	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/13A.NE	UNCINO PER DIGA N.13A NERO	1 pz	31,77 €	22	24,80 €
MD5595/14	UNCINO PER DIGA N.14	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/14.NE	UNCINO PER DIGA N.14 NERO	1 pz	31,77 €	22	24,80 €
MD5595/14A	UNCINO PER DIGA N.14A	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/18	UNCINO PER DIGA N.18	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/27	UNCINO PER DIGA N.27	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/27.NE	UNCINO PER DIGA N.27 NERO	1 pz	31,77 €	22	24,80 €
MD5595/28	UNCINO PER DIGA N.28	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/29	UNCINO PER DIGA N.29	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/29.NE	UNCINO PER DIGA N.29 NERO	1 pz	31,77 €	22	24,80 €
MD5595/51	UNCINO PER DIGA N.51	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/56	UNCINO PER DIGA N.56	1 pz	23,35 €	22	18,70 €



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
MD5595/201	UNCINO PER DIGA N.201	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/202	UNCINO PER DIGA N.202	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/203	UNCINO PER DIGA N.203	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/204	UNCINO PER DIGA N.204	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/205	UNCINO PER DIGA N.205	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/206	UNCINO PER DIGA N.206	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/208	UNCINO PER DIGA N.208	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/210	UNCINO PER DIGA N.210	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/210.NE	UNCINO PER DIGA N.210 NERO	1 pz	31,77 €	22	24,80 €
MD5595/212	UNCINO PER DIGA N.212	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/W8A	UNCINO PER DIGA N.W8A	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/W8A.NE	UNCINO PER DIGA N.W8A NERO	1 pz	31,77 €	22	24,80 €
CONTENITORI					
MD5605	PIASTRA PORTA UNCINI	1 pz	44,43 €	22	35,00 €
MD981/20	CASSETTA DI STERILIZZAZIONE VERDE (VUOTA)	1 pz	160,86 €	22	123,90 €



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

CHIRURGIA



AMS DEFLUSSORI con rubinetto

Deflussori con rubinetto compatibili con i principali motori chirurgici.

Nella tabella scaricabile nell'area Download sono elencate le compatibilità.

Tutti i prodotti sono marchiati CE e FDA.



AMS DEFLUSSORI senza rubinetto

Deflussori compatibili con i principali motori chirurgici senza rubinetto.

Nella tabella scaricabile nell'area Download sono elencate le compatibilità.

Tutti i prodotti sono marchiati CE e FDA.



UTILIZZA UN MICROMOTORE W&H?

elenco di deflussori compatibili in funzione del modello:

Ref.:DEF6452 (1 via)	ELCOMED 100/200/IMPLANTMED
Ref.:DEF6452 (1 via)	IMPLANTMED SI 923
Ref.:DEF6452 (1 via)	IMPLANTMED SI 95
Ref.:DEF6452 (1 via)	IMPLANTMED SI 915
Ref.:DEF6452 (1 via)	ELCOMED SA-310
Ref.:DEF6452 (1 via)	DU 900
Ref.:DEF6452 (1 via)	PIEZOMED
Ref.:DEF6452 (1 via)	IMPLANTMED NEW DESIGN
Ref.:DEF6452 (1 via)	ELCOMED 200 C/SA 200
Ref.:DEF6435 (1/2 vie + R)	TUTTI I MOTORI W&H
Ref.:DEF6414 (1 via)	EXTENSION LINE/PROLUNGA

UTILIZZA UN MICROMOTORE ANTHOGRY?

elenco di deflussori compatibili in funzione del modello:

Ref.:DEF6452 (1 via)	IMPLANTEO
Ref.:DEF6452 (1 via)	IMPLANTEO LED

UTILIZZA UN MICROMOTORE NOUVAG?

elenco di deflussori compatibili in funzione del modello:

Ref.:DEF6415 (1 via)	MD10
Ref.:DEF6415 (1 via)	MD10-S
Ref.:DEF6415 (1 via)	MD 11
Ref.:DEF6415 (1 via)	MD 20
Ref.:DEF6415 (1 via)	MD 30
Ref.:DEF6415 (1 via)	SM 12
Ref.:DEF6415 (1 via)	SEM 2
Ref.:DEF6415 (1 via)	SU 100
Ref.:DEF6415 (1 via)	CBM
Ref.:DEF6415 (1 via)	MD 700
Ref.:DEF6415 (1 via)	TCM 3000

UTILIZZA UN MICROMOTORE BIEN AIR?

elenco di deflussori compatibili in funzione del modello:

Ref.:DEF6448 (1 via)	CHIROPRO 980
----------------------	--------------

UTILIZZA UN MICROMOTORE NSK?

elenco di deflussori compatibili in funzione del modello:

Ref.:DEF6446 (1 via)	SURGIC XT
Ref.:DEF6446 (1 via)	SURGIC XT PLUS
Ref.:DEF6446 (1 via)	OSSOCISION
Ref.:DEF6446 (1 via)	VARIOSURG
Ref.:DEF6446 (1 via)	VARIOSURG 3
Ref.:DEF6446 (1 via)	SURGIC PRO

UTILIZZA UN MICROMOTORE DE GIORGI?

elenco di deflussori compatibili in funzione del modello:

Ref.:DEF6444 (1 via)	STERIL INTRAPLANT
Ref.:DEF6444 (1 via)	INTRAMATIC 2
Ref.:DEF6444 (1 via)	INTRAMAX PLUS
Ref.:DEF6446 (1 via)	INTRASURGERY
Ref.:DEF6446 (1 via)	INTRASURGERY 2
Ref.:DEF6407 (1 via)	WOODPECKER LED

UTILIZZA UN MICROMOTORE ACTEON?

elenco di deflussori compatibili in funzione del modello:

Ref.:DEF6448 (1 via)	SUNI MAX
Ref.:DEF6448 (1 via)	SUNI SATELEC 2000/3000
Ref.:DEF6462*	IMPLANT CENTER
Ref.:DEF6462*	IMPLANT CENTER2 LED
Ref.:DEF6462*	PIEZOTOME
Ref.:DEF6462*	PIEZOTOME 2
Ref.:DEF6462*	PIEZOTOME SOLO

UTILIZZA UN MICROMOTORE CASTELLINI?

elenco di deflussori compatibili in funzione del modello:

Ref.:DEF6462 (1 via)	CEFLA/STERN WEBER/ANTHOS
----------------------	--------------------------

Disponibili anche deflussori compatibili con i seguenti brands:

ASEPTICO, ASTRATECH, ATR, BIOSAFIN, BONART, BREDENT, DE GOTZEN, DENTUM, EMS, FIATECH, HKM, IDIEVOLUTION, FRIADENT, KYOCERA, MARIOTTI, NOBEL BIOCARE, NOVAXA, RESISTA, SAESHIN, SILFRANDENT, SIRONA, SWEDEN & MARTINA, TISSIDENTAL, STRAUMANN

SPONGOSTAN

Spugna emostatica

Emostatico riassorbibile sterile a base di spugna di gelatina di origine suina pura al 100%. La spugna di gelatina Spongostan ha una struttura porosa che non si sfalda se immersa in soluzione fisiologica. Spongostan attiva i trombociti appena il sangue entra in contatto con la matrice spugnosa. Dopo l'applicazione nel tessuto, la spugna di gelatina viene assorbita nel corso di 3-4 settimane.

Quando viene applicata su ferite cutanee o sulla mucosa, la spugna si dissolve dopo circa 3-5 giorni. Lo Spongostan® ha una capacità di assorbimento corrispondente a circa 45 volte il proprio peso, ha un pH neutro, non irrita il tessuto e non provoca reazioni allergiche.

Indicazioni: operazioni con forti emorragie non controllabili con l'emostasi convenzionale e quando è sconsigliato l'uso di materiale non assorbibile.

Estrazioni dentali con emorragie persistenti. Epistassi. Il tempo per il raggiungimento dell'emostasi è di 5-10 minuti.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 24pz. (Ref. ETMS0005)



TABOTAMP - Surgicell

Garza 5x7,5cm

Tabotamp è un emostatico riassorbibile sterile di origine vegetale a base di cellulosa ossidata e rigenerata.

L'efficacia emostatica di Tabotamp è associata ad una comprovata azione antibatterica verso un'ampia gamma di microorganismi gram + e gram - e ceppi batterici di varie specie.

L'emostatico Tabotamp viene utilizzato quale coadiuvante nelle procedure chirurgiche per facilitare il controllo dell'emorragia capillare, venosa e delle piccole arterie nei casi in cui la legatura o altri metodi di controllo convenzionali si dimostrino poco pratici o inefficaci.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 10 bustine
(Ref. ET1903SK)



TABOTAMP - Surgicell

Garza 5x1,25cm

Cellulosa ossidata e rigenerata (100% di origine vegetale).

Adatto per sanguinamenti importanti e pazienti coagulopatici.

Emostasi raggiunta in 2-3 min.

Completamente riassorbito in 7-14 gg.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 10 bustine (Ref. ET1906SK)



TOPPER 8

Garza non sterile



- Garza in tessuto non sterile, a 4 strati, piegata.
- Elevata capacità assorbente dei fluidi ematici nella cavità orale.
- Sterilizzabile in autoclave - Dimensione 5x5cm.
- Ideale per la detersione di ferite post-estrattive ed in chirurgia in generale.
- Eccellente maneggevolezza che ne semplifica l'utilizzo, minor adesione della normale garza.
- Garantiscono un maggior confort per il Paziente.
- Possono sopportare sia soluzioni acide che Basiche.
- Possono essere autoclavate.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 200 pz.
(Ref. ETM53405N/S)



TOPPER 8

Garza sterile



TOPPER 8 è sterilizzata a raggi gamma, di varie dimensioni.

Ha una elevata capacità assorbente dei fluidi ematici nella cavità orale.

È ideale per la detersione di ferite post-estrattive ed in chirurgia in generale.

È di eccellente maneggevolezza che ne semplifica l'utilizzo.

Presenta una totale biodegradabilità.

È confezionata in buste sterili ognuna contenente 2 garze.

CONFEZIONAMENTI

120 pezzi (60 buste da 2 garze cadauna)
(Ref. ETTS8052/N SING)

100 pezzi (50 buste da 2 garze cadauna)
(Ref. ETM12510)



VICRYL PLUS

Sutura sintetica assorbibile

Vicryl Plus è una sutura intrecciata assorbibile rivestita con antibatterico. La presenza di acido lattico e dodecanolo nel processo di sintesi garantiscono la massima resistenza tensile nei primi giorni dell'impianto.

Nella sutura è presente IRGACARE MP (forma più pura di Triclosan), agente antibatterico ad ampio spettro.

Il Triclosan crea una zona batteriostatica che non permette la colonizzazione della sutura.

Il rivestimento conferisce ottima scorrevolezza attraverso i tessuti e ideale capacità di annodamento.

La particolare struttura degli intrecci garantisce una elevata resistenza tensile ed una estrema maneggevolezza.



Calibri disponibili da 0 a 5-0

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 12 o

24 o 36 o 72 fili

(Codici vari)



MONOCRYL PLUS

Sutura sintetica assorbibile rivestita con antibatterico

La sutura MONOCRYL™ Plus è indicata per l'uso nell'approssimazione e/o nella legatura dei tessuti molli.

Il tipo di materiale di cui è composta, rende la sutura estremamente maneggevole e con un basso effetto memoria.

Inoltre assicura elevati valori di resistenza tensile iniziale. Il filo ha una moderata elasticità, che ne migliora le proprietà di annodamento e tenuta del nodo. La struttura monofilamento garantisce un'ottima scorrevolezza.

Grazie alla presenza di IRGACARE® (TRICLOSAN), MONOCRYL™ PLUS genera una zona di inibizione alla crescita batterica.

Calibri disponibili da 0 a 6-0.

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 12 o 36 fili

(Codici vari)



VICRYL RAPIDE

Sutura sintetica assorbibile

Vicryl Rapide è la sutura intrecciata assorbibile a più rapida perdita di resistenza tensile. E' indicata per l'approssimazione di tessuti molli ove sia richiesto un breve supporto alla ferita.

Il trattamento con radiazioni ionizzanti conferisce alla sutura una perdita di resistenza tensile più rapida ed un processo di assorbimento più veloce. Il nuovo rivestimento conferisce alla sutura un'ottima scorrevolezza attraverso i tessuti ed un'ideale capacità di annodamento.

Determina inoltre un notevole aumento di resistenza alla trazione sul nodo in percentuale variabile a seconda dei calibri ed un migliore scivolamento-affossamento del nodo.

Dopo 5 giorni rimane il 50% della resistenza originale. Dopo 10-14 giorni la resistenza è completamente perduta.

Calibri disponibili da 0 a 8-0.

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 12 o

24 o 36 o 72 fili

(Codici vari)



SETA

Sutura Naturale non assorbibile

La seta è una sutura naturale intrecciata vergine ritorta non assorbibile, facile da annodare e particolarmente maneggevole.

Il processo di decerazione Perma Hand ed il trattamento True Permanizing migliorano la biocompatibilità e la resistenza all'imbibimento dei liquidi (capillarità).

Calibri disponibili da 0 a 9-0.

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 12 o

24 o 36 o 72 fili

(Codici vari)



ETHIBOND EXCEL

Sutura sintetica assorbibile

Ethibond Excel è la sutura intrecciata in Poliestere rivestito che sostituisce la seta in tutte le applicazioni chirurgiche in cui è consigliato l'utilizzo di un filo non assorbibile. E' biologicamente più inerte della seta, non è capillare ed è resistente alla trazione. Il rivestimento in Polibutilato impedisce l'aderenza e il deposito della placca nell'intreccio dei fili.

La morfologia dell'intreccio, unita al rivestimento di Polibutilato (unica sostanza studiata appositamente per il rivestimento di suture chirurgiche), conferisce ad Ethibond Excel caratteristiche di elevata resistenza tensile sul nodo, scorrevolezza, flessibilità, maneggevolezza, facilità di annodamento e tenuta dei nodi.

Il rivestimento in Polibutilato, agendo come lubrificante, facilita lo scorrimento, diminuendo la frizione del filo al passaggio attraverso i tessuti.

Calibri disponibili da 0 a 7-0.

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 12 o

24 o 36 o 72 fili

(Codici vari)



PORTA AGHI MATHIEU MEDESYS

Strumento chirurgico progettato per garantire rapidità e precisione nelle suture.

Manico con scanalature, per una miglior presa durante l'utilizzo.

Dotato di meccanismo di chiusura interno per evitare pizzicamenti o rotture dei guanti, migliorando la sicurezza.

Le branche zigrinate assicurano una presa stabile dell'ago da sutura, compatibile con misure 2-0, 3-0 e 4-0.

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 1 porta aghi mathieu Medesy

(Ref. MD1855)



PINZETTA PER SUTURE CURVA

La forma curva facilita l'accesso in zone profonde o posteriori, migliorando la visibilità e la libertà di movimento del chirurgo.

È provvista di punta zigrinata e appositamente forata per trattenere il lembo da suturare.

Realizzata in acciaio inox di alta qualità, presenta un'impugnatura zigrinata che assicura un grip perfetto mentre si esegue la sutura.

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 1 pinzetta per sutura curva

(Ref. MD1033)



FORBICI CHIRURGICHE GOLDMAN-FOX

Indicate per il taglio di tessuti molli e materiali da sutura.

La configurazione a punta retta e fine consente un'elevata precisione operativa anche in spazi ridotti.

Una delle lame presenta una micro-dentatura, che migliora la stabilità del tessuto durante il taglio, riducendo lo slittamento e aumentando il controllo.

Realizzate in acciaio inox chirurgico attentamente selezionato, così da garantire al professionista la possibilità di eseguire la miglior performance possibile durante i suoi interventi.

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 1 forbici chirurgiche Goldman-fox

(Ref. MD3518)



RIF.	MODELLI MICROMOTORI	METODO IRRIGAZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
ACTEON GROUP - SATELEC						
DEF6448	SUNI MAX	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	78,51 €	22	67,00 €
DEF6448	SUNI SATELEC 2000/3000	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	78,51 €	22	67,00 €
DEF6462	IMPLANT CENTER	Irrigazione singola 1 via Senza rubinetto c/raccordo a pompa formato rotella	10 pz.	179,33 €	22	154,00 €
DEF6462	IMPLANT CENTER 2 LED	Irrigazione singola 1 via Senza rubinetto c/raccordo a pompa formato rotella	10 pz.	179,33 €	22	154,00 €
DEF6462	PIEZOTOME	Irrigazione singola 1 via Senza rubinetto c/raccordo a pompa formato rotella	10 pz.	179,33 €	22	154,00 €
DEF6462	PIEZOTOME 2	Irrigazione singola 1 via Senza rubinetto c/raccordo a pompa formato rotella	10 pz.	179,33 €	22	154,00 €
DEF6462	PIEZOTOME SOLO	Irrigazione singola 1 via Senza rubinetto c/raccordo a pompa formato rotella	10 pz.	179,33 €	22	154,00 €
ANTHOGRYR						
DEF6452	IMPLANTEO	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €
DEF6455	IMPLANTEO LED	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €
ATS DENTAL SRL						
DEF6462	OMEGA IMPLANT	Irrigazione singola 1 via Senza rubinetto c/raccordo a pompa formato rotella	10 pz.	179,33 €	22	154,00 €
ASEPTICO						
DEF6446	AEU-7000E-70V	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €
DEF6446	AEU-7000L-70V	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €
DEF6446	AEU-6000-70V	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €
DEF6446	AEU-17Bv2	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €
DEF6446	AEU 260 S	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €
DEF6446	AEU 707Av2	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €
ASTRATECH						
DEF6452	ELCOMED 100	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	MODELLI MICROMOTORI	METODO IRRIGAZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
DEF6452	IMPLANTMED SI 923	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €
ATR						
ATR-DEF/1	ATR PHYSIO PLUS	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €
ATR-DEF/1	ATR 3000 PLUS	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €
ATR-DEF/1	ATR 3000 NEW	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €
ATR-DEF/1	ATR 3000 KRUGG	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €
ATR-DEF/2	PER TUTTI I MODELLI ATR	Irrigazione ad 1/2 vie	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €
BIEN AIR						
DEF6448	CHIROPRO 980	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	78,51 €	22	67,00 €
BIOSAFIN						
DEF6448	EASY SURGERY	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	78,51 €	22	67,00 €
DEF6448	MyTUTOR	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	78,51 €	22	67,00 €
BONART						
DEF6446	PIEZO SURGICAL SYSTEM	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €
BREDENT						
DEF6404	SKY UNIT	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €
CASTELLINI						
DEF6424	RIUNITO CEFLA STERN WEBER E ANTHOS	Con rubinetto	10 pz.	130,37 €		102,00 €
COXO						
DEF6455	C-SAILOR PRO	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €
DE GIORGI						
DEF6444	STERIL INTRAPLANT	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €
DEF6444	INTRAMATIC 2	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €
DEF6444	INTRAMAX PLUS	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €
DEF6446	ULTRASURGERY	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €
DEF6446	INTRASURGERY 2.0	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €
DE GOTZEN						
DEF6462	DUAL 2000	Irrigazione singola 1 via Senza rubinetto c/raccordo a pompa formato rotella	10 pz.	179,33 €	22	154,00 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	MODELLI MICROMOTORI	METODO IRRIGAZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
DENTIUM						
DEF6446	ICT MOTOR	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €
EMS						
DEF6448	PIEZON MASTER SURGERY	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	78,51 €	22	67,00 €
FRIATEC						
DEF6404	IMPLANTOLOGY SURGICAL UNIT	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €
IDIEVOLUTION						
DEF6448	TMM2	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	78,51 €	22	67,00 €
KAVO						
DEF6453	INTRASURG 300/500/300 PLUS/ 1000/1000 AIR	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	71,33 €	22	61,00 €
DEF6448	MASTER SURG & EXPERT SURG	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	78,51 €	22	67,00 €
KYOCERA						
DEF6446	IMPLANTOR NEO	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €
MARIOTTI						
DEF6404	MINIUNIKO	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €
DEF6404	MINIUNIKO C	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €
DEF6404	MINIUNIKO F	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €
DEF6460	MINIUNIKO PIEZO	1/2 vie con rubinetto per la connessione della seconda linea di irrigazione al secondo c/angolo	10 pz.	89,11 €	22	76,50 €
MECTRON						
DEF6439	PIEZOSURGERY TOUCH MECTRON	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €
DEF6461	PIEZOSURGERY MECRON COD 03230008	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €
NOBEL BIOCARE						
DEF6435	OSSEOSSET 100	1/2 vie con rubinetto per la connessione della seconda linea di irrigazione al secondo c/angolo	10 pz.	91,65 €	22	78,50 €
DEF6435	OSSEOSSET 200 SI-915 e SI-923	1/2 vie con rubinetto per la connessione della seconda linea di irrigazione al secondo c/angolo	10 pz.	91,65 €	22	78,50 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	MODELLI MICROMOTORI	METODO IRRIGAZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
DEF6435	OSSEOCARE	1/2 vie con rubinetto per la connessione della seconda linea di irrigazione al secondo c/angolo	10 pz.	91,65 €	22	78,50 €
NOUVAG						
DEF6415	MD10	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6415	MD10-S	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6415	MD 11	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6415	MD 20	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6415	MD 8000	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6415	MD 30	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6415	SM 12	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6415	SEM 2	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6415	SU 100	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6415	CBM	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6415	MD 7000	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6415	TCM 3000	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
NOVAXA						
DEF6415	NEW ASSISTANT	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6415	ASSISTANT -I-XT	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6415	ASSISTANT 2	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
NSK						
DEF6446	SURGIC XT	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €
DEF6446	SURGIC XT PLUS	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €
DEF6446	OSSOCISION	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €
DEF6446	VARIOSURG	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €
DEF6446	VARIOSURG 3	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €
DEF6446	SURGIC PRO	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €
RESISTA						
DEF6448	ULTRASONIC BONE SURGERY	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	78,51 €	22	67,00 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	MODELLI MICROMOTORI	METODO IRRIGAZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
SAESHIN						
DEF6423	TRAUS SIP 10, X-CUBE	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	82,57 €	22	65,00 €
DEF6423	TRAUS SUS 10	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	82,57 €	22	65,00 €
DEF6423	X CUBE	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	82,57 €	22	65,00 €
SCHLUMBOHM						
DEF6452	ENDO PILOT	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €
SILFRADENT						
DEF6448	SURGYBONE	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	78,51 €	22	67,00 €
DEF6448	ACROBONE	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	78,51 €	22	67,00 €
DEF6448	EASYBONE (VECCHIO MODELLO)	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	78,51 €	22	67,00 €
DEF6448	EASYBONE 4	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	78,51 €	22	67,00 €
SIRONA						
DEF6404	DENTAL UNIT TENEO	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €
SWEDEN & MARTINA						
DEF6409	HERACLE DEF	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €
DEF6407	SPIN-DEF	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €
DEF6407	XO OSSEO SYSTEM	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €
DEF6446	IMPLA 6000/7000	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €
TISSI DENTAL						
DEF6444	IMPLAMAX	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €
W&H						
DEF6452	ELCOMED 100 / 200 / IMPLANTMED	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €
DEF6452	IMPLANTMED SI 923	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €
DEF6452	IMPLANTMED SI 95	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €
DEF6452	IMPLANTMED SI 915	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €
DEF6452	ELCOMED SA - 310	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €
DEF6452	DU 900	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €
DEF6452	PIEZOMED	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	MODELLI MICROMOTORI	METODO IRRIGAZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
DEF6452	IMPLANTMED NEW DESIGN	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €
DEF6452	ELCOMED 200 C/SA200	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	75,96 €	22	65,00 €
DEF6435	PER TUTTI I MODELLI W&H	1/2 vie con rubinetto per la connessione della seconda linea di irrigazione al secondo c/angolo	10 pz.	91,65 €	22	78,50 €
STRAUMANN						
DEF6415	ZIMMER DENTAL	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6415	LIFECORE	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6415	CENTRAL PLUS-INNOVACORP	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
ESACROM						
DEF6448	SURGERYSONIC I	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	78,51 €	22	67,00 €
DEF6448	SURGERYSONIC II	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	78,51 €	22	67,00 €
DEF6448	SURGERYSONIC MOTO	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	78,51 €	22	67,00 €
WOODPECKER						
DEF6417	IMPLANTER	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	79,40 €	22	67,50 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
MEDICAZIONI:					
ETTS8052/N SING	TOPPER 8 - garze - sterili Medicazione prepiegata 4 strati 5x5 1 dispenser da 60 buste da 2 pz. cad.	1 pz.	36,40 €	22	30,80 €
ETM12510	TOPPER 8 Medicazione fenestrata a 4 strati cm 10x10 - ST - 1 dispenser da 50 buste da 2 pz cad.	1 pz.	77,85 €	22	63,90 €
ETM53405N/S	TOPPER 8 - garze non sterili Medicazione fenestrata a 4 strati 5x5cm 1 dispenser da 200 medicazioni	1 pz.	10,61 €	22	9,20 €



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
EMOSTATICI					
ETMS0002	SPONGOSTAN - mm. 70x50x10 - Spugne di gelatina emostatica sterile (conf. 20 pz)	1 pz.	309,40 €	22	289,00 €
ETMS0005	SPONGOSTAN Spugne di gelatina emostatica sterile (1 confezione da 24 spugnette)	1 pz.	41,87 €	22	37,50 €
ETMS0006	SPONGOSTAN - mm. 70x50x10 - Spugne di gelatina emostatica sterile (conf. 2 pz)	1 pz.	88,89 €	22	82,91 €
ET1902SK	SURGICELL - TABOTAMP cm. 10x20cm - Emostatico assorbibile (conf. 10 bustine)	1 pz.	693,21 €	22	659,20 €
ET1903SK	SURGICELL - TABOTAMP - cm. 5x7,5 - Cellulosa ossidata rigenerata (conf. 10 bustine)	1 pz.	312,72 €	22	297,67 €
ET1906SK	SURGICELL - TABOTAMP cm. 5x1,25 - Emostatico assorbibile (conf. 20 bustine)	1 pz.	196,54 €	22	186,17 €



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %
SUTURE Fili di Sutura				
ETK889H	SETA 6/0 C-1	36 pz.	252,41 €	22
ETK891H	SETA 4/0 C-1	36 pz.	240,93 €	22
ETN266H	SETA 5/0 TF	36 pz.	228,89 €	22
ETN267H	SETA 4/0 TF	36 pz.	228,89 €	22
ETK870H	SETA 5/0 RB-1	36 pz.	229,97 €	22
ETK871H	SETA 4/0 RB-1	36 pz.	229,97 €	22
ETK872H	SETA 3/0 RB-1	36 pz.	219,02 €	22
ETK873H	SETA 2/0 RB-1	36 pz.	219,02 €	22
ET7342H	SETA 4/0 SH-1	36 pz.	229,97 €	22
ET7343H	SETA 3/0 SH-1	36 pz.	219,02 €	22
ET7344H	SETA 2/0 SH-1	36 pz.	219,02 €	22
ETK832H	SETA 3/0 SH	36 pz.	208,61 €	22
ETK833H	SETA 2/0 SH	36 pz.	208,61 €	22
ETK834H	SETA 0/0 SH	36 pz.	208,61 €	22
ETK942H	SETA 4/0 V-4	36 pz.	276,00 €	22
ETK951H	SETA 5/0 V-5	36 pz.	276,00 €	22
ETK952H	SETA 4/0 V-5	36 pz.	276,00 €	22
ETK953H	SETA 3/0 V-5	36 pz.	262,84 €	22
ETK954H	SETA 2/0 V-5	36 pz.	262,84 €	22
ETK963G	SETA 3/0 V-7	12 pz.	83,42 €	22
ETK964H	SETA 2/0 V-7	36 pz.	250,33 €	22
ET711H	SETA 6/0 C-3	36 pz.	316,55 €	22
ET736H	SETA 4/0 C-3	36 pz.	302,15 €	22
ET682H	SETA 5/0 FS-2	36 pz.	240,32 €	22
ETP683H	SETA 3/0 FS-2	36 pz.	228,89 €	22
ET632H	SETA 3/0 X-1	36 pz.	228,89 €	22
ET737H	SETA 2/0 X-1	36 pz.	228,89 €	22
ETW500H	SETA 5/0 FS-3	36 pz.	265,02 €	22
ETW501H	SETA 4/0 FS-3	36 pz.	265,02 €	22
ETF2251	SETA 3/0 FS-3	36 pz.	252,41 €	22

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %
ETE6890H	ETHIBOND EXCEL 5/0 C-1	36 pz.	501,95 €	22
ETE7397H	ETHIBOND EXCEL 4/0 SH-1	36 pz.	479,13 €	22
ETE7398H	ETHIBOND EXCEL 3/0 SH-1	36 pz.	456,32 €	22
ETE7399H	ETHIBOND EXCEL 2/0 SH-1	36 pz.	456,32 €	22
ETX832H	ETHIBOND EXCEL 3/0 SH	36 pz.	434,57 €	22
ETE6833H	ETHIBOND EXCEL 2/0 SH	36 pz.	434,57 €	22
ETX834H	ETHIBOND EXCEL 0/0 SH	36 pz.	295,53 €	22
ETE6943H	ETHIBOND EXCEL 3/0 V-4	36 pz.	547,59 €	22
ETE6953H	ETHIBOND EXCEL 3/0 V-5	36 pz.	547,59 €	22
ETE6683H	ETHIBOND EXCEL 4/0 FS-2	36 pz.	340,46 €	22
ETPE6683H	ETHIBOND EXCEL 3/0 FS-2	36 pz.	324,26 €	22
ETVRI290H	VICRYL RAPID 4/0 C-3	36 pz.	704,99 €	22
ETVRI213H	VICRYL RAPID 5/0 RB-1	36 pz.	536,61 €	22
ETVRI214H	VICRYL RAPID 4/0 RB-1	36 pz.	536,61 €	22
ETVRI215H	VICRYL RAPID 3/0 RB-1	36 pz.	511,06 €	22
ETVRI415H	VICRYL RAPID 4/0 SH	36 pz.	511,06 €	22
ETVRI416H	VICRYL RAPID 3/0 SH	36 pz.	486,75 €	22
ETVRI417H	VICRYL RAPID 2/0 SH	36 pz.	486,75 €	22
ETV1211G	VICRYL RAPID 7/0 GS-9	12 pz.	801,48 €	22
SUTURE Fili di Sutura VICRYL PLUS ANTIBATTERICO				
ETVCP276H	VICRYL PLUS 3/0 V5	36 pz.	437,94 €	22
ETVCP303H	VICRYL PLUS 5/0 RB-1	36 pz.	383,21 €	22
ETVCP304H	VICRYL PLUS 4/0 RB-1	36 pz.	383,21 €	22
ETVCP305H	VICRYL PLUS 3/0 RB-1	36 pz.	364,94 €	22
ETVCP306H	VICRYL PLUS 2/0 RB-1	36 pz.	411,67 €	22
ETVCP3100H	VICRYL PLUS 4/0 JB-1 [VB]	36 pz.	421,54 €	22
ETVCP310H	VICRYL PLUS 4/0 SH-1	36 pz.	383,21 €	22
ETVCP3110H	VICRYL PLUS 3/0 JB-1 [VB]	36 pz.	401,45 €	22
ETVCP311H	VICRYL PLUS 3/0 SH-1	36 pz.	364,95 €	22
ETVCP3120H	VICRYL PLUS 2/0 JB-1 [VB]	36 pz.	401,45 €	22

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %
ETVCP315H	VICRYL PLUS 4/0 SH	36 pz.	364,94 €	22
ETVCP317H	VICRYL PLUS 2/0 SH	36 pz.	347,58 €	22
ETVCP318H	VICRYL PLUS 0/0 SH	36 pz.	417,22 €	22
ETVCP397H	VICRYL PLUS 4/0 FS-2	36 pz.	421,54 €	22
ETVCP398H	VICRYL PLUS 3/0 FS-2	36 pz.	401,45 €	22
ETVCP433H	VICRYL PLUS 5/0 RB-2	36 pz.	401,45 €	22
ETVCP434H	VICRYL PLUS 4/0 RB-2	36 pz.	401,45 €	22
ETVCP451H	VICRYL PLUS 4/0 FS-1	36 pz.	401,45 €	22
ETVCP452H	VICRYL PLUS 3/0 FS-1	36 pz.	382,33 €	22
ETVCP461H	VICRYL PLUS 2/0 X-1	36 pz.	401,45 €	22
ETVCP493H	VICRYL PLUS 5/0 P3	36 pz.	503,42 €	22
ETVCP994H	VICRYL PLUS 4/0 V5	36 pz.	459,86 €	22
ETV396H	VICRYL 5/0 FS-2	36 pz.	421,65 €	22
ETJ507G	VICRYL 4/0 PS-4	12 pz.	216,18 €	22
ET18535G	ETHIBOND EXCEL 3/0 DA	12 pz.	123,53 €	22
ETT4213H	MONOCRYL 5/0 RB-1	36 pz.	498,28 €	22
ETT42130H	MONOCRYL 5/0 JRB-1 [VB]	36 pz.	548,12 €	22
MEMBRANE E PRODOTTO ACCESSORIO Membrane Parodontali Assorbibili Preformate Sterili				
ETVM302	VICRYL Periodontal Mesh Uso generalizzato - 30 x 20mm.	1 pz.	466,92 €	22
ETW31C	BONE WAX - Cera per ossa (conf. da 12 bustine)	1 pz.	242,78 €	22

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
MD1855	PORTA AGHI MATHIEU	1	66,98 €	22	52,00 €
MD3518	FORBICI GOLDMAN-FOX DRITTE	1	32,90 €	22	25,50 €
MD1033	PINZETTA PER SUTURE CURVA	1	32,90 €	22	25,50 €



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

IGIENE ORALE E SBIANCAMENTO



■ COLLUTORIO DENTOSAN

con clorexidina 0,20%

Il collutorio Dentosan con clorexidina 0,20% assicura una completa igiene orale inibendo lo sviluppo dei batteri che formano la placca. Grazie alla sua elevata sostantività, la Clorexidina favorisce l'igienizzazione del cavo orale per un tempo prolungato, particolarmente importante in questo periodo, favorendo l'igiene della bocca (punto di ingresso di microrganismi patogeni all'interno del corpo).

MODALITÀ D'USO

Effettuare 1 sciacquo per circa 60 secondi con 1 cucchiaino di prodotto non diluito (10 ml). Se ne consiglia l'uso non più di 2 volte al giorno, preferibilmente la mattina e la sera dopo i pasti per circa una settimana, salvo diverso consiglio del medico.

Si consiglia dopo l'utilizzo di Dentosan Collutorio Trattamento Intensivo di non assumere cibo o bevande per almeno 30 minuti.

CONFEZIONAMENTO:

COLLUTORIO DENTOSAN con clorexidina 0,20% - (Ref. REC11028170)

n.1 tanica da 5L



■ GEL PARODONTALE DENTOSAN

Gel coadiuvante intensivo antiplacca con clorexidina digluconato 0,50%,

Gel coadiuvante intensivo antiplacca, con beccuccio dosatore per applicazioni localizzate.

Contiene clorexidina digluconato 0,50%, nota per la sua azione preventiva e disgregante della placca batterica.

La clorexidina è nota per la sua specifica azione preventiva e disgregante della placca batterica e la sua spiccata capacità di fissarsi a lungo sulle gengive e sullo smalto dei denti assicurando il controllo dell'accumulo di placca nel tempo.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. di Dentosan Gel Parodontale 30ml

(Ref. REC11029300)



■ ALOVEX PROTEZIONI MANI

Igienizzante mani

Alovex Protezione mani deterge le mani igienizzandole in breve tempo grazie alla sua soluzione con alcool al 70%. Grazie ad Aloe vera e Pantenolo lascia le mani morbide ed idratate.

Caratteristiche

- Alcool al 70% in linea con le indicazioni OMS per la detersione e l'igiene delle mani in assenza di acqua e sapone.
- ALOE VERA: L'Aloe (Aloe Barbadensis) gel, estratto Biologico certificato, ha considerevoli proprietà lenitive poichè idrata e protegge la pelle quando è secca e soggetta a detersione frequente.
- PANTENOLO: Il Pantenolo (Provitamina B5) grazie alla sua azione idratante, lenitiva ed emolliente protegge la pelle mantenendola morbida ed elastica. Previene la secchezza mantenendo equilibrato il film idrolipidico cutaneo. Ha un effetto calmante in caso di pelle arrossata o irritata.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 500ml

(Ref. REC1101980)



■ Lampada Zoom Whitespeed Led

Lampada Led per lo sbiancamento professionale

Lampada LED professionale per lo sbiancamento, compatta, mobile e facile da riporre.

Caratteristiche principali:

- Luce LED blu ad alta intensità, durata 50.000 ore;
- Intensità regolabile anche durante il trattamento;
- Braccio e testata snodabili con regolazione a scatto;
- Impugnatura ergonomica;
- Ruote girevoli con blocco direzionale.

CONFEZIONAMENTO

n.1 Lampada Zoom Whitespeed a Led
(Ref. ZME3000)



■ KIT DISPENSA

25 SIRINGHE DW 6%

Philips Zoom Take-Home Bulk DayWhite 6% HP comprende 25 siringhe da 2,4 g con ACP per lo sbiancamento domiciliare professionale. La formula al 6% di perossido di idrogeno consente di ottenere fino a 6 tonalità più bianche in 2 settimane, con sensibilità ridotta e risultati uniformi. Le siringhe sono confezionate singolarmente e non richiedono refrigerazione.

CONFEZIONAMENTO

n.1 kit dispensa DW 6% composto da 25 siringhe confezionate singolarmente (da 2,4 gr con ACP cad).

(Ref. ZMDIS121/25)



■ Zoom Chairside Whitening kit 6%

Gel al perossido di idrogeno + DayWhite 6%

Indicato per lo sbiancamento dei denti naturali con trattamento ambulatoriale ed attivazione tramite lampada a luce LED. Il trattamento prevede anche l'utilizzo domiciliare diurno con specifico gel DayWhite in concentrazione al 6%. Il gel agisce immediatamente grazie alla reazione foto-Fenton di perossido e ferro.

CONFEZIONAMENTO (kit per 2 pazienti) - (Ref. ZMZME2692)

n.1 conf. composta da:

- » n.4 Siringhe di gel Zoom 6% da 2,4 ml cad.
- » n.2 Siringhe da 2,4 ml cad Take Home gel Day White 6%
- » n.2 Retrattori labiali IsoPrep®
- » n.2 Whitening Accelerator PH Booster
- » n.2 fogli vinile
- » n.1 porta mascherina
- » n.2 Guide Light

» n.2 Tray monopaziente ciascuno contenente:

Siringa Liquidam da 2.9g, Cannula di aspirazione chirurgica, Olio di vitamina E, Rulli di cotone, garze e materiale isolante, Pennellini vari



■ Zoom Chairside Whitening kit 6%

Gel al perossido di idrogeno + NiteWhite 16%

Indicato per lo sbiancamento dei denti naturali con trattamento ambulatoriale ed attivazione tramite lampada a luce LED. Il trattamento prevede anche l'utilizzo domiciliare diurno con specifico gel NiteWhite in concentrazione al 16%. Il gel agisce immediatamente grazie alla reazione foto-Fenton di perossido e ferro.

CONFEZIONAMENTO (kit per 2 pazienti) - (Ref. ZMZME2691)

n.1 conf. composta da:

- » n.4 Siringhe di gel Zoom 6% da 2,4 ml cad.
- » n.2 Siringhe da 2,4 ml cad Take Home gel NiteWhite 16% perossido di idrogeno
- » n.2 Retrattori labiali IsoPrep®
- » n.2 Whitening Accelerator PH Booster
- » n.2 fogli vinile
- » n.1 porta mascherina
- » n.2 Guide Light

» n.2 Tray monopaziente ciascuno contenente:

Siringa Liquidam da 2.9g, Cannula di aspirazione chirurgica, Olio di vitamina E, Rulli di cotone, garze e materiale isolante, Pennellini vari



■ NiteWhite gel 16% / 10% con ACP

Sbiancante notturno

I prodotti NiteWhite® ACP a base di perossido di carbamide 10% e 16%, si distinguono per contenere nitrato di potassio, fluoruro e fosfato di calcio amorfo (ACP). Permette di ottenere sia un sorriso decisamente brillante sia di riparare lo smalto, ridurre la sensibilità e prolungare l'effetto sbiancante nel tempo.

Il kit contiene tutto il necessario per effettuare il trattamento domiciliare completo (18 trattamenti diurni 15-30 minuti 2 volte al giorno) in modo semplice e sicuro

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. composta da:

- » n.6 Siringhe da 2.4 g con ACP
- » n.2 Fogli di Vinile
- » n.1 Porta Mascherina
- » n.1 Scala Colori
- » Istruzioni d'uso

NiteWhite 10 % (Ref. ZM881073411290)

NiteWhite 16 % (Ref. ZM881073911290)



■ DayWhite gel 6% con ACP

Sbiancante domiciliare diurno

DayWhite® ACP a base di perossido di idrogeno 6% si distingue per contenere nitrato di potassio, fluoruro e fosfato di calcio amorfo (ACP).

Questa nuova formula brevettata permette di ottenere sia un sorriso decisamente brillante sia di riparare lo smalto, ridurre la sensibilità e prolungare l'effetto sbiancante nel tempo.

Il kit contiene tutto il necessario per effettuare il trattamento domiciliare completo (18 trattamenti diurni 15-30 minuti 2 volte al giorno) in modo semplice e sicuro

CONFEZIONAMENTO - (Ref. ZM881073011290)

n.1 conf. composta da:

- » n.6 Siringhe da 2.4 g con ACP
- » n.2 Fogli di Vinile
- » n.1 Porta Mascherina
- » n.1 Scala Colori
- » Istruzioni d'uso



■ **SERIE 2100** Spazzolino elettrico

La tecnologia sonora, combinata all'azione di pulizia, offre una rimozione delicata della placca 3 volte superiore a uno spazzolino manuale. Le potenti vibrazioni delle setole guidano le microbollicine in profondità tra i denti e lungo il bordo gengivale.

Le 31.000 movimenti al minuto dello spazzolino puliscono delicatamente i denti, dissolvono la placca e rimuovono per una pulizia quotidiana eccezionale. E' clinicamente testato per una rimozione della placca fino a 3 volte superiore lo spazzolino manuale.

SmartTimer di 2 minuti e la funzione QuadPacer di 30 secondi guidano il consumatore nello spazzolare i denti per il tempo consigliato, coprendo tutte le zone del cavo orale e assicurando una pulizia completa. Batteria al litio a lunga durata (14 giorni) e adattatore di alimentazione usb.

Garanzia 2 anni.

Colori disponibili:

White – (Ref. SCHX3651/13)

Sugar Rose – (Ref. SCHX3651/11)

Light Blue – (Ref. SCHX3651/12)



■ **SERIE 6100** Spazzolino Sonico

Una pulizia accurata può anche essere delicata su denti e gengive sensibili con una rimozione della placca 20 volte superiore*. Dotato della tecnologia Sonicare di nuova generazione per una pulizia potente ma delicata, anche nelle zone difficili da raggiungere. L'azione fluidodinamica Sonicare favorisce le prestazioni delle setole, permettendo al fluido di penetrare in profondità tra i denti e lungo il bordo gengivale.

Sensore di pressione visivo

Questo spazzolino elettrico Sonicare è dotato di un anello luminoso alla base che ti avvisa se stai esercitando una pressione eccessiva. Ti basta allentare la pressione quando si accende per aiutare a proteggere le gengive.

Modalità e intensità

Con 6 impostazioni di spazzolamento tra cui scegliere, le tue sessioni di pulizia avranno una marcia in più, sia che tu voglia applicare maggiore vigore o concentrarti su un aspetto specifico della pulizia. Scegli tra le modalità Clean e Sensitive e seleziona una delle tre intensità.

Il confezionamento Trial permette di poter provare 3 testine in un unico confezionamento - 1 Premium All-in-One A3, 1 S2 Sensitive, 1 W Optimal White

Caricabatterie: 1 caricatore USB-A

(Ref. SCHX7408/02)



■ **SONICARE CAIRO TRIAL 7100** Spazzolino Sonico

Prestazioni elevate, comfort e personalizzazione si incontrano in questo spazzolino sonico di nuova generazione.

I 62.000 movimenti delle setole al minuto, uniti all'azione fluidodinamica Sonicare, assicurano una pulizia efficace anche nelle zone più difficili da raggiungere, rispettando denti e gengive.

Le 12 modalità di spazzolamento consentono di adattare il trattamento alle diverse esigenze, mentre il sensore di pressione favorisce uno spazzolamento più delicato.

La custodia da viaggio con ricarica integrata completa il prodotto, rendendolo perfetto per l'uso quotidiano e in viaggio.

(Ref. SCHX7428/02)



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
REC11029300	GEL PARODONTALE DENTOSAN	1 pz.	7,90 €	22	7,50 €
REC1101980	ALOVEX PROTEZIONE MANI 500ml	1 pz.	8,92 €	22	8,30 €
REC11028170	COLLUTORIO DENTOSAN TANICA 5lt	1 pz.	41,92 €	22	38,90 €



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
KIT PER SBIANCAMENTO PROFESSIONALE					
ZME3000	Lampada Whitespeed a LED per sbiancamento alla poltrona	1 pz.	3.990,00 €	22	3.560,00 €
ZMZME2692	Zoom Chairside Whitening Kit in gel al 6% per lampade Zoom 4 Arcate. Non necessita di refrigerazione • n.4 Siringhe di gel Zoom da 2,4 ml. cad. (Perossido di idrogeno 6%) • n.2 Retrattori labiali IsoPrep® • n.2 Siringhe Take Home DayWhite 6% da 2,4 ml. • n.2 Whitening Accelerator PH Booster • n.2 Fogli di Vinile • n.1 Portamascherine • n.2 Guide Light • n.2 Tray Monopaziente (diga liquida, cannula di aspirazione chirurgica, olio di vitamina E, rulli di cotone, garze e materiale isolante, istruzioni d'uso figurative)	1 pz.	267,00 €	22	242,90 €
ZMZME2691	Zoom Chairside Whitening Kit in gel al 6% per lampade Zoom 4 Arcate. Non necessita di refrigerazione • n.4 Siringhe di gel Zoom da 2,4 ml. cad. (Perossido di idrogeno 6%) • n.2 Retrattori labiali IsoPrep® • n.2 Siringhe Take Home NiteWhite 16% da 2,4 ml. • n.2 Whitening Accelerator PH Booster • n.2 Fogli di Vinile • n.1 Portamascherine • n.2 Guide Light • n.2 Tray Monopaziente (diga liquida, cannula di aspirazione chirurgica, olio di vitamina E, rulli di cotone, garze e materiale isolante, istruzioni d'uso figurative)	1 pz.	267,00 €	22	242,90 €
ACCESSORI PER SBIANCAMENTO PROFESSIONALE					
ZME2010	Occhiali protettivi	1 pz.	30,00 €	22	25,90 €
ZME2673	Retrattore Universal per labbra e lingua Misura: medium, large - Colore blu	box da 3	78,14 €	22	72,87 €
ZM15-1638	Fogli termoplastici per mascherine	box da 6	45,96 €	22	42,90 €



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
KIT PER SBIANCAMENTO DOMICILIARE - CON FLUORO					
ZM881073411290*	NiteWhite Excel 3 ACP con perossido di carbammide in gel al 10% Per sbiancamento domiciliare notturno con nuova formula: minore sensibilità e gusto fresco alla menta n.6 siringhe da 2,4 g. cad. complete di n.6 puntali miscelatori ** - 18 arcate	1 pz.	81,73 €	22	73,40 €
ZM881073911290*	NiteWhite Excel 3 ACP con perossido di carbammide in gel al 16% Per sbiancamento domiciliare notturno con nuova formula: minore sensibilità e gusto fresco alla menta n.6 siringhe da 2,4 g. cad. complete di n.6 puntali miscelatori ** - 18 arcate	1 pz.	81,73 €	22	73,40 €
ZM881073011290*	DayWhite Excel 3 ACP con perossido di idrogeno in gel al 6% Per sbiancamento domiciliare diurno con nuova formula: minore sensibilità e gusto fresco alla menta n.6 siringhe automiscelanti da 2,4 g. cad. complete di n.6 puntali miscelatori ** - 18 arcate	1 pz.	81,73 €	22	73,40 €
* Prodotti conformi alla normativa EU ** Ogni confezione contiene: • n.2 fogli in vinile • Porta-mascherina • Scala colori • Istruzioni d'uso					
ZMDIS121/25	Kit dispensa 25 siringhe DayWhite con perossido di idrogeno in gel al 6%. Per sbiancamento domiciliare diurno con nuova formula: minore sensibilità n.25 siringhe automiscelanti da 2,4 g. cad.	box da 25	324,81 €	22	290,00 €



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
SCHX6352/42	SONICARE FOR KIDS - PINK	1 pz.	73,50 €	22	73,50 €
SCHX6322/04	SONICARE FOR KIDS - BLUE App interattiva che guida i bambini a scoprire come lavarsi i denti 8 divertenti adesivi per personalizzare lo spazzolino 1 Testina Sonicare for kids standard + 1 Testina Sonicare for Kids mini, Base di ricarica usb, Batteria al litio	1 pz.	73,50 €	22	73,50 €
SCHX3651/11	SERIE 2100 - SUGAR ROSE	1 pz.	38,20 €	22	38,20 €
SCHX3651/12	SERIE 2100 - LIGHT BLUE	1 pz.	38,20 €	22	38,20 €
SCHX3651/13	SERIE 2100 - WHITE Modalità Clean per un'eccezionale pulizia quotidiana Funzione SmartTimer e QuadPacer ti guidano nello spazzolare i denti per il tempo consigliato Base di ricarica usb, Batteria al litio - Garanzia 2 anni	1 pz.	38,20 €	22	38,20 €
SCHX7408/02	SONICARE CAIRO TRIAL 6100	1 pz.	81,00 €	22	81,00 €
SCHX7428/02	SONICARE CAIRO TRIAL 7100	1 pz.	116,90 €	22	116,90 €
SCHX9911/09	DIAMOND CLEAN 9000 BLACK	1 pz.	240,00 €	22	240,00 €
SCHX9911/27	DIAMOND CLEAN 9000 WHITE 4 modalità di pulizia - 3 intensità Modalità BrushSync per una sempre corretta modalità ed intensità di utilizzo che segnala quando sostituire la testina Programma Easy start per un graduale ma delicato aumento della potenza di pulizia per i primi 14 usi del nuovo spazzolino Testina C3 Premium Plaque Defence inclusa Sensore di pressione integrato, Base di ricarica usb con custodia, Batteria al litio - Garanzia 2 anni	1 pz.	240,00 €	22	240,00 €
SCHX3826/31	CORDLESS POWERFLOSSER - Bianco	1 pz.	108,00 €	22	108,00 €
SCHX3826/33	CORDLESS POWERFLOSSER - Nero Tecnologia Quad Stream per una pulizia interdentale più rapida ed efficace. I delicati impulsi d'acqua ti guidano da un dente all'altro nella Modalità pulizia profonda per una pulizia accurata ogni volta. 2 modalità di pulizia interdentale, 3 intensità. Ricarica universale rapida con cavo USB-C. Serbatoio da 250 ml semplice da riempire	1 pz.	108,00 €	22	108,00 €
SCHX6052/87	TESTINE SENSITIVE La testina Philips Sonicare S Sensitive è perfetta per la pulizia di denti e gengive sensibili e doloranti. Pulizia efficace e delicata sulle gengive	2pz	21,30 €	22	21,30 €
SCHX6042/90	TESTINE FORKIDS 3+	2pz	17,50 €	22	17,50 €
SCHX6032/90	TESTINE FORKIDS 7+	2pz	15,30 €	22	15,30 €
SCHX6062/88	TESTINE OPTIMAL WHITE	2pz	21,00 €	22	21,00 €
SCHX9042/88	TESTINE PREMIUM C3 PLAQUE DEFENSE	2pz	27,00 €	22	27,00 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

ESTETICA PERIORALE



■ Rheolyse Restore 32

Rheolyse Restore 32: Biorivitalizzante indicato per l'idratazione della cute e per la correzione degli inestetismi cutanei superficiali di viso e corpo. Agisce a livello dermico favorendo il recupero della funzione cutanea e supportando i processi di riparazione del tessuto dermico, con miglioramento progressivo della qualità della pelle.

Composizione:

Acido ialuronico sale sodico 32 mg/2 g
Tampone fosfato,
cloruro di sodio,
acqua per soluzioni iniettabili q.b. 2

CONFEZIONAMENTO:

n.1 conf. di Rheolyse Deeplift contenente:

- 1 fiala da 2ml
- 1 ago - 30 G x 4 mm
- Talloncini adesivi

(Ref. RERHR2000)



■ Rheolyse Deeplift

Rheolyse Deeplift: riempitivo per un supporto volumetrico profondo, stabilità strutturale e sostegno dei piani anatomici, indicato per il trattamento dei cedimenti facciali marcati

Composizione:

Acido ialuronico Cross-linkato 25 mg/g
Tampone fosfato salino
Acqua per soluzioni iniettabili q.b. 1 g

CONFEZIONAMENTO:

n.1 conf. di Rheolyse Deeplift contenente:

- 1 fiala da 1 ml
- 1 ago 27Gx19mm
- 1 ago 27Gx13mm
- Talloncini adesivi

(Ref. RERHD250)



■ Rheolyse Dynamic

Rheolyse Dynamic: riempitivo per un supporto strutturale modulato, adattabilità ai movimenti mimici, indicato per aree dinamiche che richiedono equilibrio tra sostegno e naturalezza.

Composizione:

Acido ialuronico Cross-linkato 25 mg/g
Tampone fosfato salino
Acqua per soluzioni iniettabili q.b. 1 g

CONFEZIONAMENTO:

n.1 conf. di Rheolyse Dynamic contenente:

- 1 fiala da 1 ml
- 1 ago 27Gx19mm
- 1 ago 27Gx13mm
- Talloncini adesivi

(Ref. RERHD150)



■ Rheolyse Hydratine

Rheolyse Hydratine: riempitivo che permette idratazione dermica profonda, integrazione tissutale uniforme, miglioramento progressivo di texture ed elasticità.

Composizione:

Acido ialuronico Cross-linkato 25mg/g
Tampone fosfato salino
Acqua per soluzioni iniettabili q.b.1g

CONFEZIONAMENTO:

n.1 conf. di Rheolyse Hydratine contenente:

- 1 fiala da 1 ml
- 1 ago 27Gx19mm
- 1 ago 27Gx13mm
- Talloncini adesivi

(Ref. RERHH.900)



■ Rheolyse Sublimelip

Rheolyse Sublimelip: riempitivo con profilo reologico equilibrato per labbra, definizione naturale, sostegno delicato e integrazione armonica nei tessuti ad alta dinamica.

Composizione:

Acido ialuronico Cross-linkato 25 mg/g
Tampone fosfato salino
Acqua per soluzioni iniettabili q.b. 1 g

CONFEZIONAMENTO:

n.1 conf. di Rheolyse Sublimelip contenente:

- 1 fiala da 1 ml
- 1 ago 27Gx19mm
- 1 ago 27Gx13mm
- Talloncini adesivi

(Ref. RERHS950)



LISTINO PREZZI 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
RERHD250	RHEOLYSE DEEPLIFT 1x1ml	1pz	73,81 €	22	64,00 €
RERHD150	RHEOLYSE DYNAMIC 1x1ml	1pz	73,81 €	22	64,00 €
RERHH.900	RHEOLYSE HYDRAFINE 1x1.1ml	1pz	73,81 €	22	64,00 €
RERHS950	RHEOLYSE SUBLIMELIP 1x1ml	1pz	73,81 €	22	64,00 €
RERHR2000	RHEOLYSE RESTORE 32 1x2 ml	1pz	59,52 €	22	52,00 €



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

PHARMA



■ Pject® Aghi per anestesia

Aghi per uso dentale con cono filettato standard europeo per siringhe tubofiala, sterilizzati a raggi gamma, siliconati, monouso. Il punto di saldatura che unisce il cappuccio al protettore garantisce il mantenimento della sterilità dell'ago.

- Punta a triplice affilatura trattata per un effetto anticoagulo
- Indicazione sul cono dell'orientamento della punta
- Con protettore e cappuccio posteriore a tenuta

Formati disponibili

27G x 36mm - (Ref. SPV17180C) - Con protettore grigio
 30G x 12mm - (Ref. SPV17181) - Colore giallo
 30G x 21mm - (Ref. SPV17182C) - Con protettore arancione
 30G x 25mm - (Ref. SPV17183C) - Con protettore blu
 30G x 16mm - (Ref. SPV17184) - Colore giallo

CONFEZIONAMENTO

Conf. da 100 aghi monouso



■ Pericid Essential Soluzione liquida 1,5ml pronta all'uso

Pericid Essential rappresenta un'evoluzione del precedente prodotto Pericid Impl - sempre della linea Simit Pharma - e presenta molteplici vantaggi e benefici.

E' indicato per il trattamento delle tasche parodontali, prevenzione e trattamento della parodontite al fine di arrestarne la progressione, lesioni post estrattive e protezione di ferite e siti chirurgici.

La presenza di oli essenziali, a rilascio prolungato, lo rende ideale per applicazioni topiche, attivo contro batteri GRAM⁺ e GRAM⁻ aerobi e anaerobi.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. contiene:

- n.1 Flacone Liquido: 1,5 ml
- n.1 Siringa sterile
- n.1 Ago erogatore a punta smussa

(Ref. PHFITD021ID1)



■ Siringa a tre anelli

Puntale a filettatura europea (metrico). Arpione elicoidale brevettato ideato per agevolare l'aggancio ed il rilascio del gommino carpule. Modalità di inserimento della carpule Revolver. Impugnatura a tre anelli che privilegia il controllo e la sicurezza durante l'iniezione. Acciaio inox di alta qualità.

CONFEZIONAMENTO

n.1 Siringa per anestesia a tre anelli - (Ref. MD4940/1)




■ Siringa per anestesia acciaio Inox

Le siringhe Medesy vengono prodotte utilizzando acciaio austenitico AISI 303 e 304 inossidabile perché molto resistenti alla corrosione e ossidazione provocata dai disinfettanti. Dotata di un innovativo arpione elicoidale, ideato per agevolare l'aggancio ed il rilascio del gommino carpule: si aggancia avvitando in senso orario, mentre si rilascia avvitando in senso antiorario. Brevettato

CONFEZIONAMENTO

n.1 Siringa per anestesia in acciaio Inox - (Ref. MD4953/1)



■ Siringa per anestesia Cook Waite

Questa siringa per anestesia è di tipo Cook Waite, totalmente in acciaio austenitico AISI 303 e 304 che la rendono molto resistente alla corrosione e ossidazione provocata dai disinfettanti.

Dispone di un arpione a freccia e una modalità di inserimento della carpule di tipo Revolver.

CONFEZIONAMENTO

n.1 Siringa per anestesia Cook Waite - (Ref. MD4958/1)



Orabloc® Needlestick Safety System

Il sistema di protezione Pierrel è una soluzione innovativa progettata per prevenire le punture accidentali da aghi potenzialmente infetti nel personale sanitario.

Riduce in modo significativo il rischio legato al re-incappucciamento post-uso, principale causa di infortuni, limitando così le conseguenze cliniche e operative per gli operatori. Il dispositivo è compatibile con tutti i tipi di aghi medicali ed è utilizzabile in numerosi ambiti sanitari, tra cui odontoiatria, veterinaria, pediatria, ospedali, chirurgia ambulatoriale e cosmetica, nonché assistenza domiciliare.

VANTAGGI

- Semplice da usare
- Sicuro ed economico
- Fino a 100 iniezioni protette
- Idoneo per ogni tipo di ago

CONFEZIONAMENTO

(Ref. PI20201212) n.1 conf da 100 pz.



Articaina con adrenalina Pierrel 40 mg/ml + 10 microgrammi/ml soluzione iniettabile

- Anestesia in 1-3 minuti circa.
- Durata dell'anestesia pulpale di 1 ora circa (45-75 min)
- Soluzione iniettabile indicata per interventi complessi che richiedono ad esempio omeostasi pronunciata.
- Tubofiale sigillate individualmente nel blister per massima protezione del vetro e per garantire l'integrità della confezione fino all'utilizzo.
- Stabile 24 mesi a temperatura ambiente.
- Processo di produzione in asepsi.
- Gli anestetici Pierrel sono prodotti in Italia ed esportati in tutto il mondo.

Ogni ml di soluzione contiene:

- Articaina cloridrato – 40,00 mg
- Adrenalina tartrato – 18,20 mg equivalenti a 10 mg di adrenalina

Per informazioni complete sul prodotto richiedici l'RCP.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 100 tubofiale
(Ref. PI32200010)



Mepivacaina Pierrel Mepivacaina 30 mg/ml soluzione iniettabile

- Anestesia rapida (2-3 minuti).
- Anestesia prolungata nel tempo (130-160 minuti).
- La Mepivacaina non possiede proprietà vasodilatatrici e ciò ne permette l'uso anche senza vasocostrittore nei casi in cui questo è controindicato.
- Utile nel trattamento di quei soggetti nei quali è controindicato il vasocostrittore: gravi ipertesi, coronaropatici, diabetici.
- Periodo di validità: 3 anni.
- Processo di produzione in asepsi.
- Gli anestetici Pierrel sono prodotti in Italia ed esportati in tutto il mondo.

Ogni ml di soluzione contiene:

- Mepivacaina 30 mg/ml soluzione iniettabile

Per informazioni complete sul prodotto richiedici l'RCP.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 100 tubofiale
(Ref. PI32200040)



Sodio Cloruro 0,9% Salf Prodotto medicale per iniezione con A.I.C.

Sacche di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0.9%).

INFORMAZIONI CLINICHE

Allestimento di preparazioni iniettabili.

POSOLOGIA E MODO DI SOMMINISTRAZIONE

Utilizzare per soluzioni, diluizioni o sospensioni estemporanee di medicinali iniettabili o di altre preparazioni sterili. Scegliere il volume da impiegare in base alle esigenze di diluizione della preparazione iniettabile.

Per informazioni complete sul prodotto scarica l'RCP nella sezione download del sito.

CONFEZIONAMENTO

250 ml - n.20 sacche 250ml - (Ref. PHF250SD)
500 ml - n.15 sacche 500ml - (Ref. PHF500SD)
1000 ml - n.10 sacche 1000ml - (Ref. PHF1000SD)



Articaina con adrenalina Pierrel 40 mg/ml + 5 microgrammi/ml soluzione iniettabile

- Anestesia in 1-3 minuti circa.
- Durata dell'anestesia pulpale di 1 ora circa (45-75 min)
- Soluzione iniettabile indicata per interventi complessi che richiedono ad esempio omeostasi pronunciata.
- Tubofiale sigillate individualmente nel blister per massima protezione del vetro e per garantire l'integrità della confezione fino all'utilizzo.
- Stabile 24 mesi a temperatura ambiente.
- Processo di produzione in asepsi.
- Gli anestetici Pierrel sono prodotti in Italia ed esportati in tutto il mondo.

Ogni ml di soluzione contiene:

- Articaina cloridrato – 40,00 mg
- Adrenalina tartrato – 9,10 mg equivalenti a 5 mg di adrenalina

Per informazioni complete sul prodotto richiedici l'RCP.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 100 tubofiale
(Ref. PI32200020)



Mepivacaina con adrenalina Pierrel 20 mg/ml con adrenalina 1:100.000 soluzione iniettabile

- Anestesia rapida (2-3 minuti).
- Anestesia prolungata nel tempo (130-160 minuti).
- La Mepivacaina non possiede proprietà vasodilatatrici e ciò ne permette l'uso anche senza vasocostrittore nei casi in cui questo è controindicato.
- Particolarmente indicata nei casi in cui si desidera ischemia assoluta nella regione anestetizzata per un periodo prolungato.
- Periodo di validità: 3 anni.
- Processo di produzione in asepsi.
- Gli anestetici Pierrel sono prodotti in Italia ed esportati in tutto il mondo.

Ogni ml di soluzione contiene:

- Mepivacaina HCl 20,00 mg
- Adrenalina bitartrato 18,20 mcg equivalenti a mcg 10 di adrenalina

Per informazioni complete sul prodotto richiedici l'RCP.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 100 tubofiale
(Ref. PI32200030)



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
PI32200010	ARTICAINA 40 mg/ml + Adr. 1:100.000 (Conf. 100 tubofiale da 1,8ml)	1 pz.	63,12 €	10	60,07 €
PI32200020	ARTICAINA 40 mg/ml + Adr. 1:200.000 (Conf. 100 tubofiale da 1,8ml)	1 pz.	63,12 €	10	60,07 €
PI32200030	MEPIVACAINA 20 mg/ml + Adr. 1:100.000 (Conf. 100 tubofiale da 1,8ml)	1 pz.	63,12 €	10	60,07 €
PI32200040	MEPIVACAINA 30 mg/ml senza vasocostrittore (Conf. 100 tubofiale da 1,8ml)	1 pz.	63,12 €	10	60,07 €
PI20201212	ORABLOC dispositivo di protezione aghi (Conf. 100 pz.)	1 pz.	34,70 €	22	32,45 €




I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
ITD021ID1	PERIOCID ESSENTIAL - Soluzione filmogena a base di olii essenziali indicata per il trattamento delle tasche paradontali Contenuto della confezione: « n.1 Flacone Liquido: 1,5 ml di soluzione liquida « n.1 Siringa sterile « n. 1 Ago erogatore a punta smussa	1 pz.	81,90 €	22	78,80 €
SPV17180C	PJECT - Ago dentale per anestesia - Formato 27Gx36 Conf. da 100 pz - con protettore colorato Giallo	1 pz.	10,79 €	22	10,79 €
SPV17181	PJECT - Ago dentale per anestesia - Formato 30Gx12 Conf. da 100 pz	1 pz.	10,79 €	22	10,79 €
SPV17182C	PJECT - Ago dentale per anestesia - Formato 30Gx21 Conf. da 100 pz - con protettore colorato Arancione	1 pz.	10,79 €	22	10,79 €
SPV17183C	PJECT - Ago dentale per anestesia - Formato 30Gx25 Conf. da 100 pz - con protettore colorato Blue	1 pz.	10,79 €	22	10,79 €
SPV17184	PJECT - Ago dentale per anestesia - Formato 30Gx16 Conf. da 100 pz	1 pz.	10,79 €	22	10,79 €



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
MD4953/1	SIRINGA MEDESYS INOX ml 1,8 EU con arpione elicoidale ed inserimento con avvitamento	1	75,88 €	22	60,80 €
MD4958/1	SIRINGA COOK-WAITE ml 1,8 EU con arpione a freccia ed inserimento di tipo Revolver	1	69,80 €	22	55,90 €
MD4940/1	SIRINGA MEDESYS INOX A TRE ANELLI ml 1,8 EU con arpione elicoidale ed inserimento di tipo Revolver	1	69,80 €	22	55,90 €



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

LISTINO PREZZI 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
SALF: SOLUZIONE FISILOGICA IN SACCHE CON A.I.C.					
PHF250SD	SODIO CLORURO 0,9% - 250 ML Conf. 20 Sacche SALF	1 pz.	128,59 €	10	107,07 €
PHF500SD	SODIO CLORURO 0,9% - 500 ML Conf. 15 Sacche SALF	1 pz.	123,19 €	10	95,67 €
PHF1000SD	SODIO CLORURO 0,9% - 1000 ML Conf. 10 Sacche SALF	1 pz.	104,15 €	10	81,08 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

DISINFEZIONE



PULI-JET PLUS 2.0

Disinfettante concentrato per aspiratori

Detergente disinfettante per aspiratori dentali con azione anti-calcare.

Efficace nei confronti di:

Batteri

- staphylococcus aureus,
- pseudomonas aeruginosa,
- enterococcus hirae;

Funghi

candida albicans, aspergillus niger.

Modalità D'impiego:

Disciogliere allo 0,8% in Acqua Calda (40-50°C) ed aspirare dall'impianto (Attraverso Pulse-Cleaner) dopo aver accuratamente mescolato la soluzione

CONFEZIONAMENTO

n.4 taniche da 1l

(Ref. CT060922)



PULI-JET CLASSIC

Detergente sanitizzante per aspiratori

Disinfettante sanificante per la pulizia degli aspiratori ed impianti centralizzati di aspirazione.

Concentrato non schiumogeno per pulire, disinfettare, deodorare tutti gli aspiratori dentali indicato dopo gli interventi chirurgici di lunga durata.

Spettro d'azione:

Detergente antiodore, sanificante e antibatterico (lasciare agire una notte o almeno 1 ora)

CONFEZIONAMENTO

n.4 taniche da 5l

(Ref. CT040715)



ANTISCHIUMOGENO

Antischiuma disinfettante per aspiratori dentali

Tavolette antischiuma disinfettanti per aspiratori dentali ed impianti centralizzati di aspirazione (conf. da 10 astucci da 50 tavolette).

Antischiuma, disinfettante (battericida e candidicida)

Spettro d'azione:

Il prodotto è un ottimo Battericida e Candidicida. L'azione disinfettante è assicurata da una quantità di Ortho-Phthalaldehyde provata contro Staphylococcus Aureus, Pseudomonas Aeruginosa, Enterococcus Hirae e Candida Albicans.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 50 tavolette

(Ref. CT0408265)



ANTISCHIUMOGENO

Antischiuma sanitizzante per aspiratori dentali

Tavolette antischiuma sanitizzanti per aspiratori dentali ed impianti centralizzati di aspirazione (conf. da 10 astucci da 50 tavolette).

Per evitare la schiuma, causa di improvvisi arresti dell'aspirazione.

Spettro d'azione:

Azione continuativa antischiuma. Sanificante antibatterico.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 50 tavolette

(Ref. CT0407865)



AC NET

Detergente per autoclavi

Detergente pronto all'uso per la pulizia interna di autoclavi medicali

Area d'intervento:

camera autoclavi medicali in acciaio Inox

Quando usarlo:

ogni volta che è necessario pulire l'autoclave

Come usarlo:

spruzzare sulle parti da trattare, strofinare con il panno in microfibra in dotazione, sciacquare con acqua ed asciugare.

CONFEZIONAMENTO

1 flacone da 500ml completo di nebulizzatore + 1 panno in microfibra

(Ref. CT040807-SNG)



Soluzione disinfettante a base di ortoftalaldeide allo 0,55% pronta all'uso, attiva in 5 minuti contro virus, funghi, batteri e micobatteri. Indicata per la disinfezione dello strumentario chirurgico.

Presenta:

- odore poco accentuato
- eccellente compatibilità con i materiali
- validità in uso fino a 14 giorni.

Caratteristiche:

- Efficacia comprovata
- Compatibilità con lo strumentario odontoiatrico
- Sicurezza per l'operatore
- Velocità di azione
- Praticità d'uso - non richiede attivazione
- Inodore
- La soluzione aperta e non utilizzata può essere conservata fino a 75 giorni

Durata d'uso: fino a 14 giorni

CONFEZIONAMENTO

n.4 Flaconi da 3,78l
(Ref. ETCX20391)



CIDEZYME

Detergente enzimatico utilizzato per la rimozione rapida di tutti i residui organici da strumenti medico chirurgici, compresi strumenti a fibre ottiche, prima di procedere alla disinfezione/sterilizzazione.

Modalità d'uso:

Diluire in acqua Cidezyme, in accordo con le istruzioni riportate sui fogli illustrativi (8ml/ltr).

Usare acqua a temperatura ambiente, mescolare, immergere lo strumento per 1 min, risciacquare.

Caratteristiche:

- Dispositivo medico di Classe I
- Conservare a temperatura tra i 15°-30°C

Confezionamento

n.12 flaconi da 1 litro
(Ref. ET2258/N)



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
CANNULE IN PLASTICA STERILIZZABILI IN AUTOCLAVE A 135°					
CT040230	Cannula Chirurgica n° 9	3 pz.	12,23 €	22	9,45 €
CT040240	Cannula Chirurgica n° 10	3 pz.	12,23 €	22	9,45 €
CT040250	Intercettatore di spruzzo per A.L. n° 17	3 pz.	12,23 €	22	9,45 €
CT040255	Intercettaore di spruzzo n°20	3 pz.	13,80 €	22	10,50 €
CT040257	Cannula Chirurgica n° 21	3 pz.	13,80 €	22	10,50 €
CT040260	Intercettatore di spruzzo n° 11	3 pz.	12,23 €	22	9,45 €
ACCESSORI					
CT040502	Imbuto sputacchiera Ø 11	1 pz.	6,63 €	22	5,15 €
CT040515	Raccordo aspirasaliva Ø 11	1 pz.	5,69 €	22	4,70 €
CT040520	Adattatore cannule Ø 11 sul terminale Ø 16	1 pz.	1,24 €	22	1,05 €
SCOVOLINO PER CANNULE					
CT040810	Piccole	1 pz.	3,50 €	22	3,05 €
CT040820	Grandi	1 pz.	3,50 €	22	3,05 €
TERMINALI ASSEMBLATI TIPO A					
CT040601	"A" Ø 11 Grigio	1 pz.	15,36 €	22	12,15 €
CT040611	"A" Ø 16 Grigio	1 pz.	15,36 €	22	12,15 €
TERMINALI ASSEMBLATI TIPO B					
CT040637	"B" Ø 11 Bianco	1 pz.	19,97 €	22	15,65 €
CT040631	"B" Ø 11 Grigio	1 pz.	19,97 €	22	15,65 €
CT040647	"B" Ø 16 Bianco	1 pz.	19,97 €	22	15,65 €
CT040641	"B" Ø 16 Grigio	1 pz.	19,97 €	22	15,65 €
CT040644	"B" Ø 16 Nero - (ex codice CT040560)	1 pz.	19,97 €	22	15,65 €
FILTRI					
CT045060	Filtro aria in conf. da 50 filtri	1 pz.	114,85 €	22	88,05 €
CT041070	Filtro acqua per Maxi-Canister	1 pz.	2,25 €	22	1,80 €
CT041055	Filtro acqua per tavoletta manuale	1 pz.	9,97 €	22	7,90 €
CT240317	Filtro Inox in rete per pompe PAL (sostituisce codice CT041090)	1 pz.	21,02 €	22	16,70 €
CT201515	Filtro tavoletta pneumatica	1 pz.	13,20 €	22	10,05 €
CT201511	Filtro Collet. Tav. Meccanica	1 pz.	15,33 €	22	12,10 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
TUBI					
TUBO IN SILICONE VHR					
CT040901	Ø 11 Bianco	25 mt.	521,70 €	22	401,20 €
CT040904	Ø 11 Grigio	25 mt.	521,70 €	22	401,20 €
CT040871	Ø 17,5 Bianco	25 mt.	521,70 €	22	401,20 €
CT040869	Ø 17,5 Grigio	25 mt.	521,70 €	22	401,20 €
TUBO SPIRALE PIATTA					
CT040890	Ø 11 Grigio	25 mt.	251,02 €	22	193,15 €
CT040880	Ø 11 Nero	25 mt.	251,02 €	22	193,15 €
CT040920	Ø 15 Grigio	25 mt.	251,02 €	22	193,15 €
CT040910	Ø 15 Nero	25 mt.	251,02 €	22	193,15 €
CT040860	Ø 17,5 Grigio	25 mt.	251,02 €	22	193,15 €
CT040850	Ø 17,5 Nero	25 mt.	251,02 €	22	193,15 €
CT040950	Ø 20 Grigio	25 mt.	251,02 €	22	193,15 €
CT040990	Ø 20 Grigio	25 mt.	251,02 €	22	193,15 €
TUBO SALIVARE IN SILICONE VHR 100					
CT040907	Ø 11 Grigio - articolo a richiesta	25 mt.	754,84 €	22	619,00 €
CT040881	Ø 17,5 Grigio - articolo a richiesta	25 mt.	754,84 €	22	619,00 €
TUBI PRETAGLIATI COMPLETI DI ATTACCHI ORIENTABILI PREASSEMBLATI (1,40 m.)					
TUBO IN SILICONE VHR					
CT041322	Ø 11 Bianco	1 pz.	48,03 €	22	37,05 €
CT041342	Ø 11 Grigio	1 pz.	48,03 €	22	37,05 €
CT041325	Ø 17,5 Bianco	1 pz.	48,03 €	22	37,05 €
CT041345	Ø 17,5 Grigio	1 pz.	48,03 €	22	37,05 €
TUBO SPIRALE PIATTA					
CT041341	Ø 11 Grigio	1 pz.	31,48 €	22	24,50 €
CT041301	Ø 11 Nero	1 pz.	33,05 €	22	25,75 €
CT041344	Ø 17,5 Grigio	1 pz.	33,13 €	22	25,80 €
CT041304	Ø 17,5 Nero	1 pz.	33,05 €	22	25,75 €
TUBO SALIVARE IN SILICONE VHR 100					
CT041349	Ø 11 Grigio - articolo a richiesta	1 pz.	59,12 €	22	45,05 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
CT041351	Ø 17,5 Grigio - articolo a richiesta	1 pz.	59,12 €	22	45,05 €
Linguette per terminale "B"					
CT205368	Ø 11	50 pz.	88,27 €	22	68,15 €
CT205369	LINGUETTE X TERMINALI B DIAM16 50PZ	50 pz.	88,27 €	22	68,15 €
PRODOTTI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ASPIRATORE					
CT040720	PULSE CLEANER Contenitore per la detersione e igienizzazione dell'impianto di aspirazione	1 pz.	78,97 €	22	60,90 €
CT270170	CILLIT POLIFOSFATI Evita la formazione di incrostazioni calcaree per PAL 22 V.E. - PAL 50 V.E.	12bust.	49,36 €	22	37,85 €
CT040725	ANTISCHIUMA tanica da 5 kg	1pz.	73,17 €	22	55,70 €
LINEA MAGNOLIA Detergenti/Disinfettanti/Lubrificanti PER L'IMPIANTO DI ASPIRAZIONE CHIRURGICO					
CT040715	PULI - JET CLASSIC	4x5 lt.	218,00 €	22	166,95 €
CT060922	PULI - JET PLUS VERSIONE 2.0 - Concentrato detergente e disinfettante per la manutenzione giornaliera dell'aspiratore dentale con azione anticalcare	4x1 lt.	291,32 €	22	222,55 €
CT040826S	ANTISCHIUMOGENO DISINFETTANTE - 50 Tavolette antischiuma e disinfettanti per l'impianto di aspirazione dentale	1 pz.	57,98 €	22	44,65 €
CT040786S	ANTISCHIUMOGENO SANITIZZANTE - 50 Tavolette antischiuma e sanitizzanti per l'impianto di aspirazione dentale	1 pz.	57,98 €	22	44,65 €
CT040807-SNG	AC NET - Detergente per pulizia autoclavi	1 pz.	21,24 €	22	16,70 €
CT040837	DOSATORE PULIJET CLASSIC	1 pz.	a richiesta	22	a richiesta

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
ETCX20391	CIDEX - OPA Soluzione di ortoftalaldeide allo 0,55% pronto all'uso attivo in 5 minuti (4 taniche da 3,78 litri)	1 pz.	451,00 €	22	428,24 €
ET2258/N	CIDEZYME Detergente enzimatico (12 flaconi da 1 litro)	1 pz.	618,70 €	22	606,31 €



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

DECONTAMINAZIONE E STERILIZZAZIONE



ELMAMED 30

Vasca ad ultrasuoni



Elmasonic Med 30 (3 litri). Kit completo di coperchio e cestello inox. Dispositivo di pulizia ad ultrasuoni conforme all'attuale regolamento MDR.

CONFEZIONAMENTI

n.1 ElmaMed 30 completo coperchio e cestello inox.

(Ref. ELMAMED30KIT)



ELMAMED 60

Vasca ad ultrasuoni



Elmasonic Med 60 (6 litri). Kit completo di coperchio e cestello inox. Dispositivo di pulizia ad ultrasuoni conforme all'attuale regolamento MDR.

CONFEZIONAMENTI

n.1 ElmaMed 60 completo coperchio e cestello inox.

(Ref. ELMAMED60KIT)



ADANTIUM PLUS

Disinfettante



Adantium® Plus è un moderno preparato di sintesi, concentrato, per la contemporanea deterzione e disinfezione ad azione sterilizzante mirate alla decontaminazione totale di Dispositivi Chirurgici.

Il disinfettante consigliato da utilizzare con Hygienio, Adantium Plus, è un preparato di sintesi di ultima generazione a spettro totale di abbattimento: batteri; micobatteri; spore funghi e virus.

Adantium plus è notificato presso l'istituto superiore di sanità italiano (CE0373) e pertanto risponde a tutte le normative vigenti dettate del CEN (Comitato Europeo Normativo).

Adantium Plus risulta atossico al 99,999% e biodegradabile al 94%, e garantisce quindi l'uso in totale sicurezza e conformità ai disposti della Legge sulla Sicurezza (D.lgs. 81/08 e s.m).

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. di Adantium Plus 25ml da 12pz.

(Ref. HYADP25)



DETERGENTE EC35

Per protesi



Adatto per la pulizia quotidiana delle protesi dentali realizzate in:

- metallo
- ceramica
- materie plastiche

Le soluzioni di EC 35 rimuovono con azione ultrasonica i residui organici e i residui alimentari.

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 1L

(Ref. EL5814100000)



DETERGENTE EC10

Universal



Detergente adatto per la pulizia ad ultrasuoni di strumenti medici e dentistici e di apparecchiature da laboratorio in vetro, acciaio, plastica, ceramica.

Adatto anche per corone, porta-impronte in acciaio inossidabile.

Rimuove: sangue, saliva, residui di proteine e osso, grassi, olii, paste abrasive e lucidanti.

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 1L

(Ref. EL5804100000)



DETERGENTE EC55

Strumenti e frese



Concentrato per la disinfezione e la pulizia in bagni ad immersione con e senza ultrasuoni.

Per strumenti medici generici e chirurgici e soprattutto per strumenti odontoiatrici rotanti (trapani, frese, lucidatrici, strumenti canalari) ed endoscopi.

Rimuove: sangue, proteine, saliva, residui di tessuto ed osso. Adatto per acciaio inossidabile, plastica, ceramica. Non adatto per leghe di alluminio e metalli leggeri.

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 1L

(Ref. EL8000066)



Kit Slim Test

per il controllo d'efficienza del ciclo d'igiene

Di seguito il dettaglio del contenuto del kit:

CD29 - Indicatore chimico multivariabile per il monitoraggio dei processi di sterilizzazione a vapore.

Caratteristiche:

- Indicatore chimico multivariabile di tipo 4 (secondo ISO 11140-1).
- Strisce di carte doppie fustellate laminate su un lato stampate con inchiostro indicatore.
- Dimensioni: 200 x 15 mm.
- Colore iniziale: giallo.
- Colore finale: nero.
- 100% privo di metalli pesanti tossici

SEAL PAPER (conf. 12 pz)

test per il controllo della termosaldatura

Il test va inserito all'interno di una confezione, la quale dovrà essere termosaldatura per tutta la lunghezza.

Seal Paper mette in evidenza l'uniformità della saldatura e la perfetta tenuta dei lembi.


HELIX TEST (conf. 100 pz)

- Test per la verifica della penetrazione del vapore nei corpi cavi (turbine e manipoli).
- Impiego in autoclavi con vuoto frazionato, Classe B.
- Il dispositivo utilizza indicatori chimici monouso, idonei per cicli a 134°C - 3,5 min. e 121 °C - 15 min.
- Conforme alle Norme UNI EN ISO 11140-1 (indicatori classe 2 + 5).
- Confezionamento: n.1 cannula e 100 test

CONFEZIONAMENTI

n.1 kit slim test

(Ref. VRSLIMKIT1)



Kit Smart Test Completo

per il controllo d'efficienza del ciclo d'igiene

Un kit per 365 giorni in sicurezza

- **Helix test** consigliato una volta al giorno
- **Vaporline** consigliato in 3 buste al giorno
- **Spore** consigliato una volta al mese
- **Bowie & Dick** consigliato una volta al mese
- **Seal Check** consigliato una volta al mese

CONFEZIONAMENTO

n.1 kit Smart Test

composto da:

- n.250 Helix test
- n.250 Vaporline
- n.10 Spore
- n.10 Bowie & Dick
- n.12 Seal Paper


(Ref. VRSMARTKIT)



BOWIE & DICKS



HELIX TEST



VAPORLINE



SPORE



SEAL PAPER



FOGLI PER
ARCHIVIAZIONE TEST



Bowie-Dick

Bowie-Dick rileva l'inadeguata rimozione dell'aria e la penetrazione del vapore nelle sterilizzatrici a vapore.

Cicli di 16,9 minuti a 121°C, 4 minuti a 132°C e 3,5 minuti a 134.

I problemi relativi alla rimozione dell'aria o alla qualità del vapore verranno visualizzati come cambiamento di colore eterogeneo in marrone scuro/nero sul foglio di prova, con aree più chiare al centro o un cambiamento di colore non uniforme.

100% senza Pb.

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 20pz.

(Ref. VRBD125X72)



Bowie-Dick Starlab

Permette di verificare la capacità di penetrazione del vapore nei corpi porosi.

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 1pz.

(Ref. VR0307)



Chemdye

CD29 - Indicatore chimico multivariabile per il monitoraggio dei processi di sterilizzazione a vapore.

Caratteristiche:

Indicatore chimico multivariabile di tipo 4 (secondo ISO 11140-1).

Strisce di carte doppie fustellate laminate su un lato stampate con inchiostro indicatore.

- Dimensioni: 200 x 15 mm.
- Colore iniziale: giallo.
- Colore finale: nero.
- 100% privo di metalli pesanti tossici.

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 250 strisce doppie per busta di alluminio (500 test)

(Ref. VRCD29)




Vaporline senza Extender

Vaporline SENZA Extender Indicatore chimico a migrazione.

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 250 pz.

(Ref. VR26900921)



SteamPlus

L'indicatore integratore chimico STEAMPlus® è un prodotto ad avanzata tecnologia in grado di garantire il corretto monitoraggio dei parametri di sterilizzazione con vapore saturo sia nei cicli a 134°C che in quelli a 121°C.

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 100pz.

(Ref. VRSSI-100)



Seal Test paper

SEAL PROOF è stato progettato specificatamente per poter controllare giornalmente l'efficacia delle macchine termosaldatrici. Questo dispositivo è utilizzabile con ogni marca di termosaldatrice ed ogni tipo di materiale accoppiato per sterilizzazione (EN ISO 11607 ed EN 868). SEAL PROOF è in grado di evidenziare una crepa a saldatura e di dare indicazioni sulle possibili cause di malfunzionamento della macchina.

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. Seal Test Paper 174X75 mm (conf.12 test)

(Ref. VR08011/12)

n.1 conf. Seal Test Paper
174X75 mm (conf.250 test)

(Ref. VR08011)



Incubatore per Test Biologico

Incubatore per indicatori biologici e sistemi di monitoraggio dell'igiene a $37 \pm 2^\circ\text{C}$ o $60 \pm 2^\circ\text{C}$.

Caratteristiche

- Dimensioni: 12.0 cm di altezza, 12.3 cm di diametro.
- 26 posizioni metalliche (0.9 cm di diametro, 3.0 cm di profondità) per incubare BT10, BT20, BT30, BT80, BT90, BT91, BT100, BT101, BT200, BT202, BT21, BT22, BT24.
- 10 posizioni metalliche (diametro 1.3 cm, profondità 3.0 cm) per incubare BT23, terreno di coltura e penna proteica.
- Foro speciale per termometro esterno.
- 1 fiala frantoio.
- Gamma di tensione: 100 € "240 V CA.
- Potenza: 20 W
- Frequenza: 50-60 Hz

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 1 pz.

(Ref.: VRIC10/20)



SonoCheck

SonoCheck è il test di valutazione dell'efficacia e della funzionalità delle vasche ad ultrasuoni.

Permette di effettuare sia il controllo di routine (test di funzionalità) che straordinario (test di validazione).

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 3pz.

(Ref. VR30550-03)



Tosi Test

TOSI (Test Object Surgical Instruments) è un dispositivo di controllo e di validazione in grado di valutare l'efficacia di pulizia dei termodisinfettori progettati, prodotti e validati secondo la Norma EN ISO 15883.

Il dispositivo è stato progettato per valutare la capacità di rimuovere ogni residuo di sangue coagulato dagli strumenti chirurgici e permette di verificare sia l'efficienza meccanica che l'efficienza chimica dei termodisinfettori.

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 12pz.

(Ref. VR11100-12)



Spore indicatore biologico

Indicatore biologico per il controllo dei cicli di sterilizzazione a vapore - Spore Bionova.

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 10 pz.

(Ref. VRBT20/6BION10)



Helix Test

Test per la verifica della penetrazione del vapore nei corpi cavi (turbine e manipoli).

Impiego in autoclavi con vuoto frazionato, Classe B.

Il dispositivo utilizza indicatori chimici monouso, idonei per cicli a 134°C - 3,5 min. e 121°C - 15 min.

Conforme alle Norme UNI EN ISO 11140-1 (indicatori classe 2 + 5).

CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 1 Cannula e 250 test

(Ref. VRKH2X15)

n.1 conf. da 1 Cannula e 100 test

(Ref. VR33002030)



■ DENTALAC5

Detergente a base debolmente acida per il risciacquo e la brillantatura di strumentazione inox da utilizzare in abbinamento al detergente liquido alcalino.

Contiene acido citrico monoidrato

CONFEZIONAMENTI

n.1 tanica da 5L

(Ref. SMDENTALAC5)



■ DENTALZYM5

Detergente delicato non aggressivo per la rimozione di residui di sangue secco e coagulato.

Contiene proteasi subtilisina, alfa-amilasi, lipasi

CONFEZIONAMENTI

n.1 tanica da 5L

(Ref. SM903789)



■ ACIDGLC2

Neutralizzante liquido senza fosfati.

Contiene acido citrico monoidrato

CONFEZIONAMENTI

n.1 tanica da 5L

(Ref. SMACIDGLC)



■ Pro Line: Vacuclave 105

Le autoclavi più veloci del mondo

Nel futuro, pronti, via! Con le autoclavi più veloci al mondo, stiamo ridefinendo i limiti della velocità: con Vacuclave 105 è possibile sterilizzare, ad esempio, fino a 22 contrangoli in 2 vassoi in tempi record.

UN PICCOLO DISPOSITIVO PER GRANDI SOGNI

Grande all'interno, piccolo all'esterno, speciale in ogni senso:

- La sterilizzazione di classe S e B in soli 6,5-15 minuti (in condizioni ottimali più l'asciugatura) è fino a 6 volte più veloce rispetto alle autoclavi tradizionali.
- Con il sistema di asciugatura flexDRY, liberamente programmabile, è possibile adattare il tempo di asciugatura al proprio flusso di lavoro e al carico in intervalli da 1 a 60 minuti.
- Il nostro concetto di installazione plug & play consente una rapida messa in funzione in qualsiasi luogo, con il 60% di spazio in meno rispetto a un'autoclave convenzionale.
- L'ampio display Smart Touch e il concetto operativo autoesplicativo rendono tutto molto più semplice, dalla selezione dei programmi alla documentazione.
- Documentazione dei protocolli dei programmi tramite interfacce USB e di rete o stampa con MELApriint 80.
- Power Save mette il riscaldatore e il display in modalità di risparmio energetico tra i processi di sterilizzazione per la massima efficienza energetica.



MODELLI

n.1 Vacuclave 105 (Composta da Autoclave ME10105+ n.2 Trey ME23446)



■ Pro Line: Vacuclave 118 e 123

I modelli Pro Line, infatti, convincono su tutta la linea: grazie ai sistemi di comando e documentazione smart e al design moderno e robusto, le autoclavi Pro Line offrono tutto il necessario per una sterilizzazione sicura, comoda e sostenibile.

Le nuove autoclavi MELAG Vacuclave 118 e Vacuclave 123 rendono più di quanto costino:

Processo del vuoto efficiente di classe B: sterilizzazione affidabile fino a 6 kg su 5 vassoi in soli 15-31 minuti (asciugatura temporizzata esclusa).

Display Smart Touch con LED di stato: touch screen con struttura menu intuitiva per un semplice comando, come con lo smartphone.

Connettività e protocollo dati: adempimento/rispetto dei requisiti di legge grazie alla messa a protocollo dei parametri di sterilizzazione su stick USB o in rete.

Tecnologia Stand-alone: serbatoi dell'acqua integrati e raffreddamento ad aria efficiente per un funzionamento indipendente dal luogo senza acqua di raffreddamento.

Modalità di risparmio energetico Power Save: arresto del riscaldamento e del display tra le fasi di sterilizzazione per la massima efficienza energetica.

Routine EasyCare: ottimizzazioni userfriendly per la massima efficienza nelle operazioni di sostituzione filtro, pulizia del serbatoio e fornitura idrica.

CONFEZIONAMENTI

n.1 Vacuclave 118 (Ref. ME10118)

n.1 Vacuclave 123 (Ref. ME10123)



■ Prime Line: Vacuclave 305

Le autoclavi più veloci del mondo

Nel futuro, pronti, via! Con le autoclavi più veloci al mondo, stiamo ridefinendo i limiti della velocità: Vacuclave 305 è possibile sterilizzare, ad esempio, fino a 22 contrangoli in 2 vassoi in tempi record.

UN PICCOLO DISPOSITIVO PER GRANDI SOGNI

Grande all'interno, piccolo all'esterno, speciale in ogni senso:

- La sterilizzazione di classe S e B in soli 6,5-15 minuti (in condizioni ottimali più l'asciugatura) è fino a 6 volte più veloce rispetto alle autoclavi tradizionali.
- Con il sistema di asciugatura flexDRY, liberamente programmabile, è possibile adattare il tempo di asciugatura al proprio flusso di lavoro e al carico in intervalli da 1 a 60 minuti.
- Il nostro concetto di installazione plug & play consente una rapida messa in funzione in qualsiasi luogo, con il 60% di spazio in meno rispetto a un'autoclave convenzionale.
- L'ampio display Smart Touch e il concetto operativo autoesplicativo rendono tutto molto più semplice, dalla selezione dei programmi alla documentazione.
- Documentazione dei protocolli dei programmi tramite interfacce USB e di rete o stampa con MELAprint 80.
- Power Save mette il riscaldatore e il display in modalità di risparmio energetico tra i processi di sterilizzazione per la massima efficienza energetica.
- L'algoritmo intelligente DRYtelligence non solo garantisce risultati ottimali, ma riduce anche i tempi di asciugatura fino all'80%.
- ProControl consente il rilascio dei lotti senza carta, l'autenticazione dell'utente e, se necessario, la stampa di etichette con codici a barre tramite MELAprint 80 direttamente sullo schermo senza la necessità di una soluzione software aggiuntiva.



MODELLI

n.1 Vacuclave 305 (Composta da Autoclave ME10305+ n.2 Trey ME23446)



■ Prime Line: Vacuclave 318 e 323

Prime Line completa ancora di più la nostra gamma di autoclavi con ulteriori innovazioni tecniche, maggiori prestazioni, eccellenti risultati di essiccazione e con approvazioni dei lotti tracciabili. Tutto con prezzi competitivi!

I top nel rapporto qualità-prezzo MELAG: Prime Line unisce tutte le qualità dei prodotti Pro Line con le innovazioni che offrono maggiore rendimento, risultati di asciugatura eccezionali e una tracciabilità completa.

Sterilizzazione di classe B con il programma Heavy Duty per carichi ancora più grandi: sterilizzazione di grandi carichi fino a 7 kg su 5 vassoi in soli 15-32 minuti (asciugatura esclusa).

Asciugatura DRYtelligence: processo basato su algoritmo per risultati di asciugatura ottimali e, nello stesso tempo, tempi di asciugatura ridotti fino all'80%.

Display Smart Touch con LED di stato: touch screen con struttura menu intuitiva per un semplice comando, come con lo smartphone.

Rilascio ProControl: rilascio lotto, autenticazione utente e stampa delle etichette con codice a barre direttamente dal display, senza software extra.

Connettività e protocollo dati: rispetto dei requisiti di legge grazie alla messa a protocollo dei parametri di sterilizzazione su stick USB o in rete.

Tecnologia Stand-alone: serbatoi dell'acqua integrati e raffreddamento ad aria efficiente per un funzionamento indipendente dal luogo senza acqua di raffreddamento.

Modalità di risparmio energetico Power Save: arresto del riscaldamento e del display tra le fasi di sterilizzazione per la massima efficienza energetica.

Routine EasyCare: ottimizzazioni userfriendly per la massima efficienza nelle operazioni di sostituzione filtro, pulizia del serbatoio e fornitura idrica.

Massima flessibilità: insieme, configuriamo Prime Line in base alle esigenze specifiche di ogni ambulatorio. Fissa subito un appuntamento per una consulenza gratuita online con Live-Demo o direttamente presso il tuo ambulatorio. Cerchi un'autoclave per sterilizzare carichi ancora più grandi in tempi da record? Allora approfitta della nostra classe Premium Evolution con qualità uniche al mondo.

CONFEZIONAMENTI

n.1 Vacuclave 318 (Ref. ME10318)

n.1 Vacuclave 323 (Ref. ME10323)



Vacuclave 40 B+ evolution

Vacuclave 40 B+ Evolution L'autoclave premium veloce - ora con DRYtelligence. La scelta ideale e funzionale per tutti gli studi medici: con il programma rapido B sterilizza in soli 20 minuti gli strumenti imbustati e addirittura in soli 10 minuti quelli sfusi, inclusi il pre-vuoto frazionato e l'asciugatura.

DRYtelligence, il sistema brevettato di asciugatura, consente di ridurre i tempi di funzionamento e risparmiare le risorse: infatti, gli algoritmi appositamente sviluppati adattano automaticamente il ciclo di asciugatura ottimale in base al carico.

L'interfaccia è intuitiva e consente un utilizzo agevole e sicuro tramite lo schermo touch a colori extralarge. Individuare e selezionare i programmi sarà rapido e facile.

Il software davvero innovativo per l'approvazione, l'etichettatura e la tracciabilità degli strumenti è già integrato nell'autoclave.

Grazie all'innovativo sistema di raffreddamento ad acqua della pompa del vuoto, Vacuclave 40 B+ rappresenta uno standard di riferimento non solo in termini di velocità e utilizzo, ma anche di qualità e affidabilità.

Modello

n.1 Vacuclave 40B+ Evolution

(Ref. ME10080)



Vacuclave 41 B+ evolution

Vacuclave 41 B+ Evolution Veloce, comoda e stand-alone - ora con DRYtelligence.

Questa potente autoclave per studi medici offre gli stessi tempi di esercizio da record della Vacuclave 40 B+ Evolution.

L'innovativa tecnologia a doppia camera con il programma "classe B" consente la sterilizzazione degli strumenti sfusi già dopo 10 minuti e di quelli imbustati dopo soli 20 minuti, inclusi il pre-vuoto frazionato e l'asciugatura.

DRYtelligence, il sistema brevettato di asciugatura intelligente, consente inoltre di ridurre i tempi di funzionamento e risparmiare le risorse: infatti, gli algoritmi appositamente sviluppati adattano automaticamente il ciclo di asciugatura al carico.

Vacuclave 41 B+ Evolution è dotata di un sistema di raffreddamento ad aria, che la rende un'autoclave stand-alone in quanto basta semplicemente collegarla ad una presa elettrica per metterla in funzione.

Modello

n.1 Vacuclave 41B+ Evolution

(Ref. ME10081)



Vacuclave 43 B+ evolution

Vacuclave 43 B+ Evolution Premium, grande e stand-alone - adesso con DRYtelligence.

Il potente raffreddamento ad aria rende l'autoclave Vacuclave 43 B+ Evolution la soluzione ideale per tutti gli studi medici che desiderano un'autoclave rapida, grande e potente senza allacciamento fisso alla rete idrica.

La capiente profondità della camera di sterilizzazione (45 cm) consente di inserire set di strumenti più lunghi rispetto a quelli che possono essere sterilizzati con Vacuclave 41 B+ Evolution, oltre che camici e tute in TTR.

I tempi di esercizio estremamente brevi consentono l'utilizzo di questa autoclave innovativa anche in studi che desiderano procedere al trattamento di numerosi strumenti contemporaneamente e in breve tempo.

DRYtelligence, il sistema brevettato di asciugatura intelligente, consente inoltre di ridurre i tempi di funzionamento e risparmiare le risorse: infatti, gli algoritmi appositamente sviluppati adattano automaticamente il ciclo di asciugatura al carico. Così anche i mezzi carichi verranno sfruttati al meglio.

Modello

n.1 Vacuclave 43B+ Evolution

(Ref. ME10083)



Vacuclave 44 B+ evolution

Vacuclave 44 B+ Evolution Massima potenza per carichi importanti - ora con DRYtelligence.

La camera di sterilizzazione più grande (45 cm, capacità 22 l) e il raffreddamento ad acqua della pompa del vuoto rendono Vacuclave 44 B+ l'autoclave ideale per tutti gli studi medici che desiderano sterilizzare molti strumenti in breve tempo.

La camera profonda 45cm permette di sterilizzare in tutta tranquillità camici e tute in TTR.

Con il programma rapido "B" è possibile sterilizzare strumenti imbustati in soli 20 minuti, mentre con il programma rapido "S" ne bastano appena 10 per sterilizzare strumenti sfusi, inclusi il pre-vuoto frazionato e l'asciugatura.

Si può sterilizzare e asciugare in tutta sicurezza un carico fino a 9 kg.

DRYtelligence, il sistema di asciugatura intelligente e brevettato, grazie ai suoi algoritmi appositamente sviluppati assicura l'asciugatura ottimale per ciascuna situazione di carico e nei tempi più rapidi possibili.

Modello

n.1 Vacuclave 44B+ Evolution

(Ref. ME10084)



Vacuclave 550

Qualcosa di GRANDE sta arrivando: la grande piccola autoclave.

Trasforma 2 in 1 - Rispetto a due piccole autoclavi alternative, Vacuclave 550 garantisce una capacità notevolmente maggiore con un ingombro inferiore del 40%.

Sterilizzare il numero massimo di strumenti nel minimo spazio in tempi record.

Grazie alla camera extra-large e alle innovazioni pionieristiche, sarai pronto per tutte le attività con Vacuclave 550: Scopri i vantaggi della nostra nuova autoclave da 50 litri per una sterilizzazione dei tuoi strumenti risparmiando: energia, tempo e costi.

Capacità eccezionale: più spazio per un carico fino a 25 kg su 16 vassoi o fino a 10 box MELAstore.

Velocità impressionante: tecnologia brevettata Double Jacket per tempi di funzionamento record.

Asciugatura intelligente: riduzione del tempo di asciugatura con DRYtelligence fino all'80%.

Comfort senza compromessi: display Smart-Touch extra-large per un funzionamento intuitivo semplice come il tuo smartphone

Documentazione tracciabile: documentazione e approvazione direttamente sul dispositivo con ProControl

Tecnologie pionieristiche: Recovery, Coolify, Power Save e DRY intelligence fanno di Vacuclave 550 la soluzione più pulita, per il tuo budget e l'ambiente

Vacuclave 550 si rivela una vera grandezza: la nuova autoclave da 50 litri combina la protezione dell'ambiente con l'economia. Grazie alla tecnologia innovativa, risparmia elettricità, acqua e quindi molto denaro ad ogni ciclo di sterilizzazione: *

Più potenza, meno energia: le quattro tecnologie presentate sopra consentono alla performante

Vacuclave 550 di risparmiare energia per un valore di circa 2.200 €.*

Risparmiare acqua significa anche risparmiare denaro:

Vacuclave 550 consente di risparmiare 1.300.000 litri di acqua nell'intero ciclo di vita rispetto ai dispositivi idrici fissi.

Perché un minor numero di dispositivi comporta costi inferiori: il concetto di dispositivo di facile manutenzione dimezza i costi di manutenzione e convalida a circa 6.100 €.*

** Dopo ca. 14 anni (con 5 cicli al giorno) rispetto a due piccole autoclavi convenzionali prive delle tecnologie presentate.*

Modello

n.1 Vacuclave 550

(Ref. ME10550)



CareClave

Il ritrattamento conforme agli standard degli strumenti dinamici rappresenta spesso una sfida in termini di tempo e denaro.

Ma ora il problema è stato definitivamente risolto: dopo nove anni intensi nella ricerca e sviluppo abbiamo realizzato un prodotto che ingloba i vari processi in una unica soluzione.

Careclave combina l'intero flusso di lavoro di ritrattamento in un solo dispositivo per fornire il massimo livello di sicurezza ed efficienza:

1. Pulizia e disinfezione Careclave garantisce la pulizia e la disinfezione per il ricondizionamento di un massimo di 8 strumenti dinamici, manipoli per profilassi o punte per ablatori a ultrasuoni in soli 16 minuti.

2. Lubrificazione Careclave non solo garantisce una perfetta cura dei vostri strumenti dinamici, ma riduce al minimo l'usura. E non è tutto: l'esclusiva stazione ADD care esegue anche la lubrificazione dei mandrini direttamente con Careclave dopo la fine del programma.

3. Sterilizzazione (classe B) Con la tecnologia brevettata DRYtelligence e la tecnologia a double-jacket, Careclave offre tutto ciò che ti aspetteresti da una moderna autoclave - e anche di più: sterilizza fino a 11 kg di carico su un massimo di 8 vassoi o in 4 MELAstore Box in tempi record. Il rivoluzionario concetto della camera consente il ritrattamento e la lubrificazione degli strumenti odontoiatrici nel Carebox, nonché la sterilizzazione simultanea di altri strumenti su vassoi corti in un solo ciclo.

4. Documentazione e approvazione Con ProControl puoi fornire la prova di un ricondizionamento degli strumenti privo di errori in modo rapido, sicuro e senza scartoffie. La documentazione e l'approvazione avvengono direttamente sul display del Careclave senza alcun software aggiuntivo. I protocolli di ricondizionamento sono memorizzati sulla chiavetta USB MELAG o in rete per una completa tracciabilità.

Modello

n.1 CareClave

(Ref. ME10618)



MELAtherm 10 EVOLUTION

Termodisinfettore MELAtherm 10 Evolution trifase completo di cestelli e porta trey. Trattamento degli strumenti ancora più efficiente con innovazioni sorprendenti.

I termodisinfettori MELAG della serie Evolution stupiscono per le loro altissime prestazioni e la comodità nell'uso.

Grazie ad eccezionali innovazioni e alle provate caratteristiche di punta del prodotto MELAtherm 10, come l'asciugatura attiva, l'alloggiamento del liquido di processo integrato e la documentazione a sua volta integrata, MELAtherm 10 Evolution definisce gli standard nel campo del trattamento degli strumenti.

Caratteristiche

- Tecnologia AquaBoost per una pulizia degli strumenti migliore del 44 %
- Grande display SmartTouch con videotutorial per l'apprendimento e il comando;
- L'asciugatura attiva interna ed esterna protegge gli strumenti da danni e corrosione;
- Autenticazione dell'utente e rilascio del lotto direttamente sull'apparecchio con ProControl;
- Alloggiamento e modulo di dosaggio integrato dei liquidi di processo senza sovrapprezzo

CONFEZIONAMENTI

n.1 MELAtherm 10 Evolution monofase (Ref. ME20021)

n.1 MELAtherm 10 trifase (Ref. ME20020)



MELAtherm 20

Progettato per studi e cliniche senza limiti di lavoro, con una camera di lavaggio extra-large, concetti di funzionamento e documentazione intelligenti e il sistema di risciacquo a 3 bracci di nuova concezione: MELAtherm 20 è pronto per qualsiasi sfida, oggi ed in futuro.

Che si tratti di 230 V o 400 V, Passive DRY o Active DRY, con oltre 90 accessori e caratteristiche tecniche innovative, MELAtherm 20 si adatta in modo flessibile alle vostre esigenze, consentendo un ricondizionamento altamente efficiente degli strumenti per un massimo di 90 pazienti per carico.

Scoprite le caratteristiche principali del termodisinfettore più grande della sua categoria!

- Per strumenti necessari a 90 pazienti per ciclo
- Camera da 160 litri con 2 cestelli base e fino a 24 segmenti flessibili
- Variante da 230 V o 400 V con Active DRY o Passive DRY

CONFEZIONAMENTI

MELAtherm 20 asciugatura passiva

MELAtherm 20 asciugatura passiva + Injector Rail

MELAtherm 20 asciugatura attiva + Injector Rail



MELAcare 600

La rivoluzione compatta per il trattamento dei tuoi manipoli

MELAcare è l'unità automatica Made in Germany che in pochissimi minuti lava, disinfetta termicamente e lubrifica manipoli e turbine. Il risultato? Massima sicurezza per i pazienti, riduzione dell'usura e minori costi di riparazione.

Specifiche Tecniche e Vantaggi Operativi

- **Ultra-compatto ed efficiente:** Ingombro minimo (solo 31 x 44 x 38 cm) per trattare fino a 144 strumenti al giorno.
- **Lavaggio ULTRAflow:** Pulizia profonda interna ed esterna con sola acqua demineralizzata, senza l'uso di prodotti chimici.
- **Sicurezza Certificata:** Disinfezione termica a 95 °C validabile in conformità alla norma EN ISO 15883-1/2.
- **Lubrificazione ADDcare:** Dosaggio micrometrico dell'olio e cura integrata del mandrino per proteggere le pinze dal bloccaggio.
- **Tracciabilità Integrata:** Display smart-touch con porte USB/Rete di serie per il salvataggio digitale dei report dei cicli.

2 Programmi Automatici (Riconoscimento intelligente del coperchio)

- **Coperchio Blu (17 min):** Trattamento completo (lavaggio, disinfezione termica, lubrificazione, asciugatura) per fino a 6 manipoli e turbine.
- **Coperchio Verde (14 min):** Trattamento senza olio (lavaggio, disinfezione termica, asciugatura) per fino a 6 strumenti non lubrificabili (punte scaler, ecc.).



MELAseal 300

La compatta termosaldatrice rotativa MELAG è dotata di ampio display Smart-Touch è grazie all'aiuto dell'alimentatore automatico di film, è possibile confezionare un numero particolarmente elevato di strumenti nel minor tempo possibile e senza interruzioni.

SCOPRITE I PRODOTTI DI PUNTA DI MELASEAL 300 PER LA MASSIMA PRODUTTIVITÀ:

- Tempi di riscaldamento brevi di 100 secondi e velocità elevate fino a 15 m/min garantiscono processi di sigillatura rapidi.
- L'assistente digitale per l'installazione permette al personale dello studio di installarlo da solo a basso costo.
- Sicurezza a prova di perforazione: la cucitura segmentata con una larghezza di 12 mm garantisce una protezione ideale contro gli strumenti taglienti.
- Promemoria intelligenti, migliore organizzazione: la funzione di promemoria integrata vi ricorda di eseguire il test di resistenza delle cuciture e di sigillatura e documenta in modo verificabile i test di routine.
- Power Save mette il riscaldatore e il display in modalità di risparmio energetico tra una procedura di sigillatura e l'altra.



Modello

n.1 MELAseal 300 (Ref. ME10300)

MELAseal 100

Il convalidato concetto della MELAseal 100+ è una soluzione affidabile per i processi di confezionamento. La sigillatrice unisce rendimento e funzionalità.

Dopo un tempo di riscaldamento di quattro minuti, potete sigillare confezioni trasparenti per la sterilizzazione senza interruzioni. L'elettronica integrata monitora la temperatura e il tempo di sigillatura.

Il segnale acustico e ottico vi supporta durante la valutazione finale dei bordi di sigillatura. Il termostato a regolazione continua consente di utilizzare confezioni di diversi produttori.

Con una larghezza del bordo di sigillatura di 10 mm, MELAseal® 100+, va ben oltre alla larghezza minima di 6 mm imposta dalla norma europea EN, garantendo così il massimo della sicurezza.

Con la taglierina integrata nella sigillatrice è possibile personalizzare le buste in base alle vostre esigenze e in base alla grandezza dello strumento da sigillare.

Modello

n.1 MELAseal 100

(Ref. ME10211)



MELAseal 200

MELAseal 200 è la sigillatrice con convalida più compatta della sua classe.

Apprezzata per le sue ridotte dimensioni e la sua semplicità d'utilizzo. Già dopo 90 secondi di tempo di riscaldamento, la sigillatrice è pronta per l'uso.

La sigillatura di confezioni trasparenti per sterilizzazione è possibile senza interruzioni.

Il tempo di sigillatura è di soli tre secondi.

Per il massimo della sicurezza, MELAseal 200 monitora i seguenti parametri di processo:

- Temperatura,
- Pressione di contatto
- Durata del processo di sigillatura.

Modello

n.1 MELAseal 200

(Ref. ME10120)



MELAprint 60

Stampante di etichette per la classe Premium.

MELAprint 60, collegabile in rete, è concepita per la comunicazione diretta con MELAtrace e le autoclavi della classe Premium e Cliniclave. Può essere collegata direttamente all'interfaccia di rete dell'autoclave o integrata nella rete esistente dello studio medico.

Dopo l'autorizzazione del programma di sterilizzazione eseguito sullo schermo dell'autoclave e MELAtrace, MELAprint 60 procede con la stampa delle etichette per contrassegnare gli strumenti imbustati.

Non sono necessari un ulteriore PC nel locale di trattamento e un software esterno per l'approvazione.

Le etichette contengono informazioni sulla data di sterilizzazione, il lotto giornaliero, eventualmente la valutazione del sistema dei campioni (ad es. MELAcontrol) e il codice personale della persona che ha autorizzato l'utilizzo degli strumenti.

Modello

n.1 MELAprint 60

(Ref. ME01160)



MELAprint 80

La stampante MELAprint 80 è progettata per la comunicazione diretta con il software MELAtrace, PRO Line, Prime Line, Careclave e Vacuclave 550.

Può essere collegata direttamente all'interfaccia di rete dell'autoclave o integrata nella rete esistente dello studio medico.

Dopo l'autorizzazione del programma di sterilizzazione eseguito sullo schermo dell'autoclave e MELAtrace, MELAprint 80 procede con la stampa delle etichette per contrassegnare gli strumenti imbustati.

Le etichette contengono informazioni sul dispositivo e sul programma di sterilizzazione, la data di sterilizzazione, il lotto giornaliero e totale, il periodo di conservazione dello strumento sterilizzato, nonché un codice a barre per una comoda documentazione digitale nel tuo studio.

Modello

n.1 MELAprint 80

(Ref. ME01108)



MELAdoc

Etichettatrice per la realizzazione di etichette da applicare alle buste contenenti oggetti sterilizzati per garantire la rintracciabilità della data di sterilizzazione e del la data di scadenza dalle stesse.

E' dotata di un sistema numerico che consente l'identificazione dell'operatore, l'autoclave ed il tipo di ciclo di sterilizzazione a cui la busta è stata sottoposta.

Meladoc è completa di un rotolo etichette da 500 pezzi

Modello

n.1 MELAdoc

(Ref. ME01086)



CHAMBER PROTECT - CLEANING SET

Pulizia efficace e protezione duratura per la tua autoclave. Chamber Protect rimuove anche lo sporco invisibile, aiutando a prevenire scolorimenti e depositi su camera e vassoi. Il set, compatibile con tutte le autoclavi MELAG, include detergente, 50 panni privi di pelucchi e 1 panno in microfibra.

Vantaggi:

- Detergente efficace con 50 panni senza pelucchi e 1 panno in microfibra
- Delicato sulla camera e sulla guarnizione della porta
- Compatibilità dei materiali testata e approvata
- Adatto a tutte le autoclavi MELAG

Modello

n.1 Chamber Protect

(Ref. ME01081)



MEtherm 51 - DETERGENTE

MEtherm 51, con una nuova formula, è un detergente alcalino delicato ancora più efficace per il trattamento meccanico degli strumenti in MELAtherm.

Le eccellenti prestazioni di pulizia sono ottenute grazie alla combinazione di enzimi e tensioattivi.

MEtherm 51 è privo di silicati, riduce al minimo la formazione di depositi sugli strumenti e sulla camera di lavaggio e contribuisce a preservare il valore grazie alla compatibilità ottimizzata con i materiali.

Modello

n.1 tanica da 5L di MEtherm 51

(Ref. ME11630)



MEtherm 55 - NEUTRALIZZANTE

Per neutralizzare con particolare delicatezza gli strumenti odontoiatrici dopo la pulizia alcalina.

MEtherm 55 previene la formazione di depositi su strumenti e MELAtherm ottimizzando gli esiti della pulizia.

MEtherm 55 è un neutralizzatore a base di acido citrico e particolarmente ben tollerato dai materiali.

Modello

n.1 tanica da 5L di MEtherm 55

(Ref. ME11621)



MEtherm 56 - NEUTRALIZZANTE

Per preparare in modo particolarmente efficace i prodotti medicali nei settori specializzati della chirurgia dopo la pulizia alcalina in MELAtherm.

MEtherm 56 scioglie affidabilmente i depositi solubili in acido, come il calcare, e ne previene efficacemente la formazione sia sugli strumenti che su MELAtherm.

MEtherm 56 è un neutralizzatore a base di acido fosforico.

Modello

n.1 tanica da 5L di MEtherm 56

(Ref. ME11622)



MEtherm 61 - BRILLANTANTE

Un brillantante liquido per il trattamento meccanico degli strumenti con MELAtherm.

L'utilizzo di MEtherm 61 agevola l'asciugatura senza macchie degli strumenti in MELAtherm. MEtherm 61 è a pH neutro e particolarmente ben tollerato dai materiali anche se utilizzato per lunghi periodi.

Modello

n.1 tanica da 940ml di MEtherm 61

(Ref. ME11627)



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
HYADP25	ADANTIUM PLUS - flacone da 25 ml	12 pz.	158,76 €	22	145,20 €



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
VASCHE AD ULTRASUONI					
EL1097278-C	ELMASONIC MED 30 (3 lt) - 305x170x230 mm (220v-240v)	1 pz.	1.271,05 €	22	996,00 €
EL11006677-C	ELMASONIC MED 60 (6 lt) - 370x210x275 (220v-240v)	1 pz.	2.184,06 €	22	1.708,00 €
ACCESSORI VASCHE AD ULTRASUONI					
COPERCHI					
EL1003281	COPERCHIO IN PLASTICA PER ELMASONIC S30	1 pz.	42,97 €	22	38,50 €
EL1003282	COPERCHIO IN PLASTICA PER ELMASONIC S60	1 pz.	51,92 €	22	46,50 €
EL2070300000	COPERCHIO INOX PER 2 BECHER ELMASONIC S30/H - Ø 96 mm	1 pz.	59,10 €	22	51,00 €
EL2070930000	COPERCHIO INOX PER 2 BECHER ELMASONIC S60/H - Ø 96 mm	1 pz.	69,82 €	22	61,50 €
CESTELLI					
EL1108916	CESTELLO INOX ELMASONIC 30 - 198x106x50 mm	1 pz.	91,30 €	22	79,00 €
EL1004243	CESTELLO INOX ELMASONIC 60 - 255x115x75 mm	1 pz.	128,90 €	22	110,00 €
EL2070380000	CESTELLO A IMMERSIONE IN HOSTELENE - Ø 74 mm - h= 50mm	1 pz.	30,52 €	22	27,00 €
EL2070540000	CESTELLO A IMMERSIONE INOX - Ø 59 mm - h= 57mm	1 pz.	94,93 €	22	82,00 €
BECHER					
EL1046009	BECHER VETRO CON COPERCHIO (600 ml) - Ø 90 mm	1 pz.	27,97 €	22	23,88 €
EL1046010	BECHER VETRO CON COPERCHIO (1000 ml) - Ø 90 mm	1 pz.	70,78 €	22	62,20 €
EL2070341000	BECHER VETRO (600 ml) - Ø 90 mm	1 pz.	16,92 €	22	15,58 €
EL2070351000	BECHER VETRO (1000 ml) - Ø 90 mm	1 pz.	45,66 €	22	39,46 €
ACCESSORI VARI					
EL2000005119	GUARNIZIONE PER BECHER	1 pz.	4,47 €	22	4,15 €
EL2000001581	CONTENITORE BIANCO PER LA PULIZIA CON COPERCHIO Ø 80 mm - h= 50 mm	1 pz.	12,55 €	22	11,57 €
EL2000001582	CONTENITORE BLU PER LA PULIZIA CON COPERCHIO Ø 80 mm - h= 50 mm	1 pz.	12,55 €	22	11,57 €
EL8000641	ETICHETTE (27pz.)	1 pz.	4,89 €	22	4,67 €
EL8000642	VASSOIO IN MELAMINA (autoclavabile)	1 pz.	22,36 €	22	19,73 €
VAPORIZZATORI					
EL1075951	ELMASTEAM 8 MED	1 pz.	4.851,47 €	22	3.704,50 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
ACCESSORI VAPORIZZATORI					
EL1058677	SET SUPPORTO MURO ELMASTEAM	1 pz.	64,46 €	22	55,50 €
EL1075962	VASSOIO INOX DI EVAPORAZIONE - 425x365x295 mm	1 pz.	484,09 €	22	414,35 €
EL1076043	EROGATORE MANIPOLO ELMASTEAM (2 mm) - D 10x42	1 pz.	46,58 €	22	38,53 €
EL3760720000	CESTELLO INOX PERFORATO SMALL - 130x32,5x D 32 mm	1 pz.	17,02 €	22	15,62 €
EL3760730000	CESTELLO INOX PERFORATO LARGE - 193x32,5x D 65mm	1 pz.	25,98 €	22	22,97 €
EL1065691	ESTENSIONE TUBO ELMASTEAM CON POMPA - 2 m / Ø 10 mm	1 pz.	91,31 €	22	79,43 €
EL1033726	ASSORBI VAPORE - 670 x 550	1 pz.	1.107,84 €	22	943,86 €
EL1033727	ASSORBI VAPORE - 550x345	1 pz.	1.051,93 €	22	901,37 €
EL1033728	ASSORBI VAPORE - 374x345	1 pz.	1.015,09 €	22	873,35 €
DETERGENTI					
EL5804100000	DETERGENTE EC 10 UNIVERSAL (1lt)	1 pz.	36,00 €	22	30,50 €
EL5813700000	DETERGENTE EC 25 ALGINATI E GESSI (1lt)	1 pz.	33,98 €	22	30,00 €
EL5814100000	DETERGENTE EC 35 PROTESI (1lt)	1 pz.	39,26 €	22	34,00 €
EL5809900000	DETERGENTE EC 60 ACIDO INTENSIVO (1lt)	1 pz.	57,60 €	22	49,00 €



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
VRSLIMKIT1	KIT SLIM TEST CONTROLLO composto da: - SEAL PROOF (12 pz) - ISP HELIX TEST SYSTEM (100 pz) - Indicatore chimico VAPORE TIPO 4 (500 pz)	1 pz.	94,23 €	22	92,35 €
VRSMARTKIT	KIT ANNUALE TEST CONTROLLO: - Bowie&Dick (10 pz) - Helix Test (200 pz) - Vaporline (250 pz) - Spore (10 pz) - SealChek (12 pz) - Fogli per archiviazione Test	1 pz.	318,24 €	22	237,70 €
TEST CONTROLLO FUNZIONAMENTO AUTOCLAVE					
BOWIE & DICK:					
VRBD125X72	Test Bowie & Dick (Conf. 20 test)	20 pz.	88,63 €	22	83,85 €
VR0307	Test Bowie & Dick Sterlab (Conf singola 1 pacco)	1 pz.	3,63 €	22	3,20 €
HELIX TEST:					
VR33002030	Helix Test System (Conf. 100 test)	100 pz.	73,83 €	22	70,40 €
VRKH2X15	Helix Test vapore 3,5min Chemdye (Conf. 250 test)	250 pz.	125,70 €	22	118,85 €
INDICATORI BIOLOGICI:					
VRBT20/6BION10	Bionova Indicatore biologico in Spore	10 pz.	40,84 €	22	33,70 €
TEST CONTROLLO PARAMETRI STERILIZZAZIONE					
VR26900921	Vaporline senza Extender. Indicatore chimico a migrazione tipo 5	250 pz.	151,34 €	22	144,35 €
VRSSI-100	Steam Plus (Conf. 100 Test)	100 pz.	36,50 €	22	35,00 €
VR-IT26-C	Steam Plus Tipo 5 (Conf. 250 Test)	250 pz.	93,36 €	22	88,80 €
VRCD29	Indicatore Chimico Vapore di Tipo 4	500 pz.	48,62 €	22	42,35 €
VRST100SNG	Nastro adesivo con indicatore di processo per vapore saturo (1 rotolo - 19 mm x 50 mt)	1 pz.	5,61 €	22	5,10 €
TEST CONTROLLO EFFICACIA PULENTE					
VR11100-12	Tosi Test - Dispositivo per la validazione e il controllo dell'efficacia di pulizia dei termodisinfettori	12 pz.	103,96 €	22	98,65 €
VR30550-03	Sonocheck - Test di valutazione efficacia pulitrici ad ultrasuoni	3 pz.	13,57 €	22	13,00 €
TEST CONTROLLO SIGILLATURA					
VR08011/12	Seal Test Paper 174X75 mm (conf.. 12 test)	12 pz.	7,96 €	22	7,45 €
VR08011	Seal Test Paper 174X75 mm (conf.. 250 test)	250 pz.	120,60 €	22	117,30 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
ACCESSORI					
VRIC10/20	Incubatore per test biologico 15 posti	1 pz.	318,24 €	22	302,95 €
VRDSS2711	Vaschetta decontaminazione 3 Litri	1 pz.	73,20 €	22	69,00 €
BS162001	Occhiali protettivi	1 pz.	12,14 €	22	12,15 €



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
SM903789	DENTALZYM 5 detergente delicato per la rimozione di residui di sangue	tanica da 5 litri	199,48 €	22%	184,32 €
SMACIDGLC	ACIDGLASS C2 neutralizzante liquido senza fosfati	tanica da 5 litri	160,76 €	22%	142,00 €
SMDENT ALAC5	DENTALAC5 detergente per il risciaquo e brillantatura di strumentazione inox	tanica da 5 litri	182,65 €	22%	169,23 €



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	Q.TA'	LISTINO
AUTOCLAVI			
MELAQUICK			
	Melaquick - Autoclave rapida volume camera 1,4litro Misure interne 90x20cm		5.890,00 €
ME10012	MELAQUICK 12+ completa di carico e scarico acqua	1	5.612,00 €
ME00125	Cestello universale per Melaquick12+	1	278,00 €
ACCESSORI MELAQUICK			
ME00125	Cestello universale per Melaquick12+	1	278,00 €
ME00122	Cestello iso 7 strumenti per Melaquick 12+	1	242,00 €
ME00123	Cestello 7 strumenti per Melaquick 12+	1	242,00 €
ME00126	Porta buste x Melaquick12+	1	242,00 €
ME00127	Base x cestello UNIVERSALE Melaquick12+	1	91,00 €
VACUCLAVI PRO LINE			
	VACUCLAVE 105 PROLINE KIT Volume 5 litri.		4.250,00 €
ME10105	ProLine 105 , completa di chiavetta usb , taniche esterne carico/scarico	1	4.082,00 €
ME23446	Tray per autoclavi modelli : 105-305. Misure 17,3 x 28,7 cm	2	168,00 €
	VACUCLAVE 118 PROLINE KIT Volume 18 litri. Misure interne 250x35cm		5.400,00 €
ME10118	Autoclave ProLine 118 + chiavetta usb	1	4.760,00 €
ME82620	Porta tray tipo A Plus	1	202,00 €
ME00280	Tray	3	258,00 €
ME01080	Melacontrol Helix test (250 test)	1	180,00 €
	VACUCLAVE 123 PROLINE KIT Volume 23 litri. Misure interne 250x45cm		5.600,00 €
ME10123	Autoclave ProLine 123 + chiavetta usb	1	4.954,00 €
ME82630	Porta tray tipo A Plus	1	202,00 €
ME00230	Tray	3	264,00 €
ME01080	Melacontrol Helix test (250 test)	1	180,00 €
VACUCLAVI PRIME LINE			
	VACUCLAVE 305 PRIME LINE KIT Volume 5 litri		4.650,00 €
ME10305	PrimeLine 305 , completa di chiavetta usb , taniche esterne carico/scarico	1	4.482,00 €
ME23446	Tray per autoclavi modelli : 105-305, Misure 17,3 x 28,7 cm	2	168,00 €
	VACUCLAVE 318 PRIME LINE KIT Volume 18 litri. Misure interne 250x35cm		6.750,00 €
ME10318	Autoclave PrimeLine 318 + chiavetta usb	1	5.204,00 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	Q.TA'	LISTINO
ME82620	Porta tray tipo A Plus	1	202,00 €
ME00280	Tray	5	430,00 €
ME09040	Kit carico e scarico acqua	1	155,00 €
ME01049	Meladem 40 demineralizzatore	1	579,00 €
ME01080	Melacontrol Helix test (250 test)	1	180,00 €
VACUKLAVE 323 PRIME LINE KIT Volume 23 litri. Misure interne 250x45cm			6.950,00 €
ME10323	Autoclave PrimeLine 323 + chiavetta usb	1	5.394,00 €
ME82630	Porta tray tipo Aplus	1	202,00 €
ME00230	Tray	5	440,00 €
ME09040	Kit carico e scarico acqua	1	155,00 €
ME01049	Meladem 40 demineralizzatore	1	579,00 €
ME01080	Melacontrol Helix test (250 test)	1	180,00 €
VACUKLAVI PREMIUM CLASS EVOLUTION			
VACUKLAVE 41B+ EVOLUTION KIT Volume 18 litri. Misure interne 250x35cm			8.900,00 €
ME10081	Autoclave Premium Class Evolution 41B+	1	7.930,00 €
ME22921	Portatray Universale	1	208,00 €
ME22923	Tray standard (Corto). Misure 29 x 19 cm	6	516,00 €
ME01320	Tray Narrow	2	128,00 €
ME01043	CF Card	1	59,00 €
ME01048	Lettore card per CF card	1	59,00 €
VACUKLAVE 43B+ EVOLUTION KIT Volume 23 litri. Misure interne 250x45cm			10.000,00 €
ME10083	Autoclave Premium Class Evolution 43B+	1	9.011,00 €
ME22922	Portatray Universale (lungo)	1	209,00 €
ME22924	Tray standard (lungo) Misure 42 x 19 cm	6	528,00 €
ME01310	Tray Narrow	2	134,00 €
ME01043	CF card	1	59,00 €
ME01048	Lettore card per CF card	1	59,00 €
VACUKLAVE 40B+ EVOLUTION KIT Volume 18 litri. Misure interne 250x35cm			8.900,00 €
ME10080	Autoclave Premium Class Evolution 40B+	1	7.133,00 €
ME22921	Portatray Universale	1	208,00 €
ME22923	Tray standard (Corto) . Misure 29 x 19 cm	6	516,00 €
ME01320	Tray Narrow	2	128,00 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	Q.TA'	LISTINO
ME01043	CF card	1	59,00 €
ME01048	Lettore card per CF card	1	59,00 €
ME01049	MELAdem 40	1	579,00 €
ME37241	KIT Installazione Meladem	1	54,00 €
ME27300	MELAJET	1	164,00 €
VACUCLAVE 44B+ EVOLUTION KIT Volume 23 litri. Misure interne 250x45cm			10.000,00 €
ME10084	Autoclave Premium Classs Evolution 44B+	1	8.214,00 €
ME22922	Portatray Universale (lungo)	1	209,00 €
ME22924	Tray standard (lungo) Misure 42 x 19 cm	6	528,00 €
ME01310	Tray Narrow	2	134,00 €
ME01043	CF card	1	59,00 €
ME01048	Lettore card per CF card	1	59,00 €
ME01049	MELAdem 40	1	579,00 €
ME37241	KIT INSTALLAZIONE Meladem	1	54,00 €
ME27300	MELAJET	1	164,00 €
VACUCLAVE 550			
VACUCLAVE 550 KIT Volume 50 litri. Misure interne 380x45cm			19.500,00 €
ME10550	AUTOCLAVE 550 + USB STICK	1	17.842,00 €
ME22485	CONFORT MOUNT	1	276,00 €
ME22606	LOADING DRAWER	1	331,00 €
ME00230	Tray stand 42x19 cm	2	176,00 €
ME00550	Tray per 550 41X29 cm	7	875,00 €
ACCESSORI AUTOCLAVI			
KIT PER DISPLAY FLEX			
ME65000	Kit flex display per Premium-Plus-Class. Istallazione a cura di un tecnico autorizzato	1	724,00 €
KIT PER CARICO E SCARICO AUTOMATICO DELL'ACQUA			
ME09040	Kit collegamento per carico (Meladem) scarico delle acque PRO-PRIME LINE	1	155,00 €
ME09046	Kit collegamento per carico e scarico (Meladem) delle acque PRO-PRIME LINE 105 e 305	1	67,00 €
ME09045	Kit collegamento per solo per scarico delle acque PRO-PRIME LINE 105 e 305	1	29,00 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	Q.TA'	LISTINO
TEST DI VERIFICA			
ME01080	MELACONTROL Helix Test (completo di 1 test body helix e 250 test)	1	180,00 €
ME01075	MELACONTROL PRO Helix Test (completo di 1 test body e 40 test)	1	284,00 €
ME01076	Test ricambio per MELACONTROL PRO (250 pz)	1	201,00 €
ME01078	TEST BOWIE & DICK q.tà 1 test	1	6,00 €
ME01077	Test tipo 5 conf 250 test	1	38,00 €
LIQUIDO PULIZIA CAMERA AUTOCLAVI (ADATTO A TUTTE LE AUTOCLAVI MELAG)			
ME01081	LIQUIDO PER PULIZIA CAMERA AUTOCLAVE 500 ml. la conf comprende : liquido + 50 panni specifici + 1 panno microfibra	1	44,00 €
PORTA TRAY			
ME22921	Portatray Universale (corto) per modelli Premium Class 40/41- CARECLAVE autoclavi profonde 35 cm	1	208,00 €
ME22922	Portatray Universale (lungo) per modelli Premium Class 43/44	1	209,00 €
ME82620	Porta tray A Plus per : 30-31-118-318 .autoclavi profonde 35 cm	1	202,00 €
ME82630	Porta tray A Plus per : 23-24-123-323 .autoclavi profonde 45 cm	1	202,00 €
TRAY			
ME23446	Tray per autoclavi modelli : 105-305. Misure 2 x 17.3 x 28.7 cm	1	84,00 €
ME23447	Tray alto per autoclavi modelli : 105-305. Misure 5 x 17.3 x 28.7 cm	1	94,00 €
ME22923	Tray standard . Misure 29 x 19 cm per portatray codice ME22921	1	86,00 €
ME22924	Tray lungo per portatray codice ME22922	1	88,00 €
ME22925	Tray piatto corto. Misure 20,1 x 29,5 per portatray codice ME22921	1	62,00 €
ME22926	Tray piatto lungo. 20,1 x 42,5 per portatray ME22922	1	65,00 €
ME01320	Tray narrow 27x11 cm per modelli 40-41-Careclave per portatray tipo E codice ME82400 e per portatray codice ME22921	1	64,00 €
ME01310	Tray narrow 40x 11cm per Premium Evolution 43/44	1	67,00 €
ME00280	Tray corto 29 x 19 per portatray tipo A PLUS codice ME82620	1	86,00 €
ME00230	Tray lunghi 42x19 cm Per portatray tipo A PLUS lungo codice ME82630	1	88,00 €
CARECLAVE			
CARECLAVE KIT Volume 18 litri. Misure interne 250x35cm			17.000,00 €
ME10618	CARECLAVE 618	1	13.436,00 €
ME10708	CAREBOX BLUE (per 8 strumenti dinamici con lubrificazione)	1	1.180,00 €
ME02607	ADATTATORE per contrang ISO intra	4	676,00 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	Q.TA'	LISTINO
ME02601	ADATTATORE per Turbin Kavo (Multiflex)	4	676,00 €
ME22921	Portatray Universale	1	208,00 €
ME22923	Tray standard . Misure 29 x 19 cm per portatray ME22921	6	516,00 €
ME01320	Tray STRETTI 27x11 cm	2	128,00 €
ME01080	MELACONTROL helix test (completo di 250 test)	1	180,00 €
ACCESSORI CARCLAVE			
ME10704	CAREBOX VERDE (per 8 oggetti SENZA lubrificazione) per adattatori punte e manipoli ablazione consultare accessori per Melatherm	1	1.180,00 €
ME11000	COOLING BOX apparecchio per raffreddamento rapido Care Box	1	1.767,00 €
ME84740	CARE OIL cartuccia olio sintetico per Careclave 150ml	1	74,00 €
ME21412	CAREBOX FILTER (12 pezzi)	1	23,00 €
ME21409	ETICHETTA CON CODICE BARRE per CARE BOX	1	23,00 €
ME22161	SUPPORTO DA TAVOLO per CARE BOX	1	102,00 €
ME21778	Porta Tray (4+2) PER CARECLAVE (da utilizzare con CareBox inserito)	1	197,00 €
ME21774	TRAY CORTO PER PORTATRAY CARECLAVE 4+2 O 6+2 (misura 18,5cm x 13,5cm)	1	66,00 €
ME21776	TRAY CORTO (STRETTO) PER PORTATRAY CARECLAVE 4+2	1	61,00 €
MELACARE			6.798,00 €
ME10600	MELACARE corpo macchina , chiavetta usb	1	6.199,00 €
ME10711	COPERCHIO BLU MELACARE (per strumenti che richiedono lubrificazione) * il coperchio non include gli adattatori , consultare tabella	1	599,00 €
ME84740	CARE OIL cartuccia olio sintetico per Careclave 150ml	1	- €
ACCESSORI MELACARE			
ME10712	COPERCHIO VERDE MELACARE (per strumenti che NON richiedono lubrificazione)	1	599,00 €
ME22518	Supporto per coperchio Melacare	1	22,00 €
ME84740	CARE OIL cartuccia olio sintetico 150ml per Careclave e Melacare	1	74,00 €
ADATTATORI PER CARECLAVE (CAREBOX BLU) E MELACARE (COPERCHIO BLU)			
ME02607	Adattatore ISO INTRA per contrangoli e manipoli	1	169,00 €
ME02604	Adattatore per SIRONA CLASSIC T1	1	169,00 €
ME02606	Adattatore per testine KaVo / BienAir testine contrangoli	1	169,00 €
ME02602	Adattatore per TURBINE SIRONA	1	169,00 €
ME02601	Adattatore per TURBINE Kavo (Multiflex)	1	169,00 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	Q.TA'	LISTINO
ME02605	Adattatore per TURBINE W&H (ROTOQUICK)	1	169,00 €
ME02608	Adattatore per TURBINE BIEN AIR	1	169,00 €
ME02609	Adattatore PER MIDWEST (4/5 VIE)	1	169,00 €
ME21914	Adattatore PER SPRAY ESTERNO	1	119,00 €
ME02611	Adattatore per turbine NSK (Phatelus)	1	192,00 €
ADATTATORI PER CARECLAVE (CAREBOX VERDE) E MELACARE (COPERCHIO VERDE)			
ME35380	Adattare M8 X 1 ECCENTRICO PER COPERCHIO VERDE permette di inserire punte abaltore con chiavetta	1	71,00 €
ME80750	Adattatore x punte M3,0 x 0,5 mm, filettatura maschio per KaVo SONOsoft, Piezo LUX; EMS Piezon / Piezon LED; W&H Piezo Scaler; Tigon, Tigon+, Pyon 2 Chirurgie, Piezomed; Komet PiezoLine EM1, KA1, KA2; NSK Varios EMS; Mectron Multipiezo	1	59,00 €
ME80752	Adattatore per punte M3,0 x 0,35 mm, filettatura maschio per KAVO	1	59,00 €
ME80756	Adattatore per punte M3,0 x 0,6 mm, filettatura maschio per Acteon (Satelec) Newtron, Suprasson; Ultradent Newtron; Hu-Friedy Piezo S-Serie; NSK Varios	1	59,00 €
ME80755	Adattatore per punte M3,5 x 0,35 mm, filettatura femmina per Planmeca LM-ProPower	1	59,00 €
ME80760	Adattatore per punte M3,5 x 0,6 mm, filettatura femmina per Sirona SIROSON, SIROSONIC, PerioSonic; Komet PiezoLine S11; Dürre Vector Scaler; Morita Softy / Softy LED	1	59,00 €
ME80751	Adattatore per punte M3,6 x PH1,5 P0,5 mm, filettatura femmina per KaVo SONICflex quick 2008	1	59,00 €
ME80790	Adattatore per punte M3,0 x 0,5 mm, filettatura femmina per KaVo SONICflex 2000, 2003; Sirona SIROAIR L; W&H air scaler, Proxeo, Synea, Alegra; Comet SonicLine SF1LM; NSK air scaler Ti-Max S970, AS2000; EMS Piezon (LED) handpiece	1	59,00 €
ME80753	Adattatore per manipoli ZEG, M3,0 x 0,35 mm, filettatura femmina per KaVo PiezoLED Ultraschall Scaler, PIEZOsoft Ultraschall Scaler	1	59,00 €
ME80757	Adattatore per manipoli ZEG, M3,0 x 0,6 mm, filettatura femmina per Acteon (Satelec) Newtron, Suprasson, NSK Varios, Satelec	1	59,00 €
ME80771	Adattatore per manipoli ZEG, M3,5 x 0,6 mm, filettatura maschio per Sirona Siroson, Sirosonic, PerioSonic	1	59,00 €
ME80614	Adattatore per EMS AIR-Flow Prophylaxis Master per EMS EL-308 (Prophylaxis Master)	1	169,00 €
ME80613	Adattatore per EMS AIR-Flow Handy 3.0 per EMS EL-540 (Handy 3), EL-542 (Handy 3.0 PERIO), EL-545 (Handy 3.0 PLUS)	1	169,00 €
ME80803	Adattatore per cannula multifunzione KaVo per cannula a 3 funzioni KaVo, cannula multifunzione KaVo	1	62,00 €
ME80802	Adattatore per ugello Sirona Sprayvit ad es. per ugello Sirona Sprayvit	1	79,00 €
ME12411	Adattatore per manipolo KaVo eSCALER per manipolo scaler a ultrasuoni KaVo eSCALER	1	59,00 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	Q.TA'	LISTINO
ME80616	Adattatore per NSK Prophyl-Mate neo (Airflow) per manipolo NSK Prophyl-Mate neo	1	169,00 €
ME80617	Adattatore per NSK Prophyl HP (Varios Combi Pro [2]) per manipolo NSK Prophyl HP, manipolo NSK Perio HP	1	169,00 €
ME80804	Adattatore per ugello a getto polvere-acqua Dürr MyLunos per ugello a getto polvere-acqua Dürr MyLunos	1	169,00 €
ME80769	Dischi di marcatura per adattatori La marcatura degli adattatori con codice colore evita il montaggio degli strumenti sugli adattatori errati, prevenendo così danni alle filettature	1	33,00 €
CLINIKLAVI ALIMENTAZIONE 400 VOLT			
CLINIKLAVE 45 KIT Volume 105 litri. Misure interne 440x72cm			44.000,00 €
ME10045LS*	CLINIKLAVE 45 CON SUB KART + MEMORY CARD * il codice varia in funzione se si vuole apertura lato sx o dx	1	40.625,00 €
ME11056	MELADEM 56	1	2.398,00 €
ME04517	Porta Tray per 4 tray o 2 cestelli base	1	258,00 €
ME04520	Tray 31x5x58 cm	2	436,00 €
ME00260	Cestello base acciaio 28x13x 57 cm	1	283,00 €
CLINIKLAVE 45 D kit doppia porta Volume 110 litri. Misure interne 440x74cm			49.000,00 €
ME10046LLS*	CLINIKLAVE 45 CON SUB KART + MEMORY CARD * il codice varia in funzione se si vuole apertura lato sx o dx	1	45.581,00 €
ME11056	MELADEM56	1	2.398,00 €
ME04522	Porta Tray AY per 4 tray o 2 cestelli base	1	302,00 €
ME04520	Tray 31x5x58 cm	2	436,00 €
ME00260	Cestello base acciaio 28x13x 57 cm	1	283,00 €
CLINIKLAVE 45M KIT Volume 200 litri. Misure interne 440x134cm			50.000,00 €
ME10048LS*	CLINIKLAVE 45M CON SUB KART + MEMORY CARD * il codice varia in funzione se si vuole apertura lato sx o dx	1	45.358,00 €
ME11057	MELADEM 56M	1	2.688,00 €
ME04517	Porta Tray per 4 tray o 2 cestelli base	2	516,00 €
ME04520	Tray 31x5x58 cm	4	872,00 €
ME00260	Cestello base acciaio 28x13x 57 cm (2 pezzi)	2	566,00 €
CLINIKLAVE 45 MD kit doppia porta Volume 205 litri. Misure interne 440x136cm			57.000,00 €
ME10049LLS*	CLINIKLAVE 45 CON SUB KART + MEMORY CARD * il codice varia in funzione se si vuole apertura lato sx o dx	1	52.270,00 €
ME11057	MELADEM 56M	1	2.688,00 €
ME04522	Porta Tray per 4 tray o 2 cestelli base	2	604,00 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	Q.TA'	LISTINO
ME04520	Tray 31x5x58 cm	4	872,00 €
ME00260	Cestello base acciaio 28x13x 57 cm	2	566,00 €
Accessori Cliniklavi			
ME00260	Cestello per Cliniclave : 28x57x13 cm	1	283,00 €
ME01056	Valvola acqua stop per cliniclave	1	250,00 €
ME01145	Carrello trolley scarico / carico per cliniclave	1	1.948,00 €
ME46891	Dispositivo di scorrimento per cliniclave	1	387,00 €
ME28887	Gancio di spinta per 45	1	154,00 €
ME80550	Binario scorrevole per 45	1	421,00 €
ME80570	Binario scorrevole per 45M	1	562,00 €
ME85920	Binario scorrevole per 45D	1	584,00 €
ME85930	Binario scorrevole per 45MD	1	727,00 €
ME04522	Porta tray per Cliniclave 45D-MD	1	302,00 €
ME04517	Porta tray per Cliniclave 45 -45M	1	258,00 €
ME04520	Tray 31x58x5 cm per Cliniclave	1	218,00 €
ME04521	Batch slider cliniclave 45D-45MD	1	411,00 €
TERMODISINFETTORI			
MELATHERM 20			
MELATHERM 20 ASCIUGATURA PASSIVA			13.382,00 €
ME20022A50	MELATHERM 20 -400 VOLT TRIFASE	1	10.799,00 €
ME80830	LOWER BASKET cestello inferiore	1	652,00 €
ME80820	UPPER BASKET cesto base piano superiore	1	673,00 €
ME20670	FLEX BASKET 4 II cestello Flex 4 solo per MELAtherm 20	2	668,00 €
ME00131	CESTELLO TIPO G	1	278,00 €
ME80410	CESTELLO SPECULA	1	312,00 €
ME11628	METHERM STARTER SET	1	- €
MELATHERM 20 ASCIUGATURA PASSIVA + INJECTOR RAIL			14.517,00 €
ME20022A50	MELATHERM 20 -400 VOLT TRIFASE	1	10.799,00 €
ME80830	LOWER BASKET cestello inferiore	1	652,00 €
ME80820	UPPER BASKET cesto base piano superiore	1	673,00 €
ME20670	FLEX BASKET 4 I	2	668,00 €
ME00131	CESTELLO TIPO G	1	278,00 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	Q.TA'	LISTINO
ME80410	CESTELLO SPECULA	1	312,00 €
ME84650	CLEANFINITY PRO filtro centrale autopulente	1	454,00 €
ME80840	INJECTOR RAIL MODULE	1	681,00 €
ME11628	METHERM STARTER SET	1	- €
MELATHERM 20 ACTIVE DRY + INJECTOR RAIL			16.217,00 €
ME20022A50T	MELATHERM 20 -400 VOLT TRIFASE	1	12.499,00 €
ME80830	LOWER BASKET cestello inferiore	1	652,00 €
ME80820	UPPER BASKET cesto base piano superiore	1	673,00 €
ME20670	FLEX BASKET 4	2	668,00 €
ME00131	CESTELLO TIPO G	1	278,00 €
ME80410	CESTELLO SPECULA	1	312,00 €
ME84650	CLEANFINITY PRO	1	454,00 €
ME80840	INJECTOR RAIL MODULE	1	681,00 €
ME11628	METHERM STARTER SET	1	- €
MELATHERM 10 EVOLUTION ACTIVE DRY			
MELATHERM10 EVOLUTION DTA 400 VOLT TRIFASE			13.000,00 €
ME20020	Melatherm 10 EVOLUTION 400 volt DTA (versione da incasso)	1	10.854,00 €
ME84610	CESTELLO BASE con rotaia iniettori SISTEMA CLEAN FILTER	1	1.348,00 €
ME80136	PORTA TRAY FLEX 3 sino a 6 alloggi , sistema variabile	1	294,00 €
ME80030	CESTELLO FLEX 3 misure 14,5x6x37,5 cm	1	293,00 €
ME80010	CESTELLO FLEX 1 misure 14,5x6x11 cm	1	211,00 €
ME11628	KIT LIQUIDI METHERM (50-55C-61)	1	- €
MELATHERM10 EVOLUTIOIN DTB 230 VOLT MONOFASE			13.000,00 €
ME20021	Melatherm 10 EVOLUTION230 volt DTB (versione da incasso)	1	10.854,00 €
ME84610	CESTELLO BASE con rotaia iniettori SISTEMA CLEAN FILTER	1	1.348,00 €
ME80136	PORTA TRAY FLEX 3 sino a 6 alloggi , sistema variabile	1	294,00 €
ME80030	CESTELLO FLEX 3 misure 14,5x6x37,5 cm	1	293,00 €
ME80010	CESTELLO FLEX 1 misure 14,5x6x11 cm	1	211,00 €
ME11628	KIT LIQUIDI METHERM (50-55C-61)	1	- €
ACCESSORI SPECIFICI MELATHERM 20			
ME80830	LOVER BASKET cestello inferiore (LxP): 52,9 x 47 cm solo per MELAtherm 20	1	652,00 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	Q.TA'	LISTINO
ME80820	UPPER BASKET cesto base piano superiore : 52,9 x 47,3 cm, solo per MELAtherm 20	1	673,00 €
ME20670	LEX BASKET 4 II cestello Flex 4 solo per MELAtherm 20	1	334,00 €
ME84650	CLEANFINITY PRO solo per MELAtherm 20	1	454,00 €
ME80840	INJECTOR RAIL MODULE solo per MELAtherm 20	1	681,00 €
CESTELLI BASE MELATHERM 10 EVOLUTION			
ME00188	Cestello base senza iniezione	1	785,00 €
ME00200	Cestello base con iniezione cieco	1	886,00 €
ME00197	Cestello base con iniezione+11 Porta cannule	1	1.015,00 €
ME84610	Cestello base con clean filter	1	1.348,00 €
ACCESSORI TERMODISINFETTORI			
ME65310	Top acciaio per melatherm Altezza totale macchina+top = 83,6cm	1	312,00 €
ME11021	Cassetto per alzare Melatherm .misure 60x40x60 cm	1	1.483,00 €
PORTATRAY - CESTELLI - ACCESSORI CESTELLI			
ME80136	UNIVERSALE PORTA TRAY FLEX 3 • Per un carico flessibile con distanze liberamente selezionabili fino a: 12x MELAstore® Tray 50, 6x MELAstore® Tray 100, 5x MELAstore® Tray 200 o 5x Sieve cassette (nr. ME80185) • Staffa aggiuntiva (cod. ordine ME80133): € 32	1	294,00 €
ME80134	UNIVERSALE PORTATRAY FLEX 1	1	158,00 €
ME80135	UNIVERSALE PORTATRAY FLEX 2	1	226,00 €
ME80590	Porta tray 5 vassoi o 10 mezzi tray	1	182,00 €
ME00131	Cestello tipo G ideale per: specchietti, pinzette, forbici, canule aspirazione	1	278,00 €
ME00195	Cestello compatto	1	246,00 €
ME00184	Cestello standard trasversale	1	258,00 €
ME80010	Cestello flessibile 1 misure : 14,5x6x11 cm	1	211,00 €
ME80020	Cestello flessibile 2 misure 14,5x6x24 cm	1	252,00 €
ME80030	Cestello flessibile 3 misure 14,5x6x37,5 cm	1	293,00 €
ME80255	Cestello flessibile 6 misure 34x3x38 cm	1	405,00 €
ME80410	Cestello flessibile per specula	1	312,00 €
ME80740	Cestello flessibile 1 con iniezione	1	432,00 €
ME80070	Coperchio griglia per flex 1. Maglia 14 mm	1	102,00 €
ME80080	Coperchio griglia per flex 1. Maglia 20 mm	1	102,00 €
ME80090	Coperchio griglia per flex 2. Maglia 20 mm	1	130,00 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	Q.TA'	LISTINO
ME80100	Coperchio griglia per flex. Maglia 20 mm	1	163,00 €
ME80435	Coperchio griglia cestello flessibile flex 1 incl. 2 clamp	1	165,00 €
ME00133	Contenitore piccolo strumenti rotanti misure :Ø7,6 lung18cm	1	33,00 €
ME80001	Contenitore per piccoli strumenti misure 8,4x7,15x7 cm	1	126,00 €
ME80002	Supporto per frese (da usare con ME80001)	1	60,00 €
ME80110	Alloggio porta forbici e pinze e porta impronte	1	220,00 €
ME80420	Staffa di fissaggio per sistema flex da usare con art ME80435	1	25,00 €
ME00186	Supporto protezione punte da usare con cestelli : ME00195-ME00184-ME00131	1	34,00 €
ME80395	Blocca strumenti in plastica per cestelli flex conf 60 pz	1	141,00 €
ME00190	Griglia di protezione	1	33,00 €
ME00189	Insero protettivo per cassette	1	75,00 €
ME00191	Insero divisorio per cassette	1	63,00 €
Adattatori per strumenti dinamici e ablazione e cannule			
ME73904	Adattatore universale con 3 inserti in silicone di diametro diverso :16-20-22mm + filtro ceramico	1	194,00 €
ME80610	Adattatore per contrangoli ISO intra	1	79,00 €
ME80660	Adattatore per turbine KAVO Multiflex	1	79,00 €
ME80630	Adattatore per testine per contrangoli KAVO-BienAir	1	79,00 €
ME80650	Adattatore per turbine SIRONA	1	79,00 €
ME80620	Adattatore SIRONA Classic T1	1	112,00 €
ME80640	Adattatore per turbine W&H (Roto Quick)	1	112,00 €
ME80612	Adattatore per turbine NSK (Phatelus)	1	149,00 €
ME74135	Adattatore per strumenti con spray esterno	1	62,00 €
ME80750	Adattatore x punte ablatore EMS/KAVO SONOSOFT	1	59,00 €
ME80756	Adattatore x punte ablatore SATELEC NSK	1	59,00 €
ME80790	Adattatore x punte ablatore kavo soniflex 2000	1	59,00 €
ME80752	Adattatore x punte ablatore kavo piezo led	1	59,00 €
ME80751	Adattatore x punte ablatore kavo soniflex quick 2008	1	59,00 €
ME80760	Adattatore x punte ablatore SIRONA SIROSON	1	59,00 €
ME80614	Adattatore x EMS AIR-FLOW prophylaxis Master	1	169,00 €
ME80613	Adattatore x EMS AIR-FLOW HANDY 3.0	1	169,00 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	Q.TA'	LISTINO
ME73860	Iniettori canula chirurgiche	1	29,00 €
ME00196	Fermo molla per iniettore ME73860	1	20,00 €
ME89051	Tappo di chiusura in silicone colore verde (conf. 10 pezzi) canule cannule chirurgiche ME73860	1	19,00 €
ME89061	Tappo di chiusura in silicone colore blu (conf. 10 pezzi) per adattatori turbine	1	19,00 €
ME89071	Tappo di chiusura in silicone colore bianco (conf. 10 pezzi) per adattatori c/angoli	1	19,00 €
Accessori per rotaia iniezione e filtri ricambio			
ME80140	Tappo a vite per binario dell'iniettore e alloggi	1	22,00 €
ME73903	Distributore triplo - filtro ceramico incluso	1	194,00 €
ME22611	Distributore triplo - Senza filtro ceramico	1	152,00 €
ME73905	Distributore - filtro ceramico incluso	1	152,00 €
ME22968	Portastrumenti per adattatore universale	1	30,00 €
ME55120	Collare distanziatore	1	25,00 €
ME80260	Manicotto di irrigazione strumenti diametro 2-11	1	194,00 €
ME80769	Dischi colorati per identificazione punte ablatore conf18 pz	1	33,00 €
ME64375	Filtro in ceramica per distributore triplo o mono conf 10 pz	1	124,00 €
ME80350	Filtro in metallo per distributore triplo o mono	1	91,00 €
ME84620	Upgrade KIT per mettere rotaia iniezione su cesto base	1	759,00 €
ME84630	Cleanfinity filter incluso scovolino	1	407,00 €
ME84640	Scovolino per cleanfinity filter	1	30,00 €
ME80490	refill filtro centrale plastica	1	113,00 €
ME80180	Tappo femmina per luer lock	1	49,00 €
ME80170	Tappo maschio per luer lock	1	49,00 €
ME80150	Raccordo x tubi flessibili diametro interno 6mm	1	49,00 €
ME80160	Raccordo con filetto interno	1	49,00 €
ME80195	Prolunga in silicone con raccordi	1	68,00 €
ME73880	Adattatore maschio per luer	1	49,00 €
ME74130	Adattatore maschio per luer lock	1	59,00 €
ME67250	Adattare femmina per luer / luer lock	1	59,00 €
PRODOTTI CONSUMO MELATHERM : liquidi Metherm - sale			
ME11630	Metherm 51 : Detergente enzimatico leggermente alcalino conf 5 litri	1	98,00 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	Q.TA'	LISTINO
ME11621	Metherm 55C:Neutralizzante a base di acido citrico particolarmente delicato sui materiali.conf 5 litri	1	74,00 €
ME11627	Metherm 61:liquido a ph neutro favorisce l'asciugatura conf 940 ml	1	30,00 €
ME80000	SALE PER MELATHERM conf 2 KG	1	7,00 €
ME01072	Test pulizia melatherm (conf 100 pezzi)	1	152,00 €
ME01073	Supporto Wash Check per la pulizia esterna	1	42,00 €
ME01074	Supporto Wash Check per la pulizia interna	1	83,00 €
SIGILLATRICI			
ME10300	MELAseal 300 - sigillatrice rotativa completa di usb stick misure: 360x160x175	1	2.565,00 €
ME10120	MELAseal 200 con taglierina	1	1.225,00 €
ME10211	MELAseal 100+ con taglierina	1	690,00 €
Accessori per Sigillatrici			
ME00141	Tavolo lavoro "comfort" con rulli scorrimento per: MELAseal 300 misure: 66x24x6 cm	1	550,00 €
ME77750	tavolo lavoro standard per melaseal 300	1	304,00 €
ME00142	Porta rotoli murale con taglierina misure 53x25x26,7 cm larghezza carico 42 cm	1	330,00 €
ME10108	Porta rotoli "Deluxe" per MELAseal 100+ / 200	1	319,32 €
ME10111	Porta rotoli "comfort" per MELAseal 100+/200	1	107,15 €
ME10117	Porta rotoli "Standard" per MELAseal 100+/200	1	103,00 €
ME01079	MELASEAL CHECK - test per verificare qualità delle sigillature conf100 test	1	68,00 €
ME01089	MELACONTROL INK test con 30 test	1	83,00 €
DOCUMENTAZIONE E TRACCIABILITA'			
ME80270	Adattatore seriale USB	1	44,00 €
ME01039	KIT MELAFASH (card + card reader) Sistema di scrittura documenti su CF card	1	550,00 €
ME01048	Card READER per trasferire dati da CF card a computer	1	59,00 €
ME40296	MELANET BOX Sistema di collegamento tra autoclavi (serie ProClass e Melaquick) e rete	1	800,00 €
ME01043	CF CARD memory card	1	59,00 €
ME01144	MELAPRINT 44 per report cartacei	1	863,00 €
ME35226	Rotoli di carta x Melaprint :40-42-44 conf 5 pezzi	1	25,00 €
ME40295	NETWORK adattatore per MELAPRINT 44 per collegare le autoclavi: Premium Class- Cliniclave	1	381,00 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	Q.TA'	LISTINO
ME01160	MELAPRINT 60 stampante per etichette Bare code Include Cavo elettrico, cavo network (2m) ed 1 rotolo di etichette	1	845,00 €
ME01108	MELAPRINT 80 stampante per etichette Bare code Include Cavo elettrico, cavo network (2m) ed 1 rotolo di etichette	1	845,00 €
ME41942	etichette Bare code termiche mm 50x32 per MELAPRINT 60 -80 Riattaccabili (6 rotoli da 1000 pz cad.)	1	230,00 €
ME41943	Etichette Bare code termiche mm 50x32 per MELAPRINT 60 -80 Non riattaccabili (6 rotoli da 1000 pz cad.)	1	204,00 €
ME21140	MELATRACE base 12 mesi licenza Software per la tracciabilità digitale - hardware raccomandato: processore 1 GHz (x86) o 1,4 GHz (x64) minimo, e processore multi-core 2 GHz. 1 GB RAM minimo o 4 GB RAM. Programma: Windows 8 o 7 SP1, Windows Vista SP2, Windows Server 2012, Windows server 2008 SP2	1	288,00 €
ME21141	MELATRACE base 36 mesi licenza Software per la tracciabilità digitale - hardware raccomandato: processore 1 GHz (x86) o 1,4 GHz (x64) minimo, e processore multi-core 2 GHz. 1 GB RAM minimo o 4 GB RAM. Programma: Windows 8 o 7 SP1, Windows Vista SP2, Windows Server 2012, Windows server 2008 SP2	1	792,00 €
ME21142	MELATRACE base 60 mesi licenza Software per la tracciabilità digitale - hardware raccomandato: processore 1 GHz (x86) o 1,4 GHz (x64) minimo, e processore multi-core 2 GHz. 1 GB RAM minimo o 4 GB RAM. Programma: Windows 8 o 7 SP1, Windows Vista SP2, Windows Server 2012, Windows server 2008 SP2	1	1.140,00 €
ME21143	MELATRACE PRO 12 mesi licenza Software per la tracciabilità digitale - hardware raccomandato: processore 1 GHz (x86) o 1,4 GHz (x64) minimo, e processore multi-core 2 GHz. 1 GB RAM minimo o 4 GB RAM. Programma: Windows 8 o 7 SP1, Windows Vista SP2, Windows Server 2012, Windows server 2008 SP2	1	348,00 €
ME21144	MELATRACE PRO 36 mesi licenza Software per la tracciabilità digitale - hardware raccomandato: processore 1 GHz (x86) o 1,4 GHz (x64) minimo, e processore multi-core 2 GHz. 1 GB RAM minimo o 4 GB RAM. Programma: Windows 8 o 7 SP1, Windows Vista SP2, Windows Server 2012, Windows server 2008 SP2	1	972,00 €
ME21145	MELATRACE PRO 60 mesi licenza Software per la tracciabilità digitale - hardware raccomandato: processore 1 GHz (x86) o 1,4 GHz (x64) minimo, e processore multi-core 2 GHz. 1 GB RAM minimo o 4 GB RAM. Programma: Windows 8 o 7 SP1, Windows Vista SP2, Windows Server 2012, Windows server 2008 SP2	1	1.440,00 €
ME01086	Etichettatrice New Meladoc completa di un rotolo etichette da 500 pezzi	1	360,00 €
ME01097	ROTOLI ETICHETTE per VECCHIO MELADOC COD. ME01095 (750 pcs) (Include 6 rotoli da 750 etichette cad + 1 rullino inchiostro)	1	78,00 €
ME01088	ROTOLI ETICHETTE per NEW MELADOC Etichette per etichettatrici (6 rotoli da 1000 pezzi cad. compreso rullo inchiostro)	1	78,00 €
ME01093	10 blocchi documentazione termodisinfettore da 100 fogli cad. (in tedesco)	1	107,00 €
PRODUTTORI ACQUA DISTILLATA			
ME01049	MELADEM 40 demineralizzatore a scambio ionico	1	579,00 €
ME01047	MELADEM 47 demineralizzatore osmotico	1	1.750,00 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	Q.TA'	LISTINO
ME01038	MELADEM 53 demineralizzatore a scambio ionico (2 CONTAINER DIAM.24X57H)	1	1.800,00 €
ME01036	MELADEM 53C demineralizzatore a scambio ionico (2 CONTAINER DIAM.24X45H)	1	1.800,00 €
ME11056	MELAdem 56 per Clinicklave	1	2.398,00 €
ME11057	MELAdem 56M per Clinicklave	1	2.688,00 €
Accessori e ricambi per produttori acqua distillata			
ME27300	MELAJET Pistola spray da utilizzare con Meladem 57 o 40 (sistemi ionici)	1	164,00 €
ME37241	KIT INSTALLAZIONE Meladem 37/47 a Vacuklave 24/30B	1	54,00 €
ME69005	DISTRIBUTORE ACQUA PER MELADEM 53	1	158,00 €
ME37450	PREFILTRO RICAMBIO per Meladem 47/55/56	1	62,00 €
ME37460	FILTRO CARBONI ATTIVI RICAMBIO per Meladem 47/55/56	1	98,00 €
ME37470	FILTRO RESINE RICAMBIO per Meladem 47/55/56	1	62,00 €
ME61026	Filtro ricambio per MELAdem 40 conf.2 cartucce	1	74,00 €
ME21060	RICAMBIO RESINE MELADEM 37 - 1,3 Litri	1	60,00 €
ME09034	Connection set MELAdem 40 per per Vacuclave 41B+-43B+	1	105,00 €
ME22500	Pompa di incremento pressione per Meladem 47 (da usarsi nel caso la pressione statica sia inferiore ai 3 Bar)	1	889,00 €
PRODOTTI DI STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO			
ME11180	Carta per sterilizzazione 50x 50 cm conf 500 pezzi	1	258,00 €
ME11181	Carta per sterilizzazione 90X90 cm conf 250 pezzi	1	412,00 €
ME11182	Nastro adesivo per sterilizzazione 19 mm lungh 50 mt	1	7,00 €
ME22927	Penna con inchiostro indelebile	1	7,00 €
Melastore System			
ME01177	MELAstore-Tray 50 misure: 11,8x3x18 cm	1	165,00 €
ME01178	MELAstore-Tray 100 misure:17,6x3x27,5 cm	1	222,00 €
ME01179	MELAstore-Tray 200 misure:17,6x4,3x27,5 cm	1	254,00 €
ME01176	MELAstore-Tray 33 misure:17,6x4,3x27,5 cm	1	118,00 €
ME82960	Barra in silicone per MELAstore tray 50	1	22,00 €
ME82970	Barra in silicone per MELAstore tray 100	1	25,00 €
ME82980	Barra in silicone per MELAstore tray 200	1	27,00 €
ME01191	MELAstore-Box 100 misure:19x4,6x31,2 cm per Melastore Tray 100 o 2 Melastore tray 50	1	284,00 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	Q.TA'	LISTINO
ME01192	MELAstore-Box 200 misure:19x6,5x31,2 cm per Melsastore tray 200	1	297,00 €
ME83304	MELAstore-Box Compatto	1	258,00 €
ME01194	Filtri per Melastore Box 100/200 monouso conf 100 pezzi	1	29,00 €
ME01193	Filtri per Melastore Box 100/200 riutilizzabili sino 1000 cicli conf 2 pezzi	1	54,00 €
ME01198	Sigillo monouso per MELAstore Box , senza indicatore di processo (cf 100 pz)	1	23,00 €
ME01199	Sigillo monouso per MELAstore Box , con indicatore di processo (cf 100 pz)	1	26,00 €
ME01197	Supporto etichette tipo ME01195 per MELAstore-Tray conf. Singola	1	19,00 €
ME01195	Etichetta identificazione (sino 15 caratteri e codice a barre)	1	17,00 €
ME01196	Supporto etichette prodotte da Melaprint 60 . Da posizionare su Melastore box 100 o 200. (conf 10 pezzi)	1	40,00 €
Containers per sterilizzazione			
ME01151	15K Container sterilizzazione misure est. 12x4,5x18 cm interne 11,4x2,4x15,8 cm(inc 100 filtri carta)	1	223,00 €
ME01152	15M Container sterilizzazione misure est. 12x4,5x35 cm interne 11,4x2,4x30,8 cm (inc 100 filtri carta)	1	295,00 €
ME01153	15G Container sterilizzazione misure est. 12x8x35 cm interne 11,4x5,1x30,8 cm	1	322,00 €
ME01171	17K Container sterilizzazione misure est. 14x5x20 cm interne 13,5x2,7x17,8 cm (inc100 filtri carta)	1	236,00 €
ME01172	17M Container sterilizzazione misure est. 14x5x41 cm interne 13,5x2,7x36,8cm (inc 100 filtri carta)	1	330,00 €
ME01173	17G Container sterilizzazione misure est. 14x9x41 cm interne 13,5x6,2x36,8 cm(inc 100 filtri carta)	1	337,00 €
ME01231	23M Container sterilizzazione misure est. 16x6x42 cm interne 15,5x3,8x37,8 cm(inc 100 filtri carta)	1	384,00 €
ME01232	23G Container sterilizzazione misure est. 16x12x42 cm interne 15,5x9,8x37,8 cm(inc 100 filtri carta)	1	402,00 €
ME01284	28M Container sterilizzazione misure est. 16x6x32 cm interne 15,5x3,8x27,8 cm(inc 100 filtri carta)	1	322,00 €
ME01285	28G Container sterilizzazione misure est. 16x12x32 cm interne 15,5x9,8x27,8 cm(inc 100 filtri carta)	1	376,00 €
ME27325	Filtri carta per container 15K conf 100 pezzi	1	36,00 €
ME27335	Filtri carta per container 15M/15G conf 100 pezzi	1	36,00 €
ME27345	Filtri carta per container 17K conf 100 pezzi	1	36,00 €
ME27355	Filtri carta per container 17M/17G conf 100 pezzi	1	36,00 €
ME26515	Filtri carta per container 23M/23G conf 100 pezzi	1	36,00 €
ME27365	Filtri carta per container 28M/28G conf 100 pezzi	1	36,00 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	Q.TA'	LISTINO
Olio e adattatori per cura manuale della strumentazione dinamica			
ME22935	Olio sintetico per la lubrificazione manuale della strumentazione dinamica NO Careclave conf 300 ml	1	20,00 €
ME22931	Adattatore per lubrificazione manuale per contrangoli ISO	1	19,00 €
ME22932	Adattatore per lubrificazione manuale per turbine Sirona	1	19,00 €
ME22933	Adattatore per lubrificazione manuale per turbine Kavo	1	19,00 €
ME22934	Adattatore per lubrificazione manuale per mandrini	1	19,00 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

SISTEMI DI INGRANDIMENTO E ILLUMINAZIONE



RDH Elite

Sistema ingrandente 2.5x

Il sistema ingrandente 2.5x RDH Elite è ideale per la maggior parte delle procedure di igiene dentale. RDH Elite presenta una tecnologia all'avanguardia e comprende una larghezza e profondità di campo consigliati per i professionisti dell'igiene dentale.

SPECIFICHE

Ogni occhiale include le protezioni laterali, il laccetto, la custodia, la possibilità di prescrizione, cacciavite ottico e pezzolina.

OPZIONI DI MONTAGGIO

TTL

COLORI DISPONIBILI

Nero, Trasparente, Ghiaccio, Tartarugato, Rosa perla

MONTATURE DISPONIBILI

Tempo™ · Elevate™ · Triumph™



Ingrandimento	Distanza di lavoro	Ampiezza di campo	Profondità di campo	Peso di 2 oculari
2.5x	Personalizzabile	10,20 cm	15,20 cm	23,0 g

HDL 2.5x Macro

Sistema ingrandente 2.5x

HDL MACRO offre una larghezza di campo consistente che permette di muoversi facilmente all'interno del campo di lavoro e visualizzarlo con facilità. Si tratta di un sistema ingrandente ideale per coloro che per la prima volta si affacciano all'utilizzo dei sistemi ingrandenti così come per gli utilizzatori abituali.

OPZIONI DI MONTAGGIO

TTL

MONTATURE DISPONIBILI

Tempo™ · Elevate™ · Triumph™



Ingrandimento	Distanza di lavoro	Ampiezza di campo	Profondità di campo	Peso di 2 oculari
2.5x MACRO	Personalizzabile	10,40 cm	12,70 cm	27,6 g

LUXE

Sistema ingrandente 2.5x semi-personalizzabile

Luxe è la soluzione ideale per chi vuole iniziare con un sistema di ingrandimento di qualità.

Con ingrandimento 2.5x e configurazioni flessibili, offre un'esperienza immediata e accessibile. Il primo passo verso una visione migliore.

OPZIONI DI MONTAGGIO

TTL

MONTATURE DISPONIBILI

Sportiva



HDL 3.0x

Sistema ingrandente 3.0x

Questo sistema ingrandente personalizzato vanta una chiarezza d'immagine ed un campo visivo generoso.

Compatto e leggero, è disegnato per garantire un confort raramente associabile ad un altro sistema galileiano di pari ingrandimento.

OPZIONI DI MONTAGGIO

TTL

MONTATURE DISPONIBILI

Tempo™ · Elevate™ · Triumph™



Ingrandimento	Distanza di lavoro	Ampiezza di campo	Profondità di campo	Peso di 2 oculari
3.0x	Personalizzabile	7,90 cm	14,20 cm	27,2 g

■ Eyezoom Mini

Ingrandimento variabile da 2.5x a 3.5x

Eyezoom™ Mini è un sistema ingrandente compatto con ingrandimento variabile da 2.5x a 3.5x.

Questa ottica innovativa garantisce all'utilizzatore l'ingrandimento ottimale per ciascuna procedura di lavoro.

INGRANDIMENTI DISPONIBILI

da 2.5x a 3.5x

OPZIONI DI MONTAGGIO

TTL

MONTATURE DISPONIBILI

Tempo™ · Triumph™ · Dragonfly PRO™



Ingrandimento	Distanza di lavoro	Ampiezza di campo	Profondità di campo	Peso di 2 oculari
2.5x	Personalizzabile	10,10 cm	12,10 cm	50,8 g
3.5x	Personalizzabile	8,10 cm	9,60 cm	

■ Eyezoom

Ingrandimento variabile da 3.0x a 5.0x

EyeZoom™ offre un ingrandimento variabile da 3x a 5x. Sviluppato per assistere i professionisti del settore a vedere il campo operatorio da diverse prospettive, assecondando le più svariate preferenze di ciascuna persona.

INGRANDIMENTI DISPONIBILI

da 3.0x a 5.0x

OPZIONI DI MONTAGGIO

TTL

MONTATURE DISPONIBILI

Tempo™ · Triumph™ · Dragonfly PRO™



Ingrandimento	Distanza di lavoro	Ampiezza di campo	Profondità di campo	Peso di 2 oculari
3.0x	Personalizzabile	9,50 cm	11,90 cm	64,2 g
4.0x	Personalizzabile	7,40 cm	9,70 cm	
5.0x	Personalizzabile	6,10 cm	7,60 cm	

■ Eyezoom Max

Ingrandimento variabile da 3.5x a 6.5x

Le generose dimensioni del campo dell'ingrandimento 3.5x, combinate con la capacità di eseguire procedure impegnative utilizzando l'ingrandimento 6.5x, creano un'esperienza d'ingrandimento versatile.

INGRANDIMENTI DISPONIBILI

da 3,5x a 6,5x

OPZIONI DI MONTAGGIO

TTL

MONTATURE DISPONIBILI

Tempo™ · Triumph™ · Dragonfly PRO™



Ingrandimento	Distanza di lavoro	Ampiezza di campo	Profondità di campo	Peso di 2 oculari
3.5x	Personalizzabile	8,80 cm	8,80 cm	64,4 g
6.5x	Personalizzabile	5,60 cm	5,00 cm	

HDL Prismatici

Ingrandimento da 3.5x a 5.5x

I nuovi sistemi ingrandenti prismatici HDL™ Prism - disponibili con ingrandimenti da 3.5x a 5.5x - sono progettati per gli operatori che svolgono procedure che richiedono controllo del dettaglio e stabilità visiva prolungata.

HDL™ Prism permettono interazioni precise, una maggiore visibilità ed un comfort personalizzato.

INGRANDIMENTI DISPONIBILI

da 3,5x a 5,5x

OPZIONI DI MONTAGGIO

TTL

MONTATURE DISPONIBILI

Tempo™ · Triumph™ · Dragonfly PRO™



Ingrandimento	Distanza di lavoro	Ampiezza di campo	Profondità di campo	Peso di 2 oculari
3.5x	Personalizzabile	8,90 cm	9,10 cm	46,4 g
4.5x	Personalizzabile	7,50 cm	6,70 cm	48,4 g
5.5x	Personalizzabile	6,40 cm	5,90 cm	50,8 g

DragonFly™ Pro

Ingrandimento da 2.5x a 5.0x

Il modello PRO supporta la linea completa di oculari Orasoptic ed è ricco di funzioni bonus tra cui batterie extra, impostazioni multiple di intensità della luce e finitura in vernice ceramica estremamente resistente.

INTENSITÀ LUCE

Alta: 98 Lumens | Bassa: 66 Lumens

DURATA DELLA BATTERIA (Set di 2)

Intensità alta: ~3 ore 45 minuti

Intensità bassa: ~5 ore 40 minuti

BATTERIE INCLUDE: 4



DragonFly™ RDH

Ingrandimento 2.5x

Il modello RDH supporta gli oculari RDH 2.5x ed Ergo progettati specificamente per igienisti dentali.

INTENSITÀ LUCE

98 Lumens

DURATA DELLA BATTERIA (SET DI 2)

~3 ore 45 minuti

BATTERIE INCLUDE: 4



RDH Ergo

Sistemi ingrandenti con ottica a deflessione



RDH Ergo™ 3.0x si focalizza sull'ergonomia con un oculare disegnato esclusivamente per l'igienista. I prismi refrattivi permettono ai professionisti di mantenere una postura corretta per tutto il giorno riducendo anche i dolori al collo e preservando nel lungo periodo la carriera.

OPZIONI DI MONTAGGIO

TTL

INGRANDIMENTI DISPONIBILI: RDH 3.0x

MONTATURE DISPONIBILI 3.0X

Tempo™ · Triumph™ · Elevate™



HDL Ergo

Sistemi ingrandenti con ottica a deflessione



HDL™ Ergo sono i sistemi con ottica a deflessione che permettono di lavorare in tutta comodità mantenendo una postura eretta e riducendo di conseguenza l'inclinazione del collo. La linea Ergo è un'opzione ergonomica che offre comfort per tutto il giorno.

OPZIONI DI MONTAGGIO

TTL

INGRANDIMENTI DISPONIBILI: HDL 3.5x, HDL 5x

MONTATURE DISPONIBILI 3.5X - 5X

Tempo™ · Triumph™



ErgoZoom

Sistemi ingrandenti con ottica a deflessione



è possibile lavorare in posizione eretta e regolare il campo visivo in tempo reale, senza cambiare strumenti né modificare la postura. L'ingrandimento 3.5x consente di affrontare comodamente le fasi di preparazione, mentre il 5.5x permette di focalizzarsi con la massima precisione su applicazioni e rifiniture.

OPZIONI DI MONTAGGIO

TTL

INGRANDIMENTI DISPONIBILI

Prismatici: 3.5x, 5.0x

MONTATURE COMPATIBILI

Dragonfly™ · Tempo™ · Triumph™



Ingrandimento	Distanza di lavoro	Ampiezza di campo	Profondità di campo	Peso di 2 oculari
3.5x	Personalizzabile	9,20 cm	9,10 cm	43,2 g
5.5x	Personalizzabile	6,90 cm	6,40 cm	

■ Zeon Led Spark™ 2° GEN

Sistema di illuminazione

I sistemi di illuminazione Orasoptic permettono una lettura cromatica precisa dei tessuti e del campo operatorio. Zeon Led Spark™ è una luce wireless che si integra con qualsiasi montatura.

La batteria agli ioni di litio include un indicatore che segnala quando la batteria ha raggiunto il 20% di ricarica residua.

SPOT UNIFORME

Immagine nitida, luce uniforme e ben definita, senza sfocature ai bordi
Filtro antipolimerizzazione

TECNOLOGIA A CORRENTE COSTANTE

Intensità della luce stabile per l'intera durata della carica

CONTROLLI TOUCH

TECNOLOGIA TRUCOLOR™

Indice di resa cromatica di altissima qualità (CRI > 90)
Riproduzione fedele dei colori



Serie	Intensità luce	Peso luce	Peso batteria	Durata della carica*	Tempo di ricarica*
Spark	40 Lumens	12,2 g	17,9 g	Fino a 3 ore	Fino a 3 ore



■ Zeon Led Endeavour™ 2° GEN

Sistema di illuminazione

Montata coassialmente sui vostri occhiali, Zeon Led Endeavour™ elimina le ombre dal campo operatorio e garantisce una maggiore visibilità durante le procedure di lavoro. Avere la sicurezza di potersi affidare ad un sistema di illuminazione preciso, leggero e confortevole riduce lo stress operatorio che viene affrontato con maggior sicurezza.

SPOT UNIFORME

Immagine nitida, luce uniforme e ben definita, senza sfocature ai bordi
Filtro antipolimerizzazione

TECNOLOGIA A CORRENTE COSTANTE

Intensità della luce stabile per l'intera durata della carica

CONTROLLI TOUCH

TECNOLOGIA TRUCOLOR™

Indice di resa cromatica di altissima qualità (CRI > 90)
Riproduzione fedele dei colori



TRE LIVELLI DI INTENSITÀ



Serie	Intensità luce	Peso luce	Peso batteria	Durata della carica*	Tempo di ricarica**
Endeavour™	44/68/91 Lumens	8,0 g	138 g	Fino a 18 ore	Fino a 3 ore
Endeavour™ XL	68/90/115 Lumens	8,0 g	202 g	Fino a 24 ore	Fino a 6 ore

Disponibile anche in versione Zeon Led Endeavour™ XL Trucolor

Zeon Led Endeavour™ XL fornisce un fascio di luce più luminoso del 25% rispetto alla versione classica di Endeavour. La tecnologia a corrente costante garantisce inoltre che l'emissione luminosa del faro non diminuisca durante il funzionamento della batteria.

- Batteria ioni di litio - 206 gr.
- Tre livelli di intensità: 53/68/85 lumens
- Durata in carica della batteria da 10 a 24 ore (a seconda dell'intensità utilizzata)
- Tempo di ricarica 8 ore.

■ Microscopio DOM3000D-4K

Microscopio chirurgico



Il Microscopio DOM 3000D-4K è la soluzione ideale per lavorare con precisione e versatilità, gestendo in modo semplice e sicuro l'archiviazione dei file per ogni paziente, registrare interventi chirurgici e catturare foto grazie al sistema di imaging full HD.

Il Monitor 4k 27" fornito di serie e collegato mediante presa HDMI, migliora la comunicazione con il paziente e l'assistente facilitando inoltre la diagnosi. La presa HDMI consente di collegare il Microscopio con qualsiasi dispositivo esterno come ad esempio PC o proiettori.

Il WIFI integrato può essere abbinato a dispositivi come telefoni cellulari e tablet, mediante l'APP dedicata BON IMAGE che consente di gestire le funzionalità video ed immagini mediante una facile interfaccia grafica sul proprio dispositivo mobile. I pulsanti presenti sulla testa de Microscopio consentono di gestire le medesime funzioni, ma archiviando il materiale direttamente sulla scheda SD in dotazione.

Caratteristiche del microscopio DOM 3000D-4K:

Ottica ad alta trasparenza:

Vetro ottico prodotto in Germania, qualità superiore, multistrato, alta risoluzione, alta definizione, alta profondità di vista e ampio campo visivo.

Filtro giallo integrato:

Attacca il filtro giallo per prevenire l'indurimento prematuro del composito.

Illuminazione a LED stabile e duratura: Sistema brevettato a LED, risparmio energetico, nessun calore, nessun rumore. Fa la simulazione della luce naturale, che rende l'immagine chiara, nitida e reale. L'intero campo visivo è illuminato in modo uniforme.

Sistema di zoom preciso:

Lo zoom continuo permette agli operatori di ingrandire e mettere a fuoco un oggetto a più ingrandimenti senza interruzioni. In combinazione con una telecamera 4K integrata, offre agli operatori la massima libertà di catturare immagini digitali e registrare video in tempo reale a più ingrandimenti.

Tubo binoculare ergonomico:

L'angolo variabile (0 - 210°) aiuta a prevenire l'affaticamento muscolare nelle spalle, nel collo e nella parte bassa della schiena durante gli interventi prolungati.

Struttura a pendolo:

Il binocolo rimarrà alla stessa altezza dal pavimento durante il movimento di rotazione, questo permette al chirurgo di sostenere la testa e la schiena in modo confortevole.

Trasferimento video Full HD:

Con una velocità di 3Gbps gli spettatori possono vedere i dettagli dell'operazione in tempo reale, otto terminali di visualizzazione (monitor e proiettore) sono supportati allo stesso tempo. Supporto per lo streaming dal vivo (sono richiesti moduli per lo streaming dal vivo, non inclusi), ideale per la telemedicina e l'apprendimento a distanza.

CONFEZIONAMENTO

incluso nella configurazione base: Estensione oculari, Fototelecamera 4K HD integrato, Vario Focus, SD card da 128 Giga, Modulo WiFi, Monitor LG da 27", Sistema di illuminazione da 80.000 Lux, Supporto mobile, Pedaliera per Fototelecamera

(REF. BONDOM3000D-4K)



■ Score Ergo Support



Il microscopio è spesso utilizzato in procedure che richiedono capacità motorie fini, come nel caso dell'endodonzia. Se le braccia non sono adeguatamente sostenute, il collo, la schiena e le spalle si irrigidiscono rapidamente.

I comodi braccioli del seggiolino Score Dental Ergo Support offrono un supporto ottimale per le braccia, permettendovi di lavorare al microscopio in modo rilassato.

I braccioli possono essere posizionati vicino al corpo in pochissimo tempo, preservando la libertà di movimento intorno al paziente.

L'esclusiva forma del sedile Ergo facilita una posizione di seduta ergonomica stabile con un angolo aperto dell'anca. Potete sedervi e lavorare in posizione eretta in modo rilassato.

- Base ø 67 cm
- Regolazione in altezza 52 – 71 cm
- Altezza del piano di lavoro 80 – 100 cm
- Sedile (bordi incassati) ø 40 cm
- Inclusi 2 braccioli girevoli e preformati (bracciolo 6)
- Colore: nero



■ Microscopio G4 PRO

Microscopio chirurgico

MESSA A FUOCO AUTOMATICA (AUTO FOCUS - AF)

Individuata la distanza di lavoro desiderata, la messa a fuoco è automatica grazie alla semplice pressione di un pulsante dedicato

DIMENSIONE DELLO SPOT LUMINOSO REGOLABILE

Dotato di una sorgente luminosa a LED medicale di intensità massima ≥ 80.000 lux regolabile in intensità mediante un'apposita manopola.

AMPIO RANGE DI MESSA A FUOCO

L'obiettivo permette la messa a fuoco in un ampio raggio di 350 mm, da una distanza focale minima di 200 mm ad una massima di 550 mm

POSIZIONAMENTO E BLOCCO ELETTROMAGNETICO

Il posizionamento del blocco elettromagnetico in tre punti è attivabile mediante un pulsante dedicato posto su entrambe le impugnature.

DOPPI CONTROLLER MULTIFUNZIONE

Il microscopio è dotato di doppie impugnature ergonomiche, riposizionabili in base alle esigenze dell'operatore attraverso delle semplici manopole di sblocco/blocco.

CAMPO VISIVO SENZA OSTACOLI

L'ampio campo visivo (FOV) da 132mm a 9,7 mm di diametro, consente di evitare continui riposizionamenti durante l'intervento.

MODALITÀ FLUORESCENTE

Aiuta ad identificare i margini delle carie per consentire la conservazione della maggior quantità possibile di sostanza dentale sana.

FILTRI INTEGRATI GIALLO E VERDE

SISTEMA DI TELECAMERE 4K ULTRA HD INTEGRATO

Il nuovo sistema di immagini 4K integrato, basato sul sensore di fascia alta SONY, supporta la registrazione video 4K e un'alta risoluzione delle immagini statiche.

SOFTWARE MEDIA FACILE ED IMMEDIATO

Il nuovo software di gestione dei media integrato consente di modificare i parametri relativi alle foto, ai video o ai setting generici del microscopio in modo semplice ed intuitivo, direttamente sullo schermo in dotazione.

CONFEZIONAMENTO

Incluso nella confezione base: Estensione oculari, Fototelcamera 4K HD integrato
Auto Focus automatico motorizzato, Movimento elettromagnetico, SD card da 128 Giga, Monitor LG da 27", Sistema di illuminazione da 80.000 Lux Supporto mobile, Pedaliera per Fototelcamera

(REF. BONDOM4000E)



■ Microscopio TME training

Il modello di microscopio TME è ideale per istituti e centri di formazione e per le università. La semplicità di montaggio ed utilizzo lo rendono duttile pur garantendo tutte le principali funzionalità della versione stativa.

Il comodo Monitor 10 pollici in dotazione consente la visione diretta dell'intervento mantenendo le caratteristiche di ingombro ridotto. Realizzato in un design compatto, il TME Training è un ottimo compromesso ad uso didattico per imparare l'utilizzo del microscopio e tutte le funzionalità integrate.

CARATTERISTICHE

Ingrandimenti: Zoom manuale
Oculari: 10/22B (Apertura: 18 mm) - Binocolo: inclinabile 0-210°
Obiettivo: f=200 mm-400 mm
Sistema di ripresa 4K integrato
Illuminazione: LED
Sistema di supporto: da tavolo, con clip da tavolo
Monitor portatile 10 pollici

(REF. BOND TME)



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
Sistema di ingrandimento RDH REGISTERED DENTAL HYGENIST 2.5x					
ORARDH-EV	RDH ELITE 2,5x - Montatura Elevate	1 pz.	2.116,00 €	22	1.808,00 €
ORARDH-TE	RDH ELITE 2,5x - Montatura Tempo	1 pz.	2.116,00 €	22	1.808,00 €
ORARDH-TR	RDH ELITE 2,5x - Montatura Triumph	1 pz.	2.116,00 €	22	1.808,00 €
Sistema di Ingrandimento HIGH DEFINITION LOUPE - HDL 2.5x MACRO					
ORAHDL25MACRO-TE	HDL MACRO 2,5x - Montatura Tempo	1 pz.	3.237,00 €	22	2.773,00 €
ORAHDL25MACRO-TR	HDL MACRO 2,5x - Montatura Triumph	1 pz.	3.237,00 €	22	2.773,00 €
ORAHDL25MACRO-EV	HDL MACRO 2,5x - Montatura Elevate	1 pz.	3.237,00 €	22	2.773,00 €
Sistema di Ingrandimento HIGH DEFINITION LOUPE - HDL 3.0x					
ORAHDL30-TE	HDL 3.0x - Montatura Tempo	1 pz.	3.489,00 €	22	2.989,00 €
ORAHDL30-TR	HDL 3.0x - Montatura Triumph	1 pz.	3.489,00 €	22	2.989,00 €
ORAHDL30-EV	HDL 3.0x - Montatura Elevate	1 pz.	3.489,00 €	22	2.989,00 €
Sistema di Ingrandimento - HDL PRISM - 3.5x					
ORA35PZ-TE	HDL PRISM - 3.5x - Montatura Tempo	1 pz.	4.013,00 €	22	3.322,00 €
ORA35PZ-TR	HDL PRISM - 3.5x - Montatura Triumph	1 pz.	4.013,00 €	22	3.322,00 €
Sistema di Ingrandimento - HDL PRISM - 4.5x					
ORA45PZ-TE	HDL PRISM - 4.5x - Montatura Tempo	1 pz.	4.369,00 €	22	3.740,30 €
ORA45PZ-TR	HDL PRISM - 4.5x - Montatura Triumph	1 pz.	4.369,00 €	22	3.740,30 €
Sistema di Ingrandimento - HDL PRISM - 5.5x					
ORA55PZ-TE	HDL PRISM - 5.5x - Montatura Tempo	1 pz.	4.719,00 €	22	4.035,00 €
ORA55PZ-TR	HDL PRISM - 5.5x - Montatura Triumph	1 pz.	4.719,00 €	22	4.035,00 €
Sistema di Ingrandimento EYEZOOM 3.0 - 5.0x					
ORAEYZ-TE	EYEZOOM 3.0x-5.0x - Montatura Tempo	1 pz.	6.433,00 €	22	5.501,00 €
ORAEYZ-TR	EYEZOOM 3.0x-5.0x - Montatura Triumph	1 pz.	6.433,00 €	22	5.501,00 €
Sistema di Ingrandimento EYEZOOM MINI 2.5x - 3.5x					
ORAEYZMINI-TE	EYEZOOM MINI 2.5x-3.5x - Montatura Tempo	1 pz.	4.732,00 €	22	4.030,00 €
ORAEYZMINI-TR	EYEZOOM MINI 2.5x-3.5x - Montatura Triumph	1 pz.	4.732,00 €	22	4.030,00 €
Sistema di Ingrandimento EYEZOOM MAX - 3.5x - 6.5x					
ORAEYEM-TE	EYEZOOM MAX 3.5x-6.5x - Montatura Tempo	1 pz.	7.129,00 €	22	6.141,00 €
ORAEYEM-TR	EYEZOOM MAX 3.5x-6.5x - Montatura Triumph	1 pz.	7.129,00 €	22	6.141,00 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
Sistema di Ingrandimento integrato DRAGONFLY					
ORAHDL25MACRO-DFP-TC	DRAGONFLY PRO HDL 2.5x MACRO	1 pz.	6.980,00 €	22	5.784,00 €
ORA35PZ-DFP-TC	DRAGONFLY PRO 3.5x	1 pz.	7.688,00 €	22	6.378,00 €
ORA45PZ-DFP-TC	DRAGONFLY PRO 4.5x	1 pz.	8.042,00 €	22	6.670,00 €
ORA55PZ-DFP-TC	DRAGONFLY PRO 5.5x	1 pz.	8.394,00 €	22	6.963,00 €
ORAEYEZ-DFP-TC	DRAGONFLY PRO EYEZOOM	1 pz.	10.166,00 €	22	8.433,00 €
ORAEYEZMINI-DFP-TC	DRAGONFLY PRO EYEZOOM MINI	1 pz.	8.394,00 €	22	6.963,00 €
ORAEYEM-DFP-TC	DRAGONFLY PRO EYEZOOM MAX	1 pz.	10.271,00 €	22	8.474,00 €
ORAHDL30-DFP-TC	DRAGONFLY PRO 3x	1 pz.	7.334,00 €	22	6.084,00 €
ORAERGO35PZ-DFP-TC	OCCHIALE ERGO 3.5X CON MONTATURA DRAGONFLY PRO	1 pz.	7.698,56 €	22	7.571,68 €
ORAERGO50PZ-DFP-TC	OCCHIALE ERGO 5X CON MONTATURA DRAGONFLY	1 pz.	8.038,51 €	22	6.890,15 €
ORAERGOEYEZ-DFP-TC	OCCHIALE ERGO EYEZOOM CON MONTATURA DRAGONFLY PRO	1 pz.	9.798,94 €	22	8.399,10 €
ORARDH-DF-TC	DRAGONFLY RDH 2.5x	1 pz.	5.103,00 €	22	4.372,00 €
Sistema di Ingrandimento Ergo con ottica a deflessione					
ORAERGORDH-EV	Sistema Ergo RDH 3x - Montatura Elevate	1 pz.	3.134,00 €	22	3.084,00 €
ORAERGORDH-TE	Sistema Ergo RDH 3x - Montatura Tempo	1 pz.	3.134,00 €	22	3.084,00 €
ORAERGORDH-TR	Sistema Ergo RDH 3x - Montatura Triumph	1 pz.	3.134,00 €	22	3.084,00 €
ORAERGO35PZ-TE	Sistema Ergo HDL 3.5x - Montatura Tempo	1 pz.	4.490,00 €	22	4.416,00 €
ORAERGO35PZ-TR	Sistema Ergo HDL 3.5x - Montatura Triumph	1 pz.	4.490,00 €	22	4.416,00 €
ORAERGO50PZ-TR	Sistema Ergo HDL 5x - Montatura Triumph	1 pz.	4.833,00 €	22	4.340,00 €
ORAERGO50PZ-TE	Sistema Ergo HDL 5x - Montatura Tempo	1 pz.	4.833,00 €	22	4.340,00 €
Sistema di Ingrandimento ErgoZoom con ottica a deflessione con ingrandimento variabile					
ORAERGOEYEZ-TE	OCCHIALE ERGO EYEZOOM CON MONTATURA TEMPO	1 pz.	6.583,54 €	22	5.643,03 €
ORAERGOEYEZ-TR	OCCHIALE ERGO EYEZOOM CON MONTATURA TRIUMPH	1 pz.	6.583,54 €	22	5.643,03 €
ORAERGOEYEZ-DFP-TC	OCCHIALE ERGO EYEZOOM CON MONTATURA DRAGONFLY PRO	1 pz.	9.798,94 €	22	8.399,10 €
Sistema di Ingrandimento semipersonalizzato Luxe 2.5x					
ORA25LUXE-SP-NA-S	LUXE 2.5x Semipersonalizzato con mont. Sportiva e dist. Interpupillare Stretta	1 pz.	1.633,00 €	22	1.399,00 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
ORA25LUXE-SP-RE-S	LUXE 2.5x Semipersonalizzato con mont. Sportiva e dist. Interpupillare Regular	1 pz.	1.633,00 €	22	1.399,00 €
ORA25LUXE-SP-WI-S	LUXE 2.5x Semipersonalizzato con mont. Sportiva e dist. Interpupillare Ampia	1 pz.	1.633,00 €	22	1.399,00 €
Sistema di Ingrandimento semipersonalizzato Luxe 2.5x personalizzabile con prescrizione					
ORA25LUXE-SP-NA-SP	LUXE 2.5x Semipersonalizzato con mont. Sportiva e dist. Interpupillare Stretta personalizzabile con prescrizione	1 pz.	1.763,00 €		1.511,00 €
ORA25LUXE-SP-RE-SP	LUXE 2.5x Semipersonalizzato con mont. Sportiva e dist. Interpupillare Regular personalizzabile con prescrizione	1 pz.	1.763,00 €		1.511,00 €
ORA25LUXE-SP-WI-SP	LUXE 2.5x Semipersonalizzato con mont. Sportiva e dist. Interpupillare Ampia personalizzabile con prescrizione	1 pz.	1.763,00 €		1.511,00 €
ZEON LED ENDEVOUR 2° gen					
ORALED-ENDEV2-TTLC	ZEON ENDEVOUR TRUCOLOR 2° gen- Unità portatile di illuminazione. Il kit comprende: • Lampada: peso 8 g fino a 91 lumens - luce bianca. • Batteria: Ioni litio, peso 138 g. Durata in carica della batteria fino a 18 ore (a seconda dell'intensità utilizzata), tempo di ricarica fino a 3 ore • Caricabatteria/ Alimentatore: consente l'utilizzo anche direttamente collegato alla presa elettrica • Cavo rivestito per prevenire le rotture nel punto in cui curva. È inoltre collegato alla batteria tramite connettore di sicurezza • Filtro anti-polimerizzazione • Clip per attacco al sistema di ingrandimento ZEON ENDEVOUR CON ATTACCO ORASCOPTIC Disponibile con attacco ORASCOPTIC, ZEISS e Universale.	1 pz.	1.952,00 €	22	1.674,00 €
ORALED-ENDEV2-ZEITC			1.952,00 €		1.674,00 €
ORALED-ENDEV2-UNITC			1.952,00 €		1.674,00 €



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
ORALED-ENDEAV2-XLTC	ZEON ENDEAVOUR TRUCOLOR XL 2° gen- Unità portatile di illuminazione. Il kit comprende: • Lampada: peso 8 g fino a 115 lumens - luce bianca. • Batteria: Ioni litio, peso 202 g. Durata in carica della batteria fino a 24 ore (a seconda dell'intensità utilizzata), tempo di ricarica fino a 6 ore • Caricabatteria/ Alimentatore: consente l'utilizzo anche direttamente collegato alla presa elettrica • Cavo rivestito per prevenire le rotture nel punto in cui curva. È inoltre collegato alla batteria tramite connettore di sicurezza • Filtro anti-polimerizzazione • Clip per attacco al sistema di ingrandimento	1 pz.	2.110,00 €	22	1.802,00 €

ZEON LED SPARK 2° gen

ORALED-SPARK2-TC	ZEON LED SPARK TRUCOLOR 2° gen - Unità portatile di illuminazione cordless. Qualità dello spot più definita Il kit comprende: • Lampada: peso luce 12,3 g, peso batteria 17,9 g fino a 40 lumens - luce bianca • Batteria: Ioni litio. Durata in carica della batteria fino a 3 ore. Tempo di ricarica fino a 3 ore • Carica-batteria/Alimentatore: caricatore micro USB • Filtro: anti-polimerizzazione • Clip: universale per TTL • L'indice di resa colore (CRI> 90) permette di individuare come mai prima d'ora il colore dei tessuti e le tonalità abbinate, con una resa cromatica senza eguali.	1 pz.	2.279,00 €	22	1.954,00 €
-------------------------	--	-------	------------	----	-------------------

PRESCRIZIONI

ORAPRESC-STD	PRESCRIZIONE STANDARD	1 pz.	159,00 €	4	159,00 €
ORAPRESC-BIF	PRESCRIZIONE BIFOCALE	1 pz.	159,00 €	4	159,00 €



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
ORA921382-1	PORTA BATTERIA PER CINTURA	1 PZ	39,00 €	22	39,00 €
ORA921887	PINZETTA LUCE PER CAMICE	1 PZ	6,45 €	22	6,45 €
ORA921964-1	CLIP PASSACAVI A SPIRALE (TIT.01 / TIT.02 / VICTORY)	1 PZ	20,00 €	22	20,00 €
ORA922135-1	ADATTATORE PRESA ITALIANA PE CARICA BATTERIA ZEON	1 PZ	50,00 €	22	50,00 €
ORA922171-2	XV1 ORING PER BATTERIA	2 PZ	7,00 €	22	7,00 €
ORA922437-2	NASELLO CON VITI PER MONTATURA PHANTOM	1 PZ	21,00 €	22	21,00 €
ORA922469-2	KIT PROTEZIONI LATERALI MONTATURA PHANTOM/LUXE	1 PZ	14,77 €	22	14,77 €
ORAAL-922245-2	CARICA BATTERIA PER SPARK	1 PZ	144,00 €	22	144,00 €
ORAAL-DF-CH	CARICA BATTERIA PER DRAGONFLY CON ADATTATORI	1 PZ	292,25 €	22	292,25 €
ORAAL-922276-1	GOMMINO PER CLIP UNIVERSALE (SPARK)	1 PZ	14,00 €	22	14,00 €
ORAAL-DISC-LCF	FILTRO ANTIPOLIMERIZZAZIONE DISCOVERY	1 PZ	107,15 €	22	107,15 €
ORAAL-DISC-TTL	CLIP TTL ORASCOPTIC - SINGOLO ATTACCO	1 PZ	118,00 €	22	118,00 €
ORAAL-ENDE-BATTC	BATTERIA PER ENDEAVOUR TRUCOLOR	1 PZ	598,00 €	22	598,00 €
ORAAL-ENDE-CABLE	CAVETTO SENZA LUCE ENDEAVOUR	1 PZ	52,00 €	22	52,00 €
ORAAL-ENDE-CHG	CARICA BATTERIA PER ZEON ENDEAVOUR	1 PZ	182,00 €	22	182,00 €
ORAAL-ENDE-LCF	FILTRO ANTIPOLIMERIZZAZIONE ENDEAVOUR 1 - in esaurimento	1 PZ	78,00 €	22	78,00 €
ORAAL-ENDE-VAL	VALIGETTA PORTA ZEON ENDEAVOUR	1 PZ	72,00 €	22	72,00 €
ORAAL-SPA-VAL	VALIGETTA PORTA ZEON SPARK	1 PZ	84,00 €	22	84,00 €
ORAAL-ENDE-LED	CAVETTO PIU' LUCE ZEON ENDEAVOUR	1 PZ	604,00 €	22	604,00 €
ORAAL-ENDE-LED-2TC	CAVETTO PIU' LUCE ZEON ENDEAVOUR 2 GEN	1 PZ	576,12 €	22	576,12 €
ORAAL-ENDE-LEDTC	FARETTO ENDEVOUR TC + CAVO	1 PZ	590,00 €	22	590,00 €
ORA922396-1	ALLOGGIAMENTO PER BATTERIE DRAGONFLY - COL. CARBONE	1 PZ	75,99 €	22	75,99 €
ORA922396-2	ALLOGGIAMENTO PER BATTERIE DRAGONFLY - COL. BLU NOTTE	1 PZ	75,99 €	22	75,99 €
ORAAL-SPARK-BAT	BATTERIA PER ZEON SPARK	1 PZ	214,00 €	22	214,00 €
ORAAL-SPARK-LED-2TC	LUCE ZEON SPARK 2 GEN	1 PZ	1.220,92 €	22	1.220,92 €
ORAAL-SPARK-LUCE	SPARK LUCE + SUPPORTO TRUCOLOR	1 PZ	1.100,00 €	22	1.100,00 €
ORAAL-SPARK-LCF	FILTRO ANTIPOLIMERIZ. SPARK/ENDEAVOUR 2 / XV1	1 PZ	50,00 €	22	50,00 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
ORAAO-922224-1	VALIGETTA PORTACCHIALI IN TESSUTO	1 PZ	60,00 €	22	60,00 €
ORAAO922320-1	STANGHETTA TEMPO GEN 1 SINISTRA	1 PZ	45,95 €	22	45,95 €
ORAAO922320-2	TEMPO GEN 1 STANGHETTA LATERALE DESTRA CON VITE	1 PZ	45,95 €	22	45,95 €
ORAAO922323-1	MOUNTING BLOCK TEMPO GEN 1 BLOCK	1 PZ	40,00 €	22	40,00 €
ORAAO922350-1	MOUNTING BLOCK W/SCREW KIT, ERGOEDGE/ELITE EDGE	1 PZ	40,00 €	22	40,00 €
ORAAO-ED-LFT	STANGHETTA PER MONTATURA ERGO EDGE - SINISTRA	1 PZ	87,70 €	22	87,70 €
ORAAO-LC3H4L	COPRIOCULARI PER PRISMATICI 3.8 - 4.3 - in esaurimento	1 PZ	26,00 €	22	26,00 €
ORAAO-LCCTLDM1	COPRIOCULARI ROTONDI PER DIMENSION 3 - in esaurimento	1 PZ	26,00 €	22	26,00 €
ORAAO-LCCTLHE1	COPRIOCULARI ELLITICI PER HIRES - in esaurimento	1 PZ	26,00 €	22	26,00 €
ORAAO-LCCZ4H	COPRIOCULARI PER PRISMATICI 4.8 - in esaurimento	1 PZ	26,00 €	22	26,00 €
ORAAO-LUXE-NERA	STANGHETTA PHANTON NERA	1 PAIO	35,00 €	22	35,00 €
ORAAO-NMPLTZZ1	TARGHETTA INCISIONE NOME	1 PZ	19,50 €	22	19,50 €
ORAAO-NPDED	NASELLO PER ERGO EDGE	1 PZ	21,50 €	22	21,50 €
ORAAO-NPDRP	NASELLO PER MONTATURA RYDON X / RAVE X	1 PZ	21,50 €	22	21,50 €
ORAAO-NPDRV	NASELLO PER MONTATURA REVOLUTION	1 PZ	21,50 €	22	21,50 €
ORAAO-NPSIL	NASELLO IN SILICONE PACK SINGOLO	1 PZ	21,50 €	22	21,50 €
ORAAO-NPXV1	NASELLO PER XV1 CON VITE	1 PZ	21,50 €	22	21,50 €
ORAAO-RP	STANGHETTA PER MONTATURA RYDON X / RAVE X	1 PZ	87,70 €	22	87,70 €
ORAAO-RV	STANGHETTA PER MONTATURA REVOLUTION	1 PZ	87,70 €	22	87,70 €
ORAAO-SSDDRZZ1	PROTEZIONE LATERALE DRAGONFLY	1 PAIO	23,15 €	22	23,15 €
ORAAO-SSDLEZZ1	PROTEZIONE LATERALE PER MONTATURA LEGEND/ RDH	1 PAIO	23,15 €	22	23,15 €
ORAAO-SSDRPZZ1	PROTEZIONE LATERALE PER MONTATURA RYDON X / RAVE X / REVOLUTION	1 PAIO	39,00 €	22	39,00 €
ORAAO-SSDTEZZ1	PROTEZIONE LATERALE PER MONTATURA TEMPO/ TRIUMPH	1 PAIO	23,15 €	22	23,15 €
ORAAO-SSDV1ZZ1	PROTEZIONE LATERALE PER MONTATURA VICTORY	1 PAIO	39,00 €	22	39,00 €
ORAAO-SSDEVZZ1	PROTEZIONE LATERALE PER MONTATURA ELEVATE	1 PAIO	23,15 €	22	23,15 €
ORAAO-SSDEDZZ1	PROTEZIONE LATERALE PER MONTATURA ERGO EDGE	1 PAIO	39,00 €	22	39,00 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
ORAAO-TE-BLU	STANGHETTA PER MONTATURA TEMPO 3° GEN BLU	1 PAIO	45,95 €	22	45,95 €
ORAAO-TE-BORDEAU	STANGHETTA PER MONTATURA TEMPO 3° GEN BORDEAU	1 PAIO	45,95 €	22	45,95 €
ORAAO-TE-GRAFITE	STANGHETTA PER MONTATURA TEMPO 3° GEN GRAFITE	1 PAIO	45,95 €	22	45,95 €
ORAAO-TE-NERA	STANGHETTA PER MONTATURA TEMPO 3° GEN NERA	1 PAIO	45,95 €	22	45,95 €
ORAAO-TR-GOLD	STANGHETTA MONTATURA TRIUMPH GOLD	1 PAIO	35,00 €	22	35,00 €
ORAAO-TR-ROSEGO	STANGHETTA MONTATURA TRIUMPH ROSEGOLD	1 PAIO	35,00 €	22	35,00 €
ORAAO-TR-BLU	STANGHETTA MONTATURA TRIUMPH BLU	1 PAIO	35,00 €	22	35,00 €
ORAAO-TR-SLATE	STANGHETTA MONTATURA TRIUMPH SLATE	1 PAIO	35,00 €	22	35,00 €
ORAAO-EV-GOLD	STANGHETTA MONTATURA ELEVATE GOLD	1 PAIO	35,00 €	22	35,00 €
ORAAO-EV-PLATI	STANGHETTA MONTATURA ELEVATE PLATINUM	1 PAIO	35,00 €	22	35,00 €
ORAAO-EV-METAL	STANGHETTA MONTATURA ELEVATE METAL	1 PAIO	35,00 €	22	35,00 €
ORA-XV1-CH	CARICA BATTERIA XV1/DRAGONFLY CON ADATTATORI	1 PZ	292,25 €	22	292,25 €
ORAA-ZUC-MNBK	MOUNTING BLOCK ADATTATORE TTL	1 PZ	26,00 €	22	26,00 €
ORA-HSRP1-XV1	FERMA OCCHIALI PER MONTATURA XV1/ DRAGONFLY	1 PZ	13,00 €	22	13,00 €
ORA-HSRP1-XV1-OH	FERMA OCCHIALI PER MONTATURA XV1 SOPRA TESTA	1 PZ	13,00 €	22	13,00 €
ORA-HSRP1-ZZ	FERMA OCCHIALI CON CLIP TEMPO 2/ERGOEDGE/ TITANIUM	1 PZ	13,00 €	22	13,00 €
ORA-HSRP1-ZZ0	FERMA OCCHIALI UNIVERSALE MICRO NERO	1 PZ	13,00 €	22	13,00 €
ORA-HSRP1-ZZ1	FERMA OCCHIALI PER LUXE/RYDON X / RAVE X / REVOLUT	1 PZ	13,00 €	22	13,00 €
ORA-XV1-BATT	BATTERIE PER XV1	4 PZ	155,85 €	22	155,85 €
ORA922487-1	CACCIAVITE PIU' VITI PER PHANTOM	1 PZ	19,08 €	22	19,08 €
ORAAO-TPT12-ZZ1	TERMINALE STANGHETTA MONTATURA VICTORY/ TITANIUM	1 PZ	39,00 €	22	39,00 €
ORAAO-V1-MER-SX	STANGHETTA PER MONTATURA VICTORY/T2 - MERLOT SINISTRA	1 PZ	49,00 €	22	49,00 €
ORAAO-V1-MER-DX	STANGHETTA PER MONTATURA VICTORY/T2 - MERLOT DESTRA	1 PZ	49,00 €	22	49,00 €
ORAAO-V1-BLU-SX	STANGHETTA PER MONTATURA VICTORY/T2- BLU SINISTRA	1 PZ	49,00 €	22	49,00 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
ORAAO-V1-BLU-DX	STANGHETTA PER MONTATURA VICTORY/T2 - BLU DESTRA	1 PZ	49,00 €	22	49,00 €
ORAAO-V1-SLATE-SX	STANGHETTA PER MONTATURA VICTORY/T2 - SLATE SINISTRA	1 PZ	49,00 €	22	49,00 €
ORAAO-V1-SLATE-DX	STANGHETTA PER MONTATURA VICTORY/T2 - SLATE DESTRA	1 PZ	49,00 €	22	49,00 €
ORAAO-V1-NERA-SX	STANGHETTA PER MONTATURA VICTORY/T2 - BLACK SINISTRA	1 PZ	49,00 €	22	49,00 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
BONDOM3000D-4K	Microscopio con camera integrata - Ingrandimento Zoom - Tubo binoculare var. 0~210° - Vario Focus f=180-460mm - Illuminazione a LED - Pacchetto modulo telecamera 4K HD integrato - Supporto mobile - Schermo LG	1pz	Su Richiesta	22	Su Richiesta
BONDOM4000E	Microscopio con camera integrata - Ingrandimento Zoom - Auto focus - Movimento elettromagnetico - Tubo binoculare var. 0~210° - Vario Focus f=200-550mm - Illuminazione a LED - Pacchetto modulo telecamera 4K HD integrato - Supporto mobile - Schermo LG	1pz	Su Richiesta	22	Su Richiesta
BOND TME	Microscopio TME da banco - Ingrandimento Zoom - Tubo binoculare var. 0~210° - Vario Focus f=180-460 mm - Illuminazione a LED - Pacchetto modulo telecamera 4K HD integrato - Base di appoggio - Schermo LCD con supporto integrato	1pz	Su Richiesta	22	Su Richiesta
BONA-021	MORA per microscopio 3000 D-4K e G4 PRO	1pz	1.500,00 €	22	1.500,00 €



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RADIOLOGIA



■ Pellicola Insight IP-01 2,2x3,5 cm Pellicola Radiografica Endorale Periapicale

Pellicola Radiografica Endorale ad alta sensibilità ed alto contrasto. Periapicale (Super Poly-Soft). Riduce al minimo l'esposizione.

Pellicola di sensibilità F, con il tempo di esposizione più basso tra le pellicole presenti sul mercato.

Riduzione delle radiazioni.

Grazie ai ridotti tempi di esposizione, Insight assicura una riduzione delle radiazioni fino al 60%, garantendo più sicurezza per i vostri pazienti.

Eccellente qualità dell'immagine offre eccellenti prestazioni e superiore qualità dell'immagine per diagnosi più sicure, grazie all'esclusiva tecnologia brevettata T-Grain®.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 100 pellicole
singole
(Ref. KD8675332)



■ Pellicola Insight IP-02 2,2x3,5 cm Pellicola Radiografica Endorale Periapicale

Pellicola Radiografica Endorale ad alta sensibilità ed alto contrasto. Periapicale (Super Poly-Soft). Riduce al minimo l'esposizione.

Pellicola di sensibilità F, con il tempo di esposizione più basso tra le pellicole presenti sul mercato. Riduzione delle radiazioni.

Grazie ai ridotti tempi di esposizione, Insight assicura una riduzione delle radiazioni fino al 60%, garantendo più sicurezza per i vostri pazienti.

Eccellente qualità dell'immagine offre eccellenti prestazioni e superiore qualità dell'immagine per diagnosi più sicure, grazie all'esclusiva tecnologia brevettata T-Grain®.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 100 pellicole
singole
(Ref. KD1280619)



■ Pellicola Insight IP-21 3,1X4,1 cm Pellicola Radiografica Endorale Periapicale

Riduce al minimo l'esposizione. Pellicola di sensibilità F, con il tempo di esposizione più basso tra le pellicole presenti sul mercato.

Riduzione delle radiazioni.

Grazie ai ridotti tempi di esposizione, Insight assicura una riduzione delle radiazioni fino al 60%, garantendo più sicurezza per i vostri pazienti.

Eccellente qualità dell'immagine offre eccellenti prestazioni e superiore qualità dell'immagine per diagnosi più sicure, grazie all'esclusiva tecnologia brevettata T-Grain®.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 150 pellicole
singole
(Ref. KD1763960)



■ Pellicola Insight IP-22 3,1X4,1 cm Pellicola Radiografica Endorale Periapicale

Riduce al minimo l'esposizione. Pellicola di sensibilità F, con il tempo di esposizione più basso tra le pellicole presenti sul mercato.

Riduzione delle radiazioni.

Grazie ai ridotti tempi di esposizione, Insight assicura una riduzione delle radiazioni fino al 60%, garantendo più sicurezza per i vostri pazienti.

Eccellente qualità dell'immagine offre eccellenti prestazioni e superiore qualità dell'immagine per diagnosi più sicure, grazie all'esclusiva tecnologia brevettata T-Grain®.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 130 pellicole
singole
(Ref. KD1798628)



■ Twin pack Carestream

Con i prodotti chimici dentali Rapid Access, le radiografie sono pronte sono disponibili per l'interpretazione in 30 secondi (sviluppo in 15 secondi, fissaggio in 15 secondi).

Progettate per fornire radiografie in modo comodo, semplice e rapido.

Pronte all'uso, nessuna necessità di miscelazione.

Compatibile con pellicole dentali Ultra-speed e INSIGHT

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da
3 flaconi da 500ml di sviluppatore
e 3 flaconi da 500ml di fissatore
(Ref. KD8606899)



■ Pellicola Ultra Speed DF-53

misura 2,2x3,5 cm

La pellicola Ultra-Speed è una pellicola per radiografie odontoiatriche indicata per tutti gli esami intraorali.

Il prodotto è compatibile con tutti i tipi di equipaggiamento esistenti e utilizzati nelle catene di rilevazione radiografica.

La sua caratteristica è nel contrasto molto alto, sensibilità molto alta, nitidezza molto elevata radiografie di lucentezza e resa costante anche se utilizzata in differenti condizioni di procedimento.

Ciascuna pellicola è confezionata in un pacchetto individuale.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 100 pellicole
singole

(Ref. KD1228840)



■ Pellicola Ultra Speed DF-57

misura 3,1x4,1 cm

La pellicola Ultra-Speed è una pellicola per radiografie odontoiatriche indicata per tutti gli esami intraorali.

Il prodotto è compatibile con tutti i tipi di equipaggiamento esistenti e utilizzati nelle catene di rilevazione radiografica.

La sua caratteristica è nel contrasto molto alto, sensibilità molto alta, nitidezza molto elevata radiografie di lucentezza e resa costante anche se utilizzata in differenti condizioni di procedimento.

Ciascuna pellicola è confezionata in un pacchetto individuale.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 130 pellicole
singole

(Ref. KD1753664)



■ Pellicola Ultra Speed DF-58

misura 3,1x4,1 cm

La pellicola Ultra-Speed è una pellicola per radiografie odontoiatriche indicata per tutti gli esami intraorali.

Il prodotto è compatibile con tutti i tipi di equipaggiamento esistenti e utilizzati nelle catene di rilevazione radiografica.

La sua caratteristica è nel contrasto molto alto, sensibilità molto alta, nitidezza molto elevata radiografie di lucentezza e resa costante anche se utilizzata in differenti condizioni di procedimento.

Ciascuna pellicola è confezionata in un pacchetto individuale.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 150 pellicole
singole

(Ref. KD1658194)



■ Readymatic fissaggio dental prodotti chimici per tratt. automatico e manuale

Questo prodotto rappresenta soluzioni pronte all'uso che non richiedono operazioni di miscelazione o diluizione, pur mantenendo un'eccellente qualità di trattamento. Consente l'uso in sviluppatrici automatiche di pellicole radiografiche dentali, in modo tale da assicurare una qualità di trattamento costante per radiografie endorali ed extraorali.

Forniscono un'ottima qualità se utilizzate con pellicole endorali INSIGHT e ULTRA-SPEED oppure con pellicole panoramiche T-MAT. Ideale per qualsiasi tipo di sviluppo (automatico, manuale, sviluppatrici dotate di rulli e senza rulli).

Le confezioni Dental Readymatic chiuse rimangono utilizzabili due anni. Il flacone aperto potrà essere utilizzato entro un mese.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 2 flaconi da 5lt

(Ref. KD5285937)



■ Readymatic sviluppo dental prodotti chimici per tratt. automatico e manuale

Questo prodotto rappresenta soluzioni pronte all'uso che non richiedono operazioni di miscelazione o diluizione, pur mantenendo un'eccellente qualità di trattamento. Forniscono un'ottima qualità se utilizzate con pellicole endorali INSIGHT e ULTRA-SPEED oppure con pellicole panoramiche T-MAT.

Consente l'uso in sviluppatrici automatiche di pellicole radiografiche dentali, in modo tale da assicurare una qualità di trattamento costante per radiografie endorali ed extraorali. Ideale per qualsiasi tipo di sviluppo (automatico, manuale, sviluppatrici dotate di rulli e senza rulli).

Le confezioni Dental Readymatic chiuse rimangono utilizzabili due anni. Il flacone aperto potrà essere utilizzato entro un mese.

CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 2 flaconi da 5lt

(Ref. KD5285929)

n.1 conf. da 4 flaconi da 2lt

(Ref. KD5285945)



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
PELLICOLE RADIOGRAFICHE ENDORALI PELLICOLA Carestream dental INSIGHT					
PERIAPICALE (SUPER POLY-SOFT)					
KD1163401	IP-21/3,1x4,1 cm - 150 pellicole singole	1 pz.	124,22 €	22	121,22 €
KD1798628	IP-22/3,1x4,1 cm - 130 pellicole doppie	1 pz.	171,62 €	22	168,02 €
KD1560390	IP-22C/3,1x4,1cm - 100 pellicole doppie IN ESAURIMENTO	1 pz.	171,60 €	22	168,00 €
KD8675332	IP-01/2,2x3,5 cm - 100 pellicole singole	1 pz.	94,82 €	22	92,42 €
KD1280619	IP-02/2,2x3,5 cm - 100 pellicole doppie	1 pz.	113,00 €	22	111,00 €
PERIAPICALE (CARTONATA)					
KD1763960	IP-21/3,1x4,1 cm - 150 pellicole singole IN ESAURIMENTO	1 pz.	148,19 €	22	145,19 €
KD1124981	IP-11/2,4x4,0 cm - 100 pellicole singole IN ESAURIMENTO	1 pz.	114,37 €	22	112,21 €
BITE WING (CARTONATA CON LINGUETTA)					
KD8298929	IB-31/2,7x5,4 cm - 100 pellicole singole IN ESAURIMENTO	1 pz.	244,82 €	22	240,02 €
OCCLUSALE (CARTONATA)					
KD1169143	IO-41/5,7x7,6 cm - 25 pellicole singole IN ESAURIMENTO	1 pz.	120,00 €	22	117,60 €
KD1539931	IP-21 INSIGHT 3,1x4,1 cm - 100 pellicole doppie IN ESAURIMENTO	1 pz.	118,82 €	22	115,82 €
Carestream dental ULTRA-SPEED PELLICOLA Carestream dental ULTRA-SPEED					
PERIAPICALE (SUPER POLY-SOFT)					
KD1658194	DF-58/3,1x4,1 cm - 150 pellicole singole - DF-58/3,1x4,1 cm - 150 pellicole singole IN ESAURIMENTO	1 pz.	109,20 €	22	106,80 €
KD1753664	DF-57/3,1x4,1 cm - DF-57/3,1x4,1 cm IN ESAURIMENTO	1 pz.	153,62 €	22	150,62 €
KD1228840	DF-54/2,2x3,5 cm (ex codice KD122 1650) - DF-54/2,2x3,5 cm (ex codice KD122 1650)	1 pz.	76,00 €	22	75,30 €
KD1491737	Periapicale (CARTONATA) DF-58/3,1x4,1 cm (ex codice KD8951758) - Periapicale (CARTONATA) DF-58/3,1x4,1 cm (ex codice KD8951758) IN ESAURIMENTO	1 pz.	138,02 €	22	135,62 €
KD1491752	DF-57/3,1x4,1 cm (ex codice KD833 9822) - DF-57/3,1x4,1 cm (ex codice KD833 9822) IN ESAURIMENTO	1 pz.	183,62 €	22	180,02 €
KD1273747	DF-56/2,4x4,0 cm (ex codice KD604 1305) - DF-56/2,4x4,0 cm (ex codice KD604 1305) IN ESAURIMENTO	1 pz.	105,01 €	22	103,21 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
KD1273721	DF-55/2,4x4,0 cm (ex codice KD604 1313) - DF-55/2,4x4,0 cm (ex codice KD604 1313) IN ESAURIMENTO	1 pz.	138,59 €	22	136,79 €
KD8393043	Bite Wing (CARTONATA CON LINGUETTA) DF-40/3,1x4,1 cm (ex codice KD846 5890) - Bite Wing (CARTONATA CON LINGUETTA) DF-40/3,1x4,1 cm (ex codice KD846 5890) IN ESAURIMENTO	1 pz.	110,50 €	22	109,00 €
KD1666163	Occlusale (cartonata) DF-50/5,7x7,6 cm (ex codice KD878 8689) - Occlusale (cartonata) DF-50/5,7x7,6 cm (ex codice KD878 8689) IN ESAURIMENTO	1 pz.	117,01 €	22	115,81 €
SCHERMI DI RINFORZO					
SCHERMI DI RINFORZO CARESTREAM DENTAL LANEX MEDIUM					
KD8114654	(Senza Spugna/Utilizzo con cassette standard) 12,7x30,5 cm	1 pz.	306,00 €	22	300,00 €
KD1292671	15,0x30,0 cm	1 pz.	306,00 €	22	306,00 €
SCHERMI DI RINFORZO CARESTREAM DENTAL LANEX REGULAR					
KD1647205	15,0x30,0 cm	1 pz.	306,00 €	22	306,00 €
KD1231299	20,3x25,4cm	1 pz.	306,00 €	22	306,00 €
PRODOTTI CHIMICI Carestream dental Prodotti chimici per trattamento automatico e manuale RAPID ACCESS					
KD8606899	Soluzione Rapid Access Twin set - 6x500ml	1 pz.	62,00 €	22	62,00 €
PRODOTTI CHIMICI Carestream dental Prodotti chimici per trattamento automatico e manuale CARESTREAM DENTAL DENTAL READYMATIC					
KD5285945	Dental Readymatic Sviluppo 4x2 lt	1 pz.	47,00 €	22	47,00 €
KD5285929	Dental Readymatic Sviluppo 2x5 lt	1 pz.	55,00 €	22	54,50 €
KD5285937	Dental Readymatic Fissaggio 2x5 lt	1 pz.	55,00 €	22	54,50 €
SVILUPPO E FISSAGGIO CARESTREAM DENTAL PER RADIOGRAFIA DENTALE					
KD5060686	Dental Sviluppo 4x1 lt	1 pz.	32,00 €	22	31,50 €
KD5060694	Dental Fissaggio 4x1 lt	1 pz.	32,00 €	22	31,50 €
KD5016316	Dental Sviluppo 1x2,25 lt	1 pz.	16,50 €	22	16,50 €
PRODOTTI MEDICALI Carestream dental*					
KD1002740	CASSETTA LANEX MEDIUM SCR 15X30	1 pz.	887,00 €	22	870,00 €
KD1604016	CASSETTA X-OMATIC REGULAR 15X30	1 pz.	306,00 €	22	306,00 €
KD1002773	CASSETTA EXTRA ORALE CON SCHERMO LANEX REGULAR 15X30CM	1 pz.	887,00 €	22	887,00 €

*Avvertenze: i prodotti medicali non sono sempre pronta consegna, potrebbero quindi verificarsi dei ritardi nelle evasioni.

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

PRIMO SOCCORSO



Defibrillatore Semiautomatico FRX

Il defibrillatore semiautomatico Philips FRx presenta innovazioni tecnologiche pensate per il trattamento della causa più comune dell'arresto cardiaco improvviso. E' progettato per una facile predisposizione e un semplice utilizzo e per offrire solidità e affidabilità a coloro che per primi prestano soccorso.

Elettrodi SMART II: possono essere utilizzati su pazienti adulti e pediatrici. Eliminano la necessità di acquistare vari set di elettrodi per tipi di pazienti diversi. Gli elettrodi SMART II consentono al defibrillatore FRx di procedere di pari passo con i soccorritori adattandosi alle loro azioni. Di uso intuitivo, con un design essenziale e istruzioni vocali chiare, comprese quelle per la rianimazione cardiopolmonare, contribuiscono a infondere la sicurezza necessaria per trattare una vittima di arresto cardiaco.

Trasmissione dati wireless: Porta di comunicazione a infrarossi per una facile trasmissione dei dati a uno smartphone o PC che esegue il software Event Review, senza problemi di compatibilità con cavi o hardware.

Attivatore pediatrico: è sufficiente inserire l'attivatore pediatrico nel defibrillatore FRx per segnalare al dispositivo che il paziente trattato è un bambino. Il defibrillatore provvede quindi a fornire istruzioni idonee sul posizionamento degli elettrodi e sulla rianimazione cardiopolmonare. Inoltre, le icone degli elettrodi lampeggiano per indicarne il posizionamento ottimale, mentre il dispositivo riduce l'energia della scarica a un livello più adatto ai bambini.

CONFEZIONAMENTO (Ref. PHD861304)

n.1 confezione contenente:

n.1 defibrillatore FRX Philips, n.1 batteria, n.1 cartuccia per elettrodi per adulti contenente un set di elettrodi di defibrillazione adesivi, n.1 manuale per l'utente, n.1 guida rapida di riferimento



Chiave pediatrica FRX



Chiave per utilizzare il defibrillatore Philips HeartStart FRx su pazienti pediatrici con peso minore di 25 kg o 8 anni di età.

Elettrodi defibrillazione adulti



Coppia di elettrodi di ricambio raccomandati per pazienti adulti o pazienti pediatrici utilizzati in combinazione con la Chiave pediatrica.

Valigetta morbida per FRX



Valigetta morbida in cordura, protegge l'apparecchio da umidità eccessiva, schizzi e urti.

Cartello murale segnalatore



Cartello di segnalazione da installare affisso sopra ad una teca o un supporto contenente un defibrillatore. Permette una maggiore visibilità del defibrillatore.

Staffa per montaggio a parete



Staffa per montaggio a parete per interni progettata appositamente per i defibrillatori Philips HeartStart e i relativi accessori.

Defibrillatore MindRay BeneHeart C1A

mindray
healthcare within reach

Defibrillatore semiautomatico Mindray compatto e leggero in cui sono integrate le funzioni di defibrillazione semiautomatica.

In modalità AED analizza automaticamente il ritmo, determina quando è consigliata l'erogazione di uno shock ed informa l'utilizzatore tramite messaggi vocali e di testo.

BeneHeart C1A è in grado di aumentare le probabilità di successo della defibrillazione (meno di 8 secondi per erogare la prima scarica);

- Accensione in 2 secondi e analisi ECG in 5 secondi;
- Robusto ai test d'impatto da 1.5 m e dotato di un grado di protezione IP55 è ideale per ambienti di pronto soccorso e per l'impiego al di fuori della struttura ospedaliera;
- Possibilità di effettuare la registrazione dei suoni ambientali
- Memorizzazione di 500 eventi paziente, 5 ore di dati relativi al processo di resuscitazione cardiopolmonare e 1000 risultati di test utente
- Elettrodi e batteria della durata di 5 anni, con un costo dei consumabili automaticamente inferiore

CONFEZIONAMENTO (Ref. PHD0654B-XA00001)

n.1 confezione contenente:

n.1 DAE semiautomatico Mindray Beneheart C1A, DAE semiautomatico Mindray Beneheart C1A, Batteria, Elettrodi, Scheda di riferimento rapido, Manuale, Kit di soccorso DAE, Informazioni sulla manutenzione



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
PHD861304	DEFIBRILLATORE FRX	1 pz.	2.065,00 €	22	1.770,00 €
PHD0654B-XA00001	DEFIBRILLATORE MINDRAY C1	1 pz.	1.666,00 €	22	1.428,00 €
PHD989803170891	STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE AED	1 pz.	133,33 €	22	100,00 €
PHD989803170931	CARTELLO MURALE SEGNALE AED - VERDE	1 pz.	49,33 €	22	37,00 €
PHDM5070A	BATTERIA HS1/FRX	1 pz.	294,67 €	22	221,00 €
PHDM5071A	ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE ADULTI HS1 - 1 COPPIA	1 coppia	132,00 €	22	99,00 €
PHDM5072A	ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE PEDIATRICI HS1 - 1 COPPIA	1 coppia	198,67 €	22	149,00 €
PHD989803139261	ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE FRX - 1 COPPIA	1 coppia	108,00 €	22	81,00 €
PHDM5075A	VALIGETTA SEMIRIGIDA HS1	1 pz.	104,44 €	22	78,50 €
PHD989803139311	CHIAVE PEDIATRICA FRX	1 pz.	111,11 €	22	83,50 €
PHD989803139251	VALIGETTA MORBIDA FRX	1 pz.	144,44 €	22	108,50 €
PHD01BM3200-CS	PALLONE MONOUSO SMART BAG ADULTO	1 pz.	21,76 €	22	16,50 €
PHD125000060-00	ELETTRODI MINDRAY MONOUSO	1 pz.	117,33 €	22	88,00 €
PHD115-065054-00	BATTERIA MINDRAY	1 pz.	412,00 €	22	309,00 €
PHDTECA-L	TECA IN ABS CON ALLARME - NO RISCALDAMENTO	1 pz.	444,44 €	22	334,00 €
PHDTECA-LH	TECA IN ABS CON RISCALDAMENTO PER ESTERNI	1 pz.	777,78 €	22	584,00 €
PHD01BM3210-CS	PALLONE MONOUSO SMART BAG PEDIATRICO	1 pz.	21,20 €	22	15,90 €



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

ILLUMINAZIONE



Lampade Polimerizzatrici

Codice.	Marca	Modello	Volts	Watts
PHL0101	Bosworth	Superlight	15	150
	Dentsply-De Trey	Prisma Lite	15	150
	H-J	-	15	150
	Ic	Luxor	15	150
	Kulzer	Translux. Ec. Ecs	15	150
	Litema	Algotech Lh 5000. Puraflex HI 150	15	150
	Pierre Roland	Lux 200	15	150
	Prolux 200	-	15	150
	Sirona/Siemens	C1. C2. C3. C4	15	150
	Solid States Systems	Initiator	15	150
	Vivadent	Heliomat	15	150
PHL0102/2	3M-ESPE	XI1000. XI2500. XI3000. Visilux I. Visilux li	12	75
	3M-ESPE	Elipar li - Elipar Highlight	12	75
	ALMORE	Op	12	75
	ALTRE	Dexter Destilux. Litex 660. Eggert Lux	12	75
	ALTRE	Polilux (Mariotti). Q-Lux Ligth	12	75
	ALTRE	Fotolux (De Giorgi)	12	75
	COLTENE	Coltolux li Lite	12	75
	DARBY	Superdent 7500	12	75
	DEGUSSA	Degulux. Degulux Softstart	12	75
	DEMETRON-KERR	Optilux 101. 400. 401. 402 (75W). Vcl 200. 300	12	75
	DENT-AMERICA	Litex 650	12	75
	DENTSPLY-DE TREY	Prismetics Lite li. Dentsply Qhl75	12	75
	DEXTER/DEXTILUX	-	12	75
	EGGERT LUX	-	12	75
	FOTOLUX (Carlo de Giorgi)	-	12	75
	HEALTCO	Aristocrate I	12	75
	JOVIDENT	Cu80. Cu100	12	75
	KAVO	Polylux 2	12	75
	KENT	Kent Light	12	75
	KRUGG	Foyolight	12	75
	KULZER	Translux Energy	12	75
	LITEMA	Astral	12	75
	LITEX	660	12	75
	MEGA-PHYSIK	Megalux Cs	12	75
	NOVAXA	Vcl 300	12	75
	PHARMETICA	Hilux 200. 250. 300. 350	12	75
	PHASEALLOY	White Cine Gun	12	75
	Q-LUX LIGHT	-	12	75
	R&S	Handlight	12	75
	SIRONA/SIEMENS	M1	12	75
	UNITEX/3M	-	12	75
	VIVADENT	Heliolux Dlx. Gt. Gte	12	75
	VOCO	Polofil Lux	12	75
	WHALDENT/COLTENE	Coltolux li. Coltolux 3. Coltolux 4	12	75
PHL0103	3M-ESPE	Lc	8	20
	ALO17	Lampada Lysta	8	20
	CASTELLINI	Polylight	8	20
	FLEX	-	8	20
	LYSTA	Lc80. Lc85	8	20


Codice.	Marca	Modello	Volts	Watts
PHL0104	ALTRE	Airel. Bayer Lcu. Elcelux. Focus	12	100
	ALTRE	Heliospad (Spad). Restolux (Gacd)	12	100
	ARIEL	-	12	100
	BAYER LCU	-	12	100
	DEMETRON-KERR	Optilux 400. 401. 402 (100W)	12	100
	DENT-MAT	Ceri-Light	12	100
	DENTSPLY-DE TREY	Prismetics Lite	12	100
	EFOS	Lite	12	100
	ELCELUX	-	12	100
	FOCUS	-	12	100
	HELLOSPAD	Spad	12	100
	KINETIC-INSTR.	Sunspot	12	100
	KULZER	Translux CI	12	100
	LD CAULK	Prismetics Lite	12	100
	MECTRON	Pol Hall	12	100
	MEGA-PHYSIK	Cromalux 75 E 100	12	100
	PRO-DEN SYSTEMES	Executor	12	100
	SS WHITE	Profile Vcs	12	100
	TELEDYNE GETZ	Focus Activator	12	100
	VOCO	Profilux	12	100
PHL0105	3M-ESPE	XI1500	10	52
	CASTELLINI	Polylight Iii	10	52
	DENTSPLY-DE TREY	Spectrum	10	52
	FARO	Polisport. Pu504	10	52
	LITEMA	Arcus 2	10	52
	MECTRON	Pol Hall Ii. Bluelight. Bluelight Pro	10	52
PHL0107	DEMETRON-KERR	30. 35. 50. 150. 250. 350	14	35
	DENTSPLY-DE TREY	Euromax. Prolite. Prolite P li	14	35
	EFOS	35	14	35
	FARO	P287	14	35
	HEALTCO	Aristocrate li	14	35
	KAVO	Polylux 1	14	35
	LD CAULK	The Max	14	35
	SATELEC	Acta	14	35
	SIRONA/SIEMENS	M1. C7. C8	14	35
	VIVADENT	Heliolux. Heliolux I. Heliolux li	14	35
PHL0113	DOLAN-JENNER	Fiber Lite 170D	21	150
PHL0117	3M-ESPE	Elipar Trilight 6910	12	75
	VIVADENT	Astralis 5. 7	12	75
PHL0118	DEMETRON-KERR	Optilux 500. 501	12	80
PHL0119	FOTOFIL	Johnson&Johnson	12	75
PHL0121	CASTELLINI	Polysteril. Polysteril li	8	50

Lampade per Riunito

Codice.	Marca	Modello	Volts	Watts
PHL0202	SIRONA/SIEMENS	Siroluxs24v.fantastic(C1.C2.C3.C4)	24	150
PHL0203	ADEC	6300(300H)	24	150
	EURODENT	Isolite(300H)	24	150
	FARO	Sunlight(300H)	24	150
	FARO	70	24	150
	KAVO	1400(Innesto2pin300h)	24	150
	PLANMECA	Delight	24	150
	RITTER	D428-D44lumostarnew-Rit-	24	150
PHL0204	AMACAELLISSE	-	17	95
	ANTHOS	Anteo.eco.lembo.phase.teseo	17	95
	CBSEM	-	17	95
	CEMM	Tsc90.Tsc2000	17	95
	FARO	S70.S90.S2000.Koolbeam	17	95
	FARO	Forest.galviattigl7supoltronafinnent	17	95
	FEDESA	Midway.lineo.scorpio	17	95
	VITALI	Vitalicammobologna	17	95
PHL0209	ADEC	6300(40H)	24	150
	EURODENT	Isolite(40H)	24	150
	FARO	B4843.Sunlight(40H)	24	150
	KAVO	1400(Innesto2pin40h)	24	150
	PLANMECA	Delight	24	150
	RITTER	Lumostarnew-Ritter(40H)-Ritter 130	24	150
PHL0212	ALTRE	Magnax-Maruchieight	12	50
	CASTELLINI	Vega.monta.solar	12	50
	MAGNAX	-	12	50
	MARUCHIEIGHT	-	12	50
	OMS	Vision	12	50
	PHILIPS	Oralux	12	50
	SIRONA/SIEMENS	Siroluxe(C6.C8)	12	50
	VISION	Oms	12	50
PHL0220	XO	Xo4	12	50
	EURODENT	Isolite	24	150
PHL0233	ANTHOS	(Produz.dal2002)A4.A6.Gulliver.kisar	17	95
	ANTHOS	Venus	17	95
	FARO	Edi	17	95
	STERN-WEBER	Venusplus	17	95
PHL0234	ALTRE	Amacaelisse.cbsem.multilux(Stern)	24	150
	ALTRE	Marus-Starvision	24	150
	GALLUS	G208.Gm4	24	150
	MULTILUX	Stem	24	150
	PORTERDAYSTAR	-	24	150
	RITTER	Startrack._Kisuperstarlite	24	150
	STARVISION	-	24	150
	STERN-WEBER	Multilux(Stern)	24	150
PHL0216	PLANMECA	SIROLUX	24	150
PHL0217	OSRAM	HALOSTAR STARLITE	12	75
PHL0238	ALTRE	-	22	150
PHL0240	FLEX	-	24	100
PHL0252	ELECTRICAL	ELECTRICAL - 24V 100W GY6.35	24	100

Lampade Strumentazione

Codice.	Marca	Modello
PHL0501	SIRONA	Micromotori
PHL0502	SIRONA	Turbine
PHL0504	KAVO	Turbine/Micromotori
PHL0507	BIENAIR	Turbine
PHL0508	BIENAIR	Micromotori
PHL0516	W&H	Turbine
PHLL502	SIRONA/SIEMENS	Turbine Led
PHLL504	KAVO	Turbine Led
PHLL507	BIENAIR	Turbine Led
PHLL508	BIENAIR	Micromotori Led
PHLL510	NSK	Turbine Led
PHLL516	W&H	Turbine Led



RICAMBI ILLUMINAZIONE

Simit Dental offre una vasta gamma di referenze che soddisfano le più ampie esigenze del professionista dentale.

La gamma di ricambi illuminazione si suddivide in 4 principali categorie:

- Lampadine per lampade polimerizzanti
- Lampadine per riunito
- Lampadine per strumentazione (micromotorie turbine)
- Lampadine a led per strumentazione

LAMPADINE A LED

Le lampadine a Led assicurano una durata nettamente superiore alle lampadine di tipo alogeno con un costo di utilizzo inferiore. Inoltre la potenza di illuminazione risulta raddoppiata ed il colore della luce evidenzia meglio le nuance gialle e rosse.



CODICE SIMIT	VOLTS	WATTS	CODICE FORNITORE	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DIVENDIGTA
PHL0101	15	150	OSR15150	14,64 €	22	14,30 €
PHL0102/2	12	75	ALO17	25,33 €	22	25,20 €
PHL0103	8	20	ALO55	30,57 €	22	30,50 €
PHL0104	12	100	ALO24	39,91 €	22	39,90 €
PHL0105	10	52	PH89231	34,67 €	22	33,60 €
PHL0112	12	100	OSR12100	14,64 €	22	14,30 €
PHL0113	21	150	USEKE	26,90 €	22	26,50 €
PHL0117	12	75	PH14552	30,62 €	22	30,00 €
PHL0118	12	80	ADK1280	60,65 €	22	60,00 €
PHL0119	12	75	OSR1275	16,56 €	22	16,30 €
PHL0121	8	50	AL605E	14,82 €	22	14,00 €
PHL0202	24	150	AL641	15,36 €	22	15,00 €
PHL0203	24	150	AL642	7,31 €	22	7,00 €
PHL0204	17	95	PHA1262A	27,38 €	22	27,00 €
PHL0209	24	150	OSR3209	6,75 €	22	6,50 €
PHL0212	12	50	OSR3206	8,31 €	22	8,14 €
PHL0216	24	150	AL642TN	16,58 €	22	16,00 €
PHL0217*	12	75	H64450SG2 (In esaurimento)	4,99 €	22	5,34 €
PHL0220	24	150	PH3209	9,48 €	22	9,50 €
PHL0233	17	95	PH14623	17,55 €	22	17,40 €
PHL0234	24	150	OSRA1262	19,53 €	22	19,50 €
PHL0238	22	150	A228150I	62,97 €	22	62,50 €
PHL0240	24	100	AL638	16,98 €	22	16,30 €
PHL0252	24	100	RD24100LD	11,86 €	22	9,00 €
Lampadine per turbine e micromotori						
PHL0501			M6E	32,08 €	22	34,81 €
PHL0502			T6E	32,55 €	22	31,50 €
PHL0504			TM4E	19,81 €	22	18,90 €
PHL0507			T1E	27,68 €	22	26,80 €
PHL0508			M1E	34,52 €	22	33,60 €
PHL0516			T7	45,74 €	22	44,51 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

LISTINO PREZZI 2026



CODICE SIMIT	VOLTS	WATTS	CODICE FORNITORE	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DIVENDIGTA
PHLL502			T6ELED	47,77 €	22	47,30 €
PHLL504			TM4ELED	45,14 €	22	44,10 €
PHLL507			T1ELED	45,14 €	22	44,10 €
PHLL508			M1ELED	47,83 €	22	46,80 €
PHLL510			T5ELED	45,88 €	22	45,24 €
PHLL516			T7ELEDY	51,20 €	22	50,00 €
Varie						
PHL0901	9	52	2741	18,71 €	22	18,20 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2026

Gruppo Simit



SIMIT
DENTAL

SIMIT NEXT
ENDO EXPERT