

A person in silhouette stands on a rocky mountain peak, looking out over a vast, hazy mountain range under a clear blue sky. The image is framed by large, stylized geometric shapes in shades of blue and white, creating a modern, abstract design.

# CATALOGO ENDODONZIA 2025

**SAGOMATURA**



ZARC

# BlueShaper PRO<sup>®</sup>

Due trattamenti termici in un unico strumento



DualWire<sup>®</sup>



# Flessibilità e capacità di taglio eccezionali

**BlueShaper PRO®** è il primo sistema al mondo che combina due trattamenti termici in un unico strumento, grazie alla tecnologia **DualWire®**.



**José Aranguren**

Un sistema estremamente versatile: capacità di taglio, penetrazione e flessibilità in un unico strumento.



**Arman Gazi**

Combinare flessibilità ed efficienza di taglio è una fondamentale necessità nella preparazione dei canali. I miei trattamenti sono ora più sicuri e facili grazie alla tecnologia DualWire®.



**Carlos Franco**

Con lo strumento BlueShaper PRO®, la penetrazione nel canale diventa più veloce e si percepisce un maggior senso di sicurezza in termini di resistenza della punta.



FROM ODONTOLOGISTS  
TO ODONTOLOGISTS

La tecnologia **DualWire®**, sviluppata da Zarc, permette una **maggiore versatilità** dello strumento, offrendo una **punta tagliente** mantenendo la stessa flessibilità dello strumento BlueShaper®.

## BlueShaper PRO®

### L'efficienza della nuova lega

Grazie al **doppio trattamento termico** di **BlueShaper PRO®**, la preparazione del canale è più precisa ed efficace.

Ha una punta tagliente potenziata dai 3 mm Gold della punta.



**DualWire®**

### Tecnologia DualWire®

Primo sistema endodontico che incorpora 2 trattamenti termici in un unico strumento brevettato da Zarc4Endo.



## Progettato per una endodonzia all'avanguardia

BlueShaper PRO® è stato specificamente progettato per soddisfare le esigenze degli endodontisti, fornendo uno strumento di ultima generazione e all'avanguardia.

### Resistenza e prestazioni eccezionali

È stato realizzato con materiali di alta qualità e sottoposto a **rigorosi standard di produzione**.

Offre prestazioni eccezionali grazie a:

- Maggiore **facilità nella penetrazione** dei canali;
- Aumento della **resistenza allo stress torsionale**;
- **Efficienza di taglio** mantenendo lo standard BlueShaper® nella resistenza alla fatica ciclica.

# BlueShaper PRO®

## Migliora la qualità del trattamento endodontico



Punta tagliente



Grande resistenza torsionale



Resistenza alla fatica ciclica



Massima flessibilità

		TAPER	Ø
Z1		10-2%	0,14
Z2		10-2%	0,17
Z3		5-6%	0,19
Z4		5-6%	0,25

## BlueShaper PRO®

La famiglia BlueShaper PRO® è composta da 8 strumenti, il Professionista può scegliere la sequenza più adatta a ciascun caso clinico:

### Sequenza base:

Z1, Z2, Z3 e Z4

### Sequenza completa:

ZX, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5

Disponibili anche in blister dedicati:

ZX, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 e Z7

# SlimShaper PRO®

L'EQUILIBRIO PERFETTO  
PER L'ENDODONZIA  
MINIMAMENTE INVASIVA



**DualWire®**

Con l'esclusiva tecnologia  
DualWire®, brevettata da Zarc,  
per una maggiore efficienza,  
resistenza e flessibilità dello strumento.

## Il miglior strumento per le anatomiche complesse

SlimShaper PRO® è stato progettato specificamente per soddisfare le esigenze dei professionisti dell'endodonzia che lavorano con **anatomiche complesse**, fornendo uno strumento innovativo che rappresenta l'avanguardia dell'**endodonzia minimamente invasiva**.



**Dr. José Aranguren**

Sistema minimamente invasivo con tecnologia DualWire®: capacità di taglio e flessibilità combinati in preparazioni altamente conservative.




**Dr. Massimo Giovarruscio**

SlimShaper PRO®, grazie alla tecnologia DualWire®, garantisce un'eccezionale flessibilità ed efficacia di taglio, mantenendo il trattamento endodontico minimamente invasivo, soprattutto con piccole anatomiche multiple e complesse.



**Professor Shanon Patel**

SlimShaper PRO® cambia le regole del gioco. La tecnologia DualWire® rende la sagomatura facile e predicibile.



La tecnologia DualWire® è stata sviluppata da Zarc per ottenere il perfetto equilibrio tra efficacia, resistenza torsionale e flessibilità in ogni strumento SlimShaper PRO®.

## SlimShaper PRO®

L'equilibrio perfetto

SlimShaper PRO® è il secondo sistema della famiglia PRO che ha rivoluzionato l'endodonzia grazie alla tecnologia DualWire®. Ora è più **flessibile, resistente ed efficace** che mai.

E' dotato di una **punta più affilata**, grazie al doppio trattamento termico negli ultimi 3mm, che offre **una maggiore efficienza di taglio, penetrazione del canale, e resistenza allo stress torsionale**. Ciò riduce il rischio di fratture o deformazioni.



DualWire®

### Tecnologia DualWire®

La famiglia PRO di Zarc utilizza la tecnologia DualWire® per fornire agli strumenti il perfetto equilibrio tra efficacia, resistenza e flessibilità.



## Il sistema minimamente invasivo

SlimShaper PRO® è un sistema di strumentazione con una flessibilità senza precedenti. La sua conicità del 3-4% lo rende ancora più conservativo, versatile e sicuro.

### SlimShaper PRO®

#### SILVER + GOLD

**Massima capacità di taglio, penetrazione del canale, e resistenza torsionale.**

#### GOLD + PINK

**L'equilibrio perfetto tra capacità di taglio e flessibilità.**

#### GOLD + BLUE

**Straordinaria flessibilità e una maggiore resistenza alla fatica ciclica.**

**SlimShaper PRO® conserva il doppio della dentina rispetto ad un sistema di strumentazione canalare tradizionale.**

Karim Aazzouzi-Raïss; Ana Ramírez-Muñoz; Pedro M. Mendez; Gaya C. S. Vieira; José Aranguren; Alejandro R. Pérez. J Endod . 2023 Apr;49(4):430-43.



Minimamente  
invisivo



Massima capacità  
di taglio



Resistenza  
torsionale



Flessibilità e  
memoria di forma



Versatilità


## Massima flessibilità

SlimShaper PRO® è composto da 3 strumenti, tutti caratterizzati da tecnologia DualWire®.

**Specificamente progettato per anatomie complesse**

(strette, larghe, e/o con doppia curvatura) **o molto complesse.**

ZS1



CONICITÀ

6-2%

Ø

15

ZS2



3-4%

20

ZS3



3-4%

25



# excalibur PRO<sup>®</sup>

**NUOVO PASSO VERSO  
IL FUTURO GRAZIE  
ALLA TECNOLOGIA  
NANOCOATING**

FLESSIBILITÀ ED EFFICIENZA DI  
TAGLIO IN UN SOLO FILE



# excalibur PRO®

## Tecnologia all'avanguardia ad ogni rotazione

Excalibur PRO è un file reciprocante molto bilanciato con caratteristiche che lo rendono unico:

- la **tecnologia nanocoating** applicata alla superficie dello strumento ne dona durezza e resistenza. Questo permette di ridurre la **fatica ciclica** e il **rischio di frattura**, senza compromettere **flessibilità** e il **controllo della memoria di forma**.
- **nuova punta ad alta precisione**. Grazie alla nuova e più efficiente geometria della punta, Excalibur PRO **massimizza la capacità di taglio e migliora la penetrazione**, assicurando una performance eccezionale per ogni tipo di utilizzo.
- **conicità del 5%**. Un **design altamente conservativo** che permette di rimuovere meno dentina, preservando l'anatomia originale del dente e assicurando risultati più precisi e meno invasivi.



## Il file reciprocante più avanzato per i professionisti più esigenti




Excalibur PRO è disponibile in 4 diversi diametri, permettendo allo specialista di scegliere il più appropriato a seconda delle necessità cliniche: 20/05, 25/05, 35/05 e 45/05




# excalibur PRO<sup>®</sup>

## Caratteristiche tecniche



Movimento reciprocante: **30° in senso orario e 150° in senso antiorario**  
Velocità suggerita: **400-500\* RPM**

(\*performance ottimale a 500 RPM)



NCF (Numero di cicli alla frattura)

\*José Aranguren, Felipe Oliveros-Porras, Ana Ramírez-Muñoz, Irene Pérez, Marcela Salamanca-Ramos, Karim Aazzouzi-Raiss & Alejandro R. Pérez (2024). Study: **Comparative Analysis of NiTi Instruments with Different Alloy Treatment**. Materials 2024, 17, 4817. <https://doi.org/10.3390/ma17194817>

## Studi Scientifici

Studi scientifici considerano **Excalibur<sup>®</sup>** uno dei file più resistenti alla fatica ciclica sul mercato.

La sua resistenza **supera del 32%** ogni altra sistemica testata.

# Apical Shaper®

ApicalShaper® è compatibile con tutti i sistemi di sagomatura canalare presenti sul mercato, oltre a:

✓ BlueShaper®

✓ excalibur®

✓ SlimShaper®



Strumento per la sagomatura apicale con solo il 3% di conicità per preservare meglio la dentina pericervicale.



**MASSIMA FLESSIBILITA'**



**MAGGIORE CAPACITÀ DI TAGLIO**




**4 POSSIBILI STRUMENTI PER LA SAGOMATURA APICALE: 30, 35, 40 E 50**




**MASSIMA SICUREZZA**





## José Aranguren

ApicalShaper® permette una migliore pulizia e sagomatura a livello apicale preservando la dentina pericervicale. E' possibile fare una sagomatura conservativa garantendo una migliore detersione del canale.




## Stéphane Simon

ApicalShaper® è molto utile e semplice da utilizzare soprattutto in casi di sagomature con ampi foramen apicali. La sua flessibilità è incredibile.



## Valter Fernandes

Quello che apprezzo di più di questo sistema è la possibilità di essere conservativi senza compromettere la dentina nell'area pericervicale garantendo la corretta detersione apicale.



# ApicalShaper®

La gamma ApicalShaper® è composta da quattro strumenti che permettono allo specialista di scegliere quello che si adatta meglio alle sue esigenze cliniche.

**30/03, 35/03, 40/03 e 50/03**

**IMPOSTAZIONI MOTORE  
ENDODONTICO:  
400-500 RPM, TORQUE 4**

	TAPER	Ø
30	3%	0,30
35	3%	0,35
40	3%	0,40
50	3%	0,50



# Creazione del Glide Path

Gli strumenti rotanti NiTi hanno rivoluzionato l'endodonzia, permettendo anche all'operatore meno esperto di realizzare sagomature perfettamente tronco-coniche in armonia con l'anatomia originaria e migliorando notevolmente la prognosi anche di casi più complessi.

I nuovi strumenti rotanti sviluppati da Zarc sono stati realizzati per creare rapidamente e in assoluta sicurezza il Glide Path, eliminando così l'ultima fase manuale dove il Dentista può commettere errori e dando all'Endodontista esperto un'arma per trasformare casi difficili in casi estremamente semplici.

## ZGlider EVO

Cod. ZAZGE00021-25-31



**Z-Glider EVO®** è studiato per facilitare la creazione del glide-path, riducendo lo stress clinico e preservando l'anatomia del canale. Lega Gold di seconda generazione che garantisce efficienza di taglio flessibilità e controllo della memoria di forma.

Fornisce una resistenza alla torsione sufficiente per avanzare attraverso qualsiasi canale. **Il movimento Z-Glider EVO® è a rotazione continua.**

**Favorisce la strumentazione:** la realizzazione di un glide path favorisce la strumentazione fino alla lunghezza di lavoro.

**Confezionamento:** Disponibile in blister da 3 files nelle lunghezze da 21-25-31 mm



## excalibur Glider®

Cod. ZAZGE211502-251502-311502




**Excalibur Glider** è progettato in **lega Gold di seconda generazione** che combina l'efficienza di taglio della Gold originale con una migliore flessibilità e controllo della memoria di forma.

Strumento **a movimento reciprocante** studiato per facilitare la creazione del glide-path. La sezione trasversale garantisce una **maggior efficienza di taglio, con conseguente riduzione del rischio di frattura e di fatica ciclica**, oltre ad un maggiore rispetto dell'anatomia del canale.

**Favorisce la strumentazione:** la realizzazione di un glide path favorisce la strumentazione fino alla lunghezza di lavoro

**Confezionamento:** Disponibile in blister da 3 files nelle lunghezze da 21-25-31 mm



# Strumentazione meccanica rotante

ZARC

Zarc offre una gamma di strumenti e accessori completa per rispondere all'esigenza di ogni Professionista.

La linea dedicata alla strumentazione meccanica rotante è composta, oltre che dalle sistematiche BlueShaper, BlueShaper Pro, Excalibur, SlimShaper®, SlimShaper PRO e ApicalShaper anche dalla soluzione **RetreatAll®** dedicata al ritrattamento dei canali radicolari.



Only 2 files




Continuous rotation



Removes gutta-percha efficiently

## RetreatAll®

Cod. ZAZRETREATA



**RetreatAll®** sono gli strumenti per il ritrattamento del canale radicolare.

Con **solamente due file** vengono garantiti ritrattamenti efficaci con l'eliminazione della guttaperca dall'interno del canale.

Si caratterizza principalmente per:

- **Sezione triangolare:** gli strumenti **RetreatAll®** hanno una sezione triangolare per eliminare efficacemente la guttaperca
- **Rotazione continua:** il movimento degli strumenti **RetreatAll®** è rotatorio continuo
- **Solamente 2 file:** sono necessari solamente due strumenti per rimuovere la guttaperca dall'interno del canale radicolare
- **Eliminazione efficace della guttaperca:** entrambe gli strumenti avanzano per la rimozione della guttaperca più coronalmente e apicalmente grazie al loro design

## Z-Condensor

Codici Vari (ZAZCON\*)




**Z-Condensor®** sono gli strumenti di Zarc per la termocompattazione della guttaperca all'interno del canale radicolare.

Si caratterizza per:

- **Riempimento 3D:** gli strumenti Z-Condensator® favoriscono il riempimento tridimensionale del canale radicolare
- Prodotto in **acciaio inossidabile** disponibile nei seguenti calibri: 025, 030, 035, 040, 045
- Presenta dei segni di profondità per garantire un **controllo assoluto**

## KFile

Codici Vari (ZAZKF\*)




**K-File** è lo strumento manuale k-file in acciaio inossidabile di Zarc.

Le sue caratteristiche principali sono:

- **Acciaio inossidabile:** i K-File sono stati progettati in acciaio inossidabile ad alta resistenza
- Stopper in silicone di colore rosso per una **maggiore visibilità**
- **Manico in plastica SBS** ottenuto mediante un processo di polimerizzazione che gli conferisce alta resistenza
- **Pre-sterilizzato:** gli strumenti sono confezionati in blister sterili pronti all'uso
- **Diverse misure:** le misure disponibili vanno da ISO 06 a 45 con una conicità del 2%. La parte attiva è lunga 16mm.

## KFlex

Codici Vari (ZAZK\*)



**K-Flex** è lo strumento manuale k-file con punta non attiva in acciaio inossidabile di Zarc.

Le sue caratteristiche principali sono:

- **Acciaio inossidabile:** i K-Flex sono stati progettati in acciaio inossidabile ad alta resistenza
- **Punta non attiva:** ideale per sondare i condotti canalari seguendo l'anatomia senza creare solchi e gradini
- Stopper in silicone di colore rosso per una **maggiore visibilità**
- **Manico in plastica SBS** ottenuto mediante un processo di polimerizzazione che gli conferisce alta resistenza
- **Pre-sterilizzato:** gli strumenti sono confezionati in blister sterili pronti all'uso
- **Diverse misure:** le misure disponibili vanno da ISO 06 a 45 con una conicità del 2%. La parte attiva è lunga 16mm.

## HFile

Codici Vari (ZAZHEDST\*)



**H-File** è lo strumento manuale hedstroem in acciaio inossidabile Zarc. Ideale per la rimozione di detriti organici e residui di lavorazione dopo l'utilizzo del K-File. Le sue caratteristiche principali sono:

- **Acciaio inossidabile:** gli strumenti H-File sono stati progettati in acciaio inossidabile ad alta resistenza.
- Sezione lavorante di **forma romboidale**.
- **Manico in plastica SBS** ottenuto mediante un processo di polimerizzazione che gli conferisce alta resistenza.
- **Pre-sterilizzato:** gli strumenti sono confezionati in blister sterili pronti all'uso.
- **Diverse misure:** le misure disponibili vanno da ISO 08 a 80 con una conicità del 2%.
- La parte attiva è lunga 16 mm.

## C+File

Codici Vari (ZCFILE\*)



**C+File** è lo strumento canalare manuale di Zarc utilizzato per allargare il canale radicolare con movimenti di sollevamento e reciprocità verticale:

- Prodotto in **acciaio inossidabile**.
- Si differenzia dal K-File in quanto è realizzato con uno speciale processo di trattamento, **forte in punta e flessibile sul collo**.
- È particolarmente adatto **per i denti calcificati**.
- Si tratta di uno strumento standard **con conicità del 2%**
- È uno strumento **non sterile**.
- **Diverse misure:** 21mm, 25mm e 31mm; diametri in punta 0.06 (rosa)/0.08 (grigio)/0.10 (viola)/0.15 (bianco)

## Z-Micro-Opener

Cod. ZAUDMO1004, 1504, 2004



**Z-Micro-Opener** sono gli strumenti endodontici che, grazie alla **forma anatomica del manico**, permettono al dentista una **miglior visuale** del campo operatorio e di poter utilizzare i sistemi di ingrandimento e il microscopio. Aiutano il sondaggio dei canali difficili anche in presenza di calcificazioni e sono imprescindibili nei ritrattamenti per ritirare la guttaperca e altri ostacoli dall'interno del canale radicolare. Sezione della lima Hedstroem con **bordi taglienti a spirale**.

## Z-Micro-Shaper

Cod. ZAUDMS2002, 2502, 3002



**Z-Micro Shaper** sono gli strumenti endodontici di Zarc che, grazie alla **forma anatomica del manico**, permettono al dentista una **miglior visuale** del campo operatorio e di poter utilizzare i sistemi di ingrandimento e il microscopio. Inoltre, la **sezione dello strumento** è stata appositamente disegnata per la localizzazione dei canali radicolari.



## Z-GAUGE RULER

Cod. ZAZGR



**Z-Gauge Ruler** è stato specificamente progettato per misurare con facilità e precisione il diametro delle punte di carta e di guttaperca e per calibrare la lunghezza delle parti attive degli strumenti utilizzati in endodonzia.

## FILE ORGANIZER

Cod. ZAZSTANDB, DP, DY



**File Organizer** è un box autoclavabile con un righello di misurazione integrato per tenere in ordine gli strumenti endodontici.

Caratteristiche:

- Autoclavabile
- Righello incluso
- **Colori disponibili:** rosso, blu e giallo

## YELLOW ZARC PETALS

Cod. ZAZPY



**Yellow ZARC petals** sono stopper in silicone a forma di fiore per un controllo ottimale della frequenza d'uso e affaticamento degli strumenti.

Caratteristiche:

- Autoclavabili
- 50 unità per sacchetto
- Colore giallo

## ZClean

Cod. ZASP001025RE e ZAUDECB01



**Z-Clean** è un set completo per la pulizia dei file con un design curato e pratico. È possibile sterilizzarlo in autoclave e permette la facile identificazione degli strumenti.

**Z-Clean Sponges** sono le spugnette da inserire nel box Z-Clean per pulire gli strumenti endodontici e tenerli pronti all'uso durante la pratica.

All'interno della confezione troviamo **1 Z-Clean**.

Le spugnette Z-Clean Sponges sono confezionate in **box da 25pz**

## ZRinse

Cod. ZAUDIN3022050, 3026050



**Z-Rinse** sono gli aghi universali di Zarc dedicati all'irrigazione del canale radicolare.

Sono stati progettati per ottenere una disinfezione più completa durante il trattamento endodontico, grazie alla punta con doppio foro laterale d'uscita a diverse distanze.

Hanno un collo angolato per una migliore visibilità e con la connessione luer-lock possono essere utilizzati con le siringhe di qualunque marca.

Sono confezionati in **box da 50pz** e disponibili nelle **misure 22mm e 26mm**.

## ZPlugger

Cod. ZAUDPL357001, 408001, 5010001, 6012001



Strumenti manuali con manico metallico anatomico. Le punte hanno due diverse leghe: **NiTi** per le misure che vanno **da 025 a 060**, mentre **in acciaio inossidabile** per quelle **da 070 a 120**. **Facilitano la compattazione della guttaperca**, infatti, il loro design li rende adatti sia al trattamento dei canali curvi che per la compattazione della guttaperca nel terzo medio e nel terzo coronale dei canali radicolari.



Kohler Dental si è affermata come fornitore leader di strumenti endodontici, progettati appositamente per soddisfare le esigenze dei trattamenti moderni dei canali radicolari.

Gli strumenti non sono solo altamente funzionali, ma anche resistenti alla corrosione e progettati per garantire prestazioni durature. Tutti gli strumenti Kohler sono fabbricati in conformità con i più recenti standard DIN/ISO e sottoposti a test approfonditi per garantire la biocompatibilità, i corretti processi di pulizia, disinfezione, sterilizzazione e test di durata.

Ogni strumento è testato per garantire che rimanga affidabile per anni, soddisfacendo gli standard e i requisiti del MDR (Regolamento sui Dispositivi Medici).



## Trinovo®

### Il manico brevettato con ergonomia perfetta

- La superficie particolare del manico garantisce una presa sicura sia nei movimenti di trazione che di spinta;
- Migliore pulizia e sterilizzazione degli strumenti;
- Lavoro non faticoso grazie al grande diametro ma alla struttura leggera;
- Gli strumenti non rotolano;
- Disponibile sia in acciaio inox che in **Peek**.

### Trinovo Peek nero

Polimero tecnico ad alte prestazioni che offre proprietà di resistenza meccanica e chimica che tollerano alte temperature, quindi autoclavabile. È rigido e non deformabile, biocompatibile ed elettricamente isolante.

### È IL RIVESTIMENTO CHE CARATTERIZZA LA LINEA ENDO BLACK

## ENDOBLACK®

Il rivestimento antiriflesso facilita il lavoro sotto la luce del microscopio e previene l'affaticamento visivo.

- Eccellenti proprietà chimiche
- Barriera biocompatibile
- Insensibilità ai detergenti
- Rischio di corrosione da contatto notevolmente ridotto.

**Il rivestimento è DLC (Diamond-Like-Carbon),** materiale a base di carbonio che possiede alcune proprietà simili a quelle del diamante.

- Elevata durezza
- Enorme resistenza all'abrasione (l'abrasione è ridotta di circa 7 volte rispetto al titanio o all'acciaio inossidabile)
- Riduzione significativa dell'usura e maggiore durata del prodotto





## STRUMENTI PER LA RIMOZIONE DELLA GUTTAPERCA


Gli strumenti sono stati appositamente progettati per la revisione ortograde di un trattamento endodontico.

I micro-ganci sulle estremità fini sono prodotti con la massima precisione e assicurano un aggancio sicuro alla guttaperca, fornendo al contempo un'eccezionale resistenza alla trazione e stabilità.

**Il manico in PEEK, una plastica ad alte prestazioni stabile nella forma e nel colore, è estremamente leggero:** ogni strumento pesa solo 12 grammi.

Il design dell'impugnatura combina i vantaggi della semplicità di pulizia e sterilizzazione con le eccezionali caratteristiche di presa.

Gli strumenti sono disponibili in quattro versioni, adatte alle diverse situazioni cliniche: **lunghezza delle estremità di lavoro 26 mm o 18 mm, ganci a sinistra/destra ◄► o su/giù ▼**



**KO8422**

26 mm



**KO8423**

26 mm




**KO8424**

18 mm



**KO8425**

18 mm



**KO8426**

18/26 mm



Senza gancio, punta **rivestite in diamante** per la rimozione della guttaperca e la penetrazione di canali calcificati o incassati



**Yoshitsugu Terauchi**  
D.D.S., PhD.

Il Dr. Terauchi è docente part-time presso la Tokyo Medical & Dental University e dal 1998 svolge un'attività privata limitata all'endodonzia. Ha conseguito il titolo di DDS nel 1993 e ha completato la specializzazione presso la Tokyo Medical & Dental University nel 1995, dove ha anche conseguito il dottorato di ricerca presso il Dipartimento di endodonzia. Ha pubblicato diversi articoli su riviste specializzate a livello nazionale e internazionale. È inoltre autore di diversi capitoli di libri di testo, tra cui l'undicesima edizione di "Pathways of the Pulp". Ha tenuto conferenze a livello nazionale e internazionale ed è apparso due volte sulla TV nazionale, per parlare di endodonzia moderna.

## SONDE

---



---

**KO6699**  
Sonda DG16



---

**KO3249**  
Sonda DG16 N - Extra Fine



---

**KO9200**  
ENDOBLACK®  
Sonda DG16



Rispetto alla sonda 17 convenzionale, è necessaria una piccola ampiezza per trovare l'accesso al canale radicolare

---

**KO9214**  
ENDOBLACK®  
Sonda DG17/17L modificata



---

**KO9212**  
ENDOBLACK®  
Sonda Parodontale CP12/CP15



---

**KO9201**  
ENDOBLACK® - ø 0,45 mm  
Sonda KX1 dritta



---

**KO9202**  
ENDOBLACK® - ø 0,35 mm  
Sonda KX2 angolata



## SPREADER, SPATOLE e PINZETTA

### Spreader

**KO7536**

20

**KO7537**

30

**KO7538**

40

**KO7539**

50



**KO9205**

Spreader 20/30 ENDOBLACK®



**KO9206**

Spreader 40/50 ENDOBLACK®



**KO9213**

ENDOBLACK®

Spatola di riempimento HEIDEMANN I



**KO9219**

ENDOBLACK®

Spatola con righello per endodonzia



**KO4095**

Pinzetta con manico liscio

Pinzetta endodontica con blocco

## PLUGGER e MICRO PLUGGER

### Plugger

**KO7532**

0,6 mm

**KO7533**

0,8 mm

**KO7534**

1,0 mm

**KO7535**

1,2 mm



**KO8409**

Plugger 0,40 / 0,55 mm  
Trinovo PEEK black



**KO9207**

ENDOBLACK®  
Plugger 1/2 (060/080)



**KO9208**

ENDOBLACK®  
Plugger 3/4 (100/120)



**KO9203**

ENDOBLACK®  
Micro Plugger D1 ø 0,6 mm



**KO9204**

ENDOBLACK®  
Micro Plugger D2 ø 1,0 mm

## SPECCHIETTI e MICRO SPECCHIETTI



### KO9218

Impugnatura per specchietto  
Senza specchietto



### KO9218-DE

Impugnatura per specchietto  
doppio - Senza specchietto



### KO4515-CC

Rhodium 4 ø 22 mm  
Conf. da 12 pz.



### KO4516-CC

Rhodium 5 ø 24 mm  
Conf. da 12 pz.



Doppio specchietto  
Rhodium 4 ø 22 mm

### KO5597 KO5597-CS\*



Conf. da 6 pz.

Doppio specchietto  
Rhodium 5 ø 24 mm

### KO9575 KO9575-CS\*

Conf. da 6 pz.

\*con filettatura conica



Conf. da 12 pz.

#### Ingrandente

### KO4337

Ø 22 mm

### KO4338

Ø 24 mm

#### Piatto

### KO4339

Ø 22 mm

### KO4339-CS\*

Ø 22 mm

### KO4340

Ø 24 mm

### KO6083\*

Ø 24 mm

#### \* con filettatura conica

### KO4515

Ø 22 mm - Rhodium

### KO4516

Ø 24 mm - Rhodium

## INFO

Tutti gli specchietti e i manici degli specchietti hanno una filettatura europea (gambo semplice), se non diversamente indicato.



### KO6412-CC

ENDOBLACK®

Micro specchietto Rodio - ø 3 mm

Conf. da 1 pz.



### KO6413-CC

ENDOBLACK®

Micro specchietto Rodio - ø 5 mm

Conf. da 1 pz.



### KO6414-CC

ENDOBLACK®

Micro specchietto Rodio - 3x6 mm

Conf. da 1 pz.



### KO8395

Mini Specchietto Rodio - ø 10 mm

Conf. da 1 pz.



### KO8396

Mini Specchietto Rodio - ø 12 mm

Conf. da 1 pz.



### KO8397

Mini Specchietto Rodio - ø 14 mm

Conf. da 1 pz.

**IRRIGAZIONE**







# Irrigazione canalare a pressione negativa e Sistema di attivazione



*Il sistema di irrigazione Pac-Dent iVac™ coniuga in un unico dispositivo, facile da usare, l'effetto sinergico dell'irrigazione continua a pressione negativa e l'attivazione ad ultrasuoni.*



Il sistema iVac è stato creato utilizzando i tre concetti più importanti stabiliti dalla ricerca endodontica:

La **vibrazione ultrasonica** che crea un catalizzatore chimico per le soluzioni irriganti insieme ad una cavitazione temporanea e ad effetti di microstreaming, con la conseguente azione di pulizia chimico-meccanica nelle aree di difficile accesso del canale radicolare.

**Pressione apicale negativa**, mediante la quale il fluido di irrigazione si sposta dalla camera pulpare all'area apicale senza causare fuoriuscite del liquido irrigante oltre il forame apicale.



Il principio dell'**irrigazione continua**, secondo cui il volume dell'irrigante viene rinnovato continuamente. Il costante ricambio dell'irrigante provoca un'attività chimica ideale.




## Il meglio di tutti i sistemi di irrigazione in un unico prodotto sicuro ed intuitivo

- iVac™ utilizza la pressione negativa che evita il rischio di estrusione dell'irrigante permettendo a quest'ultimo di pulire e disinfettare l'intero canale radicolare in tutta la sua lunghezza<sup>1,2</sup>
- iVac™ è estremamente utile nei casi in cui il controllo della profondità dell'irrigazione è essenziale<sup>3</sup>, come nel caso di denti giovani, casi di apicificazione, rigenerazione e riassorbimento del forame apicale.
- iVac ha un design che permette il continuo scambio e rinnovo di irrigante, attivato con ultrasuoni, nel canale radicolare durante il trattamento.
- Può pulire e disinfettare efficacemente le irregolarità del sistema canalare con l'azione dell'irrigazione continua ad ultrasuoni<sup>4,5,6</sup>
- La microcannula in polimero permette un'efficace attivazione ultrasonica<sup>7</sup> dell'irrigante anche nei canali più curvi e irregolari.
- Il sistema iVac è semplice da utilizzare e ha un funzionamento intuitivo. Può essere utilizzato con i principali apparecchi piezo ultrasonici in commercio (Type-S o E), con o senza serbatoio.
- Oltre alla vibrazione ultrasonica i diametri esterno ed interno della cannula riducono notevolmente il rischio di intasamento.

## Volume di soluzione irrigante estrusa dal forame apicale<sup>2</sup>



Parete del terzo apicale dopo la strumentazione



Parete del terzo apicale dopo il protocollo di irrigazione finale iVac<sup>8</sup>

1. Desai P, Himel V. JOE 2009 Apr;35(4):545-9.

2. Gomes, B. Extrusion Preliminary Report – iVac. UNICAMP, Brazil, 2022. In Press.

3. Mitchell RP, Yang SE, Baumgartner JC. JOE 2010 Feb;36(2):338-41.

4. Layton G et al. JOE 2015 Jun;41(6):884-9.

5. Nielsen BA, Craig Baumgartner JOE 2007 May;33(5):611-5.

6. Siu C, Baumgartner JC. JOE 2010 Nov;36(11):1782-5.

7. Doppler Vibrometry Analysis. Preliminary report results. Akisue, E. POLI, USP, Brazil, 2022. In Press.

8. Data and images courtesy of Marco A. Hungaro Duarte, DDS, MS, PhD, USP, Brazil.

# IrriFlex®

Ago flessibile per l'irrigazione canalare

## FLESSIBILITÀ

A differenza dei tradizionali aghi metallici, IrriFlex® si adatta facilmente all'anatomia dei canali radicolari, anche i più complessi. La flessibilità della cannula in polipropilene permette un accesso apicale senza resistenza o danni alle pareti dentinali.

## EFFICACIA

Alle sue estremità, IrriFlex® è dotato di 2 aperture laterali situate alla stessa altezza.

Questa caratteristica unica gli conferisce un'equilibrata espulsione dell'irrigazione attraverso due precisi getti orientati direttamente contro le pareti dentinali.

La conicità della cannula segue la forma del canale.

Man mano che il liquido sale verso la porzione coronale, lo spessore del flusso d'irrigazione è costante, massimizzando la forza di taglio e la rimozione di detriti, fango dentinale e biofilm.

La cannula IrriFlex® è realizzata in Svizzera. Prodotta in camera bianca, viene consegnata in confezione singola.

Compatibile con EDTA 17%, ipoclorito 5,25%, clorexidina 2%, acido citrico 40%.



# N5™ G-Clor

SIMIT NEXT  
Endo Expert

La soluzione per il lavaggio canalare d'eccellenza

## N5™ G-Clor Sodio ipoclorito al 5% in cloro attivo

Soluzione pronta all'uso a base di ipoclorito di sodio al 5% per l'irrigazione dei canali radicolari nel corso di operazioni di alesaggio.



L'elevata qualità del confezionamento primario in vetro garantisce una stabilità maggiore del prodotto nel tempo.

### Caratteristiche funzionali del prodotto:

- ✓ Elevata capacità di dissoluzione della componente organica grazie all'elevata concentrazione e l'elevato pH;
- ✓ Elevate attività antimicrobiche anche per *Enterococcus Faecalis*.

### CONFEZIONE

Flacone multidose da 250 ml.

### COMPOSIZIONE

Sodio Ipoclorito titolato al 5% in cloro attivo.



**OTTURAZIONE**





# Soft-Core®

Otturatore endodontico

Un nucleo polimerico radiopaco con  
una guttaperca termoplastica

## Vantaggi

- La flessibilità rende possibile il riempimento anche dei canali radicolari più impegnativi
- Veloce, efficiente, affidabile
- Compatibile con qualsiasi conicità della preparazione del canale radicolare
- Il carrier centrale più sottile garantisce un riempimento più uniforme ed omogeneo di guttaperca
- Adatto al riempimento di canali stretti, curvi e lunghi
- Facile da usare e semplice rimozione del manico dalla guttaperca tramite rotazione
- Clinicamente testato da oltre 18 anni

Il carrier degli **otturatori Soft-Core®** è più sottile rispetto ai principali otturatori carrier-based in commercio, consentendo una maggiore flessibilità per il posizionamento anche nei canali più curvi.

Un carrier più sottile significa anche più guttaperca per avere ogni volta riempimenti più densi

## Guttaperca naturale

La **guttaperca Natural GP™** utilizzata per il nostro otturatore endodontico **Soft-Core®** viene lavorata con gomma grezza naturale raccolta da alberi della gomma indonesiani.

Tutta la produzione viene eseguita da **CMS Dental A/S in Danimarca** secondo specifiche tecniche esatte.

Gli ingredienti della **guttaperca Natural GP™** sono privi di componenti tossici.

Ogni fase di produzione per ogni lotto di **Natural GP™** è rigorosamente controllata per garantire una qualità ottimale del prodotto.



# Soft-Core®

Fornetto

## Vantaggi



- Riscaldamento istantaneo
- Possibilità di scaldare 4 otturatori contemporaneamente
- Mantiene gli otturatori caldi e pronti all'uso per 15 minuti

Un canale radicolare otturato tridimensionalmente significa che anche eventuali canali laterali e canali accessori sono stati riempiti correttamente.

Il design unico dell'otturatore endodontico Soft-Core® lo rende la scelta ideale per diversi motivi:

- L'impugnatura dell'otturatore può essere piegata per facilitare il trattamento dei denti posteriori.
- Il carrier è coperto con guttaperca flow.
- Un singolo otturatore riempie l'intero canale e, grazie alla forza idraulica, la guttaperca calda viene portata facilmente in apice.
- L'otturatore ha un sottile carrier ovale che fornisce un eccellente afflusso della guttaperca coronalmente.

# NeoSEALER<sup>®</sup> Flo


## Sigillante Bioceramico di nuova generazione

NeoSEALER<sup>®</sup> Flo è un sigillante canale bioceramico con proprietà di manipolazione superiori, che promuove la formazione di idrossiapatite per innescare il processo di guarigione.

- NeoSEALER<sup>®</sup> Flo è progettato con cura per promuovere il posizionamento e massimizzare la bioattività.
- Promuove la formazione di idrossiapatite sulla superficie per sigillare e supportare la guarigione attraverso il rilascio di ioni calcio e idrossido.
- Biocompatibile, non citotossico, non genotossico, inizialmente ad alto pH (alcalino / basico), che si è dimostrato antimicrobico in vitro.

## Formulato con più cemento bioattivo di altri sigillanti bioceramici.<sup>2,3</sup>

MTA è il materiale bioattivo che promuove il posizionamento e supporta la guarigione.



### Senza Resina

NeoSEALER<sup>®</sup> Flo è privo di resina per la massima bioattività e biocompatibilità.

### Alta Osteogenicità

### Non macchia, NaOCl non causa discolorazioni

### Elevata Radiopacità

NeoSEALER<sup>®</sup> Flo contiene ossido di tantalio che garantisce una elevata radiopacità.

L'ossido di tantalio ha un numero atomico più alto fornendo una radiopacità superiore a quella dell'ossido di zinco che viene usato più frequentemente.

NeoSEALER<sup>®</sup> Flo pur mantenendo un'eccellente radiopacità, consente di aver un maggior contenuto di cemento.



Courtesy of  
Alejandro Podolsky, DDS Endodontist




Courtesy of  
Ron Hill, DDS, MSD Endodontist

## Tempo di indurimento più rapido rispetto ai più noti sigillanti bioceramici

Per assicurare un completo sigillo, minimizzando il rischio di micro-infiltrazioni

- Ideale per procedure odontoiatriche a contatto dei tessuti periradicolari, compresa l'otturazione e la sigillatura dei canali radicolari.



raggiunge  
la profondità  
dei canali laterali

## Ottimizzato sia per l'otturazione verticale a caldo che a cono singolo

NeoSEALER<sup>®</sup> Flo non si condensa e non bolle durante l'otturazione a caldo garantendo la massima flessibilità nell'utilizzo di un prodotto senza doverlo riposizionare, per semplificarne la pratica quotidiana.

Adoro la scorrevolezza di Avalon Biomed NeoSEALER<sup>®</sup> Flo. Riveste uniformemente le pareti del canale ed è facile la detersione della camera dopo l'otturazione.

- Ryan Walsh, DDS, MS Endodontist

<sup>2</sup> NeoSEALER<sup>®</sup> Flo contiene il 6% in più di cemento bioattivo in peso rispetto a EndoSequence BC Sealer<sup>®</sup> (dati interni ottenuti tramite analisi XRD)  
<sup>3</sup> NeoSEALER<sup>®</sup> Flo contiene il 37,9% in più di cemento bioattivo in peso rispetto ad AH Plus Bioceramic<sup>®</sup> (dati interni ottenuti tramite analisi XRD)

\* non sono marchi registrati di Avalon Biomed

# Costruisci il tuo kit NeoSEALER® Flo



## Flex Flo Tip

Più precisione e 81% di spreco in meno di prodotto

- Progettato per garantire l'81% di spreco del prodotto in meno rispetto agli aghi convenzionali
- Stopper integrato per la precisione del posizionamento
- Punta flessibile calibro 25,5 per raggiungere in profondità i canali più piccoli



## Basic Flex Tip

Massimo livello di adattabilità e 29% di spreco in meno del prodotto

- Progettato per ridurre del 29% lo spreco del prodotto rispetto agli aghi convenzionali
- Altamente flessibile per seguire l'anatomia del canale
- Punta flessibile e rifilabile calibro 25

**Al contrario delle resine inerti e dei materiali a base di ZOE, MTA fornisce la tecnologia all'avanguardia per promuovere la bioattività per supportare la guarigione.**

- Dopo il posizionamento di MTA nel dente, i fluidi del corpo penetrano nella pasta attivandone la presa.
- Durante questo processo calcio e ioni di idrossido vengono rilasciati dall'MTA, promuovendo la formazione di idrossiapatite (HA) sulle superfici dell'MTA.
- Quando l'idrossiapatite ricopre la superficie, nasconde l'MTA sottostante riducendo al minimo la reazione al corpo estraneo e stimolando così le risposte di guarigione dei tessuti pulpari e periapicali.

## Dimensionalmente stabile

A differenza dei sigillanti a base di resina, NeoSEALER Flo® è dimensionalmente stabile rispetto allo standard ADA.

ADA 57 std. <1% contrazione & <0.1% espansione


## Tempo di lavorazione esteso



\* indurimento in vivo in presenza di umidità

## Elevata fluidità

Particelle di piccole dimensioni permettono un'eccellente fluidità per riempire e sigillare anche i canali laterali



*Cristalli precipitati di fosfato di calcio sparsi sulla superficie di silicato tricalcico idratato<sup>1</sup>*



*Immagine ad alto ingrandimento dei cristalli di fosfato di calcio<sup>2</sup>*



# NeoPUTTY

## Lo standard superiore tra i Putty Bioceramici attivi

NeoPUTTY™ è premiscelato e ottimizzato per una manipolazione ed un posizionamento più efficienti.


Il suo film compatto, non appiccicoso, resistente al risciacquo, unitamente alla bioattività, lo rendono il putty migliore per lo svolgimento delle procedure quotidiane più importanti.

## NeoPUTTY™ garantisce prestazioni eccellenti per le procedure dentali a contatto con la polpa vitale ed il tessuto periradicolare:

- Incappucciamento diretto e indiretto della polpa
- Pulpotomia parziale
- Sottofondo
- Pulpotomia e Apexogenesi
- Riparazione di perforazione
- Riassorbimento radicolare
- Otturazione radicolare
- Apacificazione delle radici
- Otturazione apicale

## Superiore radiopacità della sua categoria

Radiopacità 8.4 mm Al equivalente.



## Tempo di lavoro prolungato



\* Indurisce in vivo in presenza di umidità

## Elevato pH

Per promuovere la risposta osteogenica.

## Bioattività su base MTA

Forme di idrossiapatite per garantire una sigillatura bioattiva.

## Consistenza solida non appiccicosa

Il putty uniforme, consistente e non appiccicoso rende il posizionamento e la condensazione più facili.

\* Non sono marchi registrati di Avalon Biomed



Una volta esposto all'umidità atmosferica NeoPutty™ garantisce un tempo di lavoro prolungato. Da una prospettiva citotossica in vitro, NeoPutty™ può essere considerato più biocompatibile rispetto al putty EndoSequence\*

Source: Qin Sun, Meng Meng, Jeffrey N. Steed, Stephanie J. Sidow, Brian E. Bergeron, Li-na Niu, Jing-zhi Ma, Franklin R. Tay, Manoeuvrability and biocompatibility of endodontic tricalcium silicate-based putties, Journal of Dentistry, Volume 104, 2021, 103530, ISSN 0300-5712

## Siringa a zero spreco



Siringa a zero spreco con pistone di estrusione positivo

## Non si secca

tra un utilizzo e l'altro, mantenendo la consistenza ideale durante l'intera procedura.

## Non Macchia

- I denti non scoloriranno MAI
- NaOCl non causa discolorazioni

## Privo di Resine

per massimizzarne la bioattività.

# NeoMTA<sup>®</sup> 2



## Un prodotto per ogni procedura

L'esclusivo gel NeoMTA<sup>®</sup> 2 consente di miscelare ed ottenere una consistenza spessa tipo putty o fine come un sigillante (vedi video a fondo pagina), con prestazioni che ti permettono di raggiungere migliori risultati per i tuoi pazienti.

## Un prodotto per le tue procedure più importanti:

- Incappucciamento diretto e indiretto della polpa
- Pulpotomia parziale
- Liner
- Sottofondo
- Pulpotomia
- Apexogenesi
- Riparazione di perforazione
- Riassorbimento
- Sigillatura
- Otturazione
- Apacificazione
- Otturazione dell'apice

## Il più efficiente per tempo di lavoro e di presa

NeoMTA<sup>®</sup> 2 è progettato per consentire migliori proprietà di manipolazione, sia con una consistenza simile ad un sealer, che con una consistenza simile ad un putty.

Il suo tempo di lavoro può essere prolungato se necessario reidratando la polvere con il gel, dando più tempo per completare la procedura.



Miscelato  
come un  
putty



Miscelato  
come un  
sigillante

## Immediatamente resistente al risciacquo

Rimane dove viene posizionato in modo da consentire la completa procedura in efficienza, garantendo un beneficio bioattivo.

**Con 0% di perdita di peso, NeoMTA<sup>®</sup> 2 è più stabile rispetto ai principali concorrenti**

PRIMA	DOPO	
		0% Perdita di peso
		51.8% Perdita di peso
		88.4% Perdita di peso

Avalon  
Biomed NeoMTA<sup>®</sup> 2

Dentsply Sirona  
ProRoot<sup>®</sup> MTA\*

Septodont  
Biodentine<sup>®</sup>3\*

## Test di risciacquo a 3 minuti dopo la miscelazione a putty.

Analisi interne - Avalon Biomed

\* Non sono marchi registrati di Avalon Biomed

Guarda il video



Consistenza Sealer

Guarda il video




Consistenza Putty



**Al contrario delle resine inerti e dei materiali a base di ZOE, MTA fornisce la tecnologia all'avanguardia per promuovere la bioattività e supportare la guarigione.**

- Dopo il posizionamento di MTA nel dente, i fluidi del corpo penetrano nella pasta attivandone la presa.
- Durante questo processo calcio e ioni di idrossido vengono rilasciati dall'MTA, promuovendo la formazione di idrossiapatite (HA) sulle superfici dell'MTA.
- Quando HA ricopre la superficie, nasconde l'MTA sottostante riducendo al minimo la reazione al corpo estraneo e stimolando così le risposte di guarigione dei tessuti pulpari e periapicali.



Cristalli precipitati di fosfato di calcio sparsi sulla superficie di silicato tricalcico idratato<sup>1</sup>



Immagine ad alto ingrandimento dei cristalli di fosfato di calcio<sup>2</sup>

1. NeoSEALER<sup>®</sup> Flo contiene il 6% in più di cemento bioattivo in peso rispetto a EndoSequence BC Sealer\* (dati interni ottenuti tramite analisi XRD)

2. NeoSEALER<sup>®</sup> Flo contiene il 37,9% in più di cemento bioattivo in peso rispetto ad AH Plus Bioceramic\* (dati interni ottenuti tramite analisi XRD)

## Guttaperca Z-Fit

Le punte di guttaperca Z-Fit con **conicità progressiva** sono particolarmente adatte ai canali con una morfologia complessa.

Sono disponibili in due versioni: **Narrow** (N) con diametro in punta di 0.15 e **Wide** (W) con diametro in punta di 0.30.

Entrambe hanno una conicità iniziale del 4% fino al diametro di 0,84mm, da quel punto in poi proseguono con una conicità dello 0%, per evitare di rimanere bloccate nel terzo coronale.

**Confezioni da 60 pezzi**

(Ref. ZAGP-701, 702)



## Punte di carta Z-Fit

Le punte di carta sterili Z-Fit con **conicità progressiva** sono particolarmente adatte ai canali con una morfologia complessa.

Sono disponibili in due versioni: **Narrow** (N) con diametro in punta di 0.15 e **Wide** (W) con diametro in punta di 0.30.

Entrambe hanno una conicità iniziale del 4% fino al diametro di 0,84mm, da quel punto in poi proseguono con una conicità dello 0%, per evitare di rimanere bloccate nel terzo coronale.

**Confezioni da 180 pezzi**

(Ref. ZASCP-701, 702)

## Punte di Carta

Cod. ZAPP48,49,78,79,120,121



**Le punte di carta** Zarc sono compatte ed estremamente assorbenti, permettono di asciugare perfettamente prima dell'otturazione con cono di guttaperca, otturatore carrier-based o cemento.

Sono disponibili nelle seguenti misure:

Paper Point Zarc **.06/30**, Paper Point Zarc **.06/25**, Paper Point Zarc **.04/30**, Paper Point Zarc **.04/25**, Paper Point Zarc **X Fine**, Paper Point Zarc **Fine**

## Punte di Carta BlueShaper®

Cod. ZAPP144,145,146,147,148



**Punte di carta** create appositamente per la sistemica NiTi BlueShaper® Zarc.

Compatte ed estremamente assorbenti, si adattano perfettamente alla forma del canale sagomato con gli strumenti BlueShaper® e BlueShaper PRO® e permettono di asciugare perfettamente prima dell'otturazione con cono di guttaperca, otturatore carrier-based o cemento.

## Punte di Carta SlimShaper®

Cod. ZAZSPP\*ZS2, ZS3



**Le punte di carta Slimshaper®** sono le punte di carta appositamente create per la sistemica NiTi Slimshaper®.

Compatte ed estremamente assorbenti, si adattano perfettamente alla forma del canale sagomato con gli strumenti Slimshaper® e SlimShaper PRO® permettono di asciugare perfettamente prima dell'otturazione con cono di guttaperca, otturatore carrier-based o cemento.

## Punte di Carta Excalibur®

Cod. ZAZREPP\*20, 25, 35, 45



**Le punte di carta Excalibur®** sono le punte di carta appositamente create per la sistemica NiTi Excalibur®.

Compatte ed estremamente assorbenti, si adattano perfettamente alla forma del canale sagomato con gli strumenti Excalibur® e permettono di asciugare perfettamente prima dell'otturazione con cono di guttaperca, otturatore carrier-based o cemento.



## Punte di carta sterili BlueShaper®

Cod. ZASCPP-144,145,146,147,148



Punte di carta disponibili nel comodo blister da 180 pz , pronte all'uso e studiate appositamente per asciugare i canali sagomati con le sistematiche BlueShaper o BlueShaper PRO.

Sono disponibili nelle seguenti misure:

**Z3, Z4, Z5, Z6, Z7**

## Punte di carta sterili SlimShaper®

Cod. ZASCPP-201,202,203



Punte di carta estremamente sottili, disponibili nel comodo blister da 180 pz, pronte all'uso e studiate appositamente per asciugare i canali sagomati con le sistematiche mininvasive SlimShaper e SlimShaper PRO.

Sono disponibili nelle seguenti misure:

**ZS1, ZS2, ZS3**

## Punte di carta sterili Excalibur®

Cod. ZASCPP-320,325,335,345



Il diametro delle punte di carta coincide con quello degli strumenti Excalibur. Confezionate in blister sterile da 180 pz. pronte all'uso.

Sono disponibili nelle seguenti misure:

**E20, 25, E35, E45**

## Punte di carta sterili ApicalShaper®

Cod. ZASCPP-430,435,440,450



Punte di carta disponibili nel comodo blister da 180 pz , pronte all'uso e studiate appositamente per asciugare i canali sagomati con la sistematica ApicaShaper.

Sono disponibili nelle seguenti misure:

**Z30, Z35, Z40, Z45**

## Punte di carta sterili

Cod. ZASCPP-48,49,78,79,120,121



Utilizzate per assorbire i liquidi del tessuto canalare durante il trattamento endodontico.

Sono disponibili in blister sterile da 180 pz nelle seguenti misure:

**04/25 04/30, 06/25, 06/30, Fine, X-Fine**

# OTTURAZIONE



## Guttaperca

Cod. ZAGP48,49,78,79,120,121



I **Coni di guttaperca** Zarc si adattano perfettamente al canale e garantiscono una buona fluidità all'interno del canale radicolare.

Sono disponibili nelle seguenti misure:

Guttaperca Zarc **.06/30**, Guttaperca Zarc **.06/25**, Guttaperca Zarc **.04/30**, Guttaperca Zarc **.04/25**, Guttaperca Zarc **X Fine**, Guttaperca Zarc **Fine**

## Guttaperca BlueShaper®

Cod. ZAGP144, 145,146,147,148



**Coni di guttaperca** disegnati appositamente per la sistematica NiTi BlueShaper®Zarc.

Si adattano perfettamente al canale sagomato con gli strumenti BlueShaper® e BlueShaper PRO® e garantiscono una buona fluidità all'interno del canale radicolare.

## Guttaperca SlimShaper®

Cod. ZAZSSGP\*ZS2, ZS3



**Guttaperca SlimShaper®** sono i coni di guttaperca disegnati appositamente per la sistematica NiTi SlimShaper®.

Si adattano perfettamente al canale sagomato con gli strumenti SlimShaper® e SlimShaper PRO® e garantiscono una buona fluidità all'interno del canale radicolare.

## Guttaperca Excalibur®

Cod. ZAZREGP\*20, 25, 35, 45



**Guttaperca Excalibur®** sono i coni di guttaperca disegnati appositamente per la sistematica NiTi Excalibur®.

Si adattano perfettamente al canale sagomato con gli strumenti Excalibur® e garantiscono una buona fluidità all'interno del canale radicolare.

## Guttaperca ApicalShaper®

Cod. ZAGP-430, 435, 440, 445



**Guttaperca ApicalShaper®** sono i coni di guttaperca disegnati appositamente per la sistematica ApicalShaper®.

Si adattano perfettamente al canale sagomato con gli strumenti ApicalShaper® e garantiscono una buona fluidità all'interno del canale radicolare.

# PD™ MTA White



**Materiale Endodontico per una riparazione biocompatibile**

PD™ MTA White è un cemento di riparazione a base di aggregato di triossido minerale (mineral trioxide aggregate, MTA) formulato con tungstato di calcio e progettato per miscelarsi rapidamente e facilmente, raggiungendo senza sforzi la giusta consistenza per svariate procedure.


Il carattere alcalino del cemento conferisce proprietà antibatteriche e il suo carattere idrofilico favorisce la neoformazione del cemento, creando un ambiente favorevole alla guarigione dei tessuti peridontali. Inoltre stimola la formazione di una barriera dentinale direttamente a contatto con la polpa.

L'eccellente biocompatibilità di PD™ MTA White con la parete dentinale e la polpa ne consente l'uso per otturazioni radicolari ortograde e retrograde, per il trattamento dei riassorbimenti radicolari cervicali, come materiale di incappucciamento della polpa, nonché per l'apicizzazione e la pulpotomia dei denti immaturi nei bambini e negli adolescenti.

**Privo di ossido di bismuto  
per evitare macchie  
e scolorimenti.**



Guarda il video



# MAP VPT

Una nuova aggiunta alla gamma MAP System per la distribuzione precisa del materiale nella **terapia della polpa vitale**.



L'estensione MAP System è unica per quanto riguarda la sua adattabilità e compatibilità con i materiali più avanzati per la terapia della polpa vitale.

## Vantaggi

- Maggiore precisione per garantire una copertura uniforme e ridurre al minimo lo spreco di materiale;
- Un design ergonomico che semplifica la manipolazione e riduce lo stress durante le procedure delicate;
- Autoclavabile e riutilizzabile.

## Indicazioni

Posizionamento del materiale per riparazione durante la procedura di incappucciamento pulpare.



**Bianco:**  
2,3 mm

**Viola:**  
3,4 mm



# MAP SYSTEM



Per il posizionamento dei materiali da otturazione endodontici


Il MAP SYSTEM (Micro-Apical Placement System) è un metodo unico ed efficiente per posizionare i materiali da riempimento endodontici tramite otturazione ortograde o retrograda.

Il puntale NiTi a memoria di forma può essere sagomato manualmente in base alle necessità adattandosi facilmente alla forma del canale radicolare.

## Puntale NiTi a Memoria di Forma

- ø est. 0.90 mm
- ø est. 1.10 mm
- ø est. 1.30 mm

Il puntale NiTi a memoria di forma può essere precurvato manualmente in base alle diverse esigenze per gli accessi ortogradi o chirurgici complessi. Ritorna alla forma diritta iniziale durante la sterilizzazione.



## 1 Puntale MAP One Kit

Lo Starter Kit essenziale ma contenente tutto il materiale necessario per il professionista che approccia il sistema per la prima volta.



## 3 Puntali Intro Kit

Il Kit ottimale per il clinico alla ricerca di flessibilità e precisione.



# EUGENATE DESOBTURATOR

**Solvente all'olio di arancio per la rimozione di materiali endodontici**



In caso di ritrattamento endodontico, Eugenate desobturator è un solvente a base di olio di arancio puro utilizzato per ammorbidire e successivamente rimuovere con azione meccanica i cementi a base di eugenolo (eugenato) o le punte di guttaperca.

L'ammorbidimento dei materiali per otturazione ne facilita la rimozione meccanica, soprattutto in caso di criticità dovute alla durezza e alla posizione del materiale.

Poiché sono necessarie solo poche gocce di solvente, è possibile ottenere un'erogazione precisa utilizzando un prodotto per dosaggio goccia a goccia.



I risultati hanno mostrato che Xylene, Eugenate Desobturator, Eucalyptol e EDTA possono essere utilizzati per la rimozione di Endofill, Apexit Plus e AH Plus durante il ritiro endodontico con variazioni tra questi sottogruppi; D.W (gruppo di controllo) ha mostrato la minore capacità di dissolvere questi sigillanti.

Il sigillante EndoSequence BC è insolubile nei solventi testati.

Consulta la scheda prodotto sul nostro sito [www.simitdental.it](http://www.simitdental.it) nella sezione "Download" per scaricare l'articolo completo.



## EDTA 17%. Soluzione

**Rimozione del fango dentinale**

L'EDTA 17% di Produits Dentaires facilita la rimozione della strumentazione e del fango dentinale nella preparazione chimico-meccanica del canale radicolare.

Viene utilizzato per l'irrigazione del canale radicolare, la rimozione di detriti e il risciacquo.

L'acido etilendiamminotetraacetico (EDTA) è un agente chelante che si combina con lo ione calcio e lo inattiva, esercitando così il suo effetto decalcificante sulla dentina.

L'EDTA agisce sulla parte inorganica del fango dentinale e deve essere utilizzato in alternativa alla soluzione di ipoclorito di sodio per completarne la dissoluzione.



# Opacal - idrossido di calcio

Opacal è una pasta di idrossido di calcio radiopaca, cremosa e pronta per l'uso per la medicazione intermedia del canale radicolare.

Quando è necessaria la provvisorizzazione del canale radicolare tra due appuntamenti, la pasta di idrossido di calcio è il materiale standard da utilizzare.

Il prodotto ha lo scopo di eliminare i microrganismi rimanenti e prevenire la reinfezione. Le principali proprietà della pasta di idrossido di calcio sono dovute al suo pH alcalino.

La durata abituale del trattamento intermedio è compresa tra 1 e 3 settimane.

Il prodotto è caratterizzato da un pH elevato (superiore a 12).

Con una radiopacità > 300% della radiopacità della dentina, Opacal è una delle paste di idrossido di calcio più radiopache, garantendo una facile identificazione e un follow-up efficiente.

Opacal è un materiale acquoso non indurente. Questa caratteristica induce un rapido rilascio di ioni e un'azione performante in procedure con tempi di trattamento brevi (R.G. Fava & W.P. Saunder – Calcium hydroxide pastes: classification and clinical indications). Inoltre, la pasta può essere rimossa facilmente.



## Palline di cotone

In fibra di cotone filato in palline, utilizzate per asciugare/assorbire o applicare sostanze durante le procedure odontoiatriche.

Il processo di purificazione avviene con "purificazione mediante ossigeno" (acqua ossigenata), che risulta in un cotone senza alcuna traccia di cloro.

### Disponibili nelle seguenti misure

- n.1 conf. di Palline di cotone assorbenti n°1 - Ø 8 mm
- n.1 conf. di Palline di cotone assorbenti n°2 - Ø 6 mm
- n.1 conf. di Palline di cotone assorbenti n°3 - Ø 4.3 mm
- n.1 conf. di Palline di cotone assorbenti n°4 - Ø 3.6 mm



## Pipette di plastica 0,3 ml

Le pipette in plastica sono utilizzate per l'erogazione di piccole quantità di liquido nel canale radicolare o nella camera pulpare durante il trattamento endodontico o restaurativo.

L'erogazione del liquido può essere controllata goccia a goccia, consentendo una precisione molto apprezzata, in particolare per i solventi di ritrattamento come Eugenate desobturator di PD (soluzione di olio d'arancia).

Le pipette sono traslucide, flessibili e codificate per colore.

Gli anelli integrati codificati per colore consentono di identificare i diversi liquidi quando si utilizzano più pipette contemporaneamente.





# ATTREZZATURA





# Actor I Pro

Attivatore di irrigazione ad ultrasuoni wireless

*Progettato per migliorare l'efficacia dell'irrigazione canalare durante i trattamenti Endodontici.*



## Ergonomia:

design ergonomico e leggero, facile da impugnare e maneggiare per un utilizzo preciso durante il trattamento endodontico.

## Detersione dei canali radicolari ottimale

favorisce una detersione più profonda e completa del sistema canalare migliorando la rimozione del biofilm batterico e dei detriti.

## Tecnologia a ultrasuoni silenziosa:

piccola ampiezza delle onde ma ottima potenza. Meno rumore. L'ampiezza della vibrazione della punta può essere regolata in modo da non danneggiare il canale radicolare. La sequenza può essere regolata per garantire l'efficienza della pulizia.

## Tempo di lavoro:

utilizzare il dispositivo per 30-60 secondi alla volta alternando le due potenze di lavoro. Dopo 3 minuti di lavoro continuo il dispositivo entra in stand-by automaticamente. Viene emesso un segnale acustico ogni 5 secondi per temporizzare il lavoro.

## Ideale come ausilio per l'irrigazione e la disinfezione del canale radicolare.

Garantisce un'elevata efficacia di pulizia anche in caso di trattamenti complessi. Vibrazione ultrasonica ad alta frequenza che rimuove efficacemente residui dal canale radicolare.



**2 potenze di lavoro:**  
modalità normale e  
ad alta potenza.



**Bluetooth:**  
dotato di un pulsante Bluetooth  
con indicatore luminoso  
bluetooth integrato per il  
collegamento al pedale wireless.



**Luce frontale:**  
offre una migliore visione  
della cavità orale



**Punta in metallo**

## Confezionamento kit

(Ref. BONSRCW2000)

n.1 Actor I Pro irrigatore

n.1 base di appoggio e ricarica

n.3 cappucci di protezione

n.1 set di 6 inserti:

- n.3 pz. 2002/21

- n.3 pz. 2502/18



# eFiller

## Sistema di otturazione canalare

*Dispositivo che riscalda la guttaperca in forma solida, rendendola fluida e facile da iniettare nei canali radicolari garantendo una chiusura tridimensionale efficace e uniforme.*



### Efficienza e velocità:

eFiller permette di lavorare rapidamente e con efficienza, riducendo i tempi complessivi della procedura endodontica.

### Controllo del volume di materiale:

il riempimento controllato consente di aggiungere il materiale gradualmente, minimizzando il rischio di estrusione oltre l'apice radicolare;

### Sigillatura tridimensionale ottimale:

il sistema Backfill permette di riempire in modo ottimale la porzione coronale del canale con guttaperca fluida, la viscosità ottimale della guttaperca assicura la condensazione verticale e il riempimento di tutti i canali compresi quelli accessori.

### Ergonomia:

design studiato per essere comodo da usare, permettendo all'operatore di maneggiarlo con facilità e senza fatica.



#### Controllo della temperatura di lavoro:

il dispositivo mantiene la guttaperca alla giusta consistenza senza rischiare di danneggiarla.




#### 4 temperature di lavoro:

range di temperatura più ampio, adatto alla maggior parte delle punte di guttaperca sul mercato.



#### Riscaldamento rapido:

tempo di fusione  
14 secondi



#### Design ergonomico:

sensazione di equilibrio  
e comfort



#### 4 aghi riutilizzabili:

(23G 24mm, 23G 28mm,  
25G 24mm, 25G 28mm)  
inclusi nel kit.

## Confezionamento kit

(Ref. BONSRCF1000)

n.1 eFiller

n.1 Chiave

n.1 Pistone

n.1 Spazzola per la pulizia


n.3 cappucci in silicone

n.1 Cavo di ricarica

n.1 Base di ricarica

n.4 aghi nelle seguenti misure:

- n.1 pz. **23G** misura **24 mm**
- n.1 pz. **23G** misura **28 mm**
- n.1 pz. **25G** misura **24 mm**
- n.1 pz. **25G** misura **28 mm**



## Accessori

**Guttaperca** (conf. 100pz.)

(Ref. BONDUDGO000025000)



# eHeater

## Sistema di otturazione canalare

*Ideale per compattare la gutta-percha e sigillare i canali radicolari in modo efficiente, migliorando la qualità del trattamento Endodontico e aumentando il successo a lungo termine.*



### Controllo della temperatura di lavoro:

il riscaldamento della gutta-percha viene attivato solo quando necessario, riducendo il rischio di eccessivo calore nella cavità orale;

### Adattamento alla morfologia del canale:

la tecnica di compattazione verticale consente di seguire la forma anatomica del canale, anche in quelli curvi o con particolari irregolarità.

### Eliminazione di vuoti e micro-spazi:

la gutta-percha riscaldata e compattata si adatta meglio alla forma del canale, riducendo al minimo la presenza di vuoti o micro-spazi che potrebbero favorire il passaggio di batteri e causare infezioni.

### Sigillo apicale eccellente:

eHeater permette di ottenere un sigillo apicale molto preciso utilizzando gutta-percha riscaldata, che aderisce perfettamente alle pareti del canale radicolare.

### Miglior comfort del paziente:

la precisione della tecnica riduce la possibilità di complicazioni post-operatorie, come dolori o infezioni ricorrenti.



#### Controllo della temperatura di lavoro:

dopo 5 secondi l'ago entra automaticamente in modalità raffreddamento.



#### Batteria 2600 mAh:

garantisce un utilizzo prolungato. Ricarica completa in 3 ore.



#### Riscaldamento rapido della punta:

raggiunge 200°C in 2 secondi



#### Controllo Wireless (Opzionale):

comando a pedale wireless fino a 5m



#### Luce frontale:

la luce LED consente di vedere meglio all'interno della cavità orale

## Confezionamento kit

(Ref. BONSRC1000)

### n.1 eHeater

### n.4 Plugger orientabili:

- n.1 pz. **40/04**
- n.1 pz. **45/04**
- n.1 pz. **50/04**
- n.1 pz. **55/08**

### n.1 Adattatore

### n.1 Base di ricarica



Controllo Wireless (Opzionale):  
comando a pedale wireless fino a 5m  
(Ref. BONPNM000101110001)




Guarda il video

# Endo wise plus

Motore endodontico wireless con rilevatore apicale integrato

**Endo Wise Plus è l'evoluzione di Endo Wise:**

*motore endodontico cordless dotato di rilevatore apicale integrato che offre protezione e sicurezza.*



## 4 modalità di lavoro:

È possibile scegliere tra 4 diverse modalità di lavoro: solo motore endodontico, solo rilevatore apicale, motore e rilevatore apicale, motore e rilevatore apicale con funzionalità automatica.

## Sensore automatico:

Si avvia automaticamente quando lo strumento entra nel canale radicolare e si arresta quando esce. Inoltre, la velocità diminuisce automaticamente avvicinandosi all'apice del canale.

## Compatibilità:

Compatibile con la maggior parte degli strumenti NiTi

## Contrangolo 16:1:

Contrangolo 16:1 autoclavabile ad alta temperatura

## Diverse modalità disponibili:

"Auto reverse", "reverse", "Auto reciprocante": è compatibile con sistemi di strumentazione meccanica rotante e reciprocante, permettendo di adattarsi a diverse tecniche.

## Programmi personalizzati:

Possibilità di salvare in memoria 10 diversi programmi personalizzati (P01-P10)



### 2 moduli di trasmissione wireless

per lavorare simultaneamente con il localizzatore apicale esterno iRoot Apex e il pedale wireless



### Impostazioni di movimento

possibilità di impostare sia il movimento rotatorio continuo (avanti; indietro) che reciprocante



### Testina "multiposizione"

consente di ruotare facilmente e modificare la posizione del contrangolo con 6 diverse angolature



### Display OLED incorporato:

uno schermo chiaro e di facile lettura



### Batteria:

la batteria si ricarica in ca. 90 minuti

## SPECIFICHE TECNICHE

**Batteria:** 1200mAh / 3,7VDC 100-240VAC. Si ricarica in circa 90'

**Dimensioni:** 210 x 25 x 27 mm (l'unità centrale include il contrangolo)

**Bluetooth:** frequenza 2402.0Mhz~2480.0Mhz

**Velocità:** 150-800rpm

**Torque:** 0.6 - 4.0 Ncm





# Endo wise



**Endo Wise è il motore endodontico cordless:**

*Il suo design ergonomico, le ridotte dimensioni e la connessione*

*Bluetooth con il pedale per ottimizzare il processo di lavoro lo*

*rendono il dispositivo ideale per la pratica quotidiana.*

## Diverse modalità disponibili:

"Auto reverse", "reverse", "Auto reciprocante": quando raggiunge il limite di torque. Per esempio, la funzione "Auto Reverse" viene attivata in base a una comparazione tra carico e parametro di torque impostato.

## Programmi personalizzati:

Possibilità di salvare in memoria 10 diverse impostazioni per l'utilizzo di diversi strumenti Endodontici

## Controllo del movimento:

Possibilità di impostare sia il movimento continuo che reciprocante (quest'ultimo in senso orario/antiorario)

## Contrangolo 16:1:


Contrangolo 16:1 autoclavabile ad alta temperatura

## Compatibilità:

Compatibile con la maggior parte degli strumenti NiTi

## Con sensore automatico:

il motore inizia a lavorare quando entra in contatto con la dentina e si ferma automaticamente quando si allontana.



**Design Ergonomico**  
dimensioni ridotte per permettere un'ampia visuale: diametro massimo inferiore ai 28 mm, mentre la parte che si collega al contrangolo è di soli 16 mm.



### Stand-by automatico

Il motore va in "stand-by" in automatico dopo 10' di inattività e si riavvia cliccando sul tasto "power".



### Testina "multiposizione"

consente di ruotare facilmente e modificare la posizione del contrangolo con 6 diverse angolature.



### Display OLED incorporato:

per una miglior visibilità e facilità d'uso.



### Batteria:

La batteria si ricarica completamente in ca. 180 minuti attraverso un cavo Micro-USB, permettendo l'uso per un lungo periodo.

## SPECIFICHE TECNICHE

**Batteria:** 1000 mAh / 3.7VDC 100-240VAC

**Dimensioni:** 206x26x28 mm (l'unità centrale include il contrangolo)

**Torque:** 0.6 - 4.0 Ncm (**Controllo del torque** e della velocità)

**Velocità:** Max 800rpm

**Peso:** 125gr

Collegamento con rilevatore apicale con cavetto Micro-USB

# Wispex



*Localizzatore apicale con **tecnologia avanzata multifrequenza** che grazie alle ridotte dimensioni, all'auto calibrazione e all'alta precisione sia nei canali bagnati che nei canali asciutti, risulta essere semplice e comodo da trasportare e posizionare all'interno dello studio.*

## Display colorato e avviso sonoro:

Sul display compare una scala colori che identifica la posizione dello strumento nel canale radicolare. Wispex avvisa quando il file endodontico è a meno di 2,2 mm dall'apice.

## Cavetto Micro-USB:

Se collegato al micromotore iRoot Pro, indica sul display velocità e torque. Il collegamento al micromotore Endo Wise è possibile attraverso cavetto Micro-USB.

## Lunghezza di lavoro regolabile:

Lunghezza di lavoro impostabile e modificabile.

## Sensitive:

Performance non alterate da sangue o polpa nel canale radicolare e invariate per ogni tipologia di dente.



### Tecnologia multifrequenza

calibrazione automatica  
per garantire misure  
accurate.



### Facile da trasportare

grazie alle dimensioni  
ridotte.



### Display Digitale

schermo TFT ad  
alta definizione



### Batteria

ricaricabile in  
circa 180 minuti

## SPECIFICHE TECNICHE

**Batteria:** 950 mAh / 3.7 V

**Dimensioni:** 94x60x13mm

**Display:** 2.8" TFT color LCD

**Adattatore:** ~ 100-240 V. 50/60 Hz

**Peso:** 85 gr

**Consumo energetico:** ≤ 0,6 W

# iRoot Pro



**Motore endodontico portatile con rilevatore apicale**  
integrato per misurare e preparare il canale radicolare.

## 4 modalità di lavoro:

è possibile scegliere tra 4 diverse modalità di lavoro: solo motore endodontico, solo rilevatore apicale, motore e rilevatore apicale, motore e rilevatore apicale con funzionalità automatica.

## Sensore automatico:

si avvia automaticamente quando lo strumento entra nel canale radicolare e si arresta quando esce. Inoltre, la velocità diminuisce automaticamente avvicinandosi all'apice del canale.

## Diverse modalità disponibili:

"Auto reverse", "Reverse", "Auto reciprocante": è compatibile con sistemi di strumentazione meccanica rotante e reciprocante, permettendo di adattarsi a diverse tecniche.

## Compatibilità:

Compatibile con la maggior parte degli strumenti NiTi.

## Contrangolo:

Contrangolo 16:1 autoclavabile ad alta temperatura.

## Programmi personalizzati:

Programmi personalizzati: Possibilità di salvare in memoria 10 diversi programmi personalizzati (P01-P10).



### Impostazioni di movimento

possibilità di impostare sia il movimento rotatorio continuo (avanti; indietro) che reciprocante



### Testina "multiposizione"

consente di ruotare facilmente e modificare la posizione del contrangolo con 6 diverse angolature



### Bluetooth

Collegamento con iRoot Apex via Bluetooth



### Display OLED incorporato

uno schermo chiaro e di facile lettura



### Batteria

lunga durata garantendo diversi giorni di lavoro. Si ricarica completamente in ca. 180 minuti. È sostituibile quando non mantiene più la carica.

## SPECIFICHE TECNICHE

**Batteria:** 750 mAh / 3.7VDC 100-240VAC

**Dimensioni:** 208x25x26 mm (l'unità centrale include il contrangolo)

**Torque:** 0.6 - 4.0 Ncm

**Velocità:** 150 - 800rpm

**Peso:** 780gr

**Dimensioni Base di ricarica:** 123x61x81 mm

# iRoot Apex

## **Localizzatore apicale compatto.**

*La qualità del suo display con colori reali semplifica il lavoro del professionista nello studio dentistico.*



## **Collegamento Bluetooth:**

Si collega via Bluetooth al micromotore iRoot Pro, indicando sul display velocità e torque.

## **Avviso sonoro:**

Il dispositivo emette un segnale acustico sempre più frequente quando la punta del file si avvicina all'apice

## **Display di alta qualità:**

La qualità del suo display a colori semplifica il lavoro del professionista nello studio dentistico.

## **Giroscopio di precisione:**

iRoot Apex è dotato di un giroscopio ad alta precisione in modo che lo schermo si adatti a diversi orientamenti.



### **Tecnologia multifrequenza**

Sistema di calibrazione automatica per garantire misure accurate.



### **Bluetooth**

consente la sincronizzazione del localizzatore con iRoot Pro.



### **Display LCD**

ad alta risoluzione con ampio angolo di visione. Touch da 3,5"



### **Batteria**

ricaricabile in circa 120 minuti e garantisce una durata di circa 5h

## **SPECIFICHE TECNICHE**

**Batteria:** 1000 mAh / 3.7 V

**Dimensioni:** 110x65x20mm

**Display:** 3.5 LCD TFT con ampio angolo di visione

**Adattatore:** ~ 100-220 V. 50/60 Hz

**Peso:** 185 gr

**Consumo energetico:**  $\leq 0,6$  W



# POST ENDO



## Nuovo sistema di matrici sezionali NiTin™

La soluzione predicibile per i punti di contatto.

Perchè usare un sistema di matrici sezionali per le II classi?


### Sistema di matrici sezionali NiTin™

- Sistema facile da usare
- Sagomatura naturale
- Contatti all'altezza del margine
- Gli anelli garantiscono una separazione ottimale, per punti di contatto eccellenti, stretti
- Matrici con preformatura anatomica naturale

rispetto a

### Sistema tipo Tofflemire

- Non ripristina l'anatomia interprossimale
- Contatti sottili alla cresta marginale
- Ampi spazi dove il cibo si accumula
- Maggiore rischio di fratture, interferenze occlusali, carie ricorrenti e malattie parodontali



Contatti migliori,  
praticamente senza  
sbavature!

## Perchè NiTinol ?

Il sistema NiTin™ è l'ideale per i restauri di II classe, distinguendosi dalla concorrenza.

NiTinol (Nickel-Titanium Naval Ordinance Laboratory) è un materiale nuovo, sviluppato per scopi medici qualche decennio fa.

Quando il NiTinol è **lavorato con trafilatura**, si forma un allineamento molecolare che apporta caratteristiche superiori.

Grazie ai benefici del materiale usato, che **rende gli anelli più duraturi, la forza di separazione sarà "come nuova" anche dopo centinaia e centinaia di utilizzi.**

Estenuanti test di durata mostrano quanto l'anello NiTin™ sia più forte rispetto agli altri anelli in Nichel-Titanio. Testato nelle stesse condizioni di utilizzo, incluso pulizia e sterilizzazione, gli anelli NiTin™ non si sono mai rotti ed hanno continuato a performare per migliaia di cicli.

E' stato re-inventato per superare qualunque altra soluzione.



## Un anello che resta...

**sul dente:** la forma anatomica dei piedini dell'anello fornisce **extra ritenzione** aggrappandosi anche sui denti più difficili. Inoltre, anche le cavità più ampie non saranno più un problema grazie alla nuova forma dei piedini che non schiaccia la matrice nella cavità.

**e nel tempo:** il filo trafilato di Nichel-Titanio degli anelli fornisce massima forza di separazione e lo rende più duraturo rispetto agli altri anelli in Nichel-Titanio non trafilato o in acciaio inossidabile.

Il rinforzo posteriore in PEEK® aumenta la forza di separazione, proteggendo al tempo stesso l'anello dallo stress da affaticamento, prolungandone la durata. Solo NiTin™ ha l'innovativa combinazione di filo trafilato in Nichel-Titanio e il PEEK® super forte.



Codice	Contenuto	Utilizzo
NT400	Anello NiTin™ grande (nero) 2 pz/conf.	Molari
NT500	Anello NiTin™ standard (bianco) 2 pz/conf.	Premolari e Canini

## Si aggancia dove gli altri scivolano

**Forma perfetta:** I due anelli NiTin™ (standard e grande), grazie alle alte performance del NiTinol, producono una consistente forza di separazione sui denti e di aderenza. La struttura e l'angolazione degli anelli per molari e premolari offrono un perfetto posizionamento e spazio di lavoro, evitando eccessi in composito e minor sprechi.



## Benefici

- **Benefici clinici:** con NiTin™ avrete punti di contatto per restauri in composito anatomicamente stabili e stretti, in tempi minori.
- **Forza di separazione:** il filo in Nichel-Titanio trafilato dell'anello, unitamente al rinforzo posteriore in PEEK®, fornisce una forza di separazione ideale, e quindi contatti anatomicamente perfetti, per centinaia di utilizzi.
- **Ritenzione:** il design dei piedini degli anelli NiTinol assicura la massima ritenzione ed evita che gli anelli scivolino.
- **Versatile:** i restauri multipli, MOD e cavità ampie, possono essere efficacemente e perfettamente restaurati con NiTin™.

## Pinza per il posizionamento degli anelli...

La pinza NiTin™ per il posizionamento degli anelli ha un'impugnatura ergonomica, permette un rapido e preciso posizionamento ed è prodotta per durare nel tempo.

## ... e pinzetta per cunei e matrici

La pinzetta NiTin™ permette il posizionamento delle matrici e dei cunei in modo semplice e preciso garantendo un controllo tattile eccellente per avere sempre la situazione sotto controllo.



## Matrici NiTin™ preformate Full Contour per un'anatomia ideale

Un altro vantaggio del sistema NiTin™ sono le nuove matrici anatomiche tridimensionali. Le matrici rigide offrono una curvatura ottimale, pur essendo adattabili.

- Una stabilità e rigidità maggiori grazie alla curvatura
- La linguetta centrale consente un inserimento ed una rimozione più facile e corretta grazie alle pinzette
- Le matrici hanno uno spessore di 35µm ed hanno 5 diverse altezze, incluso due misure con estensione subgingivale

Codice	Contenuto
NTM100	Matrici Full Contour tridimensionali 4,4 mm (50 pz/conf.)
NTM150	Matrici Full Contour tridimensionali piccole cervicali 6,0 mm (50 pz/conf.)
NTM175	Matrici Full Contour tridimensionali 5,6 mm (50 pz/conf.)
NTM200	Matrici Full Contour tridimensionali 6,6 mm (50 pz/conf.)
NTM300	Matrici Full Contour tridimensionali grandi cervicali 8,7 mm (50 pz/conf.)



NTM100



NTM150



NTM175



NTM200



NTM300

## Cunei interdentali NiTin™

I cunei si adattano alla forma della gengiva e le estremità curve sulla punta rendono l'inserimento più facile e senza danni alla papilla.

- Un pratico tassello all'estremità garantisce un facile posizionamento sotto l'anello di separazione



ultrafine - NTYL



piccolo - NTBL



medio - NTOR



grande - NTGR

Codice	Contenuto
NTK4	Set cunei interdentali NiTin™ 400 pz/100 per ciascuna misura/colore
NTYL	Ultrafine (giallo) 100 pz/conf.
NTBL	Piccolo (blu) 100 pz/conf.
NTOR	Medio (arancione) 100 pz/conf.
NTGR	Grande (verde) 100 pz/conf.



Il cuneo combacia con la matrice che si adatta al dente. È l'ideale quando corrispondono perfettamente!



NTK4



## Consigli di utilizzo :

### Posizionare la diga di gomma.

L'isolamento dell'area di lavoro riduce la contaminazione di saliva e sangue e permette al paziente di evitare di ingerire piccole parti.

### Posizionare la matrice.

Prendere la matrice dalla linguetta con la pinzetta e posizionarla interprossimalmente con la superficie concava rivolta verso il dente da restaurare. Una volta posizionata, piegare la linguetta indietro per evitare che interferisca con la visibilità dell'area di lavoro.

### Posizionare il cuneo.

Afferrare il cuneo in plastica dal tassello con la pinzetta. Mettere un dito sulla matrice per evitare che si sposti durante l'inserimento del cuneo e posizionare il cuneo.

### Posizionare l'anello.

Inserire le punte arrotondate della pinza allarga-anelli all'interno dell'anello ed aprirlo quanto basta per poterlo posizionare nello spazio interprossimale. Posizionare i piedini dell'anello sopra il cuneo, in posizione più gengivale possibile.

### Brunire delicatamente la matrice.

Assicurarsi che la matrice sia fermamente a contatto con il dente adiacente.

### Mettere il materiale per il restauro.

Applicare il materiale per il restauro, seguendo le istruzioni del produttore.

### Rimuovere l'anello, il cuneo e la matrice.





La rimozione della matrice, a causa dei contatti stretti ottenuti con il sistema NiTin™, potrebbe richiedere l'utilizzo delle pinzette.

### Rifinire e lucidare il restauro.

Utilizzare la tecnica di rifinitura e lucidatura per completare il restauro.

### MOD e restauri multipli.

Gli anelli di separazione NiTin™ sono disegnati per poter essere sovrapposti e facilitare le MOD o i restauri multipli simultaneamente. Posizionare entrambe le matrici e cunei prima di posizionare gli anelli. Posizionare prima il lato mesiale e poi il lato distale.



# ACCESSORI



# nic tone

La diga di gomma che protegge, sigilla e garantisce il sorriso



- ✓ Si allunga fino al 800% senza strapparsi
- ✓ Prodotta con lattice raffinato
- ✓ 70% protezione da rischio infettivo
- ✓ Protezione e retrazione dei tessuti molli

Eleva la tua pratica clinica con la diga in lattice nic tone, conosciuta in tutto il mondo per la sua qualità e performance.

Prodotte in lattice raffinato, a basso contenuto di proteine e polvere, le dighe nic tone garantiscono una protezione eccezionale e visibilità.

Con un allungamento fino al 800% senza pericolo di strappi, nic tone si adatta ad ogni procedura assicurando massimo comfort e sicurezza ai tuoi pazienti.

## COLORI e MISURE DISPONIBILI

● Nero ● Blu ● Verde:

Misure disponibili: *Sottile, Media e Spessa*

### Dighe per adulti 6x6" (15x15cm)

**NIC144-0012** Diga dentale **BLU SOTTILE** (36 fogli)  
**NIC144-0022** Diga dentale **BLU MEDIA** (36 fogli)  
**NIC144-0032** Diga dentale **BLU SPESSA** (36 fogli)  
**NIC144-0039** Diga dentale **BLU EXTRA SPESSA** (36 fogli)  
**NIC144-0013** Diga dentale **VERDE SOTTILE** (36 fogli)  
**NIC144-0023** Diga dentale **VERDE MEDIA** (36 fogli)  
**NIC144-0033** Diga dentale **VERDE SPESSA** (36 fogli)  
**NIC144-0040** Diga dentale **NERA SOTTILE** (36 fogli)  
**NIC144-0038** Diga dentale **NERA MEDIA** (36 fogli)  
**NIC144-0037** Diga dentale **NERA SPESSA** (36 fogli)  
**NIC144-0300** Diga dentale **BLU EASY DAM** (36 fogli)  
**NIC144-0404** Diga dentale **SINTETICA BLU MEDIA** (15 fogli)

### Dighe per pedodonzia 5x5" (12x12cm)

**NIC144-0010** Diga dentale **BLU SOTTILE** (36 fogli)  
**NIC144-0011** Diga dentale **VERDE SOTTILE** (36 fogli)  
**NIC144-0020** Diga dentale **BLU MEDIA** (36 fogli)  
**NIC144-0021** Diga dentale **VERDE MEDIA** (36 fogli)  
**NIC144-0030** Diga dentale **BLU SPESSA** (36 fogli)  
**NIC144-0031** Diga dentale **VERDE SPESSA** (36 fogli)



## SPECIFICHE

### Colori:

visibilità ottima in ogni procedura grazie al contrasto ottimale con i tessuti orali;

### Flessibilità e resistenza superiori:

fino al 800% di allungamento senza strappi;

### Riconoscimento DENTAL ADVISOR 2024

Disegnata specificamente per la protezione (e retrazione) dei tessuti molli assicurando un isolamento efficace e sicuro

## INFORMAZIONI SUL CONFEZIONAMENTO





## MD1675/10

### Kit per diga dentale

#### Contenuto:

<b>MD981/20</b>	Cassetta
<b>MD5550</b>	Pinza foradiga
<b>MD5551</b>	Pinza per ganci
<b>MD5552</b>	Archetto G
<b>MD5553</b>	Archetto M
<b>MD5554</b>	Archetto P
<b>MD5595/00</b>	Gancio N. 00
<b>MD5595/3</b>	Gancio N. 3
<b>MD5595/4</b>	Gancio N. 4
<b>MD5595/12A</b>	Gancio N. 12A
<b>MD5595/13A</b>	Gancio N. 13A
<b>MD5595/27</b>	Gancio N. 27
<b>MD5595/29</b>	Gancio N. 29
<b>MD5595/210</b>	Gancio N. 210
<b>MD5595/212</b>	Gancio N. 212
<b>MD5595/W8A</b>	Gancio N. W8A
<b>MD5605</b>	Tray per ganci

## KIT PER DIGA DENTALE

### MD1675/10

Utilizzato in diverse discipline dall'Endodonzia alla Conservativa, il kit per diga Medesy serve a isolare il dente o i denti da trattare, creando un campo operatorio asciutto e privo di contaminazioni.

Questo strumento è fondamentale in procedure odontoiatriche come otturazioni, devitalizzazioni, sbiancamenti e restauri adesivi.

Funzioni principali degli uncini dentali abbinati al foglio di diga:

- Ancoraggio della diga attorno al dente trattato;
- Stabilizzazione per evitare spostamenti della diga durante la procedura;
- Retratte gengivale per migliorare l'accesso e la visibilità del dente;
- Protezione dei tessuti molli, riducendo il rischio di contaminazione con saliva o sangue.
- Gli uncini sono disponibili in diverse forme e misure, adatte a molari, premolari, incisivi e canini.
- Alcuni hanno ali per un miglior supporto della diga, mentre altri sono senza ali per un posizionamento più agevole.



## MD5605

Vassoio porta uncini in acciaio inox



# UNCINI DENTALI

## ANTERIORI



**MD5595/0**  
Alette ad arco



**MD5595/9 I MD5595/9.NE**  
Universale




**MD5595/00 I MD5595/00.NE**  
Per anteriori e piccoli premolari




**MD5595/210 I MD5595/210.NE**  
1 aletta piccola e 1 aletta grande



**MD5595/212**  
Per cavità Labiali



ARCATA SUPERIORE



ARCATA INFERIORE

Nuovi uncini per diga MEDESYS, alta qualità in ogni dettaglio. Grazie all'acciaio di prima scelta ed un trattamento termico speciale, i nuovi uncini per diga MEDESYS mantengono inalterata la loro elasticità per molto tempo. I fori di ancoraggio sono universalmente compatibili con le varie forme di pinze per uncini, mentre i bordi sono smussati per un maggior comfort. Come tutti gli strumenti MEDESYS, i nuovi uncini per diga sono garantiti contro ogni eventuale difetto di materiale o lavorazione per tutta la durata della loro vita.




## PREMOLARI



**MD5595/1**  
Per premolari superiori



**MD5595/1A I MD5595/1A.NE**  
Alette inclinate




ARCATA SUPERIORE



**MD5595/2A I MD5595/2A.NE**  
Per premolari inferiori



**MD5595/27 I MD5595/27.NE**  
Alette arrotondate



ARCATA INFERIORE



**MD5595/29 I MD5595/29.NE**  
Alette arrotondate e piatte



**MD5595/206**  
Alette inclinate



**MD5595/208**  
Alette inclinate e piatte

## MOLARI (Generale)



### MD5595/8A | MD5595/8A.NE

Alette inclinate e arrotondate ai lati



### MD5595/14 | MD5595/14.NE

Alette inclinate ideale per molari grandi e parzialmente erotti



### MD5595/14A

Come il 14 ma più grande



### MD5595/18

Alette arrotondate



### MD5595/28

Alette piatte




### MD5595/51

Alette triple piatte



### 5595/W8A | 5595/W8A.NE

Per radici di molari, alette inclinate



## FINITURE

È disponibile una selezione di uncini per diga con trattamento DLC - NERISSIMO per migliorare il contrasto intraorale. Aggiungere **.NE** dopo il codice articolo. Esempio: 5595/14 > 5595/14.**NE**



Esempio finitura NERISSIMO

**MD5595/14.NE**



Esempio finitura standard

**MD5595/14**



Esempio finitura satinata

**MD5595/14-S**

Su richiesta è possibile ottenere tutti gli uncini per diga MEDES<sup>Y</sup> con trattamento superficiale anti-riflesso per migliorare la visibilità in campo operatorio (particolarmente indicato per fotografie odontoiatriche). Aggiungere **-S** dopo il codice articolo. Esempio: 5595/14 > 5595/14.**S**

## MOLARI INFERIORI



### MD5595/3 | MD5595/3.NE

Alette piatte, ideale per piccoli molari inferiori



### MD5595/7 | MD5595/7.NE

Alette piatte



### MD5595/56

Alette inclinate ideale per grandi molari inferiori




### MD5595/12A | MD5595/12A.NE

Alette dentellate ideale per molari inferiori destri e parzialmente erotti



### MD5595/13A | MD5595/13A.NE

Alette dentellate ideale per molari inferiori sinistri e parzialmente erotti



### MD5595/202

Alette grandi e piatte ideali per molari inferiori




### MD5595/203

Alette piccole, ideali per piccoli molari inferiori destri



### MD5595/204

Alette piccole, ideali per piccoli molari inferiori sinistri



## MOLARI SUPERIORI



### MD5595/4 | MD5595/4.NE

Alette inclinate, per piccoli molari superiori



### MD5595/5

Alette inclinate che seguono la curvatura della gengiva, ideale per grandi molari superiori





### MD5595/8 | MD5595/8.NE

Alette inclinate che seguono la curvatura della gengiva



### MD5595/201

Alette inclinate



### MD5595/205

Alette inclinate ideale per grandi molari superiori

## PINZE FORADIGA

---



Disponibile con  
manico liscio  
(codice [5560/1](#))

### MD5560/2

Ainsworth mm170 (con manico zigrinato)




### MD5550

Ivory mm 160


## TELAJ PER DIGA

---




### MD5554

Telaio per diga piccolo mm 80 x 90



### MD5553

Telaio per diga medio mm 110 x 110



### MD5552

Telaio per diga grande mm 140 x 140

## PINZE PER UNCINI

---



### MD5551

Ivory mm 170



### MD5580

Washington mm 175



### MD5570

Brewer mm 175



### MD5590

White mm 170





## il telaio per diga in metallo all'avanguardia

Progettato per migliorare il comfort del paziente e l'efficienza delle procedure. Con il suo formato 16:9, permette un'ampia visibilità del campo operatorio

### FACILE POSIZIONAMENTO

Questo telaio all'avanguardia consente un facile posizionamento delle legature sia per i denti superiori che inferiori senza interferire con il naso del paziente, garantendo un'esperienza più confortevole.

### ADATTABILITA' E STABILITA'

Realizzato con precisione e adattabilità, offre una stabilità e un'accessibilità senza pari, rivoluzionando il modo in cui i professionisti dentali gestiscono l'isolamento durante i trattamenti. Questo telaio ha più pin di qualsiasi altro telaio sul mercato per permettere di tendere a proprio piacimento la diga con sicurezza.

### PRECISIONE E CONTROLLO

Le tacche avanzate di Cuadra offrono una stabilità estrema delle legature, migliorando precisione e controllo soprattutto durante le procedure complesse


### COMFORT

Eleva il tuo studio con un telaio che mette al primo posto il comfort del paziente, mantenendo i più alti standard di prestazioni cliniche.

Semplifica il tuo lavoro e scegli il massimo comfort per i tuoi pazienti!

### CONFEZIONAMENTO

Ref. **PRCU\_SINGLE** n.1 Telaio per diga Cuadra



# PAC-DAM

## Template per diga dentale

Pac-Dam è un pratico template per bucare la diga odontoiatrica in maniera facile e precisa.

### FACILE DA UTILIZZARE

PacDam deve essere utilizzato su entrambi i lati in un totale di 4 posizioni, in modo da poter marcare, ad esempio, tutti e 4 i quadranti.

### PACDAM È UNICO!

È stata prestata la massima attenzione per ottenere la migliore distanza affidabile tra i fori (molto importante per ottenere isolamenti buoni e affidabili). Una mascherina permette di marcare solo ciò che serve rispetto ai timbri che marcano tutto e in genere l'inchiostro spesso perde.

### COMPATIBILE CON FOGLI 6"X6" E 5"X5"

Si può usare anche con fogli da 5"X5"! Basta allineare l'angolo della diga di gomma al centro dell'occhio di PacDam!

### ADATTO AD OGNI ESIGENZA

È possibile utilizzare PacDam per tutte le esigenze di isolamento. Non sono necessari altri fori.

### LESS IS MORE

PacDam è stato progettato per essere utilizzato su entrambi i lati. I numeri saranno leggibili su entrambi i lati e... meno è meglio!


### CONFEZIONAMENTI

Ref. **PRPDAM-AISI** n.1 Template per diga dentale Pac-Dam in acciaio inox autoclavabile

Ref. **PRPDAM-PMMA-F** n.1 Template per diga dentale Pac-Dam in Plexiglass fucsia fluo

Ref. **PRPDAM-PMMA-G** n.1 Template per diga dentale Pac-Dam in Plexiglass giallo fluo

Ref. **PRPDAM-PMMA-N** n.1 Template per diga dentale Pac-Dam in Plexiglass nero



## Ergo bracciale

Ergo è un accessorio in silicone autoclavabile per l'organizzazione e la pulizia degli strumenti Endodontici. Il team di Styleitaliano Endodontics lo ha ideato per migliorare l'efficienza ed ergonomia della routine quotidiana Endodontica.

Ergo è diviso in due sezioni che servono per accogliere due differenti spugne. Quella **blu**, più piccola, è utile per organizzare strumenti endodontici manuali. La spugna **grigia**, invece, serve per pulire gli strumenti rotanti posizionandoli in movimento al di sopra o all'interno della stessa.

A lato di Ergo ci sono **5 fori** che servono per alloggiare la sequenza preferita dall'operatore di strumenti rotanti. I fori sono molto utili per connettere e disconnettere dalla testina del motore endodontico gli strumenti senza toccarli con le dita.

Al di sopra di Ergo sono presenti due scale millimetriche per la misurazione degli strumenti endodontici.

La cosa migliore è che tutti i tuoi strumenti saranno facilmente accessibili e la tua endodonzia diventerà molto meno stressante.

L'assistente indossa Ergo, mantenendo gli strumenti organizzati, preparando la lunghezza di lavoro e installando i file rotanti nel motore.



### STARTER KIT

Contenuto Starter Kit

- 1x Bracciale Ergo
- 3x spugna blu
- 3x spugna grigia
- 2x protezioni acciaio

Design in collaborazione con



Ergo Stand è un accessorio in silicone da appoggiare sul piano di lavoro per l'organizzazione e la pulizia degli strumenti Endodontici.

Ergo Stand è diviso in due sezioni che servono per accogliere due differenti spugne: Quella blu, più piccola, serve per trattenere gli strumenti endodontici manuali.

La spugna grigia, invece, serve per pulire le lame degli strumenti endodontici rotanti posizionandoli in movimento al di sopra o all'interno della stessa.


Su Ergo sono presenti due scale millimetriche utili per i coni di carta, quelli in guttaperca e molti altri strumenti endodontici.



**Ergo bracciale ed Ergo Stand ti permettono di raggiungere velocemente tutti i tuoi strumenti, installare i file rotanti sul motore endodontico e/o pulire i tuoi strumenti in modo facile ed efficace.**

**La cosa migliore è che tutti i tuoi strumenti saranno facilmente accessibili e la tua Endodonzia diventerà meno stressante.**

creo




#### SPAZIO PER I COMPOSITI

Prepara i tuoi compositi negli spazi dedicati, misura e preleva solo quando te ne serve.




#### POZZETTI EMISFERICI

Ideali per contenere reagenti ed adesivi senza rischio di fuoriuscita accidentale




#### ANATOMIE DI RIFERIMENTO

Un promemoria per il restauro delle cuspidi e delle anatomiche. Scegli lo slot per mostrare le anatomiche superiori o inferiori




#### MISURA I TUOI PERNI

La scala millimetrata dedicata alla misura dei perni



#### PREPARA I PERNI

I fori permettono di alloggiare i perni per essere trattati prima della cementazione



#### PULISCI I TUOI STRUMENTI

L'area dedicata alla pulizia ideale per rimuovere tracce di composito dai tuoi strumenti.

plano

Plano è un accessorio disegnato per migliorare l'organizzazione di più materiali endodontici utilizzati durante la fase di otturazione canalare.

Il suo utilizzo è riservato al personale qualificato dello studio odontoiatrico e dell'ambiente ospedaliero.

Con Plano è molto più facile avere i tuoi strumenti nel posto giusto al momento giusto.

Plano offre spazio dedicato e slot per coni di guttaperca e punte di carta. Dispone inoltre di un'area centrale progettata per consentire la miscelazione di materiali bioceramici o MTA e di un essiccatore per asciugare i coni prima di utilizzarli.

Grazie a **Plano**, potrai:

- Disinfettare ed inserire i coni di guttaperca in spazi dedicati ad ogni canale
- Miscelare e raccogliere il cemento endodontico
- Asciugare i coni di guttaperca prima di inserirli nei canali radicolari
- Alloggiare le punte di carta

Inoltre...

- Plano è un **dispositivo medico di classe I**
- Puoi sterilizzare Plano in autoclave a vapore (134 ° C o 273 ° F per 4' - ciclo universale classe B)

#### Disinfettare prima dell'uso

Ogni fessura in Plano è abbastanza profonda da permetterti di versare facilmente un po' di disinfettante e di pulire perfettamente i tuoi coni di guttaperca prima di inserirli nei canali.

#### Caratteristiche tecniche:

**Materiale:** 100% Silicone 50 SH (particolari secondo norma ISO3302-M2)

**Colore:** grigio

**Peso:** 170 gr

**Dimensioni:** Ø 120mm - h 17mm



# LISTINO PREZZI 2025



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
<b>ZAZBS21ASST4</b>	BlueShaper sterile 21mm Z1-Z4 (blister 4 files)	1 blister	38,57 €	22	<b>27,00 €</b>
<b>ZAZBS25ASST4</b>	BlueShaper sterile 25mm Z1-Z4 (blister 4 files)	1 blister	38,57 €	22	<b>27,00 €</b>
<b>ZAZBS31ASST4</b>	BlueShaper sterile 31mm Z1-Z4 (blister 4 files)	1 blister	38,57 €	22	<b>27,00 €</b>
<b>ZAZBS16000ZX</b>	BlueShaper sterile 16mm ZXS (blister da 6 files)	1 blister	52,86 €	22	<b>37,00 €</b>
<b>ZAZBS21ASST6</b>	BlueShaper sterile 21mm ZX-Z5 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	<b>37,00 €</b>
<b>ZAZBS21Z0001</b>	BlueShaper sterile 21mm Z1 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	<b>37,00 €</b>
<b>ZAZBS21Z0002</b>	BlueShaper sterile 21mm Z2 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	<b>37,00 €</b>
<b>ZAZBS21Z0003</b>	BlueShaper sterile 21mm Z3 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	<b>37,00 €</b>
<b>ZAZBS21Z0004</b>	BlueShaper sterile 21mm Z4 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	<b>37,00 €</b>
<b>ZAZBS21Z0005</b>	BlueShaper sterile 21mm Z5 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	<b>37,00 €</b>
<b>ZAZBS21Z0006</b>	BlueShaper sterile 21mm Z6 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	<b>37,00 €</b>
<b>ZAZBS21Z0007</b>	BlueShaper sterile 21mm Z7 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	<b>37,00 €</b>
<b>ZAZBS25ASST6</b>	BlueShaper sterile 25mm ZX-Z5 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	<b>37,00 €</b>
<b>ZAZBS25Z0001</b>	BlueShaper sterile 25mm Z1 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	<b>37,00 €</b>
<b>ZAZBS25Z0002</b>	BlueShaper sterile 25mm Z2 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	<b>37,00 €</b>
<b>ZAZBS25Z0003</b>	BlueShaper sterile 25mm Z3 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	<b>37,00 €</b>
<b>ZAZBS25Z0004</b>	BlueShaper sterile 25mm Z4 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	<b>37,00 €</b>
<b>ZAZBS25Z0005</b>	BlueShaper sterile 25mm Z5 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	<b>37,00 €</b>
<b>ZAZBS25Z0006</b>	BlueShaper sterile 25mm Z6 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	<b>37,00 €</b>
<b>ZAZBS25Z0007</b>	BlueShaper sterile 25mm Z7 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	<b>37,00 €</b>
<b>ZAZBS31ASST6</b>	BlueShaper sterile 31mm ZX-Z5 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	<b>37,00 €</b>
<b>ZAZBS31Z0001</b>	BlueShaper sterile 31mm Z1 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	<b>37,00 €</b>
<b>ZAZBS31Z0002</b>	BlueShaper sterile 31mm Z2 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	<b>37,00 €</b>
<b>ZAZBS31Z0003</b>	BlueShaper sterile 31mm Z3 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	<b>37,00 €</b>
<b>ZAZBS31Z0004</b>	BlueShaper sterile 31mm Z4 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	<b>37,00 €</b>
<b>ZAZBS31Z0005</b>	BlueShaper sterile 31mm Z5 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	<b>37,00 €</b>
<b>ZAZBS31Z0006</b>	BlueShaper sterile 31mm Z6 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	<b>37,00 €</b>
<b>ZAZBS31Z0007</b>	BlueShaper sterile 31mm Z7 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	<b>37,00 €</b>
<b>ZAZBS21APRO4</b>	BlueShaper Pro sterile 21mm Z1-Z4 (blister da 4 files)	1 blister	42,71 €	22	<b>29,90 €</b>
<b>ZAZBS25APRO4</b>	BlueShaper Pro sterile 25mm Z1-Z4 (blister da 4 files)	1 blister	42,71 €	22	<b>29,90 €</b>
<b>ZAZBS31APRO4</b>	BlueShaper Pro sterile 31mm Z1-Z4 (blister da 4 files)	1 blister	42,71 €	22	<b>29,90 €</b>
<b>ZAZBS16PROZX</b>	BlueShaper Pro sterile 16mm ZXS (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	<b>39,90 €</b>
<b>ZAZBS21APROS</b>	BlueShaper Pro sterile 21mm ZXS-Z5 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	<b>39,90 €</b>



# LISTINO PREZZI 2025



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
<b>ZAZBS21ZPRO1</b>	BlueShaper Pro sterile 21mm Z1 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	<b>39,90 €</b>
<b>ZAZBS21ZPRO2</b>	BlueShaper Pro sterile 21mm Z2 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	<b>39,90 €</b>
<b>ZAZBS21ZPRO3</b>	BlueShaper Pro sterile 21mm Z3 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	<b>39,90 €</b>
<b>ZAZBS21ZPRO4</b>	BlueShaper Pro sterile 21mm Z4 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	<b>39,90 €</b>
<b>ZAZBS21ZPRO5</b>	BlueShaper Pro sterile 21mm Z5 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	<b>39,90 €</b>
<b>ZAZBS21ZPRO6</b>	BlueShaper Pro sterile 21mm Z6 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	<b>39,90 €</b>
<b>ZAZBS21ZPRO7</b>	BlueShaper Pro sterile 21mm Z7 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	<b>39,90 €</b>
<b>ZAZBS25APROS</b>	BlueShaper Pro sterile 25mm ZXS-Z5 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	<b>39,90 €</b>
<b>ZAZBS25ZPRO1</b>	BlueShaper Pro sterile 25mm Z1 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	<b>39,90 €</b>
<b>ZAZBS25ZPRO2</b>	BlueShaper Pro sterile 25mm Z2 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	<b>39,90 €</b>
<b>ZAZBS25ZPRO3</b>	BlueShaper Pro sterile 25mm Z3 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	<b>39,90 €</b>
<b>ZAZBS25ZPRO4</b>	BlueShaper Pro sterile 25mm Z4 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	<b>39,90 €</b>
<b>ZAZBS25ZPRO5</b>	BlueShaper Pro sterile 25mm Z5 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	<b>39,90 €</b>
<b>ZAZBS25ZPRO6</b>	BlueShaper Pro sterile 25mm Z6 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	<b>39,90 €</b>
<b>ZAZBS25ZPRO7</b>	BlueShaper Pro sterile 25mm Z7 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	<b>39,90 €</b>
<b>ZAZBS31APROS</b>	BlueShaper Pro sterile 31mm ZXS-Z5 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	<b>39,90 €</b>
<b>ZAZBS31ZPRO1</b>	BlueShaper Pro sterile 31mm Z1 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	<b>39,90 €</b>
<b>ZAZBS31ZPRO2</b>	BlueShaper Pro sterile 31mm Z2 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	<b>39,90 €</b>
<b>ZAZBS31ZPRO3</b>	BlueShaper Pro sterile 31mm Z3 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	<b>39,90 €</b>
<b>ZAZBS31ZPRO4</b>	BlueShaper Pro sterile 31mm Z4 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	<b>39,90 €</b>
<b>ZAZBS31ZPRO5</b>	BlueShaper Pro sterile 31mm Z5 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	<b>39,90 €</b>
<b>ZAZBS31ZPRO6</b>	BlueShaper Pro sterile 31mm Z6 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	<b>39,90 €</b>
<b>ZAZBS31ZPRO7</b>	BlueShaper Pro sterile 31mm Z7 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	<b>39,90 €</b>
<b>ZAZRE2102005</b>	Excalibur sterile 21mm E20 (blister da 6 files)	1 blister	60,00 €	22	<b>42,00 €</b>
<b>ZAZRE2502005</b>	Excalibur sterile 25mm E20 (blister da 6 files)	1 blister	60,00 €	22	<b>42,00 €</b>
<b>ZAZRE3102005</b>	Excalibur sterile 31mm E20 (blister da 6 files)	1 blister	60,00 €	22	<b>42,00 €</b>
<b>ZAZRE2102505</b>	Excalibur sterile 21mm E25 (blister da 6 files)	1 blister	60,00 €	22	<b>42,00 €</b>
<b>ZAZRE2502505</b>	Excalibur sterile 25mm E25 (blister da 6 files)	1 blister	60,00 €	22	<b>42,00 €</b>
<b>ZAZRE3102505</b>	Excalibur sterile 31mm E25 (blister da 6 files)	1 blister	60,00 €	22	<b>42,00 €</b>
<b>ZAZRE2103505</b>	Excalibur sterile 21mm E35 (blister da 6 files)	1 blister	60,00 €	22	<b>42,00 €</b>
<b>ZAZRE2503505</b>	Excalibur sterile 25mm E35 (blister da 6 files)	1 blister	60,00 €	22	<b>42,00 €</b>
<b>ZAZRE3103505</b>	Excalibur sterile 31mm E35 (blister da 6 files)	1 blister	60,00 €	22	<b>42,00 €</b>
<b>ZAZRE2104505</b>	Excalibur sterile 21mm E45 (blister da 6 files)	1 blister	60,00 €	22	<b>42,00 €</b>

I prezzi indicati sono IVA esclusa

# LISTINO PREZZI 2025



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
<b>ZAZRE2504505</b>	Excalibur sterile 25mm E45 (blister da 6 files)	1 blister	60,00 €	22	<b>42,00 €</b>
<b>ZAZRE3104505</b>	Excalibur sterile 31mm E45 (blister da 6 files)	1 blister	60,00 €	22	<b>42,00 €</b>
<b>ZAZRE21ASST1</b>	Excalibur sterile 21mm E20-E45 (blister da 4 files)	1 blister	44,29 €	22	<b>31,00 €</b>
<b>ZAZRE25ASST1</b>	Excalibur sterile 25mm E20-E45 (blister da 4 files)	1 blister	44,29 €	22	<b>31,00 €</b>
<b>ZAZRE31ASST1</b>	Excalibur sterile 31mm E20-E45 (blister da 4 files)	1 blister	44,29 €	22	<b>31,00 €</b>
<b>ZAZRE21PRO20</b>	Excalibur PRO sterile 21mm E20	1 blister	64,13 €	22	<b>44,90 €</b>
<b>ZAZRE21PRO25</b>	Excalibur PRO sterile 21mm E25	1 blister	64,13 €	22	<b>44,90 €</b>
<b>ZAZRE21PRO35</b>	Excalibur PRO sterile 21mm E35	1 blister	64,13 €	22	<b>44,90 €</b>
<b>ZAZRE21PRO45</b>	Excalibur PRO sterile 21mm E45	1 blister	64,13 €	22	<b>44,90 €</b>
<b>ZAZRE25PRO20</b>	Excalibur PRO sterile 25mm E20	1 blister	64,13 €	22	<b>44,90 €</b>
<b>ZAZRE25PRO25</b>	Excalibur PRO sterile 25mm E25	1 blister	64,13 €	22	<b>44,90 €</b>
<b>ZAZRE25PRO35</b>	Excalibur PRO sterile 25mm E35	1 blister	64,13 €	22	<b>44,90 €</b>
<b>ZAZRE25PRO45</b>	Excalibur PRO sterile 25mm E45	1 blister	64,13 €	22	<b>44,90 €</b>
<b>ZAZRE31PRO20</b>	Excalibur PRO sterile 31mm E20	1 blister	64,13 €	22	<b>44,90 €</b>
<b>ZAZRE31PRO25</b>	Excalibur PRO sterile 31mm E25	1 blister	64,13 €	22	<b>44,90 €</b>
<b>ZAZRE31PRO35</b>	Excalibur PRO sterile 31mm E35	1 blister	64,13 €	22	<b>44,90 €</b>
<b>ZAZRE31PRO45</b>	Excalibur PRO sterile 31mm E45	1 blister	64,13 €	22	<b>44,90 €</b>
<b>ZAZRE21APRO1</b>	Excalibur PRO sterile 21mm E20-E45	1 blister	48,42 €	22	<b>33,90 €</b>
<b>ZAZRE25APRO1</b>	Excalibur PRO sterile 25mm E20-E45	1 blister	48,42 €	22	<b>33,90 €</b>
<b>ZAZRE31APRO1</b>	Excalibur PRO sterile 31mm E20-E45	1 blister	48,42 €	22	<b>33,90 €</b>
<b>ZAZGE211502</b>	Excalibur Glider sterile files 21mm (blister da 3 files)	1 blister	34,59 €	22	<b>23,00 €</b>
<b>ZAZGE251502</b>	Excalibur Glider sterile files 25mm (blister da 3 files)	1 blister	34,59 €	22	<b>23,00 €</b>
<b>ZAZGE311502</b>	Excalibur Glider sterile files 31mm (blister da 3 files)	1 blister	34,59 €	22	<b>23,00 €</b>
<b>ZAZSS2100001</b>	SlimShaper sterile 21mm ZS1 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	<b>39,00 €</b>
<b>ZAZSS2500001</b>	SlimShaper sterile 25mm ZS1 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	<b>39,00 €</b>
<b>ZAZSS3100001</b>	SlimShaper sterile 31mm ZS1 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	<b>39,00 €</b>
<b>ZAZSS2100002</b>	SlimShaper sterile 21mm ZS2 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	<b>39,00 €</b>
<b>ZAZSS2500002</b>	SlimShaper sterile 25mm ZS2 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	<b>39,00 €</b>
<b>ZAZSS3100002</b>	SlimShaper sterile 31mm ZS2 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	<b>39,00 €</b>
<b>ZAZSS2100003</b>	SlimShaper sterile 21mm ZS3 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	<b>39,00 €</b>
<b>ZAZSS2500003</b>	SlimShaper sterile 25mm ZS3 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	<b>39,00 €</b>
<b>ZAZSS3100003</b>	SlimShaper sterile 31mm ZS3 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	<b>39,00 €</b>
<b>ZAZSS21ASST6</b>	SlimShaper sterile 21mm ZS1-ZS3 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	<b>39,00 €</b>

# LISTINO PREZZI 2025



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
<b>ZAZSS25ASST6</b>	SlimShaper sterie 25mm ZS1-ZS3 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	<b>39,00 €</b>
<b>ZAZSS31ASST6</b>	SlimShaper sterile 31mm ZS1-ZS3 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	<b>39,00 €</b>
<b>ZAZSS210PRO1</b>	SlimShaper PRO sterile files 21mm ZS1 (blister 6 files)	1 blister	63,01 €	22	<b>41,90 €</b>
<b>ZAZSS250PRO1</b>	SlimShaper PRO sterile files 25mm ZS1 (blister 6 files)	1 blister	63,01 €	22	<b>41,90 €</b>
<b>ZAZSS310PRO1</b>	SlimShaper PRO sterile files 31mm ZS1 (blister 6 files)	1 blister	63,01 €	22	<b>41,90 €</b>
<b>ZAZSS210PRO2</b>	SlimShaper PRO sterile files 21mm ZS2 (blister 6 files)	1 blister	63,01 €	22	<b>41,90 €</b>
<b>ZAZSS250PRO2</b>	SlimShaper PRO sterile files 25mm ZS2 (blister 6 files)	1 blister	63,01 €	22	<b>41,90 €</b>
<b>ZAZSS310PRO2</b>	SlimShaper PRO sterile files 31mm ZS2 (blister 6 files)	1 blister	63,01 €	22	<b>41,90 €</b>
<b>ZAZSS210PRO3</b>	SlimShaper PRO sterile files 21mm ZS3 (blister 6 files)	1 blister	63,01 €	22	<b>41,90 €</b>
<b>ZAZSS250PRO3</b>	SlimShaper PRO sterile files 25mm ZS3 (blister 6 files)	1 blister	63,01 €	22	<b>41,90 €</b>
<b>ZAZSS310PRO3</b>	SlimShaper PRO sterile files 31mm ZS3 (blister 6 files)	1 blister	63,01 €	22	<b>41,90 €</b>
<b>ZAZSS21APRO6</b>	SlimShaper PRO sterile files 21mm ZS1-ZS3 (blister 6 files)	1 blister	63,01 €	22	<b>41,90 €</b>
<b>ZAZSS25APRO6</b>	SlimShaper PRO sterile files 25mm ZS1-ZS3 (blister 6 files)	1 blister	63,01 €	22	<b>41,90 €</b>
<b>ZAZSS31APRO6</b>	SlimShaper PRO sterile files 31mm ZS1-ZS3 (blister 6 files)	1 blister	63,01 €	22	<b>41,90 €</b>
<b>ZAZSS21APRO3</b>	SlimShaper PRO sterile files 21mm ZS1-ZS3 (blister 3 files)	1 blister	32,93 €	22	<b>21,90 €</b>
<b>ZAZSS25APRO3</b>	SlimShaper PRO sterile files 25mm ZS1-ZS3 (blister 3 files)	1 blister	32,93 €	22	<b>21,90 €</b>
<b>ZAZSS31APRO3</b>	SlimShaper PRO sterile files 31mm ZS1-ZS3 (blister 3 files)	1 blister	32,93 €	22	<b>21,90 €</b>
<b>ZAZAS2103003</b>	ApicalShaper sterile 21mm Z30/03 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	<b>39,00 €</b>
<b>ZAZAS2103503</b>	ApicalShaper sterile 21mm Z35/03 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	<b>39,00 €</b>
<b>ZAZAS2104003</b>	ApicalShaper sterile 21mm Z40/03 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	<b>39,00 €</b>
<b>ZAZAS2105003</b>	ApicalShaper sterile 21mm Z50/03 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	<b>39,00 €</b>
<b>ZAZAS21ASST1</b>	ApicalShaper sterile 21mm Z30-Z50 (blister 4 files)	1 blister	40,86 €	22	<b>28,60 €</b>
<b>ZAZAS2503003</b>	ApicalShaper sterile 25mm Z30/03 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	<b>39,00 €</b>
<b>ZAZAS2503503</b>	ApicalShaper sterile 25mm Z35/03 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	<b>39,00 €</b>
<b>ZAZAS2504003</b>	ApicalShaper sterile 25mm Z40/03 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	<b>39,00 €</b>
<b>ZAZAS2505003</b>	ApicalShaper sterile 25mm Z50/03 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	<b>39,00 €</b>
<b>ZAZAS25ASST1</b>	ApicalShaper sterile 25mm Z30-Z50 (blister 4 files)	1 blister	40,86 €	22	<b>28,60 €</b>
<b>ZAZAS3103003</b>	ApicalShaper sterile 31mm Z30/03 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	<b>39,00 €</b>
<b>ZAZAS3103503</b>	ApicalShaper sterile 31mm Z35/03 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	<b>39,00 €</b>
<b>ZAZAS3104003</b>	ApicalShaper sterile 31mm Z40/03 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	<b>39,00 €</b>
<b>ZAZAS3105003</b>	ApicalShaper sterile 31mm Z50/03 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	<b>39,00 €</b>
<b>ZAZAS31ASST1</b>	ApicalShaper sterile 31mm Z30-Z50 (blister 4 files)	1 blister	40,86 €	22	<b>28,60 €</b>
<b>ZAZZGE00021</b>	Z-Glider EVO sterile files 21mm (blister 3 files)	1 blister	36,09 €	22	<b>24,00 €</b>

I prezzi indicati sono IVA esclusa

# LISTINO PREZZI 2025



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
<b>ZAZZGE00025</b>	Z-Glider EVO sterile files 25mm (blister 3 files)	1 blister	36,09 €	22	<b>24,00 €</b>
<b>ZAZZGE00031</b>	Z-Glider EVO sterile files 31mm (blister 3 files)	1 blister	36,09 €	22	<b>24,00 €</b>
<b>ZAZCON02521</b>	Z Condensor 21mm 025 (blister 4 files)	1 blister	37,14 €	22	<b>26,00 €</b>
<b>ZAZCON03021</b>	Z Condensor 21mm 030 (blister 4 files)	1 blister	37,14 €	22	<b>26,00 €</b>
<b>ZAZCON03521</b>	Z Condensor 21mm 035 (blister 4 files)	1 blister	37,14 €	22	<b>26,00 €</b>
<b>ZAZCON04021</b>	Z Condensor 21mm 040 (blister 4 files)	1 blister	37,14 €	22	<b>26,00 €</b>
<b>ZAZCON04521</b>	Z Condensor 21mm 045 (blister 4 files)	1 blister	37,14 €	22	<b>26,00 €</b>
<b>ZAZCON02525</b>	Z Condensor 25mm 025 (blister 4 files)	1 blister	37,14 €	22	<b>26,00 €</b>
<b>ZAZCON03025</b>	Z Condensor 25mm 030 (blister 4 files)	1 blister	37,14 €	22	<b>26,00 €</b>
<b>ZAZCON03525</b>	Z Condensor 25mm 035 (blister 4 files)	1 blister	37,14 €	22	<b>26,00 €</b>
<b>ZAZCON04025</b>	Z Condensor 25mm 040 (blister 4 files)	1 blister	37,14 €	22	<b>26,00 €</b>
<b>ZAZCON04525</b>	Z Condensor 25mm 045 (blister 4 files)	1 blister	37,14 €	22	<b>26,00 €</b>
<b>ZAZRETREATA</b>	RetreatAll (blister 4 files)	1 blister	41,43 €	22	<b>29,00 €</b>
<b>ZAZPY</b>	Petali gialli (50 pz)	1 box	17,86 €	22	<b>12,50 €</b>
<b>ZAUDCB01</b>	Z-Clean	1 pz.	29,71 €	22	<b>20,80 €</b>
<b>ZASP001025RE</b>	Z-Clean Sponges (25 pz)	1 box	49,57 €	22	<b>34,70 €</b>
<b>ZAGP-144</b>	Guttapercha BlueShaper Z3 (box 60 pz)	1 box	34,14 €	4	<b>23,90 €</b>
<b>ZAGP-145</b>	Guttapercha BlueShaper Z4 (box 60 pz)	1 box	34,14 €	4	<b>23,90 €</b>
<b>ZAGP-146</b>	Guttapercha BlueShaper Z5 (box 60 pz)	1 box	34,14 €	4	<b>23,90 €</b>
<b>ZAGP-147</b>	Guttapercha BlueShaper Z6 (box 60 pz)	1 box	34,14 €	4	<b>23,90 €</b>
<b>ZAGP-148</b>	Guttapercha BlueShaper Z7 (box 60 pz)	1 box	34,14 €	4	<b>23,90 €</b>
<b>ZAZSSGP00ZS1</b>	Punte di guttaperca SlimShaper ZS1 (box 60 pz)	1 box	34,14 €	4	<b>23,90 €</b>
<b>ZAZSSGP00ZS2</b>	Punte di guttaperca SlimShaper ZS2 (box 60 pz)	1 box	34,14 €	4	<b>23,90 €</b>
<b>ZAZSSGP00ZS3</b>	Punte di guttaperca SlimShaper ZS3 (box 60 pz)	1 box	34,14 €	4	<b>23,90 €</b>
<b>ZAZREGP00E20</b>	Punte di guttaperca Excalibur E20 (box 60 pz)	1 box	34,14 €	4	<b>23,90 €</b>
<b>ZAZREGP00E25</b>	Punte di guttaperca Excalibur E25 (box 60 pz)	1 box	34,14 €	4	<b>23,90 €</b>
<b>ZAZREGP00E35</b>	Punte di guttaperca Excalibur E35 (box 60 pz)	1 box	34,14 €	4	<b>23,90 €</b>
<b>ZAZREGP00E45</b>	Punte di guttaperca Excalibur E45 (box 60 pz)	1 box	34,14 €	4	<b>23,90 €</b>
<b>ZAGP-430</b>	Guttaperca ApicalShaper Z30 (box 60 pz)	1 box	34,14 €	4	<b>23,90 €</b>
<b>ZAGP-435</b>	Guttaperca ApicalShaper Z35 (box 60 pz)	1 box	34,14 €	4	<b>23,90 €</b>
<b>ZAGP-440</b>	Guttaperca ApicalShaper Z40 (box 60 pz)	1 box	34,14 €	4	<b>23,90 €</b>
<b>ZAGP-450</b>	Guttaperca ApicalShaper Z50 (box 60 pz)	1 box	34,14 €	4	<b>23,90 €</b>
<b>ZAGP-48</b>	Guttaperca Zarc .04/25 (box 60 pz)	1 box	22,00 €	4	<b>15,40 €</b>



# LISTINO PREZZI 2025



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
ZAGP-49	Guttaperca Zarc .04/30 (box 60 pz)	1 box	22,00 €	4	15,40 €
ZAGP-78	Guttaperca Zarc .06/25 (box 60 pz)	1 box	22,00 €	4	15,40 €
ZAGP-79	Guttaperca Zarc .06/30 (box 60 pz)	1 box	22,00 €	4	15,40 €
ZAGP-120	Guttaperca Zarc Fine (box 100 pz)	1 box	14,29 €	4	10,00 €
ZAGP-121	Guttaperca Zarc X-Fine (box 100 pz)	1 box	14,29 €	4	10,00 €
ZAGP-701	Guttaperca Z-Fit N (box 60 pz)	1 box	34,14 €	4	23,90 €
ZAGP-702	Guttaperca Z-Fit W (box 60 pz)	1 box	34,14 €	4	23,90 €
ZAPP-144	Punte di carta - BlueShaper Z3 (box 100 pz)	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAPP-145	Punte di carta - BlueShaper Z4 (box 100 pz)	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAPP-146	Punte di carta - BlueShaper Z5 (box 100 pz)	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAPP-147	Punte di carta - BlueShaper Z6 (box 100 pz)	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAPP-148	Punte di carta - BlueShaper Z7 (box 100 pz)	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAZSSPP00ZS2	Punte di carta - SlimShaper ZS2 (box 100 pz)	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAZSSPP00ZS3	Punte di carta - SlimShaper ZS3 (box 100 pz)	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAZREPP00E20	Punte di carta - Excalibur E20 (box 100 pz)	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAZREPP00E25	Punte di carta - Excalibur E25 (box 100 pz)	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAZREPP00E35	Punte di carta - Excalibur E35 (box 100 pz)	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAZREPP00E45	Punte di carta - Excalibur E45 (box 100 pz)	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAPP-48	Punte di carta - Zarc .04/25 (box 100 pz)	1 box	20,71 €	22	14,50 €
ZAPP-49	Punte di carta - Zarc .04/30 (box 100 pz)	1 box	20,71 €	22	14,50 €
ZAPP-78	Punte di carta - Zarc .06/25 (box 100 pz)	1 box	20,71 €	22	14,50 €
ZAPP-79	Punte di carta - Zarc .06/30 (box 100 pz)	1 box	20,71 €	22	14,50 €
ZAPP-120	Punte di carta - Zarc Fine (box 180 pz)	1 box	11,86 €	22	8,30 €
ZAPP-121	Punte di carta - Zarc X-Fine (box 180 pz)	1 box	11,86 €	22	8,30 €
ZASCPP-144	Punte di carta sterili - BlueShaper Z3 (blister 180 pz)	1 blister	53,99 €	22	32,90 €
ZASCPP-145	Punte di carta sterili - BlueShaper Z4 (blister 180 pz)	1 blister	53,99 €	22	32,90 €
ZASCPP-146	Punte di carta sterili - BlueShaper Z5 (blister 180 pz)	1 blister	53,99 €	22	32,90 €
ZASCPP-147	Punte di carta sterili - BlueShaper Z6 (blister 180 pz)	1 blister	53,99 €	22	32,90 €
ZASCPP-148	Punte di carta sterili - BlueShaper Z7 (blister 180 pz)	1 blister	53,99 €	22	32,90 €
ZASCPP-201	Punte di carta sterili - SlimShaper ZS1 (blister 180 pz)	1 blister	53,99 €	22	32,90 €
ZASCPP-202	Punte di carta sterili - SlimShaper ZS2 (blister 180 pz)	1 blister	53,99 €	22	32,90 €
ZASCPP-203	Punte di carta sterili - SlimShaper ZS3 (blister 180 pz)	1 blister	53,99 €	22	32,90 €
ZASCPP-320	Punte di carta sterili - Excalibur E20 (blister 180 pz)	1 blister	53,99 €	22	32,90 €

I prezzi indicati sono IVA esclusa

# LISTINO PREZZI 2025



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
ZASCPP-325	Punte di carta sterili - Excalibur E25 (blister 180 pz)	1 blister	53,99 €	22	32,90 €
ZASCPP-335	Punte di carta sterili - Excalibur E35 (blister 180 pz)	1 blister	53,99 €	22	32,90 €
ZASCPP-345	Punte di carta sterili - Excalibur E45 (blister 180 pz)	1 blister	53,99 €	22	32,90 €
ZASCPP-430	Punte di carta sterili - ApicalShaper Z30 (blister 180 pz)	1 blister	53,99 €	22	32,90 €
ZASCPP-435	Punte di carta sterili - ApicalShaper Z35 (blister 180 pz)	1 blister	53,99 €	22	32,90 €
ZASCPP-440	Punte di carta sterili - ApicalShaper Z40 (blister 180 pz)	1 blister	53,99 €	22	32,90 €
ZASCPP-450	Punte di carta sterili - ApicalShaper Z50 (blister 180 pz)	1 blister	53,99 €	22	32,90 €
ZASCPP-48	Punte di carta sterili - Zarc .04/25 (blister 180 pz)	1 blister	44,52 €	22	26,90 €
ZASCPP-49	Punte di carta sterili - Zarc .04/30 (blister 180 pz)	1 blister	44,52 €	22	26,90 €
ZASCPP-78	Punte di carta sterili - Zarc .06/25 (blister 180 pz)	1 blister	44,52 €	22	26,90 €
ZASCPP-79	Punte di carta sterili - Zarc .06/30 (blister 180 pz)	1 blister	44,52 €	22	26,90 €
ZASCPP-120	Punte di carta sterili - Zarc Fine (blister 180 pz)	1 blister	35,88 €	22	19,90 €
ZASCPP-121	Punte di carta sterili - Zarc X-Fine (blister 180 pz)	1 blister	35,88 €	22	19,90 €
ZASCPP-701	Z-FIT N punte di carta sterili (blister 180 pz)	1 blister	49,08 €	22	29,50 €
ZASCPP-702	Z-FIT W punte di carta sterili (blister 180 pz)	1 blister	59,52 €	22	36,25 €
ZAZGR	Z-Gauge Righello	1 pz.	39,71 €	22	27,80 €
ZAZRL	Z-Righello	1 pz.	9,93 €	22	6,95 €
ZAZEB	Endo-Block righello	1 pz.	27,86 €	22	19,50 €
ZAZSTANDP	File Organizer e righello autoclavabile - ZARC Pink	1 pz.	8,43 €	22	5,90 €
ZAZSTANDY	File Organizer e righello autoclavabile - ZARC Yellow	1 pz.	8,43 €	22	5,90 €
ZAZSTANDB	File Organizer e righello autoclavabile - ZARC Blue	1 pz.	8,43 €	22	5,90 €
ZAUDMS2002	Z Micro-Shaper .02/20 (box da 3 pz)	1 box	46,29 €	22	32,40 €
ZAUDMS2502	Z Micro-Shaper .02/25 (box da 3 pz)	1 box	46,29 €	22	32,40 €
ZAUDMS3002	Z Micro-Shaper .02/30 (box da 3 pz)	1 box	46,29 €	22	32,40 €
ZAUDMO1004	Z Micro-Opener .04/10 (box da 3 pz)	1 box	46,29 €	22	32,40 €
ZAUDMO1504	Z Micro-Opener .04/15 (box da 3 pz)	1 box	46,29 €	22	32,40 €
ZAUDMO2004	Z Micro-Opener .04/20 (box da 3 pz)	1 box	46,29 €	22	32,40 €
ZAZKFILE2106	K File 21mm 06 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2108	K File 21mm 08 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2110	K File 21mm 10 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2115	K File 21mm 15 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2120	K File 21mm 20 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2125	K File 21mm 25 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €

# LISTINO PREZZI 2025



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
<b>ZAZKFILE2130</b>	K File 21mm 30 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKFILE2135</b>	K File 21mm 35 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKFILE2140</b>	K File 21mm 40 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKFILE2145</b>	K File 21mm 45 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKF21ASST1</b>	K File Assorted 21mm 15-40 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKF21ASST2</b>	K File Assorted 21mm 45-80 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKFILE2506</b>	K File 25mm 06 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKFILE2508</b>	K File 25mm 08 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKFILE2510</b>	K File 25mm 10 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKFILE2515</b>	K File 25mm 15 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKFILE2520</b>	K File 25mm 20 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKFILE2525</b>	K File 25mm 25 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKFILE2530</b>	K File 25mm 30 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKFILE2535</b>	K File 25mm 35 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKFILE2540</b>	K File 25mm 40 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKFILE2545</b>	K File 25mm 45 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKF25ASST1</b>	K File Assorted 25mm 15-40 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKF25ASST2</b>	K File Assorted 25mm 45-80 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKFILE3106</b>	K File 31mm 06 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKFILE3108</b>	K File 31mm 08 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKFILE3110</b>	K File 31mm 10 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKFILE3115</b>	K File 31mm 15 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKFILE3120</b>	K File 31mm 20 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKFILE3125</b>	K File 31mm 25 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKFILE3130</b>	K File 31mm 30 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKFILE3135</b>	K File 31mm 35 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKFILE3140</b>	K File 31mm 40 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKFILE3145</b>	K File 31mm 45 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKF31ASST1</b>	K File Assorted 31mm 15-40 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKF31ASST2</b>	K File Assorted 31mm 45-80 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKFLEX2115</b>	K Flex 21mm 15 (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	<b>10,75 €</b>
<b>ZAZKFLEX2120</b>	K Flex 21mm 20 (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	<b>10,75 €</b>
<b>ZAZKFLEX2125</b>	K Flex 21mm 25 (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	<b>10,75 €</b>

I prezzi indicati sono IVA esclusa

# LISTINO PREZZI 2025



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
ZAZKFLEX2130	K Flex 21mm 30 (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX2135	K Flex 21mm 35 (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX2140	K Flex 21mm 40 (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX2145	K Flex 21mm 45 (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKX21ASST1	K Flex Assorted 21mm 15-40 (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX2515	K Flex 25mm 15 (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX2520	K Flex 25mm 20 (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX2525	K Flex 25mm 25 (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX2530	K Flex 25mm 30 (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX2535	K Flex 25mm 35 (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX2540	K Flex 25mm 40 (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX2545	K Flex 25mm 45 (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKX25ASST1	K Flex Assorted 25mm 15-40 (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX3115	K Flex 31mm 15 (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX3120	K Flex 31mm 20 (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX3125	K Flex 31mm 25 (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX3130	K Flex 31mm 30 (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX3135	K Flex 31mm 35 (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX3140	K Flex 31mm 40 (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX3145	K Flex 31mm 45 (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKX31ASST1	K Flex Assorted 31mm 15-40 (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZHEDST2108	Hedström sterile 21mm 08 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST2110	Hedström sterile 21mm 10 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST2115	Hedström sterile 21mm 15 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST2120	Hedström sterile 21mm 20 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST2125	Hedström sterile 21mm 25 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST2130	Hedström sterile 21mm 30 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST2135	Hedström sterile 21mm 35 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST2140	Hedström sterile 21mm 40 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST2145	Hedström sterile 21mm 45 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHD21ASST1	Hedström sterile Assorted 21mm 15-40 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHD21ASST2	Hedström sterile Assorted 21mm 45-80 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST2508	Hedström sterile 25mm 08 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €



# LISTINO PREZZI 2025



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
<b>ZAZHEDST2510</b>	Hedström sterile 25mm 10 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZHEDST2515</b>	Hedström sterile 25mm 15 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZHEDST2520</b>	Hedström sterile 25mm 20 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZHEDST2525</b>	Hedström sterile 25mm 25 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZHEDST2530</b>	Hedström sterile 25mm 30 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZHEDST2535</b>	Hedström sterile 25mm 35 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZHEDST2540</b>	Hedström sterile 25mm 40 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZHEDST2545</b>	Hedström sterile 25mm 45 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZHD25ASST1</b>	Hedström sterile Assorted 25mm 15-40 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZHD25ASST2</b>	Hedström sterile Assorted 25mm 45-80 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZHEDST3108</b>	Hedström sterile 31mm 08 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZHEDST3110</b>	Hedström sterile 31mm 10 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZHEDST3115</b>	Hedström sterile 31mm 15 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZHEDST3120</b>	Hedström sterile 31mm 20 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZHEDST3125</b>	Hedström sterile 31mm 25 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZHEDST3130</b>	Hedström sterile 31mm 30 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZHEDST3135</b>	Hedström sterile 31mm 35 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZHEDST3140</b>	Hedström sterile 31mm 40 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZHEDST3145</b>	Hedström sterile 31mm 45 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZHD31ASST1</b>	Hedström sterile Assorted 31mm 15-40 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZHD31ASST2</b>	Hedström sterile Assorted 31mm 45-80 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAUDPL357001</b>	Z-Plugger 35/70 (box 1 pz)	1 box	65,84 €	22	<b>43,79 €</b>
<b>ZAUDPL408001</b>	Z-Plugger 40/80 (box 1 pz)	1 box	65,84 €	22	<b>43,79 €</b>
<b>ZAUDPL5010001</b>	Z-Plugger 50/100 (box 1 pz)	1 box	65,84 €	22	<b>43,79 €</b>
<b>ZAUDPL6012001</b>	Z-Plugger 60/120 (box 1 pz)	1 box	65,84 €	22	<b>43,79 €</b>
<b>ZAUDIN3022050</b>	Z-Rinse 30GA 22mm (box 50 pz)	1 box	73,10 €	22	<b>48,62 €</b>
<b>ZAUDIN3026050</b>	Z-Rinse 30GA 26mm (box 50 pz)	1 box	73,10 €	22	<b>48,62 €</b>
<b>ZCFE2106</b>	C+ File 21 mm 06 Zarc (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	<b>10,20 €</b>
<b>ZCFE2506</b>	C+ File 25 mm 06 Zarc (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	<b>10,20 €</b>
<b>ZCFE3106</b>	C+ File 31 mm 06 Zarc (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	<b>10,20 €</b>
<b>ZCFE2108</b>	C+ File 21 mm 08 Zarc (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	<b>10,20 €</b>
<b>ZCFE2508</b>	C+ File 25 mm 08 Zarc (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	<b>10,20 €</b>
<b>ZCFE3108</b>	C+ File 31 mm 08 Zarc (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	<b>10,20 €</b>

I prezzi indicati sono IVA esclusa

## LISTINO PREZZI 2025



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
ZCFILE2110	C+ File 21 mm 10 Zarc (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	10,20 €
ZCFILE2510	C+ File 25 mm 10 Zarc (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	10,20 €
ZCFILE3110	C+ File 31 mm 10 Zarc (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	10,20 €
ZCFILE2115	C+ File 21 mm 15 Zarc (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	10,20 €
ZCFILE2515	C+ File 25 mm 15 Zarc (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	10,20 €
ZCFILE3115	C+ File 31 mm 15 Zarc (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	10,20 €



# LISTINO PREZZI 2025



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
K03249	SONDA ENDO DG 16N EXTRA FINE TRINOVO PEEK NERO	conf. da 1 pz	73,04 €	22	59,00 €
K04095	PINZA ENDO CON BLOCCO EPL 1	conf. da 1 pz	48,27 €	22	39,00 €
K04337	SPECCHIETTO N. 4 INGRANDENTE	conf. da 12 pz	47,19 €	22	38,00 €
K04338	SPECCHIETTO N. 5 INGRANDENTE	conf. da 12 pz	47,19 €	22	38,00 €
K04339	SPECCHIETTO N. 4 PIATTO	conf. da 12 pz	36,02 €	22	29,00 €
K04339-CS	SPECCHIETTO N. 4 PIATTO CON FILETTATURA CONICA	conf. da 12 pz	94,03 €	22	76,00 €
K04340	SPECCHIETTO N. 5 PIATTO	conf. da 12 pz	36,02 €	22	29,00 €
K06083	SPECCHIETTO N. 5 PIATTO CON FILETTATURA CONICA	conf. da 12 pz	94,03 €	22	76,00 €
K04515	SPECCHIETTO RODIATO N. 4	conf. da 12 pz	69,89 €	22	53,90 €
K04516	SPECCHIETTO RODIATO N. 5	conf. da 12 pz	69,89 €	22	53,90 €
K05597	SPECCHIETTO RODIATO DOPPIO N. 4 - 6 PZ	conf. da 6 pz	114,80 €	22	92,00 €
K05597-CS	SPECCHIETTO RODIO DOPPIO N.4 FIL. CONICA-6PZ	conf. da 6 pz	114,80 €	22	92,00 €
K06699	SONDA DOPPIA IN ACCIAIO DG 16 MANICO STANDARD	conf. da 1 pz	31,07 €	22	25,00 €
K07532	PLUGGER MISURA 0,6 - TRINOVO	conf. da 1 pz	39,67 €	22	32,00 €
K07533	PLUGGER MISURA 0,8 - TRINOVO	conf. da 1 pz	39,67 €	22	32,00 €
K07534	PLUGGER MISURA 1,0 - TRINOVO	conf. da 1 pz	39,67 €	22	32,00 €
K07535	PLUGGER MISURA 1,2 - TRINOVO	conf. da 1 pz	39,67 €	22	32,00 €
K07536	SPREADER MISURA 20 - TRINOVO	conf. da 1 pz	38,34 €	22	31,00 €
K07537	SPREADER MISURA 30 - TRINOVO	conf. da 1 pz	38,34 €	22	31,00 €
K07538	SPREADER MISURA 40 - TRINOVO	conf. da 1 pz	38,34 €	22	31,00 €
K07539	SPREADER MISURA 50 - TRINOVO	conf. da 1 pz	38,34 €	22	31,00 €
K08409	PLUGGER ENDO 0.40/0.55 MM TRINOVO PEEK NERO	conf. da 1 pz	75,43 €	22	61,00 €
K08422	STRUMENTO PER RIMOZ. GUTTA 26MM EGPR-L/R	conf. da 1 pz	263,49 €	22	210,90 €
K08423	STRUMENTO PER RIMOZ. GUTTA 26 MM EGPR-U/D	conf. da 1 pz	263,49 €	22	210,90 €

I prezzi indicati sono IVA esclusa

# LISTINO PREZZI 2025



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
K08424	STRUMENTO PER RIMOZ. GUTTA 18 MM EGPR-L/R	conf. da 1 pz	263,49 €	22	210,90 €
K08425	STRUMENTO PER RIMOZ. GUTTA 18 MM EGPR-U/D	conf. da 1 pz	263,49 €	22	210,90 €
K08426	STRUMENTO PER RIMOZ.E GUTTA 18/26 MM, DIAMANTE	conf. da 1 pz	263,49 €	22	210,90 €
K09200	SONDA ENDO DG 16 ENDOBLACK	conf. da 1 pz	82,78 €	22	66,90 €
K09201	SONDA ENDO KX1, DITTA ENDOBLACK	conf. da 1 pz	82,78 €	22	66,90 €
K09202	SONDA ENDO KX2, ANGOLATA ENDOBLACK	conf. da 1 pz	82,78 €	22	66,90 €
K09203	PLUGGER D-1 ENDOBLACK	conf. da 1 pz	82,78 €	22	66,90 €
K09204	PLUGGER D-2 ENDOBLACK	conf. da 1 pz	82,78 €	22	66,90 €
K09205	SPREADER 20/30 ENDOBLACK	conf. da 1 pz	92,47 €	22	73,90 €
K09206	SPREADER 40/50 ENDOBLACK	conf. da 1 pz	92,47 €	22	73,90 €
K09207	PLUGGER 0,6/0,8 ENDOBLACK	conf. da 1 pz	85,26 €	22	68,90 €
K09208	PLUGGER 1,0/1,2 ENDOBLACK	conf. da 1 pz	85,26 €	22	68,90 €
K09212	SONDA PARODONTALE CP12/CP15 ENDOBLACK	conf. da 1 pz	94,08 €	22	76,00 €
K09213	SPATOLA HEIDEMANN FIG. 1 ENDOBLACK	conf. da 1 pz	92,91 €	22	75,00 €
K09214	SONDA ENDO 17/17L, MODIFICATA ENDOBLACK	conf. da 1 pz	82,78 €	22	67,00 €
K09218	IMPUGNATURA PER SPECCHIETTO SINGOLO ENDOBLACK	conf. da 1 pz	67,24 €	22	54,00 €
K09218-DE	IMPUGNATURA PER SPECCHIETTO DOPPIO ENDOBLACK	conf. da 1 pz	78,95 €	22	64,00 €
K09219	SPATOLA CON RIGHELLO ENDO ENDOBLACK	conf. da 1 pz	102,14 €	22	82,00 €
K09575	SPECCHIETTO RODIATO DOPPIO N. 5	conf. da 6 pz	114,80 €	22	92,00 €
K09575-CS	SPECCHIETTO RODIATO DOPPIO N. 5 FILETTATURA CONICA	conf. da 6 pz	114,80 €	22	92,00 €
K04515-CC	SPECCHIETTO ENDOBLACK N.4 RODIO	conf. da 12 pz	246,02 €	22	196,90 €
K04516-CC	SPECCHIETTO ENDOBLACK N.5 RODIO	conf. da 12 pz	246,02 €	22	196,90 €
K06412-CC	MICRO SPECCHIETTO DIAM. 3MM RODIO ENDOBLACK - 1 PZ	conf. da 1 pz	184,29 €	22	147,90 €
K06413-CC	MICRO SPECCHIETTO DIAM. 5MM RODIO ENDOBLACK - 1 PZ	conf. da 1 pz	184,29 €	22	147,90 €
K06414-CC	MICRO SPECCHIETTO RODIO 3X6 MM ENDOBLACK - 1 PZ	conf. da 1 pz	184,29 €	22	147,90 €



# LISTINO PREZZI 2025



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
K08395	MINI SPECCHIETTO RODIATO DIAM. 10MM	conf. da 1 pz	43,70 €	22	35,00 €
K08396	MINI SPECCHIETTO RODIATO DIAM. 12MM	conf. da 1 pz	43,70 €	22	35,00 €
K08397	MINI SPECCHIETTO RODIATO DIAM. 14MM	conf. da 1 pz	43,70 €	22	35,00 €



I prezzi indicati sono IVA esclusa

# LISTINO PREZZI 2025

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
PAC9542SIVC	iVac sistema di irrigazione - intro kit attacco Satelec	1 pz.	294,92 €	22	<b>223,00 €</b>
PAC9542EIVC	iVac sistema di irrigazione - intro kit EMS	1 pz.	294,92 €	22	<b>223,00 €</b>
PAC954235G	iVac™ Cannule 0.35, 27 mm, verde	box da 20 pz.	53,01 €	22	<b>40,50 €</b>
PAC954250Y	iVac™ Cannule 0.50, 27 mm, gialla	box da 20 pz.	53,01 €	22	<b>40,50 €</b>
PAC9542LTA	iVac™ Tubo lungo in silicone e connettori	1 pz.	23,78 €	22	<b>18,90 €</b>
PAC9542ST	iVac™ Tubo corto in silicone con connettori	box da 5 pz.	33,23 €	22	<b>25,00 €</b>
PAC9542ACT	iVac™ Cannula capillare angolata	box da 10 pz.	23,78 €	22	<b>18,90 €</b>
PAC9542SC	iVac™ S-type Piezo connettore	2 pz.	79,59 €	22	<b>60,50 €</b>
PAC9542EC	iVac™ E-type Piezo connettore	2 pz.	79,59 €	22	<b>60,50 €</b>
PAC9542R	iVac™ anelli	box da 10 pz.	45,05 €	22	<b>34,00 €</b>



# LISTINO PREZZI 2025



RIF.	DESCRIZIONE	ISO	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
MAP SYSTEM KIT						
MAP20296	MAP ONE SYSTEM KIT		1 pz.	503,16 €	22	392,00 €
MAP20288	MAP VPT KIT		1 pz.	503,16 €	22	392,00 €
MAP20285	INTRO KIT		1 pz.	915,74 €	22	736,00 €
MAP20286	UNIVERSAL KIT		1 pz.	1.272,58 €	22	1.007,00 €
MAP20287	SURGICAL KIT		1 pz.	1.581,06 €	22	1.264,00 €
MAP SYSTEM PUNTALI						
MAP20210-11-12	PUNTALE IN NITI A MEMORIA DI FORMA	Ø 090 giallo, Ø 110 rosso, Ø 130 blu	1 pz.	338,11 €	22	270,00 €
MAP20220-21	PUNTALE CURVO CLASSIC	Ø 090 giallo, Ø 110 rosso	1 pz.	323,13 €	22	258,00 €
MAP20225	PUNTALE SURGERY N° 0 - DX	Ø 090 giallo	1 pz.	334,87 €	22	264,00 €
MAP20226	PUNTALE SURGERY N° 0 - SX	Ø 090 giallo	1 pz.	334,87 €	22	264,00 €
MAP20227	PUNTALE SURGERY N° 1 - DX	Ø 110 rosso	1 pz.	334,87 €	22	264,00 €
MAP20228	PUNTALE SURGERY N° 1 - SX	Ø 110 rosso	1 pz.	334,87 €	22	264,00 €
MAP20263-64-65	PUNTALE HOOKED (ad Uncino)	Ø 090 giallo, Ø 110 rosso, Ø 130 blu	1 pz.	334,87 €	22	264,00 €
MAP20218	MAP VPT PUNTALE N° 1	Ø2,3mm bianco	1 pz.	338,11 €	22	270,00 €
MAP20219	MAP VPT PUNTALE N° 2	Ø3,4mm viola	1 pz.	338,11 €	22	270,00 €
MAP SYSTEM - PULIZIA						
MAP20252-53	SILICON STOP PER LA PULIZIA DEI PUNTALI	Ø 090 giallo, Ø 110 rosso, Ø 130 blu	conf 50 pz.	77,39 €	22	60,00 €
MAP20289	MAP VPT CLEANING BRUSH		1 pz.	9,17 €	22	8,00 €
MAP SYSTEM - RICAMBI						
MAP20200-01-02	PISTONE DI RICAMBIO	Ø 090 giallo, Ø 110 rosso, Ø 130 blu	box 16 pz.	37,71 €	22	30,00 €
MAP20203	PISTONE DI RICAMBIO MAP VPT	bianco	box 16 pz.	37,71 €	22	30,00 €
MAP20204	PISTONE DI RICAMBIO MAP VPT	viola	box 16 pz.	37,71 €	22	30,00 €
Cemento MTA						
MAP20190	PD® MTA Bianco		4 bustine da 140mg + acqua pura 3ml	57,13 €	4	45,00 €
Puntali Irriflex						
MAP21401	IrriFlex - puntali per irrigazione		Box 40 pz	83,24 €	22	64,00 €

I prezzi indicati sono IVA esclusa

# LISTINO PREZZI 2025



RIF.	DESCRIZIONE	ISO	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
MAP21400	IrriFlex - puntali per irrigazione		Box 20 pz	53,73 €	22	44,00 €
Eugenate Desobturator - EDTA 17% - Opacal						
MAP11555	Eugenate Desobturator- solvente flacone 15 ml		1 pz.	22,58 €	22	19,00 €
MAP11569	EDTA 17% - flacone 100 ml		1 pz.	65,22 €	22	54,00 €
MAP11565	EDTA 17% - flacone 15 ml		1 pz.	29,58 €	22	25,00 €
MAP11020	Opacal Kit composto da Siringa da 3 ml + 10 puntali per applicazione (monouso)		1 pz.	45,80 €	22	38,00 €
MAP11022	Opacal Refill puntali per applicazione		10 puntali	15,37 €	22	14,00 €
Eugenate Desobturator - EDTA 17% - Opacal						
MAP33251	Palline di cotone N°1		box 630 pz	26,68 €	22	22,00 €
MAP33252	Palline di cotone N°2		box 1470 pz	26,63 €	22	22,00 €
MAP33253	Palline di cotone N°3		box 2.220 pz	35,30 €	22	30,00 €
MAP33254	Palline di cotone N°4		box 4.050 pz	47,63 €	22	40,00 €
MAP11754	Pipette di plastica 0,3ml		box 25 pz	109,25 €	22	83,00 €
MAP11750	Pipette di plastica 0,3ml		box 5 pz	29,52 €	22	23,00 €
N5 Ipoclorito al 5%						
ITD0000184 I	N5 G-Clor - Sodio Ipoclorito al 5% in cloro attivo		flacone 250 ml	16,88 €	22	14,50 €





# LISTINO PREZZI 2025

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
CMSSCR6/20	Soft-Core Otturatore 20 - 6 pcs	1 box	29,25 €	4	20,50 €
CMSSCR6/25	Soft-Core Otturatore 25 - 6 pcs	1 box	29,25 €	4	20,50 €
CMSSCR6/30	Soft-Core Otturatore 30 - 6 pcs	1 box	29,25 €	4	20,50 €
CMSSCR6/35	Soft-Core Otturatore 35 - 6 pcs	1 box	29,25 €	4	20,50 €
CMSSCR6/40	Soft-Core Otturatore 40 - 6 pcs	1 box	29,25 €	4	20,50 €
CMSSCR6/45	Soft-Core Otturatore 45 - 6 pcs	1 box	29,25 €	4	20,50 €
CMSSCR6/50	Soft-Core Otturatore 50 - 6 pcs	1 box	29,25 €	4	20,50 €
CMSSCR6/55	Soft-Core Otturatore 55 - 6 pcs	1 box	29,25 €	4	20,50 €
CMSSCR6/60	Soft-Core Otturatore 60 - 6 pcs	1 box	29,25 €	4	20,50 €
CMSSSV6/20	Soft-Core Size Verifier 20 - 6 pcs	1 box	20,74 €	22	12,10 €
CMSSSV6/25	Soft-Core Size Verifier 25 - 6 pcs	1 box	20,74 €	22	12,10 €
CMSSSV6/30	Soft-Core Size Verifier 30 - 6 pcs	1 box	20,74 €	22	12,10 €
CMSSSV6/35	Soft-Core Size Verifier 35 - 6 pcs	1 box	20,74 €	22	12,10 €
CMSSSV6/40	Soft-Core Size Verifier 40 - 6 pcs	1 box	20,74 €	22	12,10 €
CMSSSV6/45	Soft-Core Size Verifier 45 - 6 pcs	1 box	20,74 €	22	12,10 €
CMSSSV6/50	Soft-Core Size Verifier 50 - 6 pcs	1 box	20,74 €	22	12,10 €
CMSSSV6/55	Soft-Core Size Verifier 55 - 6 pcs	1 box	20,74 €	22	12,10 €
CMSSSV6/60	Soft-Core Size Verifier 60 - 6 pcs	1 box	20,74 €	22	12,10 €
CMSSCDTINT/EU/R20-30	Soft-Core Intro Kit : Fornetto, 3 x 6-box otturatori Soft-Core (#20, #25 and #30)	1 kit	487,06 €	22	282,50 €
CMSSCDT0/EU	Soft-Core Fornetto	1 kit	417,75 €	22	242,00 €



I prezzi indicati sono IVA esclusa

# LISTINO PREZZI 2025



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
AVANSFK	NeoSEALER Flo - 2.2 gm Kit (con 20 aghi Flex Flo Tips)	kit	214,15 €	4	138,50 €
AVANSRS	NeoSEALER Flo - 2.2 gm Refill siringa (no aghi)	1 pz	171,32 €	4	110,70 €
AVANPIK	NeoPUTTY - 0.5 gm Kit	kit	118,81 €	4	76,90 €
AVANPPK	NeoPUTTY - 1.2 gm Kit	kit	237,79 €	4	153,50 €
AVN2100	NeoMTA 2 - 1.0 gm Kit	kit	169,74 €	4	109,90 €
AVN2250	NeoMTA 2 - 2.5 gm Kit	kit	293,31 €	4	189,50 €
AVFFT20	Aghi Flex Flo NeoSEALER (20 pack)	Pack	66,47 €	22	42,90 €
AVFFT40	Aghi Flex Flo NeoSEALER (40 pack)	Pack	120,40 €	22	77,90 €
AVBFT20	Aghi Basic Flex Tips NeoSEALER Flo (20 pack)	Pack	41,09 €	22	26,50 €
AVBFT40	Aghi Basic Flex Tips NeoSEALER Flo (40 pack)	Pack	63,29 €	22	40,90 €
AVSPA100	Mixing Spatula	1 pz	16,66 €	22	10,90 €
AVSPA200	Glass Slab	1 pz	23,64 €	22	15,30 €



# LISTINO PREZZI 2025

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
<b>BONBMAL101</b>	iRoot Pro - micromotore endodontico e rilevatore apicale integrato (contenuto della confezione: n.1 micromotore con rilevatore apicale integrato, n.1 contrangolo, n.3 impugnature per contrangolo, n.1 ugello a spruzzo, n.1 cavo di misurazione A, n.1 cavo di misurazione B, n.3 clips labiali, n.1 morsetto di connessione, n.1 adattatore alimentazione, n.1 cavo USB, n.1 base di ricarica, manuale di istruzioni)	1 conf.	1.227,34 €	22	<b>859,00 €</b>
<b>BONBMAPL101</b>	iRoot Apex - rilevatore apicale (contenuto della confezione: n.1 rilevatore apicale iRoot Apex, n.1 cavo di misurazione, n.3 clips labiali, n.3 moretti di connessione, n.1 caricabatterie, n.1 cavo USB, manuale di istruzioni)	1 conf.	531,12 €	22	<b>369,00 €</b>
<b>BONSRTA3000</b>	Endo wise plus - micromotore endodontico con rilevatore apicale integrato (contenuto della confezione: n.1 micromotore con rilevatore apicale integrato, n.1 contrangolo, n.3 impugnature per contrangolo, n.1 ugello a spruzzo, n.1 cavo di misurazione A, n.1 cavo di misurazione B, n.3 clips labiali, n.1 morsetto di connessione, n.1 adattatore alimentazione, n.1 cavo USB, n.1 base di ricarica, manuale di istruzioni)	1 conf.	1.284,41 €	22	<b>899,00 €</b>
<b>BONWMMOT101</b>	Endo wise - micromotore endodontico (contenuto della confezione: n.1 micromotore, n.1 contrangolo, n.3 impugnature per contrangolo, n.1 ugello a spruzzo, n.3 clips labiali, n.1 morsetto di connessione, n.1 Cavo di misurazione A, n.1 Cavo di misurazione B, n.1 adattatore alimentazione, n.1 cavo USB, n.1 supporto per micromotore, manuale di istruzioni)	1 conf.	1.067,00 €	22	<b>749,00 €</b>
<b>BONWMAPL101</b>	WisPex - rilevatore apicale (contenuto della confezione: n.1 rilevatore apicale iRoot Apex, n.1 cavo di misurazione, n.3 clips labiali, n.3 moretti di connessione, n.1 caricabatterie, n.1 cavo USB, manuale di istruzioni)	1 conf.	441,62 €	22	<b>309,00 €</b>
<b>BONBMCA1601</b>	Testina contrangolo 16:1	1 pz	360,00 €	22	<b>214,90 €</b>
<b>BONPBM0001 01110001</b>	Pedale wireless	1 pz	192,58 €	22	<b>145,00 €</b>



I prezzi indicati sono IVA esclusa

# LISTINO PREZZI 2025



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
<b>BONSRCCH1000</b>	eHeater - otturazione downpack (contenuto della confezione: n.1 eHeater, n. 4 plugger, n.1 adattatore, n.1 base di ricarica, manuale di istruzioni)	1 conf.	711,11 €	22	<b>499,00 €</b>
<b>BONBMHN0001</b>	Plugger eHeater 40/04	4 pz	182,61 €	22	<b>128,40 €</b>
<b>BONBMHN0002</b>	Plugger eHeater 45/04	4 pz	182,61 €	22	<b>128,40 €</b>
<b>BONBMHN0003</b>	Plugger eHeater 50/04	4 pz	182,61 €	22	<b>128,40 €</b>
<b>BONBMHN0004</b>	Plugger eHeater 55/08	4 pz	182,61 €	22	<b>128,40 €</b>
<b>BONSRCF1000</b>	eFiller - otturazione backfill (contenuto della confezione: n.1 eFiller, n. 1 pistone, n. 4 aghi, n.3 cover in silicone, n. 1 chiave, n.1 spazzolino, n.1 base di ricarica, n.1 adattatore, manuale di istruzioni)	1 conf.	711,11 €	22	<b>499,00 €</b>
<b>BONDUDG 0000025000</b>	Guttaperca otturatore eFiller 2,5mm	1 conf da 100 pz	88,19 €	4	<b>61,95 €</b>
<b>BONBMFN0001</b>	Ago eFiller 23G	4 pz	182,61 €	22	<b>128,40 €</b>
<b>BONBMFN0002</b>	Ago eFiller 25G	4 pz	182,61 €	22	<b>128,40 €</b>
<b>BONSRCW2000</b>	Actor I Pro - attivatore di irrigante a ultrasuoni (contenuto della confezione: n.1 Actor I Pro, n. 6 punte, n. 1 chiave, n.3 cappucci in silicone, n. 1 base di ricarica, n. 1 adattatore)	1 conf.	533,33 €	22	<b>375,00 €</b>
<b>BONBMWT0001</b>	Ago irrigazione Actor I Pro 20/02 21mm	1 pz	22,83 €	22	<b>16,05 €</b>
<b>BONBMWT0002</b>	Ago irrigazione Actor I Pro 25/02 18mm	1 pz	22,83 €	22	<b>16,05 €</b>



# LISTINO PREZZI 2025

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
<b>RENT400</b>	NiTin anello per molari (nero)	2 pz.	319,52 €	22	<b>229,50 €</b>
<b>RENT400-1</b>	NiTin anello per molari (nero)	1 pz.	178,48 €	22	<b>128,00 €</b>
<b>RENT500</b>	NiTin anello per premolari (bianco)	2 pz.	319,47 €	22	<b>229,50 €</b>
<b>RENT500-1</b>	NiTin anello per premolare (bianco)	1 pz.	178,48 €	22	<b>128,00 €</b>
<b>RENTYL</b>	NiTin refill cunei misura X-Small /pack giallo	100 pz.	57,72 €	22	<b>42,50 €</b>
<b>RENTBL</b>	NiTin refill cunei misura Small / pack blu	100 pz.	57,72 €	22	<b>42,50 €</b>
<b>RENTOR</b>	NiTin refill cunei misura Medium / pack arancione	100 pz.	57,72 €	22	<b>42,50 €</b>
<b>RENTGR</b>	NiTin refill cunei misura Large / pack verde	100 pz.	57,72 €	22	<b>42,50 €</b>
<b>RENTK4</b>	NiTin Kit cunei (100 cunei per ogni misura disponibile)	400 pz.	223,05 €	22	<b>160,00 €</b>
<b>RENT-DF6-8</b>	NiTin pinza per matrici	1 pz.	49,69 €	22	<b>36,50 €</b>
<b>RENT-KMN-01</b>	NiTin Sectional Matrix Kit pack Il Kit contiene: - 1 Anello NiTin™ Premolari piedini lunghi (nero) - 1 Anello NiTin™ Molari standard (bianco) - 100 Matrici Full Curve tridimensionali assortite - 100 Cunei NiTin™ assortiti - 1 Pinza allarga-anelli - 1 Pinzetta per matrici	1 pz.	714,32 €	22	<b>556,00 €</b>
<b>RENT-KMN-40</b>	NiTin Sectional Matrix Mini Kit pack Il Kit contiene: - 1 Anello NiTin™ Premolari piedini lunghi (nero) - 1 Anello NiTin™ Molari standard (bianco) - 40 Matrici Full Curve tridimensionali assortite - 40 Cunei NiTin™ assortiti - 1 Pinza allarga-anelli	1 pz.	565,21 €	22	<b>404,00 €</b>





# LISTINO PREZZI 2025

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
RENTM100	NiTin Matrice in metallo Full Curve prem. 4.4mm	50 pz.	90,72 €	22	64,50 €
RENTM150	NiTin Matrice in metallo Full Curve prem. 6.0mm	50 pz.	90,72 €	22	64,50 €
RENTM175	NiTin Matrice in metallo Full Curve 5.6mm	50 pz.	90,72 €	22	64,50 €
RENTM200	NiTin Matrice in metallo Full Curve 6.6mm	50 pz.	90,72 €	22	64,50 €
RENTM300	NiTin Matrice in metallo Full Curve 8.7mm	50 pz.	90,72 €	22	64,50 €
RENTMK01	NiTin Full Curve matrice Bands Kit pack	250 pz.	408,84 €	22	292,50 €
RENT-MMN-00	NiTin Sectional Matrix Trial Kit pack Il Kit contiene: - 1 Anello NiTin™ Premolari piedini lunghi (nero) - 1 Anello NiTin™ Molari standard (bianco) - 25 Matrici Full Curve tridimensionali assortite - 20 Cunei NiTin™ assortiti - 1 Pinza allarga-anelli		508,06 €	22	363,50 €
RENT-MRDF-100	Pinza allarga anelli Nitin	1 pz.	146,06 €	22	105,00 €



# LISTINO PREZZI 2025



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
NIC144-0010	DIGA NIC TONE 5X5" BLU SOTTILE 36 FOGLI	36 pz.	26,97 €	22	19,90 €
NIC144-0012	DIGA NIC TONE 6X6" BLU SOTTILE 36 FOGLI	36 pz.	26,97 €	22	19,90 €
NIC144-0020	DIGA NIC TONE 5X5" BLU MEDIA 36 FOGLI	36 pz.	26,97 €	22	19,90 €
NIC144-0022	DIGA NIC TONE 6X6" BLU MEDIA 36 FOGLI	36 pz.	26,97 €	22	19,90 €
NIC144-0030	DIGA NIC TONE 5X5" BLU SPESSA 36 FOGLI	36 pz.	26,97 €	22	19,90 €
NIC144-0032	DIGA NIC TONE 6X6" BLU SPESSA 36 FOGLI	36 pz.	26,97 €	22	19,90 €
NIC144-0039	DIGA NIC TONE 6X6" BLU EXTRA SPESSA 36 FOGLI	36 pz.	26,97 €	22	19,90 €
NIC144-0013	DIGA NIC TONE 6X6" VERDE SOTTILE 36 FOGLI	36 pz.	26,97 €	22	19,90 €
NIC144-0011	DIGA NIC TONE 5X5" VERDE SOTTILE 36 FOGLI	36 pz.	26,97 €	22	19,90 €
NIC144-0021	DIGA NIC TONE 5X5" VERDE MEDIA 36 FOGLI	36 pz.	26,97 €	22	19,90 €
NIC144-0023	DIGA NIC TONE 6X6" VERDE MEDIA 36 FOGLI	36 pz.	26,97 €	22	19,90 €
NIC144-0033	DIGA NIC TONE 6X6" VERDE SPESSA 36 FOGLI	36 pz.	26,97 €	22	19,90 €
NIC144-0031	DIGA NIC TONE 5X5" VERDE SPESSA 36 FOGLI	36 pz.	26,97 €	22	19,90 €
NIC144-0040	DIGA NIC TONE 6X6" NERA SOTTILE 36 FOGLI	36 pz.	28,31 €	22	20,90 €
NIC144-0038	DIGA NIC TONE 6X6" NERA MEDIA 36 FOGLI	36 pz.	28,31 €	22	20,90 €
NIC144-0037	DIGA NIC TONE 6X6" NERA SPESSA 36 FOGLI	36 pz.	28,31 €	22	20,90 €
NIC144-0300	DIGA NIC TONE 6X6" BLU EASY DAM	36 pz.	16,35 €	22	12,10 €
NIC144-0404	DIGA NIC TONE SINTETICA 6X6" BLU MEDIA 15 FOGLI	15 pz.	34,23 €	22	25,25 €



I prezzi indicati sono IVA esclusa

# LISTINO PREZZI 2025



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
MD1675/10	KIT PER DIGA FINITURA ACCIAIO	1 pz	704,29 €	22	549,00 €
MD5550	PINZA FORADIGA IVORY	1 pz	150,98 €	22	117,00 €
MD5551	PINZA PER UNCINI IVORY	1 pz	71,54 €	22	56,00 €
MD5552	TELAIO TENDI DIGA mm140	1 pz	27,36 €	22	22,00 €
MD5553	TELAIO TENDI DIGA mm110	1 pz	26,99 €	22	21,00 €
MD5554	TELAIO TENDI DIGA mm90	1 pz	26,66 €	22	21,00 €
MD5560/1	PINZA FORADIGA AINSWORTH	1 pz	127,88 €	22	99,00 €
MD5560/2	PINZA FORADIGA AINSWORTH ZIGRINATO	1 pz	128,21 €	22	99,00 €
MD5570	PINZA PER UNCINI BREWER	1 pz	68,84 €	22	54,00 €
MD5580	PINZA PER UNCINI WASHINGTON	1 pz	68,84 €	22	54,00 €
MD5590	PINZA PER UNCINI WHITE	1 pz	68,84 €	22	54,00 €
MD5595/0	UNCINO PER DIGA N.0	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/0-S	UNCINO PER DIGA N.0-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/00	UNCINO PER DIGA N.00	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/00.NE	UNCINO PER DIGA N.00 nero	1 pz	35,97 €	22	28,00 €
MD5595/00-S	UNCINO PER DIGA N.00-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/1	UNCINO PER DIGA N.1	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/1-S	UNCINO PER DIGA N.1-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/1A	UNCINO PER DIGA N.1A	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/1A.NE	UNCINO PER DIGA N.1A nero	1 pz	35,97 €	22	28,00 €
MD5595/1A-S	UNCINO PER DIGA N.1A-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/2A	UNCINO PER DIGA N.2A	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/2A.NE	UNCINO PER DIGA N.2A nero	1 pz	35,97 €	22	28,00 €
MD5595/2A-S	UNCINO PER DIGA N.2A-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/3	UNCINO PER DIGA N.3	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/3.NE	UNCINO PER DIGA N.3 nero	1 pz	35,97 €	22	28,00 €
MD5595/3-S	UNCINO PER DIGA N.3-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/4	UNCINO PER DIGA N.4	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/4.NE	UNCINO PER DIGA N.4 nero	1 pz	35,97 €	22	28,00 €
MD5595/4-S	UNCINO PER DIGA N.4-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/5	UNCINO PER DIGA N.5	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/5-S	UNCINO PER DIGA N.5-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/7	UNCINO PER DIGA N.7	1 pz	26,24 €	22	21,00 €

# LISTINO PREZZI 2025



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
MD5595/7.NE	UNCINO PER DIGA N.7 nero	1 pz	35,97 €	22	28,00 €
MD5595/7-S	UNCINO PER DIGA N.7-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/8	UNCINO PER DIGA N.8	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/8.NE	UNCINO PER DIGA N.8 nero	1 pz	35,97 €	22	28,00 €
MD5595/8A	UNCINO PER DIGA N.8A	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/8A.NE	UNCINO PER DIGA N.8A nero	1 pz	35,97 €	22	28,00 €
MD5595/8A-S	UNCINO PER DIGA N.8A-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/8-S	UNCINO PER DIGA N.8-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/9	UNCINO PER DIGA N.9	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/9.NE	UNCINO PER DIGA N.9 nero	1 pz	35,97 €	22	28,00 €
MD5595/9-S	UNCINO PER DIGA N.9-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/12A	UNCINO PER DIGA N.12A	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/12A.NE	UNCINO PER DIGA N.12A nero	1 pz	35,97 €	22	28,00 €
MD5595/12A-S	UNCINO PER DIGA N.12A-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/13A	UNCINO PER DIGA N.13A	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/13A.NE	UNCINO PER DIGA N.13A nero	1 pz	35,97 €	22	28,00 €
MD5595/13A-S	UNCINO PER DIGA N.13A-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/14	UNCINO PER DIGA N.14	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/14.NE	UNCINO PER DIGA N.14 nero	1 pz	35,97 €	22	28,00 €
MD5595/14A	UNCINO PER DIGA N.14A	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/14A-S	UNCINO PER DIGA N.14A-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/14-S	UNCINO PER DIGA N.14-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/18	UNCINO PER DIGA N.18	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/18-S	UNCINO PER DIGA N.18-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/27	UNCINO PER DIGA N.27	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/27.NE	UNCINO PER DIGA N.27 nero	1 pz	35,97 €	22	28,00 €
MD5595/27-S	UNCINO PER DIGA N.27-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/28	UNCINO PER DIGA N.28	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/28-S	UNCINO PER DIGA N.28-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/29	UNCINO PER DIGA N.29	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/29.NE	UNCINO PER DIGA N.29 nero	1 pz	35,97 €	22	28,00 €
MD5595/29-S	UNCINO PER DIGA N.29-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/51	UNCINO PER DIGA N.51	1 pz	26,24 €	22	21,00 €

I prezzi indicati sono IVA esclusa

# LISTINO PREZZI 2025




RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
MD5595/51-S	UNCINO PER DIGA N.51-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/56	UNCINO PER DIGA N.56	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/56-S	UNCINO PER DIGA N.56-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/201	UNCINO PER DIGA N.201	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/201-S	UNCINO PER DIGA N.201-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/202	UNCINO PER DIGA N.202	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/202-S	UNCINO PER DIGA N.202-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/203	UNCINO PER DIGA N.203	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/203-S	UNCINO PER DIGA N.203-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/204	UNCINO PER DIGA N.204	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/204-S	UNCINO PER DIGA N.204-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/205	UNCINO PER DIGA N.205	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/205-S	UNCINO PER DIGA N.205-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/206	UNCINO PER DIGA N.206	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/206-S	UNCINO PER DIGA N.206-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/208	UNCINO PER DIGA N.208	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/208-S	UNCINO PER DIGA N.208-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/210	UNCINO PER DIGA N.210	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/210.NE	UNCINO PER DIGA N.210 nero	1 pz	35,97 €	22	28,00 €
MD5595/210-S	UNCINO PER DIGA N.210-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/212	UNCINO PER DIGA N.212	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/212-S	UNCINO PER DIGA N.212-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/W8A	UNCINO PER DIGA N.W8A	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/W8A.NE	UNCINO PER DIGA N.W8A nero	1 pz	35,97 €	22	28,00 €
MD5595/W8A-S	UNCINO PER DIGA N.W8A-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5605	PIASTRA PORTA UNCINI	1 pz	53,36 €	22	42,00 €



# LISTINO PREZZI 2025

justool

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
PRJT1515	Kit Ergo Starter kit 1x Bracciale Ergo, 3x spugna blu 3x spugna grigia, 2x protezioni acciaio	1 pz.	69,00 €	22	69,00 €
PRJJT123	Ergo stand	1 pz.	49,00 €	22	49,00 €
PRJT1508	Ergo refill 24 x spugna blu, 24x spugna grigia	1 pz.	42,00 €	22	42,00 €
PRJT2536	Plano	1 pz.	69,00 €	22	59,00 €
PRJT0093	Creo kit	1 pz.	87,00 €	22	87,00 €
PRPDAM-AISI	PACDAM_AISI STAINLESS STEEL 316L	1 pz.	45,00 €	22	45,00 €
PRPDAM-PMMA-N	PACDAM_PMMA PLEXYGLASS nero opaco	1 pz.	29,00 €	22	29,00 €
PRPDAM-PMMA-F	PACDAM_PMMA PLEXYGLASS fucsia fluo	1 pz.	29,00 €	22	29,00 €
PRPDAM-PMMA-G	PACDAM_PMMA PLEXYGLASS giallo fluo	1 pz.	29,00 €	22	29,00 €
CU_SINGLE	CUADRA Single Pack	1 pz.	49,00 €	22	49,00 €
PROLINE					
PROTRPAD	Protrain simulatore Endodontico	1 kit	54,14 €	22	50,00 €



I prezzi indicati sono IVA esclusa

## Gruppo Simit

