

# TABELLA DEFLUSSORI IRRIGATION TUBING LINES 2025

| MARCHIO | DESCRIZIONE | CODICE |
|---------|-------------|--------|
|---------|-------------|--------|

|                        |                                                                                       |               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ACTEON</b>          |                                                                                       |               |
| <b>Modello</b>         |                                                                                       | <b>Codice</b> |
| SUNI MAX               | Irrigazione singola ad 1 via                                                          | DEF6448       |
| SUNI SATELEC 2000/3000 | Irrigazione singola ad 1 via                                                          | DEF6448       |
| IMPLANT CENTER         | Irrigazione singola ad 1 via<br>Senza rubinetto<br>C/raccordo a pompa formato rotella | DEF6462       |
| IMPLANT CENTER 2 LED   | Irrigazione singola ad 1 via<br>Senza rubinetto<br>C/raccordo a pompa formato rotella | DEF6462       |
| PIEZOTOME              | Irrigazione singola ad 1 via<br>Senza rubinetto<br>C/raccordo a pompa formato rotella | DEF6462       |
| PIEZOTOME 2            | Irrigazione singola ad 1 via<br>Senza rubinetto<br>C/raccordo a pompa formato rotella | DEF6462       |
| PIEZOTOME SOLO         | Irrigazione singola ad 1 via<br>Senza rubinetto<br>C/raccordo a pompa formato rotella | DEF6462       |

|                       |                                                                                       |               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ATS DENTAL SRL</b> |                                                                                       |               |
| <b>Modello</b>        |                                                                                       | <b>Codice</b> |
| OMEGA IMPLANT         | Irrigazione singola ad 1 via<br>Senza rubinetto<br>C/raccordo a pompa formato rotella | DEF6462       |

|                  |                              |               |
|------------------|------------------------------|---------------|
| <b>ANTHOGRYR</b> |                              |               |
| <b>Modello</b>   |                              | <b>Codice</b> |
| IMPLANTEO        | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6452       |
| IMPLANTEO LED    | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6452       |

|                 |                              |               |
|-----------------|------------------------------|---------------|
| <b>ASEPTICO</b> |                              |               |
| <b>Modello</b>  |                              | <b>Codice</b> |
| AEU-7000E-70V   | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6446       |
| AEU-7000L-70V   | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6446       |
| AEU-6000-70V    | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6446       |
| AEU-17Bv2       | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6446       |
| AEU 260 S       | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6446       |
| AEU 707Av2      | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6446       |

|                   |                              |               |
|-------------------|------------------------------|---------------|
| <b>ASTRATECH</b>  |                              |               |
| <b>Modello</b>    |                              | <b>Codice</b> |
| ELCOMED 100       | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6452       |
| IMPLANTMED SI 923 | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6452       |

|                 |                              |                |
|-----------------|------------------------------|----------------|
| <b>ATR</b>      |                              |                |
| <b>Modello</b>  |                              | <b>Codice</b>  |
| ATR PHYSIO PLUS | Irrigazione singole ad 1 via | ATR-DEF/1-6400 |
| ATR 3000 PLUS   | Irrigazione singole ad 1 via | ATR-DEF/1-400  |
| ATR 3000 NEW    | Irrigazione singole ad 1 via | ATR-DEF/1-6400 |
| ATR 3000 KRUGG  | Irrigazione singole ad 1 via | ATR-DEF/1-6400 |

| BIEN AIR     |                              |         |
|--------------|------------------------------|---------|
| Modello      |                              | Codice  |
| CHIROPPO 980 | Irrigazione singole ad 1 via | DEF6448 |

| BIOSAFIN     |                              |         |
|--------------|------------------------------|---------|
| Modello      |                              | Codice  |
| EASY SURGERY | Irrigazione singole ad 1 via | DEF6448 |
| MyTUTOR      | Irrigazione singole ad 1 via | DEF6448 |

| BONART                |                              |         |
|-----------------------|------------------------------|---------|
| Modello               |                              | Codice  |
| PIEZO SURGYCAL SYSTEM | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6446 |

| BREDENT  |                              |         |
|----------|------------------------------|---------|
| Modello  |                              | Codice  |
| SKY UNIT | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6404 |

| CASTELLINI CEFLA-STERN WEBER/<br>ANTHOS                                     |                              |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|
| Modello                                                                     |                              | Codice  |
| Deflussore per riunito Cefla Stern Weber e Anthos.<br>Original code 9791426 | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6424 |

| DE GIORGI         |                              |         |
|-------------------|------------------------------|---------|
| Modello           |                              | Codice  |
| STERIL INTRAPLANT | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6444 |
| INTRAMATIC 2      | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6444 |
| INTRAMAX PLUS     | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6444 |
| ULTRASURGERY      | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6446 |
| INTRASURGERY 2    | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6446 |
|                   |                              |         |
|                   |                              |         |

| DE GOTZEN |                                                                                       |         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Modello   |                                                                                       | Codice  |
| DUAL 2000 | Irrigazione singola ad 1 via<br>Senza rubinetto<br>C/raccordo a pompa formato rotella | DEF6462 |

| DENTIUM   |                              |         |
|-----------|------------------------------|---------|
| Modello   |                              | Codice  |
| ICT MOTOR | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6446 |

| EMS                   |                              |         |
|-----------------------|------------------------------|---------|
| Modello               |                              | Codice  |
| PIEZON MASTER SURGERY | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6448 |

| FRIATEC                    |                              |         |
|----------------------------|------------------------------|---------|
| Modello                    |                              | Codice  |
| IMPLANTOLOGY SURGICAL UNIT | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6404 |

| IDIEVOLUTION |                              |         |
|--------------|------------------------------|---------|
| Modello      |                              | Codice  |
| TMM2         | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6448 |

| KAVO                                     |                              |         |
|------------------------------------------|------------------------------|---------|
| Modello                                  |                              | Codice  |
| INTRASURG 300/500/ 300 PLUS/1000/1000AIR | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6453 |
| Master Surg/Expert Surg                  | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6448 |

| KYOCERA       |                              |         |
|---------------|------------------------------|---------|
| Modello       |                              | Codice  |
| IMPLANTOR NEO | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6446 |

| MARIOTTI    |                              |         |
|-------------|------------------------------|---------|
| Modello     |                              | Codice  |
| MINIUNIKO   | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6404 |
| MINIUNIKO C | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6404 |
| MINIUNIKO F | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6404 |
|             |                              |         |

| MECTRON            |                              |         |
|--------------------|------------------------------|---------|
| Modello            |                              | Codice  |
| PIEZOSURGERY       | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6439 |
| PIEZOSURGERY II    | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6439 |
| PIEZOSURGERY 3     | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6439 |
| PIEZOSURGERY TOUCH | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6439 |
| PIEZOSURGERY       | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6439 |

| NOBEL BIO CARE                |                                                                                            |         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Modello                       |                                                                                            | Codice  |
| OSSEOSSET 100                 | Con Rubinetto per la connessione della seconda linea di irrigazione al secondo contrangolo | DEF6435 |
| OSSEOSSET 200 SI-915 e SI-923 | Con Rubinetto per la connessione della seconda linea di irrigazione al secondo contrangolo | DEF6435 |
| OSSEOCARE                     | Con Rubinetto per la connessione della seconda linea di irrigazione al secondo contrangolo | DEF6435 |

| NOUVAG / NOVAXA |                              |         |
|-----------------|------------------------------|---------|
| Modello         |                              | Codice  |
| MD10            | irrigazione singola ad 1 via | DEF6415 |
| MD10-S          | irrigazione singola ad 1 via | DEF6415 |
| MD 11           | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6415 |
| MD 20           | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6415 |
| MD 8000         | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6415 |
| MD 30           | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6415 |
| SM 12           | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6415 |
| SEM 2           | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6415 |
| SU 100          | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6415 |
| CBM             | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6415 |
| MD 7000         | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6415 |
| TCM 3000        | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6415 |
|                 |                              |         |

| NSK            |                              |         |
|----------------|------------------------------|---------|
| Modello        |                              | Codice  |
| SURGIC XT      | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6446 |
| SURGIC XT PLUS | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6446 |
| OSSOCISION     | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6446 |
| VARIOSURG      | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6446 |
| VARIOSURG 3    | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6446 |
| SURGIC PRO     | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6446 |

| RESISTA                 |                              |         |
|-------------------------|------------------------------|---------|
| Modello                 |                              | Codice  |
| ULTRASONIC BONE SURGERY | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6448 |

| SAESHIN              |                              |          |
|----------------------|------------------------------|----------|
| Modello:             |                              | Codice   |
| TRAUS SIP 10, X-CUBE | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6423  |
| TRAUS SUS 10         | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6423  |
| X CUBE               | Irrigazione singola ad 1 via | DEF 6423 |

| SILFRADENT                 |                              |         |
|----------------------------|------------------------------|---------|
| Modello                    |                              | Codice  |
| SURGYBONE                  | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6448 |
| ACROBONE                   | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6448 |
| EASYBONE (VECCHIO MODELLO) | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6448 |
| EASYBONE 4                 | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6448 |

| SIRONA            |                              |         |
|-------------------|------------------------------|---------|
| Modello           |                              | Codice  |
| DENTAL UNIT TENEO | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6404 |

| SWEDEN & MARTINA |                              |         |
|------------------|------------------------------|---------|
| Modello          |                              | Codice  |
| HERACLE DEF      | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6409 |
| SPIN-DEF         | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6407 |
| XO OSSEO SYSTEM  | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6407 |
| IMPLA 6000 /7000 | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6446 |

| TISSI DENTAL |                              |         |
|--------------|------------------------------|---------|
| Modello      |                              | Codice  |
| IMPLAMAX     | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6444 |

| W&H                           |                              |         |
|-------------------------------|------------------------------|---------|
| Modello                       |                              | Codice  |
| ELCOMED 100 / 200 -IMPLANTMED | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6452 |

|                                                                         |                              |         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|
| IMPLANTMED SI 923                                                       | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6452 |
| IMPLANTMED SI 95                                                        | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6452 |
| IMPLANTMED SI 915                                                       | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6452 |
| ELCOMED SA-310                                                          | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6452 |
| DU 900                                                                  | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6452 |
| PIEZOMED                                                                | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6452 |
| IMPLANTMED NEW DESIGNE                                                  | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6452 |
| ELCOMED 200 C /SA 200                                                   | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6452 |
| TUBING LINE 2 WAYS WITH STOPKOCK<br>DEFLUSSORE A 2 VIA CON RUBINETTO    |                              | DEF6435 |
| EXTENSION LINE / PROLUNGA<br>Cod. W&H 00929300<br>Cod. Omnia 32.F001600 | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6414 |

| STRAUMANN               |                              |         |
|-------------------------|------------------------------|---------|
| Modello                 |                              | Codice  |
| ZIMMERDENTAL            | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6415 |
| LIFECORE                | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6415 |
| CENTRAL PLUS-INNOVACORP | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6415 |

| ESACROM         |                              |         |
|-----------------|------------------------------|---------|
| Modello         |                              | Codice  |
| Surgysonic I    | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6448 |
| Surgysonic II   | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6448 |
| Surgysonic MOTO | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6448 |

| Woodpecker |                              |         |
|------------|------------------------------|---------|
| Modello    |                              | Codice  |
| Implanter  | Irrigazione singola ad 1 via | DEF6417 |