



**FIS & DM srl**

**Fabbrica Italiana Sterilizzanti  
& Dispositivi Medici**



Alla cortese attenzione di

UFFICIO TECNICO di HYGENIO srl.  
Via Scipione Lapi, 2/H  
06012 Città di Castello (PG)

**Oggetto:** specifiche di utilizzo del DM *Adantium Plus* in ambito odontoiatrico

Il disinfettante e decontaminante concentrato *Adantium Plus* è un dispositivo medico di classe IIa utilizzabile per la contemporanea disinfezione e detersione dello strumentario odontoiatrico.

Le attrezzature da decontaminare vanno immerse per 10 minuti in una soluzione al 2,5% v/v in acqua di *Adantium Plus* concentrato (pari a 2 fiale monouso da 12,5 mL per litro di soluzione).

Il prodotto *Adantium Plus* non è idoneo all'utilizzo in vasche ad ultrasuoni.

Data: 04/10/2021

Andrea Sciamannini  
FIS & DM srl  
Strada di Sabbione, 27/A - 05100 TERNI  
Tel. 01463944553

**SEDE LEGALE, PRODUZIONE E  
AMMINISTRATIVA:**

Strada di Sabbione, 27/A  
05100 - Terni - Italy

**TELEFONO E FAX**

Tel: +39 0744 45.55.03  
Fax: +39 0744 45.55.04

**E-MAIL E WEB**

info@fisindustry.it  
www.fisindustry.it

**DATI AZIENDALI**

P.IVA: 01493940553  
Num REA: TR 101369