




Strumenti manuali per l'Endodonzia





Kohler Dental si è affermata come fornitore leader di strumenti endodontici, progettati appositamente per soddisfare le esigenze dei trattamenti moderni dei canali radicolari.

Gli strumenti non sono solo altamente funzionali, ma anche resistenti alla corrosione e progettati per garantire prestazioni durature. Tutti gli strumenti Kohler sono fabbricati in conformità con i più recenti standard DIN/ISO e sottoposti a test approfonditi per garantire la biocompatibilità, i corretti processi di pulizia, disinfezione, sterilizzazione e test di durata.

Ogni strumento è testato per garantire che rimanga affidabile per anni, soddisfacendo gli standard e i requisiti del MDR (Regolamento sui Dispositivi Medici).



Trinovo®

Il manico brevettato con ergonomia perfetta

- La superficie particolare del manico garantisce una presa sicura sia nei movimenti di trazione che di spinta;
- Migliore pulizia e sterilizzazione degli strumenti;
- Lavoro non faticoso grazie al grande diametro ma alla struttura leggera;
- Gli strumenti non rotolano;
- Disponibile sia in acciaio inox che in **Peek**.

Trinovo Peek nero

Polimero tecnico ad alte prestazioni che offre proprietà di resistenza meccanica e chimica che tollerano alte temperature, quindi autoclavabile. È rigido e non deformabile, biocompatibile ed elettricamente isolante.

È IL RIVESTIMENTO CHE CARATTERIZZA LA LINEA ENDO BLACK

ENDOBLACK®

Il rivestimento antiriflesso facilita il lavoro sotto la luce del microscopio e previene l'affaticamento visivo.

- Eccellenti proprietà chimiche
- Barriera biocompatibile
- Insensibilità ai detergenti
- Rischio di corrosione da contatto notevolmente ridotto.

Il rivestimento è DLC (Diamond-Like-Carbon), materiale a base di carbonio che possiede alcune proprietà simili a quelle del diamante.

- Elevata durezza
- Enorme resistenza all'abrasione (l'abrasione è ridotta di circa 7 volte rispetto al titanio o all'acciaio inossidabile)
- Riduzione significativa dell'usura e maggiore durata del prodotto





STRUMENTI PER LA RIMOZIONE DELLA GUTTAPERCA


Gli strumenti sono stati appositamente progettati per la revisione ortograde di un trattamento endodontico.

I micro-ganci sulle estremità fini sono prodotti con la massima precisione e assicurano un aggancio sicuro alla guttaperca, fornendo al contempo un'eccezionale resistenza alla trazione e stabilità.

Il manico in PEEK, una plastica ad alte prestazioni stabile nella forma e nel colore, è estremamente leggero: ogni strumento pesa solo 12 grammi.

Il design dell'impugnatura combina i vantaggi della semplicità di pulizia e sterilizzazione con le eccezionali caratteristiche di presa.

Gli strumenti sono disponibili in quattro versioni, adatte alle diverse situazioni cliniche: **lunghezza delle estremità di lavoro 26 mm o 18 mm, ganci a sinistra/destra ◀▶ o su/giù ⚡**



KO8422

26 mm



KO8423

26 mm




KO8424

18 mm



KO8425

18 mm



KO8426

18/26 mm



Senza gancio, punte **rivestite in diamante** per la rimozione della guttaperca e la penetrazione di canali calcificati o incassati



Yoshitsugu Terauchi
D.D.S., Ph.D.

Il Dr. Terauchi è docente part-time presso la Tokyo Medical & Dental University e dal 1998 svolge un'attività privata limitata all'endodonzia. Ha conseguito il titolo di DDS nel 1993 e ha completato la specializzazione presso la Tokyo Medical & Dental University nel 1995, dove ha anche conseguito il dottorato di ricerca presso il Dipartimento di endodonzia. Ha pubblicato diversi articoli su riviste specializzate a livello nazionale e internazionale. È inoltre autore di diversi capitoli di libri di testo, tra cui l'undicesima edizione di "Pathways of the Pulp". Ha tenuto conferenze a livello nazionale e internazionale ed è apparso due volte sulla TV nazionale, per parlare di endodonzia moderna.

SONDE



KO6699
Sonda DG16



KO3249
Sonda DG16 N - Extra Fine



KO9200
ENDOBLACK®
Sonda DG16



KO9214
ENDOBLACK®
Sonda DG17/17L modificata

Rispetto alla sonda 17 convenzionale, è necessaria una piccola ampiezza per trovare l'accesso al canale radicolare



KO9212
ENDOBLACK®
Sonda Parodontale CP12/CP15



KO9201
ENDOBLACK® - ø 0,45 mm
Sonda KX1 dritta



KO9202
ENDOBLACK® - ø 0,35 mm
Sonda KX2 angolata

SPREADER, SPATOLE e PINZETTA



PLUGGER e MICRO PLUGGER



Manici per specchietti e specchietti

SPECCHIETTI e MICRO SPECCHIETTI



KO9218

Impugnatura per specchietto
Senza specchietto



KO9218-DE

Impugnatura per specchietto
doppio - Senza specchietto



KO4515-CC

Rhodium 4 ø 22 mm
Conf. da 12 pz.



KO4516-CC

Rhodium 5 ø 24 mm
Conf. da 12 pz.



Doppio specchietto
Rhodium 4 ø 22 mm

KO5597
KO5597-CS*


Conf. da 6 pz.

Doppio specchietto
Rhodium 5 ø 24 mm

KO9575
KO9575-CS*

Conf. da 6 pz.

**con filettatura conica*



Conf. da 12 pz.

Ingrandente

Piatto

** con filettatura conica*

KO4337

Ø 22 mm

KO4339

Ø 22 mm

KO4340

Ø 24 mm

KO4515

Ø 22 mm - Rhodium

KO4338

Ø 24 mm

KO4339-CS*

Ø 22 mm

KO6083*

Ø 24 mm

KO4516

Ø 24 mm - Rhodium



KO6412-CC

ENDOBLACK®

Micro specchietto Rodio - ø 3 mm

Conf. da 1 pz.



KO6413-CC

ENDOBLACK®

Micro specchietto Rodio - ø 5 mm

Conf. da 1 pz.



KO6414-CC

ENDOBLACK®

Micro specchietto Rodio - 3x6 mm

Conf. da 1 pz.



KO8395

Mini Specchietto Rodio - ø 10 mm

Conf. da 1 pz.



KO8396

Mini Specchietto Rodio - ø 12 mm

Conf. da 1 pz.



KO8397

Mini Specchietto Rodio - ø 14 mm

Conf. da 1 pz.

INFO

Tutti gli specchietti e i manici degli specchietti hanno una filettatura europea (gambo semplice), se non diversamente indicato.



Via Carlo Pisacane, 5A | 46100 Mantova
Tel. 0376267811 - info@simitdental.it - www.simitdental.it