



La guida all'autoclave MELAG:

Le nostre soluzioni per la sterilizzazione secondo la norma EN 13060

Pro Line

I nostri modelli entry-level: qualunque sia la vostra giornata, Vacuclave 118 e Vacuclave 123 vi daranno la tranquillità di cui avete bisogno nella sala di sterilizzazione.

- ✓ **Massima affidabilità:**
Grazie alla qualità unica di MELAG - Made in Germany
- ✓ **Operatività Intuitiva:**
Grazie allo Smart-Touch Display con documentazione integrata
- ✓ **Supporto eccellente:**
Attraverso i nostri referenti diretti e gli strumenti digitali messi a disposizione



Prime Line

Il nostro punto di forza: il rapporto qualità-prezzo. Vacuclave 318 e Vacuclave 323 combinano i punti salienti della linea Pro Line con ulteriori innovazioni per migliorare le prestazioni ed i risultati di asciugatura e la tracciabilità dei lotti.

- + **Elevate capacità di carico:**
Fino a 8 kg su 5 vassoi
- + **Tempi di ciclo rapidi:**
Il sistema DRYtelligence, grazie all'algoritmo, controlla alla perfezione i tempi di asciugatura
- + **Tracciabilità completa:**
Con il sistema di autenticazione dell'utente, dell'approvazione del lotto e la funzione di stampa etichette con MELAprint 80



Classe - Premium

Il punto di riferimento per la massima efficienza: la serie Evolution è più veloce che mai. Grazie alla tecnologia Double-Jacket, sterilizzi due volte più velocemente

- ★ **Registrazione dei tempi di ciclo:**
Grazie al brevetto Double-Jacket Technology
- ★ **Capacità di carico più elevate:**
Fino a 9 kg strumenti su 8 vassoi
- ★ **Componenti ad Alte prestazioni:**
Per usi intensi con tempi di manutenzione prolungati

Quale autoclave MELAG è la più adatta per voi?

Le differenze tra le autoclavi Pro, Prime e Premium in sintesi.



Caratteristiche principali	Pro Line	Prime Line	Classe-Premium
Smart-Touch Display: per un funzionamento intuitivo	4.3"	4.3"	5.7"
Dimensioni della camera: per le vostre esigenze individuali	17 – 23 litri	17 – 23 litri	18 – 23 litri
Capacità massima: per il caricamento con strumenti singoli	Fino a 6 kg	Fino a 8 kg	Fino a 9 kg
Numero di vassoi: per un uso efficiente della camera di sterilizzazione	5 pcs.	5 pcs.	8 pcs.
Numero di contenitori di sterilizzazione: per il caricamento con i box MELAstore	3x contenitore	3x contenitore	4x contenitore
Tempi di ciclo: per un processo di sterilizzazione (senza asciugatura)*	15 – 31 min.	15 – 31 min.	8 – 21 min.
Funzione di risparmio energetico: per disattivare il riscaldamento e il display tra i processi di sterilizzazione	✓ **	✓ **	✓
Misurazione della conduttività: per il controllo automatico della qualità dell'acqua	✓	✓	✓
Interfacce di documentazione integrate: Per la memorizzazione dei registri tramite rete o supporto dati	✓	✓	✓
ProControl: Approvazione dei lotti e autenticazione degli utenti direttamente sul dispositivo	✗	✓	✓
Stampa delle etichette con codice a barre: Uso di una stampante di etichette opzionale	✗	✓	✓
DRYtelligence: per risultati di asciugatura ottimali e una riduzione dei tempi di fino all'80%	✗	✓	✓
Preselezione dell'ora di avvio: per l'avvio automatico del programma all'ora desiderata	✗	✗	✓
Cicli di manutenzione: per garantire la qualità a lungo termine	2,000 cicli o 2 anni	2,000 cicli o 2 anni	4,000 cicli o 2 anni

* Intervallo di tempo per il caricamento minimo e massimo nel programma da Quick-S a Universal-B

** Compatibilità con la rete e Power Save dal 01/07/2023 (l'update può essere eseguito dal team dell'ambulatorio)