

ONFLY
PRO

**Il sistema integrato
per una performance
di livello superiore in
totale libertà**



DRAGONFLY™
ORASCOPTIC

L'era del sistema integrato è finalmente arrivata.

Dragonfly™ Orasoptic™ è un sistema d'ingrandimento con alimentazione a batteria completamente integrata e comandi incorporati per azionare il sistema di illuminazione.

Un trionfo dell'ingegneria ottica, Dragonfly™ combina perfettamente i sistemi ottici leader di mercato di Orasoptic ed il loro sistema di illuminazione più famoso in un unico prodotto leggero e performanti. Tutte le componenti elettroniche e le batterie sono completamente contenute all'interno del telaio su misura stesso, quindi non ci sono fili o cavi visibili. Un innovativo design offre comfort per tutto il giorno riducendo al minimo la pressione sul ponte nasale dell'utente.

- Libertà di movimento illimitata.
- Ingrandimento e illuminazione che lavorano in armonia.
- Comfort ergonomico equilibrato. Riduce il peso sul naso fino al 30% rispetto alle lenti tradizionali.

La mission è quella di ottenere i migliori risultati per i pazienti fornendo una visualizzazione superiore per ogni procedura sanitaria.

Sfida lo status quo, eleva le procedure mediche e dentistiche.

 **ORASOPTIC™**



Il modello **PRO** premium supporta la linea completa di oculari Orasoptic ed è ricca di funzioni bonus tra cui batterie extra, impostazioni multiple di intensità della luce e finitura in vernice ceramica estremamente resistente.*




INGRANDIMENTO 2.5x, 3.0x, 3.5x, 4.5x
5.5x; Variabile 2.5x-3.5x; Variabile 3x-4x-5x

INTENSITÀ DELLA LUCE Alta: 78 Lumens;
Bassa: 49 Lumens

DURATA DELLA BATTERIA (Set di 2)
Alta: 3 ore 45 min.; Bassa: 6 ore

BATTERIE INCLUSE: 6



*Dragonfly PRO presenta Cerakote, un rivestimento in polimero ceramico che offre durata, resistenza ai graffi, alla corrosione e agli agenti chimici leader del settore.



Il modello **RDH** supporta gli oculari RDH Elite™ progettati specificamente per igienisti dentali.

Il modello **NEO** entry-level è disponibile in un unico colore e supporta i 4 poteri di ingrandimento più popolari. Questo è il sistema d'ingrandimento preferito da chi si avvicina per la prima volta ad un sistema di ingrandimento, studenti e medici specializzandi.



INGRANDIMENTO 2.5x

INTENSITÀ DELLA LUCE 78 Lumens;

DURATA DELLA BATTERIA (Set di 2) 3 ore 45 min.

BATTERIE INCLUSE: 4



CHAMPAGNE



LILLA



BLU NOTTE

INGRANDIMENTO 2.5x, 3.0x, 3.5x

INTENSITÀ DELLA LUCE 78 Lumens;

DURATA DELLA BATTERIA (Set di 2) 3 ore 45 min.

BATTERIE INCLUSE: 4



BLU NOTTE

Prestazioni ottimali in totale libertà



Distributore esclusivo per l'Italia
Simit Dental srl
Via Carlo Pisacane, 5/A | 46100 Mantova
Tel. 0376267811 | info@simitdental.it | www.simitdental.it

