

ENDO-BLOCK

Cod. ZAZEB



Il **misuratore Endo-Block** viene utilizzato appositamente per controllare la lunghezza degli strumenti, della guttaperca e delle punte di carta.

Questo endo-block ha guide di profondità precise per la regolazione della lunghezza degli strumenti di endodonzia con l'aiuto di stopper in silicone.

FILE ORGANIZER

Cod. ZAZSTANDB, DP, DY



File Organizer è un box autoclavabile con un righello di misurazione integrato per tenere in ordine gli strumenti endodontici.

Caratteristiche:

- Autoclavabile
- Righello incluso
- **Colori disponibili:** rosso, blu e giallo

YELLOW ZARC PETALS

Cod. ZAZPY



Yellow ZARC petals sono stopper in silicone a forma di fiore per un controllo ottimale della frequenza d'uso e affaticamento degli strumenti.

Caratteristiche:

- Autoclavabili
- 50 unità per sacchetto
- Colore giallo

ENDO CLEAN

Cod. ZASP001025RE e ZAUDECB01



Z-Clean è un set completo per la pulizia dei file con un design curato e pratico. È possibile sterilizzarlo in autoclave e permette la facile identificazione degli strumenti.

Z-Clean Sponges sono le spugnette da inserire nel box Z-Clean per pulire gli strumenti endodontici e tenerli pronti all'uso durante la pratica.

All'interno della confezione troviamo **1 Z-Clean**.

Le spugnette Z-Clean Sponges sono confezionate in **box da 25pz**

Z Rinse

Cod. ZAUDIN3022050, 3026050



Z-Rinse sono gli aghi universali di Zarc dedicati all'irrigazione del canale radicolare.

Sono stati progettati per ottenere una disinfezione più completa durante il trattamento endodontico, grazie alla punta con doppio foro laterale d'uscita a diverse distanze.

Hanno un collo angolato per una migliore visibilità e con la connessione luer-lock possono essere utilizzati con le siringhe di qualunque marca.

Sono confezionati in **box da 50pz** e disponibili nelle **misure 22mm e 26mm**.