




excalibur[®]

Il nuovo strumento reciprocante
con trattamento termico gold
di ultima generazione



DE ODONTÓLOGOS
PARA ODONTÓLOGOS

Tecnologia testata dai migliori professionisti



José Aranguren

Lo strumento reciprocante con una conicità inferiore, maggiore flessibilità e capacità di taglio. In poche parole, uno strumento sorprendente.



Arman Gazi

Questo strumento completa l'ampio catalogo di Zarc. Lavora senza pressione mentre scorre senza intoppi nel canale.



José Conde

Velocità, sicurezza, conservazione e flessibilità sono combinati in un unico sistema: Excalibur®.



DE ODONTÓLOGOS
PARA ODONTÓLOGOS



UNO STRUMENTO PER TUTTI I TIPI DI CANALE

	MFD	CONICITÀ	Ø
SMALL	0,95	5%	0,20
REGULAR	1,00	5%	0,25
MEDIUM	1,08	5%	0,35
LARGE	1,15	5%	0,45

excalibur®

La famiglia Excalibur® è composta da 4 strumenti in modo tale che lo Specialista possa scegliere quello che meglio si adatta alle sue necessità cliniche:



20/05, 25/05, 35/05 e 45/05




MFD ridotto

Lo strumento reciprocante con conicità ridotta

Ha una **conicità del 5%**. Questo rende Excalibur® il primo sistema reciprocante conservativo. È in grado di rimuovere meno dentina rispetto ai suoi competitor, ottenendo una **maggiore preservazione dell'anatomia** originale.



LA SEMPLICITÀ IN ENDODONZIA
ELEVATA ALL'ECCELLENZA



NCF (Numero di cicli alla frattura)

*Dati su richiesta (Rey Juan Carlos University, Madrid, Spain)
R25, R25Blue e WIG non sono marchi registrati di Zarc4Endo

excalibur®

Migliore resistenza alla fatica ciclica

Excalibur® ha una resistenza alla fatica ciclica **superiore del 32%*** rispetto agli altri sistemi sul mercato.




excalibur®

Caratteristiche tecniche di Excalibur®:

400-500 RPM

Rotazione: 150° in senso antiorario/30° in senso orario



- Excalibur®, con trattamento termico gold di ultima generazione, si caratterizza per la sua straordinaria **flessibilità e l'assenza di memoria di forma**.
- È il sistema più rapido, semplice, efficace e versatile mai inventato. Lavora con la maggior **efficacia di taglio** presente sul mercato*.
- Un sistema di strumenti unico **capace di fare tutto**, e farlo bene.
- Godetevi il sistema reciprocante più **conservativo e sicuro***.

*Data su richiesta

Codici prodotto della sistematica Excalibur®

Excalibur® 21 mm

ZRE2102005 E20 21 mm (6 file) sterili
ZRE2102505 E25 21 mm (6 file) sterili
ZRE2103505 E35 21 mm (6 file) sterili
ZRE2104505 E45 21 mm (6 file) sterili
ZRE21ASST1 E20-E45 21 mm (4 file) sterili

Excalibur® 25 mm

ZRE2502005 E20 25 mm (6 file) sterili
ZRE2502505 E25 25 mm (6 file) sterili
ZRE2503505 E35 25 mm (6 file) sterili
ZRE2504505 E45 25 mm (6 file) sterili
ZRE25ASST1 E20-E45 25 mm (4 file) sterili

Excalibur® 31 mm

ZRE3102005 E20 31 mm (6 file) sterili
ZRE3102505 E25 31 mm (6 file) sterili
ZRE3103505 E35 31 mm (6 file) sterili
ZRE3104505 E45 31 mm (6 file) sterili
ZRE31ASST1 E20-E45 31 mm (4 file) sterili

Coni di Guttaperca Excalibur®

ZREGP00E20 Guttaperca E20 (60 pz.)
ZREGP00E25 Guttaperca E25 (60 pz.)
ZREGP00E35 Guttaperca E35 (60 pz.)
ZREGP00E45 Guttaperca E45 (60 pz.)

Punte di Carta Excalibur®

ZREPP00E20 Punte di Carta E20 (100 pz.)
ZREPP00E25 Punte di Carta E25 (100 pz.)
ZREPP00E35 Punte di Carta E35 (100 pz.)
ZREPP00E45 Punte di Carta E45 (100 pz.)