



SIMIT NEXT  
Endo Expert



Catalogo 2025

**SIMIT DENTAL**

# INDICE

<b>3</b>	<b>ENDODONZIA</b>
<b>68</b>	<b>CHIRURGIA</b>
<b>84</b>	<b>IGIENE ORALE E SBIANCAMENTO</b>
<b>93</b>	<b>PHARMA</b>
<b>100</b>	<b>DISINFEZIONE</b>
<b>107</b>	<b>DECONTAMINAZIONE E STERILIZZAZIONE</b>
<b>141</b>	<b>SISTEMI DI INGRANDIMENTO E ILLUMINAZIONE</b>
<b>155</b>	<b>RADIOLOGIA</b>
<b>163</b>	<b>PRIMO SOCCORSO</b>
<b>164</b>	<b>ILLUMINAZIONE</b>

# ENDODONZIA



## BlueShaper® PRO



BlueShaper PRO® offre prestazioni eccezionali grazie alla sua maggiore penetrazione nei canali, all'aumento della resistenza allo stress torsionale, all'efficienza di taglio ed è uguale o addirittura superiore, allo standard BlueShaper® nella resistenza alla fatica ciclica.

Grazie al doppio trattamento termico di BlueShaper PRO®, la preparazione del canale è più precisa ed efficace. Ha una punta tagliente potenziata dai 3 mm Gold della punta.

La tecnologia DualWire®, sviluppata da Zarc, permette una maggiore versatilità dello strumento, offrendo una punta tagliente mantenendo la stessa flessibilità dello strumento BlueShaper®.

### MISURE DISPONIBILI

Sequenza Base (Z1, Z2, Z3, Z4)

Sequenza Completa (ZXS, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5)

### LUNGHEZZA STRUMENTI

21 mm - 25 mm - 31 mm

### CONFEZIONAMENTO

Blister Sterile da 4 strumenti (Z1-Z4 Assortito)

Blister Sterile da 6 strumenti  
(ZXS-Z5 Assortito o misure singole)

(Codici vari ZAZBSPRO\*)



	CONICITÀ	Ø
<b>Z1</b>	10-2%	0,14
<b>Z2</b>	10-2%	0,17
<b>Z3</b>	5-6%	0,19
<b>Z4</b>	5-6%	0,25



Punta **GOLD**



## BlueShaper®

I nuovi strumenti BlueShaper® sono la 6ª generazione di NiTi file creati con una doppia lega PINK & BLUE che garantisce performance predicibili offrendo all'odontoiatra fiducia, velocità e sicurezza in tutte le situazioni che si affrontano quotidianamente.

### MISURE DISPONIBILI

BlueShaper® Shaping Files (ZXS, Z1, Z2)

BlueShaper® Finishing Files (Z3, Z4, Z5, Z6, Z7)

### LUNGHEZZA STRUMENTI

21 mm - 25 mm - 31 mm

### CONFEZIONAMENTO

Blister Sterile da 4 strumenti (Z1-Z4 Assortito)

Blister Sterile da 6 strumenti (ZX-Z5 Assortito o misure singole)

(Codici vari ZAZBS\*)

	CONICITÀ	Ø
<b>Z1</b>	10-2%	0,14
<b>Z2</b>	10-2%	0,17
<b>Z3</b>	5-6%	0,19
<b>Z4</b>	5-6%	0,25





## SlimShaper® PRO

ZARC

SlimShaper PRO® è il sistema minimamente invasivo a tre leghe (gold, pink e blue) presente sul mercato.

E' dotato di una punta più affilata grazie al doppio trattamento termico negli ultimi 3mm. SlimShaper PRO® ha una flessibilità senza precedenti.

La sua conicità del 3-4% lo rende ancora più conservativo, versatile e sicuro.

SlimShaper PRO® è composto da 3 strumenti, tutti caratterizzati da tecnologia DualWire:

- **ZS1 SILVER + GOLD:** massima capacità di taglio, penetrazione del canale e resistenza torsionale
- **ZS2 GOLD + PINK:** l'equilibrio perfetto tra capacità di taglio e flessibilità
- **ZS3 GOLD + BLUE:** una flessibilità straordinaria e una maggior resistenza alla fatica ciclica

### MISURE DISPONIBILI

SlimShaper PRO File ZS1, ZS2, ZS3

### LUNGHEZZA STRUMENTI

21 mm - 25 mm - 31 mm

### CONFEZIONAMENTO

Blister Sterile da 3 strumenti (ZS1-ZS3)

Blister Sterile da 6 strumenti

(ZS1-ZS3 Assortito o misure singole)

(Codici vari ZAZSSPRO\*)



## SlimShaper®

SlimShaper® è il primo sistema mini invasivo a tre leghe (gold, pink e blue) presente sul mercato.

Il trattamento gold, pink e blue e la conicità del 4% permette una più rapida preparazione del canale, rispettando al massimo la sua anatomia originale.

### Caratteristiche principali:

- **GOLD:** massima capacità di taglio e resistenza torsionale
- **PINK:** l'equilibrio perfetto tra capacità di taglio e flessibilità
- **BLUE:** una flessibilità straordinaria e una maggior resistenza alla fatica ciclica

### MISURE DISPONIBILI

SlimShaper File ZS1, ZS2, ZS3

### LUNGHEZZA STRUMENTI

21 mm - 25 mm - 31 mm

### CONFEZIONAMENTO

Blister Sterile da 6 strumenti

(ZS1-ZS3 Assortito o misure singole)

(Codici vari ZAZSS\*)

	CONICITÀ	Ø
<b>ZS1</b>	6-2%	0,15
<b>ZS2</b>	4-3%	0,20
<b>ZS3</b>	4-3%	0,25



## Excalibur®

Excalibur® è il nuovo strumento reciprocante con trattamento termico gold di ultima generazione che garantisce performance predicibili offrendo all'odontoiatra fiducia, velocità e sicurezza in tutte le situazioni che si affrontano quotidianamente.

### MISURE DISPONIBILI

Excalibur File E20, E25, E35, E45

### LUNGHEZZA STRUMENTI





21 mm - 25 mm - 31 mm

### CONFEZIONAMENTO

Blister Sterile da 4 strumenti (E20-E45 Assortito)

Blister Sterile da 6 strumenti nelle singole misure E20, E25, E35, E45

(Codici vari ZAZRE\*)

	CONICITÀ	Ø
	5%	0,20
	5%	0,25
	5%	0,35
	5%	0,45



## Excalibur® PRO

Excalibur PRO® è la nuova versione dello strumento reciprocante Excalibur e incorpora diversi miglioramenti che ne aumentano significativamente le prestazioni: design della punta ridotto per un migliore accesso al canale e il trattamento nanocoating sulla superficie del file.

### MISURE DISPONIBILI

Excalibur PRO file E20, E25, E35, E45

### LUNGHEZZA STRUMENTI


21 mm - 25 mm - 31 mm

### CONFEZIONAMENTO

Blister sterile da 4 strumenti (E20-E45 assortito)

Blister sterile da 6 strumenti nelle singole misure E20, E25, E35, E45

(codici ZAZRE\*PRO)



## ApicalShaper®

ApicalShaper® è uno strumento per la sagomatura apicale con solo il 3% di conicità per preservare meglio la dentina pericervicale.

E' compatibile con tutti i sistemi di sagomatura canalare presenti sul mercato, oltre a: BlueShaper®, SlimShaper® ed Excalibur®

### MISURE DISPONIBILI

ApicalShaper File Z30/03, Z35/03, Z40/03, Z50/03

### LUNGHEZZA STRUMENTI





21 mm - 25 mm - 31 mm

### CONFEZIONAMENTO

Blister Sterile da 4 strumenti (Z30-Z50 Assortito)

Blister Sterile da 6 strumenti nelle singole misure Z30/03, Z35/03, Z40/03, Z50/03

(Codici vari ZAZAP\*)

	CONICITÀ	Ø
	3%	0,30
	3%	0,35
	3%	0,40
	3%	0,50



## Z-Glider EVO

Z-Glider EVO® è studiato per facilitare la creazione del glide-path, riducendo lo stress clinico e preservando l'anatomia del canale.

Lega Gold di seconda generazione che garantisce efficienza di taglio, flessibilità e controllo della memoria di forma.

Fornisce una resistenza alla torsione sufficiente per avanzare attraverso qualsiasi canale.

Il movimento Z-Glider EVO® è a rotazione continua.

Favorisce la strumentazione: la realizzazione di un glide path favorisce la strumentazione fino alla lunghezza di lavoro.

### MISURE DISPONIBILI


Z-Glider EVO sterile files 21mm (Ref. ZAZZGE00021)

Z-Glider EVO sterile files 25mm (Ref. ZAZZGE00025)

Z-Glider EVO sterile files 31mm (Ref. ZAZZGE00031)

### CONFEZIONAMENTO

n.1 Blister da 3pz.



## RetreatAll

RetreatAll® sono gli strumenti per il ritrattamento del canale radicolare.

Con solamente due file vengono garantiti ritrattamenti efficaci con l'eliminazione della guttaperca dall'interno del canale.



### Caratteristiche:

- Sezione triangolare: gli strumenti RetreatAll® hanno una sezione triangolare per eliminare efficacemente la guttaperca;
- Rotazione continua: il movimento degli strumenti RetreatAll® è rotatorio continuo;
- Solamente 2 file: sono necessari solamente due strumenti per rimuovere la guttaperca dall'interno del canale radicolare;
- Eliminazione efficace della guttaperca: entrambe gli strumenti avanzano per la rimozione della guttaperca più coronalmente e apicalmente grazie al loro design.

### CONFEZIONAMENTO

n.1 Blister da 4pz.

(Ref. ZAZRETREATA)



## Excalibur® Glider

Excalibur Glider è progettato in lega Gold di seconda generazione che combina l'efficienza di taglio della Gold originale con una migliore flessibilità e controllo della memoria di forma.

Strumento a movimento reciprocante studiato per facilitare la creazione del glide-path.

La sezione trasversale garantisce una maggiore efficienza di taglio, con conseguente riduzione del rischio di frattura e di fatica ciclica, oltre ad un maggiore rispetto dell'anatomia del canale.

Favorisce la strumentazione: la realizzazione di un glide path favorisce la strumentazione fino alla lunghezza di lavoro.

### LUNGHEZZA STRUMENTI

21 mm - 25 mm - 31 mm

### CONFEZIONAMENTO


Blister da 3 files nelle lunghezze

(Codici vari ZAZGE\*)



## Z-Condensor

Z-Condensor® sono gli strumenti di Zarc per la termocompattazione della guttaperca all'interno del canale radicolare.



### Caratteristiche:

- **Riempimento 3D:** gli strumenti Z-Condensator® favoriscono il riempimento tridimensionale del canale radicolare
- Prodotto in acciaio inossidabile disponibile nei seguenti calibri: 025, 030, 035, 040, 045
- Presenta dei segni di profondità per garantire un controllo assoluto

### VARIE MISURE DISPONIBILI

(Codici vari ZAZCON\*)

### CONFEZIONAMENTO

n.1 blister da 4pz.



## Punte di carta Blueshaper

Punte di carta create appositamente per la sistemica NiTi BlueShaper®. Compatte ed estremamente assorbenti, si adattano perfettamente alla forma del canale sagomato con gli strumenti BlueShaper® e permettono di asciugare perfettamente prima dell'otturazione con cono di guttaperca, otturatore carrier-based o cemento.

### MISURE DISPONIBILI

Punte di carta BlueShaper Z3 (Ref.ZAZPP-144)

Punte di carta BlueShaper Z4 (Ref.ZAZPP-145)

Punte di carta BlueShaper Z5 (Ref.ZAZPP-146)

Punte di carta BlueShaper Z6 (Ref.ZAZPP-147)

Punte di carta BlueShaper Z7 (Ref.ZAZPP-148)

### CONFEZIONAMENTO

n.1 box da 100 pz.



## Punte di carta SlimShaper

Paper Point Slimshaper® sono le punte di carta appositamente create per la sistemica NiTi SlimShaper®.

Compatte ed estremamente assorbenti, si adattano perfettamente alla forma del canale sagomato con gli strumenti Slimshaper® e permettono di asciugare perfettamente prima dell'otturazione con cono di guttaperca, otturatore carrier-based o cemento.

### MISURE DISPONIBILI

Punte di carta SlimShaper ZS2 (Ref.ZAZSPP00ZS2)

Punte di carta SlimShaper ZS3 (Ref.ZAZSPP00ZS3)

### CONFEZIONAMENTO

n.1 box da 100 pz.



## Punte di carta Zarc

Paper Point Zarc sono le punte di carta di Zarc.

Compatte ed estremamente assorbenti, permettono di asciugare perfettamente prima dell'otturazione con cono di guttaperca, otturatore carrier-based o cemento.

### MISURE DISPONIBILI

Punte di carta Zarc .06/30 (Ref.ZAZPP-48)

Punte di carta Zarc .06/25 (Ref.ZAZPP-49)

Punte di carta Zarc .04/30 (Ref.ZAZPP-78)

Punte di carta Zarc .04/25 (Ref.ZAZPP-79)

Punte di carta Zarc X Fine (Ref.ZAZPP-120)

Punte di carta Zarc Fine (Ref.ZAZPP-121)

### CONFEZIONAMENTI

n.1 box da 100 pz. - Punte di Carta Zarc .06/30, .06/25, .04/30, .04/25

n.1 box da 100 pz. - Punte di Carta Zarc X Fine, Fine



## Punte di carta Excalibur

Paper Point Excalibur® sono le punte di carta appositamente create per la sistemica NiTi Excalibur®.

Compatte ed estremamente assorbenti, si adattano perfettamente alla forma del canale sagomato con gli strumenti Excalibur® e permettono di asciugare perfettamente prima dell'otturazione con cono di guttaperca, otturatore carrier-based o cemento.

### MISURE DISPONIBILI

Punte di carta Excalibur E20 (Ref. ZAZREPP00E20)

Punte di carta Excalibur E25 (Ref. ZAZREPP00E25)

Punte di carta Excalibur E35 (Ref. ZAZREPP00E35)

Punte di carta Excalibur E45 (Ref. ZAZREPP00E45)

### CONFEZIONAMENTI

n.1 box da 100 pz.



## Punte di carta sterili Z-Fit

Le punte di carta sterili Z-Fit con conicità progressiva sono particolarmente adatte ai canali con una morfologia complessa.

Sono disponibili in due versioni: Narrow (N) con diametro in punta di 0.15 e Wide (W) con diametro in punta di 0.30. Entrambe hanno una conicità iniziale del 4% fino al diametro di 0,84mm, da quel punto in poi proseguono con una conicità dello 0%, per evitare di rimanere bloccate nel terzo coronale.


### MISURE DISPONIBILI

Punte di carta sterili Z-Fit N (ZASCPP-701)

Punte di carta sterili Z-Fit W (ZASCPP-702)

### CONFEZIONAMENTO

n.1 box da 180 pz.



## Punte di carta sterili SlimShaper®

Punte di carta estremamente sottili, disponibili nel comodo blister da 180 pz, pronte all'uso e studiate.

appositamente per asciugare i canali sagomati con le sistematiche mininvasive SlimShaper e SlimShaper PRO.

### MISURE DISPONIBILI

Punte di carta sterili SlimShaper ZS1 (Ref.ZASCPP-201)

Punte di carta sterili SlimShaper ZS2 (Ref.ZASCPP-202)

Punte di carta sterili Slimshaper ZS3 (Ref.ZASCPP-203)

### CONFEZIONAMENTO

n.1 box da 180 pz.



## Punte di carta sterili ApicalShaper®

Punte di carta disponibili nel comodo blister da 180 pz., pronte all'uso e studiate appositamente per asciugare i canali sagomati con la sistematica ApicaShaper.

### MISURE DISPONIBILI

Punte di carta sterili ApicalShaper Z30 (Ref.ZASCPP-430)

Punte di carta sterili ApicalShaper Z35 (Ref.ZASCPP-435)

Punte di carta sterili ApicalShaper Z40 (Ref.ZASCPP-440)

Punte di carta sterili ApicalShaper Z45 (Ref.ZASCPP-450)

### CONFEZIONAMENTO

n.1 box da 180 pz.



## Punte di carta sterili Blueshaper®

Punte di carta disponibili nel comodo blister da 180 pz., pronte all'uso e studiate appositamente per asciugare i canali sagomati con le sistematiche BlueShaper o BlueShaper PRO.

### MISURE DISPONIBILI

Punte di carta sterili BlueShaper Z3 (Ref.ZASCPP144)

Punte di carta sterili BlueShaper Z4 (Ref.ZASCPP145)

Punte di carta sterili BlueShaper Z5 (Ref.ZASCPP146)

Punte di carta sterili BlueShaper Z6 (Ref.ZASCPP147)

Punte di carta sterili BlueShaper Z7 (Ref.ZASCPP148)

### CONFEZIONAMENTO

n.1 box da 180 pz.



## Punte di carta sterili Excalibur®

Il diametro delle punte di carta coincide con quello degli strumenti Excalibur.

Confezionate in blister sterile da 180 pz. pronte all'uso.

### MISURE DISPONIBILI

Punte di carta sterili Excalibur E20 (Ref.ZASCPP-320)


Punte di carta sterili Excalibur E25 (Ref.ZASCPP-325)

Punte di carta sterili Excalibur E35 (Ref.ZASCPP-335)

Punte di carta sterili Excalibur E45 (Ref.ZASCPP-345)

### CONFEZIONAMENTO

n.1 box da 180 pz.



## Punte di carta sterili

Utilizzate per assorbire i liquidi del tessuto canalare durante il trattamento endodontico. Sono disponibili in blister sterile da 180 pz.

### MISURE DISPONIBILI

Punte di carta sterili 04/25 (Ref.ZASCPP-48)

Punte di carta sterili 04/30 (Ref.ZASCPP-49)

Punte di carta sterili 06/25 (Ref.ZASCPP-78)

Punte di carta sterili 06/30 (Ref.ZASCPP-79)

Punte di carta sterili Fine (Ref.ZASCPP-120)

Punte di carta sterili X-Fine (Ref.ZASCPP-121)





## ■ Coni di Guttaperca Z-Fit

Le punte di guttaperca Z-Fit con conicità progressiva sono particolarmente adatte ai canali con una morfologia complessa. Sono disponibili in due versioni: Narrow (N) con diametro in punta di 0.15 e Wide (W) con diametro in punta di 0.30. Entrambe hanno una conicità iniziale del 4% fino al diametro di 0,84mm, da quel punto in poi proseguono con una conicità dello 0%, per evitare di rimanere bloccate nel terzo coronale.

### MISURE DISPONIBILI

Coni di Guttaperca Z-Fit N (Ref.ZAGP-701)

Coni di Guttaperca Z-Fit W (Ref.ZAGP-702)

### CONFEZIONAMENTO

n.1 box da 60 pz.



## ■ Coni di Guttaperca Blueshaper

Coni di guttaperca disegnati appositamente per la sistematica NiTi BlueShaper®. Si adattano perfettamente al canale sagomato con gli strumenti BlueShaper® e garantiscono una buona fluidità all'interno del canale radicolare.

### MISURE DISPONIBILI

Coni di Guttaperca BlueShaper Z3 (Ref.ZAZGP-144)

Coni di Guttaperca BlueShaper Z4 (Ref.ZAZGP-145)

Coni di Guttaperca BlueShaper Z5 (Ref.ZAZGP-146)

Coni di Guttaperca BlueShaper Z6 (Ref.ZAZGP-147)

Coni di Guttaperca BlueShaper Z7 (Ref.ZAZGP-148)

### CONFEZIONAMENTO

n.1 box da 60 pz.



## ■ Coni di Guttaperca SlimShaper

Coni di Guttaperca disegnati appositamente per la sistematica NiTi SlimShaper®.

Si adattano perfettamente al canale sagomato con gli strumenti SlimShaper® e garantiscono una buona fluidità all'interno del canale radicolare.

### MISURE DISPONIBILI

Coni di Guttaperca SlimShaper ZS1 (Ref.ZSSGP00ZS1)

Coni di Guttaperca SlimShaper ZS2 (Ref.ZAZSSGP00ZS2)

Coni di Guttaperca SlimShaper ZS3 (Ref.ZAZSSGP00ZS3)

### CONFEZIONAMENTO

n.1 box da 60 pz.



## ■ Coni di Guttaperca Excalibur

Coni di Guttaperca disegnati appositamente per la sistematica NiTi Excalibur®.

Si adattano perfettamente al canale sagomato con gli strumenti Excalibur® e garantiscono una buona fluidità all'interno del canale radicolare.

### MISURE DISPONIBILI

Coni di Guttaperca Excalibur E20 (Ref.ZAZREGP00E20)

Coni di Guttaperca Excalibur E25 (Ref.ZAZREGP00E25)

Coni di Guttaperca Excalibur E35 (Ref.ZAZREGP00E35)

Coni di Guttaperca Excalibur E45 (Ref.ZAZREGP00E45)

### CONFEZIONAMENTO

n.1 box da 60 pz.



## ■ Coni di Guttaperca ApicalShaper

Guttaperca ApicalShaper® sono i coni di guttaperca disegnati appositamente per la sistematica ApicalShaper®.

Si adattano perfettamente al canale sagomato con gli strumenti ApicalShaper® e garantiscono una buona fluidità all'interno del canale radicolare.

### MISURE DISPONIBILI

Coni di Guttaperca ApicalShaper Z30 (Ref.ZAGP-430)

Coni di Guttaperca ApicalShaper Z35 (Ref.ZAGP-435)

Coni di Guttaperca ApicalShaper Z40 (Ref.ZAGP-440)

Coni di Guttaperca ApicalShaper Z50 (Ref.ZAGP-450)

### CONFEZIONAMENTO

n.1 box da 60 pz.



## ■ Coni di Guttaperca Zarc

I Coni di guttaperca Zarc si adattano perfettamente al canale e garantiscono una buona fluidità all'interno del canale radicolare.

### MISURE DISPONIBILI

Punte di Guttaperca Zarc .06/30 (Ref.ZAZGP-48)

Punte di Guttaperca Zarc .06/25 (Ref.ZAZGP-49)

Punte di Guttaperca Zarc .04/30 (Ref.ZAZGP-78)

Punte di Guttaperca Zarc .04/25 (Ref.ZAZGP-79)

Punte di Guttaperca Zarc X Fine (Ref.ZAZGP-120)

Punte di Guttaperca Zarc Fine (Ref.ZAZGP-121)

### CONFEZIONAMENTO

n.1 box da 60 pz. - Punte di Guttaperca Zarc .06/30, .06/25, .04/30, .04/25

n.1 box da 100 pz. - Punte di Guttaperca Zarc X Fine, Fine



## C+File

C+File è lo strumento canalare manuale di Zarc utilizzato per allargare il canale radicolare con movimenti di sollevamento e reciprocità verticale:

- Prodotto in acciaio inossidabile.
- Si differenzia dal K-File in quanto è realizzato con uno speciale processo di trattamento, forte in punta e flessibile sul collo.
- È particolarmente adatto per i denti calcificati.
- Si tratta di uno strumento standard con conicità del 2%.
- È uno strumento non sterile.
- Diverse misure: 21mm, 25mm e 31mm; diametri in punta 0.06 (rosa)/0.08 (grigio)/0.10 (viola)/0.15 (bianco)

### VARIE MISURE DISPONIBILI

(Codici vari ZCFIL\*)

### CONFEZIONAMENTO

n.1 box da 6pz.



## K-File

ZK-File è indicato in endodonzia per la sagomatura del canale radicolare. Sezione lavorante di forma quadrata.

### Caratteristiche principali:

- Acciaio inossidabile: i K-File sono stati progettati in acciaio inossidabile ad alta resistenza;
- Stopper in silicone di colore rosso per una maggiore visibilità;
- Manico in plastica SBS ottenuto mediante un processo di polimerizzazione che gli conferisce alta resistenza;
- Pre-sterilizzato: gli strumenti sono confezionati in blister sterili pronti all'uso. Le misure disponibili vanno da ISO 06 a 80 con una conicità del 2%. La parte attiva è lunga 16mm.

### VARIE MISURE DISPONIBILI

(Codici vari ZAZKF\*)

### CONFEZIONAMENTO

n.1 blister da 6pz.



## K-Flex

ZK-Flex, con punta non attiva in acciaio inossidabile è molto flessibile, dal disegno romboidale per una effettiva e veloce pulizia del canale radicolare. Facilita l'esplorazione e la preparazione dei canali curvi, riducendo i rischi di perforazioni. Manico in plastica SBS, stopper ad alta visibilità, disponibile in diverse misure e pre-sterilizzato per essere pronto all'uso.

Le misure disponibili vanno da ISO 15 a 45 con una conicità del 2%.

La parte attiva è lunga 16mm.

### VARIE MISURE DISPONIBILI

(Codici vari ZAZK\*)

### CONFEZIONAMENTO

n.1 blister da 6pz.



## H-File

Lo strumento Hedstroem è indicato per la sagomatura del canale radicolare, ideale per la rimozione di detriti organici e residui di lavorazione dopo l'utilizzo del K-File.

Sezione lavorante di forma romboidale.

### Caratteristiche principali:

- Manico in plastica SBS
- Pre-sterilizzato: gli strumenti sono confezionati in blister sterili pronti all'uso.
- Diverse misure: le misure disponibili vanno da ISO 08 a 80 con una conicità del 2%.
- La parte attiva è lunga 16 mm.

### VARIE MISURE DISPONIBILI

(Codici vari ZAZHEDST\*)

### CONFEZIONAMENTO

n.1 blister da 6pz.



## Z Micro-Opener

Z-Micro-Opener sono gli strumenti endodontici che, grazie alla forma anatomica del manico, permettono al dentista una miglior visuale del campo operatorio e di poter utilizzare i sistemi di ingrandimento e il microscopio.

Aiutano il sondaggio dei canali difficili anche in presenza di calcificazioni e sono imprescindibili nei ritrattamenti per ritirare la guttaperca e altri ostacoli dall'interno del canale radicolare.

Sezione della lima Hedstroem con bordi taglienti a spirale.

### MISURE DISPONIBILI

Z Micro-Opener .04/10 (Ref. ZAUDMO1004)

Z Micro-Opener .04/15 (Ref. ZAUDMO1504)

Z Micro-Opener .04/20 (Ref. ZAUDMO2004)

### CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. di Z Micro-Opener da 3pz.



## Z Micro-Shaper

Z-Micro Shaper sono gli strumenti endodontici di Zarc che, grazie alla forma anatomica del manico, permettono al dentista una miglior visuale del campo operatorio e di poter utilizzare i sistemi di ingrandimento e il microscopio.

Inoltre, la sezione dello strumento è stata appositamente disegnata per la localizzazione dei canali radicolari.

### MISURE DISPONIBILI

Z Micro-Shaper .02/20 (Ref. ZAUDMS2002)

Z Micro-Shaper .02/25 (Ref. ZAUDMS2002)

Z Micro-Shaper .02/30 (Ref. ZAUDMS3002)

### CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. di Z Micro-Shaper da 3pz.



## Z-Rinse

Z-Rinse sono gli aghi universali di Zarc dedicati all'irrigazione del canale radicolare.

Sono stati progettati per ottenere una disinfezione più completa durante il trattamento endodontico, grazie alla punta con doppio foro laterale d'uscita a diverse distanze.

Hanno un collo angolato per una migliore visibilità e con la connessione luer-lock possono essere utilizzati con le siringhe di qualunque marca.

### MISURE DISPONIBILI

Z-Rinse 30GA da 22mm  
(Ref. ZAUDIN3022050)

Z-Rinse 30GA da 26mm  
(Ref. ZAUDIN3026050)

### CONFEZIONAMENTO

n.1 box di Z-Rinse da 50pz.



## Z-Clean

Z-Clean è un set completo per la pulizia dei file con un design curato e pratico. È possibile sterilizzarlo in autoclave e permette la facile identificazione degli strumenti.

Z-Clean Sponges sono le spugnette da inserire nel box Z-Clean per pulire gli strumenti endodontici e tenerli pronti all'uso durante la pratica.

### CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. di Z-Clean da 1 pz.  
(Ref. ZAZCLEAN)

n.1 conf. di Z-Clean Sponges  
da 25 pz.  
(Ref. ZAUECB01)



## File Organizer

File Organizer è un box autoclavabile con un righello di misurazione integrato per tenere in ordine gli strumenti endodontici.

### Caratteristiche:

- Autoclavabile
- Righello incluso

### Colori disponibili:

Rosso (Ref. ZAZSTANDP)

Blu (Ref. ZAZSTANDB)

Giallo (Ref. ZAZSTANDY)

### CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. di File Organizer da  
1 pz. con righello integrato



## Z-Plugger

Z-Plugger sono strumenti manuali che facilitano la compattazione della guttaperca all'interno del canale radicolare.

Si caratterizzano per:

- Manico metallico anatomico: design apposito per facilitarne l'uso
- Gli strumenti in NiTi nelle misure da 035 a 060 e in acciaio inossidabile da 070 a 120
- Facilitano la compattazione della guttaperca

### MISURE DISPONIBILI

Z-Plugger 35/70 (Ref. ZAUDPL357001)

Z-Plugger 40/80 (Ref. ZAUDPL408001)

Z-Plugger 50/100 (Ref. ZAUDPL5010001)

Z-Plugger 60/120 (Ref. ZAUDPL601001)

### CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. di Z-Plugger da 1 pz.



## Endo-Block

Il misuratore Endo-Block viene utilizzato appositamente per controllare la lunghezza degli strumenti, della guttaperca e delle punte di carta.

Questo endo-block ha guide di profondità precise per la regolazione della lunghezza degli strumenti di endodonzia con l'aiuto di stopper in silicone.

### CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. di Endo-Block  
(Ref. ZAZE8)




## Yellow Zarc Petals

Yellow ZARC petals sono stopper in silicone a forma di fiore per un controllo ottimale della frequenza d'uso e affaticamento degli strumenti.

Yellow Zarc petals sono autoclavabili.

### CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. di Yellow Zarc Petals da 50 pz.  
(Ref. ZAZPY)





**KO6699**  
Sonda DG16



**KO3249**  
Sonda DG16 N - Extra Fine



**KO9200**  
ENDOBLACK®  
Sonda DG16



**KO9214**  
ENDOBLACK®  
Sonda DG17/17L modificata

Rispetto alla sonda 17 convenzionale, è necessaria una piccola ampiezza per trovare l'accesso al canale radicolare



**KO9212**  
ENDOBLACK®  
Sonda Parodontale CP12/CP15



**KO9201**  
ENDOBLACK® -  $\varnothing$  0,45 mm  
Sonda KX1 dritta



**KO9202**  
ENDOBLACK® -  $\varnothing$  0,35 mm  
Sonda KX2 angolata

## SPREADER, SPATOLE e PINZETTA

### Spreader

**K07536**  
20

**K07537**  
30

**K07538**  
40

**K07539**  
50



**K09205**

Spreader 20/30 ENDOBLACK<sup>®</sup>



**K09206**

Spreader 40/50 ENDOBLACK<sup>®</sup>



**K09213**

ENDOBLACK<sup>®</sup>

Spatola di riempimento HEIDEMANN 1



**K09219**

ENDOBLACK<sup>®</sup>

Spatola con rigello per endodonzia



**K04095**

Pinzetta con manico liscio

Pinzetta endodontica con blocco



**Plugger**

**K07532**

0,6 mm

**K07533**

0,8 mm

**K07534**

1,0 mm

**K07535**

1,2 mm



**K08409**

Plugger 0,40 / 0,55 mm  
Trinovo PEEK black



**K09207**

ENDOBLACK<sup>®</sup>  
Plugger 1/2 (060/080)



**K09208**

ENDOBLACK<sup>®</sup>  
Plugger 3/4 (100/120)



**K09203**

ENDOBLACK<sup>®</sup>  
Micro Plugger D1 ø 0,6 mm



**K09204**

ENDOBLACK<sup>®</sup>  
Micro Plugger D2 ø 1,0 mm



**KO9218**

Impugnatura per specchietto  
Senza specchietto



**KO9218-DE**

Impugnatura per specchietto  
doppio - Senza specchietto



**KO4515-CC**

Rhodium 4 ø 22 mm  
Conf. da 12 pz.



**KO4516-CC**

Rhodium 5 ø 24 mm  
Conf. da 12 pz.



Doppio specchietto  
Rhodium 4 ø 22 mm

**KO5597**  
**KO5597-CS\***


Conf. da 6 pz.

Doppio specchietto  
Rhodium 5 ø 24 mm

**KO9575**  
**KO9575-CS\***

Conf. da 6 pz.

*\*con filettatura conica*



Conf. da 12 pz.

Ingrandente

**KO4337**  
Ø 22 mm

**KO4338**  
Ø 24 mm

Piatto

**KO4339**  
Ø 22 mm

**KO4339-CS\***  
Ø 22 mm

**KO4340**  
Ø 24 mm

**KO6083\***  
Ø 24 mm

*\*con filettatura conica*

**KO4515**

Ø 22 mm - Rhodium

**KO4516**

Ø 24 mm - Rhodium



**KO6412-CC**

ENDOBLACK<sup>®</sup>

Micro specchietto Rodio - ø 3 mm  
Conf. da 1 pz.



**KO6413-CC**

ENDOBLACK<sup>®</sup>

Micro specchietto Rodio - ø 5 mm  
Conf. da 1 pz.



**KO6414-CC**

ENDOBLACK<sup>®</sup>

Micro specchietto Rodio - 3x6 mm  
Conf. da 1 pz.



**KO8395**

Mini Specchietto Rodio - ø 10 mm  
Conf. da 1 pz.



**KO8396**

Mini Specchietto Rodio - ø 12 mm  
Conf. da 1 pz.



**KO8397**

Mini Specchietto Rodio - ø 14 mm  
Conf. da 1 pz.

## INFO

Tutti gli specchietti e i manici degli specchietti hanno una filettatura europea (gambo semplice), se non diversamente indicato.




Gli strumenti sono stati appositamente progettati per la revisione ortograde di un trattamento endodontico.

I micro-ganci sulle estremità fini sono prodotti con la massima precisione e assicurano un aggancio sicuro alla guttaperca, fornendo al contempo un'eccezionale resistenza alla trazione e stabilità.

**Il manico in PEEK, una plastica ad alte prestazioni stabile nella forma e nel colore, è estremamente leggero:** ogni strumento pesa solo 12 grammi.

Il design dell'impugnatura combina i vantaggi della semplicità di pulizia e sterilizzazione con le eccezionali caratteristiche di presa.

Gli strumenti sono disponibili in quattro versioni, adatte alle diverse situazioni cliniche: **lunghezza delle estremità di lavoro 26 mm o 18 mm, ganci a sinistra/destra ◀▶ o su/giù ⬆⬇**



**K08422**  
26 mm




**K08423**  
26 mm



**K08424**  
18 mm



**K08425**  
18 mm



**K08426**  
18/26 mm



**Yoshitsugu Terauchi**  
D.D.S., PhD.

Il Dr. Terauchi è docente part-time presso la Tokyo Medical & Dental University e dal 1998 svolge un'attività privata limitata all'endodonzia. Ha conseguito il titolo di DDS nel 1993 e ha completato la specializzazione presso la Tokyo Medical & Dental University nel 1995, dove ha anche conseguito il dottorato di ricerca presso il Dipartimento di endodonzia. Ha pubblicato diversi articoli su riviste specializzate a livello nazionale e internazionale. È inoltre autore di diversi capitoli di libri di testo, tra cui l'undicesima edizione di "Pathways of the Pulp". Ha tenuto conferenze a livello nazionale e internazionale ed è apparso due volte sulla TV nazionale, per parlare di endodonzia moderna.

Senza gancio, punta **rivestite in diamante** per la rimozione della guttaperca e la penetrazione di canali calcificati o incassati

## Soft-Core® Otturatore

L'otturatore endodontico Soft-Core® ha un nucleo polimerico radiopaco ricoperto di guttaperca termoplastica.

Il carrier degli otturatori Soft-Core® è più sottile rispetto ai principali otturatori carrier-based in commercio, consentendo una maggiore flessibilità per il posizionamento anche nei canali più curvi.

Un carrier più sottile significa più guttaperca per avere ogni volta riempimenti più densi.

### Caratteristiche principali:

- La flessibilità del core rende possibile il riempimento anche dei canali radicolari più impegnativi
- Veloce, efficiente, affidabile
- Compatibile con qualsiasi conicità della preparazione del canale radicolare
- Il carrier centrale più sottile garantisce un riempimento più uniforme ed omogeneo di guttaperca
- Adatto al riempimento di canali stretti, curvi e lunghi
- Facile da usare e semplice rimozione del manico dalla guttaperca tramite rotazione
- Clinicamente testato da oltre 20 anni

### MISURE DISPONIBILI

20 - 25 - 30 - 35  
40 - 45 - 50 - 55 - 60

### CONFEZIONAMENTO

n.1 Box da 6pz.

(Codici vari CMSSCR6\*)



## Soft-Core® Verifier

Il verificatore Soft-Core® è fatto nello stesso stampo del corrispondente otturatore endodontico, il che significa che c'è un'esatta corrispondenza tra il verifier e l'otturatore endodontico Soft-Core®.

La funzione primaria di un verificatore è proprio quella di verificare se il canale è sufficientemente sagomato e la lunghezza di lavoro.

### Caratteristiche principali:

- Il verificatore Soft-Core® è della stessa dimensione del carrier dell'otturatore endodontico per garantire una perfetta corrispondenza e una misurazione affidabile per ottenere una sigillatura predicibile.
- Soft-Core® verifier è fatto di plastica ed è estremamente flessibile. Questo gli permette di passare in tutti i canali radicolari, anche quelli più impegnativi. Inoltre, può essere utilizzato per applicare il sigillante nel canale al posto del tradizionale lentulo.
- Il verificatore Soft-Core® è molto utile nei denti con più radici: infatti, dopo averlo usato per l'applicazione del sigillante, è possibile lasciarlo nel canale in modo tale che il sigillante rimanga in posizione e si eviti che si fissi prematuramente.

### MISURE DISPONIBILI

20 - 25 - 30 - 35  
40 - 45 - 50 - 55 - 60

### CONFEZIONAMENTO

n.1 Box da 6pz.

(Codici vari CMSSSV6\*)



## Soft-Core intro kit

Intro Kit Soft-Core® con fornello ed otturatori endodontici Soft-Core®.

L'otturatore ha un nucleo polimerico radiopaco ricoperto di guttaperca termoplastica.

### CONFEZIONAMENTO

n.1 kit contenuto da (Ref. CMSSCDTINT/EU/R20-30):

n.1 fornello

n.1 conf. di otturatori Soft-Core® n° 20 (6pz)

n.1 conf. di otturatori Soft-Core® n° 25 (6pz)

n.1 conf. di otturatori Soft-Core® n° 30 (6pz)

n.1 conf. di verificatori Soft-Core® assortiti (6pz)



## Soft-Core Fornetto

Un canale radicolare otturato tridimensionalmente significa che anche eventuali canali laterali e accessori sono stati riempiti correttamente.

Il fornello Soft-Core® permette di riscaldare fino a 4 otturatori endodontici Soft-Core® contemporaneamente e di mantenerli in temperatura e pronti all'uso per 15 minuti.

Il design unico dell'otturatore endodontico Soft-Core® lo rende la scelta ideale per diversi motivi:

- L'impugnatura dell'otturatore può essere piegata per facilitare il trattamento dei denti posteriori
- Il carrier è coperto di guttaperca flow: un singolo otturatore riempirà l'intero canale e, grazie alla forza idraulica, la guttaperca calda verrà portata facilmente in apice
- L'otturatore ha un sottile carrier ovale che fornisce un eccellente riflusso della guttaperca coronalmente

### CONFEZIONAMENTO

n.1 fornello (Ref. CMSSCDTO/EU)



## Endo Wise

Endo Wise è il motore endodontico cordless di Bomedent. Il suo design ergonomico, le ridotte dimensioni e la connessione Bluetooth con il pedale per ottimizzare il processo di lavoro lo rendono il dispositivo ideale per la pratica quotidiana.

### Caratteristiche principali:

- Design ergonomico e dimensioni ridotte per permettere un'ampia visuale
- "Testina multiposizione" consente di ruotare facilmente e modificare la posizione del contrangolo con 6 diverse angolature.
- Possibilità di impostare sia il movimento continuo che reciprocante (quest'ultimo in senso orario/antiorario).
- Display OLED integrato
- Controllo del torque e della velocità.
- Compatibile con la maggior parte degli strumenti NiTi.
- Con sensore automatico: il motore inizia a lavorare quando entra in contatto con la dentina e si ferma automaticamente quando si allontana.
- Contrangolo 16:1 autoclavabile ad alta temperatura.

### CONFEZIONAMENTO

- n.1 Micromotore endodontico Endo Wise,
- n.3 Impugnature contrangolo,
- n.1 Ugello a spruzzo,
- n.1 Contrangolo, n.1 Cavo di misurazione A,
- n.1 Cavo di misurazione B, n.3 Clips labiali,
- n.1 Morsetto di connessione,
- n.1 Supporto per micromotore, n.1 Cavo USB,
- n.1 Caricabatterie, Manuale di istruzioni

(Ref. BONWMMOT101)



## Wisplex

Wisplex è il localizzatore apicale con tecnologia avanzata multifrequenza di Bomedent che grazie alle ridotte dimensioni, all'auto calibrazione e all'alta precisione sia nei canali bagnati che nei canali asciutti, risulta essere semplice e comodo da trasportare e posizionare all'interno dello studio.

Il compagno ideale per l'odontoiatra.

### Caratteristiche principali:

- Display TFT ad alta definizione.
- Misurazioni con tecnologia avanzata multifrequenza che garantisce elevata accuratezza.
- Diversi colori in base alla posizione nel canale.
- Lunghezza di lavoro impostabile e modificabile.
- Performance non alterate da sangue o polpa nel canale radicolare e invariate per ogni tipologia di dente.
- Avvisa quando il file endodontico è a meno di 2,2 mm dall'apice.
- Batteria di lunga durata che si carica in circa 180 minuti.
- Se collegato al micromotore iRoot Pro, indica sul display velocità e torque.
- Collegamento al micromotore Endo Wise solo attraverso cavetto Micro-USB.

### CONFEZIONAMENTO

- n.1 Rilevatore apicale iRoot Apex,
- n.1 Cavo di misurazione,
- n.3 Clips labiali,
- n.3 Moretti di connessione,
- n.1 Caricabatterie,
- n.1 Cavo USB,
- Manuale di istruzioni

(Ref. BONWMAPI101)



## Endo Wise Plus

Endo wise plus è il motore endodontico con rilevatore apicale integrato e 4 modalità di lavoro. La sua connessione bluetooth permette la sincronizzazione con il pedale wireless e il rilevatore apicale esterno iRoot Apex.

### Caratteristiche principali:

- Torque: 0.6-4.0 Ncm
- Batteria: 1200 mAh / 3,7 VDC. 100-240 VAC. Tempo di ricarica: 90'
- Dimensioni: 210 x 25 x 27 mm (unità centrale con contrangolo)
- Bluetooth: frequenza 2402.0 Mhz~2480.0 Mhz
- Display OLED incorporato

### CONFEZIONAMENTO

- n.1 Micromotore con rilevatore apicale integrato
- n.1 Contrangolo
- n.3 Impugnature in silicone per contrangolo
- n.1 Ugello a spruzzo
- n.1 Cavo di misurazione A
- n.1 Cavo di misurazione B
- n.3 Clips labiali
- n.1 Morsetto di connessione
- n.1 Adattatore alimentazione
- n.1 Cavo USB
- Manuale di istruzioni

(Ref. BONSRTA3000)



## Actor I Pro

Attivatore di irrigazione ad ultrasuoni wireless progettato per migliorare l'efficacia dell'irrigazione canale durante i trattamenti Endodontici.

### Caratteristiche principali:

- Design ergonomico e leggero, facile da impugnare e maneggiare.
- Tecnologia a ultrasuoni silenziosa: piccola ampiezza delle onde ma ottima potenza. Meno rumore. L'ampiezza della vibrazione della punta può essere regolata in modo da non danneggiare il canale radicolare. La sequenza può essere regolata per garantire l'efficienza della pulizia.
- Detersione dei canali radicolari ottimale: favorisce una detersione più profonda e completa del sistema canale migliorando la rimozione del biofilm batterico e dei detriti.
- Tempo di lavoro: utilizzare il dispositivo per 30-60 secondi alla volta alternando le due potenze di lavoro. Dopo 3 minuti di lavoro continuo il dispositivo entra in stand-by automaticamente. Viene emesso un segnale acustico ogni 5 secondi per temporizzare il lavoro.
- 2 potenze di lavoro: modalità normale e ad alta potenza.
- Bluetooth: dotato di un pulsante Bluetooth con indicatore luminoso bluetooth integrato per il collegamento al pedale wireless.
- Luce frontale: offre una migliore visione della cavità orale

### CONFEZIONAMENTO

- n.1 Actor I Pro irrigatore
- n.1 base di appoggio e ricarica
- n.3 cappucci di protezione
- n.1 set di 6 inserti
- (n.3 pz. 2002/21;
- n.3 pz. 2502/18)

(Ref. BONSRCW2000)





## iRoot Pro

iRoot Pro è il motore endodontico portatile con rilevatore apicale integrato di Bomedent con controllo a quattro velocità per misurare e preparare il canale radicolare e, grazie alla sua connessione bluetooth, permette la sincronizzazione con altri dispositivi.


### Caratteristiche principali:

- "Testina multiposizione" consente di ruotare facilmente e modificare la posizione del contrangolo con 6 diverse angolature.
- Possibilità di impostare sia il movimento continuo che reciprocante (quest'ultimo in senso orario/antiorario).
- È possibile scegliere tra 4 diverse modalità di lavoro.
- Controllo del torque e della velocità.
- Compatibile con la maggior parte degli strumenti NiTi.
- Diverse funzionalità disponibili: "Auto Reverse", "Reverse" e "Auto Reciprocating" quando raggiunge il limite di torque.
- Con sensore automatico: il motore inizia a lavorare quando entra in contatto con la dentina e si ferma automaticamente quando si allontana.
- Contrangolo 16:1 autoclavabile ad alta temperatura.
- Pedale opzionale collegabile con Bluetooth.

### CONFEZIONAMENTO

n.1 Micromotore con rilevatore apicale integrato,  
n.1 Contrangolo, n.3 Impugniture per contrangolo,  
n.1 Ugello a spruzzo, n.1 Cavo di misurazione A,  
n.1 Cavo di misurazione B, n.3 Clips labiali  
n.1 Morsetto di connessione, n.1 Adattatore alimentazione  
n.1 Cavo USB, n.1 Base di ricarica, Manuale di istruzioni

(Ref. BONBMMAL101)



## iRoot Apex

iRoot Apex è il localizzatore apicale di Bomedent che, grazie alle sue ridotte dimensioni, è semplice e comodo da trasportare e posizionare all'interno dello studio.

### Caratteristiche principali:

- Display LCD di alta qualità touch da 3,5"
- La tecnologia Bluetooth consente la sincronizzazione del localizzatore con iRoot Pro.
- Include un giroscopio di precisione in modo che lo schermo si adatti a diverse posizioni.
- Tecnologia multifrequenza e calibrazione automatica per garantire misure accurate.
- Regolazione multiangolo.
- Avvisa quando il file endodontico è a meno di 2,2 mm dall'apice.
- Batteria ricaricabile in circa 120 minuti e garantisce una durata di circa 5h.
- Se collegato al micromotore iRoot Pro, indica sul display velocità e torque.

### CONFEZIONAMENTO

n.1 rilevatore apicale iRoot Apex,  
n.1 Cavo di misurazione,  
n.3 Clips labiali,  
n.3 Moretti di connessione,  
n.1 Caricabatterie,  
n.1 Cavo USB,  
Manuale di istruzioni

(Ref. BONBMAPL101)



## E-Heater

Sistema di obturazione canalare ideale per compattare la gutta-perca e sigillare i canali radicolari in modo efficiente, migliorando la qualità del trattamento Endodontico e aumentando il successo a lungo termine.

### Caratteristiche principali:

- Controllo della temperatura di lavoro: il riscaldamento della gutta-perca viene attivato solo quando necessario, riducendo il rischio di eccessivo calore nella cavità orale.
- Eliminazione di vuoti e micro-spazi: la gutta-perca riscaldata e compattata si adatta meglio alla forma del canale, riducendo al minimo la presenza di vuoti o micro-spazi che potrebbero favorire il passaggio di batteri e causare infezioni.
- Adattamento alla morfologia del canale: la tecnica di compattazione verticale consente di seguire la forma anatomica del canale, anche in quelli curvi o con particolari irregolarità.
- Sigillo apicale eccellente: eHeater permette di ottenere un sigillo apicale molto preciso utilizzando gutta-perca riscaldata, che aderisce perfettamente alle pareti del canale radicolare.
- Luce frontale: la luce LED consente di vedere meglio all'interno della cavità orale.
- Batteria 2600 mAh
- Riscaldamento rapido: raggiunge 200°C in 2 secondi

### CONFEZIONAMENTO:

n.1 eHeater  
n.4 Plugger orientabili  
(n.1 pz. 40/04; n.1 pz. 45/04;  
n.1 pz. 50/04; n.1 pz. 55/08)  
n.1 Adattatore  
n.1 Base di ricarica

(Ref. BONSRCF1000)



## E-Filler

Il dispositivo di obturazione endodontica eFiller di Bondent è uno strumento per iniettare la gutta-perca ammorbidita e fusa nel canale radicolare (backfill) dopo il riscaldamento della stessa.

Permette di effettuare l'obturazione tridimensionale del canale radicolare rendendo così il trattamento canalare più sicuro, più rapido e più completo.

Caratterizzato da un design ergonomico, dona una sensazione di equilibrio e comfort all'utente.

### Caratteristiche principali:

- Tempo di fusione della gutta-perca: 14 secondi
- Dimensioni del dispositivo: 145x30x120mm
- Dimensioni della base di ricarica: 152x57x52mm
- Intervalli di temperatura: 140°C, 170°C, 200°C, 230°C
- Batteria DC 3.6V, 2600mAh

### CONFEZIONAMENTO:

n.1 eFiller  
n.4 aghi  
(23G 24mm, 23G 28mm e  
25G 24mm, 25G 28mm)  
n.1 chiave  
n.1 pistone  
n.1 spazzola di pulizia  
n.1 cappuccio in silicone  
n.1 base di ricarica con adattatore  
di alimentazione

(Ref. BONSRCF1000)



## Tubulitec

Tubulitec Primer rappresenta un sistema completo per l'isolamento della cavità sotto tutti i tipi di materiale da otturazione.

Applicando inizialmente Tubulitec Primer, la pellicola per dentina, tutte le aperture dei tubuli dentinali sono sigillate per evitare micro perdite ed eliminare in modo efficace qualsiasi micro organismo.

### BENEFICI:

- Pellicola universale: Tubulitec Primer può essere usato sotto tutti i tipi di materiale da otturazione. Da applicare con un semplice pellet di cotone.

### CONFEZIONAMENTI

n.1 flacone di Tubulitec Primer da 10 ml (Ref. DTF-104)



## Tubulicid Rosso

Detergente antibatterico per la detersione delle cavità e per impregnare di fluoro lo smalto e la dentina.

La funzione primaria di Tubulicid è quella di asportare lo strato di detriti (smear layer) che si forma sulla superficie dentinale durante la preparazione di una cavità o di un moncone protesico.

L'asportazione di questi detriti è importante soprattutto per migliorare l'adesione dei liners e dei cementi.

Tubulicid Rosso con Fluoro: indicato per la detersione delle cavità e per impregnare di fluoro lo smalto e la dentina con un unico trattamento.

### CONFEZIONAMENTO

n.1 flacone di Tubulicid Rosso da 100 ml (Ref. DTF-102)



## Tubulicid Blu

Detergente antibatterico per la rimozione del fango dentinale senza aprire i tubuli dentinali, senza Fluoro.

Tubulicid Blu è usato per la pulizia efficace di ampie superfici sia per la preparazione di corone e ponti.

La funzione primaria del Tubulicid è quella di asportare lo strato di detriti (smear layer) che si forma sulla superficie dentinale durante la preparazione di una cavità o di un moncone protesico.

L'asportazione di questi detriti è importante soprattutto per migliorare l'adesione dei liners e dei cementi. Tubulicid Blu Senza Fluoro è indicato per la detersione di superfici dentinali di ampia estensione prima della cementazione di ponti e corone.

### CONFEZIONAMENTO

n.1 flacone di Tubulicid Blu da 100 ml (Ref. DTF-101)



## Tubulicid Verde

Detergente antibatterico per la detersione dei canali radicolari e dei tubuli dentinali.

Tubulicid Endo Plus è un prodotto specifico per la terapia canalare radicolare dedicata e di routine in quanto unisce l'effetto demineralizzante con un trattamento attivo della superficie.

Per ottenere l'effettiva pulizia dei canali radicolari è importante che il fango dentinale prodotto durante la preparazione canalare radicolare meccanica venga rimosso così come i detriti che ostruiscono gli imbocchi dei tubuli dentinali.

Grazie alla bassa tensione superficiale e all'EDTA, Tubulicid Endo Plus facilita la penetrazione dei tubuli dentinali rimuovendo efficacemente sia il fango dentinale esterno che interno per un trattamento canalare più semplice e sicuro ed una migliore adesione del materiale da otturazione.

### CONFEZIONAMENTO

n.1 flacone di Tubulicid Verde da 100 ml (Ref. DTF-103)



## N5 G-Clor

N5 G-Clor ipoclorito di sodio al 5% in cloro attivo. Soluzione pronta all'uso a base di ipoclorito di sodio al 5% per l'irrigazione dei canali radicolari nel corso di operazioni di alesaggio.

### Caratteristiche:

- Elevata capacità di dissoluzione della componente organica grazie all'elevata concentrazione (5,25) e l'elevato pH;
- Elevate attività antimicrobiche anche per *Enterococcus Faecalis*.
- Dispositivo medico ad uso esclusivo del medico odontoiatra.
- Non miscelare il prodotto con sostanze acide poiché libererebbe gas tossici.

### CONFEZIONAMENTO

n.1 Flacone di N5 G-Clor da 250ml  
(Ref. ITD0000184 I)



## Irriflex

Inventato e prodotto in Svizzera, IrriFlex® è il punto di svolta che sta rivoluzionando il campo dell'irrigazione canalare. L'irrigazione dei canali radicolari è un passo essenziale nel trattamento endodontico e un'agevole diffusione dei fluidi irrigui nei canali radicolari è fondamentale.

Una discesa senza sforzo lungo le pareti curve del canale e una precisione nel posizionamento dell'ago di irrigazione per tutto il lavoro, semplificano la procedura operativa e offrono al professionista la massima attenzione alla diffusione dell'irrigazione.

La rimozione del fango dentinale, lo scollamento del biofilm e la disinfezione del canale radicolare prima del riempimento sono punti chiave. IrriFlex® concentra tutto il vostro lavoro sul gesto clinico, benvenuti nella "realità della pulizia scorrevole"!

### CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 20 pz. di Aghi  
per irrigazione IrriFlex (Ref. MAP21400)

n.1 conf. da 40 pz. di Aghi  
per irrigazione IrriFlex (Ref. MAP21401)



## EDTA 17% - Soluzione

EDTA 17% di Produits Dentaires facilita la rimozione della strumentazione e del fango dentinale nella preparazione chimico-meccanica del canale radicolare. Inoltre, è indicato per l'irrigazione del canale radicolare, la rimozione di detriti e il risciacquo.

L'acido etilendiamminotetraacetico (EDTA) è un agente chelante che si combina con lo ione calcio e lo inattiva, esercitando così il suo effetto decalcificante sulla dentina.

L'EDTA agisce sulla parte inorganica del fango dentinale e deve essere utilizzato in alternativa alla soluzione di ipoclorito di sodio per completarne la dissoluzione.

### CONFEZIONAMENTI

n.1 Flacone di EDTA 17% da 15 ml  
(Ref. MAP11565)

n.1 Flacone di EDTA 17% da 100 ml  
(Ref. MAP11569)



## Eugenate Desobturator - Solvente

In caso di ritrattamento endodontico, Eugenate desobturator è un solvente a base di olio di arancio puro utilizzato per ammorbidire e successivamente rimuovere con azione meccanica i cementi a base di eugenolo (eugenato) o le punte di guttaperca.

L'ammorbidimento dei materiali per otturazione ne facilita la rimozione meccanica, soprattutto in caso di criticità dovute alla durezza e alla posaizione del materiale.

Poiché sono necessarie solo poche gocce di solvente, è possibile ottenere un'erogazione precisa utilizzando un prodotto per dosaggio goccia a goccia.

### CONFEZIONAMENTO

n.1 Flacone di Eugenate  
Desobturator da 15ml  
(Ref. MAP11555)



## Palline di cotone

In fibra di cotone filato in palline, utilizzate per asciugare/assorbire o applicare sostanze durante le procedure odontoiatriche. Il processo di purificazione avviene con "purificazione mediante ossigeno" (acqua ossigenata), che risulta in un cotone senza alcuna traccia di cloro.

### CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. di Palline di cotone  
assorbenti n°1 - Ø 8 mm  
box da 6 ricariche da 3 g  
ciascuna (~630 pezzi)  
(Ref. MAP33251)

n.1 conf. di Palline di cotone  
assorbenti n°2 - Ø 6 mm  
box da 6 ricariche da 3 g ciascuna (~1470 pezzi)  
(Ref. MAP33252)

n.1 conf. di Palline di cotone assorbenti n°3 - Ø 4.3 mm  
box da 6 ricariche da 3 g ciascuna (~2220 pezzi) (Ref. MAP33253)

n.1 conf. di Palline di cotone assorbenti n°4 - Ø 3.6 mm  
box da 6 ricariche da 3 g ciascuna (~4050 pezzi) (Ref. MAP33254)



## Pipette di plastica 0,3 ml

Le pipette in plastica sono utilizzate per l'erogazione di piccole quantità di liquido nel canale radicolare o nella camera pulpale durante il trattamento endodontico o restaurativo. L'erogazione del liquido può essere controllata goccia a goccia, consentendo una precisione molto apprezzata, in particolare per i solventi di ritrattamento come Eugenate desobturator di PD (soluzione di olio d'arancia)

Le pipette sono traslucide, flessibili e codificate per colore. Gli anelli integrati codificati per colore consentono di identificare i diversi liquidi quando si utilizzano più pipette contemporaneamente.

### CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. di pipette di plastica da 25pz.  
(Ref. MAP11754)

n.1 conf. di pipette di plastica da 5pz.  
(Ref. MAP11750)



## MAP VPT

Una nuova aggiunta alla gamma MAP System per la distribuzione precisa del materiale nella terapia della polpa vitale.

L'estensione MAP System è unica per quanto riguarda la sua adattabilità e compatibilità con i materiali più avanzati per la terapia della polpa vitale.

### CONFEZIONAMENTI

La confezione di MAP VPT (Ref. MAP20288) contiene:

- n. 1 siringa
- n. 1 puntale bianco (Ø 2,3mm)
- n. 16 pistoni bianchi
- n. 1 spazzola per la pulizia
- n. 1 blocco per impasto



## Opacal-idrossido di calcio

Opacal è una pasta di idrossido di calcio radiopaca, cremosa e pronta per l'uso per la medicazione intermedia del canale radicolare. Quando è necessaria la provvisoria del canale radicolare tra due appuntamenti, la pasta di idrossido di calcio è il materiale standard da utilizzare. Il prodotto ha lo scopo di eliminare i microrganismi rimanenti e prevenire la reinfezione. Le principali proprietà della pasta di idrossido di calcio sono dovute al suo pH alcalino. La durata abituale del trattamento intermedio è compresa tra 1 e 3 settimane.

### CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. di Opacal Kit composto da:  
Siringa da 3 ml  
+ 10 puntali per applicazione  
(Ref. MAP11020)

n.1 conf. di Opacal Refill puntali per  
applicazione da 10 puntali  
(Ref. MAP11022)



## MTA White

PD™ MTA White è un cemento di riparazione a base di aggregato di triossido minerale (mineral trioxide aggregate, MTA) formulato con tungstato di calcio e progettato per miscelarsi rapidamente e facilmente, raggiungendo senza sforzi la giusta consistenza per svariate procedure.

Il carattere alcalino del cemento conferisce proprietà antibatteriche e il suo carattere idrofilico favorisce la neoformazione del cemento, creando un ambiente favorevole alla guarigione dei tessuti peri-adirettamente a contatto con la polpa.

### CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. di MTA White composta da:

n.4 bustine da 140mg +  
acqua pura 3ml

(Ref. MAP20190)



## MAP One System

Il kit si compone degli strumenti strettamente indispensabili per l'applicazione dei cementi per la riparazione radicolare come PD® MTA bianco. Innegabili sono i benefici di questo kit essenziale:

- utilizzo di una minore quantità di cemento con conseguente minore spreco di materiale;
- elevata efficienza e precisione nel posizionamento del cemento con conseguente ottimizzazione del tempo dedicato;
- disponibilità di diverse forme e posizioni grazie ad un solo puntale in NiTi a memoria di forma facilmente plasmabile manualmente, torna alla forma originale in autoclave.

### CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. di Map One System  
(Ref. MAP20296) composto da:

- n.1 Siringa in acciaio inossidabile
- n.1 Puntale in NiTi a memoria di forma N°1 (rosso) [Ø esterno 1,10mm]
- n.8 Pistoni in plastica N°1
- n.1 Curette in NiTi per la pulizia N°1



## Puntale NiTi a memoria di forma

MAP Puntale NiTi a memoria di forma può essere precurvato manualmente in base alle diverse esigenze per gli accessi ortogradi o chirurgici complessi.

Ritorna alla forma dritta iniziale durante la sterilizzazione.

### MISURE DISPONIBILI

Puntale in NiTi a memoria di forma N°0 (giallo) [Ø esterno 0,90mm]  
(Ref. MAP20210)

Puntale in NiTi a memoria di forma N°1 (rosso) [Ø esterno 1,10mm]  
(Ref. MAP20211)

Puntale in NiTi a memoria di forma N°2 (blu) [Ø esterno 1,30mm]  
(Ref. MAP20212)

### CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. di Puntali Niti a memoria di forma  
composto da:

- n.1 Puntale in NiTi a memoria di forma
- n.1 Curette in NiTi per la pulizia della rispettiva misura
- n.8 Pistoni in plastica della rispettiva misura





## Map One Intro Kit NiTi

Il MAP System fornisce un metodo per l'applicazione dei materiali preposti alla riparazione radicolare tramite obturazione ortograde e retrograda come ad esempio il cemento PD® MTA White. Il MAP One IntroKit è il kit ottimale per il clinico alla ricerca di flessibilità e precisione.

### CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. di Map One Intro Kit (**Ref. MAP20285**)

composto da:

- n.1 Siringa in acciaio inossidabile
- n.1 Puntale in NiTi a memoria di forma N°0 (giallo) [Ø esterno 0,90mm]
- n.1 Puntale in NiTi a memoria di forma N°1 (rosso) [Ø esterno 1,10mm]
- n.1 Puntale in NiTi a memoria di forma N°2 (blu) [Ø esterno 1,30mm]
- n.8 Pistoni in plastica N°0
- n.8 Pistoni in plastica N°1
- n.8 Pistoni in plastica N°2
- n.1 Curette in NiTi per la pulizia N°0
- n.1 Curette in NiTi per la pulizia N°1
- n.1 Curette in NiTi per la pulizia N°2
- n.1 O-ring per la pulizia N°0
- n.1 O-ring per la pulizia N°1
- n.1 O-ring per la pulizia N°2
- n.1 blocco per impasto in acciaio e n.1 box in alluminio sterilizzabile (185x95x30mm),



## MAP One Universal Kit

Il MAP System fornisce un metodo per l'applicazione dei materiali preposti alla riparazione radicolare tramite obturazione ortograde e retrograda come ad esempio il cemento PD® MTA White. Il MAP One Universal Kit è il kit completo per il professionista che necessita del massimo numero possibile di opzioni per l'accesso e il posizionamento dei materiali da obturazione endodontici.

### CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. di Map One Universal Kit (**Ref. MAP20286**) composto da:

- n.1 Siringa in acciaio inossidabile
- n.1 Puntale in NiTi a memoria di forma N°0 (giallo) [Ø esterno 0,90mm]
- n.1 Puntale in NiTi a memoria di forma N°1 (rosso) [Ø esterno 1,10mm]
- n.1 Puntale in NiTi a memoria di forma N°2 (blu) [Ø esterno 1,30mm]
- n.1 Puntale Curvo Classic N°0 (giallo) [Ø esterno 0,90mm]
- n.1 Puntale Curvo Classic N°1 (rosso) [Ø esterno 1,10mm]
- n.16 Pistoni in plastica N°0
- n.16 Pistoni in plastica N°1
- n.8 Pistoni in plastica N°2
- n.1 Curette in NiTi per la pulizia N°0
- n.1 Curette in NiTi per la pulizia N°1
- n.1 Curette in NiTi per la pulizia N°2
- n.1 O-ring per la pulizia N°0
- n.1 O-ring per la pulizia N°1
- n.1 O-ring per la pulizia N°2
- n.1 blocco per impasto in acciaio e n.1 box in alluminio sterilizzabile (185x145x30mm)



## MAP One Surgical Kit

Il MAP System fornisce un metodo per l'applicazione dei materiali preposti alla riparazione radicolare tramite obturazione ortograde e retrograda come ad esempio il cemento PD® MTA White. Il MAP One Surgical Kit è il kit dedicato allo specialista di chirurgia che tratta casi complessi di obturazione retrograda.

### CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. di Map One Surgical Kit (**Ref. MAP20287**)

composto da:

- n.1 Siringa in acciaio inossidabile
- n.1 Puntale Surgery destro N°0 (giallo) [Ø esterno 0,90mm]
- n.1 Puntale Surgery sinistro N°0 (giallo) [Ø esterno 0,90mm]
- n.1 Puntale Surgery destro N°1 (rosso) [Ø esterno 1,10mm]
- n.1 Puntale Surgery sinistro N°1 (rosso) [Ø esterno 1,10mm]
- n.1 Puntale in NiTi a memoria di forma N°0 (giallo) [Ø esterno 0,90mm]
- n.1 Puntale in NiTi a memoria di forma N°1 (rosso) [Ø esterno 1,10mm]
- n.24 Pistoni in plastica N°0
- n.24 Pistoni in plastica N°1
- n.1 Curette in NiTi per la pulizia N°0
- n.1 Curette in NiTi per la pulizia N°1
- n.1 O-ring per la pulizia N°0
- n.1 O-ring per la pulizia N°1
- n.1 blocco per impasto in acciaio
- n.1 box in alluminio sterilizzabile (185x145x30mm)





## Puntale Curvo classico

MAP Puntale curvo "classico" in acciaio inox in due diverse misure permette di posizionare in modo estremamente preciso il materiale tramite l'accesso ortograde. Il Puntale curvo "classico" MAP è in acciaio inox e indicato per:

- Incappucciamento diretto della polpa
- Otturazione canalare radicolare in caso di medicazione intermedia o durante apexogenesi e procedure di rivascolarizzazione
- Apacificazione di denti immaturi e riparazione di perforazioni canalari radicolari patologiche o iatrogene

### MISURE DISPONIBILI

- n.1 Puntale curvo "classico" N°0 (giallo) [Ø esterno 0,90mm] (Ref. MAP20220)  
n.1 Puntale curvo "classico" N°1 (rosso) [Ø esterno 1,10mm] (Ref. MAP20221)

### CONFEZIONAMENTI

- n.1 conf. di Puntale curvo classico composto da:  
n.1 Puntale curvo "classico"  
n.1 Curette in NiTi per la pulizia della rispettiva misura  
n.8 Pistoni in plastica della rispettiva misura



## Puntale Surgery

MAP Puntale Surgery è in acciaio e, grazie alla sua forma a triplo-angolo, permette un accesso semplice ed una visione perfetta dell'intero spazio chirurgico durante i casi complessi di otturazione retrograda.

### MISURE DISPONIBILI

- n.1 Puntale Surgery destro N°0 (giallo) [Ø esterno 0,90mm] (Ref. MAP20225)  
n.1 Puntale Surgery sinistro N°0 (giallo) [Ø esterno 0,90mm] (Ref. MAP20226)  
n.1 Puntale Surgery destro N°1 (rosso) [Ø esterno 1,10mm] (Ref. MAP20227)  
n.1 Puntale Surgery sinistro N°1 (rosso) [Ø esterno 1,10mm] (Ref. MAP20228)

### CONFEZIONAMENTI

- n.1 conf. di Puntale ad uncino composto da:  
n.1 Puntale Surgery  
n.1 Curette in NiTi per la pulizia della rispettiva misura  
n.8 Pistoni in plastica della rispettiva misure



## Puntale ad uncino

MAP Puntale ad uncino in acciaio inox in tre diverse misure.

### MISURE DISPONIBILI

- n.1 Puntale ad uncino N°0 (giallo) [Ø esterno 0,90mm] (Ref. MAP20263)  
n.1 Puntale ad uncino N°1 (rosso) [Ø esterno 1,10mm] (Ref. MAP20264)  
n.1 Puntale ad uncino N°2 (blu) [Ø esterno 1,30mm] (Ref. MAP20265)

### CONFEZIONAMENTI

- n.1 conf. di Puntale ad uncino composto da:  
n.1 Puntale ad uncino  
n.1 Curette in NiTi per la pulizia della rispettiva misura  
n.8 Pistoni in plastica della rispettiva misure



## Map Pistone di ricambio

Pistone MAP di ricambio in plastica.

### MISURE DISPONIBILI

- Pistone in plastica N°0 (Giallo) (Ref. MAP20200)  
Pistone in plastica N°1 (Rosso) (Ref. MAP20201)  
Pistone in plastica N°2 (Blu) (Ref. MAP20202)

### CONFEZIONAMENTI

- n.1 conf. di Pistone di ricambio (della rispettiva misura) da 16 pz.



## Curette per la pulizia

Curette MAP in NiTi per la pulizia dei puntali.

### MISURE DISPONIBILI

- Curette in NiTi 090 (Giallo) (Ref. MAP20240)  
Curette in NiTi 110 (Rosso) (Ref. MAP20241)  
Curette in NiTi 130 (Blu) (Ref. MAP20243)

### CONFEZIONAMENTI

- n.1 conf. di Curette per la pulizia da 1 pz.



## ■ Cemento al fosfato di zinco Liquido o Polvere - presa normale

### Settori di Impiego

Fissaggio definitivo di corone, ponti, inlays, fissaggio di bande ortodontiche, cementazione per perni monconi e viti dentali, ricostruzioni di monconi, sottofondi per tutti i materiali di otturazione, otturazioni provvisorie.

### CONFEZIONAMENTI

n.1 flacone di Cemento al fosfato di zinco a presa normale in **Liquido da 40 ml** (Ref. HF8002300)

n.1 flacone di Cemento al fosfato di zinco a presa normale in **Polvere da 100g** nei seguenti colori:

**Colore n.2** (Ref. HF8002202)

**Colore n.3** (Ref. HF8002203)

**Colore n.4** (Ref. HF8002204)



## ■ Cemento al fosfato di zinco Liquido o Polvere - presa rapida

### Settori di Impiego

Fissaggio definitivo di corone, ponti e inlays, fissaggio di bande ortodontiche, cementazione per perni monconi e viti dentali

### CONFEZIONAMENTI

n.1 flacone di Cemento al fosfato di zinco a presa rapida in **Liquido da 40 ml** (Ref. HF8001300)

n.1 flacone di Cemento al fosfato di zinco a presa rapida in **Polvere da 100g** nei seguenti colori:

**Colore n.2** (Ref. HF8001202)

**Colore n.3** (Ref. HF8001203)

**Colore n.4** (Ref. HF8001204)



## ■ Ready2Mix

La particolarità di questo innovativo prodotto è rappresentata dalla sua flessibilità. Infatti permette di modificare la consistenza usata per fissaggi e sottofondi, rendendola più densa oppure più liquida attraverso una goccia di liquido in più oppure in meno.

Rispetto alla miscelazione classica manuale, READY2MIX permette di:

- evitare errori di miscelazione grazie ad un sistema di dosaggio preciso
- brevettato e adattare la consistenza alle proprie preferenze.
- riprodurre la consistenza ideale continuamente anche se l'operatore cambia di volta in volta
- ridurre il tempo di miscelazione del 33%.

### CONFEZIONAMENTI

n.1 Presa Normale Colore n.3 - Kit da n.20 bustine da n.1 gr. di polvere + liquido da 10 ml. (Ref. HF8002403)

n.1 Presa Normale Colore n.4 - Kit da n.20 bustine da n.1 gr. di polvere + liquido da 10 ml. (Ref. HF8002404)



## iVac

Il sistema iVac è stato creato utilizzando i tre concetti più importanti stabiliti dalla ricerca endodontica:

La **vibrazione ultrasonica** che crea un catalizzatore chimico per le soluzioni irriganti insieme ad una cavitazione temporanea e ad effetti di microstreaming, con la conseguente azione di pulizia chimico-meccanica nelle aree di difficile accesso del canale radicolare.

**Pressione apicale negativa**, mediante la quale il fluido di irrigazione si sposta dalla camera pulpare all'area apicale senza causare fuoriuscite del liquido irrigante oltre il forame apicale.

Il **principio dell'irrigazione continua**, secondo cui il volume dell'irrigante viene rinnovato continuamente. Il costante ricambio dell'irrigante provoca un'attività chimica ideale.

### Contenuto

- n.5 x 0.35 iVac™ cannule 27 mm
- n.5 x 0.50 iVac™ cannule 27 mm
- n.10 Cannule capillari angolate
- n.5 iVac S-Type (SATELEC) oppure E-Type (EMS) connettore piezoelettrico
- n.10 Anelli
- n.5 Adattatore Low Vac
- n.5 Adattatore High Vac
- n.1 Guida Rapida
- n.5 Tubo corto in silicone con n.1 connettore femmina e n.1 connettore a gomito
- n.5 Tubo lungo in silicone con n.1 connettore femmina e n.1 connettore maschio
- n.1 Istruzioni d'uso

### CONFEZIONAMENTI

- n.1 kit introduttivo iVac™ con attacco SATELEC  
(Ref. PAC9542SIVC)

- n.1 kit introduttivo iVac™ con attacco EMS  
(Ref. PAC9542EIVC)



## Componenti del sistema iVac™

REF	DESCRIZIONE	IMMAGINE
<b>PAC954235G</b>	20x iVac 0.35 cannule 27mm (verde)	
<b>PAC954250Y</b>	20x iVac 0.50 cannule 27mm (giallo)	
<b>PAC9542SC</b>	2x iVac connettore S-type piezo (Satelec)	
<b>PAC9542EC</b>	2x iVac connettore E-type piezo (EMS)	
<b>PAC9542ACT</b>	10x cannule capillari angolate 0.60mm	
<b>PAC9542R</b>	10x anelli	
<b>PAC9542ST</b>	5x tubi corti (170mm) in silicone con 1x connettore femmina e un connettore a gomito	
<b>PAC9542LTA</b>	1x tubo lungo (1700mm) in silicone con 1x connettore femmineae 1 connettore maschio 1x adattatore Low Vac / 1x adattatore High Vac	

## NeoSealer Flo

NeoSEALER® Flo è un sigillante canalare bioceramico bioattivo con proprietà di manipolazione superiori, che promuove la formazione di idrossiapatite per innescare il processo di guarigione.

### Caratteristiche:

- NeoSEALER® Flo è progettato con cura per promuovere il posizionamento e massimizzare la bioattività.
- Promuove la formazione di idrossiapatite sulla superficie per sigillare e supportare la guarigione attraverso il rilascio di ioni calcio e idrossido.
- Biocompatibile, non citotossico, non genotossico, inizialmente ad alto pH (alcalino / basico), che si è dimostrato antimicrobico in vitro.

### CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. di NeoSEALER Flo - 2.2 gr Refill siringa (**Ref. AVANSRS**)

n.1 conf. di NeoSEALER Flo - 2.2 gr Kit (con 20 aghi Flex Flo Tips) (**Ref. AVANSFK**)



## NeoSealer Flex Flo Tips

Il puntale Flex Flo Tip è dedicato al posizionamento di NeoSEALER® Flo, il sigillante canalare bioceramico bioattivo di nuova generazione di Avalon Biomed che promuove la formazione di idrossiapatite per innescare il processo di guarigione.

### Caratteristiche:

- Meno spreco di prodotto: progettato per garantire l'81% di spreco del prodotto in meno rispetto agli aghi convenzionali.
- Massima precisione: stopper integrato per la precisione del posizionamento.
- Flessibilità: punta flessibile di calibro 25,5 per raggiungere in profondità i canali più piccoli.

### CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 20 pz. di Aghi Flex Flo NeoSEALER

(**Ref. AVFFT20**)

n.1 conf. da 40 pz. di Aghi Flex Flo NeoSEALER

(**Ref. AVFFT40**)



## NeoSealer Basic Flex Tips

Il puntale Flex Flo Tip è dedicato al posizionamento di NeoSEALER® Flo, il sigillante canalare bioceramico bioattivo di nuova generazione di Avalon Biomed che promuove la formazione di idrossiapatite per innescare il processo di guarigione.

### Caratteristiche:

- Meno spreco di prodotto: progettato per ridurre del 29% lo spreco di prodotto rispetto agli aghi convenzionali.
- Massima adattabilità: altamente flessibile per seguire l'anatomia del canale.
- Flessibilità: punta flessibile e rifilabile, calibro 25.


### CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 20 pz. di Aghi Basic Flex Tip

(**Ref. AVBFT20**)

n.1 conf. da 40 pz. di Aghi Basic Flex Tip

(**Ref. AVBFT40**)



## NeoPutty

NeoPUTTY è il cemento bioceramico bioattivo premiscelato di nuova generazione di Avalon Biomed, ottimizzato per una manipolazione ed un posizionamento più efficienti.

Il suo film compatto, non appiccicoso, resistente al risciacquo, unitamente alla bioattività, lo rendono il putty migliore per lo svolgimento delle procedure quotidiane più importanti.

NeoPUTTY garantisce prestazioni eccellenti per le procedure dentali a contatto con la polpa vitale ed il tessuto periradicolare.

### Caratteristiche:

- Elevato Ph per promuovere la risposta osteogenica;
- Bioattività su base MTA: forme di idrossiapatite per garantire una sigillatura bioattiva
- Consistenza solida non appiccicosa

### CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. di NeoPutty - 0,5 gr

(**Ref. AVANPIK**)

n.1 conf. di NeoPutty - 1,5 gr

(**Ref. AVANPPK**)



## NeoMTA 2

NeoMTA® 2 è il nuovo MTA di Avalon perfezionato dalla Dott.ssa Carolyn Primus, l'inventrice di White ProRoot MTA.

Altamente bioattivo e biocompatibile, è un MTA in polvere da miscelare col suo gel dedicato per ottenere la consistenza desiderata.

Il feedback clinico e il miglioramento continuo attraverso lo sviluppo continuo del prodotto sono le fondamenta della seconda generazione di MTA in polvere/liquido, altamente versatile e con caratteristiche migliorate.

NeoMTA® 2 è indicato per il trattamento di radici e polpa.

Rimane dove è stato posizionato in modo da consentire la completa procedura in efficienza, garantendo un beneficio bioattivo.

Con 0% di perdita di peso, NeoMTA® 2 è più stabile rispetto ai principali concorrenti

### CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. di NeoMTA 2- 1,0 gr

(**Ref. AVN2100**)

n.1 conf. di NeoMTA 2- 2,5 gr

(**Ref. AVN2050**)



## NiTin Starter kit - matrici sezionali

Tutti i vantaggi dei migliori sistemi di matrici sezionali riuniti nel nuovo sistema di matrici sezionali NiTin™

### Caratteristiche:

- Le matrici sezionali NiTin™ sono rigide e offrono una curvatura ottimale pur essendo adattabili
- Garantiscono una stabilità e rigidità maggiori grazie alla curvatura
- La linguetta centrale consente un inserimento ed una rimozione corretta, semplice e veloce
- Hanno uno spessore di 0,035mm (35µ)
- Diverse misure disponibili per molari e premolari

### CONFEZIONAMENTI

n.1 NiTin™ Mini Kit matrici sezionali (**Ref. RENT-KMN-40**) composto da:

- n.1 anello NiTin™ alto (nero)
- n.1 anello NiTin™ standard (bianco)
- n.40 matrici NiTin™ assortite in 5 misure
- n.40 cunei NiTin™ assortite in 4 misure
- n.1 pinza di posizionamento anelli



## NiTin matrici sezionali kit pack

Le matrici sezionali NiTin™ di Re-invent sono preformate per garantire un'anatomia ideale del restauro, con punti di contatto precisi e predicibili che permettono di ridurre il tempo di rifinitura del restauro stesso.

### Caratteristiche:

- Le matrici sezionali NiTin™ sono rigide e offrono una curvatura ottimale pur essendo adattabili
- Garantiscono una stabilità e rigidità maggiori grazie alla curvatura
- La linguetta centrale consente un inserimento ed una rimozione corretta, semplice e veloce
- Hanno uno spessore di 0,035mm (35µ)
- Diverse misure disponibili per molari e premolari

### CONFEZIONAMENTI

n.1 NiTin™ Mini Kit matrici sezionali (**Ref. RENT-KMN-01**) composto da:

- n.1 anello NiTin™ alto (nero)
- n.1 anello NiTin™ standard (bianco)
- n.100 matrici NiTin™ assortite in 5 misure
- n.100 cunei NiTin™ assortite in 4 misure
- n.1 pinza di posizionamento anelli
- n.1 pinzetta per matrici e cunei



## Anelli di posizionamento

I due anelli NiTin™ (bianco e nero) di Re-invent, grazie alle alte performance del NiTinol, producono una consistente forza di separazione del dente. La struttura e l'angolatura degli anelli per molari (neri) e premolari (bianchi) offrono un perfetto posizionamento e spazio di lavoro, evitando eccessi in composito e minor sprechi.

### Caratteristiche:

- Design di lunga durata: la lega in nickel-titanio in filo trafilato NiTinol ha una resistenza superiore e unitamente al rinforzo posteriore in PEEK®, fornisce una forza di separazione ideale, e quindi contatti anatomicamente perfetti, per centinaia di utilizzi
- Lo specifico trattamento a freddo migliora la resistenza e solidità dell'anello
- Grazie ad un superpolimero PEEK® (polietereteracetone) gli anelli sono più forti e al tempo stesso elastici (tornano in posizione)
- Risultati predicibili per ogni utilizzo
- La forma ottimizzata delle estremità consente un migliore adattamento e controllo: estremità anatomiche riducono il flash
- PEEK® ultra performante per aumentare la forza di ritenzione ed evitare che gli anelli scivolino
- Ottimo anche per cavità ampie poichè le estremità non appoggiano sulle cuspidi
- Riduzione dei tempi nei restauri

### CONFEZIONAMENTI

- n.1 conf. da n.1 anelli NiTin™ alto (nero) - (**Ref. RENT400**)
- n.1 conf. da n.2 anelli NiTin™ alto (nero) - (**Ref. RENT400-1**)
- n.1 conf. da n.1 anello NiTin™ standard (bianco) - (**Ref. RENT500**)
- n.1 conf. da n.2 anelli NiTin™ standard (bianco) - (**Ref. RENT500-1**)





## NiTin Refill matrici sezionali

Tutti i vantaggi dei migliori sistemi di matrici sezionali riuniti nel nuovo sistema di matrici sezionali NiTin™.

### Caratteristiche:

- Le matrici sezionali NiTin™ sono rigide e offrono una curvatura ottimale pur essendo adattabili
- Garantiscono una stabilità e rigidità maggiori grazie alla curvatura
- La linguetta centrale consente un inserimento ed una rimozione corretta, semplice e veloce
- Hanno uno spessore di 0,035mm (35μ)
- Diverse misure disponibili per molari e premolari

### CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 50 pz. di Refill matrici sezionali per premolari - 4,4mm  
(Ref. **RENTM100**)

n.1 conf. da 50 pz. di Refill matrici sezionali per premolari - 6,0mm  
(Ref. **RENTM150**)

n.1 conf. da 50 pz. di Refill matrici sezionali - 5,6mm  
(Ref. **RENTM175**)

n.1 conf. da 50 pz. di Refill matrici sezionali - 6,6mm  
(Ref. **RENTM200**)

n.1 conf. da 50 pz. di Refill matrici sezionali - 8,7mm  
(Ref. **RENTM300**)

n.1 conf. da 250 pz. di Kit Refill matrici sezionali miste  
(Ref. **RENTMK01**)



NTM100



NTM150



NTM175



NTM200



NTM300



## NiTin Refill matrici sezionali

Tutti i vantaggi dei migliori sistemi di matrici sezionali riuniti nel nuovo sistema di matrici sezionali NiTin™.

I cunei per le matrici sezionali NiTin™ di Re-invent sono in plastica e, insieme al sistema di matrici sezionali NiTin™ garantiscono di ottenere un'anatomia ideale del restauro, con punti di contatto precisi e predicibili.

### Caratteristiche:

- I cunei si adattano alla forma della gengiva e le estremità curve sulla punta rendono l'inserimento più facile e senza danni alla papilla
- Un pratico tassello all'estremità garantisce un facile posizionamento sotto l'anello

### CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 100 pz. NiTin™ Refill Cuneo X-Small (giallo)  
(Ref. **RENTYL**)

n.1 conf. da 100 pz. NiTin™ Refill Cuneo Small (blu)  
(Ref. **RENTBL**)

n.1 conf. da 100 pz. NiTin™ Refill Cuneo Medium (arancione)  
(Ref. **RENTOR**)

n.1 conf. da 100 pz. NiTin™ Refill Cuneo Large (verde)  
(Ref. **RENTGR**)

n.1 conf. da 400 pz. NiTin™ Kit Refill Cuneo  
(100 cunei per ciascuna misura)  
(Ref. **RENTK4**)



## Pinzetta per cunei e matrici

Le matrici sezionali NiTin™ di Re-invent sono preformate per garantire un'anatomia ideale del restauro, con punti di contatto precisi e predicibili.

La pinzetta NiTin™ permette il posizionamento delle matrici e dei cunei in modo semplice e preciso garantendo un controllo tattile eccellente per avere sempre la situazione sotto controllo.

### Caratteristiche:

- Posizionamento facilitato delle matrici e dei cunei
- Controllo tattile eccellente
- Profonda sporgenza intercuspide che permette di rimuovere la matrici nei contatti stretti

### CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. di Pinzetta NiTin™  
(Ref. **RENT-DF6-8**)



## Pinza di posizionamento anelli

Le matrici sezionali NiTin™ di Re-invent sono preformate per garantire un'anatomia ideale del restauro, con punti di contatto precisi e predicibili.

La pinza NiTin™ per il posizionamento degli anelli ha un'impugnatura ergonomica, permette un rapido e preciso posizionamento ed è prodotta per durare nel tempo.

### Caratteristiche:

- Controllo di precisione per un facile posizionamento dell'anello
- Estremità curve che si uniscono perfettamente agli anelli NiTin™
- Nessuno slittamento dell'anello

### CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. di Pinza NiTin™  
(Ref. **RENT-MRDF-100**)



## Dighe nic tone

Eleva la tua pratica dentistica con la diga in lattice nic tone, conosciuta in tutto il mondo per la sua qualità e performance.

Prodotte in lattice raffinato, a basso contenuto di proteine e polvere, le dighe nic tone garantiscono una protezione eccezionale e visibilità.

Con un allungamento fino al 800% senza pericolo di strappi, nic tone si adatta ad ogni procedura assicurando massimo comfort e sicurezza ai tuoi pazienti.

### Caratteristiche:

- **Colori:** visibilità ottima in ogni procedura grazie al contrasto ottimale con i tessuti orali;
- **Flessibilità e resistenza superiori:** fino al 800% di allungamento senza strappi;
- **Disegnata specificamente per la protezione (e retrazione) dei tessuti molli** assicurando un isolamento efficace e sicuro.

### COLORI DISPONIBILI:

● Nero      ● Blu      ● Verde:

### CONFEZIONAMENTI

**Dighe per adulti 6x6'' (15x15cm)**

**Dighe per pedodonzia 5x5'' (12x12cm)**

**Diga Latex-free sintetica (Blu Media)**

(Codici Vari Ref. NIC144\*)

Disponibili in vari spessori (Consulta il listino per maggiori dettagli)



## Cuadra

Arco per diga progettato per migliorare il comfort del paziente e l'efficienza delle procedure. Con il suo formato 16:9, permette un'ampia visibilità del campo operatorio

**FACILE POSIZIONAMENTO:** Questo telaio all'avanguardia consente un facile posizionamento delle legature sia per i denti superiori che inferiori senza interferire con il naso del paziente, garantendo un'esperienza più confortevole.

**ADATTABILITA' E STABILITA':** Realizzato con precisione e adattabilità, offre una stabilità e un'accessibilità senza pari, rivoluzionando il modo in cui i professionisti dentali gestiscono l'isolamento durante i trattamenti. Questo telaio ha più pin di qualsiasi altro telaio sul mercato per permettere di tendere a proprio piacimento la diga con sicurezza.

**PRECISIONE E CONTROLLO:** Le tacche avanzate di Cuadra offrono una stabilità estrema delle legature, migliorando precisione e controllo soprattutto durante le procedure complesse

**COMFORT:** Eleva il tuo studio con un telaio che mette al primo posto il comfort del paziente, mantenendo i più alti standard di prestazioni cliniche.

### CONFEZIONAMENTO

n.1 Cuadra - arco per diga

(Ref. PRCU\_SINGLE)



## Pacdam

Pac-Dam è un pratico template per bucare la diga odontoiatrica in maniera facile e precisa.

**FACILE DA UTILIZZARE:** PacDam deve essere utilizzato su entrambi i lati in un totale di 4 posizioni, in modo da poter marcare, ad esempio, tutti e 4 i quadranti.

**PACDAM È UNICO!** massima attenzione per ottenere la migliore distanza affidabile tra i fori. Una mascherina permette di marcare solo ciò che serve rispetto ai timbri che marcano tutto e in genere l'inchiostro spesso perde.

**COMPATIBILE CON FOGLI 6X6'' E 5X5'':** Si può usare anche con fogli da 5"x5" (Pedodonzia)! Basta allineare l'angolo della diga di gomma al centro dell'occhio di PacDam!

**PENSATO PER GLI STUDENTI, MA NON SOLO:** Non è ovvio e facile fare un singolo foro? Sì, ma pensate agli studenti, ai principianti. Questo è stato sviluppato inizialmente come strumento didattico. Poi è diventato uno strumento utilizzato da tutti.

### CONFEZIONAMENTO

n.1 PACDAM Plexyglass (Colori disponibili: Fucsia Fluo, Giallo Fluo e Nero opaco)

(Ref. PRPDAM-PMMA\*)

n.1 PACDAM in acciaio (autoclavabile)

(Ref. PRPDAM-AISI)



## Ergo Stand

Ergo Stand è un accessorio in silicone autoclavabile per l'organizzazione e la pulizia degli strumenti Endodontici.

Ergo Stand è diviso in due sezioni che servono per accogliere due differenti spugne: Quella blu, più piccola, è utile per organizzare strumenti endodontici manuali.

La spugna grigia, invece, serve per pulire gli strumenti rotanti posizionandoli in movimento al di sopra o all'interno della stessa.

Ergo ti permette di organizzare tutti i tuoi strumenti, installare i file rotanti sul motore endodontico e/o pulire i tuoi strumenti in modo facile ed efficace.

Il prodotto è sterilizzabile in autoclave a vapore (max 135°C). Rimuovere le piastrine metalliche prima della sterilizzazione in autoclave.

Disponibili spugnette di ricambio in conf. da 48pz (n.24 bianche, n.24 blu).  
(Ref. PRJT1508)

### CONFEZIONAMENTO

n.1 Ergo Stand

(Ref. PRJT123)



## Plano

Plano è un accessorio disegnato per migliorare l'organizzazione di più materiali endodontici utilizzati durante la fase di obturazione canalare.

Il team di StyleItaliano Endodontics lo ha ideato per migliorare ed agevolare la routine quotidiana endodontica.

Il suo utilizzo è riservato al personale qualificato dello studio odontoiatrico e dell'ambiente ospedaliero.

Con Plano è molto più facile avere i tuoi strumenti nel posto giusto al momento giusto.

Plano offre spazio dedicato e slot per coni di guttaperca e punte di carta.

Dispone inoltre di un'area centrale progettata per consentire la miscelazione di materiali bioceramici o MTA e di un essiccatore per asciugare i coni prima di utilizzarli.

Disinfettare prima dell'uso: ogni fessura in Plano è abbastanza profonda da permetterti di versare facilmente un po' di disinfettante e di pulire perfettamente i tuoi coni di guttaperca prima di inserirli nei canali.

### CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. PLANO

(Ref. PRJT2536)



## Ergo bracciale

Ergo è un accessorio in silicone autoclavabile per l'organizzazione e la pulizia degli strumenti Endodontici. Il team di StyleItaliano Endodontics lo ha ideato per migliorare l'efficienza ed ergonomia della routine quotidiana Endodontica.

Ergo è diviso in due sezioni che servono per accogliere due differenti spugne.

Quella blu, più piccola, è utile per organizzare strumenti endodontici manuali. La spugna grigia, invece, serve per pulire gli strumenti rotanti posizionandoli in movimento al di sopra o all'interno della stessa.

A lato di Ergo ci sono 5 fori che servono per alloggiare la sequenza preferita dall'operatore di strumenti rotanti. I fori sono molto utili per connettere e disconnettere dalla testina del motore endodontico gli strumenti senza toccarli con le dita.

Al di sopra di Ergo sono presenti due scale millimetriche per la misurazione degli strumenti endodontici. Ergo ti permette di raggiungere velocemente tutti i tuoi strumenti, installare i file rotanti sul motore endodontico e/o pulire i tuoi strumenti in modo facile ed efficace.

### CONFEZIONAMENTO

n.1 kit composto da


(Ref. PRJT1515):

n.1 Bracciale Ergo

n.3 spugna blu

n.3 spugna grigia

n.2 protezioni acciaio



## Creo

Creo è un accessorio in silicone autoclavabile per lavorare nell'odontoiatria restaurativa, consentendo al professionista di organizzare, misurare e preparare strumenti e materiali.


### "Easy to use, easy to clean"

Change the way you do Resto, piccoli trucchi che renderanno la tua conservativa più semplice:

- **SPAZIO PER I COMPOSITI:** Prepara i tuoi compositi negli spazi dedicati, misura e preleva solo quanto te ne serve.
- **POZZETTI EMISFERICI:** Ideali per contenere reagenti ed adesivi senza rischio di fuoriuscita accidentale.
- **ANATOMIE DI RIFERIMENTO:** Un promemoria per il restauro delle cuspidi e delle anatomie. Scegli lo slot per mostrare le anatomie superiori o inferiori.
- **MISURA I TUOI PERNI:** La scala millimetrata è dedicata alla misura dei perni.
- **PREPARA I PERNI:** I fori permettono di alloggiare i perni per essere trattati prima della cementazione.
- **PULISCI I TUOI STRUMENTI:** L'area dedicata alla pulizia è ideale per rimuovere tracce di composito dai tuoi strumenti.

### CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. CREO (Ref. PRJT0093)







## MD1675/10

### Kit per diga dentale

#### Contenuto:

<b>MD981/20</b>	Cassetta
<b>MD5550</b>	Pinza foradiga
<b>MD5551</b>	Pinza per ganci
<b>MD5552</b>	Archetto G
<b>MD5553</b>	Archetto M
<b>MD5554</b>	Archetto P
<b>MD5595/00</b>	Gancio N. 00
<b>MD5595/3</b>	Gancio N. 3
<b>MD5595/4</b>	Gancio N. 4
<b>MD5595/12A</b>	Gancio N. 12A
<b>MD5595/13A</b>	Gancio N. 13A
<b>MD5595/27</b>	Gancio N. 27
<b>MD5595/29</b>	Gancio N. 29
<b>MD5595/210</b>	Gancio N. 210
<b>MD5595/212</b>	Gancio N. 212
<b>MD5595/W8A</b>	Gancio N. W8A
<b>MD5605</b>	Tray per ganci

## KIT PER DIGA DENTALE

### MD1675/10

Utilizzato in diverse discipline dall'Endodonzia alla Conservativa, il kit per diga Medesy serve a isolare il dente o i denti da trattare, creando un campo operatorio asciutto e privo di contaminazioni.

Questo strumento è fondamentale in procedure odontoiatriche come otturazioni, devitalizzazioni, sbiancamenti e restauri adesivi.

Funzioni principali degli uncini dentali abbinati al foglio di diga:

- Ancoraggio della diga attorno al dente trattato;
- Stabilizzazione per evitare spostamenti della diga durante la procedura;
- Retrattore gengivale per migliorare l'accesso e la visibilità del dente;
- Protezione dei tessuti molli, riducendo il rischio di contaminazione con saliva o sangue.
- Gli uncini sono disponibili in diverse forme e misure, adatte a molari, premolari, incisivi e canini.
- Alcuni hanno ali per un miglior supporto della diga, mentre altri sono senza ali per un posizionamento più agevole.



## MD5605

Vassoio porta uncini in acciaio inox

# UNCINI DENTALI

## ANTERIORI



**MD5595/0**  
Alette ad arco



**MD5595/9 | MD5595/9.NE**  
Universale



**MD5595/00 | MD5595/00.NE**  
Per anteriori e piccoli premolari





**MD5595/210 | MD5595/210.NE**  
1 aletta piccola e 1 aletta grande



**MD5595/212**  
Per cavità Labiali

Nuovi uncini per diga MEDES, alta qualità in ogni dettaglio. Grazie all'acciaio di prima scelta ed un trattamento termico speciale, i nuovi uncini per diga MEDES mantengono inalterata la loro elasticità per molto tempo. I fori di ancoraggio sono universalmente compatibili con le varie forme di pinze per uncini, mentre i bordi sono smussati per un maggior comfort. Come tutti gli strumenti MEDES, i nuovi uncini per diga sono garantiti contro ogni eventuale difetto di materiale o lavorazione per tutta la durata della loro vita.



## PREMOLARI



**MD5595/1**  
Per premolari superiori





**MD5595/1A | MD5595/1A.NE**  
Alette inclinate



**MD5595/2A | MD5595/2A.NE**  
Per premolari inferiori



**MD5595/27 | MD5595/27.NE**  
Alette arrotondate



**MD5595/29 | MD5595/29.NE**  
Alette arrotondate e piatte



**MD5595/206**  
Alette inclinate



**MD5595/208**  
Alette inclinate e piatte



## MOLARI (Generale)



### MD5595/8A | MD5595/8A.NE

Alette inclinate e arrotondate ai lati



### MD5595/14 | MD5595/14.NE

Alette inclinate ideale per molari grandi e parzialmente erotti



### MD5595/14A

Come il 14 ma più grande



### MD5595/18

Alette arrotondate



### MD5595/28

Alette piatte




### MD5595/51

Alette triple piatte



### 5595/W8A | 5595/W8A.NE

Per radici di molari, alette inclinate



## FINITURE

È disponibile una selezione di uncini per diga con trattamento DLC - NERISSIMO per migliorare il contrasto intraorale. Aggiungere "**.NE**" dopo il codice articolo. Esempio: 5595/14 > 5595/14.**NE**



Esempio finitura NERISSIMO

**MD5595/14.NE**



Esempio finitura standard

**MD5595/14**



Esempio finitura satinata

**MD5595/14-S**



Su richiesta è possibile ottenere tutti gli uncini per diga MEDESYS con trattamento superficiale anti-riflesso per migliorare la visibilità in campo operatorio (particolarmente indicato per fotografie odontoiatriche). Aggiungere "**-S**" dopo il codice articolo. Esempio: 5595/14 > 5595/14-**S**

## MOLARI INFERIORI



### MD5595/3 | MD5595/3.NE

Alette piatte, ideale per piccoli molari inferiori



### MD5595/7 | MD5595/7.NE

Alette piatte



### MD5595/56

Alette inclinate ideale per grandi molari inferiori




### MD5595/12A | MD5595/12A.NE

Alette dentellate ideale per molari inferiori destri e parzialmente erotti



### MD5595/13A | MD5595/13A.NE

Alette dentellate ideale per molari inferiori sinistri e parzialmente erotti



### MD5595/202

Alette grandi e piatte ideali per molari inferiori




### MD5595/203

Alette piccole, ideali per piccoli molari inferiori destri



### MD5595/204

Alette piccole, ideali per piccoli molari inferiori sinistri



## MOLARI SUPERIORI



### MD5595/4 | MD5595/4.NE

Alette inclinate, per piccoli molari superiori



### MD5595/5

Alette inclinate che seguono la curvatura della gengiva, ideale per grandi molari superiori





### MD5595/8 | MD5595/8.NE

Alette inclinate che seguono la curvatura della gengiva



### MD5595/201

Alette inclinate



### MD5595/205

Alette inclinate ideale per grandi molari superiori

## PINZE FORADIGA



Disponibile con  
manico liscio  
(codice [5560/1](#))

### MD5560/2

Ainsworth mm170 (con manico zigrinato)



### MD5550

Ivory mm 160




## TELAJ PER DIGA




### MD5554

Telaio per diga piccolo mm 80 x 90



### MD5553

Telaio per diga medio mm 110 x 110



### MD5552

Telaio per diga grande mm 140 x 140



## PINZE PER UNCINI



### MD5551

Ivory mm 170



### MD5580

Washington mm 175



### MD5570

Brewer mm 175



### MD5590

White mm 170



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
<b>ZA ZBS21ASST4</b>	BlueShaper sterile 21mm Z1-Z4 (blister 4 files)	1 blister	38,57 €	22	<b>27,00 €</b>
<b>ZA ZBS25ASST4</b>	BlueShaper sterile 25mm Z1-Z4 (blister 4 files)	1 blister	38,57 €	22	<b>27,00 €</b>
<b>ZA ZBS31ASST4</b>	BlueShaper sterile 31mm Z1-Z4 (blister 4 files)	1 blister	38,57 €	22	<b>27,00 €</b>
<b>ZA ZBS16000ZX</b>	BlueShaper sterile 16mm ZXS (blister da 6 files)	1 blister	52,86 €	22	<b>37,00 €</b>
<b>ZA ZBS21ASST6</b>	BlueShaper sterile 21mm ZX-Z5 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	<b>37,00 €</b>
<b>ZA ZBS21Z0001</b>	BlueShaper sterile 21mm Z1 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	<b>37,00 €</b>
<b>ZA ZBS21Z0002</b>	BlueShaper sterile 21mm Z2 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	<b>37,00 €</b>
<b>ZA ZBS21Z0003</b>	BlueShaper sterile 21mm Z3 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	<b>37,00 €</b>
<b>ZA ZBS21Z0004</b>	BlueShaper sterile 21mm Z4 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	<b>37,00 €</b>
<b>ZA ZBS21Z0005</b>	BlueShaper sterile 21mm Z5 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	<b>37,00 €</b>
<b>ZA ZBS21Z0006</b>	BlueShaper sterile 21mm Z6 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	<b>37,00 €</b>
<b>ZA ZBS21Z0007</b>	BlueShaper sterile 21mm Z7 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	<b>37,00 €</b>
<b>ZA ZBS25ASST6</b>	BlueShaper sterile 25mm ZX-Z5 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	<b>37,00 €</b>
<b>ZA ZBS25Z0001</b>	BlueShaper sterile 25mm Z1 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	<b>37,00 €</b>
<b>ZA ZBS25Z0002</b>	BlueShaper sterile 25mm Z2 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	<b>37,00 €</b>
<b>ZA ZBS25Z0003</b>	BlueShaper sterile 25mm Z3 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	<b>37,00 €</b>
<b>ZA ZBS25Z0004</b>	BlueShaper sterile 25mm Z4 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	<b>37,00 €</b>
<b>ZA ZBS25Z0005</b>	BlueShaper sterile 25mm Z5 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	<b>37,00 €</b>
<b>ZA ZBS25Z0006</b>	BlueShaper sterile 25mm Z6 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	<b>37,00 €</b>
<b>ZA ZBS25Z0007</b>	BlueShaper sterile 25mm Z7 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	<b>37,00 €</b>
<b>ZA ZBS31ASST6</b>	BlueShaper sterile 31mm ZX-Z5 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	<b>37,00 €</b>
<b>ZA ZBS31Z0001</b>	BlueShaper sterile 31mm Z1 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	<b>37,00 €</b>
<b>ZA ZBS31Z0002</b>	BlueShaper sterile 31mm Z2 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	<b>37,00 €</b>
<b>ZA ZBS31Z0003</b>	BlueShaper sterile 31mm Z3 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	<b>37,00 €</b>
<b>ZA ZBS31Z0004</b>	BlueShaper sterile 31mm Z4 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	<b>37,00 €</b>
<b>ZA ZBS31Z0005</b>	BlueShaper sterile 31mm Z5 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	<b>37,00 €</b>
<b>ZA ZBS31Z0006</b>	BlueShaper sterile 31mm Z6 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	<b>37,00 €</b>
<b>ZA ZBS31Z0007</b>	BlueShaper sterile 31mm Z7 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	<b>37,00 €</b>
<b>ZA ZBS21APR04</b>	BlueShaper Pro sterile 21mm Z1-Z4 (blister da 4 files)	1 blister	42,71 €	22	<b>29,90 €</b>
<b>ZA ZBS25APR04</b>	BlueShaper Pro sterile 25mm Z1-Z4 (blister da 4 files)	1 blister	42,71 €	22	<b>29,90 €</b>
<b>ZA ZBS31APR04</b>	BlueShaper Pro sterile 31mm Z1-Z4 (blister da 4 files)	1 blister	42,71 €	22	<b>29,90 €</b>

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
<b>ZA ZBS16PROZX</b>	BlueShaper Pro sterile 16mm ZXS (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	<b>39,90 €</b>
<b>ZA ZBS21APROS</b>	BlueShaper Pro sterile 21mm ZXS-Z5 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	<b>39,90 €</b>
<b>ZA ZBS21ZPRO1</b>	BlueShaper Pro sterile 21mm Z1 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	<b>39,90 €</b>
<b>ZA ZBS21ZPRO2</b>	BlueShaper Pro sterile 21mm Z2 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	<b>39,90 €</b>
<b>ZA ZBS21ZPRO3</b>	BlueShaper Pro sterile 21mm Z3 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	<b>39,90 €</b>
<b>ZA ZBS21ZPRO4</b>	BlueShaper Pro sterile 21mm Z4 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	<b>39,90 €</b>
<b>ZA ZBS21ZPRO5</b>	BlueShaper Pro sterile 21mm Z5 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	<b>39,90 €</b>
<b>ZA ZBS21ZPRO6</b>	BlueShaper Pro sterile 21mm Z6 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	<b>39,90 €</b>
<b>ZA ZBS21ZPRO7</b>	BlueShaper Pro sterile 21mm Z7 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	<b>39,90 €</b>
<b>ZA ZBS25APROS</b>	BlueShaper Pro sterile 25mm ZXS-Z5 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	<b>39,90 €</b>
<b>ZA ZBS25ZPRO1</b>	BlueShaper Pro sterile 25mm Z1 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	<b>39,90 €</b>
<b>ZA ZBS25ZPRO2</b>	BlueShaper Pro sterile 25mm Z2 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	<b>39,90 €</b>
<b>ZA ZBS25ZPRO3</b>	BlueShaper Pro sterile 25mm Z3 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	<b>39,90 €</b>
<b>ZA ZBS25ZPRO4</b>	BlueShaper Pro sterile 25mm Z4 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	<b>39,90 €</b>
<b>ZA ZBS25ZPRO5</b>	BlueShaper Pro sterile 25mm Z5 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	<b>39,90 €</b>
<b>ZA ZBS25ZPRO6</b>	BlueShaper Pro sterile 25mm Z6 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	<b>39,90 €</b>
<b>ZA ZBS25ZPRO7</b>	BlueShaper Pro sterile 25mm Z7 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	<b>39,90 €</b>
<b>ZA ZBS31APROS</b>	BlueShaper Pro sterile 31mm ZXS-Z5 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	<b>39,90 €</b>
<b>ZA ZBS31ZPRO1</b>	BlueShaper Pro sterile 31mm Z1 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	<b>39,90 €</b>
<b>ZA ZBS31ZPRO2</b>	BlueShaper Pro sterile 31mm Z2 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	<b>39,90 €</b>
<b>ZA ZBS31ZPRO3</b>	BlueShaper Pro sterile 31mm Z3 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	<b>39,90 €</b>
<b>ZA ZBS31ZPRO4</b>	BlueShaper Pro sterile 31mm Z4 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	<b>39,90 €</b>
<b>ZA ZBS31ZPRO5</b>	BlueShaper Pro sterile 31mm Z5 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	<b>39,90 €</b>
<b>ZA ZBS31ZPRO6</b>	BlueShaper Pro sterile 31mm Z6 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	<b>39,90 €</b>
<b>ZA ZBS31ZPRO7</b>	BlueShaper Pro sterile 31mm Z7 (blister da 6 files)	1 blister	57,00 €	22	<b>39,90 €</b>
<b>ZA ZRE2102005</b>	Excalibur sterile 21mm E20 (blister da 6 files)	1 blister	60,00 €	22	<b>42,00 €</b>
<b>ZA ZRE2502005</b>	Excalibur sterile 25mm E20 (blister da 6 files)	1 blister	60,00 €	22	<b>42,00 €</b>
<b>ZA ZRE3102005</b>	Excalibur sterile 31mm E20 (blister da 6 files)	1 blister	60,00 €	22	<b>42,00 €</b>
<b>ZA ZRE2102505</b>	Excalibur sterile 21mm E25 (blister da 6 files)	1 blister	60,00 €	22	<b>42,00 €</b>
<b>ZA ZRE2502505</b>	Excalibur sterile 25mm E25 (blister da 6 files)	1 blister	60,00 €	22	<b>42,00 €</b>
<b>ZA ZRE3102505</b>	Excalibur sterile 31mm E25 (blister da 6 files)	1 blister	60,00 €	22	<b>42,00 €</b>

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
<b>ZAZRE2103505</b>	Excalibur sterile 21mm E35 (blister da 6 files)	1 blister	60,00 €	22	<b>42,00 €</b>
<b>ZAZRE2503505</b>	Excalibur sterile 25mm E35 (blister da 6 files)	1 blister	60,00 €	22	<b>42,00 €</b>
<b>ZAZRE3103505</b>	Excalibur sterile 31mm E35 (blister da 6 files)	1 blister	60,00 €	22	<b>42,00 €</b>
<b>ZAZRE2104505</b>	Excalibur sterile 21mm E45 (blister da 6 files)	1 blister	60,00 €	22	<b>42,00 €</b>
<b>ZAZRE2504505</b>	Excalibur sterile 25mm E45 (blister da 6 files)	1 blister	60,00 €	22	<b>42,00 €</b>
<b>ZAZRE3104505</b>	Excalibur sterile 31mm E45 (blister da 6 files)	1 blister	60,00 €	22	<b>42,00 €</b>
<b>ZAZRE21ASST1</b>	Excalibur sterile 21mm E20-E45 (blister da 4 files)	1 blister	44,29 €	22	<b>31,00 €</b>
<b>ZAZRE25ASST1</b>	Excalibur sterile 25mm E20-E45 (blister da 4 files)	1 blister	44,29 €	22	<b>31,00 €</b>
<b>ZAZRE31ASST1</b>	Excalibur sterile 31mm E20-E45 (blister da 4 files)	1 blister	44,29 €	22	<b>31,00 €</b>
<b>ZAZRE21PRO20</b>	Excalibur PRO sterile 21mm E20	1 blister	64,13 €	22	<b>44,90 €</b>
<b>ZAZRE21PRO25</b>	Excalibur PRO sterile 21mm E25	1 blister	64,13 €	22	<b>44,90 €</b>
<b>ZAZRE21PRO35</b>	Excalibur PRO sterile 21mm E35	1 blister	64,13 €	22	<b>44,90 €</b>
<b>ZAZRE21PRO45</b>	Excalibur PRO sterile 21mm E45	1 blister	64,13 €	22	<b>44,90 €</b>
<b>ZAZRE25PRO20</b>	Excalibur PRO sterile 25mm E20	1 blister	64,13 €	22	<b>44,90 €</b>
<b>ZAZRE25PRO25</b>	Excalibur PRO sterile 25mm E25	1 blister	64,13 €	22	<b>44,90 €</b>
<b>ZAZRE25PRO35</b>	Excalibur PRO sterile 25mm E35	1 blister	64,13 €	22	<b>44,90 €</b>
<b>ZAZRE25PRO45</b>	Excalibur PRO sterile 25mm E45	1 blister	64,13 €	22	<b>44,90 €</b>
<b>ZAZRE31PRO20</b>	Excalibur PRO sterile 31mm E20	1 blister	64,13 €	22	<b>44,90 €</b>
<b>ZAZRE31PRO25</b>	Excalibur PRO sterile 31mm E25	1 blister	64,13 €	22	<b>44,90 €</b>
<b>ZAZRE31PRO35</b>	Excalibur PRO sterile 31mm E35	1 blister	64,13 €	22	<b>44,90 €</b>
<b>ZAZRE31PRO45</b>	Excalibur PRO sterile 31mm E45	1 blister	64,13 €	22	<b>44,90 €</b>
<b>ZAZRE21APR01</b>	Excalibur PRO sterile 21mm E20-E45	1 blister	48,42 €	22	<b>33,90 €</b>
<b>ZAZRE25APR01</b>	Excalibur PRO sterile 25mm E20-E45	1 blister	48,42 €	22	<b>33,90 €</b>
<b>ZAZRE31APR01</b>	Excalibur PRO sterile 31mm E20-E45	1 blister	48,42 €	22	<b>33,90 €</b>
<b>ZAZGE211502</b>	Excalibur Glider sterile files 21mm (blister da 3 files)	1 blister	34,59 €	22	<b>23,00 €</b>
<b>ZAZGE251502</b>	Excalibur Glider sterile files 25mm (blister da 3 files)	1 blister	34,59 €	22	<b>23,00 €</b>
<b>ZAZGE311502</b>	Excalibur Glider sterile files 31mm (blister da 3 files)	1 blister	34,59 €	22	<b>23,00 €</b>
<b>ZAZSS2100001</b>	SlimShaper sterile 21mm ZS1 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	<b>39,00 €</b>
<b>ZAZSS2500001</b>	SlimShaper sterile 25mm ZS1 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	<b>39,00 €</b>
<b>ZAZSS3100001</b>	SlimShaper sterile 31mm ZS1 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	<b>39,00 €</b>
<b>ZAZSS2100002</b>	SlimShaper sterile 21mm ZS2 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	<b>39,00 €</b>

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
<b>ZAZSS2500002</b>	SlimShaper sterile 25mm ZS2 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	<b>39,00 €</b>
<b>ZAZSS3100002</b>	SlimShaper sterile 31mm ZS2 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	<b>39,00 €</b>
<b>ZAZSS2100003</b>	SlimShaper sterile 21mm ZS3 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	<b>39,00 €</b>
<b>ZAZSS2500003</b>	SlimShaper sterile 25mm ZS3 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	<b>39,00 €</b>
<b>ZAZSS3100003</b>	SlimShaper sterile 31mm ZS3 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	<b>39,00 €</b>
<b>ZAZSS21ASST6</b>	SlimShaper sterile 21mm ZS1-ZS3 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	<b>39,00 €</b>
<b>ZAZSS25ASST6</b>	SlimShaper sterile 25mm ZS1-ZS3 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	<b>39,00 €</b>
<b>ZAZSS31ASST6</b>	SlimShaper sterile 31mm ZS1-ZS3 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	<b>39,00 €</b>
<b>ZAZSS210PRO1</b>	SlimShaper PRO sterile files 21mm ZS1 (blister 6 files)	1 blister	63,01 €	22	<b>41,90 €</b>
<b>ZAZSS250PRO1</b>	SlimShaper PRO sterile files 25mm ZS1 (blister 6 files)	1 blister	63,01 €	22	<b>41,90 €</b>
<b>ZAZSS310PRO1</b>	SlimShaper PRO sterile files 31mm ZS1 (blister 6 files)	1 blister	63,01 €	22	<b>41,90 €</b>
<b>ZAZSS210PRO2</b>	SlimShaper PRO sterile files 21mm ZS2 (blister 6 files)	1 blister	63,01 €	22	<b>41,90 €</b>
<b>ZAZSS250PRO2</b>	SlimShaper PRO sterile files 25mm ZS2 (blister 6 files)	1 blister	63,01 €	22	<b>41,90 €</b>
<b>ZAZSS310PRO2</b>	SlimShaper PRO sterile files 31mm ZS2 (blister 6 files)	1 blister	63,01 €	22	<b>41,90 €</b>
<b>ZAZSS210PRO3</b>	SlimShaper PRO sterile files 21mm ZS3 (blister 6 files)	1 blister	63,01 €	22	<b>41,90 €</b>
<b>ZAZSS250PRO3</b>	SlimShaper PRO sterile files 25mm ZS3 (blister 6 files)	1 blister	63,01 €	22	<b>41,90 €</b>
<b>ZAZSS310PRO3</b>	SlimShaper PRO sterile files 31mm ZS3 (blister 6 files)	1 blister	63,01 €	22	<b>41,90 €</b>
<b>ZAZSS21APRO6</b>	SlimShaper PRO sterile files 21mm ZS1-ZS3 (blister 6 files)	1 blister	63,01 €	22	<b>41,90 €</b>
<b>ZAZSS25APRO6</b>	SlimShaper PRO sterile files 25mm ZS1-ZS3 (blister 6 files)	1 blister	63,01 €	22	<b>41,90 €</b>
<b>ZAZSS31APRO6</b>	SlimShaper PRO sterile files 31mm ZS1-ZS3 (blister 6 files)	1 blister	63,01 €	22	<b>41,90 €</b>
<b>ZAZSS21APRO3</b>	SlimShaper PRO sterile files 21mm ZS1-ZS3 (blister 3 files)	1 blister	32,93 €	22	<b>21,90 €</b>
<b>ZAZSS25APRO3</b>	SlimShaper PRO sterile files 25mm ZS1-ZS3 (blister 3 files)	1 blister	32,93 €	22	<b>21,90 €</b>
<b>ZAZSS31APRO3</b>	SlimShaper PRO sterile files 31mm ZS1-ZS3 (blister 3 files)	1 blister	32,93 €	22	<b>21,90 €</b>
<b>ZAZAS2103003</b>	ApicalShaper sterile 21mm Z30/03 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	<b>39,00 €</b>
<b>ZAZAS2103503</b>	ApicalShaper sterile 21mm Z35/03 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	<b>39,00 €</b>
<b>ZAZAS2104003</b>	ApicalShaper sterile 21mm Z40/03 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	<b>39,00 €</b>
<b>ZAZAS2105003</b>	ApicalShaper sterile 21mm Z50/03 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	<b>39,00 €</b>
<b>ZAZAS21ASST1</b>	ApicalShaper sterile 21mm Z30-Z50 (blister 4 files)	1 blister	40,86 €	22	<b>28,60 €</b>
<b>ZAZAS2503003</b>	ApicalShaper sterile 25mm Z30/03 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	<b>39,00 €</b>
<b>ZAZAS2503503</b>	ApicalShaper sterile 25mm Z35/03 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	<b>39,00 €</b>
<b>ZAZAS2504003</b>	ApicalShaper sterile 25mm Z40/03 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	<b>39,00 €</b>

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
<b>ZAZAS2505003</b>	ApicalShaper sterile 25mm Z50/03 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	<b>39,00 €</b>
<b>ZAZAS25ASST1</b>	ApicalShaper sterile 25mm Z30-Z50 (blister 4 files)	1 blister	40,86 €	22	<b>28,60 €</b>
<b>ZAZAS3103003</b>	ApicalShaper sterile 31mm Z30/03 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	<b>39,00 €</b>
<b>ZAZAS3103503</b>	ApicalShaper sterile 31mm Z35/03 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	<b>39,00 €</b>
<b>ZAZAS3104003</b>	ApicalShaper sterile 31mm Z40/03 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	<b>39,00 €</b>
<b>ZAZAS3105003</b>	ApicalShaper sterile 31mm Z50/03 (blister 6 files)	1 blister	55,71 €	22	<b>39,00 €</b>
<b>ZAZAS31ASST1</b>	ApicalShaper sterile 31mm Z30-Z50 (blister 4 files)	1 blister	40,86 €	22	<b>28,60 €</b>
<b>ZAZZGE00021</b>	Z-Glider EVO sterile files 21mm (blister 3 files)	1 blister	36,09 €	22	<b>24,00 €</b>
<b>ZAZZGE00025</b>	Z-Glider EVO sterile files 25mm (blister 3 files)	1 blister	36,09 €	22	<b>24,00 €</b>
<b>ZAZZGE00031</b>	Z-Glider EVO sterile files 31mm (blister 3 files)	1 blister	36,09 €	22	<b>24,00 €</b>
<b>ZAZCON02521</b>	Z Condensor 21mm 025 (blister 4 files)	1 blister	37,14 €	22	<b>26,00 €</b>
<b>ZAZCON03021</b>	Z Condensor 21mm 030 (blister 4 files)	1 blister	37,14 €	22	<b>26,00 €</b>
<b>ZAZCON03521</b>	Z Condensor 21mm 035 (blister 4 files)	1 blister	37,14 €	22	<b>26,00 €</b>
<b>ZAZCON04021</b>	Z Condensor 21mm 040 (blister 4 files)	1 blister	37,14 €	22	<b>26,00 €</b>
<b>ZAZCON04521</b>	Z Condensor 21mm 045 (blister 4 files)	1 blister	37,14 €	22	<b>26,00 €</b>
<b>ZAZCON02525</b>	Z Condensor 25mm 025 (blister 4 files)	1 blister	37,14 €	22	<b>26,00 €</b>
<b>ZAZCON03025</b>	Z Condensor 25mm 030 (blister 4 files)	1 blister	37,14 €	22	<b>26,00 €</b>
<b>ZAZCON03525</b>	Z Condensor 25mm 035 (blister 4 files)	1 blister	37,14 €	22	<b>26,00 €</b>
<b>ZAZCON04025</b>	Z Condensor 25mm 040 (blister 4 files)	1 blister	37,14 €	22	<b>26,00 €</b>
<b>ZAZCON04525</b>	Z Condensor 25mm 045 (blister 4 files)	1 blister	37,14 €	22	<b>26,00 €</b>
<b>ZAZRETREATA</b>	RetreatAll (blister 4 files)	1 blister	41,43 €	22	<b>29,00 €</b>
<b>ZAZPY</b>	Petali gialli (50 pz)	1 box	17,86 €	22	<b>12,50 €</b>
<b>ZAZCLEAN</b>	Z-Clean	1 pz.	29,71 €	22	<b>20,80 €</b>
<b>ZASP001025RE</b>	Z-Clean Sponges (25 pz)	1 box	49,57 €	22	<b>34,70 €</b>
<b>ZAGP-144</b>	Guttapercha BlueShaper Z3 (box 60 pz)	1 box	34,14 €	4	<b>23,90 €</b>
<b>ZAGP-145</b>	Guttapercha BlueShaper Z4 (box 60 pz)	1 box	34,14 €	4	<b>23,90 €</b>
<b>ZAGP-146</b>	Guttapercha BlueShaper Z5 (box 60 pz)	1 box	34,14 €	4	<b>23,90 €</b>
<b>ZAGP-147</b>	Guttapercha BlueShaper Z6 (box 60 pz)	1 box	34,14 €	4	<b>23,90 €</b>
<b>ZAGP-148</b>	Guttapercha BlueShaper Z7 (box 60 pz)	1 box	34,14 €	4	<b>23,90 €</b>
<b>ZAZSSGP00ZS1</b>	Punte di guttaperca SlimShaper ZS1 (box 60 pz)	1 box	34,14 €	4	<b>23,90 €</b>
<b>ZAZSSGP00ZS2</b>	Punte di guttaperca SlimShaper ZS2 (box 60 pz)	1 box	34,14 €	4	<b>23,90 €</b>

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
<b>ZAZSSGP00ZS3</b>	Punte di guttaperca SlimShaper ZS3 (box 60 pz)	1 box	34,14 €	4	<b>23,90 €</b>
<b>ZAZREGP00E20</b>	Punte di guttaperca Excalibur E20 (box 60 pz)	1 box	34,14 €	4	<b>23,90 €</b>
<b>ZAZREGP00E25</b>	Punte di guttaperca Excalibur E25 (box 60 pz)	1 box	34,14 €	4	<b>23,90 €</b>
<b>ZAZREGP00E35</b>	Punte di guttaperca Excalibur E35 (box 60 pz)	1 box	34,14 €	4	<b>23,90 €</b>
<b>ZAZREGP00E45</b>	Punte di guttaperca Excalibur E45 (box 60 pz)	1 box	34,14 €	4	<b>23,90 €</b>
<b>ZAGP-430</b>	Guttaperca ApicalShaper Z30 (box 60 pz)	1 box	34,14 €	4	<b>23,90 €</b>
<b>ZAGP-435</b>	Guttaperca ApicalShaper Z35 (box 60 pz)	1 box	34,14 €	4	<b>23,90 €</b>
<b>ZAGP-440</b>	Guttaperca ApicalShaper Z40 (box 60 pz)	1 box	34,14 €	4	<b>23,90 €</b>
<b>ZAGP-450</b>	Guttaperca ApicalShaper Z50 (box 60 pz)	1 box	34,14 €	4	<b>23,90 €</b>
<b>ZAGP-48</b>	Guttaperca Zarc .04/25 (box 60 pz)	1 box	22,00 €	4	<b>15,40 €</b>
<b>ZAGP-49</b>	Guttaperca Zarc .04/30 (box 60 pz)	1 box	22,00 €	4	<b>15,40 €</b>
<b>ZAGP-78</b>	Guttaperca Zarc .06/25 (box 60 pz)	1 box	22,00 €	4	<b>15,40 €</b>
<b>ZAGP-79</b>	Guttaperca Zarc .06/30 (box 60 pz)	1 box	22,00 €	4	<b>15,40 €</b>
<b>ZAGP-120</b>	Guttaperca Zarc Fine (box 100 pz)	1 box	14,29 €	4	<b>10,00 €</b>
<b>ZAGP-121</b>	Guttaperca Zarc X-Fine (box 100 pz)	1 box	14,29 €	4	<b>10,00 €</b>
<b>ZAGP-701</b>	Guttaperca Z-Fit N (box 60 pz)	1 box	34,14 €	4	<b>23,90 €</b>
<b>ZAGP-702</b>	Guttaperca Z-Fit W (box 60 pz)	1 box	34,14 €	4	<b>23,90 €</b>
<b>ZAPP-144</b>	Punte di carta - BlueShaper Z3 (box 100 pz)	1 box	27,43 €	22	<b>19,20 €</b>
<b>ZAPP-145</b>	Punte di carta - BlueShaper Z4 (box 100 pz)	1 box	27,43 €	22	<b>19,20 €</b>
<b>ZAPP-146</b>	Punte di carta - BlueShaper Z5 (box 100 pz)	1 box	27,43 €	22	<b>19,20 €</b>



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
<b>ZAPP-147</b>	Punte di carta - BlueShaper Z6 (box 100 pz)	1 box	27,43 €	22	<b>19,20 €</b>
<b>ZAPP-148</b>	Punte di carta - BlueShaper Z7 (box 100 pz)	1 box	27,43 €	22	<b>19,20 €</b>
<b>ZAZSSPP00ZS2</b>	Punte di carta - SlimShaper ZS2 (box 100 pz)	1 box	27,43 €	22	<b>19,20 €</b>
<b>ZAZSSPP00ZS3</b>	Punte di carta - SlimShaper ZS3 (box 100 pz)	1 box	27,43 €	22	<b>19,20 €</b>
<b>ZAZREPP00E20</b>	Punte di carta - Excalibur E20 (box 100 pz)	1 box	27,43 €	22	<b>19,20 €</b>
<b>ZAZREPP00E25</b>	Punte di carta - Excalibur E25 (box 100 pz)	1 box	27,43 €	22	<b>19,20 €</b>
<b>ZAZREPP00E35</b>	Punte di carta - Excalibur E35 (box 100 pz)	1 box	27,43 €	22	<b>19,20 €</b>
<b>ZAZREPP00E45</b>	Punte di carta - Excalibur E45 (box 100 pz)	1 box	27,43 €	22	<b>19,20 €</b>
<b>ZAPP-48</b>	Punte di carta - Zarc .04/25 (box 100 pz)	1 box	20,71 €	22	<b>14,50 €</b>
<b>ZAPP-49</b>	Punte di carta - Zarc .04/30 (box 100 pz)	1 box	20,71 €	22	<b>14,50 €</b>
<b>ZAPP-78</b>	Punte di carta - Zarc .06/25 (box 100 pz)	1 box	20,71 €	22	<b>14,50 €</b>
<b>ZAPP-79</b>	Punte di carta - Zarc .06/30 (box 100 pz)	1 box	20,71 €	22	<b>14,50 €</b>
<b>ZAPP-120</b>	Punte di carta - Zarc Fine (box 180 pz)	1 box	11,86 €	22	<b>8,30 €</b>
<b>ZAPP-121</b>	Punte di carta - Zarc X-Fine (box 180 pz)	1 box	11,86 €	22	<b>8,30 €</b>
<b>ZASCPP-144</b>	Punte di carta sterili - BlueShaper Z3 (blister 180 pz)	1 blister	53,99 €	22	<b>32,90 €</b>
<b>ZASCPP-145</b>	Punte di carta sterili - BlueShaper Z4 (blister 180 pz)	1 blister	53,99 €	22	<b>32,90 €</b>
<b>ZASCPP-146</b>	Punte di carta sterili - BlueShaper Z5 (blister 180 pz)	1 blister	53,99 €	22	<b>32,90 €</b>
<b>ZASCPP-147</b>	Punte di carta sterili - BlueShaper Z6 (blister 180 pz)	1 blister	53,99 €	22	<b>32,90 €</b>
<b>ZASCPP-148</b>	Punte di carta sterili - BlueShaper Z7 (blister 180 pz)	1 blister	53,99 €	22	<b>32,90 €</b>
<b>ZASCPP-201</b>	Punte di carta sterili - SlimShaper ZS1 (blister 180 pz)	1 blister	53,99 €	22	<b>32,90 €</b>
<b>ZASCPP-202</b>	Punte di carta sterili - SlimShaper ZS2 (blister 180 pz)	1 blister	53,99 €	22	<b>32,90 €</b>
<b>ZASCPP-203</b>	Punte di carta sterili - SlimShaper ZS3 (blister 180 pz)	1 blister	53,99 €	22	<b>32,90 €</b>
<b>ZASCPP-320</b>	Punte di carta sterili - Excalibur E20 (blister 180 pz)	1 blister	53,99 €	22	<b>32,90 €</b>
<b>ZASCPP-325</b>	Punte di carta sterili - Excalibur E25 (blister 180 pz)	1 blister	53,99 €	22	<b>32,90 €</b>
<b>ZASCPP-335</b>	Punte di carta sterili - Excalibur E35 (blister 180 pz)	1 blister	53,99 €	22	<b>32,90 €</b>
<b>ZASCPP-345</b>	Punte di carta sterili - Excalibur E45 (blister 180 pz)	1 blister	53,99 €	22	<b>32,90 €</b>
<b>ZASCPP-430</b>	Punte di carta sterili - ApicalShaper Z30 (blister 180 pz)	1 blister	53,99 €	22	<b>32,90 €</b>
<b>ZASCPP-435</b>	Punte di carta sterili - ApicalShaper Z35 (blister 180 pz)	1 blister	53,99 €	22	<b>32,90 €</b>
<b>ZASCPP-440</b>	Punte di carta sterili - ApicalShaper Z40 (blister 180 pz)	1 blister	53,99 €	22	<b>32,90 €</b>
<b>ZASCPP-450</b>	Punte di carta sterili - ApicalShaper Z50 (blister 180 pz)	1 blister	53,99 €	22	<b>32,90 €</b>
<b>ZASCPP-48</b>	Punte di carta sterili - Zarc .04/25 (blister 180 pz)	1 blister	44,52 €	22	<b>26,90 €</b>

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
ZASCPP-49	Punte di carta sterili - Zarc .04/30 (blister 180 pz)	1 blister	44,52 €	22	26,90 €
ZASCPP-78	Punte di carta sterili - Zarc .06/25 (blister 180 pz)	1 blister	44,52 €	22	26,90 €
ZASCPP-79	Punte di carta sterili - Zarc .06/30 (blister 180 pz)	1 blister	44,52 €	22	26,90 €
ZASCPP-120	Punte di carta sterili - Zarc Fine (blister 180 pz)	1 blister	35,88 €	22	19,90 €
ZASCPP-121	Punte di carta sterili - Zarc X-Fine (blister 180 pz)	1 blister	35,88 €	22	19,90 €
ZASCPP-701	Z-FIT N punte di carta sterili (blister 180 pz)	1 blister	49,08 €	22	29,50 €
ZASCPP-702	Z-FIT W punte di carta sterili (blister 180 pz)	1 blister	59,52 €	22	36,25 €
ZAZGR	Z-Gauge Righello	1 pz.	39,71 €	22	27,80 €
ZAZRL	Z-Righello	1 pz.	9,93 €	22	6,95 €
ZAZEB	Endo-Block righello	1 pz.	27,86 €	22	19,50 €
ZAZSTANDP	File Organizer e righello autoclavabile - ZARC Pink	1 pz.	8,43 €	22	5,90 €
ZAZSTANDY	File Organizer e righello autoclavabile - ZARC Yellow	1 pz.	8,43 €	22	5,90 €
ZAZSTANDB	File Organizer e righello autoclavabile - ZARC Blue	1 pz.	8,43 €	22	5,90 €
ZAUDMS2002	Z Micro-Shaper .02/20 (box da 3 pz)	1 box	46,29 €	22	32,40 €
ZAUDMS2502	Z Micro-Shaper .02/25 (box da 3 pz)	1 box	46,29 €	22	32,40 €
ZAUDMS3002	Z Micro-Shaper .02/30 (box da 3 pz)	1 box	46,29 €	22	32,40 €
ZAUDMO1004	Z Micro-Opener .04/10 (box da 3 pz)	1 box	46,29 €	22	32,40 €
ZAUDMO1504	Z Micro-Opener .04/15 (box da 3 pz)	1 box	46,29 €	22	32,40 €
ZAUDMO2004	Z Micro-Opener .04/20 (box da 3 pz)	1 box	46,29 €	22	32,40 €
ZAZKFILE2106	K File 21mm 06 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2108	K File 21mm 08 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2110	K File 21mm 10 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2115	K File 21mm 15 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2120	K File 21mm 20 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2125	K File 21mm 25 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2130	K File 21mm 30 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2135	K File 21mm 35 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2140	K File 21mm 40 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2145	K File 21mm 45 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKF21ASST1	K File Assorted 21mm 15-40 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKF21ASST2	K File Assorted 21mm 45-80 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
<b>ZAZKFILE2506</b>	K File 25mm 06 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKFILE2508</b>	K File 25mm 08 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKFILE2510</b>	K File 25mm 10 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKFILE2515</b>	K File 25mm 15 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKFILE2520</b>	K File 25mm 20 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKFILE2525</b>	K File 25mm 25 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKFILE2530</b>	K File 25mm 30 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKFILE2535</b>	K File 25mm 35 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKFILE2540</b>	K File 25mm 40 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKFILE2545</b>	K File 25mm 45 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKF25ASST1</b>	K File Assorted 25mm 15-40 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKF25ASST2</b>	K File Assorted 25mm 45-80 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKFILE3106</b>	K File 31mm 06 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKFILE3108</b>	K File 31mm 08 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKFILE3110</b>	K File 31mm 10 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKFILE3115</b>	K File 31mm 15 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKFILE3120</b>	K File 31mm 20 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKFILE3125</b>	K File 31mm 25 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKFILE3130</b>	K File 31mm 30 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKFILE3135</b>	K File 31mm 35 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKFILE3140</b>	K File 31mm 40 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKFILE3145</b>	K File 31mm 45 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKF31ASST1</b>	K File Assorted 31mm 15-40 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKF31ASST2</b>	K File Assorted 31mm 45-80 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZKFLEX2115</b>	K Flex 21mm 15 (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	<b>10,75 €</b>
<b>ZAZKFLEX2120</b>	K Flex 21mm 20 (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	<b>10,75 €</b>
<b>ZAZKFLEX2125</b>	K Flex 21mm 25 (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	<b>10,75 €</b>
<b>ZAZKFLEX2130</b>	K Flex 21mm 30 (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	<b>10,75 €</b>
<b>ZAZKFLEX2135</b>	K Flex 21mm 35 (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	<b>10,75 €</b>
<b>ZAZKFLEX2140</b>	K Flex 21mm 40 (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	<b>10,75 €</b>
<b>ZAZKFLEX2145</b>	K Flex 21mm 45 (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	<b>10,75 €</b>

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
<b>ZAZKX21ASST1</b>	K Flex Assorted 21mm 15-40 (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	<b>10,75 €</b>
<b>ZAZKFLEX2515</b>	K Flex 25mm 15 (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	<b>10,75 €</b>
<b>ZAZKFLEX2520</b>	K Flex 25mm 20 (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	<b>10,75 €</b>
<b>ZAZKFLEX2525</b>	K Flex 25mm 25 (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	<b>10,75 €</b>
<b>ZAZKFLEX2530</b>	K Flex 25mm 30 (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	<b>10,75 €</b>
<b>ZAZKFLEX2535</b>	K Flex 25mm 35 (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	<b>10,75 €</b>
<b>ZAZKFLEX2540</b>	K Flex 25mm 40 (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	<b>10,75 €</b>
<b>ZAZKFLEX2545</b>	K Flex 25mm 45 (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	<b>10,75 €</b>
<b>ZAZKX25ASST1</b>	K Flex Assorted 25mm 15-40 (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	<b>10,75 €</b>
<b>ZAZKFLEX3115</b>	K Flex 31mm 15 (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	<b>10,75 €</b>
<b>ZAZKFLEX3120</b>	K Flex 31mm 20 (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	<b>10,75 €</b>
<b>ZAZKFLEX3125</b>	K Flex 31mm 25 (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	<b>10,75 €</b>
<b>ZAZKFLEX3130</b>	K Flex 31mm 30 (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	<b>10,75 €</b>
<b>ZAZKFLEX3135</b>	K Flex 31mm 35 (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	<b>10,75 €</b>
<b>ZAZKFLEX3140</b>	K Flex 31mm 40 (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	<b>10,75 €</b>
<b>ZAZKFLEX3145</b>	K Flex 31mm 45 (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	<b>10,75 €</b>
<b>ZAZKX31ASST1</b>	K Flex Assorted 31mm 15-40 (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	<b>10,75 €</b>
<b>ZAZHEDST2108</b>	Hedström sterile 21mm 08 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZHEDST2110</b>	Hedström sterile 21mm 10 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZHEDST2115</b>	Hedström sterile 21mm 15 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZHEDST2120</b>	Hedström sterile 21mm 20 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZHEDST2125</b>	Hedström sterile 21mm 25 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZHEDST2130</b>	Hedström sterile 21mm 30 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZHEDST2135</b>	Hedström sterile 21mm 35 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZHEDST2140</b>	Hedström sterile 21mm 40 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZHEDST2145</b>	Hedström sterile 21mm 45 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZHD21ASST1</b>	Hedström sterile Assorted 21mm 15-40 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZHD21ASST2</b>	Hedström sterile Assorted 21mm 45-80 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZHEDST2508</b>	Hedström sterile 25mm 08 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZHEDST2510</b>	Hedström sterile 25mm 10 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZHEDST2515</b>	Hedström sterile 25mm 15 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
<b>ZAZHEDST2520</b>	Hedström sterile 25mm 20 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZHEDST2525</b>	Hedström sterile 25mm 25 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZHEDST2530</b>	Hedström sterile 25mm 30 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZHEDST2535</b>	Hedström sterile 25mm 35 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZHEDST2540</b>	Hedström sterile 25mm 40 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZHEDST2545</b>	Hedström sterile 25mm 45 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZHD25ASST1</b>	Hedström sterile Assorted 25mm 15-40 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZHD25ASST2</b>	Hedström sterile Assorted 25mm 45-80 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZHEDST3108</b>	Hedström sterile 31mm 08 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZHEDST3110</b>	Hedström sterile 31mm 10 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZHEDST3115</b>	Hedström sterile 31mm 15 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZHEDST3120</b>	Hedström sterile 31mm 20 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZHEDST3125</b>	Hedström sterile 31mm 25 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZHEDST3130</b>	Hedström sterile 31mm 30 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZHEDST3135</b>	Hedström sterile 31mm 35 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZHEDST3140</b>	Hedström sterile 31mm 40 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZHEDST3145</b>	Hedström sterile 31mm 45 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZHD31ASST1</b>	Hedström sterile Assorted 31mm 15-40 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAZHD31ASST2</b>	Hedström sterile Assorted 31mm 45-80 (blister 6 files)	1 blister	9,66 €	22	<b>6,85 €</b>
<b>ZAUDPL357001</b>	Z-Plugger 35/70 (box 1 pz)	1 box	65,84 €	22	<b>43,79 €</b>
<b>ZAUDPL408001</b>	Z-Plugger 40/80 (box 1 pz)	1 box	65,84 €	22	<b>43,79 €</b>
<b>ZAUDPL5010001</b>	Z-Plugger 50/100 (box 1 pz)	1 box	65,84 €	22	<b>43,79 €</b>



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
<b>ZAUDPL6012001</b>	Z-Plugger 60/120 (box 1 pz)	1 box	65,84 €	22	<b>43,79 €</b>
<b>ZAUDIN3022050</b>	Z-Rinse 30GA 22mm (box 50 pz)	1 box	73,10 €	22	<b>48,62 €</b>
<b>ZAUDIN3026050</b>	Z-Rinse 30GA 26mm (box 50 pz)	1 box	73,10 €	22	<b>48,62 €</b>
<b>ZCFE2106</b>	C+ File 21 mm 06 Zarc (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	<b>10,20 €</b>
<b>ZCFE2506</b>	C+ File 25 mm 06 Zarc (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	<b>10,20 €</b>
<b>ZCFE3106</b>	C+ File 31 mm 06 Zarc (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	<b>10,20 €</b>
<b>ZCFE2108</b>	C+ File 21 mm 08 Zarc (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	<b>10,20 €</b>
<b>ZCFE2508</b>	C+ File 25 mm 08 Zarc (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	<b>10,20 €</b>
<b>ZCFE3108</b>	C+ File 31 mm 08 Zarc (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	<b>10,20 €</b>
<b>ZCFE2110</b>	C+ File 21 mm 10 Zarc (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	<b>10,20 €</b>
<b>ZCFE2510</b>	C+ File 25 mm 10 Zarc (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	<b>10,20 €</b>
<b>ZCFE3110</b>	C+ File 31 mm 10 Zarc (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	<b>10,20 €</b>
<b>ZCFE2115</b>	C+ File 21 mm 15 Zarc (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	<b>10,20 €</b>
<b>ZCFE2515</b>	C+ File 25 mm 15 Zarc (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	<b>10,20 €</b>
<b>ZCFE3115</b>	C+ File 31 mm 15 Zarc (blister 6 files)	1 blister	15,35 €	22	<b>10,20 €</b>

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025



# LISTINO PREZZI 2025



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
K03249	SONDA ENDO DG 16N EXTRA FINE TRINOVO PEEK NERO	conf. da 1 pz	73,04 €	22	59,00 €
K04095	PINZA ENDO CON BLOCCO EPL 1	conf. da 1 pz	48,27 €	22	39,00 €
K04337	SPECCHIETTO N. 4 INGRANDENTE	conf. da 12 pz	47,19 €	22	38,00 €
K04338	SPECCHIETTO N. 5 INGRANDENTE	conf. da 12 pz	47,19 €	22	38,00 €
K04339	SPECCHIETTO N. 4 PIATTO	conf. da 12 pz	36,02 €	22	29,00 €
K04339-CS	SPECCHIETTO N. 4 PIATTO CON FILETTATURA CONICA	conf. da 12 pz	94,03 €	22	76,00 €
K04340	SPECCHIETTO N. 5 PIATTO	conf. da 12 pz	36,02 €	22	29,00 €
K06083	SPECCHIETTO N. 5 PIATTO CON FILETTATURA CONICA	conf. da 12 pz	94,03 €	22	76,00 €
K04515	SPECCHIETTO RODIATO N. 4	conf. da 12 pz	69,89 €	22	53,90 €
K04516	SPECCHIETTO RODIATO N. 5	conf. da 12 pz	69,89 €	22	53,90 €
K05597	SPECCHIETTO RODIATO DOPPIO N. 4 - 6 PZ	conf. da 6 pz	114,80 €	22	92,00 €
K05597-CS	SPECCHIETTO RODIO DOPPIO N.4 FIL. CONICA-6PZ	conf. da 6 pz	114,80 €	22	92,00 €
K06699	SONDA DOPPIA IN ACCIAIO DG 16 MANICO STANDARD	conf. da 1 pz	31,07 €	22	25,00 €
K07532	PLUGGER MISURA 0,6 - TRINOVO	conf. da 1 pz	39,67 €	22	32,00 €
K07533	PLUGGER MISURA 0,8 - TRINOVO	conf. da 1 pz	39,67 €	22	32,00 €
K07534	PLUGGER MISURA 1,0 - TRINOVO	conf. da 1 pz	39,67 €	22	32,00 €
K07535	PLUGGER MISURA 1,2 - TRINOVO	conf. da 1 pz	39,67 €	22	32,00 €
K07536	SPREADER MISURA 20 - TRINOVO	conf. da 1 pz	38,34 €	22	31,00 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

# LISTINO PREZZI 2025



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
K07537	SPREADER MISURA 30 - TRINOVO	conf. da 1 pz	38,34 €	22	31,00 €
K07538	SPREADER MISURA 40 - TRINOVO	conf. da 1 pz	38,34 €	22	31,00 €
K07539	SPREADER MISURA 50 - TRINOVO	conf. da 1 pz	38,34 €	22	31,00 €
K08409	PLUGGER ENDO 0.40/0.55 MM TRINOVO PEEK NERO	conf. da 1 pz	75,43 €	22	61,00 €
K08422	STRUMENTO PER RIMOZ. GUTTA 26MM EGPR-L/R	conf. da 1 pz	263,49 €	22	210,90 €
K08423	STRUMENTO PER RIMOZ. GUTTA 26 MM EGPR-U/D	conf. da 1 pz	263,49 €	22	210,90 €
K08424	STRUMENTO PER RIMOZ. GUTTA 18 MM EGPR-L/R	conf. da 1 pz	263,49 €	22	210,90 €
K08425	STRUMENTO PER RIMOZ. GUTTA 18 MM EGPR-U/D	conf. da 1 pz	263,49 €	22	210,90 €
K08426	STRUMENTO PER RIMOZ. E GUTTA 18/26 MM, DIAMANTE	conf. da 1 pz	263,49 €	22	210,90 €
K09200	SONDA ENDO DG 16 ENDOBLACK	conf. da 1 pz	82,78 €	22	66,90 €
K09201	SONDA ENDO KX1, DRITTA ENDOBLACK	conf. da 1 pz	82,78 €	22	66,90 €
K09202	SONDA ENDO KX2, ANGOLATA ENDOBLACK	conf. da 1 pz	82,78 €	22	66,90 €
K09203	PLUGGER D-1 ENDOBLACK	conf. da 1 pz	82,78 €	22	66,90 €
K09204	PLUGGER D-2 ENDOBLACK	conf. da 1 pz	82,78 €	22	66,90 €
K09205	SPREADER 20/30 ENDOBLACK	conf. da 1 pz	92,47 €	22	73,90 €
K09206	SPREADER 40/50 ENDOBLACK	conf. da 1 pz	92,47 €	22	73,90 €
K09207	PLUGGER 0,6/0,8 ENDOBLACK	conf. da 1 pz	85,26 €	22	68,90 €
K09208	PLUGGER 1,0/1,2 ENDOBLACK	conf. da 1 pz	85,26 €	22	68,90 €
K09212	SONDA PARODONTALE CP12/CP15 ENDOBLACK	conf. da 1 pz	94,08 €	22	76,00 €
K09213	SPATOLA HEIDEMANN FIG. 1 ENDOBLACK	conf. da 1 pz	92,91 €	22	75,00 €
K09214	SONDA ENDO 17/17L, MODIFICATA ENDOBLACK	conf. da 1 pz	82,78 €	22	67,00 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
K09218	IMPUGNATURA PER SPECCHIETTO SINGOLO ENDOBLACK	conf. da 1 pz	67,24 €	22	54,00 €
K09218-DE	IMPUGNATURA PER SPECCHIETTO DOPPIO ENDOBLACK	conf. da 1 pz	78,95 €	22	64,00 €
K09219	SPATOLA CON RIGHELLO ENDO ENDOBLACK	conf. da 1 pz	102,14 €	22	82,00 €
K09575	SPECCHIETTO RODIATO DOPPIO N. 5	conf. da 6 pz	114,80 €	22	92,00 €
K09575-CS	SPECCHIETTO RODIATO DOPPIO N. 5 FILETTATURA CONICA	conf. da 6 pz	114,80 €	22	92,00 €
K04515-CC	SPECCHIETTO ENDOBLACK N.4 RODIO	conf. da 12 pz	246,02 €	22	196,90 €
K04516-CC	SPECCHIETTO ENDOBLACK N.5 RODIO	conf. da 12 pz	246,02 €	22	196,90 €
K06412-CC	MICRO SPECCHIETTO DIAM. 3MM RODIO ENDOBLACK - 1 PZ	conf. da 1 pz	184,29 €	22	147,90 €
K06413-CC	MICRO SPECCHIETTO DIAM. 5MM RODIO ENDOBLACK - 1 PZ	conf. da 1 pz	184,29 €	22	147,90 €
K06414-CC	MICRO SPECCHIETTO RODIO 3X6 MM ENDOBLACK - 1 PZ	conf. da 1 pz	184,29 €	22	147,90 €
K08395	MINI SPECCHIETTO RODIATO DIAM. 10MM	conf. da 1 pz	43,70 €	22	35,00 €
K08396	MINI SPECCHIETTO RODIATO DIAM. 12MM	conf. da 1 pz	43,70 €	22	35,00 €
K08397	MINI SPECCHIETTO RODIATO DIAM. 14MM	conf. da 1 pz	43,70 €	22	35,00 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
<b>CMSSCR6/20</b>	Soft-Core Otturatore 20 - 6 pcs	1 box	29,25 €	4	<b>20,50 €</b>
<b>CMSSCR6/25</b>	Soft-Core Otturatore 25 - 6 pcs	1 box	29,25 €	4	<b>20,50 €</b>
<b>CMSSCR6/30</b>	Soft-Core Otturatore 30 - 6 pcs	1 box	29,25 €	4	<b>20,50 €</b>
<b>CMSSCR6/35</b>	Soft-Core Otturatore 35 - 6 pcs	1 box	29,25 €	4	<b>20,50 €</b>
<b>CMSSCR6/40</b>	Soft-Core Otturatore 40 - 6 pcs	1 box	29,25 €	4	<b>20,50 €</b>
<b>CMSSCR6/45</b>	Soft-Core Otturatore 45 - 6 pcs	1 box	29,25 €	4	<b>20,50 €</b>
<b>CMSSCR6/50</b>	Soft-Core Otturatore 50 - 6 pcs	1 box	29,25 €	4	<b>20,50 €</b>
<b>CMSSCR6/55</b>	Soft-Core Otturatore 55 - 6 pcs	1 box	29,25 €	4	<b>20,50 €</b>
<b>CMSSCR6/60</b>	Soft-Core Otturatore 60 - 6 pcs	1 box	29,25 €	4	<b>20,50 €</b>
<b>CMSSSV6/20</b>	Soft-Core Size Verifier 20 - 6 pcs	1 box	20,74 €	22	<b>12,10 €</b>
<b>CMSSSV6/25</b>	Soft-Core Size Verifier 25 - 6 pcs	1 box	20,74 €	22	<b>12,10 €</b>
<b>CMSSSV6/30</b>	Soft-Core Size Verifier 30 - 6 pcs	1 box	20,74 €	22	<b>12,10 €</b>
<b>CMSSSV6/35</b>	Soft-Core Size Verifier 35 - 6 pcs	1 box	20,74 €	22	<b>12,10 €</b>
<b>CMSSSV6/40</b>	Soft-Core Size Verifier 40 - 6 pcs	1 box	20,74 €	22	<b>12,10 €</b>
<b>CMSSSV6/45</b>	Soft-Core Size Verifier 45 - 6 pcs	1 box	20,74 €	22	<b>12,10 €</b>
<b>CMSSSV6/50</b>	Soft-Core Size Verifier 50 - 6 pcs	1 box	20,74 €	22	<b>12,10 €</b>
<b>CMSSSV6/55</b>	Soft-Core Size Verifier 55 - 6 pcs	1 box	20,74 €	22	<b>12,10 €</b>
<b>CMSSSV6/60</b>	Soft-Core Size Verifier 60 - 6 pcs	1 box	20,74 €	22	<b>12,10 €</b>
<b>CMSSCDTINT/EU/R20-30</b>	Soft-Core Intro Kit : Fornetto, 3 x 6-box otturatori Soft-Core (#20, #25 and #30)	1 kit	487,06 €	22	<b>282,50 €</b>
<b>CMSSCDT0/EU</b>	Soft-Core Fornetto	1 kit	417,75 €	22	<b>242,00 €</b>



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
BONBMMAL101	iRoot Pro - micromotore endodontico e rilevatore apicale integrato (contenuto della confezione: n.1 micromotore con rilevatore apicale integrato, n.1 contrangolo, n.3 impugnature per contrangolo, n.1 ugello a spruzzo, n.1 cavo di misurazione A, n.1 cavo di misurazione B, n.3 clips labiali, n.1 morsetto di connessione, n.1 adattatore alimentazione, n.1 cavo USB, n.1 base di ricarica, manuale di istruzioni)	1 conf.	1.227,34 €	22	859,00 €
BONBMAPL101	iRoot Apex - rilevatore apicale (contenuto della confezione: n.1 rilevatore apicale iRoot Apex, n.1 cavo di misurazione, n.3 clips labiali, n.3 moretti di connessione, n.1 caricabatterie, n.1 cavo USB, manuale di istruzioni)	1 conf.	531,12 €	22	369,00 €
BONSRTA3000	Endo wise plus - micromotore endodontico con rilevatore apicale integrato (contenuto della confezione: n.1 micromotore con rilevatore apicale integrato, n.1 contrangolo, n.3 impugnature per contrangolo, n.1 ugello a spruzzo, n.1 cavo di misurazione A, n.1 cavo di misurazione B, n.3 clips labiali, n.1 morsetto di connessione, n.1 adattatore alimentazione, n.1 cavo USB, n.1 base di ricarica, manuale di istruzioni)	1 conf.	1.284,41 €	22	899,00 €
BONWMMOT101	Endo wise - micromotore endodontico (contenuto della confezione: n.1 micromotore, n.1 contrangolo, n.3 impugnature per contrangolo, n.1 ugello a spruzzo, n.3 clips labiali, n.1 morsetto di connessione, n.1 Cavo di misurazione A, n.1 Cavo di misurazione B, n.1 adattatore alimentazione, n.1 cavo USB, n.1 supporto per micromotore, manuale di istruzioni)	1 conf.	1.067,00 €	22	749,00 €
BONWMAPL101	WisPex - rilevatore apicale (contenuto della confezione: n.1 rilevatore apicale iRoot Apex, n.1 cavo di misurazione, n.3 clips labiali, n.3 moretti di connessione, n.1 caricabatterie, n.1 cavo USB, manuale di istruzioni)	1 conf.	441,62 €	22	309,00 €
BONBMCA1601	Testina contrangolo 16:1	1 pz	360,00 €	22	214,9



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
<b>BONPBM000101110001</b>	Pedale wireless	1 pz	192,58 €	22	<b>145,00 €</b>
<b>BONSRCH1000</b>	eHeater - otturazione downpack (contenuto della confezione: n.1 eHeater, n. 4 plugger, n. 1 adattatore, n.1 base di ricarica, manuale di istruzioni)	1 conf.	711,11 €	22	<b>499,00 €</b>
<b>BONBMHN0001</b>	Plugger eHeater 40/04	4 pz	182,61	22	<b>128,4</b>
<b>BONBMHN0002</b>	Plugger eHeater 45/04	4 pz	182,61	22	<b>128,4</b>
<b>BONBMHN0003</b>	Plugger eHeater 50/04	4 pz	182,61	22	<b>128,4</b>
<b>BONBMHN0004</b>	Plugger eHeater 55/08	4 pz	182,61	22	<b>128,4</b>
<b>BONSRCF1000</b>	eFiller - otturazione backfill (contenuto della confezione: n.1 eFiller, n. 1 pistone, n. 4 aghi, n.3 cover in silicone, n. 1 chiave, n.1 spazzolino, n.1 base di ricarica, n.1 adattatore, manuale di istruzioni)	1 conf.	711,11 €	22	<b>499,00 €</b>
<b>BONDUDGO000025000</b>	Guttaperca otturatore eFiller 2,5mm	1 conf da 100 pz	88,19	4	<b>61,95</b>
<b>BONBMFN0001</b>	Ago eFiller 23G	4 pz	182,61	22	<b>128,4</b>
<b>BONBMFN0002</b>	Ago eFiller 25G	4 pz	182,61	22	<b>128,4</b>
<b>BONSRCW2000</b>	Actor I Pro - attivatore di irrigante a ultrasuoni (contenuto della confezione: n.1 Actor I Pro, n. 6 punte, n. 1 chiave, n.3 cappucci in silicone, n. 1 base di ricarica, n. 1 adattatore)	1 conf.	533,33 €	22	<b>375,00 €</b>
<b>BONBMWT0001</b>	Ago irrigazione Actor I Pro 20/02 21mm	1 pz	22,83 €	22	<b>16,05 €</b>
<b>BONBMWT0002</b>	Ago irrigazione Actor I Pro 25/02 18mm	1 pz	22,83 €	22	<b>16,05 €</b>



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
<b>DTF-101</b>	TUBULICID BLU senza fluoro - 100 ml Detergente della dentina prima delle otturazioni	Flacone	38,83 €	22	<b>28,90 €</b>
<b>DTF-102</b>	TUBULICID ROSSO con fluoro - 100 ml Detergente della dentina prima delle otturazioni	Flacone	38,83 €	22	<b>28,90 €</b>
<b>DTF-103</b>	TUBULICID VERDE - PLUS - 100 ml Per la detersione e l'apertura dei tubuli dentinali durante i trattamenti canalari	Flacone	47,17 €	22	<b>34,90 €</b>
<b>DTF-104</b>	TUBULITEC PRIMER - 10 ml Resina idrofila per il trattamento delle superfici preparate	Flacone	32,91 €	22	<b>23,90 €</b>

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
<b>PAC9542SIVC</b>	iVac sistema di irrigazione - intro kit attacco Satelec	1 pz.	294,92 €	22	<b>223,00 €</b>
<b>PAC9542EIVC</b>	iVac sistema di irrigazione - intro kit EMS	1 pz.	294,92 €	22	<b>223,00 €</b>
<b>PAC954235G</b>	iVac™ Cannule 0.35, 27 mm, verde	box da 20 pz.	53,01 €	22	<b>40,50 €</b>
<b>PAC954250Y</b>	iVac™ Cannule 0.50, 27 mm, gialla	box da 20 pz.	53,01 €	22	<b>40,50 €</b>
<b>PAC9542LTA</b>	iVac™ Tubo lungo in silicone e connettori	1 pz.	23,78 €	22	<b>18,90 €</b>
<b>PAC9542ST</b>	iVac™ Tubo corto in silicone con connettori	box da 5 pz.	33,23 €	22	<b>25,00 €</b>
<b>PAC9542ACT</b>	iVac™ Cannula capillare angolata	box da 10 pz.	23,78 €	22	<b>18,90 €</b>
<b>PAC9542SC</b>	iVac™ S-type Piezo connettore	2 pz.	79,59 €	22	<b>60,50 €</b>
<b>PAC9542EC</b>	iVac™ E-type Piezo connettore	2 pz.	79,59 €	22	<b>60,50 €</b>
<b>PAC9542R</b>	iVac™ anelli	box da 10 pz.	45,05 €	22	<b>34,00 €</b>



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	NUMERO ISO	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
MAP SYSTEM KIT						
MAP20296	MAP ONE SYSTEM KIT		1 pz.	503,16 €	22	392,00 €
MAP20288	MAP VPT KIT		1 pz.	503,16 €	22	392,00 €
MAP20285	INTRO KIT		1 pz.	915,74 €	22	736,00 €
MAP20286	UNIVERSAL KIT		1 pz.	1.272,58 €	22	1.007,00 €
MAP20287	SURGICAL KIT		1 pz.	1.581,06 €	22	1.264,00 €
MAP SYSTEM PUNTALI						
MAP20210-11-12	PUNTALE IN NITI A MEMORIA DI FORMA	Ø 090 giallo, Ø 110 rosso, Ø 130 blu	1 pz.	338,11 €	22	270,00 €
MAP20220-21	PUNTALE CURVO CLASSIC	Ø 090 giallo, Ø 110 rosso	1 pz.	323,13 €	22	258,00 €
MAP20225	PUNTALE SURGERY N° 0 - DX	Ø 090 giallo	1 pz.	334,87 €	22	264,00 €
MAP20226	PUNTALE SURGERY N° 0 - SX	Ø 090 giallo	1 pz.	334,87 €	22	264,00 €
MAP20227	PUNTALE SURGERY N° 1 - DX	Ø 110 rosso	1 pz.	334,87 €	22	264,00 €
MAP20228	PUNTALE SURGERY N° 1 - SX	Ø 110 rosso	1 pz.	334,87 €	22	264,00 €
MAP20263-64-65	PUNTALE HOOKED (ad Uncino)	Ø 090 giallo, Ø 110 rosso, Ø 130 blu	1 pz.	334,87 €	22	264,00 €
MAP20218	MAP VPT PUNTALE N° 1	Ø2,3mm bianco	1 pz.	338,11 €	22	270,00 €
MAP20219	MAP VPT PUNTALE N° 2	Ø3,4mm viola	1 pz.	338,11 €	22	270,00 €
MAP SYSTEM - PULIZIA						
MAP20252-53	SILICON STOP PER LA PULIZIA DEI PUNTALI	Ø 090 giallo, Ø 110 rosso, Ø 130 blu	conf 50 pz.	77,39 €	22	60,00 €
MAP20289	MAP VPT CLEANING BRUSH		1 pz.	9,17 €	22	8,00 €
MAP SYSTEM - RICAMBI						
MAP20200-01-02	PISTONE DI RICAMBIO	Ø 090 giallo, Ø 110 rosso, Ø 130 blu	box 16 pz.	37,71 €	22	30,00 €
MAP20203	PISTONE DI RICAMBIO MAP VPT	bianco	box 16 pz.	37,71 €	22	30,00 €
MAP20204	PISTONE DI RICAMBIO MAP VPT	viola	box 16 pz.	37,71 €	22	30,00 €
Cemento MTA						
MAP20190	PD® MTA Bianco (4 bustine da 140mg + acqua pura 3ml)		1 conf.	57,13 €	4	45,00 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	NUMERO ISO	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
<b>Puntali Irriflex</b>						
<b>MAP21401</b>	IrriFlex - puntali per irrigazione		Box 40 pz	83,24 €	22	<b>64,00 €</b>
<b>MAP21400</b>	IrriFlex - puntali per irrigazione		Box 20 pz	53,73 €	22	<b>44,00 €</b>
<b>Eugenate Desobturator - EDTA 17% - Opacal</b>						
<b>MAP11555</b>	Eugenate Desobturator- solvente flacone 15 ml		1 pz.	22,58 €	22	<b>19,00 €</b>
<b>MAP11569</b>	EDTA 17% - flacone 100 ml		1 pz.	65,22 €	22	<b>54,00 €</b>
<b>MAP11565</b>	EDTA 17% - flacone 15 ml		1 pz.	29,58 €	22	<b>25,00 €</b>
<b>MAP11020</b>	Opacal Kit composto da Siringa da 3 ml + 10 puntali per applicazione (monouso)		1 pz.	45,80 €	22	<b>38,00 €</b>
<b>MAP11022</b>	Opacal Refill puntali per applicazione		10 puntali	15,37 €	22	<b>14,00 €</b>
<b>Eugenate Desobturator - EDTA 17% - Opacal</b>						
<b>MAP33251</b>	Palline di cotone N°1		box 630 pz	26,68 €	22	<b>22,00 €</b>
<b>MAP33252</b>	Palline di cotone N°2		box 1470 pz	26,63 €	22	<b>22,00 €</b>
<b>MAP33253</b>	Palline di cotone N°3		box 2.220 pz	35,30 €	22	<b>30,00 €</b>
<b>MAP33254</b>	Palline di cotone N°4		box 4.050 pz	47,63 €	22	<b>40,00 €</b>
<b>MAP11754</b>	Pipette di plastica 0,3ml		box 25 pz	109,25 €	22	<b>83,00 €</b>
<b>MAP11750</b>	Pipette di plastica 0,3ml		box 5 pz	29,52 €	22	<b>23,00 €</b>



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
<b>HOFFMANN'S CEMENT - Polvere - Presa Normale - 100 gr.</b>					
<b>HF8002202</b>	Colore n.2	1 pz.	61,76 €	4	<b>46,15 €</b>
<b>HF8002203</b>	Colore n.3	1 pz.	61,76 €	4	<b>46,15 €</b>
<b>HF8002204</b>	Colore n.4	1 pz.	61,76 €	4	<b>46,15 €</b>
<b>HOFFMANN'S CEMENT - Presa Rapida - Polvere clinica 100 gr.</b>					
<b>HF8001202</b>	Colore n.2	1 pz.	61,76 €	4	<b>46,15 €</b>
<b>HF8001203</b>	Colore n.3	1 pz.	61,76 €	4	<b>46,15 €</b>
<b>HF8001204</b>	Colore n.4	1 pz.	61,76 €	4	<b>46,15 €</b>
<b>HOFFMANN'S CEMENT - Liquido 40 ml.</b>					
<b>HF8002300</b>	Presa Normale	1 pz.	38,20 €	4	<b>28,50 €</b>
<b>HF8001300</b>	Presa Rapida	1 pz.	38,20 €	4	<b>28,50 €</b>
<b>HOFFMANN'S READY2MIX</b>					
<b>HF8002403</b>	Presa Normale Colore n.3 - Kit da n.20 bustine da n.1 gr. di polvere + liquido da 10 ml.	1 Kit	112,35 €	4	<b>83,90 €</b>
<b>HF8002404</b>	Presa Normale Colore n.4 - Kit da n.20 bustine da n.1 gr. di polvere + liquido da 10 ml.	1 Kit	112,35 €	4	<b>83,90 €</b>
<b>HOFFMANN'S ACCESSORI</b>					
<b>HF82900</b>	Lastra di cristallo - 150 x 75 x 20mm - Circa 590 gr.	1 pz.	172,82 €	22	<b>129,00 €</b>
<b>HF82908</b>	Spatola - 17 cm - 43 gr.	1 pz.	142,25 €	22	<b>106,00 €</b>
<b>HF82101</b>	Hoffmann's Silano Componente A+B - 5 ml cad	1 pz.	114,32 €	22	<b>85,50 €</b>

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
<b>AVANSFK</b>	NeoSEALER Flo - 2.2 gm Kit (con 20 aghi Flex Flo Tips)	kit	214,15 €	4	<b>138,50 €</b>
<b>AVANSRS</b>	NeoSEALER Flo - 2.2 gm Refill siringa (no aghi)	1 pz	171,32 €	4	<b>110,70 €</b>
<b>AVANPIK</b>	NeoPUTTY - 0.5 gm Kit	kit	118,81 €	4	<b>76,90 €</b>
<b>AVANPPK</b>	NeoPUTTY - 1.2 gm Kit	kit	237,79 €	4	<b>153,50 €</b>
<b>AVN2100</b>	NeoMTA 2 - 1.0 gm Kit	kit	169,74 €	4	<b>109,90 €</b>
<b>AVN2250</b>	NeoMTA 2 - 2.5 gm Kit	kit	293,31 €	4	<b>189,50 €</b>
<b>AVFFT20</b>	Aghi Flex Flo NeoSEALER (20 pack)	Pack	66,47 €	22	<b>42,90 €</b>
<b>AVFFT40</b>	Aghi Flex Flo NeoSEALER (40 pack)	Pack	120,40 €	22	<b>77,90 €</b>
<b>AVBFT20</b>	Aghi Basic Flex Tips NeoSEALER Flo (20 pack)	Pack	41,09 €	22	<b>26,50 €</b>
<b>AVBFT40</b>	Aghi Basic Flex Tips NeoSEALER Flo (40 pack)	Pack	63,29 €	22	<b>40,90 €</b>
<b>AVSPA100</b>	Mixing Spatula	1 pz	16,66 €	22	<b>10,90 €</b>
<b>AVSPA200</b>	Glass Slab	1 pz	23,64 €	22	<b>15,30 €</b>




I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
<b>RENT400</b>	NiTin anello per molari (nero)	2 pz.	319,52 €	22	<b>229,50 €</b>
<b>RENT400-1</b>	NiTin anello per molari (nero)	1 pz.	178,48 €	22	<b>128,00 €</b>
<b>RENT500</b>	NiTin anello per premolari (bianco)	2 pz.	319,47 €	22	<b>229,50 €</b>
<b>RENT500-1</b>	NiTin anello per premolare (bianco)	1 pz.	178,48 €	22	<b>128,00 €</b>
<b>RENTYL</b>	NiTin refill cunei misura X-Small / pack giallo	100 pz.	57,72 €	22	<b>42,50 €</b>
<b>RENTBL</b>	NiTin refill cunei misura Small / pack blu	100 pz.	57,72 €	22	<b>42,50 €</b>
<b>RENTOR</b>	NiTin refill cunei misura Medium / pack arancione	100 pz.	57,72 €	22	<b>42,50 €</b>
<b>RENTGR</b>	NiTin refill cunei misura Large / pack verde	100 pz.	57,72 €	22	<b>42,50 €</b>
<b>RENTK4</b>	NiTin Kit cunei (100 cunei per ogni misura disponibile)	400 pz.	223,05 €	22	<b>160,00 €</b>
<b>RENT-DF6-8</b>	NiTin pinza per matrici	1 pz.	49,69 €	22	<b>36,50 €</b>
<b>RENT-KMN-01</b>	<b>NiTin Sectional Matrix Kit pack</b> <i>Il Kit contiene:</i> - 1 Anello NiTin™ Premolari piedini lunghi (nero) - 1 Anello NiTin™ Molari standard (bianco) - 100 Matrici Full Curve tridimensionali assortite - 100 Cunei NiTin™ assortiti - 1 Pinza allarga-anelli - 1 Pinzetta per matrici	1 pz.	714,32 €	22	<b>556,00 €</b>
<b>RENT-KMN-40</b>	<b>NiTin Sectional Matrix Mini Kit pack</b> <i>Il Kit contiene:</i> - 1 Anello NiTin™ Premolari piedini lunghi (nero) - 1 Anello NiTin™ Molari standard (bianco) - 40 Matrici Full Curve tridimensionali assortite - 40 Cunei NiTin™ assortiti - 1 Pinza allarga-anelli	1 pz.	565,21 €	22	<b>404,00 €</b>
<b>RENTM100</b>	NiTin Matrice in metallo Full Curve prem. 4.4mm	50 pz.	90,72 €	22	<b>64,50 €</b>
<b>RENTM150</b>	NiTin Matrice in metallo Full Curve prem. 6.0mm	50 pz.	90,72 €	22	<b>64,50 €</b>
<b>RENTM175</b>	NiTin Matrice in metallo Full Curve 5.6mm	50 pz.	90,72 €	22	<b>64,50 €</b>
<b>RENTM200</b>	NiTin Matrice in metallo Full Curve 6.6mm	50 pz.	90,72 €	22	<b>64,50 €</b>
<b>RENTM300</b>	NiTin Matrice in metallo Full Curve 8.7mm	50 pz.	90,72 €	22	<b>64,50 €</b>
<b>RENTMK01</b>	NiTin Full Curve matrice Bands Kit pack	250 pz.	408,84 €	22	<b>292,50 €</b>
<b>RENT-MMN-00</b>	<b>NiTin Sectional Matrix Trial Kit pack</b> <i>Il Kit contiene:</i> - 1 Anello NiTin™ Premolari piedini lunghi (nero) - 1 Anello NiTin™ Molari standard (bianco) - 25 Matrici Full Curve tridimensionali assortite - 20 Cunei NiTin™ assortiti - 1 Pinza allarga-anelli		508,06 €	22	<b>363,50 €</b>
<b>RENT-MRDF-100</b>	Pinza allarga anelli Nitin	1 pz.	146,06 €	22	<b>105,00 €</b>

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
NIC144-0010	DIGA NIC TONE 5X5" BLU SOTTILE 36 FOGLI	36 pz.	26,97 €	22	19,90 €
NIC144-0012	DIGA NIC TONE 6X6" BLU SOTTILE 36 FOGLI	36 pz.	26,97 €	22	19,90 €
NIC144-0020	DIGA NIC TONE 5X5" BLU MEDIA 36 FOGLI	36 pz.	26,97 €	22	19,90 €
NIC144-0022	DIGA NIC TONE 6X6" BLU MEDIA 36 FOGLI	36 pz.	26,97 €	22	19,90 €
NIC144-0030	DIGA NIC TONE 5X5" BLU SPESSA 36 FOGLI	36 pz.	26,97 €	22	19,90 €
NIC144-0032	DIGA NIC TONE 6X6" BLU SPESSA 36 FOGLI	36 pz.	26,97 €	22	19,90 €
NIC144-0039	DIGA NIC TONE 6X6" BLU EXTRA SPESSA 36 FOGLI	36 pz.	26,97 €	22	19,90 €
NIC144-0013	DIGA NIC TONE 6X6" VERDE SOTTILE 36 FOGLI	36 pz.	26,97 €	22	19,90 €
NIC144-0011	DIGA NIC TONE 5X5" VERDE SOTTILE 36 FOGLI	36 pz.	26,97 €	22	19,90 €
NIC144-0021	DIGA NIC TONE 5X5" VERDE MEDIA 36 FOGLI	36 pz.	26,97 €	22	19,90 €
NIC144-0023	DIGA NIC TONE 6X6" VERDE MEDIA 36 FOGLI	36 pz.	26,97 €	22	19,90 €
NIC144-0033	DIGA NIC TONE 6X6" VERDE SPESSA 36 FOGLI	36 pz.	26,97 €	22	19,90 €
NIC144-0031	DIGA NIC TONE 5X5" VERDE SPESSA 36 FOGLI	36 pz.	26,97 €	22	19,90 €
NIC144-0040	DIGA NIC TONE 6X6" NERA SOTTILE 36 FOGLI	36 pz.	28,31 €	22	20,90 €
NIC144-0038	DIGA NIC TONE 6X6" NERA MEDIA 36 FOGLI	36 pz.	28,31 €	22	20,90 €
NIC144-0037	DIGA NIC TONE 6X6" NERA SPESSA 36 FOGLI	36 pz.	28,31 €	22	20,90 €
NIC144-0300	DIGA NIC TONE 6X6" BLU EASY DAM	36 pz.	16,35 €	22	12,10 €
NIC144-0404	DIGA NIC TONE SINTETICA 6X6" BLU MEDIA 15 FOGLI	15 pz.	34,23 €	22	25,25 €



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
PRJT1515	Kit Ergo Starter kit <i>1x Bracciale Ergo, 3x spugna blu 3x spugna grigia, 2x protezioni acciaio</i>	1 pz.	69,00 €	22	<b>69,00 €</b>
PRJJT123	Ergo stand	1 pz.	49,00 €	22	<b>49,00 €</b>
PRJT1508	Ergo refill 24 x spugna blu, 24x spugna grigia	1 pz.	42,00 €	22	<b>42,00 €</b>
PRJT2536	Plano	1 pz.	69,00 €	22	<b>59,00 €</b>
PRJT0093	Creo kit	1 pz.	87,00 €	22	<b>87,00 €</b>
PRPDAM-AISI	PACDAM_AISI STAINLESS STEEL 316L	1 pz.	45,00 €	22	<b>45,00 €</b>
PRPDAM-PMMA-N	PACDAM_PMMA PLEXYGLASS nero opaco	1 pz.	29,00 €	22	<b>29,00 €</b>
PRPDAM-PMMA-F	PACDAM_PMMA PLEXYGLASS fucsia fluo	1 pz.	29,00 €	22	<b>29,00 €</b>
PRPDAM-PMMA-G	PACDAM_PMMA PLEXYGLASS giallo fluo	1 pz.	29,00 €	22	<b>29,00 €</b>
CU_SINGLE	CUADRA Single Pack	1 pz.	49,00 €	22	<b>49,00 €</b>
PROLINE					
PROTRPAD	Protrain simulatore Endodontico	1 kit	54,14 €	22	<b>50,00 €</b>



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
MD1675/10	KIT PER DIGA FINITURA ACCIAIO	1 pz	704,29 €	22	549,00 €
MD5550	PINZA FORADIGA IVORY	1 pz	150,98 €	22	117,00 €
MD5551	PINZA PER UNCINI IVORY	1 pz	71,54 €	22	56,00 €
MD5552	TELAIO TENDI DIGA mm140	1 pz	27,36 €	22	22,00 €
MD5553	TELAIO TENDI DIGA mm110	1 pz	26,99 €	22	21,00 €
MD5554	TELAIO TENDI DIGA mm90	1 pz	26,66 €	22	21,00 €
MD5560/1	PINZA FORADIGA AINSWORTH	1 pz	127,88 €	22	99,00 €
MD5560/2	PINZA FORADIGA AINSWORTH ZIGRINATO	1 pz	128,21 €	22	99,00 €
MD5570	PINZA PER UNCINI BREWER	1 pz	68,84 €	22	54,00 €
MD5580	PINZA PER UNCINI WASHINGTON	1 pz	68,84 €	22	54,00 €
MD5590	PINZA PER UNCINI WHITE	1 pz	68,84 €	22	54,00 €
MD5595/0	UNCINO PER DIGA N.0	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/0-S	UNCINO PER DIGA N.0-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/00	UNCINO PER DIGA N.00	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/00.NE	UNCINO PER DIGA N.00 nero	1 pz	35,97 €	22	28,00 €
MD5595/00-S	UNCINO PER DIGA N.00-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/1	UNCINO PER DIGA N.1	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/1-S	UNCINO PER DIGA N.1-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/1A	UNCINO PER DIGA N.1A	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/1A.NE	UNCINO PER DIGA N.1A nero	1 pz	35,97 €	22	28,00 €
MD5595/1A-S	UNCINO PER DIGA N.1A-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/2A	UNCINO PER DIGA N.2A	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/2A.NE	UNCINO PER DIGA N.2A nero	1 pz	35,97 €	22	28,00 €
MD5595/2A-S	UNCINO PER DIGA N.2A-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/3	UNCINO PER DIGA N.3	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/3.NE	UNCINO PER DIGA N.3 nero	1 pz	35,97 €	22	28,00 €
MD5595/3-S	UNCINO PER DIGA N.3-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/4	UNCINO PER DIGA N.4	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/4.NE	UNCINO PER DIGA N.4 nero	1 pz	35,97 €	22	28,00 €
MD5595/4-S	UNCINO PER DIGA N.4-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/5	UNCINO PER DIGA N.5	1 pz	26,24 €	22	21,00 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
MD5595/5-S	UNCINO PER DIGA N.5-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/7	UNCINO PER DIGA N.7	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/7.NE	UNCINO PER DIGA N.7 nero	1 pz	35,97 €	22	28,00 €
MD5595/7-S	UNCINO PER DIGA N.7-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/8	UNCINO PER DIGA N.8	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/8.NE	UNCINO PER DIGA N.8 nero	1 pz	35,97 €	22	28,00 €
MD5595/8A	UNCINO PER DIGA N.8A	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/8A.NE	UNCINO PER DIGA N.8A nero	1 pz	35,97 €	22	28,00 €
MD5595/8A-S	UNCINO PER DIGA N.8A-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/8-S	UNCINO PER DIGA N.8-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/9	UNCINO PER DIGA N.9	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/9.NE	UNCINO PER DIGA N.9 nero	1 pz	35,97 €	22	28,00 €
MD5595/9-S	UNCINO PER DIGA N.9-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/12A	UNCINO PER DIGA N.12A	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/12A.NE	UNCINO PER DIGA N.12A nero	1 pz	35,97 €	22	28,00 €
MD5595/12A-S	UNCINO PER DIGA N.12A-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/13A	UNCINO PER DIGA N.13A	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/13A.NE	UNCINO PER DIGA N.13A nero	1 pz	35,97 €	22	28,00 €
MD5595/13A-S	UNCINO PER DIGA N.13A-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/14	UNCINO PER DIGA N.14	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/14.NE	UNCINO PER DIGA N.14 nero	1 pz	35,97 €	22	28,00 €
MD5595/14A	UNCINO PER DIGA N.14A	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/14A-S	UNCINO PER DIGA N.14A-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/14-S	UNCINO PER DIGA N.14-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/18	UNCINO PER DIGA N.18	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/18-S	UNCINO PER DIGA N.18-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/27	UNCINO PER DIGA N.27	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/27.NE	UNCINO PER DIGA N.27 nero	1 pz	35,97 €	22	28,00 €
MD5595/27-S	UNCINO PER DIGA N.27-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/28	UNCINO PER DIGA N.28	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/28-S	UNCINO PER DIGA N.28-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

# LISTINO PREZZI 2025



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
MD5595/29	UNCINO PER DIGA N.29	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/29.NE	UNCINO PER DIGA N.29 nero	1 pz	35,97 €	22	28,00 €
MD5595/29-S	UNCINO PER DIGA N.29-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/51	UNCINO PER DIGA N.51	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/51-S	UNCINO PER DIGA N.51-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/56	UNCINO PER DIGA N.56	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/56-S	UNCINO PER DIGA N.56-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/201	UNCINO PER DIGA N.201	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/201-S	UNCINO PER DIGA N.201-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/202	UNCINO PER DIGA N.202	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/202-S	UNCINO PER DIGA N.202-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/203	UNCINO PER DIGA N.203	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/203-S	UNCINO PER DIGA N.203-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/204	UNCINO PER DIGA N.204	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/204-S	UNCINO PER DIGA N.204-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/205	UNCINO PER DIGA N.205	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/205-S	UNCINO PER DIGA N.205-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/206	UNCINO PER DIGA N.206	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/206-S	UNCINO PER DIGA N.206-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/208	UNCINO PER DIGA N.208	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/208-S	UNCINO PER DIGA N.208-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/210	UNCINO PER DIGA N.210	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/210.NE	UNCINO PER DIGA N.210 nero	1 pz	35,97 €	22	28,00 €
MD5595/210-S	UNCINO PER DIGA N.210-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/212	UNCINO PER DIGA N.212	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/212-S	UNCINO PER DIGA N.212-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5595/W8A	UNCINO PER DIGA N.W8A	1 pz	26,24 €	22	21,00 €
MD5595/W8A.NE	UNCINO PER DIGA N.W8A nero	1 pz	35,97 €	22	28,00 €
MD5595/W8A-S	UNCINO PER DIGA N.W8A-S	1 pz	26,73 €	22	21,00 €
MD5605	PIASTRA PORTA UNCINI	1 pz	53,36 €	22	42,00 €
MD981/20	CASSETTA PER STERILIZZAZIONE PORTA STRUMENTI E GANCI (vuota)	1 pz	170,00 €	22	130,90 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

# CHIRURGIA



## AMS DEFLUSSORI con rubinetto

Deflussori con rubinetto compatibili con i principali motori chirurgici.

Nella tabella scaricabile nell'area Download sono elencate le compatibilità.

Tutti i prodotti sono marchiati CE e FDA.



## AMS DEFLUSSORI senza rubinetto

Deflussori compatibili con i principali motori chirurgici senza rubinetto.

Nella tabella scaricabile nell'area Download sono elencate le compatibilità.

Tutti i prodotti sono marchiati CE e FDA.



### UTILIZZA UN MICROMOTORE W&H?

elenco di deflussori compatibili in funzione del modello:

Ref.:DEF6452 (1 via)	ELCOMED 100/200/IMPLANTMED
Ref.:DEF6452 (1 via)	IMPLANTMED SI 923
Ref.:DEF6452 (1 via)	IMPLANTMED SI 95
Ref.:DEF6452 (1 via)	IMPLANTMED SI 915
Ref.:DEF6452 (1 via)	ELCOMED SA-310
Ref.:DEF6452 (1 via)	DU 900
Ref.:DEF6452 (1 via)	PIEZOMED
Ref.:DEF6452 (1 via)	IMPLANTMED NEW DESIGN
Ref.:DEF6452 (1 via)	ELCOMED 200 C/SA 200
Ref.:DEF6435 (1/2 vie + R)	TUTTI I MOTORI W&H

### UTILIZZA UN MICROMOTORE ANTHOGRY?

elenco di deflussori compatibili in funzione del modello:

Ref.:DEF6452 (1 via)	IMPLANTEO
Ref.:DEF6452 (1 via)	IMPLANTEO LED

### UTILIZZA UN MICROMOTORE NOUVAG?

elenco di deflussori compatibili in funzione del modello:

Ref.:DEF6415 (1 via)	MD10
Ref.:DEF6415 (1 via)	MD10-S
Ref.:DEF6415 (1 via)	MD 11
Ref.:DEF6415 (1 via)	MD 20
Ref.:DEF6415 (1 via)	MD 30
Ref.:DEF6415 (1 via)	SM 12
Ref.:DEF6415 (1 via)	SEM 2
Ref.:DEF6415 (1 via)	SU 100
Ref.:DEF6415 (1 via)	CBM
Ref.:DEF6415 (1 via)	MD 700
Ref.:DEF6415 (1 via)	TCM 3000
Ref.:DEF6416 (1/2 vie + R)	MD 8000

### UTILIZZA UN MICROMOTORE BIEN AIR?

elenco di deflussori compatibili in funzione del modello:

Ref.:DEF6448 (1 via)	CHIROPRO 980
----------------------	--------------

### UTILIZZA UN MICROMOTORE NSK?

elenco di deflussori compatibili in funzione del modello:

Ref.:DEF6446 (1 via)	SURGIC XT
Ref.:DEF6446 (1 via)	SURGIC XT PLUS
Ref.:DEF6446 (1 via)	OSSOCISION
Ref.:DEF6446 (1 via)	VARIOSURG
Ref.:DEF6446 (1 via)	VARIOSURG 3
Ref.:DEF6446 (1 via)	SURGIC PRO

### UTILIZZA UN MICROMOTORE DE GIORGI?

elenco di deflussori compatibili in funzione del modello:

Ref.:DEF6444 (1 via)	STERIL INTRAPLANT
Ref.:DEF6444 (1 via)	INTRAMATIC 2
Ref.:DEF6444 (1 via)	INTRAMAX PLUS
Ref.:DEF6446 (1 via)	INTRASURGERY
Ref.:DEF6446 (1 via)	INTRASURGERY 2
Ref.:DEF6407 (1 via)	WOODPECKER LED

### UTILIZZA UN MICROMOTORE ACTEON?

elenco di deflussori compatibili in funzione del modello:

Ref.:DEF6448 (1 via)	SUNI MAX
Ref.:DEF6448 (1 via)	SUNI SATELEC 2000/3000
Ref.:DEF6462*	IMPLANT CENTER
Ref.:DEF6462*	IMPLANT CENTER2 LED
Ref.:DEF6462*	PIEZOTOME
Ref.:DEF6462*	PIEZOTOME 2
Ref.:DEF6462*	PIEZOTOME SOLO

Disponibili anche deflussori compatibili con i seguenti brands:

ASEPTICO, ASTRATECH, ATR, BIOSAFIN, BONART, BREDENT, DE GOTZEN, DENTUM, EMS, FIATECH, HKM, IDIEVOLUTION, FRIADENT, KYOCERA, MARIOTTI, NOBEL BIOCARE, NOVAXA, RESISTA, SAESHIN, SILFRANDENT, SIRONA, SWEDEN & MARTINA, TISSIDENTAL, STRAUMANN



## SPONGOSTAN

### Spugna emostatica

Emostatico riassorbibile sterile a base di spugna di gelatina di origine suina pura al 100%. La spugna di gelatina Spongostan ha una struttura porosa che non si sfalda se immersa in soluzione fisiologica. Spongostan attiva i trombociti appena il sangue entra in contatto con la matrice spugnosa. Dopo l'applicazione nel tessuto, la spugna di gelatina viene assorbita nel corso di 3-4 settimane.

Quando viene applicata su ferite cutanee o sulla mucosa, la spugna si dissolve dopo circa 3-5 giorni. Lo Spongostan® ha una capacità di assorbimento corrispondente a circa 45 volte il proprio peso, ha un pH neutro, non irrita il tessuto e non provoca reazioni allergiche.

Indicazioni: operazioni con forti emorragie non controllabili con l'emostasi convenzionale e quando è sconsigliato l'uso di materiale non assorbibile.

Estrazioni dentali con emorragie persistenti. Epistassi. Il tempo per il raggiungimento dell'emostasi è di 5-10 minuti.

#### CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 24pz. (Ref. ETMS0005)



## TABOTAMP

### Garza 5x7,5cm

Tabotamp è un emostatico riassorbibile sterile di origine vegetale a base di cellulosa ossidata e rigenerata.

L'efficacia emostatica di Tabotamp è associata ad una comprovata azione antibatterica verso un'ampia gamma di microorganismi gram + e gram - e ceppi batterici di varie specie.

L'emostatico Tabotamp viene utilizzato quale coadiuvante nelle procedure chirurgiche per facilitare il controllo dell'emorragia capillare, venosa e delle piccole arterie nei casi in cui la legatura o altri metodi di controllo convenzionali si dimostrino poco pratici o inefficaci.

#### CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 10 bustine  
(Ref. ET1903SK)



## TABOTAMP

### Garza 5x1,25cm

Cellulosa ossidata e rigenerata (100% di origine vegetale).

Adatto per sanguinamenti importanti e pazienti coagulopatici.

Emostasi raggiunta in 2-3 min.

Completamente riassorbito in 7-14 gg.

#### CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 10 bustine (Ref. ET1906SK)



## TOPPER 8

### Garza non sterile

- Garza in tessuto non tessuto sterile, a 4 strati, piegata.
- Elevata capacità assorbente dei fluidi ematici nella cavità orale.
- Sterilizzabile in autoclave - Dimensione 5x5cm.
- Ideale per la detersione di ferite post-estrattive ed in chirurgia in generale.
- Eccellente maneggevolezza che ne semplifica l'utilizzo, minor adesione della normale garza.
- Garantiscono un maggior confort per il Paziente.
- Possono sopportare sia soluzioni acide che Basiche.
- Possono essere autoclavate.

#### CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 200 pz.  
(Ref. ETM53405N/S)



## TOPPER 8

### Garza sterile

TOPPER 8 è sterilizzata a raggi gamma, di varie dimensioni.

Ha una elevata capacità assorbente dei fluidi ematici nella cavità orale.

È ideale per la detersione di ferite post-estrattive ed in chirurgia in generale.

È di eccellente maneggevolezza che ne semplifica l'utilizzo.


Presenta una totale biodegradabilità.

È confezionata in buste sterili ognuna contenente 2 garze.

#### Confezionamenti

120 pezzi (60 buste da 2 garze cadauna)  
(Ref. ETTS8052/N SING)

100 pezzi (50 buste da 2 garze cadauna)  
(Ref. ETM12510)



## VICRYL PLUS

### Sutura sintetica assorbibile

Vicryl Plus è una sutura intrecciata assorbibile antibatterica. La presenza di acido lattico e dodecanolo nel processo di sintesi garantiscono la massima resistenza tensile nei primi giorni dell'impianto.

Nella sutura è presente IRGACARE MP (forma più pura di Triclosan), agente antibatterico ad ampio spettro.

Il Triclosan crea una zona batteriostatica che non permette la colonizzazione della sutura.

Il rivestimento conferisce ottima scorrevolezza attraverso i tessuti e ideale capacità di annodamento.

La particolare struttura degli intrecci garantisce una elevata resistenza tensile ed una estrema maneggevolezza.

**Calibri disponibili da 0 a 5-0**

#### CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 12 o  
24 o 36 o 72 fili

(Codici vari)



## VICRYL

### Sutura sintetica assorbibile

Vicryl è una sutura intrecciata assorbibile versatile per le possibili applicazioni chirurgiche. La forza di tenuta sui lembi della ferita dura fino a 35gg dall'impianto. Sui piani superficiali i punti cadono spontaneamente.

La componente in stereato di calcio con cui è rivestito il filo agisce da lubrificante, riducendo il rischio di distacco e trascinamento della placca. La presenza dell'acido lattico nel processo di sintesi garantisce la massima resistenza tensile nei primi giorni d'impianto.

La particolare struttura degli intrecci garantisce una elevata resistenza tensile ed una estrema maneggevolezza.

La componente in lattice e glicolide impatta sul profilo di perdita della resistenza tensile.

**Calibri disponibili da 0 a 9-0.**

#### CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 12 o  
24 o 36 o 72 fili

(Codici vari)



## SETA

### Sutura Naturale non assorbibile

La seta è una sutura naturale intrecciata vergine ritorta non assorbibile, facile da annodare e particolarmente maneggevole.

Il processo di decerazione Perma Hand ed il trattamento True Permanizing migliorano la biocompatibilità e la resistenza all'imbibimento dei liquidi (capillarità).

**Calibri disponibili da 0 a 9-0.**

#### CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 12 o  
24 o 36 o 72 fili

(Codici vari)



## VICRYL RAPIDE

### Sutura sintetica assorbibile

Vicryl Rapide è la sutura intrecciata assorbibile a più rapida perdita di resistenza tensile. E' indicata per l'approssimazione di tessuti molli ove sia richiesto un breve supporto alla ferita.

Il trattamento con radiazioni ionizzanti conferisce alla sutura una perdita di resistenza tensile più rapida ed un processo di assorbimento più veloce. Il nuovo rivestimento conferisce alla sutura un'ottima scorrevolezza attraverso i tessuti ed un'ideale capacità di annodamento.

Determina inoltre un notevole aumento di resistenza alla trazione sul nodo in percentuale variabile a seconda dei calibri ed un migliore scivolamento-affossamento del nodo.

Dopo 5 giorni rimane il 50% della resistenza originale. Dopo 10-14 giorni la resistenza è completamente perduta.

**Calibri disponibili da 0 a 8-0.**

#### CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 12 o  
24 o 36 o 72 fili

(Codici vari)



## ETHIBOND EXCEL

### Sutura sintetica assorbibile

Ethibond Excel è la sutura intrecciata in Poliestere rivestito che sostituisce la seta in tutte le applicazioni chirurgiche in cui è consigliato l'utilizzo di un filo non assorbibile. E' biologicamente più inerte della seta, non è capillare ed è resistente alla trazione. Il rivestimento in Polibutilato impedisce l'aderenza e il deposito della placca nell'intreccio dei fili.

La morfologia dell'intreccio, unita al rivestimento di Polibutilato (unica sostanza studiata appositamente per il rivestimento di suture chirurgiche), conferisce ad Ethibond Excel caratteristiche di elevata resistenza tensile sul nodo, scorrevolezza, flessibilità, maneggevolezza, facilità di annodamento e tenuta dei nodi.

Il rivestimento in Polibutilato, agendo come lubrificante, facilita lo scorrimento, diminuendo la frizione del filo al passaggio attraverso i tessuti.

**Calibri disponibili da 0 a 7-0.**

#### CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 12 o  
24 o 36 o 72 fili

(Codici vari)



RIF.	MODELLI MICROMOTORI	METODO IRRIGAZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
<b>ACTEON GROUP - SATELEC</b>						
DEF6448	SUNI MAX	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	74,77 €	22	63,50 €
DEF6448	SUNI SATELEC 2000/3000	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	74,77 €	22	63,50 €
DEF6462	IMPLANT CENTER	Irrigazione singola 1 via Senza rubinetto c/raccordo a pompa formato rotella	10 pz.	170,79 €	22	146,50 €
DEF6462	IMPLANT CENTER 2 LED	Irrigazione singola 1 via Senza rubinetto c/raccordo a pompa formato rotella	10 pz.	170,79 €	22	146,50 €
DEF6462	PIEZOTOME	Irrigazione singola 1 via Senza rubinetto c/raccordo a pompa formato rotella	10 pz.	170,79 €	22	146,50 €
DEF6462	PIEZOTOME 2	Irrigazione singola 1 via Senza rubinetto c/raccordo a pompa formato rotella	10 pz.	170,79 €	22	146,50 €
DEF6462	PIEZOTOME SOLO	Irrigazione singola 1 via Senza rubinetto c/raccordo a pompa formato rotella	10 pz.	170,79 €	22	146,50 €
<b>ANTHOGRYR</b>						
DEF6452	IMPLANTEO	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6455	IMPLANTEO LED	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
<b>ATS DENTAL SRL</b>						
DEF6462	OMEGA IMPLANT	Irrigazione singola 1 via Senza rubinetto c/raccordo a pompa formato rotella	10 pz.	170,79 €	22	146,50 €
<b>ASEPTICO</b>						
DEF6446	AEU-7000E-70V	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6446	AEU-7000L-70V	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6446	AEU-6000-70V	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6446	AEU-17Bv2	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6446	AEU 260 S	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6446	AEU 707Av2	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
<b>ASTRATECH</b>						
DEF6452	ELCOMED 100	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	MODELLI MICROMOTORI	METODO IRRIGAZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
DEF6452	IMPLANTMED SI 923	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
ATR						
ATR-DEF/1	ATR PHYSIO PLUS	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
ATR-DEF/1	ATR 3000 PLUS	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
ATR-DEF/1	ATR 3000 NEW	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
ATR-DEF/1	ATR 3000 KRUGG	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
ATR-DEF/2	PER TUTTI I MODELLI ATR	Irrigazione ad 1/2 vie	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
BIEN AIR						
DEF6448	CHIROPRO 980	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	74,77 €	22	63,50 €
BIOSAFIN						
DEF6448	EASY SURGERY	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	74,77 €	22	63,50 €
DEF6448	MyTUTOR	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	74,77 €	22	63,50 €
BONART						
DEF6446	PIEZO SURGICAL SYSTEM	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
BREDENT						
DEF6404	SKY UNIT	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DE GIORGI						
DEF6444	STERIL INTRAPLANT	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6444	INTRAMATIC 2	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6444	INTRAMAX PLUS	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6446	ULTRASURGERY	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6446	INTRASURGERY 2.0	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6407	WOODPECKER LED	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DE GOTZEN						
DEF6462	DUAL 2000	Irrigazione singola 1 via Senza rubinetto c/raccordo a pompa formato rotella	10 pz.	170,79 €	22	146,50 €
DENTIUM						
DEF6446	ICT MOTOR	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
EMS						
DEF6448	PIEZON MASTER SURGERY	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	74,77 €	22	63,50 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	MODELLI MICROMOTORI	METODO IRRIGAZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
<b>FRIATEC</b>						
DEF6404	IMPLANTOLOGY SURGICAL UNIT	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
<b>IDIEVOLUTION</b>						
DEF6448	TMM2	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	74,77 €	22	63,50 €
<b>KAVO</b>						
DEF6453	INTRASURG 300/500/300 PLUS/1000/1000 AIR	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	67,93 €	22	58,00 €
DEF6448	MASTER SURG & EXPERT SURG	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	74,77 €	22	63,50 €
<b>KYOCERA</b>						
DEF6446	IMPLANTOR NEO	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
<b>MARIOTTI</b>						
DEF6404	MINIUNIKO	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6404	MINIUNIKO C	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6404	MINIUNIKO F	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6460	MINIUNIKO PIEZO	1/2 vie con rubinetto per la connessione della seconda linea di irrigazione al secondo c/angolo	10 pz.	84,86 €	22	72,50 €
<b>MECTRON</b>				72,35 €	22	61,50 €
DEF6439	PIEZOSURGERT TOUCH MECTRON	1/2 vie con rubinetto per la connessione della seconda linea di irrigazione al secondo c/angolo	10 pz.			
<b>NOBEL BIOCARE</b>						
DEF6435	OSSEOSET 100	1/2 vie con rubinetto per la connessione della seconda linea di irrigazione al secondo c/angolo	10 pz.	84,86 €	22	72,50 €
DEF6435	OSSEOSET 200 SI-915 e SI-923	1/2 vie con rubinetto per la connessione della seconda linea di irrigazione al secondo c/angolo	10 pz.	84,86 €	22	72,50 €
DEF6435	OSSEOCARE	1/2 vie con rubinetto per la connessione della seconda linea di irrigazione al secondo c/angolo	10 pz.	84,86 €	22	72,50 €
<b>NOUVAG</b>						
DEF6415	MD10	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025



RIF.	MODELLI MICROMOTORI	METODO IRRIGAZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
DEF6415	MD10-S	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6415	MD 11	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6415	MD 20	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6415	MD 8000	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6415	MD 30	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6415	SM 12	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6415	SEM 2	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6415	SU 100	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6415	CBM	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6415	MD 7000	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6415	TCM 3000	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6416	MD 8000	1/2 vie con rubinetto per la connessione della seconda linea di irrigazione al secondo c/angolo	10 pz.	84,86 €	22	72,50 €
SEDEF03/N	DEF03/N	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
SEDEF04/N	DEF04/N	1/2 vie	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
<b>NOVAXA</b>						
DEF6415	NEW ASSISTANT	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6415	ASSISTANT -I-XT	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6415	ASSISTANT 2	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
<b>NSK</b>						
DEF6446	SURGIC XT	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6446	SURGIC XT PLUS	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6446	OSSOCISION	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6446	VARIOSURG	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6446	VARIOSURG 3	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6446	SURGIC PRO	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
<b>RESISTA</b>						
DEF6448	ULTRASONIC BONE SURGERY	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	74,77 €	22	63,50 €
<b>SAESHIN</b>						
DEF6446	TRAUS SIP 10, X-CUBE	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6446	TRAUS SUS 10	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	MODELLI MICROMOTORI	METODO IRRIGAZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
DEF6446	X CUBE	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
SILFRADENT						
DEF6448	SURGYBONE	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	74,77 €	22	63,50 €
DEF6448	ACROBONE	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	74,77 €	22	63,50 €
DEF6448	EASYBONE (VECCHIO MODELLO)	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	74,77 €	22	63,50 €
DEF6448	EASYBONE 4	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	74,77 €	22	63,50 €
SIRONA						
DEF6404	DENTAL UNIT TENEO	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
SWEDEN & MARTINA						
DEF6409	HERACLE DEF	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6407	SPIN-DEF	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6407	XO OSSEO SYSTEM	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6446	IMPLA 6000/7000	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
TISSI DENTAL						
DEF6444	IMPLAMAX	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
W&H						
DEF6452	ELCOMED 100 / 200 / IMPLANTMED	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6452	IMPLANTMED SI 923	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6452	IMPLANTMED SI 95	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6452	IMPLANTMED SI 915	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6452	ELCOMED SA - 310	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6452	DU 900	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6452	PIEZOMED	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6452	IMPLANTMED NEW DESIGN	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6452	ELCOMED 200 C/SA200	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6435	PER TUTTI I MODELLI W&H	1/2 vie con rubinetto per la connessione della seconda linea di irrigazione al secondo c/angolo	10 pz.	84,86 €	22	72,50 €
STRAUMANN						
DEF6415	ZIMMER DENTAL	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	MODELLI MICROMOTORI	METODO IRRIGAZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
DEF6415	LIFECORE	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
DEF6415	CENTRAL PLUS-INNOVACORP	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	72,35 €	22	61,50 €
ESACROM						
DEF6448	SURGERYSONIC I	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	74,77 €	22	63,50 €
DEF6448	SURGERYSONIC II	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	74,77 €	22	63,50 €
DEF6448	SURGERYSONIC MOTO	Irrigazione singola 1 via	10 pz.	74,77 €	22	63,50 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
MEDICAZIONI:					
ETM53405N/S	TOPPER 8 - garze - non sterili Medicazione prepiegata 4 strati 5x5 1 dispenser da 200 medicazioni	1 pz.	10,30 €	22	<b>8,90 €</b>
ETTS8052/N SING	TOPPER 8 - garze - sterili Medicazione prepiegata 4 strati 5x5 1 dispenser da 60 buste da 2 pz. cad.	1 pz.	35,35 €	22	<b>29,90 €</b>
ETM12510	TOPPER 8 - Medicazione fenestrata a 4 strati cm 10x10 - ST - 1 dispenser da 50 buste da 2 pz cad.	1 pz.	75,58 €	22	<b>62,00 €</b>
ETM53610N	TOPPER 12 - MEDICAZIONE PREPIEGATA A 6 STRATI CM 10X10 - NON ST - 15 PACCHI DA 200 PZ	1 pz.	44,85 €	22	<b>37,00 €</b>

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
<b>ETCX20391</b>	CIDEX - OPA Soluzione di ortoftalaldeide allo 0,55% pronto all'uso attivo in 5 minuti (4 taniche da 3,78 litri)	1 pz.	425,48 €	22	<b>404,00 €</b>
<b>ET2258/N</b>	CIDEZYME Detergente enzimatico (12 flaconi da 1 litro)	1 pz.	583,68 €	22	<b>572,00 €</b>
<b>ETMS0005</b>	SPONGOSTAN Spugna Emostatica x 24pz	24 pz.	40,65 €	22	<b>38,90 €</b>
<b>ETMS0006</b>	SPONGOSTAN Standard mm 70X50X10 (Conf. 2pz)	2 pz.	86,30 €	22	<b>80,50 €</b>
<b>ET1902SK</b>	TABOTAMP Garze 10X20 cm 10pz	10 pz.	673,02 €	22	<b>640,00 €</b>
<b>ET1903SK</b>	TABOTAMP Garze 5X7,5 10 pz	10 pz.	303,61 €	22	<b>289,00 €</b>
<b>ET1906SK</b>	TABOTAMP garze 5X1,25 10 pz	10 pz.	190,82 €	22	<b>181,00 €</b>

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %
SUTURE Fili di Sutura				
ETK889H	SETA 6/0 C-1	36 pz.	244,99 €	22
ETK890H	SETA 5/0 C-1	36 pz.	521,10 €	22
ETK891H	SETA 4/0 C-1	36 pz.	233,86 €	22
ETN271H	SETA 5/0 TF-4	36 pz.	242,37 €	22
ETN272H	SETA 4/0 TF-4	36 pz.	454,37 €	22
ETN266H	SETA 5/0 TF	36 pz.	222,17 €	22
ETN267H	SETA 4/0 TF	36 pz.	222,17 €	22
ETK870H	SETA 5/0 RB-1	36 pz.	223,21 €	22
ETK871H	SETA 4/0 RB-1	36 pz.	223,21 €	22
ETK872H	SETA 3/0 RB-1	36 pz.	212,58 €	22
ETK873H	SETA 2/0 RB-1	36 pz.	212,58 €	22
ET7342H	SETA 4/0 SH-1	36 pz.	223,21 €	22
ET7343H	SETA 3/0 SH-1	36 pz.	212,58 €	22
ET7344H	SETA 2/0 SH-1	36 pz.	212,58 €	22
ETK831H	SETA 4/0 SH	36 pz.	389,39 €	22
ETK832H	SETA 3/0 SH	36 pz.	202,48 €	22
ETK833H	SETA 2/0 SH	36 pz.	202,48 €	22
ETK834H	SETA 0/0 SH	36 pz.	202,48 €	22
ETK942H	SETA 4/0 V-4	36 pz.	267,88 €	22
ETK951H	SETA 5/0 V-5	36 pz.	267,88 €	22
ETK952H	SETA 4/0 V-5	36 pz.	267,88 €	22
ETK953H	SETA 3/0 V-5	36 pz.	255,12 €	22
ETK954H	SETA 2/0 V-5	36 pz.	255,12 €	22
ETK963G	SETA 3/0 V-7	12 pz.	80,98 €	22
ETK964H	SETA 2/0 V-7	36 pz.	242,96 €	22
ET711H	SETA 6/0 C-3	36 pz.	307,25 €	22
ET736H	SETA 4/0 C-3	36 pz.	293,27 €	22
ET682H	SETA 5/0 FS-2	36 pz.	233,26 €	22
ET683H	SETA 4/0 FS-2	36 pz.	233,26 €	22

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %
ETP683H	SETA 3/0 FS-2	36 pz.	222,17 €	22
ET632H	SETA 3/0 X-1	36 pz.	222,17 €	22
ET737H	SETA 2/0 X-1	36 pz.	222,17 €	22
ETW500H	SETA 5/0 FS-3	36 pz.	257,24 €	22
ETW501H	SETA 4/0 FS-3	36 pz.	257,24 €	22
ETF2251	SETA 3/0 FS-3	36 pz.	244,99 €	22
ETE6890H	ETHIBOND EXCEL 5/0 C-1	36 pz.	487,21 €	22
ETE6871H	ETHIBOND EXCEL 4/0 RB-1	36 pz.	465,05 €	22
ETE7397H	ETHIBOND EXCEL 4/0 SH-1	36 pz.	465,05 €	22
ETE7398H	ETHIBOND EXCEL 3/0 SH-1	36 pz.	442,91 €	22
ETE7399H	ETHIBOND EXCEL 2/0 SH-1	36 pz.	442,91 €	22
ETX832H	ETHIBOND EXCEL 3/0 SH	36 pz.	421,80 €	22
ETE6833H	ETHIBOND EXCEL 2/0 SH	36 pz.	421,80 €	22
ETX834H	ETHIBOND EXCEL 0/0 SH	36 pz.	286,84 €	22
ETE6943H	ETHIBOND EXCEL 3/0 V-4	36 pz.	531,50 €	22
ETE6953H	ETHIBOND EXCEL 3/0 V-5	36 pz.	531,50 €	22
ETE6683H	ETHIBOND EXCEL 4/0 FS-2	36 pz.	330,45 €	22
ETPE6683H	ETHIBOND EXCEL 3/0 FS-2	36 pz.	314,74 €	22
ETVRI290H	VICRYL RAPID 4/0 C-3	36 pz.	684,27 €	22
ETVRI213H	VICRYL RAPID 5/0 RB-1	36 pz.	520,85 €	22
ETVRI214H	VICRYL RAPID 4/0 RB-1	36 pz.	520,85 €	22
ETVRI215H	VICRYL RAPID 3/0 RB-1	36 pz.	496,04 €	22
ETVRI415H	VICRYL RAPID 4/0 SH	36 pz.	496,04 €	22
ETVRI416H	VICRYL RAPID 3/0 SH	36 pz.	472,45 €	22
ETVRI417H	VICRYL RAPID 2/0 SH	36 pz.	472,45 €	22
ETV1211G	VICRYL RAPID 7/0 GS-9	12 pz.	777,95 €	22
<b>SUTURE</b> <b>Fili di Sutura</b> <b>NUOVO VICRYL PLUS ANTIBATTERICO</b>				
ETVCP304H	VICRYL PLUS 4/0 RB-1	36 pz.	446,47 €	22
ETVCP305H	VICRYL PLUS 3/0 RB-1	36 pz.	425,19 €	22
ETVCP306H	VICRYL PLUS 2/0 RB-1	36 pz.	425,19 €	22

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %
ETVCP3100H	VICRYL PLUS 4/0 JB-1 [VB]	36 pz.	491,12 €	22
ETVCP310H	VICRYL PLUS 4/0 SH-1	36 pz.	446,47 €	22
ETVCP3110H	VICRYL PLUS 3/0 JB-1 [VB]	36 pz.	467,70 €	22
ETVCP311H	VICRYL PLUS 3/0 SH-1	36 pz.	425,19 €	22
ETVCP3120H	VICRYL PLUS 2/0 JB-1 [VB]	36 pz.	467,70 €	22
ETVCP315H	VICRYL PLUS 4/0 SH	36 pz.	425,19 €	22
ETVCP317H	VICRYL PLUS 2/0 SH	36 pz.	404,96 €	22
ETVCP318H	VICRYL PLUS 0/0 SH	36 pz.	404,96 €	22
ETVCP397H	VICRYL PLUS 4/0 FS-2	36 pz.	491,12 €	22
ETVCP398H	VICRYL PLUS 3/0 FS-2	36 pz.	467,70 €	22
ETVCP433H	VICRYL PLUS 5/0 RB-2	36 pz.	467,71 €	22
ETVCP434H	VICRYL PLUS 4/0 RB-2	36 pz.	467,71 €	22
ETVCP451H	VICRYL PLUS 4/0 FS-1	36 pz.	467,70 €	22
ETVCP452H	VICRYL PLUS 3/0 FS-1	36 pz.	445,44 €	22
ETVCP453H	VICRYL PLUS 2/0 FS-1	36 pz.	445,44 €	22
ETVCP461H	VICRYL PLUS 2/0 X-1	36 pz.	467,70 €	22
ETV272H	VICRYL 3/0 V-5	36 pz.	425,19 €	22
ETV998H	VICRYL 3/0 V-7	36 pz.	404,96 €	22
ETV385H	VICRYL 5/0 C-3	36 pz.	488,76 €	22
ETV396H	VICRYL 5/0 FS-2	36 pz.	409,26 €	22
ETV397H	VICRYL 4/0 FS-2	36 pz.	409,26 €	22
ETV398H	VICRYL 3/0 FS-2	36 pz.	389,76 €	22
ETJ460H	VICRYL 3/0 X-1	36 pz.	389,75 €	22
ETJ461H	VICRYL 2/0 X-1	36 pz.	389,75 €	22
ETV303H	VICRYL 5/0 RB-1	36 pz.	372,04 €	22
ETV304H	VICRYL 4/0 RB-1	36 pz.	372,04 €	22
ETV305H	VICRYL 3/0 RB-1	36 pz.	354,31 €	22
ETJ306H	VICRYL 2/0 RB-1	36 pz.	354,31 €	22
ETV310H	VICRYL 4/0 SH-1	36 pz.	372,04 €	22
ETV311H	VICRYL 3/0 SH-1	36 pz.	354,32 €	22
ETV315H	VICRYL 4/0 SH	36 pz.	354,31 €	22

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %
ETJ316H	VICRYL 3/0 SH	36 pz.	337,46 €	22
ETJ317H	VICRYL 2/0 SH	36 pz.	337,46 €	22
ETJ318H	VICRYL 0/0 SH	36 pz.	337,46 €	22
ETJ507G	VICRYL 4/0 PS-4	12 pz.	209,82 €	22
ETT4213H	MONOCRYL 5/0 RB-1	36 pz.	483,64 €	22
ETC459	MONOCRYL 2/0 X-1	36 pz.	506,68 €	22
ETT42130H	MONOCRYL 5/0 JRB-1 [VB]	36 pz.	532,02 €	22
<b>MEMBRANE E PRODOTTO ACCESSORIO</b> <b>Membrane Parodontali Assorbibili Preformate Sterili</b>				
ETVM302	VICRYL Periodontal Mesh Uso generalizzato - 30 x 20mm.	1 pz.	453,20 €	22
ETW31C	BONE WAX - Cera per ossa (conf. da 12 bustine)	1 pz.	235,65 €	22

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

## **IGIENE ORALE E SBIANCAMENTO**



## ■ COLLUTORIO DENTOSAN

con clorexidina 0,20%

Il collutorio Dentosan con clorexidina 0,20% assicura una completa igiene orale inibendo lo sviluppo dei batteri che formano la placca. Grazie alla sua elevata sostantività, la Clorexidina favorisce l'igienizzazione del cavo orale per un tempo prolungato, particolarmente importante in questo periodo, favorendo l'igiene della bocca (punto di ingresso di microrganismi patogeni all'interno del corpo).

### MODALITÀ D'USO

Effettuare 1 sciacquo per circa 60 secondi con 1 cucchiaino di prodotto non diluito (10 ml). Se ne consiglia l'uso non più di 2 volte al giorno, preferibilmente la mattina e la sera dopo i pasti per circa una settimana, salvo diverso consiglio del medico.

Si consiglia dopo l'utilizzo di Dentosan Collutorio Trattamento Intensivo di non assumere cibo o bevande per almeno 30 minuti.

### CONFEZIONAMENTO:

**COLLUTORIO DENTOSAN con clorexidina 0,20% - (Ref. REC11028170)**

n.1 tanica da 5L



## ■ GEL PARODONTALE DENTOSAN

Gel coadiuvante intensivo antiplacca con clorexidina digluconato 0,50%,

Gel coadiuvante intensivo antiplacca, con beccuccio dosatore per applicazioni localizzate.

Contiene clorexidina digluconato 0,50%, nota per la sua azione preventiva e disgregante della placca batterica.

La clorexidina è nota per la sua specifica azione preventiva e disgregante della placca batterica e la sua spiccata capacità di fissarsi a lungo sulle gengive e sullo smalto dei denti assicurando il controllo dell'accumulo di placca nel tempo.

### CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. di Dentosan Gel Parodontale 30ml

(Ref. REC11029300)



## ■ ALOVEX PROTEZIONI MANI

Igienizzante mani

Alovex Protezione mani deterge le mani igienizzandole in breve tempo grazie alla sua soluzione con alcool al 70%. Grazie ad Aloe vera e Pantenolo lascia le mani morbide ed idratate.

### Caratteristiche

- Alcool al 70% in linea con le indicazioni OMS per la detersione e l'igiene delle mani in assenza di acqua e sapone.
- ALOE VERA: L'Aloe (Aloe Barbadensis) gel, estratto Biologico certificato, ha considerevoli proprietà lenitive poichè idrata e protegge la pelle quando è secca e soggetta a detersione frequente.
- PANTENOLO: Il Pantenolo (Provitamina B5) grazie alla sua azione idratante, lenitiva ed emolliente protegge la pelle mantenendola morbida ed elastica. Previene la secchezza mantenendo equilibrato il film idrolipidico cutaneo. Ha un effetto calmante in caso di pelle arrossata o irritata.

### CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 500ml

(Ref. REC1101980)



## ■ Lampada Zoom Whitespeed Led Lampada Led per lo sbiancamento professionale

Lampada a Led per lo sbiancamento professionale che si contraddistingue non solo per la tecnologia ma anche per la massima mobilità e facilità di stoccaggio.

### Caratteristiche:

- Luce a led blu ad altissima intensità, con durata di 50.000 ore;
- Intensità della luce variabile grazie alla funzione "Intensity" che permette di aumentare o ridurre la potenza della luce emessa all'inizio ed addirittura durante lo svolgimento del trattamento;
- Manopole a scatto che permettono una regolazione controllata sia del braccio che della testata, entrambi totalmente snodabili;
- Impugnatura ergonomica;
- Ruote girevoli e provviste di bloccaggio direzionale.



### CONFEZIONAMENTO

n.1 Lampada Zoom Whitespeed a Led  
(Ref. ZME3000)

## ■ Zoom Chairside Whitening kit 6% Gel al perossido di idrogeno + DayWhite 6%

Indicato per lo sbiancamento dei denti naturali con trattamento ambulatoriale ed attivazione tramite lampada a luce LED. Il trattamento prevede anche l'utilizzo domiciliare diurno con specifico gel DayWhite in concentrazione al 6%. Il gel agisce immediatamente grazie alla reazione foto-Fenton di perossido e ferro.

### CONFEZIONAMENTO (kit per 2 pazienti) - (Ref. ZMZME2692)

n.1 conf. composta da:

- » n.4 Siringhe di gel Zoom 6% da 2,4 ml cad.
- » n.2 Siringhe da 2,4 ml cad Take Home gel Day White 6%
- » n.2 Retrattori labiali IsoPrep®
- » n.2 Whitening Accelerator PH Booster
- » n.2 fogli vinile
- » n.1 porta mascherina
- » n.2 Guide Light

» n.2 Tray monopaziente ciascuno contenente:

*Siringa Liquidam da 2.9g, Cannula di aspirazione chirurgica, Olio di vitamina E, Rulli di cotone, garze e materiale isolante, Pennellini vari*



## ■ Zoom Chairside Whitening kit 25% Gel al perossido di idrogeno

L'efficace e rapido effetto sbiancante del gel Zoom associato alla lampada è il risultato della reazione PHOTO-FENTON di perossido e ferro: il perossido reagisce con il ferro e produce radicali idrossili.

La reazione con l'energia emessa dalla lampada WHITESPEED rinnova il ferro ciclicamente continuando a produrre radicali idrossili e quindi migliorando i risultati dello sbiancamento.

Clinicamente provato per uno sbiancamento fino ad 8 tonalità in 45 minuti.

### CONFEZIONAMENTO (kit per 2 pazienti) - (Ref. ZMZME2667)

n.1 conf. composta da:

- » n.2 Siringhe di gel Zoom da 4.6 g cad.
- » n.2 Retrattori labiali IsoPrep®
- » n.2 Guide Light
- » n.2 Siringhe di Relie® ACP gel da 2.4 g
- » n.2 Tray monopaziente ciascuno contenente:

*Siringa Liquidam da 2.9g, Cannula di aspirazione chirurgica, Olio di vitamina E, Rulli di cotone, garze e materiale isolante, Pennellini vari*



## ■ Zoom Chairside Whitening kit 6% Gel al perossido di idrogeno + NiteWhite 16%

Indicato per lo sbiancamento dei denti naturali con trattamento ambulatoriale ed attivazione tramite lampada a luce LED. Il trattamento prevede anche l'utilizzo domiciliare diurno con specifico gel NiteWhite in concentrazione al 16%. Il gel agisce immediatamente grazie alla reazione foto-Fenton di perossido e ferro.

### CONFEZIONAMENTO (kit per 2 pazienti) - (Ref. ZMZME2691)

n.1 conf. composta da:

- » n.4 Siringhe di gel Zoom 6% da 2,4 ml cad.
- » n.2 Siringhe da 2,4 ml cad Take Home gel NiteWhite 16% perossido di idrogeno
- » n.2 Retrattori labiali IsoPrep®
- » n.2 Whitening Accelerator PH Booster
- » n.2 fogli vinile
- » n.1 porta mascherina
- » n.2 Guide Light

» n.2 Tray monopaziente ciascuno contenente:

*Siringa Liquidam da 2.9g, Cannula di aspirazione chirurgica, Olio di vitamina E, Rulli di cotone, garze e materiale isolante, Pennellini vari*



## ■ NiteWhite gel 16% / 10% con ACP Sbiancante notturno

I prodotti NiteWhite® ACP a base di perossido di carbamide 10% e 16%, si distinguono per contenere nitrato di potassio, fluoruro e fosfato di calcio amorfo (ACP). Permette di ottenere sia un sorriso decisamente brillante sia di riparare lo smalto, ridurre la sensibilità e prolungare l'effetto sbiancante nel tempo.

Il kit contiene tutto il necessario per effettuare il trattamento domiciliare completo (18 trattamenti diurni 15-30 minuti 2 volte al giorno) in modo semplice e sicuro

### CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. composta da:

- » n.6 Siringhe da 2.4 g con ACP
- » n.2 Fogli di Vinile
- » n.1 Porta Mascherina
- » n.1 Scala Colori
- » Istruzioni d'uso

**NiteWhite 10 % (Ref. ZM881073411290)**

**NiteWhite 16 % (Ref. ZM881073911290)**



## ■ DayWhite gel 6% con ACP Sbiancante domiciliare diurno

DayWhite® ACP a base di perossido di idrogeno 6% si distingue per contenere nitrato di potassio, fluoruro e fosfato di calcio amorfo (ACP).

Questa nuova formula brevettata permette di ottenere sia un sorriso decisamente brillante sia di riparare lo smalto, ridurre la sensibilità e prolungare l'effetto sbiancante nel tempo.

Il kit contiene tutto il necessario per effettuare il trattamento domiciliare completo (18 trattamenti diurni 15-30 minuti 2 volte al giorno) in modo semplice e sicuro

### CONFEZIONAMENTO - (Ref. ZM881073011290)

n.1 conf. composta da:

- » n.6 Siringhe da 2.4 g con ACP
- » n.2 Fogli di Vinile
- » n.1 Porta Mascherina
- » n.1 Scala Colori
- » Istruzioni d'uso





## ■ **PROTECTIVECLEAN 4300 TRIAL** Spazzolino elettrico

Lo spazzolino elettrico Protective Clean 4300 Trial è lo strumento migliore per testare la tecnologia sonora e le varie testine disponibili nella gamma Sonicare.

### **Migliora le condizioni delle gengive**

Le innumerevoli setole di alta qualità garantiscono uno spazzolamento ultra delicato in grado di rimuovere la placca lungo il bordo gengivale, per migliorare la salute delle gengive fino al 100% in più rispetto a uno spazzolino manuale. Inoltre la punta curva raggiunge anche i denti in fondo alla bocca.

### **Progettato su misura per il tuo paziente**

Abituarsi a qualcosa di nuovo può richiedere un po' di tempo. Ecco perché il programma Easy-Start offre ai pazienti la possibilità di un graduale, ma delicato, aumento della potenza di pulizia per i primi 14 usi del loro nuovo spazzolino.

### **Timer utili**

Il QuadPacer permette ai pazienti di sapere quando hanno dedicato il tempo giusto alla pulizia di ogni parte del cavo orale, mentre la funzione Smartimer indica loro quando sono trascorsi i due minuti consigliati per la pulizia.

### **Tecnologia innovativa**

La tecnologia sonora avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle setole rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana. Connette inoltre il manico dello spazzolino intelligente alle testine.

La versione Trial permette di testare n° 3 testine diverse - G3 Premium Gum Care, InterCare standard, W2C Optimal white mini.

Base di ricarica usb

Batteria al litio - Garanzia 2 anni

(Ref. SCHX6848/98)



## ■ **SERIE 2100** Spazzolino elettrico

La tecnologia sonora, combinata all'azione di pulizia, offre una rimozione delicata della placca 3 volte superiore a uno spazzolino manuale. Le potenti vibrazioni delle setole guidano le microbollicine in profondità tra i denti e lungo il bordo gengivale.

Le 31.000 movimenti al minuto dello spazzolino puliscono delicatamente i denti, dissolvono la placca e rimuovono per una pulizia quotidiana eccezionale.

### **Sicuro e delicato**

Lo spazzolino Sonicare offre una pulizia accurata senza essere aggressivo su denti e gengive. Le vibrazioni sonore, delicate ma potenti, assicurano una pulizia eccezionale e allo stesso tempo delicata su denti e gengive.

### **Progettato su misura per il tuo paziente**

Grazie al design compatto, leggero ed ergonomico, lo spazzolino è facile da impugnare e da utilizzare, in modo da ottenere una pulizia straordinaria senza sforzi.

### **Addio adattatore. Benevenuta USB.**

Gli adattatori di alimentazione possono sembrare piccoli, ma complessivamente le loro plastiche hanno un impatto enorme sull'ambiente. Passando al caricatore USB nei modelli Philips Sonicare serie 1000-4000, è possibile utilizzare fino a 189.210 kg di plastica in meno ogni anno.

### **Tecnologia innovativa**

Le potenti vibrazioni delle setole guidano le microbollicine in profondità tra i denti e lungo il bordo gengivale, per un'esperienza rinfrescante. In soli 2 minuti otterrai l'equivalente di due mesi di spazzolamento manuale. \*\* 31.000 movimenti al minuto dello spazzolino puliscono delicatamente i denti, dissolvono la placca e la rimuovono per una pulizia quotidiana eccezionale.

Batteria al litio a lunga durata (14 giorni) e adattatore di alimentazione usb.

Garanzia 2 anni.

(Ref. SCHX3651/13) WHITE, (Ref. SCHX3651/11) SUGAR ROSE, (Ref. SCHX3651/12) LIGHT BLUE



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
REC11029300	GEL PARODONTALE DENTOSAN	1 pz.	7,64 €	22	7,20 €
REC1101980	ALOVEX PROTEZIONE MANI 500ml	1 pz.	8,92 €	8	8,30 €
RECREC11028170	COLLUTORIO DENTOSAN TANICA 5lt	1 pz.	40,51 €	22	37,50 €



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
KIT PER SBIANCAMENTO PROFESSIONALE					
ZME3000	Lampada Whitespeed a LED per sbiancamento alla poltrona	1 pz.	3.302,90 €	22	2.939,00 €
ZMZME2667	Zoom Chairside Whitening Kit in gel al 25% per lampade Zoom 4 Arcate <ul style="list-style-type: none"> <li>• n.2 Siringhe di gel Zoom da 4,6 g. cad. (Perossido di idrogeno 25%)</li> <li>• n.2 Retrattori labiali IsoPrep®</li> <li>• n.2 Guide Light</li> <li>• n.2 Siringhe di desensibilizzante Relief ACP gel da 2,4 g. cad.</li> <li>• n.2 Tray Monopaziente (diga liquida, cannula di aspirazione chirurgica, olio di vitamina E, rulli di cotone, garze e materiale isolante)</li> <li>• Istruzioni d'uso figurative</li> </ul>	1 pz.	267,00 €	22	242,00 €
ZMZME2692	Zoom Chairside Whitening Kit in gel al 6% per lampade Zoom 4 Arcate <p>Non necessita di refrigerazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• n.4 Siringhe di gel Zoom da 2,4 ml. cad. (Perossido di idrogeno 6%)</li> <li>• n.2 Retrattori labiali IsoPrep®</li> <li>• n.2 Siringhe Take Home DayWhite 6% da 2,4 ml.</li> <li>• n.2 Whitening Accelerator PH Booster</li> <li>• n.2 Fogli di Vinile</li> <li>• n.1 Portamascherine</li> <li>• n.2 Guide Light</li> <li>• n.2 Tray Monopaziente (diga liquida, cannula di aspirazione chirurgica, olio di vitamina E, rulli di cotone, garze e materiale isolante, istruzioni d'uso figurative)</li> </ul>	1 pz.	267,00 €	22	242,00 €
ZMZME2691	Zoom Chairside Whitening Kit in gel al 6% per lampade Zoom 4 Arcate <p>Non necessita di refrigerazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• n.4 Siringhe di gel Zoom da 2,4 ml. cad. (Perossido di idrogeno 6%)</li> <li>• n.2 Retrattori labiali IsoPrep®</li> <li>• n.2 Siringhe Take Home NiteWhite 16% da 2,4 ml.</li> <li>• n.2 Whitening Accelerator PH Booster</li> <li>• n.2 Fogli di Vinile</li> <li>• n.1 Portamascherine</li> <li>• n.2 Guide Light</li> <li>• n.2 Tray Monopaziente (diga liquida, cannula di aspirazione chirurgica, olio di vitamina E, rulli di cotone, garze e materiale isolante, istruzioni d'uso figurative)</li> </ul>	1 pz.	267,00 €	22	242,00 €
ACCESSORI PER SBIANCAMENTO PROFESSIONALE					
ZME2010	Occhiali protettivi	1 pz.	27,86 €	22	25,90 €
ZME2673	Retratore Universal per labbra e lingua Misura: medium, large - Colore blu	box da 3	46,00 €	22	24,90 €
ZME2674	Retratore Small per labbra e lingua Misura: small, medium - Colore grigio	box da 3	46,00 €	22	24,90 €
ZM15-1638	Fogli termoplastici per mascherine	box da 6	46,00 €	22	25,90 €
ZM15-1627	Portamascherine	1 pz.	6,90 €	22	6,50 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
KIT PER SBIANCAMENTO DOMICILIARE - CON FLUORO					
ZM881073411290*	NiteWhite Excel 3 ACP con perossido di carbammide in gel al 10% Per sbiancamento domiciliare notturno con nuova formula: minore sensibilità e gusto fresco alla menta n.6 siringhe da 2,4 g. cad. complete di n.6 puntali miscelatori ** - 18 arcate	1 pz.	81,73 €	22	73,40 €
ZM881073911290*	NiteWhite Excel 3 ACP con perossido di carbammide in gel al 16% Per sbiancamento domiciliare notturno con nuova formula: minore sensibilità e gusto fresco alla menta n.6 siringhe da 2,4 g. cad. complete di n.6 puntali miscelatori ** - 18 arcate	1 pz.	81,73 €	22	73,40 €
ZM881073011290*	DayWhite Excel 3 ACP con perossido di idrogeno in gel al 6% Per sbiancamento domiciliare diurno con nuova formula: minore sensibilità e gusto fresco alla menta n.6 siringhe automiscelanti da 2,4 g. cad. complete di n.6 puntali miscelatori ** - 18 arcate	1 pz.	81,73 €	22	73,40 €
* Prodotti conformi alla normativa EU ** Ogni confezione contiene: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pochette</li> <li>• n.2 fogli in vinile</li> <li>• Porta-mascherina</li> <li>• Scala colori</li> <li>• Istruzioni d'uso</li> </ul>					



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
SCHX6848/98	PROTECTIVE CLEAN 4300 TRIAL Modalità BrushSync per una sempre corretta modalità ed intensità di utilizzo che segnala quando sostituire la testina Sensore di pressione che avvisa quando viene esercitata una pressione eccessiva Testina W2c Optimal White mini + n. 1 Testina G3 Premium Gum Care + n. 1 Testina InterCare standard Base di ricarica usb Batteria al litio - Garanzia 2 anni	1 pz.	64,99 €	22	64,99 €
SCHX6483/52	PROTECTIVE CLEAN 4700 DISPENSE Modalità Clean e Gum Care, per una pulizia extra a potenza ridotta per poter massaggiare delicatamente le gengive Programma Easy start per un graduale ma delicato aumento della potenza di pulizia per i primi 14 usi del nuovo spazzolino Modalità BrushSync per una sempre corretta modalità ed intensità di utilizzo che segnala quando sostituire la testina Testina C3 Premium Plaque Defence + n. 1 testina G3 Premium Gum Care + n. 1 testina W2c Optimal White mini Base di ricarica usb Batteria al litio - Garanzia 2 anni	1 pz.	142,99 €	22	142,99 €
SCHX6807/24	PROTECTIVE CLEAN 4300 Modalità BrushSync per una sempre corretta modalità ed intensità di utilizzo che segnala quando sostituire la testina Sensore di pressione che avvisa quando viene esercitata una pressione eccessiva Testina W2c Optimal White Base di ricarica usb Batteria al litio - Garanzia 2 anni	1 pz.	94,75 €	22	94,75 €
SCHX6352/42	SONICARE FOR KIDS - PINK	1 pz.	94,75 €	22	94,75 €
SCHX6322/04	SONICARE FOR KIDS - BLUE App interattiva che guida i bambini a scoprire come lavarsi i denti 8 divertenti adesivi per personalizzare lo spazzolino 1 Testina Sonicare for kids standard + 1 Testina Sonicare for Kids mini Base di ricarica usb Batteria al litio	1 pz.	73,50 €	22	73,50 €
SCHX3651/11	SERIE 2100 - SUGAR ROSE	1 pz.	42,43 €	22	42,43 €
SCHX3651/12	SERIE 2100 - LIGHT BLUE	1 pz.	42,43 €	22	42,43 €
SCHX3651/13	SERIE 2100 - WHITE Modalità Clean per un'eccezionale pulizia quotidiana Funzione SmartTimer e QuadPacer ti guidano nello spazzolare i denti per il tempo consigliato Base di ricarica usb Batteria al litio - Garanzia 2 anni	1 pz.	42,43 €	22	42,43 €
SCHX9911/94	DIAMOND CLEAN 9000 ROSEGOLD	1 pz.	267,14 €	22	267,14 €
SCHX9911/09	DIAMOND CLEAN 9000 BLACK	1 pz.	267,14 €	22	267,14 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
SCHX9911/27	DIAMOND CLEAN 9000 WHITE 4 modalità di pulizia - 3 intensità Modalità BrushSync per una sempre corretta modalità ed intensità di utilizzo che segnala quando sostituire la testina Programma Easy start per un graduale ma delicato aumento della potenza di pulizia per i primi 14 usi del nuovo spazzolino Testina C3 Premium Plaque Defence inclusa Sensore di pressione integrato Base di ricarica usb con custodia Batteria al litio - Garanzia 2 anni	1 pz.	267,14 €	22	267,14 €
SCHX3826/31	CORDLESS POWERFLOSSER - Bianco	1 pz.	119,97 €	22	119,97 €
SCHX3826/33	CORDLESS POWERFLOSSER - Nero Tecnologia Quad Stream per una pulizia interdentale più rapida ed efficace. I delicati impulsi d'acqua ti guidano da un dente all'altro nella Modalità pulizia profonda per una pulizia accurata ogni volta. 2 modalità di pulizia interdentale, 3 intensità. Ricarica universale rapida con cavo USB-C. Serbatoio da 250 ml semplice da riempire	1 pz.	119,97 €	22	119,97 €
SCHX6052/07	TESTINE SENSITIVE La testina Philips Sonicare S Sensitive è perfetta per la pulizia di denti e gengive sensibili e doloranti. Pulizia efficace e delicata sulle gengive	2pz	19,99 €	22	19,99 €
SCHX6042/33	TESTINE FORKIDS 3+	2pz	19,35 €	22	19,35 €
SCHX6042/33	TESTINE FORKIDS 7+	2pz	16,87 €	22	16,87 €
SCHX6062/10	TESTINE OPTIMAL WHITE	2pz	23,52 €	22	23,52 €
SCHX9042/42	TESTINE PREMIUM C3 PLAQUE DEFENSE	2pz	36,00 €	22	36,00 €
SCHX9052/17	TESTINE G3 PREMIUM GUM CARE	2pz	36,00 €	22	36,00 €
SCHX9062/17	TESTINE W3 PREMIUM WHITE	2pz	29,97 €	22	29,97 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025



**PHARMA**



## ■ Pject® Aghi per anestesia

Aghi per uso dentale con cono filettato standard europeo per siringhe tubofiala, sterilizzati a raggi gamma, siliconati, monouso. Il punto di saldatura che unisce il cappuccio al protettore garantisce il mantenimento della sterilità dell'ago.

- Punta a triplice affilatura trattata per un effetto anticooring
- Indicazione sul cono dell'orientamento della punta
- Con protettore e cappuccio posteriore a tenuta

### Formati disponibili

27G x 36mm - (Ref. SPV17180C) - Con protettore grigio  
 30G x 12mm - (Ref. SPV17181) - Colore giallo  
 30G x 21mm - (Ref. SPV17182C) - Con protettore arancione  
 30G x 25mm - (Ref. SPV17183C) - Con protettore blu  
 30G x 16mm - (Ref. SPV17184) - Colore giallo

### CONFEZIONAMENTO

Conf. da 100 aghi monouso



## ■ Sodio Cloruro 0,9% Salf Prodotto medicale per iniezione con A.I.C.

Sacche di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0.9%).

### INFORMAZIONI CLINICHE

Allestimento di preparazioni iniettabili.

### POSOLOGIA E MODO DI SOMMINISTRAZIONE

Utilizzare per soluzioni, diluizioni o sospensioni estemporanee di medicinali iniettabili o di altre preparazioni sterili. Scegliere il volume da impiegare in base alle esigenze di diluizione della preparazione iniettabile.

Per informazioni complete sul prodotto scarica l'RCP nella sezione download del sito.

### CONFEZIONAMENTO

250 ml - n.20 sacche 250ml - (Ref. PHF250SD)  
 500 ml - n.15 sacche 500ml - (Ref. PHF500SD)  
 1000 ml - n.10 sacche 1000ml - (Ref. PHF1000SD)



## ■ Pericid Essential soluzione liquida 1,5ml pronta all'uso

Pericid Essential rappresenta un'evoluzione del precedente prodotto Pericid Impl - sempre della linea Simit Pharma - e presenta molteplici vantaggi e benefici. E' indicato per il trattamento delle tasche parodontali, prevenzione e trattamento della parodontite al fine di arrestarne la progressione, lesioni post estrattive e protezione di ferite e siti chirurgici.

La presenza di oli essenziali, a rilascio prolungato, lo rende ideale per applicazioni topiche, attivo contro batteri GRAM<sup>+</sup> e GRAM<sup>-</sup> aerobi e anaerobi.

### CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. contiene:  
 n.1 Flacone Liquido: 1,5 ml  
 n.1 Siringa sterile  
 n.1 Ago erogatore a punta smussa

(Ref. PHFITD021ID1)



## ■ Siringa per anestesia acciaio Inox

Le siringhe Medesy vengono prodotte utilizzando acciaio austenitico AISI 303 e 304 inossidabile perché molto resistenti alla corrosione e ossidazione provocata dai disinfettanti.

Dotata di un innovativo arpione elicoidale, ideato per agevolare l'aggancio ed il rilascio del gommino carpule: si aggancia avvitando in senso orario, mentre si rilascia avvitando in senso antiorario. Brevettato

### CONFEZIONAMENTO

n.1 Siringa per anestesia in acciaio Inox - (Ref. MD4953/1)



## ■ Siringa per anestesia Cook Waite

Questa siringa per anestesia è di tipo Cook Waite, totalmente in acciaio austenitico AISI 303 e 304 che la rendono molto resistente alla corrosione e ossidazione provocata dai disinfettanti.

Dispone di un arpione a freccia e una modalità di inserimento della carpule di tipo Revolver.

### CONFEZIONAMENTO

n.1 Siringa per anestesia Cook Waite - (Ref. MD4958/1)



## Orabloc® Needlestick Safety System

Il rivoluzionario sistema Pierrel di protezione che consente di evitare punture accidentali al personale sanitario con aghi potenzialmente infetti. Il re-incappucciamento dell'ago dopo l'uso è la causa più frequente di punture accidentali, le cui conseguenze comportano indagini cliniche per gli operatori sanitari, fino alla quarantena.

Sistema di sicurezza adatto a tutti i tipi di ago per uso medicale ed utilizzabile in tutti i settori sanitari: Odontoiatria, Veterinaria, Pediatria, Ospedale, Chirurgia ambulatoriale, Chirurgia cosmetica, Cure domiciliari.

### VANTAGGI

- Semplice da usare
- Sicuro ed economico
- Fino a 100 iniezioni protette
- Idoneo per ogni tipo di ago

### CONFEZIONAMENTO - (Ref. PI20201212)

n.1 conf da 100 pz.



## Articaina con adrenalina Pierrel 40 mg/ml + 10 microgrammi/ml soluzione iniettabile

- Anestesia in 1-3 minuti circa.
- Durata dell'anestesia pulpale di 1 ora circa (45-75 min)
- Soluzione iniettabile indicata per interventi complessi che richiedono ad esempio omeostasi pronunciata.
- Tubofiale sigillate individualmente nel blister per massima protezione del vetro e per garantire l'integrità della confezione fino all'utilizzo.
- Stabile 24 mesi a temperatura ambiente.
- Processo di produzione in asepsi.
- Gli anestetici Pierrel sono prodotti in Italia ed esportati in tutto il mondo.

### Ogni ml di soluzione contiene:

- Articaina cloridrato – 40,00 mg
- Adrenalina tartrato – 18,20 mg equivalenti a 10 mg di adrenalina

Per informazioni complete sul prodotto  
richiedici l'RCP.

### CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 100 tubofiale  
(Ref. PI32200010)



## Articaina con adrenalina Pierrel 40 mg/ml + 5 microgrammi/ml soluzione iniettabile

- Anestesia in 1-3 minuti circa.
- Durata dell'anestesia pulpale di 1 ora circa (45-75 min)
- Soluzione iniettabile indicata per interventi complessi che richiedono ad esempio omeostasi pronunciata.
- Tubofiale sigillate individualmente nel blister per massima protezione del vetro e per garantire l'integrità della confezione fino all'utilizzo.
- Stabile 24 mesi a temperatura ambiente.
- Processo di produzione in asepsi.
- Gli anestetici Pierrel sono prodotti in Italia ed esportati in tutto il mondo.

### Ogni ml di soluzione contiene:

- Articaina cloridrato – 40,00 mg
- Adrenalina tartrato – 9,10 mg equivalenti a 5 mg di adrenalina

Per informazioni complete sul prodotto  
richiedici l'RCP.

### CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 100 tubofiale  
(Ref. PI32200020)



## Mepivacaina Pierrel Mepivacaina 30 mg/ml soluzione iniettabile

- Anestesia rapida (2-3 minuti).
- Anestesia prolungata nel tempo (130-160 minuti).
- La Mepivacaina non possiede proprietà vasodilatatrici e ciò ne permette l'uso anche senza vasocostrittore nei casi in cui questo è controindicato.
- Utile nel trattamento di quei soggetti nei quali è controindicato il vasocostrittore: gravi ipertesi, coronaropatici, diabetici.
- Periodo di validità: 3 anni.
- Processo di produzione in asepsi.
- Gli anestetici Pierrel sono prodotti in Italia ed esportati in tutto il mondo.

### Ogni ml di soluzione contiene:

- Mepivacaina 30 mg/ml soluzione iniettabile

Per informazioni complete sul prodotto  
richiedici l'RCP.

### CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 100 tubofiale  
(Ref. PI32200040)



## Mepivacaina con adrenalina Pierrel 20 mg/ml con adrenalina 1:100.000 soluzione iniettabile

- Anestesia rapida (2-3 minuti).
- Anestesia prolungata nel tempo (130-160 minuti).
- La Mepivacaina non possiede proprietà vasodilatatrici e ciò ne permette l'uso anche senza vasocostrittore nei casi in cui questo è controindicato.
- Particolarmente indicata nei casi in cui si desideri ischemia assoluta nella regione anestetizzata per un periodo prolungato.
- Periodo di validità: 3 anni.
- Processo di produzione in asepsi.
- Gli anestetici Pierrel sono prodotti in Italia ed esportati in tutto il mondo.

### Ogni ml di soluzione contiene:

- Mepivacaina HCl 20,00 mg
- Adrenalina bitartrato 18,20 mcg equivalenti a mcg 10 di adrenalina

Per informazioni complete sul prodotto  
richiedici l'RCP.

### CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 100 tubofiale  
(Ref. PI32200030)



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
PI32200010	ARTICAINA 40 mg/ml + Adr. 1:100.000 - (Conf. 100 tubofiale da 1,8ml)	1 pz.	61,48 €	10	58,50 €
PI32200020	ARTICAINA 40 mg/ml + Adr. 1:200.000 - (Conf. 100 tubofiale da 1,8ml)	1 pz.	61,48 €	10	58,50 €
PI32200030	MEPIVACAINA 20 mg/ml + Adr. 1:100.000 - (Conf. 100 tubofiale da 1,8ml)	1 pz.	61,48 €	10	58,50 €
PI32200040	MEPIVACAINA 30 mg/ml senza vasocostrittore - (Conf. 100 tubofiale da 1,8ml)	1 pz.	61,48 €	10	58,50 €
PI20201212	ORABLOC dispositivo di protezione aghi -(Conf. 100 pz.)	1 pz.	33,69 €	22	31,50 €



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
ITS021ID1	PERIOCID ESSENTIAL - Soluzione filmogena a base di olii essenziali indicata per il trattamento delle tasche paradontali Contenuto della confezione: « n.1 Flacone Liquido: 1,5 ml di soluzione liquida « n.1 Siringa sterile « n. 1 Ago erogatore a punta smussa	1 pz.	78,00 €	22	75,00 €
ITD0000184I	N5 G CLOR - Sodio ipoclorito al 5% in cloro attivo Contenuto della confezione: n.1 Flacone da 250 ml	1 pz.	16,88 €	22	14,50 €
SPV17180C	PJECT - Ago dentale per anestesia - Formato 27Gx36 Conf. da 100 pz - con protettore colorato Giallo	1 pz.	10,48 €	22	10,48 €
SPV17181	PJECT - Ago dentale per anestesia - Formato 30Gx12 Conf. da 100 pz	1 pz.	10,48 €	22	10,48 €
SPV17182C	PJECT - Ago dentale per anestesia - Formato 30Gx21 Conf. da 100 pz - con protettore colorato Arancione	1 pz.	10,48 €	22	10,48 €
SPV17183C	PJECT - Ago dentale per anestesia - Formato 30Gx25 Conf. da 100 pz - con protettore colorato Blue	1 pz.	10,48 €	22	10,48 €
SPV17184	PJECT - Ago dentale per anestesia - Formato 30Gx16 Conf. da 100 pz	1 pz.	10,48 €	22	10,48 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
SALF: SOLUZIONE FISIOLÓGICA IN SACCHE CON A.I.C.					
PHF250SD	SODIO CLORURO 0,9% - 250 ML Conf. 20 Sacche SALF	1 pz.	104,15 €	10	<b>82,00 €</b>
PHF500SD	SODIO CLORURO 0,9% - 500 ML Conf. 15 Sacche SALF	1 pz.	128,59 €	10	<b>108,00 €</b>
PHF1000SD	SODIO CLORURO 0,9% - 1000 ML Conf. 10 Sacche SALF	1 pz.	123,19 €	10	<b>96,00 €</b>

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
MD4953/1	SIRINGA MEDESYS INOX ml 1,8 EU con arpione elicoidale ed inserimento con avvitamento	1	81,08 €	22	64,90 €
MD4958/1	SIRINGA COOK-WAITE ml 1,8 EU con arpione a freccia ed inserimento di tipo Revolver	1	77,55 €	22	62,00 €

# DISINFEZIONE



## ■ PULI-JET PLUS 2.0

### Disinfettante concentrato per aspiratori

Detergente disinfettante per aspiratori dentali con azione anti-calcare.

#### Efficace nei confronti di:

##### Batteri

- staphylococcus aureus,
- pseudomonas aeruginosa,
- enterococcus hirae;

##### Funghi

candida albicans, aspergillus niger.

#### Modalità D'impiego:

Disciogliere allo 0,8% in Acqua Calda (40-50°C) ed aspirare dall'impianto (Attraverso Pulse-Cleaner) dopo aver accuratamente mescolato la soluzione

#### CONFEZIONAMENTO

n.4 taniche da 1l

(Ref. CT060922)



## ■ PULI-JET CLASSIC

### Detergente sanitizzante per aspiratori

Disinfettante sanificante per la pulizia degli aspiratori ed impianti centralizzati di aspirazione.

Concentrato non schiumogeno per pulire, disinfettare, deodorare tutti gli aspiratori dentali indicato dopo gli interventi chirurgici di lunga durata.

#### Spettro d'azione:

Detergente antiodore, sanificante e antibatterico (lasciare agire una notte o almeno 1 ora)

#### CONFEZIONAMENTO

n.4 taniche da 5l

(Ref. CT040715)



## ■ ANTISCHIUMOGENO

### Antischiuma disinfettante per aspiratori dentali

Tavolette antischiuma disinfettanti per aspiratori dentali ed impianti centralizzati di aspirazione (conf. da 10 astucci da 50 tavolette).

Antischiuma, disinfettante (battericida e candidicida)

#### Spettro d'azione:

Il prodotto è un ottimo Battericida e Candidicida. L'azione disinfettante è assicurata da una quantità di Ortho-Phthalaldehyde provata contro Staphylococcus Aureus, Pseudomonas Aeruginosa, Enterococcus Hirae e Candida Albicans.



#### CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 50 tavolette

(Ref. CT040826S)

## ■ ANTISCHIUMOGENO

### Antischiuma sanitizzante per aspiratori dentali

Tavolette antischiuma sanitizzanti per aspiratori dentali ed impianti centralizzati di aspirazione (conf. da 10 astucci da 50 tavolette).

Per evitare la schiuma, causa di improvvisi arresti dell'aspirazione.

#### Spettro d'azione:

Azione continuativa antischiuma. Sanificante antibatterico.

#### CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 50 tavolette

(Ref. CT040786S)



## ■ AC NET

### Detergente per autoclavi

Detergente pronto all'uso per la pulizia interna di autoclavi medicali

#### Area d'intervento:

camera autoclavi medicali in acciaio Inox

#### Quando usarlo:

ogni volta che è necessario pulire l'autoclave

#### Come usarlo:

spruzzare sulle parti da trattare, strofinare con il panno in microfibra in dotazione, sciacquare con acqua ed asciugare.

#### CONFEZIONAMENTO

1 flacone da 500ml completo di nebulizzatore + 1 panno in microfibra

(Ref. CT040807-SNG)



## CIDEX OPA

Soluzione disinfettante a base di ortoftalaldeide allo 0,55% pronta all'uso, attiva in 5 minuti contro virus, funghi, batteri e micobatteri. Indicata per la disinfezione dello strumentario chirurgico.

### Presenta:

- odore poco accentuato
- eccellente compatibilità con i materiali
- validità in uso fino a 14 giorni.

### Caratteristiche:

- Efficacia comprovata
- Compatibilità con lo strumentario odontoiatrico
- Sicurezza per l'operatore
- Velocità di azione
- Praticità d'uso - non richiede attivazione
- Inodore
- La soluzione aperta e non utilizzata può essere conservata fino a 75 giorni

**Durata d'uso:** fino a 14 giorni

### CONFEZIONAMENTO

n.4 Flaconi da 3,78l  
(Ref. ETCX20391)



## CIDEZYME

Detergente enzimatico utilizzato per la rimozione rapida di tutti i residui organici da strumenti medico chirurgici, compresi strumenti a fibre ottiche, prima di procedere alla disinfezione/sterilizzazione.

### Modalità d'uso:

Diluire in acqua Cidezyme, in accordo con le istruzioni riportate sui fogli illustrativi (8ml/ltr).

Usare acqua a temperatura ambiente, mescolare, immergere lo strumento per 1 min, risciacquare.

### Caratteristiche:

- Dispositivo medico di Classe I
- Conservare a temperatura tra i 15°-30°C

### Confezionamento

n.12 flaconi da 1 litro  
(Ref. ET2258/N)



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
CANNULE IN PLASTICA STERILIZZABILI IN AUTOCLAVE A 135°					
CT040230	Cannula Chirurgica n° 9	3 pz.	11,65 €	22	9,00 €
CT040240	Cannula Chirurgica n° 10	3 pz.	11,65 €	22	9,00 €
CT040250	Intercettatore di spruzzo per A.L. n° 17	3 pz.	11,65 €	22	9,00 €
CT040255	Intercettaore di spruzzo n°20	3 pz.	13,14 €	22	10,00 €
CT040257	Cannula Chirurgica n° 21	3 pz.	13,14 €	22	10,00 €
CT040260	Intercettatore di spruzzo n° 11	3 pz.	11,65 €	22	9,00 €
ACCESSORI					
CT040502	Imbuto sputacchiera Ø 11	1 pz.	6,31 €	22	4,90 €
CT040515	Raccordo aspirasaliva Ø 11	1 pz.	5,43 €	22	4,50 €
CT040520	Adattatore cannule Ø 11 sul terminale Ø 16	1 pz.	1,19 €	22	1,00 €
SCOVOLINO PER CANNULE					
CT040810	Piccole	1 pz.	3,33 €	22	2,90 €
CT040820	Grandi	1 pz.	3,33 €	22	2,90 €
VASO ASPI-JET 6					
CT203805	Vaso Aspi JET6	1 pz.	77,89 €	22	59,00 €
TERMINALI					
CT040591	Ø 11 Bianco - in esaurimento	1 pz.	10,76 €	22	8,50 €
CT040570	Ø 11 Nero - in esaurimento	1 pz.	10,76 €	22	8,50 €
CT040592	Ø 16 Bianco - in esaurimento	1 pz.	10,76 €	22	8,50 €
CT040540	Ø 16 Grigio - in esaurimento	1 pz.	10,76 €	22	8,50 €
TERMINALI ASSEMBLATI TIPO A					
CT040607	"A" Ø 11 Bianco - in esaurimento	1 pz.	13,52 €	22	10,50 €
CT040601	"A" Ø 11 Grigio	1 pz.	14,60 €	22	11,50 €
CT040604	"A" Ø 11 Nero - in esaurimento	1 pz.	13,52 €	22	10,50 €
CT040611	"A" Ø 16 Grigio	1 pz.	14,60 €	22	11,50 €
CT040614	"A" Ø 16 Nero - in esaurimento	1 pz.	13,52 €	22	10,50 €
TERMINALI ASSEMBLATI TIPO B					
CT040637	"B" Ø 11 Bianco	1 pz.	19,03 €	22	14,90 €
CT040631	"B" Ø 11 Grigio	1 pz.	19,03 €	22	14,90 €
CT040647	"B" Ø 16 Bianco	1 pz.	19,03 €	22	14,90 €
CT040641	"B" Ø 16 Grigio	1 pz.	19,03 €	22	14,90 €

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
CT040644	"B" Ø 16 Nero - (ex codice CT040560)	1 pz.	19,03 €	22	14,90 €
FILTRI					
CT045060	Filtro aria in conf. da 50 filtri	1 pz.	109,45 €	22	83,90 €
CT041070	Filtro acqua per Maxi-Canister	1 pz.	2,15 €	22	1,70 €
CT041055	Filtro acqua per tavoletta manuale	1 pz.	9,50 €	22	7,50 €
CT240317	Filtro Inox in rete per pompe PAL (sostituisce codice CT041090)	1 pz.	20,02 €	22	15,90 €
CT201515	Filtro tavoletta pneumatica	1 pz.	12,52 €	22	9,50 €
CT201511	Filtro Collet. Tav. Meccanica	1 pz.	14,59 €	22	11,50 €
TUBI					
TUBO IN SILICONE VHR					
CT040901	Ø 11 Bianco	25 mt.	496,77 €	22	382,10 €
CT040904	Ø 11 Grigio	25 mt.	496,77 €	22	382,10 €
CT040871	Ø 17,5 Bianco	25 mt.	496,77 €	22	382,10 €
CT040869	Ø 17,5 Grigio	25 mt.	496,77 €	22	382,10 €
TUBO SPIRALE PIATTA					
CT040890	Ø 11 Grigio	25 mt.	239,14 €	22	184,00 €
CT040880	Ø 11 Nero	25 mt.	239,14 €	22	184,00 €
CT040920	Ø 15 Grigio	25 mt.	239,14 €	22	184,00 €
CT040910	Ø 15 Nero	25 mt.	239,14 €	22	184,00 €
CT040860	Ø 17,5 Grigio	25 mt.	239,14 €	22	184,00 €
CT040850	Ø 17,5 Nero	25 mt.	239,14 €	22	184,00 €
CT040950	Ø 20 Grigio	25 mt.	239,14 €	22	184,00 €
CT040990	Ø 20 Grigio	25 mt.	239,14 €	22	184,00 €
TUBO SALIVARE IN SILICONE VHR 100					
CT040907	Ø 11 Grigio - articolo a richiesta	25 mt.	719,50 €	22	590,20 €
CT040881	Ø 17,5 Grigio - articolo a richiesta	25 mt.	719,50 €	22	590,20 €
TUBI PRETAGLIATI COMPLETI DI ATTACCHI ORIENTABILI PREASSEMBLATI (1,40 m.)					
TUBO IN SILICONE VHR					
CT041322	Ø 11 Bianco	1 pz.	45,67 €	22	35,20 €
CT041342	Ø 11 Grigio	1 pz.	45,67 €	22	35,20 €
CT041325	Ø 17,5 Bianco	1 pz.	45,67 €	22	35,20 €
CT041345	Ø 17,5 Grigio	1 pz.	45,67 €	22	35,20 €



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
<b>TUBO SPIRALE PIATTA</b>					
CT041341	Ø 11 Grigio	1 pz.	31,48 €	22	24,50 €
CT041301	Ø 11 Nero	1 pz.	31,48 €	22	24,50 €
CT041344	Ø 17,5 Grigio	1 pz.	31,48 €	22	24,50 €
CT041304	Ø 17,5 Nero	1 pz.	31,48 €	22	24,50 €
<b>TUBO SALIVARE IN SILICONE VHR 100</b>					
CT041349	Ø 11 Grigio - articolo a richiesta	1 pz.	56,30 €	22	42,85 €
CT041351	Ø 17,5 Grigio - articolo a richiesta	1 pz.	56,30 €	22	42,85 €
<b>Linguette per terminale "B"</b>					
CT205368	Ø 11	50 pz.	84,07 €	22	64,80 €
CT205369	LINGUETTE X TERMINALI B DIAM16 50PZ	50 pz.	84,07 €	22	64,80 €
<b>PRODOTTI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ASPIRATORE</b>					
CT040720	PULSE CLEANER Contenitore per la detersione e igienizzazione dell'impianto di aspirazione	1 pz.	75,26 €	22	58,00 €
CT270170	CILLIT POLIFOSFATI Evita la formazione di incrostazioni calcaree per PAL 22 V.E. - PAL 50 V.E.	12bust.	46,95 €	22	35,70 €
CT040725	ANTISCHIUMA tanica da 5 kg	1pz.	69,64 €	22	53,00 €
<b>LINEA MAGNOLIA Detergenti/Disinfettanti/Lubrificanti PER L'IMPIANTO DI ASPIRAZIONE CHIRURGICO</b>					
CT040715	PULI - JET CLASSIC	4x5 lt.	207,55 €	22	158,90 €
CT060922	PULI - JET PLUS VERSIONE 2.0 - Concentrato detergente e disinfettante per la manutenzione giornaliera dell'aspiratore dentale con azione anticalcare	4x1 lt.	277,40 €	22	211,90 €
CT040826S	ANTISCHIUMOGENO DISINFETTANTE - 50 Tavolette antischiuma e disinfettanti per l'impianto di aspirazione dentale	1 pz.	55,19 €	22	42,50 €
CT040786S	ANTISCHIUMOGENO SANITIZZANTE - 50 Tavolette antischiuma e sanitizzanti per l'impianto di aspirazione dentale	1 pz.	55,19 €	22	42,40 €
CT040807-SNG	AC NET - Detergente per pulizia autoclavi	1 pz.	20,25 €	22	15,90 €
CT040837	DOSATORE PULIJET CLASSIC	1 pz.	a richiesta	22	a richiesta

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
ETCX20391	CIDEX - OPA Soluzione di ortoftalaldeide allo 0,55% pronto all'uso attivo in 5 minuti (4 taniche da 3,78 litri)	1 pz.	425,48 €	22	404,00 €
ET2258/N	CIDEZYME Detergente enzimatico (12 flaconi da 1 litro)	1 pz.	583,68 €	22	572,00 €

# DECONTAMINAZIONE E STERILIZZAZIONE



## ELMAMED 30

### Vasca ad ultrasuoni



Elmasonic Med 30 (3 litri). Kit completo di coperchio e cestello inox. Dispositivo di pulizia ad ultrasuoni conforme all'attuale regolamento MDR.

#### CONFEZIONAMENTI

n.1 ElmaMed 30 completo coperchio e cestello inox.

(Ref. ELMAMED30KIT)



## ELMAMED 60

### Vasca ad ultrasuoni



Elmasonic Med 60 (6 litri). Kit completo di coperchio e cestello inox. Dispositivo di pulizia ad ultrasuoni conforme all'attuale regolamento MDR.

#### CONFEZIONAMENTI

n.1 ElmaMed 60 completo coperchio e cestello inox.

(Ref. ELMAMED60KIT)



## ADANTIUM PLUS

### Disinfettante



Adantium® Plus è un moderno preparato di sintesi, concentrato, per la contemporanea deterzione e disinfezione ad azione sterilizzante mirate alla decontaminazione totale di Dispositivi Chirurgici.

Il disinfettante consigliato da utilizzare con Hygienio, Adantium Plus, è un preparato di sintesi di ultima generazione a spettro totale di abbattimento: batteri; micobatteri; spore funghi e virus.

Adantium plus è notificato presso l'istituto superiore di sanità italiano (CE0373) e pertanto risponde a tutte le normative vigenti dettate del CEN (Comitato Europeo Normativo).

Adantium Plus risulta atossico al 99,999% e biodegradabile al 94%, e garantisce quindi l'uso in totale sicurezza e conformità ai disposti della Legge sulla Sicurezza (D.lgs. 81/08 e s.m).

#### CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. di Adantium Plus 25ml da 12pz.

(Ref. HYADP25)



## DETERGENTE EC35

### Per protesi



Adatto per la pulizia quotidiana delle protesi dentali realizzate in:

- metallo
- ceramica
- materie plastiche

Le soluzioni di EC 35 rimuovono con azione ultrasonica i residui organici e i residui alimentari.

#### CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 1L

(Ref. EL5814100000)



## DETERGENTE EC10

### Universal



Detergente adatto per la pulizia ad ultrasuoni di strumenti medici e dentistici e di apparecchiature da laboratorio in vetro, acciaio, plastica, ceramica.

Adatto anche per corone, porta-impronte in acciaio inossidabile.

Rimuove: sangue, saliva, residui di proteine e osso, grassi, olii, paste abrasive e lucidanti.

#### CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 1L

(Ref. EL5804100000)



## DETERGENTE EC55

### Strumenti e frese



Concentrato per la disinfezione e la pulizia in bagni ad immersione con e senza ultrasuoni.

Per strumenti medici generici e chirurgici e soprattutto per strumenti odontoiatrici rotanti (trapani, frese, lucidatrici, strumenti canalari) ed endoscopi.

**Rimuove:** sangue, proteine, saliva, residui di tessuto ed osso. Adatto per acciaio inossidabile, plastica, ceramica. Non adatto per leghe di alluminio e metalli leggeri.

#### CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 1L

(Ref. EL8000066)



## Kit Slim Test

### per il controllo d'efficienza del ciclo d'igiene

Di seguito il dettaglio del contenuto del kit:

**CD29** - Indicatore chimico multivariabile per il monitoraggio dei processi di sterilizzazione a vapore.

#### Caratteristiche:

- Indicatore chimico multivariabile di tipo 4 (secondo ISO 11140-1).
- Strisce di carte doppie fustellate laminate su un lato stampate con inchiostro indicatore.
- Dimensioni: 200 x 15 mm.
- Colore iniziale: giallo.
- Colore finale: nero.
- 100% privo di metalli pesanti tossici

#### SEAL PAPER (conf. 12 pz)

test per il controllo della termosaldatura

Il test va inserito all'interno di una confezione, la quale dovrà essere termosaldata per tutta la lunghezza.

Seal Paper mette in evidenza l'uniformità della saldatura e la perfetta tenuta dei lembi.

#### HELIX TEST (conf. 100 pz)

- Test per la verifica della penetrazione del vapore nei corpi cavi (turbine e manipoli).
- Impiego in autoclavi con vuoto frazionato, Classe B.
- Il dispositivo utilizza indicatori chimici monouso, idonei per cicli a 134°C - 3,5 min. e 121 °C - 15 min.
- Conforme alle Norme UNI EN ISO 11140-1 (indicatori classe 2 + 5).
- Confezionamento: n.1 cannula e 100 test

#### CONFEZIONAMENTI

n.1 kit slim test

(Ref. VRSLIMKIT1)



## Kit Smart Test Completo

### per il controllo d'efficienza del ciclo d'igiene

Un kit per 365 giorni in sicurezza

- **Helix test** consigliato una volta al giorno
- **Vaporline** consigliato in 3 buste al giorno
- **Spore** consigliato una volta al mese
- **Bowie & Dick** consigliato una volta al mese
- **Seal Check** consigliato una volta al mese

#### CONFEZIONAMENTO

n.1 kit Smart Test

composto da:

- n.250 Helix test
- n.250 Vaporline
- n.10 Spore
- n.10 Bowie & Dick
- n.12 Seal Paper

(Ref. VRSMARTKIT)





## Bowie-Dick

Bowie-Dick rileva l'inadeguata rimozione dell'aria e la penetrazione del vapore nelle sterilizzatrici a vapore.

Cicli di 16,9 minuti a 121°C, 4 minuti a 132°C e 3,5 minuti a 134.

I problemi relativi alla rimozione dell'aria o alla qualità del vapore verranno visualizzati come cambiamento di colore eterogeneo in marrone scuro/nero sul foglio di prova, con aree più chiare al centro o un cambiamento di colore non uniforme.

100% senza Pb.

### CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 20pz.

(Ref. VRBD125X72)



## Bowie-Dick Starlab

Permette di verificare la capacità di penetrazione del vapore nei corpi porosi.

### CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 1pz.

(Ref. VR0307)



## Chemdye

CD29 - Indicatore chimico multivariabile per il monitoraggio dei processi di sterilizzazione a vapore.

### Caratteristiche:

Indicatore chimico multivariabile di tipo 4 (secondo ISO 11140-1).

Strisce di carte doppie fustellate laminate su un lato stampate con inchiostro indicatore.

- Dimensioni: 200 x 15 mm.
- Colore iniziale: giallo.
- Colore finale: nero.
- 100% privo di metalli pesanti tossici.

### CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 250 strisce doppie per busta di alluminio (500 test)

(Ref. VRCD29)




## Vaporline senza Extender

Vaporline SENZA Extender Indicatore chimico a migrazione.

### CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 250 pz.

(Ref. VR26900921)



## SteamPlus

L'indicatore integratore chimico STEAMPlus® è un prodotto ad avanzata tecnologia in grado di garantire il corretto monitoraggio dei parametri di sterilizzazione con vapore saturo sia nei cicli a 134°C che in quelli a 121°C.

### CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 100pz.

(Ref. VRSSI-100)



## Seal Test paper

SEAL PROOF è stato progettato specificatamente per poter controllare giornalmente l'efficacia delle macchine termosaldatrici. Questo dispositivo è utilizzabile con ogni marca di termosaldatrice ed ogni tipo di materiale accoppiato per sterilizzazione (EN ISO 11607 ed EN 868). SEAL PROOF è in grado di evidenziare una crepa a saldatura e di dare indicazioni sulle possibili cause di malfunzionamento della macchina.

### CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. Seal Test Paper 174X75 mm (conf.12 test)

(Ref. VR08011/12)

n.1 conf. Seal Test Paper

174X75 mm (conf.250 test)

(Ref. VR08011)





## Incubatore per Test Biologico

Incubatore per indicatori biologici e sistemi di monitoraggio dell'igiene a  $37 \pm 2^\circ\text{C}$  o  $60 \pm 2^\circ\text{C}$ .

### Caratteristiche

- Dimensioni: 12.0 cm di altezza, 12.3 cm di diametro.
- 26 posizioni metalliche (0.9 cm di diametro, 3.0 cm di profondità) per incubare BT10, BT20, BT30, BT80, BT90, BT91, BT100, BT101, BT200, BT202, BT21, BT22, BT24.
- 10 posizioni metalliche (diametro 1.3 cm, profondità 3.0 cm) per incubare BT23, terreno di coltura e penna proteica.
- Foro speciale per termometro esterno.
- 1 fiala frantoio.
- Gamma di tensione: 100 € "240 V CA.
- Potenza: 20 W
- Frequenza: 50-60 Hz

### CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 1 pz.

(Ref.: VRIC10/20)



## SonoCheck

SonoCheck è il test di valutazione dell'efficacia e della funzionalità delle vasche ad ultrasuoni.

Permette di effettuare sia il controllo di routine (test di funzionalità) che straordinario (test di validazione).

### CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 3pz.

(Ref. VR30550-03)



## Tosi Test


TOSI (Test Object Surgical Instruments) è un dispositivo di controllo e di validazione in grado di valutare l'efficacia di pulizia dei termodisinfettori progettati, prodotti e validati secondo la Norma EN ISO 15883.

Il dispositivo è stato progettato per valutare la capacità di rimuovere ogni residuo di sangue coagulato dagli strumenti chirurgici e permette di verificare sia l'efficienza meccanica che l'efficienza chimica dei termodisinfettori.

### CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 12pz.

(Ref. VR11100-12)



## Spore indicatore biologico

Indicatore biologico per il controllo dei cicli di sterilizzazione a vapore - Spore Bionova.

### CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 10 pz.

(Ref. VRBT20/6BION10)



## Helix Test

Test per la verifica della penetrazione del vapore nei corpi cavi (turbine e manipoli).

Impiego in autoclavi con vuoto frazionato, Classe B.

Il dispositivo utilizza indicatori chimici monouso, idonei per cicli a  $134^\circ\text{C}$  - 3,5 min. e  $121^\circ\text{C}$  - 15 min.

Conforme alle Norme UNI EN ISO 11140-1 (indicatori classe 2 + 5).

### CONFEZIONAMENTI

n.1 conf. da 1 Cannula e 250 test

(Ref. VRKH2X15)

n.1 conf. da 1 Cannula e 100 test

(Ref. VR33002030)



## ■ DENTALAC5

Detergente a base debolmente acida per il risciacquo e la brillantatura di strumentazione inox da utilizzare in abbinamento al detergente liquido alcalino.

Contiene acido citrico monoidrato

### CONFEZIONAMENTI

n.1 tanica da 5L

(Ref. SMDENTALAC5)



## ■ DENTALZYM5

Detergente delicato non aggressivo per la rimozione di residui di sangue secco e coagulato.

Contiene proteasi subtilisina, alfa-amilasi, lipasi

### CONFEZIONAMENTI

n.1 tanica da 5L

(Ref. SM903789)



## ■ ACIDGLC2

Neutralizzante liquido senza fosfati.

Contiene acido citrico monoidrato

### CONFEZIONAMENTI

n.1 tanica da 5L

(Ref. SMACIDGLC)



## ■ Pro Line: Vacuclave 105

**MELAG**  
competence in hygiene

### Le autoclavi più veloci del mondo

Nel futuro, pronti, via! Con le autoclavi più veloci al mondo, stiamo ridefinendo i limiti della velocità: con Vacuclave 105 è possibile sterilizzare, ad esempio, fino a 22 contrangoli in 2 vassoi in tempi record.

### UN PICCOLO DISPOSITIVO PER GRANDI SOGNI

Grande all'interno, piccolo all'esterno, speciale in ogni senso:

- La sterilizzazione di classe S e B in soli 6,5-15 minuti (in condizioni ottimali più l'asciugatura) è fino a 6 volte più veloce rispetto alle autoclavi tradizionali.
- Con il sistema di asciugatura flexDRY, liberamente programmabile, è possibile adattare il tempo di asciugatura al proprio flusso di lavoro e al carico in intervalli da 1 a 60 minuti.
- Il nostro concetto di installazione plug & play consente una rapida messa in funzione in qualsiasi luogo, con il 60% di spazio in meno rispetto a un'autoclave convenzionale.
- L'ampio display Smart Touch e il concetto operativo autoesplicativo rendono tutto molto più semplice, dalla selezione dei programmi alla documentazione.
- Documentazione dei protocolli dei programmi tramite interfacce USB e di rete o stampa con MELAprint 80.
- Power Save mette il riscaldatore e il display in modalità di risparmio energetico tra i processi di sterilizzazione per la massima efficienza energetica.



### MODELLI

n.1 Vacuclave 105 (Composta da Autoclave ME10105+ n.2 Trey ME23446)



## ■ Pro Line: Vacuclave 118 e 123

**MELAG**  
competence in hygiene

I modelli Pro Line, infatti, convincono su tutta la linea: grazie ai sistemi di comando e documentazione smart e al design moderno e robusto, le autoclavi Pro Line offrono tutto il necessario per una sterilizzazione sicura, comoda e sostenibile.

Le nuove autoclavi MELAG Vacuclave 118 e Vacuclave 123 rendono più di quanto costino:

**Processo del vuoto efficiente di classe B:** sterilizzazione affidabile fino a 6 kg su 5 vassoi in soli 15-31 minuti (asciugatura temporizzata esclusa).

**Display Smart Touch con LED di stato:** touch screen con struttura menu intuitiva per un semplice comando, come con lo smartphone.

**Connettività e protocollo dati:** adempimento/rispetto dei requisiti di legge grazie alla messa a protocollo dei parametri di sterilizzazione su stick USB o in rete.

**Tecnologia Stand-alone:** serbatoi dell'acqua integrati e raffreddamento ad aria efficiente per un funzionamento indipendente dal luogo senza acqua di raffreddamento.

**Modalità di risparmio energetico Power Save:** arresto del riscaldamento e del display tra le fasi di sterilizzazione per la massima efficienza energetica.

**Routine EasyCare:** ottimizzazioni userfriendly per la massima efficienza nelle operazioni di sostituzione filtro, pulizia del serbatoio e fornitura idrica.

### CONFEZIONAMENTI

n.1 Vacuclave 118 (Ref. ME10118)

n.1 Vacuclave 123 (Ref. ME10123)



## Prime Line: Vacuclave 305

### Le autoclavi più veloci del mondo

Nel futuro, pronti, via! Con le autoclavi più veloci al mondo, stiamo ridefinendo i limiti della velocità: Vacuclave 305 è possibile sterilizzare, ad esempio, fino a 22 contrangoli in 2 vassoi in tempi record.

### UN PICCOLO DISPOSITIVO PER GRANDI SOGNI

Grande all'interno, piccolo all'esterno, speciale in ogni senso:

- La sterilizzazione di classe S e B in soli 6,5-15 minuti (in condizioni ottimali più l'asciugatura) è fino a 6 volte più veloce rispetto alle autoclavi tradizionali.
- Con il sistema di asciugatura flexDRY, liberamente programmabile, è possibile adattare il tempo di asciugatura al proprio flusso di lavoro e al carico in intervalli da 1 a 60 minuti.
- Il nostro concetto di installazione plug & play consente una rapida messa in funzione in qualsiasi luogo, con il 60% di spazio in meno rispetto a un'autoclave convenzionale.
- L'ampio display Smart Touch e il concetto operativo autoesplicativo rendono tutto molto più semplice, dalla selezione dei programmi alla documentazione.
- Documentazione dei protocolli dei programmi tramite interfacce USB e di rete o stampa con MELAprint 80.
- Power Save mette il riscaldatore e il display in modalità di risparmio energetico tra i processi di sterilizzazione per la massima efficienza energetica.
- L'algoritmo intelligente DRYtelligence non solo garantisce risultati ottimali, ma riduce anche i tempi di asciugatura fino all'80%.
- ProControl consente il rilascio dei lotti senza carta, l'autenticazione dell'utente e, se necessario, la stampa di etichette con codici a barre tramite MELAprint 80 direttamente sullo schermo senza la necessità di una soluzione software aggiuntiva.



### MODELLI

n.1 Vacuclave 305 (Composta da Autoclave ME10305+ n.2 Trey ME23446)



## Prime Line: Vacuclave 318 e 323

Prime Line completa ancora di più la nostra gamma di autoclavi con ulteriori innovazioni tecniche, maggiori prestazioni, eccellenti risultati di essiccazione e con approvazioni dei lotti tracciabili. Tutto con prezzi competitivi!

**I top nel rapporto qualità-prezzo MELAG:** Prime Line unisce tutte le qualità dei prodotti Pro Line con le innovazioni che offrono maggiore rendimento, risultati di asciugatura eccezionali e una tracciabilità completa.

**Sterilizzazione di classe B con il programma Heavy Duty per carichi ancora più grandi:** sterilizzazione di grandi carichi fino a 7 kg su 5 vassoi in soli 15-32 minuti (asciugatura esclusa).

**Asciugatura DRYtelligence:** processo basato su algoritmo per risultati di asciugatura ottimali e, nello stesso tempo, tempi di asciugatura ridotti fino all'80%.

**Display Smart Touch con LED di stato:** touch screen con struttura menu intuitiva per un semplice comando, come con lo smartphone.

**Rilascio ProControl:** rilascio lotto, autenticazione utente e stampa delle etichette con codice a barre direttamente dal display, senza software extra.

**Connettività e protocollo dati:** rispetto dei requisiti di legge grazie alla messa a protocollo dei parametri di sterilizzazione su stick USB o in rete.

**Tecnologia Stand-alone:** serbatoi dell'acqua integrati e raffreddamento ad aria efficiente per un funzionamento indipendente dal luogo senza acqua di raffreddamento.

**Modalità di risparmio energetico Power Save:** arresto del riscaldamento e del display tra le fasi di sterilizzazione per la massima efficienza energetica.

**Routine EasyCare:** ottimizzazioni userfriendly per la massima efficienza nelle operazioni di sostituzione filtro, pulizia del serbatoio e fornitura idrica.

**Massima flessibilità:** insieme, configuriamo Prime Line in base alle esigenze specifiche di ogni ambulatorio. Fissa subito un appuntamento per una consulenza gratuita online con Live-Demo o direttamente presso il tuo ambulatorio. Cerchi un'autoclave per sterilizzare carichi ancora più grandi in tempi da record? Allora approfitta della nostra classe Premium Evolution con qualità uniche al mondo.

### CONFEZIONAMENTI

n.1 Vacuclave 318 (Ref. ME10318)

n.1 Vacuclave 323 (Ref. ME10323)



## VACUCLAVE 40 B+ evolution

Vacuklav 40 B+ Evolution L'autoclave premium veloce - ora con DRYtelligence. La scelta ideale e funzionale per tutti gli studi medici: con il programma rapido B sterilizza in soli 20 minuti gli strumenti imbustati e addirittura in soli 10 minuti quelli sfusi, inclusi il pre-vuoto frazionato e l'asciugatura.

DRYtelligence, il sistema brevettato di asciugatura, consente di ridurre i tempi di funzionamento e risparmiare le risorse: infatti, gli algoritmi appositamente sviluppati adattano automaticamente il ciclo di asciugatura ottimale in base al carico.

L'interfaccia è intuitiva e consente un utilizzo agevole e sicuro tramite lo schermo touch a colori extralarge. Individuare e selezionare i programmi sarà rapido e facile.

Il software davvero innovativo per l'approvazione, l'etichettatura e la tracciabilità degli strumenti è già integrato nell'autoclave.

Grazie all'innovativo sistema di raffreddamento ad acqua della pompa del vuoto, Vacuklav 40 B+ rappresenta uno standard di riferimento non solo in termini di velocità e utilizzo, ma anche di qualità e affidabilità.

### Modello

n.1 Vacuclave 40B+ Evolution

(Ref. ME10080)



## VACUCLAVE 41 B+ evolution

Vacuklav 41 B+ Evolution Veloce, comoda e stand-alone - ora con DRYtelligence.

Questa potente autoclave per studi medici offre gli stessi tempi di esercizio da record della Vacuklav 40 B+ Evolution.

L'innovativa tecnologia a doppia camera con il programma "classe B" consente la sterilizzazione degli strumenti sfusi già dopo 10 minuti e di quelli imbustati dopo soli 20 minuti, inclusi il pre-vuoto frazionato e l'asciugatura.

DRYtelligence, il sistema brevettato di asciugatura intelligente, consente inoltre di ridurre i tempi di funzionamento e risparmiare le risorse: infatti, gli algoritmi appositamente sviluppati adattano automaticamente il ciclo di asciugatura al carico.

Vacuklav 41 B+ Evolution è dotata di un sistema di raffreddamento ad aria, che la rende un'autoclave stand-alone in quanto basta semplicemente collegarla ad una presa elettrica per metterla in funzione.

### Modello

n.1 Vacuclave 41B+ Evolution

(Ref. ME10081)



## VACUCLAVE 43 B+ evolution

Vacuklav 43 B+ Evolution Premium, grande e stand-alone - adesso con DRYtelligence.

Il potente raffreddamento ad aria rende l'autoclave Vacuklav 43 B+ Evolution la soluzione ideale per tutti gli studi medici che desiderano un'autoclave rapida, grande e potente senza allacciamento fisso alla rete idrica.

La capiente profondità della camera di sterilizzazione (45 cm) consente di inserire set di strumenti più lunghi rispetto a quelli che possono essere sterilizzati con Vacuklav 41 B+ Evolution, oltre che camici e tute in TTR.

I tempi di esercizio estremamente brevi consentono l'utilizzo di questa autoclave innovativa anche in studi che desiderano procedere al trattamento di numerosi strumenti contemporaneamente e in breve tempo.

DRYtelligence, il sistema brevettato di asciugatura intelligente, consente inoltre di ridurre i tempi di funzionamento e risparmiare le risorse: infatti, gli algoritmi appositamente sviluppati adattano automaticamente il ciclo di asciugatura al carico. Così anche i mezzi carichi verranno sfruttati al meglio.

### Modello

n.1 Vacuclave 43B+ Evolution

(Ref. ME10083)



## VACUCLAVE 44 B+ evolution

Vacuklav 44 B+ Evolution Massima potenza per carichi importanti - ora con DRYtelligence.

La camera di sterilizzazione più grande (45 cm, capacità 22 l) e il raffreddamento ad acqua della pompa del vuoto rendono Vacuklav 44 B+ l'autoclave ideale per tutti gli studi medici che desiderano sterilizzare molti strumenti in breve tempo.

La camera profonda 45cm permette di sterilizzare in tutta tranquillità camici e tute in TTR.

Con il programma rapido "B" è possibile sterilizzare strumenti imbustati in soli 20 minuti, mentre con il programma rapido "S" ne bastano appena 10 per sterilizzare strumenti sfusi, inclusi il pre-vuoto frazionato e l'asciugatura.

Si può sterilizzare e asciugare in tutta sicurezza un carico fino a 9 kg.

DRYtelligence, il sistema di asciugatura intelligente e brevettato, grazie ai suoi algoritmi appositamente sviluppati assicura l'asciugatura ottimale per ciascuna situazione di carico e nei tempi più rapidi possibili.

### Modello

n.1 Vacuclave 44B+ Evolution

(Ref. ME10084)





## ■ Vacuclave 550

Qualcosa di GRANDE sta arrivando: la grande piccola autoclave.

Trasforma 2 in 1 - Rispetto a due piccole autoclavi alternative, Vacuclave 550 garantisce una capacità notevolmente maggiore con un ingombro inferiore del 40%.

Sterilizzare il numero massimo di strumenti nel minimo spazio in tempi record.

Grazie alla camera extra-large e alle innovazioni pionieristiche, sarai pronto per tutte le attività con Vacuclave 550: Scopri i vantaggi della nostra nuova autoclave da 50 litri per una sterilizzazione dei tuoi strumenti risparmiando: energia, tempo e costi.

Capacità eccezionale: più spazio per un carico fino a 25 kg su 16 vassoi o fino a 10 box MELAstore.

Velocità impressionante: tecnologia brevettata Double Jacket per tempi di funzionamento record.

Asciugatura intelligente: riduzione del tempo di asciugatura con DRYtelligence fino all'80%.

Comfort senza compromessi: display Smart-Touch extra-large per un funzionamento intuitivo semplice come il tuo smartphone

Documentazione tracciabile: documentazione e approvazione direttamente sul dispositivo con ProControl

Tecnologie pionieristiche: Recovery, Coolify, Power Save e DRY intelligence fanno di Vacuclave 550 la soluzione più pulita, per il tuo budget e l'ambiente

Vacuclave 550 si rivela una vera grandezza: la nuova autoclave da 50 litri combina la protezione dell'ambiente con l'economia. Grazie alla tecnologia innovativa, risparmia elettricità, acqua e quindi molto denaro ad ogni ciclo di sterilizzazione: \*

Più potenza, meno energia: le quattro tecnologie presentate sopra consentono alla performante

Vacuclave 550 di risparmiare energia per un valore di circa 2.200 €.\*

Risparmiare acqua significa anche risparmiare denaro:

Vacuclave 550 consente di risparmiare 1.300.000 litri di acqua nell'intero ciclo di vita rispetto ai dispositivi idrici fissi.

Perché un minor numero di dispositivi comporta costi inferiori: il concetto di dispositivo di facile manutenzione dimezza i costi di manutenzione e convalida a circa 6.100 €.\*

*\* Dopo ca. 14 anni (con 5 cicli al giorno) rispetto a due piccole autoclavi convenzionali prive delle tecnologie presentate.*

### Modello

n.1 Vacuclave 550

(Ref. ME10550)



## ■ CareClave

Il ritrattamento conforme agli standard degli strumenti dinamici rappresenta spesso una sfida in termini di tempo e denaro.

Ma ora il problema è stato definitivamente risolto: dopo nove anni intensi nella ricerca e sviluppo abbiamo realizzato un prodotto che ingloba i vari processi in una unica soluzione.

Careclave combina l'intero flusso di lavoro di ritrattamento in un solo dispositivo per fornire il massimo livello di sicurezza ed efficienza:

1. Pulizia e disinfezione Careclave garantisce la pulizia e la disinfezione per il ricondizionamento di un massimo di 8 strumenti dinamici, manipoli per profilassi o punte per ablatori a ultrasuoni in soli 16 minuti.
2. Lubrificazione Careclave non solo garantisce una perfetta cura dei vostri strumenti dinamici, ma riduce al minimo l'usura. E non è tutto: l'esclusiva stazione ADD care esegue anche la lubrificazione dei mandrini direttamente con Careclave dopo la fine del programma.
3. Sterilizzazione (classe B) Con la tecnologia brevettata DRYtelligence e la tecnologia a double-jacket, Careclave offre tutto ciò che ti aspetteresti da una moderna autoclave - e anche di più: sterilizza fino a 11 kg di carico su un massimo di 8 vassoi o in 4 MELAstore Box in tempi record. Il rivoluzionario concetto della camera consente il ritrattamento e la lubrificazione degli strumenti odontoiatrici nel Carebox, nonché la sterilizzazione simultanea di altri strumenti su vassoi corti in un solo ciclo.
4. Documentazione e approvazione Con ProControl puoi fornire la prova di un ricondizionamento degli strumenti privo di errori in modo rapido, sicuro e senza scartoffie. La documentazione e l'approvazione avvengono direttamente sul display del Careclave senza alcun software aggiuntivo. I protocolli di ricondizionamento sono memorizzati sulla chiavetta USB MELAG o in rete per una completa tracciabilità.

### Modello

n.1 CareClave

(Ref. ME10618)





## MELATHERM 10 EVOLUTION

Termodisinfettore MELAtherm 10 Evolution trifase completo di cestelli e porta trolley. Trattamento degli strumenti ancora più efficiente con innovazioni sorprendenti.

I termodisinfettori MELAG della serie Evolution stupiscono per le loro altissime prestazioni e la comodità nell'uso.

Grazie ad eccezionali innovazioni e alle provate caratteristiche di punta del prodotto MELAtherm 10, come l'asciugatura attiva, l'alloggiamento del liquido di processo integrato e la documentazione a sua volta integrata, MELAtherm 10 Evolution definisce gli standard nel campo del trattamento degli strumenti.

### Caratteristiche

- Tecnologia AquaBoost per una pulizia degli strumenti migliore del 44 %
- Grande display SmartTouch con videotutorial per l'apprendimento e il comando;
- L'asciugatura attiva interna ed esterna protegge gli strumenti da danni e corrosione;
- Autenticazione dell'utente e rilascio del lotto direttamente sull'apparecchio con ProControl;
- Alloggiamento e modulo di dosaggio integrato dei liquidi di processo senza sovrapprezzo

### CONFEZIONAMENTI

n.1 MELAtherm 10 Evolution monofase (Ref. ME20021)

n.1 MELAtherm 10 trifase (Ref. ME20020)



## MELAQUICK

Questa autoclave rapida contribuisce a risparmiare tempo e denaro nel trattamento degli strumenti dinamici.

In soli 7 minuti circa è possibile sterilizzare fra un paziente e l'altro turbine e contrangoli, strumenti per la profilassi e altri strumenti normalmente utilizzati nello studio odontoiatrico.

Per la sterilizzazione di turbine e contrangoli, sia la rimozione dell'aria che l'asciugatura giocano un ruolo essenziale.

L'asciugatura avviene collegando MELAquick 12+ all'alimentazione di aria compressa nel vano di trattamento.

Con i suoi 20,5 x 45 cm (larghezza x profondità), MELAquick 12+ richiede una superficie di appoggio notevolmente ridotta rispetto a tutte le altre autoclavi e consente di alloggiare fino a 12 strumenti dinamici.

I tempi di esercizio rapidi consentono un'igiene completa anche senza un parco di strumenti dinamici molto esteso.

Le possibilità di documentazione, l'approvazione dei lotti e la tracciabilità, che caratterizzano gli apparecchi MELAG delle serie professionale e Premium e che sono considerate come punti di riferimento, sono presenti anche in MELAquick 12+.

### CONFEZIONAMENTI

n.1 MELAquick (Ref. ME10012)



## MELAdoc

Etichettatrice per la realizzazione di etichette da applicare alle buste contenenti oggetti sterilizzati per garantire la rintracciabilità della data di sterilizzazione e della data di scadenza dalle stesse.

E' dotata di un sistema numerico che consente l'identificazione dell'operatore, l'autoclave ed il tipo di ciclo di sterilizzazione a cui la busta è stata sottoposta.

Meladoc è completa di un rotolo etichette da 500 pezzi

### Modello

n.1 MELAdoc

(Ref. ME01086)



## MELAseal 300

La compatta termosaldatrice rotativa MELAG è dotata di ampio display Smart-Touch è grazie all'aiuto dell'alimentatore automatico di film, è possibile confezionare un numero particolarmente elevato di strumenti nel minor tempo possibile e senza interruzioni.

### SCOPRITE I PRODOTTI DI PUNTA DI MELASEAL 300 PER LA MASSIMA PRODUTTIVITÀ:

- Tempi di riscaldamento brevi di 100 secondi e velocità elevate fino a 15 m/min garantiscono processi di sigillatura rapidi.
- L'assistente digitale per l'installazione permette al personale dello studio di installarlo da solo a basso costo.
- Sicurezza a prova di perforazione: la cucitura segmentata con una larghezza di 12 mm garantisce una protezione ideale contro gli strumenti taglienti.
- Promemoria intelligenti, migliore organizzazione: la funzione di promemoria integrata vi ricorda di eseguire il test di resistenza delle cuciture e di sigillatura e documenta in modo verificabile i test di routine.
- Power Save mette il riscaldatore e il display in modalità di risparmio energetico tra una procedura di sigillatura e l'altra.



#### Modello

n.1 MELAseal 300 (Ref. ME10300)

## MELAseal 100

Il convalidato concetto della MELAseal 100+ è una soluzione affidabile per i processi di confezionamento. La sigillatrice unisce rendimento e funzionalità.

Dopo un tempo di riscaldamento di quattro minuti, potete sigillare confezioni trasparenti per la sterilizzazione senza interruzioni. L'elettronica integrata monitora la temperatura e il tempo di sigillatura.

Il segnale acustico e ottico vi supporta durante la valutazione finale dei bordi di sigillatura. Il termostato a regolazione continua consente di utilizzare confezioni di diversi produttori.

Con una larghezza del bordo di sigillatura di 10 mm, MELAseal® 100+, va ben oltre alla larghezza minima di 6 mm imposta dalla norma europea EN, garantendo così il massimo della sicurezza.

Con la taglierina integrata nella sigillatrice è possibile personalizzare le buste in base alle vostre esigenze e in base alla grandezza dello strumento da sigillare.

#### Modello

n.1 MELAseal 100

(Ref. ME10211)



## MELAseal 200

MELAseal 200 è la sigillatrice con convalida più compatta della sua classe.

Apprezzata per le sue ridotte dimensioni e la sua semplicità d'utilizzo. Già dopo 90 secondi di tempo di riscaldamento, la sigillatrice è pronta per l'uso.

La sigillatura di confezioni trasparenti per sterilizzazione è possibile senza interruzioni.

Il tempo di sigillatura è di soli tre secondi.

Per il massimo della sicurezza, MELAseal 200 monitora i seguenti parametri di processo:

- Temperatura,
- Pressione di contatto
- Durata del processo di sigillatura.

#### Modello

n.1 MELAseal 200

(Ref. ME10120)



## MELAprint 60

Stampante di etichette per la classe Premium.

MELAprint 60, collegabile in rete, è concepita per la comunicazione diretta con MELAtrace e le autoclavi della classe Premium e Cliniclave. Può essere collegata direttamente all'interfaccia di rete dell'autoclave o integrata nella rete esistente dello studio medico.

Dopo l'autorizzazione del programma di sterilizzazione eseguito sullo schermo dell'autoclave e MELAtrace, MELAprint 60 procede con la stampa delle etichette per contrassegnare gli strumenti imbustati.

Non sono necessari un ulteriore PC nel locale di trattamento e un software esterno per l'approvazione.

Le etichette contengono informazioni sulla data di sterilizzazione, il lotto giornaliero, eventualmente la valutazione del sistema dei campioni (ad es. MELAcontrol) e il codice personale della persona che ha autorizzato l'utilizzo degli strumenti.

#### Modello

n.1 MELAprint 60

(Ref. ME01160)



## MELAprint 80

La stampante MELAprint 80 è progettata per la comunicazione diretta con il software MELAtrace, PRO Line, Prime Line, Careclave e Vacuclave 550.

Può essere collegata direttamente all'interfaccia di rete dell'autoclave o integrata nella rete esistente dello studio medico.

Dopo l'autorizzazione del programma di sterilizzazione eseguito sullo schermo dell'autoclave e MELAtrace, MELAprint 80 procede con la stampa delle etichette per contrassegnare gli strumenti imbustati.

Le etichette contengono informazioni sul dispositivo e sul programma di sterilizzazione, la data di sterilizzazione, il lotto giornaliero e totale, il periodo di conservazione dello strumento sterilizzato, nonché un codice a barre per una comoda documentazione digitale nel tuo studio.

#### Modello

n.1 MELAprint 80

(Ref. ME01108)



## CHAMBER PROTECT - CLEANING SET

Pulizia affidabile e protezione a lungo termine per la tua autoclave: Il nuovo set di pulizia della camera MELAG rimuove anche lo sporco invisibile agli occhi e quindi preserva la camera e i vassoi da scolorimento e depositi.

Per risultati di pulizia ideali, il set di pulizia Chamber Protect, che include un potente detergente e 50 panni privi di pelucchi e 1 panno in microfibra, è indicato per tutte le autoclavi MELAG.

### Vantaggi:

- Potente detergente con 50 panni che non lasciano pelucchi e 1 panno in microfibra
- Particolarmente delicato sul materiale della camera e della guarnizione della porta
- Approvato attraverso test approfonditi di compatibilità dei materiali
- Ideale per tutte le autoclavi MELAG

### Modello

n.1 Chamber Protect

(Ref. ME01081)



## METHERM 51 - DETERGENTE

MEtherm 51, con una nuova formula, è un detergente alcalino delicato ancora più efficace per il trattamento meccanico degli strumenti in MELAtherm.

Le eccellenti prestazioni di pulizia sono ottenute grazie alla combinazione di enzimi e tensioattivi.

MEtherm 51 è privo di silicati, riduce al minimo la formazione di depositi sugli strumenti e sulla camera di lavaggio e contribuisce a preservarne il valore grazie alla compatibilità ottimizzata con i materiali.

### Modello

n.1 tanica da 5L di MEtherm 51

(Ref. ME11630)



## METHERM 55 - NEUTRALIZZANTE

Per neutralizzare con particolare delicatezza gli strumenti odontoiatrici dopo la pulizia alcalina.

MEtherm 55 previene la formazione di depositi su strumenti e MELAtherm ottimizzando gli esiti della pulizia.

MEtherm 55 è un neutralizzatore a base di acido citrico e particolarmente ben tollerato dai materiali.

### Modello

n.1 tanica da 5L di MEtherm 55

(Ref. ME11621)



## METHERM 56 - NEUTRALIZZANTE

Per preparare in modo particolarmente efficace i prodotti medicali nei settori specializzati della chirurgia dopo la pulizia alcalina in MELAtherm.

MEtherm 56 scioglie affidabilmente i depositi solubili in acido, come il calcare, e ne previene efficacemente la formazione sia sugli strumenti che su MELAtherm.

MEtherm 56 è un neutralizzatore a base di acido fosforico.

### Modello

n.1 tanica da 5L di MEtherm 56

(Ref. ME11622)



## METHERM 61 - BRILLANTANTE

Un brillantante liquido per il trattamento meccanico degli strumenti con MELAtherm.

L'utilizzo di MEtherm 61 agevola l'asciugatura senza macchie degli strumenti in MELAtherm. MEtherm 61 è a pH neutro e particolarmente ben tollerato dai materiali anche se utilizzato per lunghi periodi.

### Modello

n.1 tanica da 940ml di MEtherm 61

(Ref. ME11627)



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
HYADP25	ADANTIUM PLUS - flacone da 25 ml	12 pz.	151,20 €	22	<b>138,50 €</b>

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
VASCHE AD ULTRASUONI					
EL1097278-C	ELMASONIC MED 30 (3 lt) - 305x170x230 mm (220v-240v)	1 pz.	1.244,63 €	22	975,50 €
EL11006677-C	ELMASONIC MED 60 (6 lt) - 370x210x275 (220v-240v)	1 pz.	2.130,84 €	22	1.667,50 €
ACCESSORI VASCHE AD ULTRASUONI					
COPERCHI					
EL1003281	COPERCHIO IN PLASTICA PER ELMASONIC S30	1 pz.	41,18 €	22	36,50 €
EL1003282	COPERCHIO IN PLASTICA PER ELMASONIC S60	1 pz.	50,13 €	22	44,50 €
EL2070300000	COPERCHIO INOX PER 2 BECHER ELMASONIC S30/H - Ø 96 mm	1 pz.	57,31 €	22	49,50 €
EL2070930000	COPERCHIO INOX PER 2 BECHER ELMASONIC S60/H - Ø 96 mm	1 pz.	68,03 €	22	59,50 €
CESTELLI					
EL1108916	CESTELLO INOX ELMASONIC 30 - 198x106x50 mm	1 pz.	89,51 €	22	77,50 €
EL1004243	CESTELLO INOX ELMASONIC 60 - 255x115x75 mm	1 pz.	125,35 €	22	107,00 €
EL2070380000	CESTELLO A IMMERSIONE IN HOSTELENE - Ø 74 mm - h= 50mm	1 pz.	28,72 €	22	25,50 €
EL2070540000	CESTELLO A IMMERSIONE INOX - Ø 59 mm - h= 57mm	1 pz.	91,35 €	22	79,50 €
BECHER					
EL1046009	BECHER VETRO CON COPERCHIO (600 ml) - Ø 90 mm	1 pz.	26,89 €	22	23,50 €
EL1046010	BECHER VETRO CON COPERCHIO (1000 ml) - Ø 90 mm	1 pz.	68,06 €	22	60,00 €
EL2070341000	BECHER VETRO (600 ml) - Ø 90 mm	1 pz.	16,27 €	22	14,95 €
EL2070351000	BECHER VETRO (1000 ml) - Ø 90 mm	1 pz.	43,90 €	22	38,00 €
ACCESSORI VARI					
EL2000005119	GUARNIZIONE PER BECHER	1 pz.	4,30 €	22	4,00 €
EL2000001581	CONTENITORE BIANCO PER LA PULIZIA CON COPERCHIO Ø 80 mm - h= 50 mm	1 pz.	11,65 €	22	11,00 €
EL2000001582	CONTENITORE BLU PER LA PULIZIA CON COPERCHIO Ø 80 mm - h= 50 mm	1 pz.	11,65 €	22	11,00 €
EL8000641	ETICHETTE (27pz.)	1 pz.	4,70 €	22	5,00 €
EL8000642	VASSOIO IN MELAMINA (autoclavabile)	1 pz.	21,50 €	22	19,00 €
VAPORIZZATORI					
EL1075951	ELMASTEAM 8 MED	1 pz.	4.744,56 €	22	3.624,50 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
ACCESSORI VAPORIZZATORI					
EL1058677	SET SUPPORTO MURO ELMASTEAM	1 pz.	62,67 €	22	54,50 €
EL1075962	VASSOIO INOX DI EVAPORAZIONE - 425x365x295 mm	1 pz.	465,47 €	22	399,00 €
EL1076043	EROGATORE MANIPOLO ELMASTEAM (2 mm) - D 10x42	1 pz.	35,83 €	22	31,50 €
EL3760720000	CESTELLO INOX PERFORATO SMALL - 130x32,5x D 32 mm	1 pz.	16,66 €	22	15,50 €
EL3760730000	CESTELLO INOX PERFORATO LARGE - 193x32,5x D 65mm	1 pz.	25,08 €	22	22,50 €
EL1065691	ESTENSIONE TUBO ELMASTEAM CON POMPA - 2 m / Ø 10 mm	1 pz.	89,52 €	22	78,00 €
EL1033726	ASSORBI VAPORE - 670 x 550	1 pz.	1.065,23 €	22	909,00 €
EL1033727	ASSORBI VAPORE - 550x345	1 pz.	1.011,47 €	22	868,00 €
EL1033728	ASSORBI VAPORE - 374x345	1 pz.	976,05 €	22	841,50 €
DETERGENTI					
EL5804100000	DETERGENTE EC 10 UNIVERSAL (1lt)	1 pz.	34,20 €	22	29,50 €
EL5813700000	DETERGENTE EC 25 ALGINATI E GESSI (1lt)	1 pz.	30,81 €	22	27,00 €
EL5814100000	DETERGENTE EC 35 PROTESI (1lt)	1 pz.	37,69 €	22	32,50 €
EL5809900000	DETERGENTE EC 60 ACIDO INTENSIVO (1lt)	1 pz.	48,60 €	22	42,50 €



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
VRSLIMKIT1	KIT SLIM TEST CONTROLLO composto da: - SEAL PROOF (12 pz) - ISP HELIX TEST SYSTEM (100 pz) - Indicatore chimico VAPORE TIPO 4 (500 pz)	1 pz.	92,38 €	22	90,50 €
VRSMARTKIT	KIT ANNUALE TEST CONTROLLO: - Bowie&Dick (10 pz) - Helix Test (200 pz) - Vaporline (250 pz) - Spore (10 pz) - SealChek (12 pz) - Fogli per archiviazione Test	1 pz.	312,00 €	22	233,00 €
TEST CONTROLLO FUNZIONAMENTO AUTOCLAVE					
BOWIE & DICK:					
VRBD125X72	Test Bowie & Dick (Conf. 20 test)	20 pz.	86,89 €	22	82,20 €
VR0307	Test Bowie & Dick Sterlab (Conf singola 1 pacco)	1 pz.	3,80 €	22	3,30 €
HELIX TEST:					
VR33002030	Helix Test System (Conf. 100 test)	100 pz.	72,38 €	22	69,00 €
VRKH2X15	Helix Test vapore 3,5min Chemdye (Conf. 250 test)	250 pz.	123,24 €	22	116,50 €
INDICATORI BIOLOGICI:					
VRBT20/6BION10	Bionova Indicatore biologico in Spore	10 pz.	40,04 €	22	33,00 €
TEST CONTROLLO PARAMETRI STERILIZZAZIONE					
VR26900921	Vaporline senza Extender. Indicatore chimico a migrazione tipo 5	250 pz.	148,38 €	22	141,50 €
VRSSI-100	Steam Plus (Conf. 100 Test)	100 pz.	34,58 €	22	32,90 €
VR-IT26-C	Steam Plus Tipo 5 (Conf. 250 Test)	250 pz.	91,53 €	22	87,01 €
VRCD29	Indicatore Chimico Vapore di Tipo 4	500 pz.	47,67 €	22	41,50 €
VRST100SNG	Nastro adesivo con indicatore di processo per vapore saturo (1 rotolo - 19 mm x 50 mt)	1 pz.	5,50 €	22	5,00 €
TEST CONTROLLO EFFICACIA PULENTE					
VR11100-12	Tosi Test - Dispositivo per la validazione e il controllo dell'efficacia di pulizia dei termodisinfettori	12 pz.	101,92 €	22	96,70 €
VR30550-03	Sonocheck - Test di valutazione efficacia pulitrici ad ultrasuoni	3 pz.	13,30 €	22	12,70 €
TEST CONTROLLO SIGILLATURA					
VR08011/12	Seal Test Paper 174X75 mm (conf. 12 test)	12 pz.	7,80 €	22	7,30 €
VR08011	Seal Test Paper 174X75 mm (conf. 250 test)	250 pz.	118,24 €	22	115,00 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
ACCESSORI					
<b>VRIC10/20</b>	Incubatore per test biologico 15 posti	1 pz.	312,00 €	22	<b>294,00 €</b>
<b>VRDSS2711</b>	Vaschetta decontaminazione 3 Litri	1 pz.	71,76 €	22	<b>67,60 €</b>
<b>BS162001</b>	Occhiali protettivi	1 pz.	11,90 €	22	<b>11,90 €</b>



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
<b>SM903789</b>	DENTALZYM 5 detergente delicato per la rimozione di residui di sangue	tanica da 5 litri	185,06 €	22	<b>173,24 €</b>
<b>SMACIDGLC</b>	ACIDGLASS C2 neutralizzante liquido senza fosfati	tanica da 5 litri	160,76 €	22	<b>173,24 €</b>
<b>SMDENTA LAC5</b>	DENTALAC5 detergente per il risciaquo e brillantatura di strumentazione inox	tanica da 5 litri	180,25 €	22	<b>173,24 €</b>

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	Q.TA'	LISTINO
<b>AUTOCLAVI</b>			
<b>MELAQUICK</b>			
<b>Melaquick - Autoclave rapida volume camera 1,4litro Misure interne 90x20cm</b>			<b>5.600 €</b>
<b>ME10012</b>	MELAQUICK 12+ completa di carico e scarico acqua	1	<b>5.348 €</b>
<b>ME00125</b>	Cestello universale per Melaquick12+	1	<b>252 €</b>
<b>ACCESSORI Melaquick</b>			
<b>ME00125</b>	Cestello universale per Melaquick12+	1	<b>252 €</b>
<b>ME00122</b>	Cestello iso 7 strumenti per Melaquick 12+	1	<b>235 €</b>
<b>ME00123</b>	Cestello 7 strumenti per Melaquick 12+	1	<b>235 €</b>
<b>ME00126</b>	Porta buste x Melaquick12+	1	<b>235 €</b>
<b>ME00127</b>	Base x cestello UNIVERSALE Melaquick12+	1	<b>88 €</b>
<b>VACUCLAVI PRO LINE</b>			
<b>VACUCLAVE 105 PROLINE KIT Volume 5 litri.</b>			<b>4.250 €</b>
<b>ME10105</b>	ProLine 105 , completa di chiavetta usb , taniche esterne carico/scarico	1	<b>4.088 €</b>
<b>ME23446</b>	Tray per autoclavi modelli : 105-305. Misure 17,3 x 28,7 cm	2	<b>162 €</b>
<b>VACUCLAVE 118 PROLINE KIT Volume 18 litri. Misure interne 250x35cm</b>			<b>5.300 €</b>
<b>ME10118</b>	Autoclave ProLine 118 + chiavetta usb	1	<b>4.635 €</b>
<b>ME82620</b>	Porta tray tipo A Plus	1	<b>196 €</b>
<b>ME00280</b>	Tray	3	<b>249 €</b>
<b>ME01080</b>	Melacontrol Helix test (250 test)	1	<b>220 €</b>
<b>VACUCLAVE 123 PROLINE KIT Volume 23 litri. Misure interne 250x45cm</b>			<b>5.500 €</b>
<b>ME10123</b>	Autoclave ProLine 123 + chiavetta usb	1	<b>4.829 €</b>
<b>ME82630</b>	Porta tray tipo A Plus	1	<b>196 €</b>
<b>ME00230</b>	Tray	3	<b>255 €</b>
<b>ME01080</b>	Melacontrol Helix test (250 test)	1	<b>220 €</b>
<b>VACUCLAVI PRIME LINE</b>			
<b>VACUCLAVE 305 PRIME LINE KIT Volume 5 litri</b>			<b>4.650 €</b>
<b>ME10305</b>	PrimeLine 305 , completa di chiavetta usb , taniche esterne carico/scarico	1	<b>4.488 €</b>
<b>ME23446</b>	Tray per autoclavi modelli : 105-305, Misure 17,3 x 28,7 cm	2	<b>162 €</b>

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	Q.TA'	LISTINO
<b>VACUKLAVE 318 PRIME LINE KIT Volume 18 litri. Misure interne 250x35cm</b>			<b>6.600 €</b>
ME10318	Autoclave PrimeLine 318 + chiavetta usb	1	5.056 €
ME82620	Porta tray tipo A Plus	1	196 €
ME00280	Tray	5	415 €
ME09040	Kit carico e scarico acqua	1	150 €
ME01049	Meladem 40 demineralizzatore	1	563 €
ME01080	Melacontrol Helix test (250 test)	1	220 €
<b>VACUKLAVE 323 PRIME LINE KIT Volume 23 litri. Misure interne 250x45cm</b>			<b>6.800 €</b>
ME10323	Autoclave PrimeLine 323 + chiavetta usb	1	5.246 €
ME82630	Porta tray tipo Aplus	1	196 €
ME00230	Tray	5	425 €
ME09040	Kit carico e scarico acqua	1	150 €
ME01049	Meladem 40 demineralizzatore	1	563 €
ME01080	Melacontrol Helix test (250 test)	1	220 €
<b>VACUKLAVI PREMIUM CLASS EVOLUTION</b>			
<b>VACUKLAVE 41B+ EVOLUTION KIT Volume 18 litri. Misure interne 250x35cm</b>			<b>8.700 €</b>
ME10081	Autoclave Premium Class Evolution 41B+	1	7.762 €
ME22921	Portatray Universale	1	202 €
ME22923	Tray standard (Corto). Misure 29 x 19 cm	6	498 €
ME01320	Tray Narrow	2	124 €
ME01043	CF Card	1	57 €
ME01048	Lettore card per CF card	1	57 €
<b>VACUKLAVE 43B+ EVOLUTION KIT Volume 23 litri. Misure interne 250x45cm</b>			<b>9.900 €</b>
ME10083	Autoclave Premium Class Evolution 43B+	1	8.943 €
ME22922	Portatray Universale (lungo)	1	203 €
ME22924	Tray standard (lungo) Misure 42 x 19 cm	6	510 €
ME01310	Tray Narrow	2	130 €
ME01043	CF card	1	57 €
ME01048	Lettore card per CF card	1	57 €
<b>VACUKLAVE 40B+ EVOLUTION KIT Volume 18 litri. Misure interne 250x35cm</b>			<b>8.700 €</b>
ME10080	Autoclave Premium Class Evolution 40B+	1	6.988 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	Q.TA'	LISTINO
ME22921	Portatray Universale	1	202 €
ME22923	Tray standard (Corto) . Misure 29 x 19 cm	6	498 €
ME01320	Tray Narrow	2	124 €
ME01043	CF card	1	57 €
ME01048	Lettore card per CF card	1	57 €
ME01049	MELAdem 40	1	563 €
ME37241	KIT Installazione Meladem	1	52 €
ME27300	MELAJET	1	159 €
<b>VACUCLAVE 44B+ EVOLUTION KIT Volume 23 litri. Misure interne 250x45cm</b>			<b>9.900 €</b>
ME10084	Autoclave Premium Classs Evolution 44B+	1	8.169 €
ME22922	Portatray Universale (lungo)	1	203 €
ME22924	Tray standard (lungo) Misure 42 x 19 cm	6	510 €
ME01310	Tray Narrow	2	130 €
ME01043	CF card	1	57 €
ME01048	Lettore card per CF card	1	57 €
ME01049	MELAdem 40	1	563 €
ME37241	KIT INSTALLAZIONE Meladem	1	52 €
ME27300	MELAJET	1	159 €
<b>VACUCLAVE 550 Volume 50 litri. Misure interne 380x45cm</b>			
<b>VACUCLAVE 550 KIT Volume 50 litri. Misure interne 380x45cm</b>			<b>19.300 €</b>
ME10550	AUTOCLAVE 550 + USB STICK	1	17.695 €
ME22485	CONFORT MOUNT	1	267 €
ME22606	LOADING DRAWER	1	321 €
ME00230	Tray stand 42x19 cm	2	170 €
ME00550	Tray per 550 41X29 cm	7	847 €
<b>ACCESSORI AUTOCLAVI</b>			
<b>KIT PER DISPLAY FLEX</b>			
ME65000	Kit flex display per Premium-Plus-Class. Istallazione a cura di un tecnico autorizzato	1	699 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025



RIF.	DESCRIZIONE	Q.TA'	LISTINO
<b>ACQUE REFLUE</b>			
ME09040	Kit collegamento per carico ( Meladem) scarico delle acque PRO-PRIME LINE	1	150 €
<b>PORTA TRAY</b>			
ME22921	Portatray Universale (corto) per modelli Premium Class 40/41- CARECLAVE autoclavi profonde 35 cm	1	202 €
ME22922	Portatray Universale (lungo) per modelli Premium Class 43/44	1	203 €
ME82620	Porta tray A Plus per : 30-31-118-318 .autoclavi profonde 35 cm	1	196 €
ME82630	Porta tray A Plus per : 23-24-123-323 .autoclavi profonde 45 cm	1	196 €
<b>TRAY</b>			
ME23446	Tray per autoclavi modelli : 105-305. Misure 2 x 17.3 x 28.7 cm	1	81 €
ME23447	Tray alto per autoclavi modelli : 105-305. Misure 5 x 17.3 x 28.7 cm	1	91 €
ME22923	Tray standard . Misure 29 x 19 cm per portatray codice ME22921	1	83 €
ME22924	Tray lungo per portatray codice ME22922	1	85 €
ME22925	Tray piatto corto. Misure 20,1 x 29,5 per portatray codice ME22921	1	60 €
ME22926	Tray piatto lungo. 20,1 x 42,5 per portatray ME22922	1	63 €
ME01320	Tray stretti 27x11 cm . Per modelli 40-41-Careclave per portatray tipo E codice ME82400 e per portatray codice ME22921	1	62 €
ME01310	Tray lungo 40x 11cm per Premium Evolution 43/44	1	65 €
ME00280	Tray corto 29 x 19 per portatray tipo A PLUS codice ME82620	1	83 €
ME00230	Tray lunghi 42x19 cm Per portatray tipo A PLUS lungo codice ME82630	1	85 €
<b>CARECLAVE Volume 18 litri. Misure interne 250x35cm</b>			
<b>CARECLAVE KIT Volume 18 litri. Misure interne 250x35cm</b>			17.000 €
ME10618	CARECLAVE 618	1	13.528 €
ME10708	CAREBOX BLUE ( per 8 strumenti dinamici con lubrificazione)	1	1.140 €
ME02607	ADATTATORE per contrang ISO intra	4	644 €
ME02601	ADATTATORE per Turbin Kavo (Multiflex)	4	644 €
ME22921	Portatray Universale	1	202 €
ME22923	Tray standard . Misure 29 x 19 cm per portatray ME22921	6	498 €
ME01320	Tray STRETTI 27x11 cm	2	124 €
ME01080	MELACONTROL helix test (completo di 250 test)	1	220 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	Q.TA'	LISTINO
<b>ACCESSORI CARCLAVE</b>			
ME10704	CAREBOX VERDE ( per 8 oggetti SENZA lubrificazione) per adattatori punte ablazione consultare accessori per Melatherm	1	1.140 €
ME11000	COOLING BOX apparecchio per raffreddamento rapido Care Box	1	1.715 €
ME84740	CARE OIL cartuccia olio sintetico per Careclave 150ml	1	71 €
ME21412	CAREBOX FILTER ( 12 pezzi )	1	22 €
ME21409	ETICHETTA CON CODICE BARRE per CARE BOX	1	22 €
ME22161	SUPPORTO DA TAVOLO per CARE BOX	1	99 €
ME21778	Porta Tray (4+2) PER CARECLAVE (da utilizzare con CareBox inserito)	1	191 €
ME22346	Porta Tray (6+2) PER CARECLAVE (da utilizzare con CareBox inserito)	1	185 €
ME21774	TRAY CORTO PER PORTATRAY CARECLAVE 4+2 O 6+2 (misura 18,5cm x 13,5cm)	1	64 €
ME21776	TRAY CORTO (STRETTO) PER PORTATRAY CARECLAVE 4+2 O 6+2 (misura 11,5cm x 10,7cm)	1	59 €
<b>ADATTATORI PER CAREBOX</b>			
ME02607	Adattatore ISO INTRA per contrangoli e manipoli	1	161 €
ME02604	Adattatore per SIRONA CLASSIC T1	1	161 €
ME02606	Adattatore per testine KaVo / BienAir testine contrangoli	1	161 €
ME02602	Adattatore per TURBINE SIRONA	1	161 €
ME02601	Adattatore per TURBINE Kavo (Multiflex)	1	161 €
ME02605	Adattatore per TURBINE W&H (ROTOQUICK)	1	161 €
ME02608	Adattatore per TURBINE BIEN AIR	1	161 €
ME02609	Adattatore PER MIDWEST (4/5 VIE)	1	161 €
ME21914	Adattatore PER SPRAY ESTERNO	1	114 €
ME02611	Adattatore per turbine NSK ( Phatelus)	1	182 €
ME22407	Adattatore M8 X 1 ECCENTRICO PER CARE BOX VERDE	1	68 €
<b>CLINIKLAVI Alimentazione 400 volt alimentazione 400 volt</b>			
<b>CLINIKLAVE 45 KIT Volume 105 litri. Misure interne 440x72cm Volume 105 litri. Misure interne 440x72cm</b>			<b>43.000 €</b>
ME10045LS*	CLINICLAVE 45 CON SUB KART + MEMORY CARD * il codice varia in funzione se si vuole apertura lato sx o dx	1	39.716 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	Q.TA'	LISTINO
ME11056	MELADEM 56	1	2.334 €
ME04517	Porta Tray per 4 tray o 2 cestelli base	1	251 €
ME04520	Tray 31x5x58 cm	2	424 €
ME00260	Cestello base acciaio 28x13x 57 cm	1	275 €
<b>CLINIKLAVE 45 D kit doppia porta Volume 110 litri. Misure interne 440x74cm Volume 110 litri. Misure interne 440x74cm</b>			<b>48.000 €</b>
ME10046LLS*	CLINIKLAVE 45 CON SUB KART + MEMORY CARD * il codice varia in funzione se si vuole apertura lato sx o dx	1	44.673 €
ME11056	MELADEM56	1	2.334 €
ME04522	Porta Tray AY per 4 tray o 2 cestelli base	1	294 €
ME04520	Tray 31x5x58 cm	2	424 €
ME00260	Cestello base acciaio 28x13x 57 cm	1	275 €
<b>CLINIKLAVE 45M KIT Volume 200 litri. Misure interne 440x134cm Volume 200 litri. Misure interne 440x134cm</b>			<b>49.000 €</b>
ME10048LS*	CLINIKLAVE 45M CON SUB KART + MEMORY CARD * il codice varia in funzione se si vuole apertura lato sx o dx	1	44.483 €
ME11057	MELADEM 56M	1	2.617 €
ME04517	Porta Tray per 4 tray o 2 cestelli base	2	502 €
ME04520	Tray 31x5x58 cm	4	848 €
ME00260	Cestello base acciaio 28x13x 57 cm (2 pezzi )	2	550 €
<b>CLINIKLAVE 45 MD kit doppia porta Volume 205 litri. Misure interne 440x136cm Volume 205 litri. Misure interne 440x136cm</b>			<b>56.000 €</b>
ME10049LLS*	CLINIKLAVE 45 CON SUB KART + MEMORY CARD * il codice varia in funzione se si vuole apertura lato sx o dx	1	51.397 €
ME11057	MELADEM 56M	1	2.617 €
ME04522	Porta Tray per 4 tray o 2 cestelli base	2	588 €
ME04520	Tray 31x5x58 cm	4	848 €
ME00260	Cestello base acciaio 28x13x 57 cm	2	550 €
<b>Accessori Cliniklavi</b>			
ME00260	Cestello per Cliniclave : 28x57x13 cm	1	275 €
ME01056	Valvola acqua stop per cliniclave	1	242 €
ME01145	Carrello trolley scarico / carico per cliniclave	1	1.896 €
ME46891	Dispositivo di scorrimento per cliniclave	1	376 €
ME28887	Gancio di spinta per 45	1	149 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	Q.TA'	LISTINO
ME80550	Binario scorrevole per 45	1	409 €
ME80570	Binario scorrevole per 45M	1	547 €
ME85920	Binario scorrevole per 45D	1	568 €
ME85930	Binario scorrevole per 45MD	1	707 €
ME04522	Porta tray per Cliniclave 45D-MD	1	294 €
ME04517	Porta tray per Cliniclave 45 -45M	1	251 €
ME04520	Tray 31x58x5 cm per Cliniclave	1	212 €
ME04521	Batch slider cliniclave 45D-45MD	1	400 €
TERMODISINFETTORI			
MELATHERM 10 EVOLUTION			
MELATHERM10 EVOLUTION DTA 400 VOLT TRIFASE 400 VOLT TRIFASE			13.000 €
ME20020	Melatherm 10 EVOLUTION 400 volt DTA ( versione da incasso )	1	10.866 €
ME84610	CESTELLO BASE con rotaia iniettori SISTEMA CLEAN FILTER	1	1.348 €
ME80136	PORTA TRAY FLEX 3 sino a 6 alloggi , sistema variabile	1	294 €
ME80030	CESTELLO FLEX 3 misure 14,5x6x37,5 cm	1	281 €
ME80010	CESTELLO FLEX 1 misure 14,5x6x11 cm	1	211 €
ME11628	KIT LIQUIDI METHERM (50-55C-61)	1	0 €
MELATHERM10 EVOLUTION DTB 230 VOLT MONOFASE 230 VOLT MONOFASE			13.000 €
ME20021	Melatherm 10 EVOLUTION 230 volt DTB ( versione da incasso )	1	10.866 €
ME84610	CESTELLO BASE con rotaia iniettori SISTEMA CLEAN FILTER	1	1.348 €
ME80136	PORTA TRAY FLEX 3 sino a 6 alloggi , sistema variabile	1	294 €
ME80030	CESTELLO FLEX 3 misure 14,5x6x37,5 cm	1	281 €
ME80010	CESTELLO FLEX 1 misure 14,5x6x11 cm	1	211 €
ME11628	KIT LIQUIDI METHERM (50-55C-61)	1	0 €
ACCESSORI TERMODISINFETTORI			
ME65310	Top acciaio per melatherm totale macchina+top = 83,6cm	Altezza 1	312 €
ME11021	Cassetto per alzare Melatherm .misure 60x40x60 cm	1	1.483 €
CESTELLI BASE			
ME00188	Cestello base senza iniezione	1	785 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	Q.TA'	LISTINO
ME00200	Cestello base con iniezione cieco	1	886 €
ME00197	Cestello base con iniezione+11 Porta cannule	1	1.015 €
ME84610	Cestello base con clean filter	1	1.348 €
<b>PORTATRAY - CESTELLI - ACCESSORI CESTELLI</b>			
ME80136	UNIVERSALE PORTA TRAY FLEX 3 • Per un carico flessibile con distanze liberamente selezionabili fino a: 12x MELAstore® Tray 50, 6x MELAstore® Tray 100, 5x MELAstore® Tray 200 o 5x Sieve cassette (nr. ME80185) • Staffa aggiuntiva (cod. ordine ME80133): € 32	1	294 €
ME80134	UNIVERSALE PORTATRAY FLEX 1	1	123 €
ME80135	UNIVERSALE PORTATRAY FLEX 2	1	166 €
ME80590	Porta tray 5 vassoi o 10 mezzi tray	1	166 €
ME00131	Cestello tipo G ideale per: specchietti, pinzette, forbici, canule aspirazione	1	278 €
ME00195	Cestello compatto	1	246 €
ME00184	Cestello standard trasversale	1	258 €
ME80010	Cestello flessibile 1 misure : 14,5x6x11 cm	1	211 €
ME80020	Cestello flessibile 2 misure :14,5x6x24 cm	1	252 €
ME80030	Cestello flessibile 3 misure 14,5x6x37,5 cm	1	281 €
ME80255	Cestello flessibile 6 misure 34x3x38 cm	1	405 €
ME80410	Cestello flessibile per specula	1	312 €
ME80740	Cestello flessibile 1 con iniezione	1	432 €
ME80070	Coperchio griglia per flex 1. Maglia 14 mm	1	102 €
ME80080	Coperchio griglia per flex 1. Maglia 20 mm	1	88 €
ME80090	Coperchio griglia per flex 2. Maglia 20 mm	1	130 €
ME80100	Coperchio griglia per flex. Maglia 20 mm	1	163 €
ME80435	Coperchio griglia cestello flessibile flex 1 incl. 2 clamp	1	125 €
ME00133	Contenitore piccolo strumenti rotanti misure :Ø7,6 lung18cm	1	33 €
ME80001	Contenitore per piccoli strumenti misure 8,4x7,15x7 cm	1	126 €
ME80002	Supporto per frese ( da usare con ME80001)	1	60 €
ME80110	Alloggio porta forbici e pinze e porta impronte	1	220 €
ME80420	Staffa di fissaggio per sistema flex da usare con art ME80435	1	25 €
ME00186	Supporto protezione punte da usare con cestelli : ME00195-ME00184-ME00131	1	34 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	Q.TA'	LISTINO
ME80395	Blocca strumenti in plastica per cestelli flex conf 60 pz	1	141 €
ME00190	Griglia di protezione	1	33 €
ME00189	Inserito protettivo per cassette	1	75 €
ME00191	Inserito divisorio per cassette	1	63 €
<b>Adattatori per strumenti dinamici e ablazione e cannule</b>			
ME73904	Adattatore universale con 3 inserti in silicone di diametro diverso :16-20-22mm + filtro ceramico	1	194 €
ME80610	Adattatore per contrangoli ISO intra	1	79 €
ME80660	Adattatore per turbine KAVO Multiflex	1	79 €
ME80630	Adattatore per testine per contrangoli KAVO-BienAir	1	79 €
ME80650	Adattatore per turbine SIRONA	1	79 €
ME80620	Adattatore SIRONA Classic T1	1	94 €
ME80640	Adattatore per turbine W&H (Roto Quick)	1	94 €
ME80612	Adattatore per turbine NSK (Phatelus)	1	107 €
ME74135	Adattatore per strumenti con spray esterno	1	62 €
ME80750	Adattatore x punte ablatore EMS/KAVO SONOSOFT	1	52 €
ME80756	Adattatore x punte ablatore SATELEC NSK	1	52 €
ME80790	Adattatore x punte ablatore kavo soniflex 2000	1	52 €
ME80752	Adattatore x punte ablatore kavo piezo led	1	52 €
ME80751	Adattatore x punte ablatore kavo soniflex quick 2008	1	52 €
ME80760	Adattatore x punte ablatore SIRONA SIROSON	1	52 €
ME80614	Adattatore x EMS AIR-FLOW prophylaxis Master	1	161 €
ME80613	Adattatore x EMS AIR-FLOW HANDY 3.0	1	161 €
ME73860	Iniettori canula chirurgiche	1	21 €
ME00196	Fermo molla per iniettore ME73860	1	20 €
ME89051	Tappo di chiusura in silicone colore verde (conf. 10 pezzi) canule cannule chirurgiche ME73860	1	19 €
ME89061	Tappo di chiusura in silicone colore blu (conf. 10 pezzi) per adattatori turbine	1	19 €
ME89071	Tappo di chiusura in silicone colore bianco (conf. 10 pezzi) per adattatori c/angoli	1	19 €
<b>Accessori per rotaia iniezione e filtri ricambio</b>			
ME80140	Tappo a vite per binario dell'iniettore e alloggi	1	22 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025



RIF.	DESCRIZIONE	Q.TA'	LISTINO
ME73903	Distributore triplo - filtro ceramico incluso	1	172 €
ME22611	Distributore triplo - Senza filtro ceramico	1	152 €
ME73905	Distributore - filtro ceramico incluso	1	102 €
ME22968	Portastrumenti per adattatore universale	1	30 €
ME55120	Collare distanziatore	1	25 €
ME80260	Manicotto di irrigazione strumenti diametro 2-11	1	130 €
ME80769	Dischi colorati per identificazione punte ablatore conf18 pz	1	33 €
ME64375	Filtro in ceramica per distributore triplo o mono conf 10 pz	1	85 €
ME80350	Filtro in metallo per distributore triplo o mono	1	85 €
ME84620	Upgrade KIT per mettere rotaia iniezione su cesto base	1	759 €
ME84630	Cleanfinity filter incluso scovolino	1	407 €
ME84640	Scovolino per cleanfinity filter	1	30 €
ME80490	refill filtro centrale plastica	1	110 €
ME80180	Tappo femmina per luer lock	1	40 €
ME80170	Tappo maschio per luer lock	1	40 €
ME80150	Raccordo x tubi flessibili diametro interno 6mm	1	49 €
ME80160	Raccordo con filetto interno	1	49 €
ME80195	Prolunga in silicone con raccordi	1	68 €
ME73880	Adattatore maschio per luer	1	40 €
ME74130	Adattatore maschio per luer lock	1	49 €
ME67250	Adattare femmina per luer / luer lock	1	49 €
<b>PRODOTTI CONSUMO MELATHERM : liquidi Metherm - sale</b>			
ME11630	Metherm 51 : Detergente enzimatico leggermente alcalino conf 5 litri	1	94 €
ME11621	Metherm 55C:Neutralizzante a base di acido citrico particolarmente delicato sui materiali.conf 5 litri	1	71 €
ME11627	Metherm 61:liquido a ph neutro favorisce l'asciugatura conf 940 ml	1	29 €
ME80000	SALE PER MELATHERM conf 2 KG	1	7 €
ME01072	Test pulizia melatherm (conf 100 pezzi )	1	149 €
ME01073	Supporto Wash Check per la pulizia esterna	1	41 €
ME01074	Supporto Wash Check per la pulizia interna	1	81 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	Q.TA'	LISTINO
<b>SIGILLATRICI</b>			
ME10300	MELAseal 300 - sigillatrice rotativa completa di usb stick misure: 360x160x175	1	2.490 €
ME10120	MELAseal 200 con taglierina	1	1.200 €
ME10211	MELAseal 100+ con taglierina	1	690 €
<b>Accessori per Sigillatrici</b>			
ME00141	Tavolo lavoro "comfort" con rulli scorrimento per: MELAseal 300 misure: 66x24x6 cm	1	550 €
ME77750	tavolo lavoro standard per melaseal 300	1	296 €
ME00116	Porta rotoli murale con taglierina misure 53x25x26,7 cm larghezza carico 42 cm	1	330 €
ME10108	Porta rotoli "Deluxe" per MELAseal 100+ / 200	1	310 €
ME10111	Porta rotoli "comfort" per MELAseal 100+/200	1	104 €
ME10117	Porta rotoli "Standard" per MELAseal 100+/200	1	100 €
ME71490	Staffe per montare portarotoli ME00116 su MELAseal PRO	1	35 €
ME01079	MELASEAL CHECK - test per verificare qualità delle sigillature conf100 test	1	66 €
ME01089	MELACONTROL INK test con 30 test	1	80 €
<b>DOCUMENTAZIONE E TRACCIABILITA'</b>			
ME80270	Adattatore seriale USB	1	42 €
ME01039	KIT MELAFLASH (card + card reader) Sistema di scrittura documenti su CF card	1	535 €
ME01048	Card READER per trasferire dati da CF card a computer	1	57 €
ME40296	MELANET BOX Sistema di collegamento tra autoclavi (serie ProClass e Melaquick) e rete	1	800 €
ME01043	CF CARD memory card	1	57 €
ME01144	MELAPRINT 44 per report cartacei	1	840 €
ME35226	Rotoli di carta x Melaprint :40-42-44 conf 5 pezzi	1	24 €
ME40295	NETWORK adattatore per MELAPRINT 44 per collegare le autoclavi: Premium Class- Cliniclave	1	369 €
ME01160	MELAPRINT 60 stampante per etichette Bare code Include Cavo elettrico, cavo network (2m) ed 1 rotolo di etichette	1	830 €
ME01108	MELAPRINT 80 stampante per etichette Bare code Include Cavo elettrico, cavo network (2m) ed 1 rotolo di etichette	1	830 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	Q.TA'	LISTINO
ME41942	etichette Bare code termiche mm 50x32 per MELAPRINT 60 -80 Riattaccabili (6 rotoli da 1000 pz cad.)	1	223 €
ME41943	etichette Bare code termiche mm 50x32 per MELAPRINT 60 -80 Non riattaccabili (6 rotoli da 1000 pz cad.)	1	198 €
ME21140	MELATRACE base 12 mesi licenza Software per la tracciabilità digitale - hardware raccomandato: processore 1 GHz (x86) o 1,4 GHz (x64) minimo, e processore multi-core 2 GHz. 1 GB RAM minimo o 4 GB RAM. Programma: Windows 8 o 7 SP1, Windows Vista SP2, Windows Server 2012, Windows server 2008 SP2	1	264 €
ME21141	MELATRACE base 36 mesi licenza Software per la tracciabilità digitale - hardware raccomandato: processore 1 GHz (x86) o 1,4 GHz (x64) minimo, e processore multi-core 2 GHz. 1 GB RAM minimo o 4 GB RAM. Programma: Windows 8 o 7 SP1, Windows Vista SP2, Windows Server 2012, Windows server 2008 SP2	1	720 €
ME21142	MELATRACE base 60 mesi licenza Software per la tracciabilità digitale - hardware raccomandato: processore 1 GHz (x86) o 1,4 GHz (x64) minimo, e processore multi-core 2 GHz. 1 GB RAM minimo o 4 GB RAM. Programma: Windows 8 o 7 SP1, Windows Vista SP2, Windows Server 2012, Windows server 2008 SP2	1	1.020 €
ME21143	MELATRACE PRO 12 mesi licenza Software per la tracciabilità digitale - hardware raccomandato: processore 1 GHz (x86) o 1,4 GHz (x64) minimo, e processore multi-core 2 GHz. 1 GB RAM minimo o 4 GB RAM. Programma: Windows 8 o 7 SP1, Windows Vista SP2, Windows Server 2012, Windows server 2008 SP2	1	324 €
ME21144	MELATRACE PRO 36 mesi licenza Software per la tracciabilità digitale - hardware raccomandato: processore 1 GHz (x86) o 1,4 GHz (x64) minimo, e processore multi-core 2 GHz. 1 GB RAM minimo o 4 GB RAM. Programma: Windows 8 o 7 SP1, Windows Vista SP2, Windows Server 2012, Windows server 2008 SP2	1	900 €
ME21145	MELATRACE PRO 60 mesi licenza Software per la tracciabilità digitale - hardware raccomandato: processore 1 GHz (x86) o 1,4 GHz (x64) minimo, e processore multi-core 2 GHz. 1 GB RAM minimo o 4 GB RAM. Programma: Windows 8 o 7 SP1, Windows Vista SP2, Windows Server 2012, Windows server 2008 SP2	1	1.320 €
ME01086	Etichettatrice New Meladoc completa di un rotolo etichette da 500 pezzi	1	360 €
ME01099	ROTOLI ETICHETTE per VECCHIO MELADOC COD. ME01095 (750 pcs) (Include 6 rotoli da 750 etichette cad + 1 rullino inchiostro)	1	73 €
ME01088	ROTOLI ETICHETTE per NEW MELADOC Etichette per etichettatrici (6 rotoli da 1000 pezzi cad. compreso rullo inchiostro)	1	75 €
ME01093	10 blocchi documentazione termodisinfettore da 100 fogli cad. (in tedesco)	1	104 €
TEST DI VERIFICA			
ME01080	MELACONTROL Helix Test (completo di 1 test body helix e 250 test)	1	220 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	Q.TA'	LISTINO
ME01075	MELACONTROL PRO Helix Test (completo di 1 test body e 40 test)	1	278 €
ME01076	Test ricambio per MELACONTROL PRO (250 pz)	1	197 €
ME01078	TEST BOWIE & DICK q.tà 1 test	1	5 €
ME01077	Test tipo 5 conf 250 test	1	37 €
PRODUTTORI ACQUA DISTILLATA			
ME01049	MELADEM 40 demineralizzatore a scambio ionico	1	563 €
ME01047	MELADEM 47 demineralizzatore osmotico	1	1.700 €
ME01038	MELADEM 53 demineralizzatore a scambio ionico (2 CONTAINER DIAM.24X57H)	1	1.750 €
ME01036	MELADEM 53C demineralizzatore a scambio ionico (2 CONTAINER DIAM.24X45H)	1	1.750 €
ME11056	MELAdem 56	1	2.334 €
ME11057	MELAdem 56M	1	2.617 €
Accessori e ricambi per produttori acqua distillata			
ME27300	MELAJET spray da utilizzare con Meladem 57 o 40 (sistemi ionici)	Pistola 1	159 €
ME37241	KIT INSTALLAZIONE Meladem 37/47 a Vacuclave 24/30B	1	52 €
ME69005	DISTRIBUTORE ACQUA PER MELADEM 53	1	153 €
ME37450	PREFILTRO RICAMBIO per Meladem 47/55/56	1	60 €
ME37460	FILTRO CARBONI ATTIVI RICAMBIO per Meladem 47/55/56	1	95 €
ME37470	FILTRO RESINE RICAMBIO per Meladem 47/55/56	1	60 €
ME61026	Filtro ricambio per MELAdem 40 conf.2 cartucce	1	71 €
ME21060	RICAMBIO RESINE MELADEM 37 - 1,3 Litri	1	58 €
ME09034	Connection set MELAdem 40 per per Vacuclave 41B+43B+	1	101 €
ME22500	Pompa di incremento pressione per Meladem 47 (da usarsi nel caso la pressione statica sia inferiore ai 3 Bar)	1	863 €
PRODOTTI DI STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO			
ME11180	Carta per sterilizzazione 50x 50 cm conf 500 pezzi	1	250 €
ME11181	Carta per sterilizzazione 90X90 cm conf 250 pezzi	1	400 €
ME11182	Nastro adesivo per sterilizzazione 19 mm lungh 50 mt	1	6 €
ME22927	Penna con inchiostro indelebile	1	6 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	Q.TA'	LISTINO
<b>Melastore System</b>			
ME01180	MELAstore-Tray 50 misure: 11,8x3x18 cm	1	160 €
ME01181	MELAstore-Tray 100 misure:17,6x3x27,5 cm	1	215 €
ME01182	MELAstore-Tray 200 misure:17,6x4,3x27,5 cm	1	246 €
ME82960	Barra in silicone per MELAstore tray 50	1	21 €
ME82970	Barra in silicone per MELAstore tray 100	1	24 €
ME82980	Barra in silicone per MELAstore tray 200	1	26 €
ME01191	MELAstore-Box 100 misure:19x4,6x31,2 cm per Melastore Tray 100 o 2 Melastore tray 50	1	275 €
ME01192	MELAstore-Box 200 misure:19x6,5x31,2 cm per Melsastore tray 200	1	288 €
ME01194	Filtri per Melastore Box 100/200 monouso conf 100 pezzi	1	28 €
ME01193	Filtri per Melastore Box 100/200 riutilizzabili sino 1000 cicli conf 2 pezzi	1	52 €
ME01198	Sigillo monouso per MELAstore Box , senza indicatore di processo (cf 100 pz)	1	22 €
ME01199	Sigillo monouso per MELAstore Box , con indicatore di processo (cf. 100 pz)	1	25 €
ME01197	Supporto etichette tipo ME01195 per MELAstore-Tray conf. Singola	1	18 €
ME01195	Etichetta identificazione (sino 15 caratteri e codice a barre )	1	16 €
ME01196	Supporto etichette prodotte da Melaprint 60 . Da posizionare su Melastore box 100 o 200. ( conf 10 pezzi )	1	38 €
<b>Containers per sterilizzazione</b>			
ME01151	15K Container sterilizzazione misure est. 12x4,5x18 cm interne 11,4x2,4x15,8 cm( inc 100 filtri carta)	1	216 €
ME01152	15M Container sterilizzazione misure est. 12x4,5x35 cm interne 11,4x2,4x30,8 cm ( inc 100 filtri carta)	1	286 €
ME01153	15G Container sterilizzazione misure est. 12x8x35 cm interne 11,4x5,1x30,8 cm	1	312 €
ME01171	17K Container sterilizzazione misure est. 14x5x20 cm interne 13,5X2,7X17,8 cm (inc100 filtri carta )	1	229 €
ME01172	17M Container sterilizzazione misure est. 14x5x41 cm interne 13,5X2,7X36,8cm (inc 100 filtri carta )	1	320 €
ME01173	17G Container sterilizzazione misure est. 14x9x41 cm interne 13,5X6,2X36,8 cm( inc 100 filtri carta )	1	327 €
ME01231	23M Container sterilizzazione misure est. 16X6X42 cm interne 15,5X3,8X37,8 cm( inc 100 filtri carta )	1	372 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	Q.TA'	LISTINO
ME01232	23G Container sterilizzazione misure est. 16X12X42 cm interne 15,5X9,8X37,8 cm( inc 100 filtri carta )	1	390 €
ME01284	28M Container sterilizzazione misure est. 16X6X32 cm interne 15,5X3,8X27,8 cm( inc 100 filtri carta )	1	312 €
ME01285	28G Container sterilizzazione misure est. 16X12X32 cm interne 15,5X9,8X27,8 cm( inc 100 filtri carta )	1	365 €
ME27325	Filtri carta per container 15K conf 100 pezzi	1	34 €
ME27335	Filtri carta per container 15M/15G conf 100 pezzi	1	34 €
ME27345	Filtri carta per container 17K conf 100 pezzi	1	34 €
ME27355	Filtri carta per container 17M/17G conf 100 pezzi	1	34 €
ME26515	Filtri carta per container 23M/23G conf 100 pezzi	1	34 €
ME27365	Filtri carta per container 28M/28G conf 100 pezzi	1	34 €
<b>Olio e adattatori per cura manuale della strumentazione dinamica</b>			
ME22935	Olio sintetico per la lubrificazione manuale della strumentazione dinamica NO Careclave conf 300 ml	1	27 €
ME22931	Adattatore per lubrificazione manuale per contrangoli ISO	1	19 €
ME22932	Adattatore per lubrificazione manuale per turbine Sirona	1	19 €
ME22933	Adattatore per lubrificazione manuale per turbine Kavo	1	19 €
ME22934	Adattatore per lubrificazione manuale per mandrini	1	19 €
<b>Liquido Pulizia Camera autoclavi (adatto a tutte le autoclavi MELAG)</b>			
ME01081	LIQUIDO PER PULIZIA CAMERA AUTOCLAVE 500 ml. la conf comprende : liquido + 50 panni specifici + 1 panno microfibra	1	42 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025



# **SISTEMI DI INGRANDIMENTO E ILLUMINAZIONE**



## RDH Elite

### Sistema ingrandente 2.5x

Il sistema ingrandente 2.5X RDH Elite è ideale per la maggior parte delle procedure di igiene dentale. RDH Elite presenta una tecnologia all'avanguardia con un angolo di declinazione regolabile per una corretta postura e comprende una larghezza e profondità di campo consigliati per i professionisti dell'igiene dentale. La montatura è di tipo sportivo con stanghette colorate intercambiabili ed un telaio profondo per il massimo confort.

#### SPECIFICHE

Ogni occhiale include protezioni laterali, il laccetto, la custodia, la possibilità di prescrizione, cacciavite ottico e panno per la pulizia

#### OPZIONI DI MONTAGGIO

TTL

#### COLORI DISPONIBILI

Nero, Trasparente, Ghiaccio, Tartarugato, Rosa perla

#### MONTATURE DISPONIBILI

Tempo™ · RydonX™ · Elevate™ · Triumph™



Ingr.	Distanza di lavoro	Larghezza di campo	Profondità di campo	Peso
2.5x	Personalizzabile	10,20 cm	15,20 cm	43,30 gr.

## HDL 2.5x Macro

### Sistema ingrandente 2.5x

HDL macro offre una larghezza di campo consistente che permette di muoversi facilmente all'interno del campo di lavoro e visualizzarlo con facilità. Si tratta di un sistema ingrandente ideale per coloro che per la prima volta si affacciano all'utilizzo dei sistemi ingrandenti così come per gli utilizzatori abituali.

#### OPZIONI DI MONTAGGIO

TTL

#### MONTATURE DISPONIBILI

Tempo™ · RydonX™ · Elevate™ · Triumph™



Ingr.	Distanza di lavoro	Larghezza di campo	Profondità di campo	Peso
2.5x macro	Personalizzabile	10.4 cm	12.7 cm	48,7 gr.

## LUXE

### Sistema ingrandente 2.5x semi-personalizzabile

Luxe è un occhiale semi personalizzabile con l'ingrandimento tra i più apprezzati della gamma - 2.5X. Il professionista può scegliere tra tre distanze interpupillari e una distanza di lavoro.

Questo permette all'operatore di avere un occhiale adatto alle proprie esigenze e quasi totalmente personalizzato ad un prezzo particolarmente vantaggioso.

#### Caratteristiche principali:

- prodotto semi personalizzato: scelta tra 3 distanze interpupillari
- rapporto qualità/prezzo particolarmente vantaggioso;
- ampiezza e profondità di campo generose e occhiale particolarmente leggero, 51 gr;
- versione standard con possibilità di personalizzazione con prescrizione oculistica.

#### OPZIONI DI MONTAGGIO

TTL

#### MONTATURE DISPONIBILI

Sportiva



## HDL 3.0x

### Sistema ingrandente 3.0x

Comparabile a HDL 2X, questo sistema ingrandente personalizzato vanta una chiarezza d'immagine ed un campo visivo generoso.

Compatto e leggero, è disegnato per garantire un confort raramente associabile ad un altro sistema galileiano di pari ingrandimento.

#### OPZIONI DI MONTAGGIO

TTL

#### MONTATURE DISPONIBILI

Tempo™ · RydonX™ · Elevate™ · Triumph™



Ingr.	Distanza di lavoro	Larghezza di campo	Profondità di campo	Peso
3.0x	Personalizzabile	7.9 cm	13.97 cm	48.7 gr.

## ■ Eyezoom Mini

Ingrandimento variabile da 2.5x a 3.5x

Il nuovo EYEZOOM™ MINI è un sistema ingrandente compatto con ingrandimento variabile da 2,5X a 3,5X. Questa ottica innovativa garantisce all'utilizzatore l'ingrandimento ottimale per ciascuna procedura di lavoro.

### Caratteristiche

- Ingrandimento Adattabile. Ingrandimento variabile da 2,5X a 3,5X
- Comfort e leggerezza. La barra in magnesio garantisce un minor peso ed il massimo comfort per l'utilizzatore

### INGRANDIMENTI DISPONIBILI

da 2.5x a 3.5x

### OPZIONI DI MONTAGGIO

TTL

### MONTATURE DISPONIBILI

Tempo™ · Triumph · Dragonfly PRO™



Ingr.	Ampiezza di campo	Profondità di campo	Distanza di lavoro	Peso
2,5X	10,16 cm	10,16 cm	Personalizzabile	73,7 gr.
3,5X	8,10 cm	8,10 cm		

## ■ Eyezoom

Ingrandimento variabile da 3.0x a 5.0x

EYEZOOM™ offre un ingrandimento variabile da 3x a 5x. Sviluppato per assistere i professionisti del settore a vedere il campo operatorio da diverse prospettive, assecondando le più svariate preferenze di ciascuna persona.

### Caratteristiche

- Ingrandimento variabile. Tecnologia a 3 livello di variazione tra 3.0x a 5.0x
- Ottiche e oculari ingegnerizzati da Orasoptic e KONICA MINOLTA®.
- Visualizzazione di qualità superiore. Chiarezza di visione e risoluzione ad alta definizione.

### INGRANDIMENTI DISPONIBILI

da 3.0x a 5.0x

### OPZIONI DI MONTAGGIO

TTL

### MONTATURE DISPONIBILI

Tempo™ · Triumph · Dragonfly PRO™



Ingr.	Ampiezza di campo	Profondità di campo	Distanza di lavoro	Peso
3.0X	9,5 cm	11,9 cm	Personalizzabile	86,2 gr.
4.0X	7,4 cm	9,7 cm		
5.0X	6,1 cm	7,6 cm		

## ■ Eyezoom Max

Ingrandimento variabile da 3.5x a 6.5x

EyeZoom Max offre una risoluzione ad alta definizione e una maggiore acuità visiva.

Le generose dimensioni del campo dell'ingrandimento 3,5X, combinate con la capacità di eseguire procedure impegnative utilizzando l'ingrandimento 6,5X, creano un'esperienza d'ingrandimento versatile.

### INGRANDIMENTI DISPONIBILI

da 3,5x a 6,5x

### OPZIONI DI MONTAGGIO

TTL

### MONTATURE DISPONIBILI

Tempo™ · Triumph · Dragonfly PRO™



Ingr.	Ampiezza di campo	Profondità di campo	Distanza di lavoro	Peso
3,5X	8,8 cm	8,8 cm	Personalizzabile	92,7 gr.
6,5X	5,6 cm	5,0 cm		

## HDL Prismatici

### Ingrandimento da 3.5x a 5.5x

I nuovi HDL PRISM sono caratterizzati da un design compatto e durevole con rivestimento anti graffio e anti riflesso e gli oculari presentano una copertura in magnesio con finitura in nichel.

La dimensione aumentata dell'oculare rispetto alla gamma di prismatici precedente permette una migliore visualizzazione e nitidezza di immagine, risultando più luminosa grazie all'alta definizione delle ottiche.



#### INGRANDIMENTI DISPONIBILI

da 3,5x a 5,5x

#### OPZIONI DI MONTAGGIO

TTL

#### MONTATURE DISPONIBILI

Tempo™ · Triumph™ · Dragonfly PRO™

Ingr.	Ampiezza di campo	Profondità di campo	Distanza di lavoro	Peso
3.5X	8,9 cm	9,1 cm	Personalizzabile	67,5 gr.
4.5X	7,5 cm	6,7 cm		71,5 gr.
5.5X	6,4 cm	5,9 cm		74,4 gr.

## Omniopic

### Sistema ingrandente da 2.5x a 5.5x

Omniopic, il primo ed unico sistema che permette di selezionare tra 4 diversi tipi di ingrandimento da 2,5X a 5,5X - intercambiabili con un sistema di ancoraggio con magneti.



#### OPZIONI DI MONTAGGIO

TTL

#### OPZIONI DI INGRANDIMENTO

HDL 2,5 MACRO - HDL 3,5X - HDL 4,5X - HDL 5,5X

#### MONTATURE DISPONIBILI

Tempo™ · Triumph™

Ingr.	Ampiezza di campo	Profondità di campo	Distanza di lavoro	Peso
2,5X	8,2 cm	12,7 cm	Personalizzata 34 - 66 cm	57,3 gr.
3,5X	8,0 cm	9,1 cm		75,3 gr.
4,5X	6,4 cm	6,7 cm		79,1 gr.
5,5X	5,2 cm	5,9 cm		82,1 gr.

## RDH & HDL Ergo

### sistemi ingrandenti con ottica a deflessione

RDH & HDL Ergo™ sono i nuovi sistemi con ottica a deflessione che permettono di lavorare in tutta comodità mantenendo una postura eretta.

Il sistema ottico utilizza dei prismi di rifrazione all'interno della lente e questo consente ai medici di stare seduti in posizione eretta riducendo l'inclinazione del collo.

La linea Ergo è un'opzione ergonomica che offre comfort per tutto il giorno.



#### OPZIONI DI MONTAGGIO

TTL

**INGRANDIMENTO:** RDH 3.0x, HDL 3.5x, HDL 5x

#### MONTATURE DISPONIBILI 3.0X

Tempo™ · Triumph™ · Elevate™ · RydonX

#### MONTATURE DISPONIBILI 3.5X - 5X

Tempo™ · Triumph™ · RydonX



## ■ DragonFly™ Pro

### Ingrandimento da 2.5x a 5.0x

Dragonfly™ Orasoptic™ è un sistema d'ingrandimento con alimentazione a batteria completamente integrata e comandi incorporati per azionare il sistema di illuminazione.

Il modello PRO premium supporta la linea completa di oculari Orasoptic ed è ricca di funzioni bonus tra cui batterie extra, impostazioni multiple di intensità della luce e finitura in vernice ceramica estremamente resistente.\*

*\*Dragonfly PRO presenta Cerakote, un rivestimento in polimero ceramico che offre durata, resistenza ai graffi, alla corrosione e agli agenti chimici leader del settore.*

**COLORE DISPONIBILE:** Ametista, Carbone, Nettuno, Oliva

**INGRANDIMENTO:** 2.5x, 3.0x, 3.5x, 4.5x 5.5x; Variabile 2.5x-3.5x; Variabile 3x-4x-5x

**INTENSITÀ DELLA LUCE :** Alta: 78 Lumens; Bassa: 49 Lumens

**DURATA DELLA BATTERIA** (Set di 2): Alta: 3 ore 45 min.; Bassa: 6 ore

**BATTERIE INCLUSE:** 6



## ■ DragonFly™ Neo

### Ingrandimento da 2.5x a 3.5x

Dragonfly™ Orasoptic™ è un sistema d'ingrandimento con alimentazione a batteria completamente integrata e comandi incorporati per azionare il sistema di illuminazione.

Il modello NEO entry-level è disponibile in un unico colore e supporta i 4 poteri di ingrandimento più popolari.

Questo è il sistema d'ingrandimento preferito da chi si avvicina per la prima volta ad un sistema di ingrandimento, studenti e medici specializzandi.

**COLORE DISPONIBILE:** Blu Notte

**INGRANDIMENTO:** 2.5x, 3.0x, 3.5x

**INTENSITÀ LUCE:** 78 Lumens

**DURATA BATTERIA:** (set di 2) 3 ore 45 min.

**BATTERIE INCLUSE:** 4



## ■ DragonFly™ RDH

### Ingrandimento 2.5x

Dragonfly™ Orasoptic™ è un sistema d'ingrandimento con alimentazione a batteria completamente integrata e comandi incorporati per azionare il sistema di illuminazione.

Il modello RDH supporta gli oculari RDH Elite™ progettati specificamente per igienisti dentali.

**COLORE DISPONIBILE**  
Champagne, Lilla, Blu Notte

**INTENSITÀ LUCE**  
78 Lumens

**DURATA BATTERIA**  
(set di 2) 3 ore 45 min.

**BATTERIE INCLUSE**  
4



## ■ Zeon Led Spark™ 2° GEN

### Sistema di illuminazione

Spark è una luce cordless che si integra con qualsiasi lente e montatura.

Caratterizzata da un innovativo design, brevettato, la luce Spark dispensa il suo peso uniformemente attraverso il ponte della montatura minimizzando la pressione sul viso.

La batteria include un indicatore che segnala quando la batteria ha raggiunto il 20% di ricarica residua.

#### SPOT UNIFORME

Una luce precisa e concentrata garantisce una maggiore visibilità durante le procedure di lavoro.

#### TECNOLOGIA A CORRENTE COSTANTE

La brillantezza non diminuisce con l'esaurirsi della batteria.

#### COMANDI TOUCH CONTROL AVANZATI

Possibilità di spegnere e accendere facilmente la luce tra le varie sedute.

#### CARICA BATTERIA VERSATILE

Un caricatore micro USB permette la ricarica in movimento.

#### TECNOLOGIA TRUCOLOR™

La nuova tecnologia TruColor™ permette di riprodurre fedelmente i colori, senza compromettere l'emissione luminosa, con un CRI (indice di resa cromatica) > 90 e una CCT (temperatura di colore) di 5.700K.



Intensità luce	Peso luce	Tipo batteria	Vita batteria	Tempo di ricarica
41.000 lux	31.8 gr	litio	6 ore	2 ore

## ■ Zeon Led Endeavour™ 2° GEN

### Sistema di illuminazione

Zeon Led Endeavour™ fornisce una luce concentrata per aiutarti a navigare nell'area di lavoro e illuminare dettagli critici che si possono perdere ad occhio nudo. Montati coassialmente sui vostri occhiali, i nostri sistemi di illuminazione eliminano le ombre dal campo operatorio. Tutti i sistemi di illuminazione Orasoptic utilizzano la tecnologia a corrente costante, il che significa che la loro luminosità non diminuirà con la diminuzione della batteria.

#### CARATTERISTICHE:

- Disegnato per un confort di leggerezza
- Pacco batteria e luce di piccole dimensioni
- Sistema touch control
- 3 livelli di intensità fino a 84.000 lux

#### TECNOLOGIA TRUCOLOR™

La nuova tecnologia TruColor™ permette di riprodurre fedelmente i colori, senza compromettere l'emissione luminosa, con un CRI (indice di resa cromatica) > 90 e una CCT (temperatura di colore) di 5.700K.



Intensità della luce	Peso Lampada	Tipo batteria	Peso batteria	Durata batteria
42.900/63.000/84.400 lux	11 gr.	Lithium Ion	115 gr.	da 5 a 10 ore

## Disponibile anche in versione Zeon Led Endeavour™ XL Trucolor

Zeon Led Endeavour™ XL fornisce un fascio di luce più luminoso del 25% rispetto alla versione classica di Endeavour. La tecnologia a corrente costante garantisce inoltre che l'emissione luminosa del faro non diminuisca durante il funzionamento della batteria.

- Batteria ioni di litio - 206 gr.
- Tre livelli di intensità: 53/68/85 lumens
- Durata in carica della batteria da 10 a 24 ore (a seconda dell'intensità utilizzata)
- Tempo di ricarica 8 ore.



## ■ Microscopio DOM3000D-4K

### Microscopio chirurgico



Il Microscopio DOM 3000D-4K è la soluzione ideale per lavorare con precisione e versatilità, gestendo in modo semplice e sicuro l'archiviazione dei file per ogni paziente, registrare interventi chirurgici e catturare foto grazie al sistema di imaging full HD.

Il Monitor 4k 27" fornito di serie e collegato mediante presa HDMI, migliora la comunicazione con il paziente e l'assistente facilitando inoltre la diagnosi. La presa HDMI consente di collegare il Microscopio con qualsiasi dispositivo esterno come ad esempio PC o proiettori.

Il WIFI integrato può essere abbinato a dispositivi come telefoni cellulari e tablet, mediante l'APP dedicata BON IMAGE che consente di gestire le funzionalità video ed immagini mediante una facile interfaccia grafica sul proprio dispositivo mobile. I pulsanti presenti sulla testa de Microscopio consentono di gestire le medesime funzioni, ma archiviando il materiale direttamente sulla scheda SD in dotazione.

#### Caratteristiche del microscopio DOM 3000D-4K:

##### **Ottica ad alta trasparenza:**

Vetro ottico prodotto in Germania, qualità superiore, multistrato, alta risoluzione, alta definizione, alta profondità di vista e ampio campo visivo.

##### **Filtro giallo integrato:**

Attacca il filtro giallo per prevenire l'indurimento prematuro del composito.

**Illuminazione a LED stabile e duratura:** Sistema brevettato a LED, risparmio energetico, nessun calore, nessun rumore. Fa la simulazione della luce naturale, che rende l'immagine chiara, nitida e reale. L'intero campo visivo è illuminato in modo uniforme.

##### **Sistema di zoom preciso:**

Lo zoom continuo permette agli operatori di ingrandire e mettere a fuoco un oggetto a più ingrandimenti senza interruzioni. In combinazione con una telecamera 4K integrata, offre agli operatori la massima libertà di catturare immagini digitali e registrare video in tempo reale a più ingrandimenti.

##### **Tubo binoculare ergonomico:**

L'angolo variabile (0 - 210°) aiuta a prevenire l'affaticamento muscolare nelle spalle, nel collo e nella parte bassa della schiena durante gli interventi prolungati.

##### **Struttura a pendolo:**

Il binocolo rimarrà alla stessa altezza dal pavimento durante il movimento di rotazione, questo permette al chirurgo di sostenere la testa e la schiena in modo confortevole.

##### **Trasferimento video Full HD:**

Con una velocità di 3Gbps gli spettatori possono vedere i dettagli dell'operazione in tempo reale, otto terminali di visualizzazione (monitor e proiettore) sono supportati allo stesso tempo. Supporto per lo streaming dal vivo (sono richiesti moduli per lo streaming dal vivo, non inclusi), ideale per la telemedicina e l'apprendimento a distanza.

#### CONFEZIONAMENTO

incluso nella configurazione base: Estensione oculari, Fototelecamera 4K HD integrato, Vario Focus, SD card da 128 Giga, Modulo WiFi, Monitor LG da 27", Sistema di illuminazione da 80.000 Lux, Supporto mobile, Pedaliera per Fototelecamera

(REF. BONDOM3000D-4K)



## ■ Score Ergo Support

Il microscopio è spesso utilizzato in procedure che richiedono capacità motorie fini, come nel caso dell'endodonzia. Se le braccia non sono adeguatamente sostenute, il collo, la schiena e le spalle si irrigidiscono rapidamente.

I comodi braccioli del seggiolino Score Dental Ergo Support offrono un supporto ottimale per le braccia, permettendovi di lavorare al microscopio in modo rilassato.

I braccioli possono essere posizionati vicino al corpo in pochissimo tempo, preservando la libertà di movimento intorno al paziente.

L'esclusiva forma del sedile Ergo facilita una posizione di seduta ergonomica stabile con un angolo aperto dell'anca. Potete sedervi e lavorare in posizione eretta in modo rilassato.

- Base ø 67 cm
- Regolazione in altezza 52 – 71 cm
- Altezza del piano di lavoro 80 – 100 cm
- Sedile (bordi incassati) ø 40 cm
- Inclusi 2 braccioli girevoli e preformati (bracciolo 6)
- Colore: nero



# ■ Microscopio G4 PRO

## Microscopio chirurgico



### MESSA A FUOCO AUTOMATICA (AUTO FOCUS – AF)

Individuata la distanza di lavoro desiderata, la messa a fuoco è automatica grazie alla semplice pressione di un pulsante dedicato

### DIMENSIONE DELLO SPOT LUMINOSO REGOLABILE

Dotato di una sorgente luminosa a LED medicale di intensità massima  $\geq 80.000$  lux regolabile in intensità mediante un'apposita manopola.

### AMPIO RANGE DI MESSA A FUOCO

L'obiettivo permette la messa a fuoco in un ampio raggio di 350 mm, da una distanza focale minima di 200 mm ad una massima di 550 mm

### POSIZIONAMENTO E BLOCCO ELETTROMAGNETICO

Il posizionamento del blocco elettromagnetico in tre punti è attivabile mediante un pulsante dedicato posto su entrambe le impugnature.

### DOPPI CONTROLLER MULTIFUNZIONE

Il microscopio è dotato di doppie impugnature ergonomiche, riposizionabili in base alle esigenze dell'operatore attraverso delle semplici manopole di sblocco/blocco.

### CAMPO VISIVO SENZA OSTACOLI

L'ampio campo visivo (FOV) da 132mm a 9,7 mm di diametro, consente di evitare continui riposizionamenti durante l'intervento.

### MODALITÀ FLUORESCENTE

Aiuta ad identificare i margini delle carie per consentire la conservazione della maggior quantità possibile di sostanza dentale sana.

### FILTRI INTEGRATI GIALLO E VERDE

### SISTEMA DI TELECAMERE 4K ULTRA HD INTEGRATO

Il nuovo sistema di immagini 4K integrato, basato sul sensore di fascia alta SONY, supporta la registrazione video 4K e un'alta risoluzione delle immagini statiche.

### SOFTWARE MEDIA FACILE ED IMMEDIATO

Il nuovo software di gestione dei media integrato consente di modificare i parametri relativi alle foto, ai video o ai setting generici del microscopio in modo semplice ed intuitivo, direttamente sullo schermo in dotazione.

### CONFEZIONAMENTO

Incluso nella confezione base: Estensione oculari, Fototelecamera 4K HD integrato Auto Focus automatico motorizzato, Movimento elettromagnetico, SD card da 128 Giga, Monitor LG da 27", Sistema di illuminazione da 80.000 Lux Supporto mobile, Pedaliera per Fototelecamera

(REF. BONDOM4000E)



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
ORARDH-EV	RDH ELITE 2,5X - Montatura Elevate	1 pz.	2.116 €	22	1.808 €
ORARDH-TE	RDH ELITE 2,5X - Montatura Tempo	1 pz.	2.116 €	22	1.808 €
ORARDH-TR	RDH ELITE 2,5X - Montatura Triumph	1 pz.	2.116 €	22	1.808 €
<b>Sistema di Ingrandimento HIGH DEFINITION LOUPE - HDL MACRO 2.5X</b>					
ORAHDL25MACRO-RY	HDL MACRO 2,5X - Montatura Rydon X	1 pz.	3.237 €	22	2.773 €
ORAHDL25MACRO-TE	HDL MACRO 2,5X - Montatura Tempo	1 pz.	3.237 €	22	2.773 €
ORAHDL25MACRO-TR	HDL MACRO 2,5X - Montatura Triumph	1 pz.	3.237 €	22	2.773 €
ORAHDL25MACRO-EV	HDL MACRO 2,5X - Montatura Elevate	1 pz.	3.237 €	22	2.773 €
<b>Sistema di Ingrandimento HIGH DEFINITION LOUPE - HDL 3.0X</b>					
ORAHDL30-RY	HDL 3.0X - Montatura Rydon X	1 pz.	3.489 €	22	2.989 €
ORAHDL30-TE	HDL 3.0X - Montatura Tempo	1 pz.	3.489 €	22	2.989 €
ORAHDL30-TR	HDL 3.0X - Montatura Triumph	1 pz.	3.489 €	22	2.989 €
ORAHDL30-EV	HDL 3.0X - Montatura Elevate	1 pz.	3.489 €	22	2.989 €
<b>Sistemi di Ingrandimento - HDL PRISM - 3.5X</b>					
ORA35PZ-TE	HDL PRISM - 3.5X - Montatura Tempo	1 pz.	4.013 €	22	3.322 €
ORA35PZ-TR	HDL PRISM - 3.5X - Montatura Triumph	1 pz.	4.013 €	22	3.322 €
<b>Sistemi di Ingrandimento - HDL PRISM - 4.5X</b>					
ORA45PZ-TE	HDL PRISM - 4.5X - Montatura Tempo	1 pz.	4.369 €	22	3.740 €
ORA45PZ-TR	HDL PRISM - 4.5X - Montatura Triumph	1 pz.	4.369 €	22	3.740 €
<b>Sistemi di Ingrandimento - HDL PRISM - 5.5X</b>					
ORA55PZ-TE	HDL PRISM - 5.5X - Montatura Tempo	1 pz.	4.719 €	22	4.035 €
ORA55PZ-TR	HDL PRISM - 5.5X - Montatura Triumph	1 pz.	4.719 €	22	4.035 €
<b>Sistema di Ingrandimento EYEZOOM 3.0 - 5.0X</b>					
ORAEYEZ-TE	EYEZOOM 3.0X-5.0X - Montatura Tempo	1 pz.	6.433 €	22	5.501 €
ORAEYEZ-TR	EYEZOOM 3.0X-5.0X - Montatura Triumph	1 pz.	6.433 €	22	5.501 €
<b>Sistema di Ingrandimento EYEZOOM MINI 2.5 - 3.5X</b>					
ORAEYEZMINI-TE	EYEZOOM MINI 2.5X-3.5X - Montatura Tempo	1 pz.	4.732 €	22	4.030 €
ORAEYEZMINI-TR	EYEZOOM MINI 2.5X-3.5X - Montatura Triumph	1 pz.	4.732 €	22	4.030 €
<b>Sistemi di Ingrandimento - OMNIOPTIC 2.5X</b>					
ORAOMNI25-TE	OMNIOPTIC 2,5X - Montatura Tempo	1 pz.	3.252 €	22	2.783 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
ORAOMNI25-TR	OMNIOPTIC 2,5X - Montatura Triumph	1 pz.	3.252 €	22	2.783 €
Sistemi di Ingrandimento - OMNIOPTIC 3.5X					
ORAOMNI35-TE	OMNIOPTIC 3,5X - Montatura Tempo	1 pz.	3.903 €	22	3.336 €
ORAOMNI35-TR	OMNIOPTIC 3,5X - Montatura Triumph	1 pz.	3.903 €	22	3.336 €
Sistemi di Ingrandimento - OMNIOPTIC 4.5X					
ORAOMNI45-TE	OMNIOPTIC 4,5X - Montatura Tempo	1 pz.	4.238 €	22	3.631 €
ORAOMNI45-TR	OMNIOPTIC 4,5X - Montatura Triumph	1 pz.	4.238 €	22	3.631 €
Sistemi di Ingrandimento - OMNIOPTIC 5.5X					
ORAOMNI55-TE	OMNIOPTIC 5,5X - Montatura Tempo	1 pz.	4.578 €	22	3.913 €
ORAOMNI55-TR	OMNIOPTIC 5,5X - Montatura Triumph	1 pz.	4.578 €	22	3.913 €
Sistema di Ingrandimento OMNIOPTIC OCULARI					
ORAOMNI25	OMNIOPTIC 2,5X - Oculari	1 pz.	2.371 €	22	2.023 €
ORAOMNI35	OMNIOPTIC 3,5X - Oculari	1 pz.	2.878 €	22	2.458 €
ORAOMNI45	OMNIOPTIC 4,5X - Oculari	1 pz.	3.219 €	22	2.719 €
ORAOMNI55	OMNIOPTIC 5,5X - Oculari	1 pz.	3.560 €	22	3.046 €
Sistema di Ingrandimento EYEZOOM MAX - 3.5X 6.5X					
ORAEYEM-TE	EYEZOOM MAX 3.5X-6.5X - Montatura Tempo	1 pz.	7.129 €	22	6.141 €
ORAEYEM-TR	EYEZOOM MAX 3.5X-6.5X - Montatura Triumph	1 pz.	7.129 €	22	6.141 €
ORAHDL25MACRO-DFP-TC	DRAGONFLY HDL 2,5X MACRO PRO	1 pz.	6.980 €	22	5.784 €
ORAHDL25MACRO-DF-TC	DRAGONFLY HDL 2,5X MACRO NEO	1 pz.	6.538 €	22	5.425 €
ORAHDL30-DF-TC	DRAGONFLY NEO 3X	1 pz.	6.894 €	22	5.718 €
ORAHDL30-DFP-TC	DRAGONFLY PRO 3X	1 pz.	7.334 €	22	6.084 €
ORA35PZ-DFP-TC	DRAGONFLY PRO 3,5X	1 pz.	7.688 €	22	6.378 €
ORA35PZ-DF-TC	DRAGONFLY NEO 3,5X	1 pz.	7.246 €	22	6.011 €
ORA45PZ-DFP-TC	DRAGONFLY PRO 4,5X	1 pz.	8.042 €	22	6.670 €
ORA55PZ-DFP-TC	DRAGONFLY PRO 5,5X	1 pz.	8.394 €	22	6.963 €
ORAEYEZ-DFP-TC	DRAGONFLY EYEZOOM PRO	1 pz.	10.166 €	22	8.433 €
ORAEYEZMINI-DFP-TC	DRAGONFLY EYEZOOM MINI PRO	1 pz.	8.394 €	22	6.963 €
ORAEYEM-DFP-TC	DRAGONFLY EYEZOOM MAX PRO	1 pz.	10.271 €	22	8.474 €
ORARDH-DF-TC	DRAGONFLY RDH 2,5X	1 pz.	5.103 €	22	4.372 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
<b>Sistema di Ingrandimento Ergo con ottica a deflessione</b>					
<b>ORAERGORDH-EV</b>	Sistema Ergo RDH 3X - Montatura Elevate	1 pz.	3.134 €	22	<b>3.083 €</b>
<b>ORAERGORDH-TE</b>	Sistema Ergo RDH 3X - Montatura Tempo	1 pz.	3.134 €	22	<b>3.083 €</b>
<b>ORAERGORDH-TR</b>	Sistema Ergo RDH 3X - Montatura Triumph	1 pz.	3.134 €	22	<b>3.083 €</b>
<b>ORAERGO35PZ-TE</b>	Sistema Ergo HDL 3,5X - Montatura Tempo	1 pz.	4.490 €	22	<b>4.415 €</b>
<b>ORAERGO35PZ-TR</b>	Sistema Ergo HDL 3,5X - Montatura Triumph	1 pz.	4.490 €	22	<b>4.415 €</b>
<b>ORAERGO50PZ-TR</b>	Sistema Ergo HDL 5X - Montatura Triumph	1 pz.	4.833 €	22	<b>4.339 €</b>
<b>ORAERGO50PZ-TE</b>	Sistema Ergo HDL 5X - Montatura Tempo	1 pz.	4.833 €	22	<b>4.339 €</b>
<b>Sistema di Ingrandimento semipersonalizzato Luxe 2,5X</b>					
<b>ORA25LUXE-SP-NA-S</b>	LUXE 2,X Semipersonalizzato con mont. Sportiva e dist. Interpupillare Stretta	1 pz.	1.633 €	22	<b>1.399 €</b>
<b>ORA25LUXE-SP-RE-S</b>	LUXE 2,X Semipersonalizzato con mont. Sportiva e dist. Interpupillare Regular	1 pz.	1.633 €	22	<b>1.399 €</b>
<b>ORA25LUXE-SP-WI-S</b>	LUXE 2,X Semipersonalizzato con mont. Sportiva e dist. Interpupillare Ampia	1 pz.	1.633 €	22	<b>1.399 €</b>
<b>Sistema di Ingrandimento semipersonalizzato Luxe 2,5X Con prescrizione</b>					
<b>ORA25LUXE-SP-NA-SP</b>	LUXE 2,X Semipersonalizzato con mont. Sportiva e dist. Interpupillare Stretta	1 pz.	1.763 €	22	<b>1.511 €</b>
<b>ORA25LUXE-SP-RE-SP</b>	LUXE 2,X Semipersonalizzato con mont. Sportiva e dist. Interpupillare Regular	1 pz.	1.763 €	22	<b>1.511 €</b>
<b>ORA25LUXE-SP-WI-SP</b>	LUXE 2,X Semipersonalizzato con mont. Sportiva e dist. Interpupillare Ampia	1 pz.	1.763 €	22	<b>1.511 €</b>
<b>ZEON LED ENDEVOUR NEW GENERATION</b>					
<b>ORALED-ENDEV2-TTLC</b>	ZEON ENDEVOUR TRUCOLOR - Unità portatile di illuminazione con 35% di illuminazione in più rispetto alla versione precedente. Il kit comprende: • Lampada: peso 7,37 gr fino a 91 lumens - luce bianca, temperatura del colore 6,500°K. • Batteria: Ioni litio, peso 115 gr. Durata in carica della batteria da 5 a 10 ore (a seconda dell'intensità utilizzata), tempo di ricarica 3 ore • Caricabatteria/ Alimentatore consente l'utilizzo anche direttamente collegato alla presa elettrica • Cavo rivestito per prevenire le rotture nel punto in cui curva. E' inoltre collegato alla batteria tramite connettore di sicurezza • Filtro anti-polimerizzazione • Clip per attacco al sistema di ingrandimento ZEON ENDEVOUR CON ATTACCO ORASCOPTIC Disponibile con attacco ORASCOPTIC, ZEISS e Universale.	1 pz.	1.952 €	22	<b>1.674,00 €</b>
<b>ORALED-ENDEV2-ZEITC</b>					
<b>ORALED-ENDEV2-UNITC</b>					

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
<b>ORALED-ENDEV2-XLTC</b>	ENDEAVOUR XL TRUCOLOR LED Batteria ioni di litio, 206 gr. Durata in carica della batteria da 10 a 24 ore (a seconda dell'intensità utilizzata) Tempo di ricarica 8 ore.	1 pz.	2.110 €	22	<b>1.802,00 €</b>
<b>ZEON LED SPARK NEW GENERATION</b>					
<b>ORALED-SPARK2-TC</b>	ZEON LED SPARK TRUCOLOR - Unità portatile di illuminazione cordless con 35% di illuminazione in più rispetto alla versione precedente. Qualità dello spot più definita Il kit comprende: • Lampada: peso 31,8 gr fino a 40 lumens - luce bianca • Batteria: Ioni litio. Durata in carica della batteria 6 ore. Tempo di ricarica 2 ore • Carica-batteria/Alimentatore: caricatore micro USB • Filtro: anti-polimerizzazione • Clip: universale per TTL • L'indice di resa colore (CRI790) permette di individuare come mai prima d'ora il colore dei tessuti e le tonalità cosmetene abbinate, con una resa cromatica senza eguali.	1 pz.	2.279,00 €	22	<b>1.954,00 €</b>
<b>PRESCRIZIONI</b>					
<b>ORAPRESC-STD</b>	PRESCRIZIONE STANDARD	1 pz.	159,00 €	4	<b>150,00 €</b>
<b>ORAPRESC-BIF</b>	PRESCRIZIONE BIFOCALE	1 pz.	159,00 €	4	<b>150,00 €</b>

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
<b>ORAAL-DISC-UNI</b>	CLIP UNIVERSALE LUCE	1 PZ	130,00 €	22	<b>130,00 €</b>
<b>ORA-HSRP1-ZZ</b>	FERMA OCCHIALI CON CLIP TEMPO 2/ERGOEDGE/ TITANIUM	1 PZ	21,60 €	22	<b>21,60 €</b>
<b>ORA-HSRP1-XV1</b>	FERMA OCCHIALI PER MONTATURA XV1/ DRAGONFLY	1 PZ	30,00 €	22	<b>30,00 €</b>
<b>ORA-HSRP1-XV1-OH</b>	FERMA OCCHIALI PER MONTATURA XV1 SOPRA TESTA	1 PZ	30,00 €	22	<b>30,00 €</b>
<b>ORA-HSRP1-ZZ1</b>	FERMA OCCHIALI PER LUXE/RYDON X / RAVE X / REVOLUTION	1 PZ	21,60 €	22	<b>21,60 €</b>
<b>ORA-HSRP1-ZZ0</b>	FERMA OCCHIALI UNIVERSALE MICRO NERO	1 PZ	21,60 €	22	<b>21,60 €</b>
<b>ORAAL-SPARK-LCF</b>	FILTRO ANTIPOLIMERIZ. SPARK/ENDEAVOUR 2/XV1	1 PZ	46,00 €	22	<b>46,00 €</b>
<b>ORAAO-NPDED</b>	KIT NASELLO PER ERGO EDGE	1 PZ	39,00 €	22	<b>39,00 €</b>
<b>ORAAL-922276-1</b>	GOMMINO PER CLIP UNIVERSALE - SPARK	1 PZ	14,00 €	22	<b>14,00 €</b>
<b>ORAAO-NPSIL</b>	NASELLO IN SILICONE	1 PZ	29,00 €	22	<b>29,00 €</b>
<b>ORA-CLOTH</b>	PANNO PULIZIA OCCHIALI	1 PZ	29,25 €	22	<b>29,25 €</b>
<b>ORAAO-NPDRg</b>	NASELLO PER DRAGONFLY	1 PZ	39,00 €	22	<b>39,00 €</b>
<b>ORAAO-NPDRP</b>	NASELLO PER RYDON X / RAVE X	1 PZ	39,00 €	22	<b>39,00 €</b>
<b>ORA921887</b>	PINZETTA LUCE PER CAMICE	1 PZ	6,45 €	22	<b>6,45 €</b>
<b>ORAAO-SSDEDZZ1</b>	PROTEZIONE LATERALE ERGO EDGE (1 paio)	1 PAIO	39,00 €	22	<b>39,00 €</b>
<b>ORAAO-SSDLEZZ1</b>	PROTEZIONE LATERALE LEGEND/RDH (1 paio)	1 PAIO	23,15 €	22	<b>23,15 €</b>
<b>ORAAO-SSDTEZZ1</b>	PROTEZIONE LATERALE TEMPO/TRIUMPH (1 paio)	1 PAIO	23,15 €	22	<b>23,15 €</b>
<b>ORAAO-SSDV1ZZ1</b>	PROTEZIONE LATERALE VICTORY (1 paio)	1 PAIO	39,00 €	22	<b>39,00 €</b>
<b>ORAAO-SSDDRZZ1</b>	PROTEZIONE LATERALE DRAGONFLY (1 paio)	1 PAIO	40,00 €	22	<b>40,00 €</b>
<b>ORAAO-ED-RGT</b>	STANGHETTA PER ERGO EDGE - DESTRA	1 PZ	87,70 €	22	<b>87,70 €</b>
<b>ORAAO-ED-LFT</b>	STANGHETTA PER ERGO EDGE - SINISTRA	1 PZ	87,70 €	22	<b>87,70 €</b>
<b>ORAAO-RDH-BLU</b>	STANGHETTA RDH BLU	1 PZ	72,00 €	22	<b>72,00 €</b>
<b>ORAAO-TE-NERA</b>	STANGHETTA TEMPO 3° GEN NERA (1 PAIO)	1 PAIO	45,95 €	22	<b>45,95 €</b>
<b>ORAAO-TE-GRAFITE</b>	STANGHETTA TEMPO 3° GEN GRAFITE (1 PAIO)	1 PAIO	45,95 €	22	<b>45,95 €</b>
<b>ORAAO-TE-BORDEAU</b>	STANGHETTA TEMPO 3° GEN BORDEAU (1 PAIO)	1 PAIO	45,95 €	22	<b>45,95 €</b>
<b>ORAAO-TE-BLU</b>	STANGHETTA TEMPO 3° GEN BLU (1 PAIO)	1 PAIO	45,95 €	22	<b>45,95 €</b>
<b>ORAAO-TR-BLU</b>	STANGHETTA TRIUMPH BLU (1 PAIO)	1 PAIO	45,95 €	22	<b>45,95 €</b>
<b>ORAAO-TR-NERA</b>	STANGHETTA TRIUMPH NERA (1 PAIO)	1 PAIO	45,95 €	22	<b>45,95 €</b>
<b>ORAAO-TR-SLATE</b>	STANGHETTA TRIUMPH SLATE (1 PAIO)	1 PAIO	45,95 €	22	<b>45,95 €</b>

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2024

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
<b>ORAAO-TR-GOLD</b>	STANGHETTA TRIUMPH GOLD (1 PAIO)	1 PAIO	45,95 €	22	<b>45,95 €</b>
<b>ORAAO-TR-ROSEGO</b>	STANGHETTA TRIUMPH ROSEGO (1 PAIO)	1 PAIO	45,95 €	22	<b>45,95 €</b>
<b>ORAAO-NMPLTZZ1</b>	TARGHETTA INCISIONE NOME	1 PZ	19,50 €	22	<b>19,50 €</b>
<b>ORAAO-TPT12-ZZ1</b>	TERMINALE STANGHETTA VICTORY/TITANIUM	1 PZ	39,00 €	22	<b>39,00 €</b>
<b>ORAAL-ENDE-VAL</b>	VALIGETTA PORTA ZEON ENDEAVOUR	1 PZ	107,15 €	22	<b>107,15 €</b>
<b>ORAAL-SPA-VAL</b>	VALIGETTA PORTA ZEON SPARK	1 PZ	84,00 €	22	<b>84,00 €</b>
<b>ORAAO-922224-1</b>	VALIGETTA PORTACCHIALI IN TESSUTO	1 PZ	60,00 €	22	<b>60,00 €</b>
<b>ORA922469-2</b>	KIT PROTEZIONI LATERALI PHANTOM/LUXE	1 PAIO	24,00 €	22	<b>24,00 €</b>
<b>ORA922437-2</b>	KIT NASELLO CON VITI PER PHANTOM/DAGONFLY	1 PAIO	24,00 €	22	<b>24,00 €</b>
<b>ORAAO-LUXE-NERA</b>	STANGHETTA PHANTON NERA	1 PZ	45,95 €	22	<b>45,95 €</b>
<b>ORAAO-922320-1</b>	TEMPO STANGHETTA SX 1 pz	1 PZ	38,00 €	22	<b>38,00 €</b>

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2024

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
<b>BONDOM3000D-4K</b>	Microscopio con camera integrata - Ingrandimento Zoom - Tubo binoculare var. 0~210° - Vario Focus f=180-460mm - Illuminazione a LED - Pacchetto modulo telecamera 4K HD integrato - Supporto mobile - Schermo LG	1pz	Su Richiesta	22	<b>Su Richiesta</b>
<b>BONA-021</b>	MORA per microscopio 3000 D-4K	1pz	1.500,00 €	22	<b>1.500,00 €</b>
<b>BONDOM4000E</b>	Microscopio G4 PRO - Estensione oculari - Fototelcamera 4K HD integrato - Auto Focus automatico motorizzato - Movimento elettromagnetico - SD card da 128 Giga - Monitor LG da 27" - Sistema di illuminazione da 80.000 Lux - Supporto mobile - Pedaliera per Fototelcamera	1pz	Su Richiesta	22	<b>Su Richiesta</b>



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

# RADIOLOGIA



## ■ Pellicola Insight IP-01 2,2x3,5 cm Pellicola Radiografica Endorale Periapicale

Pellicola Radiografica Endorale ad alta sensibilità ed alto contrasto. Periapicale (Super Poly-Soft). Riduce al minimo l'esposizione.

Pellicola di sensibilità F, con il tempo di esposizione più basso tra le pellicole presenti sul mercato.

Riduzione delle radiazioni.

Grazie ai ridotti tempi di esposizione, Insight assicura una riduzione delle radiazioni fino al 60%, garantendo più sicurezza per i vostri pazienti.

Eccellente qualità dell'immagine offre eccellenti prestazioni e superiore qualità dell'immagine per diagnosi più sicure, grazie all'esclusiva tecnologia brevettata T-Grain®.

### CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 100 pellicole  
singole  
(Ref. KD8675332)



## ■ Pellicola Insight IP-02 2,2x3,5 cm Pellicola Radiografica Endorale Periapicale

Pellicola Radiografica Endorale ad alta sensibilità ed alto contrasto. Periapicale (Super Poly-Soft). Riduce al minimo l'esposizione.

Pellicola di sensibilità F, con il tempo di esposizione più basso tra le pellicole presenti sul mercato. Riduzione delle radiazioni.

Grazie ai ridotti tempi di esposizione, Insight assicura una riduzione delle radiazioni fino al 60%, garantendo più sicurezza per i vostri pazienti.

Eccellente qualità dell'immagine offre eccellenti prestazioni e superiore qualità dell'immagine per diagnosi più sicure, grazie all'esclusiva tecnologia brevettata T-Grain®.

### CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 100 pellicole  
singole  
(Ref. KD1280619)



## ■ Pellicola Insight IP-21 3,1X4,1 cm Pellicola Radiografica Endorale Periapicale

Riduce al minimo l'esposizione. Pellicola di sensibilità F, con il tempo di esposizione più basso tra le pellicole presenti sul mercato.

Riduzione delle radiazioni.

Grazie ai ridotti tempi di esposizione, Insight assicura una riduzione delle radiazioni fino al 60%, garantendo più sicurezza per i vostri pazienti.

Eccellente qualità dell'immagine offre eccellenti prestazioni e superiore qualità dell'immagine per diagnosi più sicure, grazie all'esclusiva tecnologia brevettata T-Grain®.

### CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 150 pellicole  
singole  
(Ref. KD1763960)



## ■ Pellicola Insight IP-22 3,1X4,1 cm Pellicola Radiografica Endorale Periapicale

Riduce al minimo l'esposizione. Pellicola di sensibilità F, con il tempo di esposizione più basso tra le pellicole presenti sul mercato.

Riduzione delle radiazioni.

Grazie ai ridotti tempi di esposizione, Insight assicura una riduzione delle radiazioni fino al 60%, garantendo più sicurezza per i vostri pazienti.

Eccellente qualità dell'immagine offre eccellenti prestazioni e superiore qualità dell'immagine per diagnosi più sicure, grazie all'esclusiva tecnologia brevettata T-Grain®.

### CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 130 pellicole  
singole  
(Ref. KD1798628)



## ■ Pellicola Insight IP-21 3,1x4,1 cm con barriera ClinAsept

Le pellicole Insight ClinAsept sono racchiuse in una barriera trasparente che le protegge contro contaminazioni che possono essere presenti nei liquidi orali.

Disponibile in formato a film singolo per dimensione 2, ogni pellicola è preconfezionata in modo sicuro con una propria barriera.

Questa pellicola è stata sviluppata utilizzando emulsione T-Grain.

I suoi grani di alogenuro d'argento appiattiti utilizzano i raggi X in modo più efficiente e consentono alla pellicola di trattenere il contrasto in modo più efficace nelle soluzioni di elaborazione stagionate.

### CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 100 pellicole doppie  
(Ref. KD1539931)



## ■ Pellicola T-Mat Recipiente per pulizia dell'impianto di aspirazione

Pellicola radiografica sensibile alla fluorescenza verde, da usare con schermi tipo Lanex verde-emittenti.

Pellicola standard per tutte le applicazioni di radiografia panoramica e cefalometrica. Prestazioni ottimali di definizione dell'immagine ottenute grazie alla tecnologia brevettata T-Grain®.

### MISURE E CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

**Pellicola 12,7x30,5 cm (Ref. KD1987627)**

Conf. da 50 fogli

**Pellicola 15,0x30,0 cm**

Conf. da 50 fogli (Ref. KD1869080)

Conf. da 100 fogli (Ref. KD5215603)

**Pellicola 18,0x24,0 cm (KD5210222)**

Conf. da 50 fogli



## ■ Pellicola Ultra Speed DF-53

misura 2,2x3,5 cm

La pellicola Ultra-Speed è una pellicola per radiografie odontoiatriche indicata per tutti gli esami intraorali.

Il prodotto è compatibile con tutti i tipi di quipaggiamento esistenti e utilizzati nelle catene di rilevazione radiografica.

La sua caratteristica è nel contrasto molto alto, sensibilità molto alta, nitidezza molto elevata radiografie di lucentezza e resa costante anche se utilizzata in differenti condizioni di procedimento.

Ciascuna pellicola è confezionata in un pacchetto individuale.

### CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 100 pellicole singole

(Ref. KD1228931)



## ■ Pellicola Ultra Speed DF-54

misura 2,2x3,5 cm

La pellicola Ultra-Speed è una pellicola per radiografie odontoiatriche indicata per tutti gli esami intraorali.

Il prodotto è compatibile con tutti i tipi di quipaggiamento esistenti e utilizzati nelle catene di rilevazione radiografica.

La sua caratteristica è nel contrasto molto alto, sensibilità molto alta, nitidezza molto elevata radiografie di lucentezza e resa costante anche se utilizzata in differenti condizioni di procedimento.

Ciascuna pellicola è confezionata in un pacchetto individuale.

### CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 100 pellicole singole

(Ref. KD1228840)



## ■ Pellicola Ultra Speed DF-57

misura 3,1x4,1 cm

La pellicola Ultra-Speed è una pellicola per radiografie odontoiatriche indicata per tutti gli esami intraorali.

Il prodotto è compatibile con tutti i tipi di quipaggiamento esistenti e utilizzati nelle catene di rilevazione radiografica.

La sua caratteristica è nel contrasto molto alto, sensibilità molto alta, nitidezza molto elevata radiografie di lucentezza e resa costante anche se utilizzata in differenti condizioni di procedimento.

Ciascuna pellicola è confezionata in un pacchetto individuale.

### CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 130 pellicole singole

(Ref. KD1753664)



## ■ Pellicola Ultra Speed DF-58

misura 3,1x4,1 cm

La pellicola Ultra-Speed è una pellicola per radiografie odontoiatriche indicata per tutti gli esami intraorali.

Il prodotto è compatibile con tutti i tipi di quipaggiamento esistenti e utilizzati nelle catene di rilevazione radiografica.

La sua caratteristica è nel contrasto molto alto, sensibilità molto alta, nitidezza molto elevata radiografie di lucentezza e resa costante anche se utilizzata in differenti condizioni di procedimento.

Ciascuna pellicola è confezionata in un pacchetto individuale.

### CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 150 pellicole singole

(Ref. KD1658194)



## ■ Readymatic fissaggio dental prodotti chimici per tratt. automatico e manuale

Questo prodotto rappresenta soluzioni pronte all'uso che non richiedono operazioni di miscelazione o diluizione, pur mantenendo un'eccellente qualità di trattamento. Consente l'uso in sviluppatrici automatiche di pellicole radiografiche dentali, in modo tale da assicurare una qualità di trattamento costante per radiografie endorali ed extraorali.

Forniscono un'ottima qualità se utilizzate con pellicole endorali INSIGHT e ULTRA-SPEED oppure con pellicole panoramiche T-MAT. Ideale per qualsiasi tipo di sviluppo (automatico, manuale, sviluppatrici dotate di rulli e senza rulli).

Le confezioni Dental Readymatic chiuse rimangono utilizzabili due anni. Il flacone aperto potrà essere utilizzato entro un mese.

### CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 2 flaconi da 5lt

(Ref. KD5285937)

n.1 conf. da 4 flaconi da 2lt

(Ref. KD5285952)



## ■ Readymatic sviluppo dental prodotti chimici per tratt. automatico e manuale

Questo prodotto rappresenta soluzioni pronte all'uso che non richiedono operazioni di miscelazione o diluizione, pur mantenendo un'eccellente qualità di trattamento. Forniscono un'ottima qualità se utilizzate con pellicole endorali INSIGHT e ULTRA-SPEED oppure con pellicole panoramiche T-MAT.

Consente l'uso in sviluppatrici automatiche di pellicole radiografiche dentali, in modo tale da assicurare una qualità di trattamento costante per radiografie endorali ed extraorali. Ideale per qualsiasi tipo di sviluppo (automatico, manuale, sviluppatrici dotate di rulli e senza rulli).

Le confezioni Dental Readymatic chiuse rimangono utilizzabili due anni. Il flacone aperto potrà essere utilizzato entro un mese.

### CONFEZIONAMENTO

n.1 conf. da 2 flaconi da 5lt

(Ref. KD5285929)

n.1 conf. da 4 flaconi da 2lt

(Ref. KD5285945)





RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
<b>PELLICOLE RADIOGRAFICHE ENDORALI</b> <b>PELLICOLA Carestream dental INSIGHT</b>					
<b>PERIAPICALE (SUPER POLY-SOFT)</b>					
<b>KD1163401</b>	IP-21/3,1x4,1 cm - 150 pellicole singole	1 pz.	94,73 €	22	<b>93,00 €</b>
<b>KD1798628</b>	IP-22/3,1x4,1 cm - 130 pellicole doppie	1 pz.	130,75 €	22	<b>128,50 €</b>
<b>KD8675332</b>	IP-01/2,2x3,5 cm - 100 pellicole singole	1 pz.	72,05 €	22	<b>70,50 €</b>
<b>KD1280619</b>	IP-02/2,2x3,5 cm - 100 pellicole doppie	1 pz.	103,43 €	22	<b>101,50 €</b>
<b>PERIAPICALE (CARTONATA)</b>					
<b>KD1763960</b>	IP-21/3,1x4,1 cm - 150 pellicole singole	1 pz.	113,32 €	22	<b>111,00 €</b>
<b>KD1124981</b>	IP-11/2,4x4,0 cm - 100 pellicole singole	1 pz.	87,41 €	22	<b>85,50 €</b>
<b>KD8055402</b>	IP-12/2,4x4,0 cm - 100 pellicole doppie	1 pz.	112,74 €	22	<b>110,50 €</b>
<b>BITE WING (CARTONATA CON LINGUETTA)</b>					
<b>KD1807650</b>	IB-21/3,1x4,1 cm - 50 pellicole singole	1 pz.	95,20 €	22	<b>93,50 €</b>
<b>KD8298929</b>	IB-31/2,7x5,4 cm - 100 pellicole singole	1 pz.	187,14 €	22	<b>183,50 €</b>
<b>OCCLUSALE (CARTONATA)</b>					
<b>KD1169143</b>	IO-41/5,7x7,6 cm - 25 pellicole singole	1 pz.	91,70 €	22	<b>90,00 €</b>
<b>KD1079086</b>	IP-22 INSIGHT 3.1X4.1 cm - 150 pellicole doppie	1 pz.		22	<b>131,00 €</b>
<b>KD1539931</b>	IP-21 INSIGHT 3,1x4,1 cm - 100 pellicole doppie	1 pz.	90,44 €	22	<b>88,50 €</b>
<b>Carestream dental ULTRA-SPEED</b> <b>PELLICOLA Carestream dental ULTRA-SPEED</b>					
<b>PERIAPICALE (SUPER POLY-SOFT)</b>					
<b>KD1658194</b>	DF-58/3,1x4,1 cm - 150 pellicole singole - DF-58/3,1x4,1 cm - 150 pellicole singole	1 pz.	83,22 €	22	<b>81,50 €</b>
<b>KD1753664</b>	DF-57/3,1x4,1 cm - DF-57/3,1x4,1 cm	1 pz.	116,13 €	22	<b>114,00 €</b>
<b>KD1228840</b>	DF-54/2,2x3,5 cm (ex codice KD122 1650) - DF-54/2,2x3,5 cm (ex codice KD122 1650)	1 pz.	69,64 €	22	<b>68,50 €</b>
<b>KD1228931</b>	DF-53/2,2x3,5 cm (ex codice KD164 7478) - DF-53/2,2x3,5 cm (ex codice KD164 7478)	1 pz.	96,46 €	22	<b>94,50 €</b>
<b>KD1491737</b>	Periapicale (CARTONATA) DF-58/3,1x4,1 cm (ex codice KD8951758) - Periapicale (CARTONATA) DF-58/3,1x4,1 cm (ex codice KD8951758)	1 pz.	105,19 €	22	<b>103,00 €</b>
<b>KD1491752</b>	DF-57/3,1x4,1 cm (ex codice KD833 9822) - DF-57/3,1x4,1 cm (ex codice KD833 9822)	1 pz.	140,16 €	22	<b>137,50 €</b>
<b>KD1273747</b>	DF-56/2,4x4,0 cm (ex codice KD604 1305) - DF-56/2,4x4,0 cm (ex codice KD604 1305)	1 pz.	80,10 €	22	<b>78,50 €</b>

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
KD1273721	DF-55/2,4x4,0 cm (ex codice KD604 1313) - DF-55/2,4x4,0 cm (ex codice KD604 1313)	1 pz.	105,76 €	22	103,50 €
KD8393043	Bite Wing (CARTONATA CON LINGUETTA) DF-40/3,1x4,1 cm (ex codice KD846 5890) - Bite Wing (CARTONATA CON LINGUETTA) DF-40/3,1x4,1 cm (ex codice KD846 5890)	1 pz.	101,00 €	22	99,02 €
KD1296771	DF-42/2,7x5,4 cm (ex codice KD124 3872) - DF-42/2,7x5,4 cm (ex codice KD124 3872)	1 pz.	191,19 €	22	187,44 €
KD1666163	Occlusale (cartonata) DF-50/5,7x7,6 cm (ex codice KD878 8689) - Occlusale (cartonata) DF-50/5,7x7,6 cm (ex codice KD878 8689)	1 pz.	89,15 €	22	87,50 €
PELICOLE PER RADIOGRAFIA PANORAMICA E CEFALOMETRICA					
PELICOLA CARESTREAM DENTAL T-MAT G/RA					
KD1987627	12,7x30,5 cm (ex codice KD521 2006) - 50 fogli	1 pz.	112,72 €	22	110,50 €
KD1869080	15,0x30,0 cm - 50 fogli	1 pz.	114,48 €	22	112,50 €
KD5212022	18,0x24,0 cm - 50 fogli	1 pz.	125,42 €	22	123,00 €
KD5215603	15,0x30,0 cm - 100 fogli	1 pz.	229,55 €	22	225,00 €
PELICOLA Carestream dental EKTAVISION G & L					
PELICOLA EKTAVISION G					
KD8372716	15,0x30,0 cm - 50 fogli	1 pz.	167,25 €	22	164,00 €
SCHERMI DI RINFORZO					
SCHERMI DI RINFORZO CARESTREAM DENTAL LANEX MEDIUM					
KD8114654	(Senza Spugna/Utilizzo con cassette standard) 12,7x30,5 cm	1 pz.	305,70 €	22	300,00 €
KD1292671	15,0x30,0 cm	1 pz.	305,58 €	22	299,50 €
SCHERMI DI RINFORZO CARESTREAM DENTAL LANEX REGULAR					
KD1647205	15,0x30,0 cm	1 pz.	305,70 €	22	300,00 €
PRODOTTI CHIMICI Carestream dental Prodotti chimici per trattamento automatico e manuale CARESTREAM DENTAL DENTAL READYMATIC					
KD5285945	Dental Readymatic Sviluppo 4x2 lt	1 pz.	46,83 €	22	46,00 €
KD5285952	Dental Readymatic Fissaggio 4x2 lt	1 pz.	46,83 €	22	46,00 €
KD5285929	Dental Readymatic Sviluppo 2x5 lt	1 pz.	54,63 €	22	53,50 €
KD5285937	Dental Readymatic Fissaggio 2x5 lt	1 pz.	54,63 €	22	53,50 €
SVILUPPO E FISSAGGIO CARESTREAM DENTAL per radiografia dentale					
KD5060686	Dental Sviluppo 4x1 lt	1 pz.	31,61 €	22	31,00 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
KD5060694	Dental Fissaggio 4x1 lt	1 pz.	31,61 €	22	31,00 €
KD5016316	Dental Sviluppo 1x2,25 lt	1 pz.	16,28 €	22	16,00 €
KD5016308	Dental Fissaggio 1x2,25 lt	1 pz.	16,28 €	22	16,00 €
PRODOTTI MEDICALI Carestream dental*					
KD1002740	CASSETTA LANEX MEDIUM SCR 15X30	1 pz.	886,71 €	22	869,50 €
KD1604016	CASSETTA X-OMATIC REGULAR 15X30	1 pz.	305,70 €	22	299,70 €
*Avvertenze: i prodotti medicali non sono sempre pronta consegna, potrebbero quindi verificarsi dei ritardi nelle evasioni.					

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025

# PRIMO SOCCORSO



180  
160  
140  
120  
100  
80  
60  
40  
20  
0



ul. Agu. Sap. Oct. Nov. Dec.



## Defibrillatore Semiautomatico FRX

Il defibrillatore semiautomatico Philips FRx presenta innovazioni tecnologiche pensate per il trattamento della causa più comune dell'arresto cardiaco improvviso. E' progettato per una facile predisposizione e un semplice utilizzo e per offrire solidità e affidabilità a coloro che per primi prestano soccorso.

**Elettrodi SMART II:** possono essere utilizzati su pazienti adulti e pediatrici. Eliminano la necessità di acquistare vari set di elettrodi per tipi di pazienti diversi. Gli elettrodi SMART II consentono al defibrillatore FRx di procedere di pari passo con i soccorritori adattandosi alle loro azioni. Di uso intuitivo, con un design essenziale e istruzioni vocali chiare, comprese quelle per la rianimazione cardiopolmonare, contribuiscono a infondere la sicurezza necessaria per trattare una vittima di arresto cardiaco.

**Trasmissione dati wireless:** Porta di comunicazione a infrarossi per una facile trasmissione dei dati a uno smartphone o PC che esegue il software Event Review, senza problemi di compatibilità con cavi o hardware.

Attivatore pediatrico: è sufficiente inserire l'attivatore pediatrico nel defibrillatore FRx per segnalare al dispositivo che il paziente trattato è un bambino. Il defibrillatore provvede quindi a fornire istruzioni idonee sul posizionamento degli elettrodi e sulla rianimazione cardiopolmonare. Inoltre, le icone degli elettrodi lampeggiano per indicarne il posizionamento ottimale, mentre il dispositivo riduce l'energia della scarica a un livello più adatto ai bambini.

### CONFEZIONAMENTO (Ref. PHD861304)

#### n.1 confezione contenente:

n.1 defibrillatore FRX Philips, n.1 batteria, n.1 cartuccia per elettrodi per adulti contenente un set di elettrodi di defibrillazione adesivi, n.1 manuale per l'utente, n.1 guida rapida di riferimento



#### Chiave pediatrica FRX



Chiave per utilizzare il defibrillatore Philips HeartStart FRx su pazienti pediatrici con peso minore di 25 kg o 8 anni di età.

#### Elettrodi defibrillazione adulti



Coppia di elettrodi di ricambio raccomandati per pazienti adulti o pazienti pediatrici utilizzati in combinazione con la Chiave pediatrica.

#### Valigetta morbida per FRX



Valigetta morbida in cordura, protegge l'apparecchio da umidità eccessiva, schizzi e urti.

#### Cartello murale segnalatore



Cartello di segnalazione da installare affisso sopra ad una teca o un supporto contenente un defibrillatore. Permette una maggiore visibilità del defibrillatore.

#### Staffa per montaggio a parete



Staffa per montaggio a parete per interni progettata appositamente per i defibrillatori Philips HeartStart e i relativi accessori.

## Defibrillatore MindRay BeneHeart C1A



Defibrillatore semiautomatico Mindray compatto e leggero in cui sono integrate le funzioni di defibrillazione semiautomatica.

In modalità AED analizza automaticamente il ritmo, determina quando è consigliata l'erogazione di uno shock ed informa l'utilizzatore tramite messaggi vocali e di testo.

BeneHeart C1A è in grado di aumentare le probabilità di successo della defibrillazione (meno di 8 secondi per erogare la prima scarica);

- Accensione in 2 secondi e analisi ECG in 5 secondi;
- Robusto ai test d'impatto da 1.5 m e dotato di un grado di protezione IP55 è ideale per ambienti di pronto soccorso e per l'impiego al di fuori della struttura ospedaliera;
- Possibilità di effettuare la registrazione dei suoni ambientali
- Memorizzazione di 500 eventi paziente, 5 ore di dati relativi al processo di resuscitazione cardiopolmonare e 1000 risultati di test utente
- Elettrodi e batteria della durata di 5 anni, con un costo dei consumabili automaticamente inferiore



### CONFEZIONAMENTO (Ref. PHD0654B-XA00001)

#### n.1 confezione contenente:

n.1 DAE semiautomatico Mindray Beneheart C1A, DAE semiautomatico Mindray Beneheart C1A, Batteria, Elettrodi, Scheda di riferimento rapido, Manuale, Kit di soccorso DAE, Informazioni sulla manutenzione



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
PHD861304	DEFIBRILLATORE FRX	1 pz.	2.065,00 €	22	1.559,00 €
PHD0654B-XA00001	DEFIBRILLATORE MINDRAY C1	1 pz.	1.666,00 €		1.350,00 €
PHD989803170891	STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE AED	1 pz.	200,20 €	22	170,90 €
PHD989803170931	CARTELLO MURALE SEGNALE AED - VERDE	1 pz.	56,97 €	22	48,90 €
PHDM5070A	BATTERIA HS1/FRX	1 pz.	439,95 €	22	377,00 €
PHDM5071A	ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE ADULTI HS1 - 1 COPPIA	1 coppia	196,35 €	22	168,40 €
PHDM5072A	ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE PEDIATRICI HS1 - 1 COPPIA	1 coppia	298,35 €	22	256,20 €
PHD989803139261	ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE FRX - 1 COPPIA	1 coppia	162,63 €	22	139,20 €
PHDM5075A	VALIGETTA SEMIRIGIDA HS1	1 pz.	129,14 €	22	109,90 €
PHD989803139311	CHIAVE PEDIATRICA FRX	1 pz.	196,00 €	22	169,00 €
PHD989803139251	VALIGETTA MORBIDA FRX	1 pz.	245,00 €	22	210,00 €
PHD01BM3200-CS	PALLONE MONOUSO SMART BAG ADULTO	1 pz.	50,89 €	22	43,50 €
PHD125000060-00	ELETTRODI MINDRAY MONOUSO	1 pz.	147,57 €	22	126,60 €
PHD115-065054-00	BATTERIA MINDRAY	1 pz.	518,17 €	22	445,80 €
PHDTECA-L	TECA IN ABS CON ALLARME - NO RISCALDAMENTO	1 pz.	512,82 €	22	439,99 €
PHDTECA-LH	TECA IN ABS CON RISCALDAMENTO PER ESTERNI	1 pz.	897,44 €	22	769,00 €
PHD01BM3210-CS	PALLONE MONOUSO SMART BAG PEDIATRICO	1 pz.	54,05 €	22	46,50 €



I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2025



# ILLUMINAZIONE





## Lampade Polimerizzatrici

Codice.	Marca	Modello	Volts	Watts
PHL0101	Bosworth	Superlight	15	150
	Dentsply-De Trey	Prisma Lite	15	150
	H-J	-	15	150
	Ic	Luxor	15	150
	Kulzer	Translux. Ec. Ecs	15	150
	Litema	Algotech Lh 5000. Puraflex HI 150	15	150
	Pierre Roland	Lux 200	15	150
	Prolux 200	-	15	150
	Sirona/Siemens	C1. C2. C3. C4	15	150
	Solid States Systems	Initiator	15	150
	Vivadent	Heliomat	15	150
PHL0102/2	3M-ESPE	XI1000. XI2500. XI3000. Visilux I. Visilux li	12	75
	3M-ESPE	Elipar li - Elipar Highlight	12	75
	ALMORE	Op	12	75
	ALTRE	Dexter Destilux. Litex 660. Eggert Lux	12	75
	ALTRE	Polilux (Mariotti). Q-Lux Ligth	12	75
	ALTRE	Fotolux (De Giorgi)	12	75
	COLTENE	Coltolux li Lite	12	75
	DARBY	Superdent 7500	12	75
	DEGUSSA	Degulux. Degulux Softstart	12	75
	DEMETRON-KERR	Optilux 101. 400. 401. 402 (75W). Vcl 200. 300	12	75
	DENT-AMERICA	Litex 650	12	75
	DENTSPLY-DE TREY	Prismetics Lite li. Dentsply Qhl75	12	75
	DEXTER/DEXTILUX	-	12	75
	EGGERT LUX	-	12	75
	FOTOLUX (Carlo de Giorgi)	-	12	75
	HEALTCO	Aristocrate I	12	75
	JOVIDENT	Cu80. Cu100	12	75
	KAVO	Polylux 2	12	75
	KENT	Kent Light	12	75
	KRUGG	Foyolight	12	75
	KULZER	Translux Energy	12	75
	LITEMA	Astral	12	75
	LITEX	660	12	75
	MEGA-PHYSIK	Megalux Cs	12	75
	NOVAXA	Vcl 300	12	75
	PHARMETICA	Hilux 200. 250. 300. 350	12	75
	PHASEALLOY	White Cine Gun	12	75
	Q-LUX LIGHT	-	12	75
	R&S	Handlight	12	75
	SIRONA/SIEMENS	M1	12	75
	UNITEX/3M	-	12	75
	VIVADENT	Heliolux Dlx. Gt. Gte	12	75
	VOCO	Polofil Lux	12	75
	WHALDENT/COLTENE	Coltolux li. Coltolux 3. Coltolux 4	12	75
PHL0103	3M-ESPE	Lc	8	20
	ALO17	Lampada Lysta	8	20
	CASTELLINI	Polylight	8	20
	FLEX	-	8	20
	LYSTA	Lc80. Lc85	8	20


Codice.	Marca	Modello	Volts	Watts
PHL0104	ALTRE	Airel. Bayer Lcu. Elcelux. Focus	12	100
	ALTRE	Heliospad (Spad). Restolux (Gacd)	12	100
	ARIEL	-	12	100
	BAYER LCU	-	12	100
	DEMETRON-KERR	Optilux 400. 401. 402 (100W)	12	100
	DENT-MAT	Ceri-Light	12	100
	DENTSPLY-DE TREY	Prismetics Lite	12	100
	EFOS	Lite	12	100
	ELCELUX	-	12	100
	FOCUS	-	12	100
	HELLOSPAD	Spad	12	100
	KINETIC-INSTR.	Sunspot	12	100
	KULZER	Translux CI	12	100
	ID CAULK	Prismetics Lite	12	100
	MECTRON	Pol Hall	12	100
	MEGA-PHYSIK	Cromalux 75 E 100	12	100
	PRO-DEN SYSTEMES	Executor	12	100
	SS WHITE	Profile Vcs	12	100
	TELEDYNE GETZ	Focus Activator	12	100
	VOCO	Profilux	12	100
PHL0105	3M-ESPE	XI1500	10	52
	CASTELLINI	Polylight Iii	10	52
	DENTSPLY-DE TREY	Spectrum	10	52
	FARO	Polispat. Pu504	10	52
	LITEMA	Arcus 2	10	52
	MECTRON	Pol Hall Ii. Bluelight. Bluelight Pro	10	52
PHL0107	DEMETRON-KERR	30. 35. 50. 150. 250. 350	14	35
	DENTSPLY-DE TREY	Euromax. Prolite. Prolite P li	14	35
	EFOS	35	14	35
	FARO	P287	14	35
	HEALTCO	Aristocrate li	14	35
	KAVO	Polylux 1	14	35
	ID CAULK	The Max	14	35
	SATELEC	Acta	14	35
	SIRONA/SIEMENS	M1. C7. C8	14	35
	VIVADENT	Heliolux. Heliolux I. Heliolux li	14	35
PHL0108	3M-ESPE	Espe	12	75
PHL0113	DOLAN-JENNER	Fiber Lite 170D	21	150
PHL0115	DARBY	Superdent 5000 & 8000	120	150
	DENT-MAT	Marathon	120	150
	PENN-MED	200 Orig. Wand	120	150
	PRO-DEN SYSTEMES	Polylite 500&100	120	150
PHL0117	3M-ESPE	Elipar Trilight 6910	12	75
	VIVADENT	Astralix 5. 7	12	75
PHL0118	DEMETRON-KERR	Optilux 500. 501	12	80
PHL0119	FOTOFIL	Johnson&Johnson	12	75
PHL0121	CASTELLINI	Polysteril. Polysteril li	8	50

## Lampade per Riunito

Codice.	Marca	Modello	Volts	Watts
PHL0202	SIRONA/SIEMENS	Siroluxs24v.fantastic(C1.C2.C3.C4)	24	150
PHL0203	ADEC	6300(300H)	24	150
	EURODENT	Isolite(300H)	24	150
	FARO	Sunlight(300H)	24	150
	FARO	70	24	150
	KAVO	1400(Innesto2pin300h)	24	150
	PLANMECA	Delight	24	150
	RITTER	D428-D44lumostarnew-Rit-	24	150
PHL0204	AMACAELLISSE	-	17	95
	ANTHOS	Anteo.eco.lembo.phase.teseo	17	95
	CBSEM	-	17	95
	CEMM	Tsc90.Tsc2000	17	95
	FARO	S70.S90.S2000.Koolbeam	17	95
	FARO	Forest.galviattigl7supoltronaфинnent	17	95
	FEDESA	Midway.lineo.scorpio	17	95
	VITALI	Vitalicammobologna	17	95
PHL0209	ADEC	6300(40H)	24	150
	EURODENT	Isolite(40H)	24	150
	FARO	B4843.Sunlight(40H)	24	150
	KAVO	1400(Innesto2pin40h)	24	150
	PLANMECA	Delight	24	150
	RITTER	Lumostarnew-Ritter(40H)-Ritter 130	24	150
PHL0212	ALTRE	Magnax-Maruchieight	12	50
	CASTELLINI	Vega.monta.solar	12	50
	MAGNAX	-	12	50
	MARUCHIEIGHT	-	12	50
	OMS	Vision	12	50
	PHILIPS	Oralux	12	50
	SIRONA/SIEMENS	Siroluxe(C6.C8)	12	50
	VISION	Oms	12	50
	XO	Xo4	12	50
PHL0220	EURODENT	Isolite	24	150
PHL0233	ANTHOS	(Produz.dal2002)A4.A6.Gulliver.kisar	17	95
	ANTHOS	Venus	17	95
	FARO	Edi	17	95
	STERN-WEBER	Venusplus	17	95
PHL0234	ALTRE	Amacaelisse.cbsem.multilux(Stern)	24	150
	ALTRE	Marus-Starvision	24	150
	GALLUS	G208.Gm4	24	150
	MULTILUX	Stem	24	150
	PORTERDAYSTAR	-	24	150
	RITTER	Startrack._Kisuperstarlite	24	150
	STARVISION	-	24	150
	STERN-WEBER	Multilux(Stern)	24	150
PHL0216	PLANMECA	SIROLUX	24	150
PHL0217	OSRAM	HALOSTAR STARLITE	12	75
PHL0238	ALTRE	-	22	150
PHL0240	FLEX	-	24	100
PHL0252	ELECTRICAL	ELECTRICAL - 24V 100W GY6.35	24	100

## Lampade Strumentazione

Codice.	Marca	Modello
PHL0501	SIRONA	Micromotori
PHL0502	SIRONA	Turbine
PHL0504	KAVO	Turbine/Micromotori
PHL0507	BIENAIR	Turbine
PHL0508	BIENAIR	Micromotori
PHL0516	W&H	Turbine
PHLL502	SIRONA/SIEMENS	Turbine Led
PHLL504	KAVO	Turbine Led
PHLL507	BIENAIR	Turbine Led
PHLL508	BIENAIR	Micromotori Led
PHLL510	NSK	Turbine Led
PHLL516	W&H	Turbine Led



### RICAMBI ILLUMINAZIONE

Simit Dental offre una vasta gamma di referenze che soddisfano le più ampie esigenze del professionista dentale.

**La gamma di ricambi illuminazione si suddivide in 4 principali categorie:**

- Lampadine per lampade polimerizzanti
- Lampadine per riunito
- Lampadine per strumentazione (micromotorie turbine)
- Lampadine a led per strumentazione

### LAMPADINE A LED

Le lampadine a Led assicurano una durata nettamente superiore alle lampadine di tipo alogeno con un costo di utilizzo inferiore. Inoltre la potenza di illuminazione risulta raddoppiata ed il colore della luce evidenzia meglio le nuance gialle e rosse.



CODICE SIMIT	VOLTS	WATTS	CODICE FORNITORE	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DIVENDIGTA
PHL0101	15	150	OSR15150	13,75 €	22	13,00 €
PHL0102	12	75	PH13865	33,56 €	22	33,50 €
PHL0102/2	12	75	AL017	24,12 €	22	24,00 €
PHL0103	8	20	AL055	29,11 €	22	29,00 €
PHL0104	12	100	AL024	38,01 €	22	38,00 €
PHL0105	10	52	PH89231	33,02 €	22	32,00 €
PHL0107	14	35	PH13165	29,38 €	22	28,50 €
PHL0112	12	100	OSR12100	13,88 €	22	13,50 €
PHL0113	21	150	USEKE	26,90 €	22	26,50 €
PHL0117	12	75	PH14552	29,16 €	22	28,50 €
PHL0119	12	75	OSR1275	15,77 €	22	15,50 €
PHL0121	8	50	AL605E	14,82 €	22	14,00 €
PHL0202	24	150	AL641	15,36 €	22	15,00 €
PHL0203	24	150	AL642	6,87 €	22	6,50 €
PHL0204	17	95	PHA1262A	25,34 €	22	25,00 €
PHL0209	24	150	OSR3209	3,91 €	22	3,50 €
PHL0212	12	50	3206LD	4,31 €	22	4,00 €
PHL0216	24	150	AL642TN	16,58 €	22	16,00 €
PHL0217	12	75	AL450	4,99 €	22	4,00 €
PHL0220	24	150	PH3209	9,03 €	22	9,00 €
PHL0233	17	95	PH14623	16,71 €	22	16,50 €
PHL0234	24	150	OSRA1262	18,60 €	22	18,50 €
PHL0238	22	150	A228150I	59,97 €	22	59,50 €
PHL0240	24	100	AL638	16,17 €	22	15,50 €
PHL0252	24	100	RD24100LD	11,86 €	22	9,00 €
Lampadine per turbine e micromotori						
PHL0501			M6E	32,08 €	22	31,51 €
PHL0502			T6E	31,00 €	22	30,00 €
PHL0504			TM4E	18,87 €	22	18,46 €
PHL0507			T1E	26,36 €	22	25,88 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2024





CODICE SIMIT	VOLTS	WATTS	CODICE FORNITORE	LISTINO	IVA %	PREZZO CONSIGLIATO DIVENDIGTA
PHL0508			M1E	32,88 €	22	32,42 €
PHL0516			T7	37,47 €	22	37,47 €
PHLL502			T6ELED	45,50 €	22	45,00 €
PHLL504			TM4ELED	42,99 €	22	42,00 €
PHLL507			T1ELED	42,99 €	22	42,00 €
PHLL508			M1ELED	45,55 €	22	44,71 €
PHLL510			T5ELED	45,55 €	22	45,50 €
PHLL516			T7ELEDY	51,21 €	22	50,13 €
Varie						
PHL0901	9	52	2741	17,52 €	22	17,00 €

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa - Validità 2024

Gruppo Simit

